



0197*



*für C137A, C137G, C137IA, C137IG, C137IM, C1372A, C1372G, C1372M, C109G, C129G, C129M, C110G, C110M

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabrikant / Tillverkare / Fabrikant / Περιουμπούρος / Producent / Výrobca / Proizvajalec / Výrobce / Produsent / Производитель

Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19 | D - 97076 Würzburg, Germany
Tel. +49 (0)931 30 45 0 | Fax +49 (0)931 30 45 100
E-Mail: dialog@virion-serion.de | Internet: www.virion-serion.de

Gebrauchsanweisung - Deutsch

Zusammensetzung

Humanserum in proteinhaltigem Phosphatpuffer mit Tween 20; flüssig, 5 x 3 ml; negativ getestet auf anti-HIV-Ak, HBs-Ag (Hepatitis B-Virus-surface Antigen) und anti-HCV-Ak; Konservierungsmittel: < 0,1 % Natriumazid; Farbstoff: 0,01 g/l Bromphenolblau.

Anwendungsbereich

SERION ELISA control sind positive Kontrollen für die qualitative und quantitative Antikörperbestimmung mit Immunoassays der Produktlinie SERION ELISA. Sie sind neben den im SERION ELISA Testkit enthaltenen Kontrollen ein zusätzliches Reagenz zur Überprüfung der Validität des durchgeführten Testlaufs, zur Ermittlung der Präzision sowie zur Dokumentation der Chargenkonstanz der angewendeten Methode. SERION ELISA control dienen insbesondere zur Qualitätssicherung in akkreditierten Prüflaboratorien.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei Lagerung bei 2 – 8 °C beträgt die Haltbarkeit der gebrauchsfertigen SERION ELISA control 18 Monate ab Herstellung; Haltbarkeitsdatum siehe Etikett. Nicht einfrieren.

Vorsichtsmaßnahmen

Obwohl alle SERION ELISA control HBs-Ag-, anti-HCV-Ak-, sowie anti-HIV-AK-negativ getestet wurden, müssen sie als potentiell infektiös betrachtet werden. Die Produkte enthalten Natriumazid zur Konservierung. Verschlucken sowie Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten vermeiden!

Zielwerte und Gültigkeitsbereiche

Im Rahmen umfangreicher Validierungsstudien werden für jedes testspezifische SERION ELISA control Zielwerte und Gültigkeitsbereiche ermittelt und auf chargenspezifischen Analysezertifikaten dokumentiert. Diese beziehen sich auf die Anwendung von SERION ELISA control mit dem korrespondierenden SERION ELISA und dienen dem Anwender als Richtwerte für die laborinterne Qualitäts sicherung. Unter Anwendung von SERION ELISA weisen SERION ELISA control in der Regel eine positive Reaktion auf. Einige SERION ELISA wurden unter Berücksichtigung eines so genannten klinischen Grenzwertbereiches eingestellt, um z. B. hohe Seroprevalenzen auszublenden. Aus diesem Grund kann die Bewertung einzelner SERION ELISA control in Ausnahmefällen auch grenzwertig ausfallen.

Vorbereitung

SERION ELISA control sind gebrauchsfertig und dürfen nicht verdünnt werden. Eine Rf-Absorption ist ebenfalls nicht durchzuführen. SERION ELISA control müssen vor dem Testansatz auf Raumtemperatur erwärmt werden. Sie sollten vor dem Pipettierschritt mit einem Monomixer (z. B. Vortex) gut durchmischt werden, um eine homogene Lösung herzustellen.

Durchführung

Im Rahmen des Testansatzes müssen 100 µl der SERION ELISA control in die Kavität eines Teststreifens des korrespondierenden SERION ELISA pipettiert werden. SERION ELISA control sollten bei jeder Analysenserie mitgeführt und die Ergebnisse auf einer entsprechenden Regalkarte eingetragen werden. Auf Anfrage wird die Excel-basierte Auswertehilfe SERION ELISA accuracy gerne zur Verfügung gestellt. SERION ELISA control sind für die Anwendung mit dem korrespondierenden SERION ELISA vorgesehen. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchs anweisung des SERION ELISA.

Einschränkung

SERION ELISA control sollten nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden. Bei Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination oder einer starken Trübung des Produkts ist das Fläschchen zu verwerfen. SERION ELISA control sind unabhängig von den Kontrollen, die mit den SERION ELISA geliefert werden. Sie sind nicht zur Verwendung als Standard geeignet. SERION ELISA control können mit anderen Testen nur nach Validierung durch den Anwender angewendet werden.

Instructions - English

Composition

Human serum in protein containing phosphate buffer with Tween 20; liquid, 5 x 3 ml; negative for anti-HIV-Ab, HBs-Ag (Hepatitis B-Virus surface antigen) and anti-HCV-Ab; preservative: < 0.1 % sodium azide; colouring: 0.01 g/l Bromphenol blue.

Intended Use

SERION ELISA controls are positive control sera for monitoring qualitative and quantitative antibody determination when using immunoassays from the SERION ELISA product line. They are to be regarded as additional controls to the reagents supplied with the test kits. They are used to determine validity of SERION ELISA test runs as well as precision and reliability of the method. SERION ELISA controls are particularly recommended as an aid for internal quality management in accredited laboratories.

Stability and Storage

The ready-to-use SERION ELISA controls are stable for 18 months from date of production when stored at 2-8 °C; expiry date see label. Do not freeze.

controls, individuellement, peuvent donner des résultats limites dans des cas exceptionnels.

Préparation

Les SERION ELISA controls sont prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués. L'absorption Rf ne doit pas être effectuée. Avant d'utiliser le SERION ELISA controls il faut le ramener à la température ambiante. Avant le pipetage, le SERION ELISA controls doivent être agité (par ex., avec un vortex) pour obtenir une solution homogène.

Performance

Au cours du test, pipetez 100 µl de SERION ELISA control dans la cavité de la bandelette de test SERION ELISA correspondante. On recommande l'utilisation des SERION ELISA controls dans chaque test de SERION ELISA et l'enregistrement des résultats dans un tableau de contrôle. On peut également vous fournir l'outil d'évaluation, basé sur Excel, SERION accuracy sur demande. On recommande l'utilisation des SERION ELISA controls avec les tests SERION ELISA correspondants. Veuillez également consulter le mode d'emploi du SERION ELISA.

Limitations

SERION ELISA control ne doit pas être utilisé après la date de péremption. En cas de contamination microbiologique ou de turbidité, le produit doit être jeté. SERION ELISA control sont indépendants des contrôles qui sont compris dans les trousse SERION ELISA. Ils ne peuvent pas être utilisés comme standards. SERION ELISA controls peuvent être utilisés avec d'autres tests seulement après validation par l'utilisateur.

Precautions

Althought all SERION ELISA controls have been found to be negative for HBsAg, HCV and HIV-antibodies, they should be considered potentially infectious. The product contains sodium azide as a preservative. Swallowing and contact with skin or mucous membranes must be avoided!

Target Values and Target Ranges

Composición

Suero humano en tampon fosfato que contiene proteínas con Tween 20; líquido, 5 x 3 ml; negativo para Ac anti-VIH, HBs-Ag (antígeno de superficie del virus de hepatitis B) y anticuerpo anti-VHC; conservante: azida sódica < 0,1 %; colorante: 0,01 g/l de bromofenol.

Uso previsto

SERION ELISA controls son sueros control positivos para el seguimiento de la determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos al utilizar inmunonensayos de la línea de productos SERION ELISA. Se deben considerar como controles adicionales a los reactivos suministrados con los kits de pruebas. Se utilizan para la determinación de la validez de las cargas de pruebas de SERION ELISA así como la precisión y fiabilidad del método. SERION ELISA controls se recomienda en especial como ayuda para la gestión interna de la calidad en laboratorios autorizados.

Estabilidad y conservación

Los SERION ELISA controls son estables durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se conservan entre 2 y 8 °C; para la fecha de caducidad, véase el etiquetado. No congelar.

Precauciones

Aunque todos los SERION ELISA controls han resultado negativos para HBsAg y los anticuerpos frente a VHC y VIH, se deberán considerar como potencialmente infecciosos. El producto contiene azida sódica como conservante. Debe evitarse su ingestión y el contacto con la piel o membranas mucosas.

Valores objetivo e intervalos objetivo

En estudios de validación exhaustivos, se determinan y documentan valores objetivo e intervalos objetivo para cada SERION ELISA control específico de la prueba en certificados de análisis específicos del lote. Estos se recomiendan como valores de referencia para la gestión de la calidad entre laboratorios autorizados al utilizar SERION ELISA controls con los correspondientes kits SERION ELISA. SERION ELISA controls generalmente muestran resultados positivos en las pruebas con SERION ELISA. Sin embargo se evalúan algunas pruebas SERION ELISA comprobándose que corresponden a un así llamado umbral clínico, por ejemplo para excluir seroprevalencias altas. Por lo tanto, la evaluación de SERION ELISA controls podría proporcionar resultados dudosos en casos excepcionales.

Preparación

SERION ELISA controls están listos para usar y no se deben diluir más. No se debe realizar absorción Rf. SERION ELISA controls se debe llevar a temperatura ambiente antes de utilización. Antes de pipetear, SERION ELISA controls se debe agitar (por ejemplo utilizando un mezclador de vórtice) para garantizar una solución homogénea.

Funcionamiento

En el curso de la prueba, introduzca la pipeta de 100 µl de SERION ELISA control en la cavidad de la tira de prueba correspondiente de SERION ELISA. Se recomienda la utilización de SERION ELISA controls en cada prueba de SERION ELISA y registrar los resultados en un gráfico de control. Bajo petición, podemos suministrar nuestra herramienta de evaluación basada en Excel SERION accuracy. Se recomienda la utilización de SERION ELISA controls con la prueba SERION ELISA correspondiente. Consulte también el manual de instrucciones de SERION ELISA.

Limitaciones

SERION ELISA control no se debe utilizar después de la fecha de caducidad. En caso de contaminación microbiológica o turbidez, se debe desechar el producto. SERION ELISA control es independiente de los controles incluidos en el kit SERION ELISA. No es apropiado para utilizar como patrón. SERION ELISA controls se puede utilizar con otras pruebas únicamente tras la validación por parte del usuario.

Precauciones

Los SERION ELISA controls deben ser considerados como potencialmente infecciosos incluso si se han revelado negativos en los tests de detección de los anticuerpos anti-HBsAg, VHC y VTH. Algunos reactivos contienen la azida de sodio como agente de conservación. Por consiguiente, en casos excepcionales, la evaluación de SERION ELISA controls individuales puede presentar resultados no valores-límite.

Istruzioni - Italiano

Compositione

Siero umano in tampon fosfato contenente proteine con Tween 20; liquido, 5 x 3 ml; negativo per anti-HIV-Ab, HBs-Ag (antigénio di superficie del virus da hepatitis B) e anti-HCV Ab; conservante: sódio azida < 0,1%; colorante: blu di bromofenolo, 0,01 g/l.

Uso previsto

I SERION ELISA control sono sieri di controllo positivi per la determinazione anticorpale qualitativa e quantitativa con gli immunodisaggi della linea SERION ELISA. Si tratta di test d'analisi con SERION ELISA. Cependant, un petit nombre de tests SERION ELISA sont aussi bien que la précision et la fiabilité de la méthode. SERION ELISA controls sont particulièrement recommandés pour aider à la gestion interne de la qualité dans les laboratoires agréés.

controlli addizionali che affiancano i reagenti forniti con i kit e vengono utilizzati per verificare la validità delle sessioni di analisi effettuate con i test SERION ELISA, oltre che per determinare la precisione e l'affidabilità del metodo. I SERION ELISA control sono particolarmente indicati per la gestione della qualità nei laboratori accreditati.

Stabilità e conservazione

I SERION ELISA control pronti per l'uso sono stabili per 18 mesi dalla data di produzione se conservati a 2-8 °C; per la data di scadenza, vedere l'etichetta. Non congelare.

Precauzioni

Benché tutti i SERION ELISA control siano risultati negativi per HBsAg e per gli anticorpi anti-HCV e anti-HIV, devono essere considerati potenzialmente infettivi. Il prodotto contiene sodio azide come conservante. Evitare l'ingestione e il contatto con la cute o con le mucose!

Valori target e intervalli di riferimento

In ampli studi di validazione vengono determinati i valori target e gli intervalli di riferimento di ogni specifico SERION ELISA control, e quindi documentati nei certificati di analisi. Queste sono raccomandate come valori per la gestione del controllo qualitativo nei laboratori accreditati. I SERION ELISA control sono generalmente positivi nelle sessioni di analisi condotte con SERION ELISA. Tuttavia, alcuni test SERION ELISA sono stati impostati in base a una cosiddetta soglia clinica, ad esempio per escludere le seroprevalenze elevate. Pertanto, in casi eccezionali, singoli SERION ELISA control possono fornire risultati compresi nella zona grigia.

Limitazioni

SERION ELISA control non deve essere utilizzato dopo la data di péremption. In cas de contamination microbiologique ou de turbidité, le produit doit être jeté. SERION ELISA control sont indépendants des contrôles qui sont compris dans les trousse SERION ELISA. Ils ne peuvent pas être utilisés comme standards. SERION ELISA controls peuvent être utilisés avec d'autres tests seulement après validation par l'utilisateur.

Preparazione

I SERION ELISA control sono pronti per l'uso e non devono essere diluiti. Inoltre, non deve essere effettuato l'adsorbimento del fattore Rf. I SERION ELISA control devono essere portati a temperatura ambiente prima dell'uso. Prima di pipettare, i SERION ELISA control devono essere miscelati (ad es. con un vortex) per ottenere una soluzione omogenea.

Esecuzione

Nella sessione di analisi, pipettare 100 µl di SERION ELISA control nella cavità della corrispondente striscia reattiva SERION ELISA. Si consiglia di utilizzare i SERION ELISA control in ogni sessione di analisi condotta con SERION ELISA e di documentare i risultati in un registro apposito. Lo strumento di valutazione su base Excel SERION accuracy deve essere impostato in base a una cosiddetta soglia clinica, ad esempio per escludere le seroprevalenze elevate. Pertanto, in casi eccezionali, singoli SERION ELISA control possono fornire risultati compresi nella zona grigia.

Stabilità e conservazione

SERION ELISA control levereras klara för användning och är stabila under 18 månader från tillverkningsdatum vid förvaring vid 2-8 °C. Utgångsdatum aanges på etiketten. Får ej fryses.

Försiktighetsåtgärder

Samtliga SERION ELISA controls har befunnits negativa för HbsAG, HCV- och HIV-antikroppar men ska trots det betrakta som potentiellt infektiosa. Produkten innehåller natriumazid som konserveringsmedel. Produkten får inte sväljas och inte komma i kontakt med hud eller slimmhinnar!

Limitationer

I SERION ELISA control non devono essere utilizzati dopo la data di scadenza. In caso di contaminazione microbiologica o turbidità, il prodotto deve essere eliminato. I SERION ELISA control sono indipendenti dai controlli inclusi nel kit SERION ELISA e non sono indicati per essere impiegati come standard. I SERION ELISA control possono destinati all'uso con il corrispondente test SERION ELISA. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso del test SERION ELISA.

Esecuzione

Nella sessione di analisi, pipettare 100 µl di SERION ELISA control nella cavità della corrispondente striscia reattiva SERION ELISA. Si consiglia di utilizzare i SERION ELISA control in ogni sessione di analisi condotta con SERION ELISA e di documentare i risultati in un registro apposito. Lo strumento di valutazione su base Excel SERION accuracy deve essere impostato in base a una cosiddetta soglia clinica, ad esempio per escludere le seroprevalenze elevate. Pertanto, in casi eccezionali, singoli SERION ELISA control possono fornire risultati compresi nella zona grigia.

Stabilità e conservazione

SERION ELISA control levereras klara för användning och är stabila under 18 månader från tillverkningsdatum vid förvaring vid 2-8 °C. Utgångsdatum aanges på etiketten. Får ej fryses.

Preparazione

SERION ELISA controls sono soros de controllo positivo para monitorizar a determinación qualitativa e quantitativa quando se utilizan inmunonensais da linha de produtos SERION ELISA. Estos son considerados controles complementares aos reagentes fornecidos com os kits de teste SERION ELISA. SERION ELISA controls generalmente muestran resultados positivos en las pruebas con SERION ELISA. Sin embargo se evalúan algunas pruebas SERION ELISA comprobándose que corresponden a un así llamado umbral clínico, por ejemplo para excluir seroprevalencias altas. Por lo tanto, la evaluación de SERION ELISA controls podría proporcionar resultados dudosos en casos excepcionales.

Esecuzione

Em cada teste, introduza a pipeta de 100 µl de SERION ELISA control na cavidade da tira de prova correspondente de SERION ELISA. Se recomenda a utilização de SERION ELISA controls em cada prova de SERION ELISA e registrar os resultados em um gráfico de controlo. Bajo petição, podemos suministrar nuestra herramienta de evaluación basada en Excel SERION accuracy. Se evalúan algunas pruebas SERION ELISA comprobándose que corresponden a un así llamado umbral clínico, por ejemplo para excluir seroprevalencias altas. Por lo tanto, la evaluación de SERION ELISA controls podría proporcionar resultados dudosos en casos excepcionales.

Limitazioni

SERION ELISA control no se debe utilizar después de la fecha de caducidad. En caso de contaminación microbiológica o turbidez, se debe desechar el producto. SERION ELISA control es independiente de los controles incluidos en el kit SERION ELISA. No es apropiado para utilizar como patrón. SERION ELISA controls se puede utilizar con otras pruebas únicamente tras la validación por parte del usuario.

Precauciones

Embora se tenha verificado que os SERION ELISA controls são negativos para HBsAg, HCV e anticorpos anti-HIV, devem ser considerados potencialmente infecciosos. O produto contém azida de sódio como conservante. Há que evitar a ingestão e o contacto com a pele ou as mucosas.

Valores-alvo e intervalos-alvo

Em estudos de validação abrangentes, os valores-alvo e os intervalos-alvo para cada SERION ELISA control são determinados e documentados em certificados de análise específicos para cada lote. Estes são recomendados como valores de referência para a gestão da qualidade em laboratórios acreditados quando se utilizam os SERION ELISA controls com os kits SERION ELISA correspondentes. Os SERION ELISA controls exibem geralmente resultados positivos em execuções de testes com SERION ELISA. Contudo, alguns testes SERION ELISA foram avaliados de forma a corresponder a um chamado limiar clínico, por exemplo para excluir seroprevalências elevadas. Por conseguinte, em casos excepcionais, a avaliação de SERION ELISA controls individuais pode apresentar resultados nos valores-límite.

Preparação

Os SERION ELISA controls estão prontos para utilizar e não deverão ser mais diluídos. Não deve ser realizada absorção de Fr. Os SERION ELISA controls têm de atingir a temperatura ambiente antes da utilização. Antes de serem pipetados, os SERION ELISA controls devem ser agitados (p. ex. num misturador vórtex) para garantir que a solução é uniforme.

Foraholdsgregler

Selvom alle SERION ELISA controls er fundet negative for HBsAg, HCV- og HIV-antikorper, bør de anses som potentielt smitsomme. Produktet indeholder natriumazid som konserveringsmeddelelse. Indtagelse og kontakt med hud eller slimhinder skal undgås!

Målværdier og målområder

Durante a execução do teste, pipete 100 µl de SERION ELISA control para a cavidade da tira de teste SERION ELISA correspondente. Os SERION ELISA controls são recomend

