

Instruções de utilização. Por favor, leia cuidadosamente!

Muito obrigado pela sua confiança e os nossos parabéns!

Adquiriu um produto de qualidade da MEDISANA, uma das empresas líderes mundiais na área de saúde.

Para obter o efeito desejado e contar durante vários anos com o seu Termómetro FTC MEDISANA, recomendamos-lhe que leia cuidadosamente as seguintes instruções de utilização e cuidados.

A sua MEDISANA AG



MATERIAL FORNECIDO

Por favor, verifique primeiro se o aparelho está completo.

O material fornecido inclui:

- O termómetro FTC MEDISANA
- Pilha tipo AG3 ou LR41 (já inserida)
- Estojo de arrumação
- Instruções de utilização

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. O termómetro é composto por peças pequenas que podem ser engolidas por crianças. Não deixe o termómetro sem vigilância nas mãos de uma criança.
2. Utilize o termómetro exclusivamente para a medição da temperatura corporal.
3. O aparelho não se destina a uma utilização comercial.
4. Em caso de avaria, não repare o aparelho por si próprio. Suspenda a utilização do aparelho até este estar reparado. Contacte o seu revendedor e entregue o aparelho para reparação apenas ao Serviço de Reparação da MEDISANA.
5. Por favor, observe as condições de funcionamento e arrumação recomendadas, para manter o Termómetro FTC MEDISANA em bom funcionamento durante muito tempo.

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA COM O TERMOMETRO FTC MEDISANA

O que é a febre?

A nossa temperatura corporal normal está situada entre 36 °C e 37,5 °C. Dependendo da hora do dia e do estado físico, como, por exemplo, o ciclo menstrual de uma mulher, as oscilações são normais. Se a temperatura corporal subir acima de 38 °C, estamos na presença de febre. Se a febre subir acima de 39 °C, não diminuir após 1 a 2 dias, deverá consultar imperativamente um médico.

Medir a febre - rápida e correctamente!

Uma doença febril está frequentemente associada a fadiga, dores articulares, arrepios e calafrios. A evolução da doença é melhor controlada se medir 2 a 3 vezes por dia a sua febre em intervalos de 4 a 6 horas. A medição deve ser sempre realizada na mesma área corporal e aproximadamente à mesma hora, para que os resultados sejam comparáveis.

Com o Termómetro FTC MEDISANA, pode determinar a temperatura corporal actual de uma forma particularmente simples e rápida. Os erros frequentes, como períodos de medição demasiado curtos, podem ser quase excluídos.

Uma medição da temperatura pode ser realizada nas seguintes áreas corporais:

- a) por baixo da língua (oral)
- b) nas axilas (axila)
- c) no ânus (rectal)

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Retirar/inserir pilhas:

O Termómetro FTC MEDISANA está automaticamente pronto a utilizar, porque o aparelho é fornecido já com uma pilha. Se, após um determinado período de tempo, aparecer do lado direito do visor o símbolo "b", deve ser inserida uma nova pilha. Para tal, retire a tampa 4 do compartimento para pilha e puxe o compartimento para pilhas cerca de 18 mm para fora do termómetro. Retire a pilha com uma pequena chave de fendas e substitua-a por uma nova do mesmo tipo. Tenha atenção à indicação correcta dos pólos da pilha (o pólo "+" está visível). Feche o compartimento das pilhas novamente de forma correcta com a tampa de fecho.

APLICAÇÃO

Medição

Ligue o aparelho, premindo o botão Start 3. Todos os símbolos do visor aparecem durante cerca de dois segundos e é escutado um curto sinal sonoro. Em seguida, o valor medido por último é brevemente apresentado na indicação LCD 2 (surge adicionalmente um pequeno "M" na margem direita da indicação). Se a temperatura for inferior a 32 °C, é visualizado no visor LCD 2 um "Lo" e um "°C" intermitentes. Assim, o Termómetro FTC MEDISANA está pronto para a medição. Posicione a ponteira do sensor 1 oral, axilar ou rectal. Agora, o termómetro começa automaticamente a medição. Durante a medição, a temperatura actual é indicada continuamente. Quando a medição tiver terminado, soam 10 sinais acústicos breves e a temperatura medida é apresentada no visor 2. Se o termómetro determinar uma temperatura de > 37,7 °C, sucede-se um alarme de febre sob a forma de 10 sinais acústicos breves tripos. O termómetro desliga-se automaticamente oito minutos após a medição. Para prolongar a duração da pilha, desactive o termómetro logo após a leitura, premindo o botão Start 3.

Leituras em áreas corporais diferentes

O Termómetro FTC MEDISANA é adequado para a medição da temperatura por via oral (na boca), axilar (nas axilas) ou rectal (no ânus). Ele é totalmente à prova de água. Após aprox. 1 minuto soam 10 sinais acústicos breves e o resultado de medição é apresentado na indicação LCD 2. Depois pode retirar-se o termómetro.

Para obter uma medição exacta e segura, observe o seguinte ao posicionar o termómetro:

MEDIÇÃO ORAL:

Coloque o termómetro com a ponteira do sensor 1 por baixo da língua e feche a boca. Durante a medição, respire pelo nariz para evitar um falseamento dos valores.

MEDIÇÃO RECTAL

A medição rectal é considerada desagradável por muitos padentes, mas fornece resultados exactos. Introduza cuidadosamente a ponteira do sensor 1 no recto cerca de 3,5 cm.

MEDIÇÃO AXILAR:

Antes da medição, limpe a axila. Coloque o termómetro com a secção de medição 1 na axila. Feche o braço e comprima-o levemente contra o corpo durante a medição.

FUNÇÃO DE MEMORIA

O Termómetro FTC MEDISANA dispõe de uma função de memória, com a qual pode consultar o último valor medido. Ligue o aparelho, premindo o botão Start 3. Todos os símbolos do visor aparecem durante cerca de dois segundos e é escutado um curto sinal sonoro. Em seguida, o valor medido por último é brevemente apresentado na indicação LCD 2 (surge adicionalmente um pequeno "M" na margem direita da indicação).

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

O Termómetro FTC MEDISANA é à prova de água e, por conseguinte, pode ser levemente ensaboad e desinfectado. Limpe o termómetro antes e depois de cada medição com um pano humedecido numa solução suave com álcool. Também pode passar o termómetro por uma solução desinfetante. O seu revendedor pode recomendar-lhe produtos de limpeza adequados e aconselhar na sua aplicação.

DADOS TECNICOS

Nome e modelo:	Termómetro FTC
Intervalo de medição:	32,0 °C - 42,0 °C
Escala:	0,1 °C
Precisão de medição:	± 0,1 °C (desvio da temperatura corporal efectiva, num intervalo de medição de 35,5 °C a 42 °C) não extrapolar
Duração do aparelho:	cerca de 2500 medições
Condições de funcionamento:	10 °C a 40 °C
Condições de arrumação:	-10 °C a + 60 °C
Dimensões:	10 mm (A), 128 mm (C), 19 mm (L)
Peso:	9,8 g
Pilha:	1 micro-pilha 1,5 V (tipo AG3 ou LR 41)
Referência:	77030
Código EAN:	40 15588 77030 2

CE 0297 Aparelho correspondente à classe de protecção B

Por favor, leia as instruções de funcionamento

LOT Número de LOTE

Fabricante

Data de produção

A marcação CE é relativa à Directiva 93/42/CEE da UE. A composição e o fabrico cumprem as seguintes normas europeias: EN 12470-3 (termómetros médicos), EN 980 (símbolos), EN 60601-1 (segurança eléctrica para aparelhos médicos).

Compatibilidade electromagnética:

O aparelho corresponde às exigências da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade electromagnética. Detalhes sobre estes dados de medição podem ser solicitados junto da MEDISANA.

Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos o direito a proceder a alterações técnicas e estéticas.

INDICAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrónico com ou sem substâncias nocivas nos postos de recolha públicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologicamente. Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Não elimine as pilhas vazias através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão. Para mais informações sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

GARANTIE

Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou directamente o centro de assistência. Se for necessário enviar o aparelho, por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cópia do recibo de compra.

Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condições:

1. Aos produtos MEDISANA concedemos uma garantia de três anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a data de compra tem de ser comprovada através do recibo de compra ou factura.
2. As deficiências devido a erros de material ou de fabricação são eliminadas gratuitamente dentro do prazo de garantia.
3. Após um serviço de garantia, o prazo da garantia não é prolongado, nem para o aparelho nem para as peças substituídas.
4. A garantia exclui:
 - a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como, p.ex., devido ao não cumprimento do manual de instruções.
 - b. danos resultantes de reparações ou intervenções pelo comprador ou por terceiros não autorizados.
 - c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o consumidor ou durante o envio para o serviço de assistência a clientes.
 - d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal (pilhas etc.).
5. Não nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que são causados pelo aparelho mesmo quando o dano no aparelho é reconhecido como um caso de garantia.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, ALEMANHA
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

Em caso de assistência, acessórios e peças de substituição por favor, contacte:

GRUPO RP

Avda. D.Miguel, 330 -Zona Industrial • 4435-678 Baguim do Monte
Tel.: +35 / 12 - 29 75 69 64 • Fax: +35 / 12 - 29 75 60 15
eMail: rickipardi@mail.telepac.pt • Internet: www.medisana.pt