

## Français - FR

Code technique : ST

Réactif de diagnostic *in vitro*, à usage professionnel uniquement

### SIGNIFICATION CLINIQUE<sup>(1-4)</sup>

Le cholestérol, molécule insoluble, circule associé à des lipoprotéines HDL, LDL et VLDL. Les LDL (Low Density Lipoprotein) résultent de la hydrolyse des VLDL (Very Low Density Lipoprotein) par diverses enzymes lipolytiques. Les LDL qui transportent près de 60% du cholestérol plasmatique total, sont principalement captées par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques au niveau des tissus extrahépatiques et hépatiques.

Il existe une association positive entre l'incidence des maladies cardiovaskulaires et le taux de LDL cholestérol. Les LDL sont des lipoprotéines athérogènes. L'élévation du taux de cholestérol LDL est une cause majeure d'apparition et d'évolution de l'athérosclérose, notamment de l'athérosclérose coronarienne. Le traitement des taux élevés en cholestérol LDL est la première cible des thérapies hypcholestérolémiantes.

Une élévation du taux de LDL cholestérol peut être rencontrée dans divers états pathologiques dont les hyperlipoprotéinémies primaires de type Ila et IIb, les maladies cardiovasculaires précoces, les hyperlipoprotéinémies associées à un désordre hépatique ou rénal, à un thyroïdisme ou à un diabète.


### METHODE

Enzymatique. Colorimétrique. Détecteur sélectif. Point final.

### PRINCIPE


#### 1ère étape :

Lors du mélange de l'échantillon avec le réactif R1, les lipoprotéines non-LDL sont solubilisées par le détecteur 1 et le cholestérol libéré est soumis à des réactions enzymatiques afin d'être éliminé.



#### 2ème étape :

Après ajout du réactif R2, les LDL sont solubilisées par le détecteur 2, puis le cholestérol LDL est dosé par réactions enzymatiques:



### COMPOSITION DES REACTIFS

#### Réactif 1 : R1

Tampon MES, pH 6,3		
Détecteur 1	< 1,0	%
Cholestérol estérase (CHE)	< 1500	U/L
Cholestérol oxydase (CO)	< 1500	U/L
Peroxidase	< 1300	ppg U/L
4-Amino-Antipyrine (4-AA)	< 0,1	%
Ascorbate oxydase	< 3000	U/L

#### Réactif 2 : R2

Tampon MES, pH 6,3		
Détecteur 2	< 1,0	%
N,N-bis(4-sulphobutyl)-m-toluidine-disodium (DSBM-T)	< 1	mmol/L

### MATERIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

LDLL-0011 Cholestérol LDL 2G Calibrator	1 x 1 mL
LDLL-0041 Cholestérol LDL 2G Calibrator	4 x 1 mL
CONT-0060 ELITROL I	10 x 5 mL
CONT-0160 ELITROL II	10 x 5 mL

### PRECAUTIONS

- Utiliser du matériel de laboratoire propre ou à usage unique afin d'éviter toute contamination.
- Ne pas congeler les réactifs.
- Pour plus d'information, la fiche de sécurité (FDS) est disponible sur demande pour les professionnels.

### TRAITEMENT DES DECHETS

L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

### STABILITE DES REACTIFS

Stocker à 2-8 °C et à l'abri de la lumière.

Les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Stabilité sur automate :

Se référer au § PERFORMANCES.

### PREPARATION ET STABILITE DU REACTIF DE TRAVAIL

Les réactifs sont prêts à l'emploi.

### ECHANTILLONS<sup>(5)</sup>

#### - Echantillons requis

Sérum de patient à jeun.

#### - Conservation et stockage

Maintenir les sérums à 4 °C avant l'analyse.

Les sérums sont stables 1 à 3 jours à 4 °C. Pour un stockage plus long, les conserver à -70 °C.

### VALEURS DE REFERENCE<sup>(4)</sup>

Le rapport d'étude du NCEP (National Cholesterol Education Program, programme mis en place par le ministère de la santé américaine) a classifié les taux sériques de Cholestérol LDL selon le risque de développer des maladies cardio-vasculaires:

Optimal	< 100 mg/dL	(2,59 mmol/L)
Proche/au-dessus de l'optimum	100-129 mg/dL	(2,59-3,34 mmol/L)
Risque modéré	130-159 mg/dL	(3,36-4,11 mmol/L)
Elevé	160-189 mg/dL	(4,14-4,89 mmol/L)
Très élevé	≥ 190 mg/dL	(4,91 mmol/L)

Remarque : Il est recommandé à chaque laboratoire d'établir et de maintenir ses propres valeurs de référence. Les valeurs ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif.

### MODE OPERATOIRE

L'adaptation est disponible sur demande.  
Longueur d'onde : 578 nm  
Température : 37 °C  
Zéro de l'appareil : Blanc réactif

	BLANC	CALIBRATION	DOSAGE
Réactif R1	240 µL	240 µL	240 µL
Eau distillée	2,4 µL	-	-
Calibrant	-	2,4 µL	-
Échantillon	-	-	2,4 µL

Mélanger et lire l'absorbance (A1) après 4 minutes 40 sec. d'incubation, puis ajouter :

Réactif R2	80 µL

Mélanger et lire l'absorbance (A2) après 4 minutes d'incubation.

Avec le logiciel de la gamme Selectra Touch ProSoftware, utiliser l'application incluse dans le code barre disponible à la fin de cette notice.

### CALCUL

$$\text{Facteur de conversion : } \frac{\text{mg/dL} \times 0,0259}{\text{mg/dL} \times 0,01} = \frac{\text{mmol/L}}{\text{g/L}}$$

### CALIBRATION

Pour la calibration, le calibrant ELITROL LDL 2G Calibrator doit être utilisé. Sa valeur est définie par rapport à la méthode de référence recommandée par le CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

La fréquence de calibration est spécifique à chaque automate. (se référer au § PERFORMANCES).

### CONTROLE QUALITE

Les sérums de contrôle ELITROL I et ELITROL II doivent être utilisés pour vérifier l'exactitude des résultats.

### PERFORMANCES à 37 °C sur automate ELITech Clinical Systems Selectra XL

#### - Domaine de mesure

Déterminé selon le protocole EP6-A du CLSI.<sup>(6)</sup>  
Le réactif est linéaire de 15-700 mg/dL (0,39-18,10 mmol/L).

#### - Limite de détection

Déterminée selon le protocole recommandé par la SFBC<sup>(7)</sup>, la limite de détection est de 0,3 mg/dL (0,01 mmol/L).

#### - Sensibilité analytique

La variation moyenne de la réponse analytique est de 2,04 mA/mg/dL de LDL Cholestérol (79 mA/mmol/L) pour un trajet optique de 1 cm.

#### - Précision

Déterminée selon le protocole EP5-A2 du CLSI.<sup>(8)</sup>

N	Intra-série		Totale
	Moyenne mg/dL	CV (%) mmol/L	
Niveau 1	80	103	2,66
Niveau 2	80	123	0,8
Niveau 3	80	164	1,9

#### - Corrélation

Une étude comparative a été réalisée par rapport à un système concurrent (méthode enzymatique colorimétrique - Détecteur sélectif) sur 53 échantillons sériques dont 19 sérums ayant une concentration en triglycérides comprise entre 200 et 850 mg/dL. Les valeurs s'échelonnent entre 55 et 262 mg/dL (1,42 et 6,78 mmol/L).

Les paramètres de droites de régression sont les suivants:

Coefficient de corrélation : (r) = 0,9961

Équation de régression :  $y = 0,9927x + 1,2 \text{ mg/dL}$  (0,03 mmol/L)

#### - Interférences<sup>(5)</sup>

Les recommandations de la SFBC, des tests ont été réalisés pour déterminer le niveau d'interférence de différents composés:

Bilirubine conjuguée : Aucune interférence significative jusqu'à 22 mg/dL (376,3 µmol/L).

Bilirubine non-conjuguée : Biais négatif à partir de 27,5 mg/dL (470,4 µmol/L).

Turbidité : Aucune interférence significative jusqu'à 600 mg/dL (6,78 mmol/L) équivalent Triglycérides.

Hémoglobine : Aucune interférence significative jusqu'à 500 mg/dL (5 g/L).

Dans des cas très rares, les gammopathies monoclonales (myéome multiple), en particulier de type IgM (Macroglobulinémie de Waldenström) peuvent être à l'origine de résultats peu fiables.<sup>(9)</sup>

D'autres substances peuvent interférer.<sup>(10,11)</sup>

#### - Stabilité à bord / fréquence de calibration

Stabilité à bord : 21 jours

Fréquence de calibration : 21 jours

Une nouvelle calibration doit être effectuée après chaque changement de lot de réactif, lorsque les résultats du ou des contrôles de qualité sont hors de l'intervalle établi, et après une opération de maintenance.

English - GB

### In vitro diagnostic reagent, for professional use only

### CLINICAL SIGNIFICANCE<sup>(4)</sup>

Cholestérol, insoluble molecule, circule associé à lipoproteines (HDL, LDL et VLDL). Le LDL (lipoprotéine de basse densité) viene de la hidrólisis de la VLDL (lipoprotéina de muy baja densidad) llevada a cabo por enzimas lipolíticas. La molécula LDL transporta cerca del 60% del colesterol plasmático, es principalmente captada por medio de receptores específicos por tejidos extrahepáticos y hepáticos.

Existe una asociación positiva entre la incidencia de enfermedades coronarias del corazón y el Colesterol LDL. Las moléculas LDL son lipoproteínas aterogénicas. El aumento del colesterol LDL es la mayor causa de la aparición y evolución de atherosclerosis y en particular de la aterosclerosis coronaria. Por lo tanto, el tratamiento de los elevados niveles de LDL colesterol es el objetivo primario de una terapia para bajar el colesterol.

El incremento del colesterol LDL puede deberse a diferentes patologías, que incluyen la hiperlipoproteinemia de los tipos Ia y II o la producida por desórdenes renal o hepático, la enfermedad coronaria prematura, el hipertiroidismo y la diabetes.

### Références/Referencias:

LDLL-0230, (4 x 72 tests) 4 x 28 mL

### Composition du coffret/ Kit composition/

Composición del kit/ Contenido del embalaje:  
R1 4 x 21 mL + R2 4 x 7 mL

### CALIBRATION

ELITE Cholesterol LDL 2G Calibrator should be used for calibration. Its value is traceable to the reference method recommended by the CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

The calibration frequency is specific for each analyser. (refer to § PERFORMANCE DATA).

### QUALITY CONTROL

Control sera ELITROL I and ELITROL II must be used to ensure adequate quality.

### PERFORMANCE DATA at 37 °C on analyser ELITech Clinical Systems Selectra XL

#### - Analytical range

Determined according to EP6-A protocol of CLSI.<sup>(6)</sup>

The reagent is linear from 15 to 700 mg/dL (0.39-18.10 mmol/L).

#### - Detection limit

Determined according to SFBC protocol<sup>(7)</sup>, the detection limit is equal to 0.3 mg/dL (0.01 mmol/L).

#### - Analytical sensitivity

The average variation of the analytical signal is 2.04 mA/mmol/L for mg/dL of LDL cholesterol (79 mA/mmol/L) for a light path of 1 cm.

#### - Precision

Determined according to EP5-A2 protocol of CLSI.<sup>(8)</sup>

N	Mean		Within-run CV (%)	Total
	mg/dL	mmol/L		
Level 1	80	103	2.66	1.6
Level 2	80	123	3.18	0.8
Level 3	80	164	4.24	2.0

#### - Correlation

A comparative study has been performed against a concurrent system (enzymatic colorimetric method - Selective detergent) on 53 human sera including 19 serum with a triglyceride concentration between 200 and 850 mg/dL. The sample concentrations ranged from 55 to 262 mg/dL (1.42 to 6.78 mmol/L).

The parameters of linear regressions are as follows :

Correlation coefficient: (r) = 0.9961

Linear regression:  $y = 0.9927x + 1.2 \text{ mg/dL}$  (0.03 mmol/L)

#### - Interferences<sup>(5)</sup>

According to SFBC recommendations, some studies have been performed to determine the level of interference from different compounds :

#### - Conjugated bilirubin:

No significant interference up to 22 mg/dL (376.3 µmol/L).

#### - Unconjugated bilirubin:

Negative bias from 27.5 mg/dL (470.4 µmol/L).

#### - Turbidity:

No significant interference up to 600 mg/dL (6.78 mmol/L) Triglyceride equivalent.

#### - Haemoglobin:

No significant interference up to 500 mg/dL (5 g/L).

In very rare cases, monoclonal gammopathies (multiple myeloma), in particular of IgM type (Waldenstrom's macroglobulinemia) can cause unreliable results.<sup>(9)</sup>

Other compounds may interfere.<sup>(10,11)</sup>

#### - On board stability / calibration frequency

On-board stability: 21 days.

Calibration frequency: 21 days.

Make a new calibration when reagent lots change, when quality control results fall outside the established range, and after a maintenance operation.

### Español - ES

### Reactor de diagnóstico *in vitro*, de uso exclusivo profesional

### SIGNIFICADO CLÍNICO (4)

El colesterol, molécula insoluble, circula asociado a lipoproteínas (HDL, LDL y VLDL). El LDL (lipoproteína de baja densidad) viene de la hidrólisis de la VLDL (lipoproteína de muy baja densidad) llevada a cabo por enzimas lipolíticas. La molécula LDL transporta cerca del 60% del colesterol plasmático, es principalmente captada por medio de receptores específicos por tejidos extrahepáticos y hepáticos.

**COMPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS**

Reactivos 1: R1	Tampón MES, pH 6,3	
Detergente 1	< 1,0 %	
Colesterol esterasa (CHE)	< 1500 U/L	
Colesterol oxidasa (CO)	< 1500 U/L	
Peroxidasa	< 1300 ppg U/L	
4-Amino-Antipirina (4-AA)	< 0,1 %	
Ascorbato oxidasa	< 3000 U/L	
Reactivos 2: R2	Tampón MES, pH 6,3	
Detergente 2	< 1,0 %	
N,N-bis(4-sulfobutil)-m-toluidina-dissólido (DSBmT)	< 1 mmol/L	

**MATERIAL REQUERIDO PERO NO INCLUIDO**

LDLL-0011 Cholesterol LDL 2G Calibrador	1 x 1 mL
LDLL-0041 Cholesterol LDL 2G Calibrador	4 x 1 mL
CONT-0060 ELITROL I	10 x 5 mL
CONT-0160 ELITROL II	10 x 5 mL

**PRECAUCIONES**

- Para evitar contaminaciones utilizar equipo nuevo o completamente limpio.
- No congelar los reactivos
- Para más información, la ficha de seguridad (FDS) está disponible a solicitud para uso profesional.

**TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS**

Todos los materiales de desecho deben eliminarse según los requisitos legales vigentes.

**ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS**

Conserver a 2-8 °C e protegidos de la luz

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Estabilidad del reactivo en el equipo:

Referirse al § DATOS DE RENDIMIENTO.

**PREPARACIÓN Y ESTABILIDAD DEL REACTIVO DE TRABAJO**

Los reactivos están lista para su uso.

**MUESTRAS (5)**

- Muestra

Suero de pacientes en ayuna.

- Conservación

Almacenar el suero a 4 °C antes de su análisis.

El suero es estable de 1 a 3 días a 4 °C. Para un almacenamiento más prolongado congelar a -70 °C.

**VALORES DE REFERENCIA (4)**

El informe del NCEP (American National Cholesterol Education Program) ha establecido la siguiente clasificación para los niveles en suero de Colesterol LDL según el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares:

Óptimo	< 100 mg/dL	(2,59 mmol/L)
Cercano o lo óptimo	100-129 mg/dL	(2,6 - 3,3 mmol/L)
Límite alto	130-159 mg/dL	(3,4 - 4,1 mmol/L)
Alto	160-189 mg/dL	(4,1 - 4,9 mmol/L)
Muy alto	≥ 190 mg/dL	(4,9 mmol/L)

**Nota:** Se recomienda que cada laboratorio establezca y mantenga sus propios valores de referencia. Los datos aquí proporcionados son únicamente una indicación.

**PROCEDIMIENTO**

Aplicación disponible sobre demanda.

Longitud de onda : 578 nm

Temperatura : 37 °C

Leer contra blanco reactivo

	BLANCO	CALIBRACION	PRUEBA
Reactivos R1	240 µL	240 µL	240 µL
Agua destilada	2,4 µL	-	-
Calibrador	-	2,4 µL	-
Muestra	-	-	2,4 µL

Mezclar y leer la absorbancia (A1) tras 4 minutos 40 de incubación, luego agregar :

Reactivos R2	80 µL
--------------	-------

Mezclar y leer la absorbancia (A2) tras 4 minutos de incubación.

Con Selectra Touch ProSoftware, utilice la aplicación incluida en el código de barras disponible al final de esta ficha técnica.

**CÁLCULO**

$$(A2-A1) \text{ muestra} \quad x \quad n = \text{concentración do calibrador}$$

$$(A2-A1) \text{ calibrador}$$

$$\text{Factor de conversión : } \text{mg/dL} \times 0,0259 = \text{mmol/L}$$

$$\text{mg/dL} \times 0,01 = \text{g/L}$$

**• CALIBRACIÓN**

Para la calibración, debe usarse el calibrador Cholesterol LDL 2G Calibrator ELITECH. Su valor es definido de acuerdo al método de referencia recomendado por el CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

La frecuencia de calibración es específica para cada equipo. (referirse al § DATOS DE RENDIMIENTO).

**CONTROL DE CALIDAD**

Los sueros de control ELITROL I y ELITROL II deben ser utilizados para asegurar la calidad adecuada.

**• DATOS DE RENDIMIENTO a 37 °C en el equipo ELITech Clinical Systems Selectra XL**

- Rango analítico

Determinado de acuerdo al protocolo EP6-A do CLSI.<sup>(6)</sup>

El reactivo es lineal desde 15-700 mg/dL (0,39-18,10 mmol/L).

- Límite de detección

Determinado de acuerdo al protocolo de la SFBC<sup>(7)</sup> el límite de detección es igual a 0,3 mg/dL (0,01 mmol/L).

- Sensibilidad analítica

El promedio de variación de la señal analítica es de 2,04 mA por mg/dL de colesterol LDL (0,79 mA por mmol/L) para un paso de luz de 1 cm.

**Precisión**

Determinado de acuerdo al protocolo EP5-A2 do CLSI.<sup>(8)</sup>

	N	Media		CV (%)	Intra-série	Total
		mg/dL	mmol/L			
Nivel 1	80	103	2,66	1,6	2,1	
Nivel 2	80	123	3,18	0,8	1,9	
Nivel 3	80	164	4,24	1,9	2,0	

**Correlación**

Se llevó a cabo un estudio comparativo contra un sistema competidor (método enzimático colorímetrico - Detergente selectivo) sobre 53 muestras de sueros incluyendo 19 muestras con una concentración de triglicéridos comprendida entre 200 y 850 mg/dL.

El rango de las concentraciones de los sueros fueron entre 55 y 262 mg/dL (1,42 e 6,78 mmol/L).

Los parámetros de la regresión lineal fueron los siguientes:

Coeficiente de correlación: (r) = 0,9961

Regresión lineal:  $y = 0,9927x + 1,2$  mg/dL (0,03 mmol/L)

**Interferencias (5)**

De acuerdo con las recomendaciones de SFBC, se han realizado algunos estudios para determinar el nivel de interferencia de diferentes componentes:

Bilirrubina conjugada: No hay interferencia significativa hasta 22 mg/dL (376,3 µmol/L).

Bilirrubina no conjugada: Desviación negativa desde 27,5 mg/dL (470,4 µmol/L).

Turquesa: Nenhuma interferência significativa até 600 mg/dL (6,78 mmol/L) equivalente de triglicéridos.

Hemoglobina: Nenhuma interferência significativa até 500 mg/dL (5 g/L).

En casos muy raros, las gammaglobulinas monoclonales (immune múltiple), en particular el tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenstrom) pueden producir resultados poco confiables.<sup>(9)</sup>

Pueden interferir otras sustancias.<sup>(10,11)</sup>

**Stabilidade en el equipo / frequencia de calibración**

Stabilidade en el equipo: 21 días

**Frecuencia de calibración:** 21 días

Se debe ejecutar una nueva calibración si se cambia de lote de reactivo, si los resultados de uno o varios controles de calidad exceden el intervalo establecido y después de una operación de mantenimiento.

**Português - PT**

**Reagente de diagnóstico in vitro, apenas para utilização profissional**

**SINIFICADO CLÍNICO (1-4)**

O colesterol, molécula insolúvel, circula associado a lipoproteínas HDL, LDL e VLDL. As LDL (Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de baixa densidade) resultam da hidrólise das VLDL (Very Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de muita baixa densidade) por diversas enzimas lipolíticas. As LDL, que transportam cerca de 60% do colesterol plasmático total, são principalmente captadas através de receptores específicos no nível dos tecidos extra-hepáticos e hepáticos.

Existe uma associação positiva entre a incidência de doenças cardiovasculares e a taxa de colesterol LDL. As LDL são lipoproteínas aterogénicas. A elevação da taxa de colesterol LDL é uma grande causa do aparecimento e da evolução de aterosclerose, nomeadamente de aterosclerose coronária. O tratamento das taxas elevadas em colesterol LDL é o principal alvo das terapias hipocolesterolêmiantes.

É possível encontrar uma elevação da taxa de colesterol LDL em diversos estados patológicos, incluindo as hiperlipoproteinemias primárias de tipo Ila e IIa, as doenças cardiovasculares precoces, as hiperlipoproteinemias associadas a um distúrbio hepático ou renal, a hipotiroidismo ou a diabetes.

Durante a mistura da amostra com o reagente R1, as lipoproteínas não LDL são solubilizadas pelo detergente 1 e o colesterol libertado é submetido a reacções enzimáticas de modo a ser eliminado.

Detergente 1 + CO + CHE → Produtos incoloros

Quilomicrons

**2.ª etapa:**

Após adicionar o reagente R2, as LDL são solubilizadas pelo detergente 2 e depois o colesterol LDL é doseado através de reacções enzimáticas:

Detergente 2 → LDL solubilizado

CHE + CO → Colest-4-en-3-ona + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 4-AA + DSbmT → Peroxidase

→ Composto colorido

**COMPOSIÇÃO DOS REAGENTES**

Reagente 1: R1

Tampão MES, pH 6,3

Detergente 1 < 1,0 %

Colesterol esterase (CHE) < 1500 U/L

Colesterol oxidase (CO) < 1500 U/L

Peroxidase < 1300 ppg U/L

4-amino-antipirina (4-AA) < 0,1 %

Ascorbato oxidase < 3000 U/L

Reagente 2: R2

Tampão MES, pH 6,3

Detergente 2 < 1,0 %

N,N-bis(4-sulfobutil)-m-toluidina-dissólido (DSBmT) < 1 mmol/L

**MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO**

LDLL-0011 Cholesterol LDL 2G Calibrator 1 x 1 mL

LDLL-0041 Cholesterol LDL 2G Calibrator 4 x 1 mL

**Références/References/  
Referencias/ Referências:**

LDLL-0230, (4 x 72 tests)

4 x 28 mL

**Composition du coffret/ Kit composition/  
Composición del kit/ Conteúdo da embalagem:**

R1 4 x 21 mL +

R2 4 x 7 mL

Os valores repartiram-se entre 55 e 262 mg/dl (1,42 e 6,78 mmol/l). Os parâmetros das rectas de regressão são os seguintes: Coeficiente de correlação: (r) = 0,9961 Recta de regressão:  $y = 0,9927x + 1,2$  mg/dL (0,03 mmol/L)

- Interferências (5)

Segundo as recomendações da SFBC, foram realizados testes para determinar o nível de interferência de diferentes compostos:

Bilirrubina conjugada: Nenhuma interferência significativa até 22 mg/dL (376,3 µmol/L).

Bilirrubina não conjugada: Desvio negativo a partir de 27,5 mg/dL (470,4 µmol/L).

Turquesa: Nenhuma interferência significativa até 600 mg/dL (6,78 mmol/L) equivalente de triglicéridos.

Hemoglobina: Nenhuma interferência significativa até 500 mg/dL (5 g/L).

Em casos muito raros, as gammaglobulinas monoclonais (immune múltiple), em particular, tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenstrom) podem causar resultados não confiáveis.<sup>(9)</sup>

Outras substâncias poderão interferir.<sup>(10,11)</sup>

- Estabilidade a bordo / frequência de calibração

Estabilidade a bordo: 21 dias

Frequência de calibração: 21 dias

Uma nova calibração deve ser efectuada após cada mudança de lote de reagente, quando os resultados do(s) controlo(s) de qualidade estiverem fora do intervalo estabelecido e após uma operação de manutenção.

**BIBLIOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHY/  
BIBLIOGRAFIA/BIBLIOGRAFIA**

1. Rifai, N., Bachorik, P.S., Albers, J.J., *Lipids, Lipoproteins, and Apolipoproteins*. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5<sup>th</sup> Ed., Burtis, C.A. & Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2001), 462.

2. Naito, H.K., *Coronary artery disease and disorders of lipid metabolism*, Clinical Chemistry: Theory, Analysis, Correlation, 4<sup>th</sup> Ed., Kaplan, L.A., Pesce, A.J., Kazmierczak, S.C. (Mosby, Inc. eds. St Louis USA), (2003), 603.

3. Tietz, N.W., *Clinical guide to laboratory tests*, 3<sup>rd</sup> Ed., (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (1995), 404.

4. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III), *Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP)*, JAMA, (2001), 285, 2486.

5. Bachorik, P.S., Ross, J.W., *Clin. Chem.*, (1995), 41, 1414.

6. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach*, Approved Guideline. CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), 23 (16).

7. Vassault A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1986), 44, 666.

8. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods*; Approved Guideline—Second Edition. CLSI (NCCLS) document EP6-A (2002), 24 (25).

9. Berth, M. & Delanghe, J. *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature*. Acta Clin Belg., (2004), 59, 263.

10. Young, D.S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2<sup>nd</sup> Ed., AAC Press, (1997).

11. Young, D.S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4<sup>th</sup> Ed., AAC Press, (1995).

**SYMBOLS UTILISÉS SUR LES ETIQUETTES  
SYMBOLS USED ON LABELS  
SÍMBOLOS USADOS EN LA ETIQUETA  
SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS**

**LOT** Numéro de lot / Lot Number / Número de lote / Número de lote

**IVD** Consulter la notice d'utilisation / Consult instruction for use / Consulte o manual / Consultar o manual de instruções

**Dispositif médical de diagnostic in vitro / In vitro diagnostic medical device / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro**

**Adresse du fabricant / Manufacturer's address / Dirección del fabricante / Endereço do fabricante**

**Limites de température / Temperature limitation / Limites de temperatura / Limites de temperatura**

**Date d'expiration / Expiration date / Fecha de caducidad / Prazo de valid**