

ecomod

Heizkissen


3 TEMPERATUR STUFEN
90 MIN AUTO STOP
WASCH BAR



23000 07/2011

DE GEBRAUCHSANWEISUNG GB INSTRUCTION MANUAL FR MODE D'EMPLOI IT ISTRUZIONI PER L'USO

Heizkissen Heat Pad Cousin chauffant Termoforo



Zeichenerklärung Explanation of symbols Spiegazione dei simboli

WICHTIG! IMPORTANT! IMPORTANTE!
Die Nutzung dieses Produktes kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
L'usage de ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages de l'appareil.
Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.
L'osservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.

WARNING! WARNING! AVERTISSEMENT! AVVERTENZA!
Diese Heizkissen müssen abgehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
These warning notes must be observed to prevent any injury or damage to the device.
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

ACHTUNG! CAUTION! ATTENTION! ATTENZIONE!
Diese Heizkissen müssen abgehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
These notes must be observed to prevent any damage to the device.
Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

HINWEIS! NOTE! REMARQUE! NOTA!
Diese Heizkissen geben Ihnen nutzliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.
These notes give you useful additional information on the installation and operation.
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relativa all'installazione o al funzionamento.

Schutzklasse II Protection category II Classe de protection II Classe di protezione II

LOT LOT-Nummer Lot number N° de lot Numero LOT

Hersteller Manufacturer Fabricant Produttore

Stecken Sie keine Nadeln in das Heizkissen!
Do not stick any pins into the heat pad!
Ne pas enfoncer d'épingles dans le coussin chauffant!
Non infilare spilli nel termoforo!

Verwenden Sie das Heizkissen nicht zusammengeschoben oder gefaltet!
Do not fold the heat pad during use!
Ne pas utiliser le coussin chauffant plié en deux ou non déplié entièrement!
Non utilizzare il termoforo schiacciato o piegato!

Stecken Sie keine Nadeln in das Heizkissen!
Do not stick any pins into the heat pad!
Ne pas enfoncer d'épingles dans le coussin chauffant!
Non infilare spilli nel termoforo!

Verwenden Sie das Heizkissen nur in geschlossenen Räumen!
Only use the heat pad indoors!
Utiliser le coussin chauffant uniquement dans des espaces fermés!
Utilizzare il termoforo solo in ambienti chiusi!

Das Heizkissen kann per Handwäsche gewaschen werden!
The heating pad can be washed by hand.
Le coussin chauffant peut être lavé à la main!
È possibile lavare il termoforo a mano!

Nicht chlorieren!
Do not use bleach on it!
Ne pas exposer à la Javel!
Non disinfettare!


Das Heizkissen darf nicht im Trockner getrocknet werden!
Do not dry the heated pad in a tumble drier.
Ne faites pas sécher le coussin chauffant au séche-linge électrique!
Il termoforo non deve essere asciugato nell'asciugabiancheria!

Das Heizkissen darf nicht gebügelt werden!
Do not iron the heated cushion.
Ne repassez pas le coussin chauffant!
Il termoforo non deve essere asciugato nell'asciugabiancheria!

Nicht chemisch reinigen!
Do not dry clean!
Ne pas nettoyer avec un produit chimique!
Non pulire con sostanze chimiche!

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie sie für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

• Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Etikett angegebene elektrische Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Halten Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen. Das Heizkissen darf nur mit der zugehörigen Schaltstelle eingeschalten werden. Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker. Um das Heizkissen wieder einzuschalten, schließen Sie den Schalter zurück auf Position 0 und dann wieder auf die gewünschte Heizstufe.

Reinigung und Pflege

• Bevor Sie das Kissen reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen es mindestens zehn Minuten abkühlen. Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Trennen Sie die Steckverbindung ③ und entfernen Sie das Kabel vom Heizkissen. • Wählen Sie eine Handwaschtemperatur von 30 °C. Reinigen Sie das Kissen mit warmwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es saftig. • Lassen Sie das Kissen ausgetrocknet auf einer flachen Oberfläche aus. • Spülen Sie die Heizkissen mehrere Male, um alle Waschmittelreste zu entfernen. • Bewahren Sie das Kissen ausgetrocknet liegend, ohne zusätzliche Auflagen, an einem sauberen und trockenen Platz auf. • Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.

für besondere Personen

• Das Gerät erfüllt die Vorschriften der elektromagnetischen Verträglichkeit. Führen Sie ein Herzschnittmagnet tragen, kann dessen Funktion gestört werden. Befragen Sie auf dem Fall Ihren Arzt und den Hersteller ihres Herzschnittmagnethalters vor der Benutzung dieses Gerätes. • Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Heizkissen mit Ihrem Arzt. Seien Sie besonders vorsichtig bei Kindern, hilflosen oder schwierigen Personen sowie bei hirnempfindlichen Menschen ein. • Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn es in der Nähe von Kindern eingesetzt wird. Kinder sollten nicht alleine im Raum um sich zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Setzen Sie das Heizkissen nicht an Körperpartien ein, die geschwollen, entzündet oder verletzt sind. • Wenn Sie lange Zeit in Schmerzen in Muskeln oder Gelenken empfinden, informieren Sie Ihren Arzt.

für den Betrieb des Gerätes

• Benutzen Sie das Heizkissen nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.

• Zweck der Heizkissen ist die Wärmeleitung.

• Verwenden Sie das Gerät nicht für Tiere.

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke oder für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.

• Das Heizkissen darf nur zur Alterung, Überprüfung Sie den Schalter, das Netzkabel und das Bedienteil vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Anschlussstellen sichtbar sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn unter- oder ins Wasser gefallen war. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

• Benutzen Sie das Heizkissen nicht unmittelbar vor seiner Anwendung, überprüfen Sie den Schalter, das Netzkabel und das Bedienteil vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es unter Wasser steht oder unter Wasser gefallen ist.

• Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen, sondern legen Sie das Kissen auf den gewünschten Körperbereich.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Solange Sie das Kissen auf dem Körper benutzt haben, ziehen Sie das Kissen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem Steckdose. Verwenden Sie keinesfalls eine Zeitschaltung.

• Schließen Sie nicht, während das Heizkissen eingeschaltet ist und der Netzstecker in der Steckdose steckt.

• Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Bedienanleitung, Anwendung bei hoher Einstellung und zu Hautverbrennungen kommen kann. Überprüfen Sie die Hauptarten unterhalb des Heizkissen regelmäßig, um Verbrennungen oder die Bildung von Blasenbländen zu vermeiden.

• Legen Sie vor der Anwendung an den gewünschten Körperpartien keine Cremes oder Salben auf. Es können zu Verbrennungen kommen.

• Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerhaft empfinden, brechen Sie die Behandlung sofort ab.

für Reinigung und Reinigung

• Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Um Gefährdungen zu vermeiden, reparieren Sie niemals selbstständig. Wenden Sie sich an die Servicestelle.

• Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie immer den Netzstecker. Tauchen Sie die Bedieneinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Zubehörteile, die eine normalen Abnutzung unterliegen.

• Reparieren Sie im Falle einer Störung das Heizkissen nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von einem autorisierten Fachberater oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.

• Ein beschädigtes Netzkabel kann durch ein Netzteil gleicher Bauart ersetzt werden.

Gerät und Bedienelemente

• Bedienteil mit Schiebeschalter

• Betriebskontrollanzeige

• Anschlusskabel mit Flachstecker

• Heizkissen

• Steckverbindung

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig und keinelei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

• 1 Heizkissen

• 1 Gebrauchsanweisung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Tel.: 0041 991 49 72

Fax: 0041 316 772 1200

E-Mail: zmuggelelektronik@utanet.at

Internet: www.zmuggelektronik.at

CH

Bluepoint-Services

Via Cantabrolo 14

6302 Bergamo

Tel.: 0041 991 503 27 55

E-Mail: info@bluepoint-service.ch

Internet: www.bluepoint-service.ch

DE

MEDISANA Servicecenter

Feuerbach KG

Cornelliustrasse 75

40215 Düsseldorf

Tel.: 0211-38 10 07

Fax: 0211-37 04 97

E-Mail: medisana@t-online.de

Internet: www.medisana-service.de

DE

MEDISANA Servicecenter

Feuerbach KG

Cornelliustrasse 75

40215 Düsseldorf

Tel.: 0211-38 10 07

Fax: 0211-37 04 97

E-Mail: medisana@t-online.de

Internet: www.medisana-service.de

DE

Stedbecke

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Heizkissen ein. Schieben Sie dazu den Schalter des Bedienteils ① in die gewünschte Position 1, 2 oder 3. Der Schalter rastet in jeder Schalterstellung mit einem

Betrieb

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Heizkissen ein. Schieben Sie dazu den Schalter des Bedienteils ① in die gewünschte Position 1, 2 oder 3. Der Schalter rastet in jeder Schalterstellung mit einem

Reinigung und Pflege

• Bevor Sie das Kissen reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen es mindestens zehn Minuten abkühlen.

• Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Trennen Sie die Steckverbindung ③ und entfernen Sie das Kabel vom Heizkissen.

• Wählen Sie eine Handwaschtemperatur von 30 °C.

• Reinigen Sie das Kissen ausgetrocknet auf einer flachen Oberfläche.

• Spülen Sie die Heizkissen mehrere Male, um alle Waschmittelreste zu entfernen.

• Bewahren Sie das Kissen ausgetrocknet liegend, ohne zusätzliche Auflagen, an einem sauberen und trockenen Platz auf.

• Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.

für besondere Personen

• Das Gerät erfüllt die Vorschriften der elektromagnetischen Verträglichkeit. Führen Sie ein Herzschnittmagnet tragen, kann dessen Funktion gestört werden. Befragen Sie auf dem Fall Ihren Arzt und den Hersteller ihres Herzschnittmagnethalters vor der Benutzung dieses Gerätes.

• Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Heizkissen mit Ihrem Arzt.

• Seien Sie besonders vorsichtig bei Kindern, hilflosen oder schwierigen Personen sowie bei hirnempfindlichen Menschen ein.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn es in der Nähe von Kindern eingesetzt wird.

• Kinder sollten nicht alleine im Raum um sich zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Setzen Sie das Heizkissen nicht an Körperpartien ein, die geschwollen, entzündet oder verletzt sind.

• Wenn Sie lange Zeit in Schmerzen in Muskeln oder Gelenken empfinden, informieren Sie Ihren Arzt.

• Benutzen Sie das Heizkissen nicht, wenn es unter Wasser steht oder unter Wasser gefallen ist.

• Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen, sondern legen Sie das Kissen auf den gewünschten Körperbereich.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Solange Sie das Kissen auf dem Körper benutzt haben, ziehen Sie das Kissen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus dem


ecomod

Heizkissen



23000 07/2011

ES Instrucciones de manejo PT Manual de instruções NL Gebruiksaanwijzing FI Käyttöohje



Leyenda Descripción dos simbólos Verklaring van de symbolen Kuvan selitys

IMPORTANTE IMPORTANTE BELANGRIJK TÄRKEÄ
 Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves daños en el aparato.
 Los implementos destinados para evitar posibles lesiones graves o danos no apañan.
 No tiene náyenes de las instrucciones para evitar vverwondingen of schaden het toestel veroorzaiken.

ADVERTENCIA AVISO WAARSCHUWING VAROITUS
 Este aviso indica la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.
 Estas indicaciones de aviso se dan cumplidas para evitar posibles lesiones del aparato.
 Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.
 Nouda náyta ohjeita niin voit estää käytäjän mahdollisen loukaantumisen.

ATENCIÓN ATENÇÃO OGELET HUOMIO
 Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.
 Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.
 Noudata náyta ohjeita niin voit estää käytäjän mahdollisen loukaantumisen.

NOTA NOTA AANWIJZING OHJE
 Estas indicaciones le ofrecen información adicional que resultará útil para la instalación y para el funcionamiento. Estas notas contienen informaciones adicionales útiles para la instalación o la operación.
 Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie die bij installatie of het gebruik.

Náyta ohjeista saat hyödyllistä tietoa esimerkiksi käyttöön.

Clase de protección II Clase de protección II Koteloointiluokka II

LOT Número de LOTE Número de LOTE LOT-nummer

Fabricante Fabricante Producent Laatija

No clave agujas en la almohadilla eléctrica!
 ¡No insira agujas en la almohadilla de aaqueamiento!

Steek geen naalden in het verwarmingskussen!

Lämpötyynä ei saa pistellä neuloja!

¡No utilice la almohadilla eléctrica cuando está amontonada o plegada!

¡No utilice la almohadilla de modo dobrado!

Gebruik het kussen niet in dubbelgevouwen of geplakte toestand!

Lämpötyynä ei saa käyttää punistettuna tai taitettuna!

¡Utilice la almohadilla eléctrica sólo en recipientes cerrados!

Utilize a almofada de aaqueamiento apenas em recipientes fechados!

Gebruik het kussen uitsluitend in afgesloten ruimten!

Käytä lämpötyynä ainoastaan suljettuissa tiloissa!

¡No seque la almohadilla eléctrica en la secadora!

A almofada de aaqueamiento não pode secada na máquina de secar roupa!

Het warmtekussen mag niet in de droogautomaat gedroogd worden!

Lämpötyynä ei saa kuivata kuivausrumussa!

¡No doar!

Náo dorar!

Niet behandelen met chloor!

E klorai!

¡No limpiar en seco!

Náo limpar com agentes químicos!

Niet chemisch reinigen!

Ala pese kemiallisesti!