


HOMEDICS



mē

**Riduzione permanente dei peli superflui per
tutti i tipi di pelle**

Guida per l'utente

Indice

Introduzione	1
Che cos'è la sinergia elettro-ottica (elōs)?	2
Contenuto della confezione	3
Informazioni importanti sulla sicurezza	6
Possibili effetti indesiderati e reazioni cutanee	9
Qual è l'uso previsto di mē?	10
Istruzioni d'uso del sistema mē	11
Pulizia e conservazione	14
Sostituzione cartuccia / rasoio / epilatore / adattatore viso.	15
In viaggio con il sistema mē	17
Ricerca e risoluzione dei problemi	18
Garanzia e assistenza	20
Informazioni sul produttore	21
Specifiche tecniche	23


Introduzione...

Congratulazioni per aver acquistato il sistema mē! mē è un dispositivo innovativo per la rimozione dei peli superflui indesiderati, utilizzabile nel comfort e nella privacy di casa. mē è l'unico dispositivo ad uso domestico per la rimozione permanente dei peli superflui dotato di tecnologia elōs brevettata, la cui sicurezza ed efficacia è clinicamente provata per pelli di **tutte** le carnagioni. Delicato e facile da usare, offre un trattamento rapido e conveniente, che ti permette di godere della libertà di una pelle liscia e morbida, senza necessità di alcun tipo di pre-trattamento

Efficace prevenzione di ricrescita dei peli superflui

La riduzione dei peli superflui è un processo lento e graduale. I nostri studi clinici hanno dimostrato la ridotta crescita di peli grazie all'utilizzo di mē. Il tempo necessario per notare risultati visibili e la durata dei risultati sono aspetti che variano da persona a persona.

Al fine di mantenere questi risultati, è consigliabile eseguire trattamenti periodici. Secondo studi clinici, la ricrescita di peli tra un trattamento e l'altro si riduce.



Che cos'è la sinergia elettro-ottica (elōs)?

La sinergia elettro-ottica (elōs) è l'esclusiva tecnologia brevettata che consente al sistema mē di rimuovere i peli in eccesso. Combina due tipi di energia: l'energia ottica della luce pulsata (IPL) e l'energia a radiofrequenza (RF), che colpendo selettivamente il follicolo pilifero, garantiscono una rimozione dei peli sicura ed efficace. Inventata dal Dr. Shimon Eckhouse, la tecnologia elōs era a disposizione esclusivamente dei medici attraverso dispositivi professionali per la rimozione dei peli; ora è disponibile anche agli utenti grazie al dispositivo mē.

Come funziona la sinergia elettro-ottica (elōs)?

La tecnologia elōs invia selettivamente calore prodotto dall'energia IPL e RF al follicolo pilifero colpendo la radice dove cresce il pelo. Il follicolo pilifero viene distrutto, rimuovendo e riducendo in tal modo la quantità di peli rimasti nella zona trattata. La tecnologia elōs può essere utilizzata in maniera sicura ed efficace su tutte le tipologie di pelle, compresa la carnagione naturalmente scura.

Ciclo di crescita del pelo

Ogni pelo nel corpo attraversa un ciclo completo di crescita, da una fase attiva a una fase di riposo. I trattamenti a luce pulsata garantiscono risultati ottimali su peli nella fase attiva.

La durata di ciascun ciclo varia da persona a persona e tra le diverse parti del corpo. Anche fattori di tipo genetico, metabolico e di età influenzano la durata di ciascuna fase di crescita dei peli.

Risultati del trattamento previsti

Occorre sottoporre le zone di peli indesiderati a più sessioni al fine di trattare efficacemente i peli nella fase attiva del ciclo di crescita.

Dopo il trattamento di un follicolo pilifero, la caduta del pelo può richiedere da una a due settimane.

Durante questo arco di tempo, può sembrare che i peli continuino a crescere, ma in realtà vengono solo "spinti fuori" dalla pelle.

Questi peli corti che fuoriescono dalla pelle possono essere più o meno visibili.

Contenuto della confezione:

L'interno della confezione del dispositivo mē contiene quanto segue:

- sistema mē con una cartuccia e un coperchio protettivo già installati
- Coperchio protettivo (già installato)
- Coperchio protettivo elōs
- Cavo di alimentazione
- Libretto di istruzioni
- Occhiali protettivi per trattamento viso
- Pennellino per pulizia


Accessori aggiuntivi

Venduti separatamente

- Adattatore viso (incluso nella confezione)
- Rasoio
- Epilatore
- Cartuccia elōs di ricambio


mē include i seguenti componenti:

1. Unità base
2. Supporto
3. Pannello di controllo con:
 - Tasto accensione/spengimento
 - Tasti impostazione energia elōs
 - Spia che indica quando la cartuccia elōs è esaurita e deve essere sostituita
 - Tasto di attivazione accessorio
4. Applicatore (manipolo con cavo)
5. Cartuccia elōs con finestrella di uscita elōs e barre RF



Componenti sull'applicatore e sulla cartuccia

1. Finestrella di uscita impulsi elōs.
2. Barre RF per contatto pelle: Le 2 barre RF devono essere a diretto contatto con la pelle per permettere agli impulsi luminosi di lampeggiare.
3. Cartuccia: La cartuccia viene fornita fissata all'applicatore e precaricata di impulsi luminosi. Occorre sostituire la cartuccia quando l'indicatore 'Empty' (vuoto) sull'unità base si accende di rosso.
4. Tasto di attivazione elōs.
5. Griglia di raffreddamento.
6. Coperchio protettivo.



Nota: Se non si dispone di una cartuccia di ricambio, assicurarsi di posizionare il coperchio protettivo elōs al posto della cartuccia usata. Così facendo, si proteggono le parti interne dell'applicatore.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Informazioni importanti sulla sicurezza - Leggere prima dell'uso!

Prima di utilizzare il sistema mē, leggere tutte le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza contenute nel manuale d'uso.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre osservare le precauzioni di sicurezza di base.

mē non può essere utilizzato da tutti. Leggere il presente libretto di istruzioni prima dell'uso. Assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze. Inoltre, non utilizzare il dispositivo se non è adatto all'utente (vedere sezione Controindicazioni in basso).

Quando non utilizzare mē / Controindicazioni

- **NON** utilizzare su pelle abbronzata o scottata da recente esposizione al sole o lettino solare o in caso di utilizzo di creme abbronzanti (autoabbronzanti). Ciò può causare uno sbiancamento temporaneo o persino permanente della pelle. Attendere 2 settimane fino alla scomparsa della scottatura prima di utilizzare il sistema.
- **NON** esporre al sole le zone trattate. Attendere almeno 24 ore dopo il trattamento prima di esporre la pelle trattata al sole o all'abbronzatura con luce artificiale. Anche dopo 24 ore, assicurarsi che la pelle trattata non sia ancora assodata dal trattamento prima di esporla al sole. Proteggere con cura la pelle trattata con filtri solari per tutto il periodo di rimozione dei peli.
- **NON** utilizzare in caso di gravidanza, concepimento o allattamento. mē non è stato testato su donne in gravidanza o allattamento.
- **NON** utilizzare se si è affetti da epilessia o crisi visivo-indotte o emicranie. Gli impulsi di energia potrebbero causare gravi cefalee ed emicranie.
- **NON** utilizzare su tatuaggi, macchie nere o marrone scuro (come lentiggini scure, voglie, nei o verruche). I tatuaggi o le macchie scure possono assorbire troppa energia luminosa che potrebbe causare gonfiore cutaneo, vesciche temporanee o permanenti, scolorimento o sbiancamento della pelle.
- **NON** utilizzare attorno agli occhi, sulla testa, sulle orecchie, sui capezzoli, sui genitali o attorno all'ano. L'uso in queste zone potrebbe causare gonfiore cutaneo, vesciche, scolorimento o sbiancamento temporaneo della pelle.

- **NON** utilizzare se si è minori di 18 anni. Gli effetti dell'uso di mē in questa fascia di età non sono noti.
- **NON** utilizzare in presenza di una patologia cutanea nell'area di trattamento, incluse acne, piaghe, psoriasi, eczema, ustioni, herpes simplex, ferite o eruzioni cutanee. Queste patologie possono rendere la pelle più sensibile al trattamento a luce pulsata e potrebbero rendere il trattamento fastidioso o causare gonfiore cutaneo, vesciche o infezione. Attendere che la zona interessata sia guarita prima dell'uso. In caso di dubbi sulla guarigione della patologia cutanea per l'utilizzo del dispositivo, consultare il proprio medico.

AVVERTENZE

- **NON** aprire l'involucro esterno del sistema mē né toccare componenti interne. Non tentare di riparare il dispositivo. L'apertura del sistema può anche danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Contattare l'Assistenza Clienti in caso di dispositivo rotto o danneggiato che necessita di riparazione. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare folgorazione o scosse elettriche.
- **NON** utilizzare il sistema mē in luoghi dove può entrare in contatto con liquidi o bagnarsi. Ciò potrebbe causare scosse elettriche. Se il sistema viene fatto cadere in un liquido, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione. Non rimuovere il sistema dal liquido fino a quando non viene scollegato dall'alimentazione. Non utilizzare nuovamente il sistema e contattare l'Assistenza Clienti.
- **NON** tenere la finestrella dell'applicatore **ferma** su una zona della pelle e inviare impulsi luminosi multipli sulla pelle. Così facendo, viene accumulato troppo calore che può causare gonfiore cutaneo, vesciche, variazioni di colore temporanee o permanenti della pelle. Dopo ogni impulso, muovere la finestrella a un punto adiacente sulla pelle. **Attendere almeno 10 secondi prima di tornare su una zona precedentemente trattata.**
- **NON** utilizzare il sistema mē se uno dei suoi componenti mostra segni di danneggiamento. Ciò potrebbe causare lesioni.
- **NON** coprire le aperture di ventilazione durante l'utilizzo poiché aiutano a raffreddare il dispositivo quando è in funzione. Coprire le aperture di ventilazione potrebbe causare il surriscaldamento del dispositivo.

- **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI!** mē è un dispositivo potente e non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a 18 anni.
- **NON** lasciare mē incustodito vicino a bambini poiché i cavi rappresentano un potenziale rischio di soffocamento. È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- **NON** utilizzare in caso di pelle sensibile alla luce. Questa condizione potrebbe rendere il trattamento a luce pulsata fastidioso o causare gonfiore cutaneo, vesciche o infezione. Per essere certi di poter utilizzare mē, eseguire un test su una piccola zona della pelle. Quindi, attendere 30 minuti per vedere se insorge qualche reazione cutanea. È possibile utilizzare mē solo in assenza di reazioni cutanee e qualora la pelle abbia un aspetto normale.
- **NON** utilizzare mē su aree in cui si desidera che i peli ricrescano.
- **NON** utilizzare il sistema in ambienti con temperatura superiore a 30°C. Se il sistema si surriscalda, potrebbe non funzionare correttamente e causare lesioni.

Possibili effetti indesiderati e reazioni cutanee

L'utilizzo del sistema mē potrebbe causare possibili effetti indesiderati.

Si tratta di reazioni **rare** e che si risolvono in breve tempo.

Tuttavia, ogni trattamento estetico può implicare un certo grado di rischio.

Nella tabella sottostante sono riportate possibili reazioni cutanee rare con l'azione correttiva consigliata da adottare.

La reazione	Azione raccomandata
Variazioni di colore o estetiche della pelle potenzialmente permanenti	Può verificarsi durante o dopo il trattamento. In assenza di miglioramento entro 24 ore, consultare il medico.
Arossamento della pelle	Può verificarsi durante o dopo il trattamento. In assenza di miglioramento entro 24 ore, consultare il medico.
Prurito nella zona trattata	Raffreddare la zona con impacchi freddi (ma non con ghiaccio o borse del ghiaccio). Se la reazione persiste, rivolgersi al medico.
Eruzione di acne	In assenza di miglioramento entro 24 ore, consultare il medico.
Vesciche o bruciore della pelle	Raffreddare subito la zona con impacchi freddi (ma non con ghiaccio o borse del ghiaccio). Se la reazione persiste, rivolgersi al medico.
Cicatrici permanenti o perdita di tessuto cutaneo e depressioni cutanee	Può verificarsi durante o dopo il trattamento. In assenza di miglioramento entro 24 ore, consultare il medico.
Dolore insolito	Interrompere il trattamento e consultare il medico.

Qual è l'uso previsto di mē?

mē è progettato per la riduzione permanente dei peli superflui.

Colorito

mē può essere utilizzato sul corpo per TUTTI i tipi di pelle (il colore naturale della pelle).



Colore dei peli

mē è utilizzabile sui peli di TUTTI i colori.

Nota: Per risultati efficaci, l'accessorio epilatore è richiesto per il trattamento corporeo di peli di colore biondo naturale, rosso e bianco/grigio. L'epilatore non deve essere utilizzato sul viso.

Zone del corpo

Per le donne, eseguire il trattamento solamente al di sotto della linea delle guance.
Per gli uomini, non è consigliabile trattare la barba per evitare risultati irregolari, che potrebbero produrre cambiamenti indesiderati nelle caratteristiche facciali.



Nota: Il trattamento del viso differisce dal trattamento corporeo. Assicurarsi di leggere attentamente il libretto delle istruzioni prima dell'uso.

Istruzioni d'uso

Operazione 1: preparazione per l'utilizzo di mē

Rimuovere i peli nella zona che si desidera trattare (o in alternativa, utilizzare gli appositi accessori mē epilatore/rasoio).

Operazione 2: test di sensibilità cutanea

Prima di utilizzare il sistema per la prima volta, scegliere una piccola zona vicino all'area da trattare su cui eseguire un test di sensibilità cutanea. Seguire le istruzioni di trattamento di seguito riportate. Dopo aver eseguito il test cutaneo, attendere 30 minuti e controllare che non siano comparse eventuali reazioni della pelle. Se la cute appare normale e non vi è presenza di arrossamento o altra reazione cutanea, è possibile eseguire un trattamento completo al resto della zona del corpo. Scegliere il livello elōs che non ha prodotto alcuna reazione nell'esecuzione di un trattamento completo.

Operazione 3: trattamento con mē

Corpo:

1. Premere il tasto di accensione/spengimento sull'unità base per accendere il sistema.
2. Premere il tasto elōs sulla base e selezionare il livello elōs appropriato ('Low' [basso], 'Medium' [medio] o 'High' [alto]). Si consiglia di iniziare con il livello basso (impostazione 'Low') e qualora non si avvertisse alcun disagio, scegliere un livello elōs più alto.
3. Se si utilizza l'apposito rasoio/epilatore, fissarlo all'applicatore al posto del cappuccio protettivo e premere una volta il tasto di attivazione sul pannello di controllo per attivare il meccanismo dell'epilatore a velocità bassa. Se lo si desidera, premere nuovamente il tasto per attivare l'epilatore a velocità alta. La cartuccia del rasoio funziona solo al livello di velocità 1.
4. Premere il tasto di attivazione elōs sull'applicatore.
5. Collocare l'applicatore sulla zona da trattare, controllando che le due barre di trasmissione RF siano completamente a contatto con la pelle. Non esercitare pressione, ma toccare delicatamente la pelle. Il sistema comincia a emettere impulsi elōs.
6. Far scorrere l'applicatore lentamente e in maniera continua sulla zona del trattamento senza interruzioni.
Non tornare sulla stessa zona trattata per almeno 10 secondi.

Viso:

La rimozione dei peli superflui indesiderati dal viso differisce molto dalla rimozione dei peli da altre parti del corpo. Leggere attentamente il libretto delle istruzioni prima di iniziare il trattamento del viso con il sistema mē.

Per il trattamento dei peli del viso, è consigliabile utilizzare l'**adattatore viso**.

L'adattatore viso è stato concepito per adattarsi a zone del viso più piccole e delicate. Emette energia in modalità a singoli impulsi al livello di energia desiderato. L'adattatore viso può essere incluso in questa confezione (le configurazioni variano) oppure acquistato separatamente come accessorio.

Carnagioni della pelle del viso

Assicurarsi di eseguire un test di sensibilità cutanea prima di iniziare il trattamento (per maggiori informazioni, consultare il libretto di istruzioni).

1. Lavare la pelle e rimuovere i peli sulla superficie cutanea. È possibile utilizzare pinzette, cera, rasoio, ecc. Non usare l'accessorio epilatore mē sul viso poiché non è stato progettato per l'utilizzo sul viso.
2. Nascondere le zone cutanee da non trattare, come ad esempio il contorno labbra e nei del viso, con un eyeliner bianco.
3. Scegliere un ambiente spazioso e luminoso.
4. Accendere il dispositivo mē e selezionare il primo livello eļōs sull'unità base, che è il livello 'Low' (basso). Indossare gli occhiali protettivi forniti oppure occhiali da sole. Se si dispone di un adattatore viso, rimuovere il coperchio protettivo dell'accessorio e collegare l'adattatore viso. L'adattatore viso consente al sistema di emettere solo impulsi singoli al livello di energia desiderato.
5. Accendere l'applicatore premendo il tasto di attivazione cartuccia eļōs posto sull'applicatore stesso.
6. Posizionare delicatamente l'applicatore sulla zona che si desidera trattare. Premere nuovamente il tasto di attivazione cartuccia eļōs per applicare un singolo impulso. Se non si avverte alcun disagio, è possibile variare il livello eļōs da basso ('Low') a medio ('Med') o alto ('High').
7. Riposizionare l'applicatore sulla successiva area da trattare e premere di nuovo il tasto di attivazione cartuccia eļōs per emettere un altro impulso. Ripetere queste operazioni fino a coprire l'intera zona del viso. Attendere almeno 10 secondi prima di sottoporre a trattamento lo stesso punto.

Nota: Iniziare con un livello eļōs basso (impostazione 'LOW') e se non si avverte alcuna sensazione sgradevole, è possibile aumentare il livello eļōs per risultati migliori.

Mantenere la pelle liscia

Per risultati ottimali, utilizzare mē sulla stessa zona del corpo una volta a settimana per le prime 7 volte. L'esecuzione di trattamenti aggiuntivi di mantenimento, dopo i primi 7 trattamenti, prolunga la durata dei risultati di rimozione dei peli.

Si consiglia di trattare il viso ogni 1-2 settimane.



Nota: Se i peli sembrano troppo visibili, è possibile eseguire il trattamento sulla zona specifica ogni 2 giorni.

Durate del trattamento

Per risultati efficaci, utilizzare mē rispettando la seguente tabella:




Nota: Iniziare con un livello eIōs BASSO (impostazione 'LOW'). Se non si avverte alcuna sensazione sgradevole, è possibile aumentare il livello eIōs per una maggiore efficacia.

Terminato il trattamento con mē?

1. Spegnere il sistema mē premendo il tasto di accensione/spengimento sull'unità.
2. Riporre l'applicatore nel supporto sull'unità e scollegare l'unità dalla presa.
3. Pulire la finestrella di uscita della luce della cartuccia con una salvietta inumidita non a base di alcol o un panno morbido, e pulire anche gli accessori.
4. Conservare il sistema in luogo fresco e asciutto, LONTANO dalla portata dei bambini.
5. Sciacquare con cura la pelle con acqua tiepida e asciugare tamponando.
6. Applicare delicatamente sulla pelle crema idratante o gel di aloe vera.

Pulizia e conservazione

1. Riporre l'applicatore nel supporto sull'unità.
2. Spegnerne il sistema premendo il tasto di accensione/ spegnimento sull'unità.
3. Sciacquare con cura la pelle con acqua tiepida.
4. Applicare delicatamente sulla pelle crema idratante.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
6. Pulire la finestrella di uscita della luce della cartuccia con una salvietta inumidita non a base di alcol o un panno morbido.
7. **In caso di utilizzo dell'apposito epilatore o rasoio mē:** Rimuovere il rasoio o epilatore dall'applicatore e collocarvi il coperchio protettivo. Pulire gli accessori con l'apposito pennellino per pulizia fornito. Si raccomanda di utilizzare un panno morbido o salviette inumidite senza alcol per la pulizia.
8. **In caso di utilizzo dell'adattatore viso mē:** Rimuovere l'adattatore viso dall'applicatore e collocarvi il coperchio protettivo. Pulire la superficie esterna SOLO con un panno morbido e asciutto o una salvietta inumidita senza alcol.
9. Pulire la superficie esterna del sistema mē SOLO con un panno morbido e asciutto o una salvietta inumidita senza alcol.
10. Conservare il sistema in luogo fresco e asciutto, LONTANO dalla portata dei bambini.




Cura post-trattamento

Sciagquare con cura la pelle con acqua tiepida e asciugare tamponando. Proteggere con cura la pelle trattata con filtri solari per tutto il periodo di rimozione dei peli. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare gonfiore cutaneo, vesciche, scolorimento temporaneo o permanente della pelle oppure sbiancamento o inscurimento della pelle.

Sostituzione cartuccia / rasoio / epilatore / adattatore viso



Sostituzione della cartuccia:

1. Controllare che il sistema mē sia spento e che il cavo sia scollegato dalla presa elettrica a muro.
2. Rimuovere la vecchia cartuccia dall'applicatore estraendola con cura.
3. Smaltire opportunamente la vecchia cartuccia, in base alle istruzioni riportate a pagina 16.
4. Estrarre la nuova cartuccia dal suo involucro protettivo. Cercare di evitare di toccare il vetro. Le impronte o il grasso della pelle interferisce con la luce che attraversa il vetro, riducendo così l'efficacia del trattamento.
5. Inserire con cura la nuova cartuccia nell'applicatore fino a farla scattare in posizione con un clic.
6. Collocare l'applicatore nel supporto dell'unità prima di accendere il sistema mē.



Sostituzione del rasoio, epilatore o adattatore viso mē:

1. Controllare che il sistema mē sia spento e che il cavo sia scollegato dalla presa elettrica a muro.
2. Rimuovere il coperchio protettivo dall'applicatore estraendolo con cura.
3. Estrarre il rasoio, l'epilatore o l'adattatore viso dal rispettivo involucro protettivo. Inserire con cura l'accessorio nell'applicatore fino a farlo scattare in posizione con un clic.
4. Collocare l'applicatore nel supporto dell'unità prima di accendere il sistema mē.
5. Accendere il sistema mē. mē è ora pronto per l'uso.



Smaltimento della cartuccia

- a) Se non si dispone di una cartuccia nuova, assicurarsi di posizionare il coperchio protettivo della cartuccia usata per proteggere le componenti interne del sistema.
- b) Per riciclare o smaltire l'unità base, il manipolo o la cartuccia monouso, rispettare le normative locali per lo smaltimento di sistemi elettrici.

Spiegazione direttiva RAEE

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

In viaggio con il sistema mē

Il sistema mē è dotato di voltaggio universale, che consente di utilizzarlo in tutto il mondo. È necessario usare un adattatore per la spina, poiché le prese elettriche da muro variano a seconda del Paese. Assicurarsi che il sistema mē non si bagni durante il viaggio.

Non utilizzare in ambienti umidi.



Ricerca e risoluzione dei problemi

Spia	Significato	Azione correttiva
Pannello di controllo		
Nessuna spia è accesa	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Collegare il cavo di alimentazione.
Tutte le spie del livello di energia elös lampeggiano	Non è stato selezionato un livello di energia elös.	Selezionare un livello elös. La ventola dell'applicatore si attiva a indicare che la cartuccia è in funzione.
Il tasto di attivazione elös lampeggia.	È stato selezionato un livello di energia elös. Il tasto di attivazione elös lampeggia a indicare che occorre premerlo.	Premere il tasto di attivazione cartuccia. La ventola dell'applicatore si attiva a indicare che la cartuccia elös è in funzione.
La spia di errore lampeggia di rosso, e lampeggiano anche i fasti di % cartuccia	La temperatura ambiente (della stanza) è troppo elevata.	Resettare: 1. Scollegare il cavo di alimentazione. 2. Attendere che tutte le spie si spengano (fino a 2 minuti). 3. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. 4. Spostare l'apparecchio in una zona più fresca con una temperatura ambiente inferiore a 30°C e riavviare il sistema.
Nessun impulso luminoso proveniente dalla finestrella della cartuccia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le barre RF non sono a contatto con la pelle nella zona del trattamento. 2. Il tasto di attivazione cartuccia non è premuto. 	Affinché il sistema emetta impulsi luminosi, assicurarsi che tutte e 3 le condizioni siano soddisfatte: Contatto delle barre RF con la pelle, tasto di attivazione cartuccia premuto, livello elös selezionato.

Applicatore		
Il tasto di energia eiōs sulla base lampeggia.	L'alloggiamento della cartuccia è vuoto.	Inserire il cappuccio protettivo o la cartuccia.
Il tasto di attivazione accessorio sulla base lampeggia.	L'alloggiamento dell'accessorio è vuoto.	Inserire l'adattatore viso o l'accessorio (rasoio/epilatore) oppure un coperchio protettivo.
La spia di stato della cartuccia lampeggia.	La quantità di impulsi rimasti nella cartuccia eiōs è bassa.	Preparare una nuova cartuccia che sia accessibile.
La spia di stato della cartuccia è sempre accesa.	Nessun impulso rimasto nella cartuccia eiōs.	Inserire una nuova cartuccia eiōs.
Altro		
La pelle è arrossata dopo il trattamento.	La pelle può arrossarsi come risultato del trattamento. Questo arrossamento svanisce solitamente entro 24 ore.	Se la reazione persiste più di 24 ore dopo un trattamento, interrompere l'utilizzo di mē e contattare il proprio medico o l'Assistenza Clienti.
Nota a malapena una riduzione dei peli.	Assicurarsi di seguire il protocollo consigliato e di utilizzare la durata di trattamento suggerita.	I risultati effettivi variano da persona a persona, in base alla zona del corpo trattata e se le istruzioni sono state seguite correttamente. Per ricevere assistenza, contattare l'Assistenza Clienti.
Avverto un po' di dolore e una sensazione di calore quando applico i flash luminosi. È normale?	È possibile avvertire sensazioni di calore, pizzicore o prurito. Si prevede che queste sensazioni di dolore e calore siano di entità da lieve a moderata.	Se il dolore percepito è grave/intenso o la reazione persiste più di 24 ore dopo un trattamento, interrompere l'utilizzo di mē e contattare il proprio medico o l'Assistenza Clienti.

Garanzia e assistenza

HoMedics Italy Srl garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, salvo i casi indicati di seguito.

La presente garanzia HoMedics non copre eventuali danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto, da eventi accidentali, dall'uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di HoMedics.

La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato e utilizzato nell'UE.

La presente garanzia non copre i prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l'uso in Paesi diversi da quello per il quale sono stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni prodotti da dette modifiche. HoMedics declina qualunque responsabilità per danni incidentali, consequenziali o speciali.

Per ottenere l'assistenza in garanzia, recarsi presso il Punto di Vendita di acquisto del prodotto muniti dello scontrino recante la data (come prova di acquisto).

Dietro ricevuta, il punto vendita provvederà a riparare o sostituire il prodotto.

Nel caso in cui si è impossibilitati a recarsi al Punto Vendita, contattare il Servizio Clienti HoMedics al numero +39 02 91483342.

La presente Garanzia non è valida qualora la manutenzione del prodotto non venga affidata ad un punto assistenza HoMedics autorizzato.

La presente garanzia non inficia i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge.

Contatto Assistenza Clienti:

HoMedics Italy SRL

Via Carducci 125

20099 Sesto San Giovanni (MI)

ITALY

tel: +39 0269 430776

email: mesupport@homedics.it

Informazioni sul produttore

mē è prodotto da Syneron Medical Ltd. ed è distribuito nel Regno Unito e in Irlanda da HoMedics Group Ltd. Syneron Medical Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e specifiche senza preavviso, per migliorarne le prestazioni, l'affidabilità o la producibilità. Le informazioni fornite da Syneron Medical Ltd. e HoMedics Group Ltd. sono considerate accurate e affidabili. Tuttavia, Syneron Medical Ltd. e HoMedics Group Ltd. non rilasciano dichiarazioni in merito al prodotto in questione e non si assumo alcuna responsabilità per il suo utilizzo. Non è concessa alcuna licenza implicita o di altro tipo, in base a qualsiasi brevetto o diritti di brevetto di Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. possiede brevetti, applicazioni di brevetti in attesa di registrazione, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto mē

L'acquisto del sistema mē e la fornitura del presente documento non comportano la concessione di alcuna licenza relativamente a questi brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione di quanto espressamente previsto nei documenti scritti ufficiali di Syneron Medical Ltd. Prima di iniziare il trattamento, leggere attentamente tutte le istruzioni!

Copyright © 2012 HoMedics Group Ltd. Tutti i diritti riservati.

Etichette e simboli

Sulla parte inferiore del sistema mē è presente una targhetta, sulla quale sono riportati nome e indirizzo del produttore, componenti e numeri di serie del sistema, requisiti elettrici e normative a cui il sistema deve essere conforme.



Do Not use in wet environment



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules



CSA Mark for USA and Canada

Grado di protezione contro la penetrazione d'acqua: ordinario.

Questo dispositivo non è idoneo all'uso in presenza di miscugli anestetici infiammabili con aria oppure con ossigeno o ossido di azoto.

Specifications

Spettro luminoso: 550 – 1200 nm

Optica massima: 4J/cm²

Frequenza onda RF: 6.78 MHz

Potenza radiofrequenza massima:

5 Watt

RF condotta 5J/cm²

Applicable Standards:

Safety Standards

EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)

EN 60335-2-8

EN 60335-2-23: 2003

EN 60335-2-27: 2003

EN 60825-9

IEC 60601-1, 3^a edizione

IEC 60601-1, 2^a edizione

IEC 60601-1-11

Norme EMC

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

Potenza elettrica nominale: 100-240 V CA,
50-60 Hz

Dimensioni e peso 20,5 x 15 x 9 cm

(P x L x H) 1,17 Kg

Condizioni ambientali accettabili

Conservazione e trasporto

Temperatura: 10°C - 55°C

Umidità: 90% a 55°C

Pressione: 700-1060 hPa

Funzionamento:

Temperatura: 10°C - 30°C

Umidità relativa: Fino a 80% a 37°C

Altitudine: Fino a 3900 m

Nota: Il sistema non funziona in ambienti con temperature superiori a 30°C. Se il dispositivo viene conservato in un ambiente con umidità elevata, lasciarlo asciugare per un'ora prima dell'uso.

HOMEDICS®

Convalida la garanzia per mè e ricevi aggiornamenti sui prodotti e offerte speciali sul sito
www.memyelos.com



Gennaio 2013. Tutti i diritti riservati. Syneron e mè sono marchi di fabbrica di Syneron Beauty Ltd.
e possono essere registrati in certe giurisdizioni. Pubblicazione n. 0113, REV. 01