

97050579
Rev.003
06/2015



2013

A5 - A6 Plus

IT

INDICE

1. Avvertenze generali	4	7. Funzionamento gruppo idrico	40
1.1. Simbologia	4	7.1. Bacinella e riempimento bicchiere	40
1.2. Uso previsto e modalità di impiego	4	7.2. Sistema S.H.S. /S (Simplified Hygienization System)	42
1.2.1. Classificazione e normative di riferimento.....	4	7.2.1. Sistema S.H.S. manuale (solo modelli A5 IDRICO SINGOLO e A5 SINGLE CART)	43
1.2.2. Condizioni ambientali	5	7.2.2. Ciclo di disinfezione con acqua ossigenata	44
1.2.2.1. Condizioni di trasporto ed imballaggio	5	7.3. Sistema W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)	45
1.2.3. Garanzia.....	5	7.4. Sistema di disinfezione BIOSTER S	46
1.2.4. Smaltimento a fine vita.....	5	7.5. Ciclo automatico di lavaggio strumenti (FLUSHING)	48
1.3. Avvertenze di sicurezza	5	7.6. Sistema A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem).....	49
1.4. Pulizia e disinfezione.....	7	7.7. Apertura/chiusura carter laterale idrico	50
2. Descrizione degli apparecchi.....	8	8. Accessori	51
2.1. Targhette di identificazione	8	8.1. Lampada operatoria	51
2.2. Riuniti	8	8.1.1. Lampada operatoria modello VENUS PLUS -L	51
2.3. Poltrona.....	10	8.2. Monitor a palo lampada.....	53
2.4. Avvertenze per modelli A5 CART e A5 SINGLE CART	11	8.3. Tavolettina portatray ausiliaria (solo modelli A5 IDRICO SINGOLO e A5 CART).....	53
3. Accensione unità operatoria.....	11	8.4. Negatoscopio per panoramiche	53
4. Funzionamento poltrona	11	8.5. Attacchi rapidi aria/acqua/230V	53
4.1. Dispositivi di sicurezza	12	9. Manutenzione	54
4.2. Dispositivi di emergenza	12	9.1. Manutenzione degli strumenti	54
4.3. Appoggiatesta regolabile.....	12	9.2. Scarico della condensa	54
4.4. Bracciolo mobile (optional).....	13	9.3. Pulizia filtri aspirazione chirurgica	54
4.5. Pulsantiera poltrona	13	9.4. Aspirazione chirurgica	55
5. Funzionamento tavoletta medico	14	9.5. Separatore chirurgico CATTANI	55
5.1. Consolle medico.....	16	9.6. Separatore di amalgama CATTANI a gravità	57
5.1.1. Impostazione della "Posizione Risciacquo" e "Ritorno Automatico" della poltrona.....	18	9.7. Pulizia filtro aria di ritorno turbina.....	57
5.1.2. Programmazione delle posizioni A, B, C e D della poltrona.....	18	9.8. Separatore di amalgama METASYS	57
5.1.3. Pulsante di emergenza	18	9.9. Separatore di amalgama DÜRR	57
5.2. Comando a piede.....	19	9.10. Poltrona.....	57
5.2.1. Comando a piede "multifunzione"	19	10. Messaggi di errore sul display consolle.....	58
5.2.2. Comando a piede "a pressione".....	20	11. Dati tecnici	59
5.2.3. Comando a piede "Power Pedal"	22	11.1. Caratteristiche dimensionali modello A5 CONTINENTAL	60
5.2.4. Comando a piede versione WIRELESS.....	23	11.2. Caratteristiche dimensionali modello A5 INTERNATIONAL	61
5.3. Siringa	25	11.3. Caratteristiche dimensionali modello A5 CART	62
5.4. Turbina	26	11.4. Caratteristiche dimensionali modello A5 IDRICO SINGOLO.....	63
5.5. Micromotore elettrico.....	27	11.5. Caratteristiche dimensionali modello A5 SINGLE CART	64
5.6. Detartaratore	28	11.6. Caratteristiche dimensionali modello A6 Plus CONTINENTAL	65
5.7. Lampada polimerizzante T-LED.....	29	11.7. Caratteristiche dimensionali modello A6 Plus INTERNATIONAL	66
5.8. Telecamera endorale C-U2	32	12. Schema generale di manutenzione unità operatoria ..	67
5.9. Sensore integrato ZEN-Xi	35		
6. Funzionamento tavoletta assistente	35		
6.1. Consolle tavoletta assistente	37		
6.2. Siringa a tavoletta assistente	37		
6.3. Lampada polimerizzante a tavoletta assistente	37		
6.4. Telecamera endorale a tavoletta assistente.....	37		
6.5. Tubi di aspirazione	38		
6.6. Vassoio portatray a tavoletta assistente.....	38		
6.7. Aspiraliva idraulico	39		
6.8. Turbina a tavoletta assistente	39		
6.9. Detartaratore a tavoletta assistente	39		
6.10. Micromotore elettrico a tavoletta assistente.....	39		

1. Avvertenze generali

- Queste istruzioni descrivono come utilizzare correttamente i complessi odontoiatrici serie A5 e serie A6 Plus. **Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura.**
- Queste istruzioni descrivono tutte le versioni delle unità operatorie con il massimo degli accessori possibili, pertanto non tutti i paragrafi potranno trovare pratica applicazione nell'apparecchio acquistato.
- È vietata la riproduzione, la memorizzazione e la trasmissione in qualsiasi forma (elettronica, meccanica, mediante fotocopia, traduzione oppure altri mezzi) di questa pubblicazione senza autorizzazione scritta da parte di Cefla sc - Cefla Dental Group.
- Le informazioni, le specifiche tecniche, le illustrazioni, contenute in questa pubblicazione non sono vincolanti.
- Cefla sc - Cefla Dental Group si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti tecnici senza modificare le presenti istruzioni.
- Il fabbricante persegue una politica di costante miglioramento dei propri prodotti, quindi è possibile che alcune istruzioni, specifiche e immagini contenute in questo manuale possano differire leggermente dal prodotto acquistato. Il fabbricante inoltre si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a questo manuale senza preavviso.
- Il testo originale del presente manuale è in lingua italiana.
- Questa apparecchiatura è dotata di dispositivo anti-retrazione dei liquidi.

1.1. Simbologia

Significato dei simboli utilizzati:

1) Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I. Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Tipo B.	1		9		17	
2) ATTENZIONE! Indica una situazione in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare un guasto all'apparecchio o danni all'utilizzatore e/o al paziente.	2		10		18	SN
3) "Consultare il libretto istruzioni" Indica che è consigliato consultare il libretto di istruzioni prima di utilizzare quella parte di apparecchiatura.	3		11		19	 NW-0402BQ0101
4) NOTA: Indica delle informazioni importanti per l'utilizzatore e/o per il personale di assistenza tecnica.	4		12	 0051	20	REF
5) Contatto di messa a terra di protezione.	5		13		21	
6) Corrente alternata.	6		14		22	
7) Parte sterilizzabile in autoclave a vapore 135 °C.	7		15		23	
8) Comando ON / OFF.	8		16			
9) "Fare riferimento al libretto istruzioni" Indica che, per ragioni di sicurezza, è necessario consultare il libretto di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura.						
10) Acceso (una parte dell'apparecchiatura).						
11) Spento (una parte dell'apparecchiatura).						
12) Apparecchiatura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva CE 93/42 e successive modifiche introdotte (Dispositivo Medico in Classe IIa).						
13) Apparecchiatura conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva CE 93/42 successive modifiche introdotte (Dispositivo Medico in Classe I).						
14) Simbolo per lo smaltimento ai sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC (valido solamente nella comunità europea).						
15) "Attenzione pericolo biologico". Fornisce l'indicazione di possibili rischi di contaminazione da contatto con fluidi, depositi biologici infetti.						
16) Fabbricante.						
17) Mese e anno di fabbricazione dell'apparecchiatura.						
18) Numero di matricola dell'apparecchiatura.						
19) Marchio DVGW (Marchio di Qualità relativo alla fornitura dell'acqua potabile).						
20) Codice identificativo prodotto/apparecchiatura.						
21) Vietato spingere.						
22) Pericolo di schiacciamento piede.						
23) Apparecchiatura equivalente a sorgente luminosa di Classe 2.						

1.2. Uso previsto e modalità di impiego

- I complessi odontoiatrici serie A5 e serie A6 Plus sono Dispositivi Medici destinati al trattamento odontoiatrico.
- La tavoletta medico può essere equipaggiata con un massimo di 6 strumenti.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 2 strumenti.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata solo da personale (medico e paramedico) adeguatamente addestrato.
- Apparecchio previsto per **funzionamento non continuo** con carichi intermittenti (si vedano i tempi delle singole parti nelle sezioni dedicate).
- Apparecchio a cui è associato un grado di inquinamento 2.
- Categoria di sovratensione: II.

1.2.1. Classificazione e normative di riferimento

- Classificazione DISPOSITIVI MEDICI
Classificazione del complesso odontoiatrico secondo le regole indicate nell'allegato IX della Direttiva 93/42/CE e successive modifiche intervenute: **Classe IIa.**
- Classificazione DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI
Classificazione dell'apparecchiatura secondo la norma EN 60601-1 per la sicurezza di apparecchiature mediche: **Classe I - Tipo B.**
- Normative di riferimento: le unità operatorie della serie A5 e serie A6 Plus sono apparecchiature progettate in conformità alle norme IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 60601-1-6 3.a Ed. - 2010, IEC 62366 1.a Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1.a Ed. - 2012, IEC 60601-1-2 3.a Ed., ISO 6875 3.a Ed. - 2011, ISO 7494-1 2.a Ed. - 2011 e EN 1717 (tipo AA e AB) per quanto riguarda i dispositivi per la sicurezza della rete idrica.
- Classificazione DISPOSITIVI RADIO E TERMINALI DI COMUNICAZIONE (solo in presenza di comando a piede versione WIRELESS)
Classificazione dell'apparecchiatura secondo la direttiva 99/05/CE art.12: **Classe I.**

1.2.2. Condizioni ambientali

L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti con le seguenti condizioni:

- temperatura da 10 a 40°C;
- umidità relativa da 30 al 75%;
- pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa;
- altitudine ≤ 3000 m;
- pressione dell'aria all'entrata nella apparecchiatura compresa tra 6-8 Bar;
- durezza dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura non superiore a 25 °f (gradi francesi) o a 14 °d (gradi tedeschi) per acqua potabile non trattata, per acque con durezza più elevata è consigliato l'addolcimento fino a durezza compresa fra 15 e 25 °f (gradi francesi) o fra 8,4 e 14 °d (gradi tedeschi);
- pressione dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura compresa tra 3-5 Bar;
- temperatura dell'acqua all'entrata nella apparecchiatura non superiore ai 25°C.

1.2.2.1. Condizioni di trasporto ed imballaggio

- Temperatura: da -10 a 70°C;
- Umidità relativa: da 10 a 90%;
- Pressione atmosferica: da 500 a 1060hPa.

1.2.3. Garanzia

Cefla sc - Cefla Dental Group garantisce per la sicurezza l'affidabilità e le prestazioni degli apparecchi.

La garanzia è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Osservanza delle condizioni riportate sul certificato di garanzia.
- Esecuzione della manutenzione annuale programmata.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente secondo le istruzioni riportate nel presente libretto.
- L'impianto elettrico dell'ambiente in cui viene installata l'apparecchiatura deve essere conforme alle norme I.E.C. 60364-7-710 (Norme relative agli impianti elettrici di locali adibiti ad uso medico).
- L'apparecchio deve essere alimentato con una linea 3x1,5 mm² protetta da un interruttore magnetotermico bipolare conforme alle relative normative (10 A, 250 V, distanza fra i contatti almeno 3 mm).



ATTENZIONE!

Il colore dei tre conduttori (LINEA, NEUTRO e TERRA) deve corrispondere a quanto prescritto dalle Norme.

- Il montaggio, le riparazioni, l'ampliamento dell'apparecchio, le tarature e in generale tutte le operazioni che comportano l'apertura dei cofani dell'apparecchiatura devono essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati da ANTHOS.

1.2.4. Smaltimento a fine vita

Ai sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo di non smaltire questi ultimi come rifiuti urbani, effettuandone la raccolta separata. Al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, l'apparecchiatura giunta a fine vita dovrà essere riconsegnata al rivenditore per lo smaltimento. Con riguardo al reimpiego, riciclaggio e alle altre forme di recupero dei rifiuti di cui sopra, il produttore svolge le funzioni definite dalle singole Legislazioni Nazionali. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



ATTENZIONE!

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione delle sanzioni definite dalle singole Legislazioni Nazionali.

1.3. Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE!

- **L'installazione di tutti gli apparecchi è sempre di tipo permanente.**

In base al tipo di poltrona cui il riunito è abbinato riferirsi all'apposita DIMA di installazione indicata al paragrafo "Dati Tecnici".

Cefla sc - Cefla Dental Group declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola.

- **Condizione del pavimento.**

Le condizioni del pavimento (di tipo continuo), devono essere conformi alle norme di portata secondo DIN 1055 foglio 3.

Il peso del complesso dentale compreso di paziente da 190 Kg, è uguale c.a 350Kg/mq.

- Non è ammessa alcuna modifica di questo apparecchio senza l'autorizzazione del fabbricante.

In caso di modifica dell'apparecchio, si devono effettuare esami e prove adeguati ad assicurare il suo uso continuo in sicurezza.

Cefla sc - Cefla Dental Group declina ogni responsabilità per danni a cose e persone qualora non venga rispettata la presente clausola.

- **Poltrona.**

Il carico massimo ammesso sulla poltrona è di 190 Kg. Questo valore non deve essere superato.

- **Superficie di appoggio dei trays.**

Non devono essere superati i valori di carico massimo di seguito indicati:

- portatray applicato alla tavoletta medico, carico massimo ammesso sul vassoio 2 Kg. distribuito.

- portatray applicato alla tavoletta assistente, carico massimo ammesso sul vassoio 1 Kg. distribuito.

- portatray ausiliario, carico massimo ammesso sul vassoio 3,5 Kg (senza negatoscopio) o 2,5 Kg (con negatoscopio).

- **Collegamenti a strumenti esterni.**

L'apparecchio può essere collegato elettricamente solo ad altri strumenti provvisti di marchio CE.

- **Interferenze elettromagnetiche.**

L'utilizzo nello studio o nelle immediate vicinanze di apparecchi elettrici non conformi alla normativa IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, potrebbe causare interferenze elettromagnetiche o di altra natura, provocando malfunzionamenti del complesso odontoiatrico.

In questi casi **si raccomanda** di togliere preventivamente l'alimentazione del complesso odontoiatrico prima di utilizzare tali apparecchiature.

- **Sostituzione delle frese.**

Azionare i dispositivi di sbloccaggio delle turbine e dei contrangoli soltanto quando la fresa è completamente ferma. In caso contrario il sistema di bloccaggio si deteriora e le frese possono sganciarsi provocando ferimenti. Usare esclusivamente frese di qualità con lo stelo di attacco di diametro calibrato. Per verificare lo stato del dispositivo di bloccaggio, controllare ogni giorno, all'inizio del lavoro, che la fresa sia bloccata saldamente allo

strumento. I difetti al sistema di bloccaggio dovuti ad uso non corretto sono facilmente riconoscibili e non sono coperti da garanzia.

• **Pazienti portatori di cardiostimolatore e/o protesi acustiche.**

Nel trattamento dei pazienti portatori di cardiostimolatore e/o protesi acustiche occorre considerare i possibili effetti degli strumenti utilizzati sul cardiostimolatore e/o sulla protesi acustica. A questo scopo si rimanda alla letteratura tecnico-scientifica sull'argomento.

• **Implantologia.**

Nel caso che il complesso odontoiatrico venga impiegato per interventi di implantologia utilizzando apparecchiature autonome e finalizzate a questo intervento **si raccomanda** di togliere l'alimentazione della poltrona onde evitare possibili movimenti indesiderati causati da guasti e/o attivazioni accidentali dei comandi di movimentazione.

• Prima di lasciare l'ambulatorio disinserire l'alimentazione idrica dello studio e l'interruttore generale dell'apparecchiatura.

• L'apparecchio non è protetto contro la penetrazione di liquidi (IPX 0).

• L'apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela di gas anestetico infiammabile con ossigeno o protossido d'azoto.

• L'apparecchiatura dovrà essere custodita e conservata in perfetta efficienza. Il costruttore declina ogni responsabilità (civile e penale) per qualsiasi abuso, trascuratezza nell'uso o uso improprio dell'apparecchiatura.

• L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato (medico e paramedico) adeguatamente addestrato.

• L'apparecchiatura dovrà essere sempre presidiata quando accesa o predisposta all'avviamento, in particolare non dovrà mai essere lasciata incustodita in presenza di minori / incapaci o in genere di personale non autorizzato all'utilizzo.

Eventuale personale accompagnatore deve rimaner fuori dell'area in cui viene effettuato il trattamento e comunque sotto la responsabilità dell'operatore. Per area in cui viene effettuato il trattamento si intende lo spazio circostante il complesso odontoiatrico aumentato di 1,5 mt.

• **Qualità dell'acqua erogata dal complesso odontoiatrico.**

L'utente è responsabile della qualità dell'acqua erogata dal complesso odontoiatrico e deve adottare provvedimenti per il suo mantenimento.

Per assicurare i requisiti di qualità dell'acqua erogata, Cefla sc - Cefla Dental Group consiglia di dotare il complesso odontoiatrico di un sistema di disinfezione interno o esterno.

Il complesso odontoiatrico, una volta installato, è esposto a eventuali contaminanti provenienti dalla rete idrica, per questo si raccomanda di installarlo e metterlo in funzione solo quando comincia il suo reale utilizzo quotidiano, e di eseguire fin dal primo giorno di installazione le procedure di decontaminazione con le modalità indicate nelle istruzioni ai capitoli relativi.

Se il riunito è equipaggiato con il dispositivo per la separazione in aria dalla rete idrica (EN 1717), accertarsi che svolga anche il previsto dosaggio continuo di disinfettante controllando che il relativo serbatoio ne contenga una adeguata quantità (vedere paragrafo relativo).

NOTA: contattare il proprio rivenditore o la propria Associazione Dentisti competente per informazioni sui requisiti e provvedimenti nazionali.

• **Parti applicate.**

Le parti dell'apparecchiatura che durante l'uso normale vengono necessariamente in contatto con il paziente affinché l'apparecchio svolga le proprie funzioni sono le seguenti: tappezzerie della poltrona, appoggio bracciolo, fifi bra ottica della lampada polimerizzante, parte terminale della siringa, protezione


monouso della telecamera, punte del detartatore, frese manipoli, terminali aspirazioni cannule.

Le parti non applicate che possono venire a contatto con il paziente sono: supporto bracciolo poltrona, cofano inferiore poltrona, cofano idrico lato paziente, erogatore acqua bicchiere, bacinella, tubi aspirazione, corpo manipoli.

• **ATTENZIONE! Movimentazione poltrona.**

Accertarsi che il paziente sia collaborativo: invitarlo ad accostare mani e piedi evitando posizioni scomposte.

Controllare che il paziente sia nella corretta postura durante le movimentazione (vedere figura).



1.4. Pulizia e disinfezione

Pulire è il primo passo necessario per qualunque processo di disinfezione.

L'azione fisica di sfregare con detergenti e tensioattivi e di sciacquare con acqua rimuove un numero consistente di microrganismi. Se una superficie non è prima pulita, il processo di disinfezione non può avere successo.

Quando una superficie non può essere adeguatamente pulita, dovrebbe essere protetta con le barriere.

Le parti esterne dell'apparecchiatura devono essere pulite e disinfettate utilizzando un prodotto per uso ospedaliero con indicazioni per HIV, HBV e tubercolocida (disinfettante di livello intermedio) specifico per piccole superfici.

I diversi farmaci e prodotti chimici utilizzati nello studio odontoiatrico possono danneggiare le superfici verniciate e le parti in materiale plastico. Le prove e le ricerche effettuate hanno dimostrato che le superfici non possono essere completamente protette dall'aggressione di tutti i prodotti reperibili sul mercato. Si raccomanda quindi di utilizzare protezioni a barriera ogni qual volta possibile.

Gli effetti aggressivi dei prodotti chimici dipendono anche dal tempo di permanenza sulle superfici.

È pertanto importante non lasciare il prodotto prescelto sulle superfici dell'apparecchio oltre il tempo prescritto dal fabbricante.

Si raccomanda l'uso di un disinfettante specifico di livello intermedio, **STER 1 PLUS** (CEFLA S.C.), che è compatibile con:

- **Superfici verniciate e le parti in materiale plastico.**
- **Tappezzerie.**

ATTENZIONE!

La tappezzeria VISCOELASTICO si macchia con gli schizzi di acido per mordenzare. Si raccomanda, qualora ci dovessero essere degli schizzi di acido, di sciacquare subito con abbondante acqua.

- **Superfici metalliche non verniciate.**

Nel caso non si impieghi il prodotto **STER 1 PLUS**, si raccomanda l'uso di prodotti che contengano come massimo:

- **Etanolo al 96%.** Concentrazione: massimo 30 g. per ogni 100 g. di disinfettante.
- **1-Propanolo (n-propanolo, alcool propilico, alcool n-propilico).** Concentrazione: massimo 20 g. per ogni 100 g. di disinfettante.
- **Combinazione di etanolo e propanolo.** Concentrazione: la combinazione dei due deve essere come massimo 40 g. per ogni 100 g. di disinfettante.

ATTENZIONE!

- **Non utilizzare prodotti contenenti alcool isopropilico (2-propanolo, iso-propanolo).**
- **Non utilizzare prodotti contenenti ipoclorito di sodio (candeggina).**
- **Non utilizzare prodotti contenenti fenoli.**
- **Non vaporizzare il prodotto scelto direttamente sulle superfici dell'apparecchio.**
- **L'uso di qualsiasi prodotto deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.**
- **Non combinare il disinfettante STER 1 PLUS con altri prodotti.**



Istruzioni per la pulizia e la disinfezione.

Per la pulizia e la disinfezione utilizzare carta monouso morbida, non abrasiva (evitare di utilizzare carta riciclata), oppure garza sterile.

Si sconsiglia l'uso di panni spugna e comunque di qualunque materiale riutilizzabile.

ATTENZIONE!

- **Si raccomanda di spegnere il complesso odontoiatrico prima di eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione delle parti esterne.**
- **Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.**



2. Descrizione degli apparecchi

2.1. Targhette di identificazione


Complessi odontoiatrici modello:

A5 CONTINENTAL,
A5 INTERNATIONAL,
A5 CART,
A5 IDRICO SINGOLO,
A6 Plus CONTINENTAL,
A6 Plus INTERNATIONAL.

La targhetta si trova sul braccio di collegamento tra poltrona e gruppo idrico.

Dati riportati sulla targhetta:

- Nome del costruttore.
- Nome dell'apparecchiatura.
- Tensione nominale.
- Tipo di corrente.
- Frequenza nominale.
- Potenza massima assorbita.
- Numero di serie.
- Mese e anno di fabbricazione




Complessi odontoiatrici modello:
A5 SINGLE CART.

La targhetta si trova sotto la tavoletta.

Dati riportati sulla targhetta:

- Nome del costruttore.
- Nome dell'apparecchiatura.
- Tensione nominale.
- Tipo di corrente.
- Frequenza nominale.
- Potenza massima assorbita.
- Numero di serie.
- Mese e anno di fabbricazione



2.2. Riuniti


I complessi odontoiatrici serie A5 sono previsti nei seguenti modelli:

Modello A5 CONTINENTAL

Tavoletta medico in versione CONTINENTAL (gli strumenti sono recuperati mediante un sistema di braccetti a molla) applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray.
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.5.




Modello A5 INTERNATIONAL

Tavoletta medico versione INTERNATIONAL (gli strumenti sono inseriti verticalmente in apposite sedi) applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray (optional).
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- r Negatoscopio per panoramiche (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.5.




Modello A5 CART

Tavoletta medico versione INTERNATIONAL (gli strumenti sono inseriti verticalmente in apposite sedi) applicata su carrello regolabile in altezza.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- o Carrello regolabile in altezza.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- r Negatoscopio per panoramiche (optional).
- s Tavoletta ausiliaria "Professional" (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.5.




Modello A5 IDRICO SINGOLO

Versione priva della tavoletta medico.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- s Tavoletta ausiliaria "Professional" (optional).
- u Pulsantiera poltrona
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.5.




Modello A5 SINGLE CART

Tavoletta medico versione INTERNATIONAL (gli strumenti sono inseriti verticalmente in apposite sedi) applicata su carrello regolabile in altezza e dotata di contenitore allacciamenti indipendente.

Questa versione è priva di poltrona ed idrico.

Descrizione delle varie parti:

- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- o Carrello regolabile in altezza.
- r Negatoscopio per panoramiche (optional).




I complessi odontoiatrici serie A6 Plus sono previsti nei seguenti modelli:

Modello A6 Plus CONTINENTAL

Tavoletta medico in versione CONTINENTAL (gli strumenti sono recuperati mediante un sistema di braccetti a molla applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato).

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray.
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.7.




Modello A6 Plus INTERNATIONAL

Tavoletta medico versione INTERNATIONAL (gli strumenti sono inseriti verticalmente in apposite sedi) applicata su doppio braccio di cui uno articolato ed autobilanciato.

Descrizione delle varie parti:

- a Gruppo idrico.
- b Braccio orientabile.
- c Tavoletta medico.
- d Consolle comandi medico.
- e Tavoletta porta tray (optional).
- f Tavoletta assistente.
- g Consolle di comando tavoletta assistente.
- h Contenitore allacciamenti.
- i Comando a piede multifunzionale.
- l Erogatore acqua al bicchiere.
- m Bacinella.
- n Braccio autobilanciato.
- q Tavoletta porta tray su tavoletta assistente (optional).
- r Negatoscopio per panoramiche (optional).
- z Poltrona dentistica ANTHOS A2.7.



2.3. Poltrona

Descrizione delle varie parti.

- a Poggiatesta.
- b Schienale.
- c Bracciolo fisso.
- d Bracciolo mobile (optional).
- e Pedana di sicurezza.

Tempi di funzionamento.

I tempi di funzionamento e riposo prescritti sono i seguenti:

lavoro 25 sec. - riposo 10 min.

Carico massimo ammesso.

Il carico massimo ammesso sulla poltrona è di 190 Kg.



ATTENZIONE!

Questo valore non deve essere superato.

Avvertenze di utilizzo.

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PIEDE

Prestare attenzione a paziente e personale dello studio durante la discesa della poltrona



2.4. Avvertenze per modelli A5 CART e A5 SINGLE CART



ATTENZIONE!

Durante la movimentazione del cart, fare attenzione alla presenza di gradini e/o ostacoli orizzontali in quanto potrebbe verificarsi una situazione di instabilità e/o ribaltamento del cart stesso.




3. Accensione unità operatoria

Complessi odontoiatrici modello:

- A5 CONTINENTAL,
- A5 INTERNATIONAL,
- A5 CART,
- A5 IDRICO SINGOLO,
- A6 Plus CONTINENTAL,
- A6 Plus INTERNATIONAL.

Premere l'interruttore generale (f1) e verificare sulla consolle di comando:

- **Display (g) spento:**
 - apparecchio spento
 - impianto pneumatico scollegato
 - impianto idrico scollegato
- **Display (g) illuminato:**
 - apparecchio acceso
 - impianto pneumatico collegato
 - impianto idrico collegato.



Complessi odontoiatrici modello:

- A5 SINGLE CART.

Premere l'interruttore generale (f2) posto sulla cassetta allacciamenti esterna e verificare:

- **Display (g) spento:**
 - apparecchio spento
 - impianto pneumatico scollegato
 - impianto idrico scollegato
- **Display (g) illuminato:**
 - apparecchio acceso
 - impianto pneumatico collegato
 - impianto idrico collegato.


4. Funzionamento poltrona

La poltrona esegue i seguenti movimenti:

- Salita/discesa del sedile
- Salita/discesa dello schienale con inclinazione del sedile (Trendelemburg compensato)

La poltrona può essere comandata dai seguenti punti:


- Tavoletta medico (a) (vedi par. 5.).
- Comando a piede multifunzione (b) (vedi par. 5.2.).
- Tavoletta assistente (c) (vedi par. 6.).



4.1. Dispositivi di sicurezza

L'apparecchiatura dispone dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- La pedana della poltrona è dotata di un dispositivo (**l**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa della poltrona ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.
- Lo schienale della poltrona è dotato di un dispositivo (**m**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa dello schienale ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.
- I bracci della tavoletta assistente sono dotati di un dispositivo di sicurezza (**n**) che, in presenza di un ostacolo, blocca immediatamente il movimento di discesa della poltrona ed esegue un movimento automatico di risalita per liberare l'ostacolo.




4.2. Dispositivi di emergenza

⚠ ATTENZIONE!

Nel caso si debba bloccare il movimento dell'apparecchiatura agire sui seguenti dispositivi:

- **Pulsanti di movimentazioni poltrona (a) o (c).**
Azionando un qualsiasi pulsante di movimentazione poltrona ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.
- **Comando a piede (b).**
Azionando il comando a piede ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.
- **Pedana della poltrona (l).**
Azionando la pedana della poltrona: ogni tipo di movimento dell'apparecchiatura verrà bloccato.



4.3. Appoggiatesta regolabile

L'appoggiatesta può essere di due tipi:

- 1 con bloccaggio del cuscino di tipo manuale
- 2 con bloccaggio del cuscino di tipo pneumatico

Regolazione altezza poggiatesta.

- con bloccaggio di tipo manuale (**1**):
Il posizionamento dell'asta del poggiatesta è ottenuto per mezzo di una frizione magnetica. L'operatore deve sollevare e/o spingere in basso il poggiatesta fino al raggiungimento della posizione desiderata.
- con bloccaggio di tipo pneumatico (**2**):
Agire sul pulsante di blocco (**u**) e, mantenendolo premuto, posizionare il poggiatesta come desiderato. Una volta trovato la posizione corretta è sufficiente rilasciare il pulsante (**u**) per bloccare nuovamente il poggiatesta.

Regolazione orientamento del cuscino.

- con bloccaggio di tipo manuale (**1**):
Ruotare in senso antiorario il pomello di blocco (**k**), posizionare il cuscino come desiderato e poi avvitare nuovamente il pomello di blocco.
- con bloccaggio di tipo pneumatico (**2**):
Agire sul pulsante di blocco (**u**) e, mantenendolo premuto, posizionare il cuscino come desiderato. Una volta trovata la posizione corretta è sufficiente rilasciare il pulsante (**u**) per bloccare nuovamente il cuscino.

Corretto posizionamento del poggiatesta.



⚠ ATTENZIONE!

Per un corretto utilizzo del poggiatesta posizionare la testa del paziente come da figura.

Avvertenze di utilizzo.

⚠ ATTENZIONE!

- Carico massimo applicabile sull'appoggiatesta: 30 Kg.
- Non effettuare movimenti dell'appoggiatesta con il paziente appoggiato.
- Non modificare l'orientamento del cuscino senza aver disattivato il dispositivo di bloccaggio.
- Il dispositivo di bloccaggio di tipo pneumatico è attivo solo quando il circuito dell'aria è in pressione con complesso odontoiatrico acceso.



4.4. Bracciolo mobile (optional)

Ribaltamento del bracciolo mobile.

Ruotare in senso orario il bracciolo mobile fino a portarlo verso il basso onde facilitare l'accesso e l'uscita del paziente.


Rimozione del bracciolo mobile.

Portare il bracciolo in posizione verticale e sfilarlo dal sedile.



ATTENZIONE!

Carico massimo applicabile sul bracciolo della poltrona: 68 Kg.



4.5. Pulsantiera poltrona

Descrizione pulsanti:



Pulsante memorizzazione funzioni poltrona (con relativo LED di segnalazione attivazione).



Pulsante richiamo posizione ritorno automatico.



Pulsante richiamo posizione risciacquo.



Pulsante salita sedile e richiamo posizione programmata "A".



Pulsante salita schienale e richiamo posizione programmata "B".



Pulsante discesa sedile e richiamo posizione programmata "C".



Pulsante discesa schienale e richiamo posizione programmata "D".



LED segnalazione apparecchiatura accesa.



NOTA: Funzionamento dei pulsanti di movimentazione poltrona:

- Breve pressione: attivazione movimento automatico di richiamo della posizione programmata.
- Pressione prolungata: attivazione movimento di posizionamento manuale.

Impostazione della "Posizione Risciacquo" e "Ritorno Automatico" della poltrona.

Vedere paragrafo 5.1.1.



NOTA: l'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e dall'accensione del LED di segnalazione del pulsante MEMORIA.

Programmazione delle posizioni A, B, C e D della poltrona.

Vedere paragrafo 5.1.2.



NOTA: l'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e dall'accensione del LED di segnalazione del pulsante MEMORIA.

5. Funzionamento tavoletta medico

Disposizione degli strumenti.

La disposizione degli strumenti sulla tavoletta è definita dal cliente in fase di ordine.

Attivazione degli strumenti.

- La siringa è sempre attiva (vedere paragrafo 5.3.).
- La lampada polimerizzante si attiva con l'apposito tasto a strumento estratto (vedere paragrafo 5.7.).
- La telecamera endorale si attiva a strumento estratto (vedere paragrafo 5.8.).
- Il sensore integrato ZEN-Xi, se collegato a PC esterno, è sempre attivo (vedere paragrafo 5.9.).
- Tutti gli altri strumenti, una volta estratti, vengono azionati tramite il comando a piede (vedere paragrafo 5.2.).

Interdipendenza degli strumenti.

L'uso simultaneo degli strumenti è impedito da un dispositivo di interdipendenza.

Il primo strumento estratto è operativo mentre quelli estratti successivamente sono disattivati dal dispositivo di interdipendenza.

Il dispositivo di interdipendenza permette di sostituire la fresa su uno strumento mentre un altro viene impiegato sul paziente.

Posizionamento della tavoletta medico.

La tavoletta medico è mobile in tutte le direzioni.

Per regolare l'altezza della tavoletta e/o il suo orientamento sul piano orizzontale è sufficiente impugnare la maniglia (a).

NOTA (solo per braccio a pantografo con freno pneumatico): per regolare l'altezza della tavoletta è necessario prima premere l'apposito pulsante (A) di sblocco freno.

NOTA modelli A5 CART: per regolare l'altezza della tavoletta medico è necessario prima premere gli appositi pulsanti di sblocco freno (vedere paragrafo 5.1.).

Braccio a pantografo

Il braccio a pantografo può essere di 2 tipi:

- 1 con bloccaggio di tipo manuale (solo serie A5)
- 2 con bloccaggio di tipo pneumatico

Regolazione braccio a pantografo con freno manuale.

Il bilanciamento del braccio a pantografo viene definito all'atto dell'installazione dell'apparecchiatura.

Eventuali regolazioni successive possono venire effettuate agendo sulla manopola (b) posta sul braccio a pantografo.

Rotazione oraria: aumenta la frizione del braccio a pantografo.

Rotazione anti-oraria: diminuisce la frizione del braccio a pantografo.

Dispositivo di arresto braccetti richiamo strumenti (solo tavolette versione CONTINENTAL).

Qualora sia previsto tale dispositivo è possibile bloccare il braccetto di richiamo strumento nella posizione di strumento estratto.

L'inserimento del dispositivo è evidenziato da uno scatto meccanico che avviene a circa 2/3 della corsa totale del braccetto.

Per ripristinare la condizione originaria è sufficiente portare il braccetto a fine corsa (A).

Vassoio portatray per tavoletta versione CONTINENTAL.

Il vassoio portatray (f) è in acciaio inox e può essere agevolmente tolto dal relativo supporto.






ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio portatray (f): 2 Kg distribuito.

Vassoio portatray per tavoletta versione INTERNATIONAL.

ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio portatray (e): 2 Kg distribuito.




Pulizia maniglia tavoletta medico.

Pulire la maniglia tavoletta utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

Pulizia tavoletta medico.

Pulire la tavoletta medico utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA per tavolette versione CONTINENTAL: il supporto strumenti (*x*) è asportabile per agevolare le operazioni di pulizia, per toglierlo è sufficiente estrarlo dalla sua sede perchè fissato tramite magneti. Il supporto strumenti (*u*) in silicone è anche sterilizzabile in autoclave a 121° (ciclo gomma).



Cordoni strumento removibili.


Tutti gli strumenti sono dotati di cordoni removibili per agevolare la loro pulizia.

NOTA per tavolette versione CONTINENTAL: per togliere i cordoni occorre prima togliere il supporto degli strumenti e poi svitare le relative ghiera di fissaggio in plastica.

NOTA per tavolette versione INTERNATIONAL: per togliere i cordoni è sufficiente svitare le relative ghiera di fissaggio in plastica poste inferiormente alla tavoletta.

ATTENZIONE!

- Spegnere l'unità operatoria prima di eseguire l'operazione di rimozione dei cordoni strumento.
- Dopo avere spento l'unità operatoria, svuotare le condotte della siringa premendo i relativi pulsanti aria e acqua direttamente sulla bacinella fino al termine della fuoriuscita di acqua spray.
- I cordoni degli strumenti TURBINA, MICROMOTORE e DETARTARATORE contengono acqua, di conseguenza si consiglia di eseguire l'operazione di smontaggio del cordone tenendo l'estremità lato manipolo posizionata sulla bacinella.
- Quando si rimonta un cordone occorre assicurarsi che i contatti elettrici siano asciutti e che la ghiera di fissaggio in plastica sia stretta bene.
- Ogni cordone deve essere rimontato solo ed esclusivamente nella sede dello strumento corrispondente.



Pulire il cordone strumento utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

ATTENZIONE!

I cordoni degli strumenti **NON** sono idonei ad essere messi in autoclave o ad essere sterilizzati a freddo per immersione.



5.1. Consolle medico

Le pulsantiere dei complessi odontoiatrici A5 e A6 Plus sono le seguenti:

- ① Pulsantiera per i modelli:
A5 CONTINENTAL
A6 Plus CONTINENTAL
- ② Pulsantiera per i modelli:
A5 INTERNATIONAL
A5 CART
A5 IDRICO SINGOLO
A5 SINGLE CART
A6 Plus INTERNATIONAL

Descrizione pulsanti:

- Pulsante AUMENTA: incrementa i valori impostabili.
- Pulsante DIMINUISCI: decrementa i valori impostabili.
- Pulsante cancellazione immagini telecamera endorale.
- Pulsante di accensione/spegnimento lampada operatoria.
- Pulsante accensione/spegnimento illuminazione a Fibre Ottiche (on/off).
- Pulsante comando inversione senso di rotazione del micromotore.
- Pulsante comando movimentazione bacinella in senso antiorario (attivo solo con bacinella motorizzata).
- Pulsante comando movimentazione bacinella in senso orario (attivo solo con bacinella motorizzata).
- Pulsante per funzioni ausiliarie (libero).
- Pulsante inserimento/esclusione sistema SHS (attivo solo se presente il sistema SHS).
- Pulsante attivazione procedure di igiene.
- Pulsante comando di erogazione acqua alla bacinella.
- Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere.
- Pulsante sblocco freno tavoletta (solo tavolette vesione INTERNATIONAL / CART)
- Pulsante sblocco freno tavoletta. (solo tavolette vesione INTERNATIONAL / CART)




- Pulsante memorizzazione posizioni della poltrona.
- Pulsante richiamo posizione di emergenza.
- Pulsante richiamo posizione di azzeramento.
- Pulsante richiamo posizione risciacquo.
- Pulsante salita sedile e richiamo posizione programmata A.
- Pulsante salita schienale e richiamo posizione programmata B.
- Pulsante discesa sedile e richiamo posizione programmata C.
- Pulsante discesa schienale e richiamo posizione programmata D.

NOTA: funzionamento dei pulsanti di movimentazione poltrona:

- Breve pressione: attivazione movimento automatico di richiamo della posizione programmata.
- Pressione prolungata: attivazione movimento di posizionamento manuale.

Icone di segnalazione visualizzate sul display:

- ① Icona strumento in posizione 1 estratto (tavoletta medico)
- ② Icona strumento in posizione 2 estratto (tavoletta medico)
- ③ Icona strumento in posizione 3 estratto (tavoletta medico)
- ④ Icona strumento in posizione 4 estratto (tavoletta medico)
- ⑤ Icona strumento in posizione 5 estratto (tavoletta medico 6° strumento)
- ⑥ Icona strumento in posizione 6 estratto (tavoletta assistente)
- Icona sistema WHE in funzione
- Icona serbatoio liquido disinfettante in riserva
- Icona spray attivo sullo strumento estratto
- Icona fibre ottiche in funzione
- Icona rotazione antioraria del micromotore elettrico attivata
- Icona sistema S.H.S. inserito
- Icona serbatoio sistema S.H.S. in riserva
- Icona funzione MIRROR inserita (telecamera endorale)
- Icona funzione ENDO inserita (detartaratore)
- Icona ciclo FLUSHING attivato
- Indicatore numero di giri / percentuale potenza degli strumenti dinamici**



Messaggi di errore.

Durante le varie fasi operative, il sistema potrebbe rilevare malfunzionamenti del complesso odontoiatrico.

In tal caso sul display consolle viene mostrato un messaggio di errore **Exxx** che resta visibile sino alla risoluzione del problema (vedere paragrafo 10.).

Se il malfunzionamento non è pericoloso il complesso odontoiatrico rimane comunque funzionante.

NOTA: per uscire dalla visualizzazione dell'errore è sufficiente premere il pulsante AUMENTA.



5.1.1. Impostazione della "Posizione Risciacquo" e "Ritorno Automatico" della poltrona

- Regolare la poltrona nella posizione desiderata utilizzando i pulsanti di movimentazione manuale.
- Attivare la modalità di memorizzazione premendo il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

L'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e dal numero 0 lampeggiante sul display consolle.

NOTA: per uscire dalla modalità di memorizzazione senza eseguire modifiche è sufficiente premere nuovamente il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

- Premere i pulsanti "Ritorno Automatico" o "Posizione Risciacquo" per associare la posizione al pulsante (es. "Posizione Risciacquo").

NOTA: l'avvenuta memorizzazione è confermata dall'accensione sul display del numero relativo al pulsante selezionato:


5 = RITORNO AUTOMATICO

6 = POSIZIONE RISCIACCO

NOTA: il pulsante "Posizione Risciacquo" porta il sedile lo schienale in posizione di risciacquo senza modificare la posizione del sedile.

Ripremendo il pulsante, il sedile e lo schienale riassumeranno la posizione precedente.

NOTA: nella POSIZIONE RISCIACCO è possibile memorizzare anche la posizione della bacinella (se motorizzata).



5.1.2. Programmazione delle posizioni A, B, C e D della poltrona


- Regolare la poltrona nella posizione desiderata utilizzando i pulsanti di movimentazione manuale.
- Attivare la modalità di memorizzazione premendo il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

L'avvenuta attivazione della modalità di memorizzazione viene segnalata da un breve segnale acustico (BEEP) e dal numero 0 lampeggiante sul display consolle.

NOTA: per uscire dalla modalità di memorizzazione senza eseguire modifiche è sufficiente premere nuovamente il pulsante MEMORIA per almeno 2 secondi.

- Premere i pulsanti A o B o C o D per associare la posizione al pulsante (es. C).

NOTA: la comparsa sul display consolle del numero relativo al pulsante scelto (es. 3) confermerà l'avvenuta memorizzazione.



5.1.3. Pulsante di emergenza.

Questo pulsante può essere utilizzato nei casi di emergenza per portare il paziente nella posizione di Trendelenburg.


NOTA: la posizione di Trendelenburg è già impostata e non è modificabile.



5.2. Comando a piede

Il comando a piede può essere di 3 tipi:

- 1 Comando a piede "multifunzione".
- 2 Comando a piede "a pressione".
- 3 Comando a piede "Power Pedal".




NOTA: i comandi a piede "multifunzione" e "a pressione" possono essere forniti anche nella versione WIRELESS.

5.2.1. Comando a piede "multifunzione"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Leva di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air/Richiamo posizione risciacquo paziente.
- 5 Comando Water Clean System /Ritorno automatico della poltrona.
- 6 LED (non attivo).
- 7 LED segnalazione stato di carica della batteria (solo versione WIRELESS).



Leva di comando (2).

Con strumento estratto

- Avvia lo strumento.
- Regola il numero di giri degli strumenti rotanti.
- Verso destra: funzionamento con spray (se lo strumento selezionato ne è provvisto).

NOTA: a fine lavoro si attiva automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.

- Verso sinistra: funzionamento senza spray.

Con strumenti a riposo


- Fine-corsa verso destra: ritorno automatico della poltrona.
- Fine-corsa verso sinistra: richiamo posizione risciacquo paziente.

NOTA: un secondo posizionamento della leva nel fine-corsa sinistro riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

ATTENZIONE!

Queste funzioni per la poltrona vengono attivate mantenendo la posizione di fine-corsa per almeno 2 secondi.

NOTA: queste funzioni NON sono attive nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.




Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Controlla i seguenti movimenti:

- Salita sedile poltrona.
- Salita schienale poltrona.
- Discesa sedile poltrona.
- Discesa schienale poltrona.

Per interrompere il movimento rilasciare il comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è estratto e la leva del comando a piede azionata.




Funzionamento tasto sinistro (4).

- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:** comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.
- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo:** Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: una seconda pressione del tasto riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

NOTA: questa funzione NON è attiva nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.



Funzionamento tasto destro (5).

- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:** Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e l'Ablatore per il risciacquo delle condotte degli spray.
- **Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo:** Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".

Versione WIRELESS.

Questo comando a piede può essere fornito anche nella versione WIRELESS (vedere paragrafo 5.2.4).

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.


Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno asciutto.

5.2.2. Comando a piede "a pressione"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Leva di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air/Richiamo posizione risciacquo paziente.
- 5 Comando Water Clean System /Ritorno automatico della poltrona.
- 6 LED segnalazione funzionamento con spray.
- 7 LED segnalazione stato di carica della batteria (solo versione WIRELESS).



Leva di comando (2).

Funzionamento:

- Estrarre lo strumento .
- Avviare lo strumento premendo il pedalino (a).
- Regolare il numero di giri/ la potenza dello strumento agendo sulla leva di comando:
 - verso destra: aumenta;
 - verso sinistra: diminuisci.

NOTA: la leva di comando regola la velocità/potenza dello strumento dal minimo fino al massimo impostato dalla tavoletta medico.

• Per interrompere il funzionamento dello strumento è sufficiente rilasciare il pedalino (a).


NOTA: con spray attivo, a fine lavoro viene emesso automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte.

ATTENZIONE!

L'attivazione e la disattivazione dello spray agli strumenti avviene premendo i tasti (4) o (5).

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.

Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.



Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Controlla i seguenti movimenti:



Salita sedile poltrona.



Salita schienale poltrona.




Discesa sedile poltrona.



Discesa schienale poltrona.

Per interrompere il movimento rilasciare il comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è estratto e la leva del comando a piede azionata.



Funzionamento tasto sinistro (4).

Funzionamento:

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo: Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: una seconda pressione del tasto riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

NOTA: questa funzione NON è attiva nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.


NOTA: il comando funziona solo con Turbina e Micromotore quando sono in posizione di lavoro.

- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione dello spray agli strumenti.



ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione. Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.



Funzionamento tasto destro (5).

Funzionamento:

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumenti a riposo: Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".

NOTA: questa funzione NON è attiva nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto: Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e l'Ablatore per il risciacquo delle condotte degli spray.


L'erogazione di acqua avviene premendo il tasto; quando il tasto viene rilasciato il getto di acqua si interrompe e viene attivato automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.

- Breve pressione del tasto con strumento estratto: Attivazione o disattivazione degli spray agli strumenti.



ATTENZIONE!

Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione. Il LED (6) acceso segnala il funzionamento con spray.



Versione WIRELESS.

Questo comando a piede può essere fornito anche nella versione WIRELESS (vedere paragrafo 5.2.4).

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.


Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno umido.

5.2.3. Comando a piede "Power Pedal"

Descrizione delle parti.

- 1 Maniglia.
- 2 Pedalino di comando.
- 3 Comando movimenti poltrona.
- 4 Comando Chip-air o attivazione/disattivazione funzione spray agli strumenti.
- 5 Comando Water Clean System o attivazione/disattivazione funzione spray agli strumenti.
- 6 Attivazione posizione risciacquo paziente o richiamo programma "B".
- 7 Attivazione ritorno automatico della poltrona o richiamo programma "A".
- 8 LED segnalazione funzionamento con spray.



Funzionamento pedalino di comando (2).

• Con strumento estratto

- Premendo il pedalino (a) si avvia lo strumento.
- E' possibile regolare il numero di giri (o la potenza) dello strumento modulando la pressione sul pedalino.


NOTA: il pedalino regola la velocità/potenza dello strumento dal minimo fino al massimo impostato dalla tavoletta medico.

- Per interrompere il funzionamento dello strumento è sufficiente rilasciare il pedalino.

NOTA: con spray attivo, a fine lavoro viene emesso automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte.

• Con strumenti a riposo

- La pressione del pedalino di comando blocca immediatamente qualsiasi movimento automatico della poltrona.




Funzionamento Joystick movimenti poltrona (3).

Controlla i seguenti movimenti:

- salita sedile poltrona,
- salita schienale poltrona,
- discesa sedile poltrona,
- discesa schienale poltrona.

Per interrompere il movimento rilasciare il comando.

NOTA: tutti i comandi di movimentazione della poltrona risultano bloccati quando uno strumento è attivo o è in funzione il sistema BIOSTER.



Funzionamento tasto sinistro (4).

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:
Comando Chip-air: invia un getto di aria alla Turbina o al Micromotore. L'erogazione di aria avviene premendo il tasto; il getto di aria si interrompe quando il tasto viene rilasciato.
- Breve pressione del tasto con strumento estratto:
Attivazione o disattivazione spray allo strumento.

ATTENZIONE!


Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.
Il LED (8) acceso segnala il funzionamento con spray.

Funzionamento tasto destro (5).

- Pressione prolungata (almeno 2 secondi) del tasto con strumento estratto:
Comando Water Clean System: invia un getto di acqua corrente a strumenti quali la Turbina, il Micromotore e il Detartaratore per il risciacquo delle condotte degli spray. L'erogazione di acqua avviene premendo il tasto (5); quando il tasto viene rilasciato il getto di acqua si interrompe e viene attivato automaticamente un soffio di aria per eliminare l'eventuale goccia residua di liquido presente nelle condotte degli spray.
- Breve pressione del tasto con strumento estratto:
Attivazione o disattivazione spray allo strumento.

ATTENZIONE!


Un breve segnale acustico avverte dell'avvenuta commutazione.
I LED (8) accesi segnalano il funzionamento con spray.



Funzionamento leva destra (6).

NOTA: la leva funziona solo con gli strumenti in posizione di riposo, questa leva NON è attiva nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.
Per ragioni di sicurezza il comando prescelto si attiva solo con un breve azionamento della leva e successivo rilascio.

- **Azionamento della leva verso il basso :**
Attivazione del programma "Ritorno automatico della poltrona".
- **Azionamento della leva verso l'alto :**
Attivazione del programma "B" della poltrona.



Funzionamento leva sinistra (7).

NOTA: la leva funziona solo con gli strumenti in posizione di riposo, questa leva NON è attiva nei modelli A5 IDRICO SINGOLO.
Per ragioni di sicurezza il comando prescelto si attiva solo con un breve azionamento della leva e successivo rilascio.

- **Azionamento della leva verso il basso :**
Attivazione del programma "Posizione risciacquo paziente".

NOTA: un secondo azionamento della leva riporta la poltrona nella posizione di lavoro.

- **Azionamento della leva verso l'alto :**
Attivazione del programma "A" della poltrona.

Protezione contro la penetrazione di liquidi.

Il comando a piede è protetto contro la penetrazione di liquidi. Grado di protezione: IPX1.

Pulizia.

Pulire il comando a piede utilizzando un prodotto idoneo (vedere paragrafo 1.4).

NOTA: in caso il comando a piede scivoli sul pavimento pulire dalla polvere la gomma anti-scivolo posta sotto la base utilizzando un panno umido.

5.2.4. Comando a piede versione WIRELESS

I comandi a piede "multifunzione" e "a pressione" possono essere forniti anche nella versione WIRELESS.

Il comando a piede versione WIRELESS contiene un modulo trasmettente ZIGBEE (modulo certificato per Europa, Canada e USA).

Avvertenze per l'uso.



- Evitare di tenere il comando a piede versione WIRELESS in prossimità di altre sorgenti RF come schede wireless LAN, altri dispositivi radio, dispositivi Home RF, forni a microonde. Distanza consigliata almeno 2 metri nel caso di forni a microonde e 1 metro in tutti gli altri casi.
- Pur risultando irrilevante il campo elettromagnetico irraggiato dal comando a piede, si consiglia di NON utilizzarlo in prossimità di apparecchiature per il sostegno della vita (es: pacemaker o stimolatori cardiaci) e protesi acustiche. Nelle strutture sanitarie, prima di utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico, occorre sempre accertarsi che ciò sia compatibile con le altre apparecchiature presenti.
- Utilizzare esclusivamente il complesso odontoiatrico per caricare la batteria del comando a piede versione WIRELESS.
- La batteria interna può essere sostituita solo da un tecnico qualificato.

Avvertenze di primo utilizzo.

Si consiglia di eseguire un ciclo completo di carica della batteria del comando a piede prima di procedere al suo primo utilizzo.

Funzionamento comando a piede versione WIRELESS.

Il funzionamento del comando a piede versione WIRELESS è identico a quello della versione con cavo e quindi si rimanda alla lettura dei paragrafi precedenti facendo attenzione allo specifico modello utilizzato.


Il comando a piede versione WIRELESS in più dispone di uno specifico LED (7) che segnala la carica della batteria e lo stato delle comunicazioni con il complesso odontoiatrico.

Segnalazioni LED (7).

Il colore del LED segnala la carica della batteria, mentre il tipo di lampeggio segnala lo stato delle comunicazioni con il complesso odontoiatrico.

Carica della batteria:

COLORE	DESCRIZIONE (CAVO SCOLLEGATO)	DESCRIZIONE (CAVO COLLEGATO)
VERDE	Batteria carica (>75%)	Batteria caricata
ARANCIO	Batteria carica (<50%)	Batteria in ricarica
ROSSO	Batteria da caricare (<25%)	Errore carica batteria
Spento	Batteria scarica	Complesso odontoiatrico spento o comando piede guasto



Stato delle comunicazioni:

LAMPEGGIO	DESCRIZIONE
Lento	Collegamento attivo in modalità wireless
Veloce	Collegamento attivo con cavo di ricarica inserito
Doppio	Ricerca di collegamento
Fisso	Errore di comunicazione

Caratteristiche della batteria.

Il comando a piede versione WIRELESS è provvisto di una batteria ricaricabile Litio-Polimeri (Li-Poly, 3.7V, 5200 mAh tipo Guangzhou Markyn Battery Co. Model 9051109).

La capacità della batteria consente un'autonomia di circa 2 mesi (stimando 8 ore consecutive di esercizio giornaliere). Questa autonomia è ottenuta con batteria in piena efficienza e completamente carica. L'efficienza delle batterie diminuisce con l'invecchiamento. Si stima che dopo 500 cicli di ricarica completa, l'efficienza si riduca al 60%. Anche in questa condizione, la batteria dovrebbe garantire un'autonomia di circa 1 mese.

NOTA: quando l'efficienza della batteria sarà ridotta tanto da essere ritenuta insoddisfacente a sostenere i ritmi di utilizzo giornaliero, richiederne la sostituzione da parte di un tecnico qualificato (ricambio originale cod. 97901336).

ATTENZIONE!

Non tentare di sostituire da soli la batteria.

Limitazione di garanzia sulla batteria.

La batteria presente all'interno del comando a piede è coperta da garanzia di 6 mesi dalla data di installazione.

Ricarica della batteria.

Quando necessario occorre ricaricare le batterie del comando a piede WIRELESS.

Procedere come segue:

- Aprire lo sportellino di protezione del connettore posto nella parte posteriore del comando a piede e collegare il cavo di ricarica.
- Collegare l'altro capo del cavo di ricarica al complesso odontoiatrico (vedi figura).

A questo punto il comando a piede è in fase di ricarica batteria (LED di segnalazione carica batteria illuminato) pur rimanendo completamente funzionante.

NOTA: la batteria viene ricaricata completamente in circa 6 ore.

ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente il complesso odontoiatrico per caricare la batteria del comando a piede versione WIRELESS.

Naturale scarica della batteria.

Qualora non venga utilizzato per lunghi periodi, la batteria potrebbe lentamente scaricarsi ugualmente.



Dopo lunghi periodi di utilizzo è consigliabile procedere sempre ad un ciclo completo di carica prima dell'uso

Manutenzione e Smaltimento

Il comando a piede versione WIRELESS non contiene parti che possano essere riparate direttamente dall'utilizzatore.

In caso di malfunzionamento, non cercare di eseguire operazioni di manutenzione, ma contattare direttamente il Produttore o il suo distributore locale ai numeri riportati nel certificato di garanzia.

La batteria interna, a fine vita, andrà sostituita da un tecnico specializzato in un centro Service.



5.3. Siringa

Descrizione dello strumento.

- a Beccuccio.
- b Impugnatura.
- c Pulsante smontaggio siringa.
- d Pulsante aria.
- e Pulsante acqua.
- f Selettore caldo/freddo (solo siringa 6 funzioni).
- g LED segnalazione caldo freddo (solo siringa 6 funzioni).

ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.
E' raccomandato l'uso di protezioni e beccucci monouso.

Caratteristiche tecniche.

- Tempo di funzionamento:
 - siringa 3F: funzionamento continuo,
 - siringa 6F: lavoro 5 sec., riposo 10 sec.,
- Alimentazione:
 - siringa 6F (modelli CEFLA): 24 Vac; 50/60 Hz; 2 A; 50 W.
- Classificazione secondo la norma EN 60601-1:
 - siringa 6F (modelli CEFLA): CLASSE II, tipo B
- Schema di installazione: consultare il manuale tecnico di installazione (vedi paragrafo 11.).

Utilizzo.

Siringa 3 funzioni:

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Pulsante (e) = acqua;
- Pulsante (d) = aria;
- Pulsante (e + d) = spray.

Siringa 6 funzioni:

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Funzionamento con acqua, aria e spray caldi: ruotare il selettore (f) in senso orario (LED g acceso).
- Funzionamento con acqua, aria e spray freddi: ruotare il selettore (f) in senso antiorario (LED g spento).
- Pulsante (e) = acqua;
- Pulsante (d) = aria;
- Pulsante (e + d) = spray.

Smontaggio dell'impugnatura.

- Il beccuccio (a) è montato a scatto sull'impugnatura (b).
- Siringa 3 funzioni:
 - Per estrarre l'impugnatura dal corpo siringa premere il pulsante (c).
- Siringa 6 funzioni:
 - Per estrarre l'impugnatura dal corpo siringa ruotare il selettore in senso antiorario (LED g spento) e premere il pulsante (c).

Cordone siringa removibile.

La siringa è dotata di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia.

Carta morbida monouso inumidita con prodotti detergenti/disinfettanti.


ATTENZIONE!

- Non immergere la siringa in liquidi disinfettanti o detergenti.
- Prodotti sconsigliati: prodotti abrasivi e/o contenenti acetone, cloro ed ipoclorito di sodio.

Sterilizzazione.

Impugnatura e beccuccio siringa: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.

NOTA: imbustare prima di sterilizzare.



5.4. Turbina

Collegamento manipolo e cambio della fresa.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.

Utilizzo.

ATTENZIONE!

Prestare attenzione alle istruzioni d'uso relative alle diverse turbine.

• **Tempi di funzionamento: lavoro 5 min., riposo 5 min.**

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).
- Il rubinetto (f), in corrispondenza dello strumento, regola la quantità dell'acqua nello spray.
- Il rubinetto (e) regola la quantità di aria spray per tutti gli strumenti.

NOTA: sul cordone della turbina è possibile collegare anche i micromotori ad aria dotati di connettore 4-vie e conformi alla Norma ISO 13294 - Dental Air Motor.

ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile.

Regolazione del regime di rotazione della turbina.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Con i pulsanti AUMENTA o DIMINUISCI è possibile impostare la percentuale di velocità di rotazione massima della turbina.

NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

- La leva del comando a piede strumenti regola la velocità di rotazione dal minimo sino al massimo impostato (vedi paragrafo 5.2.).

Accensione delle fibre ottiche.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Attivare la fibra ottica premendo il pulsante FIBRE OTTICHE.

NOTA: l'attivazione della fibra ottica è segnalato sul display dall'icona (A).

NOTA: dopo 30 secondi di non utilizzo della turbina (leva del reostato disattivata) le Fibre Ottiche si spengono.

Cordone removibile.

La turbina è dotata di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.

Per la lubrificazione, si raccomanda l'uso del Daily Oil (CEFLA S.C.).

Sterilizzazione.

Autoclave a vapore d'acqua a 135°C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate al manipolo.

Norme di sicurezza.

ATTENZIONE!

- La turbina non deve essere messa in funzione senza aver inserito la fresa o finta fresa.
- Il pulsante di sblocco della fresa non deve essere premuto durante il funzionamento!
L'attrito tra il pulsante e la girante del micromotore surriscalda la testina e può causare scottature.
- I tessuti interni del paziente (lingua, guancia, labbra, ecc...) devono essere protetti dal contatto con il pulsante mediante strumenti appropriati (specchietti, ecc...).
- Le frese e gli utensili vari applicati sui manipoli devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.



5.5. Micromotore elettrico

Accoppiamento manipoli e cambio della fresa.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al micromotore e ai vari manipoli.

Utilizzo.



ATTENZIONE!

Prestare attenzione anche alle istruzioni d'uso relative ai diversi motori.

- **Tempi di funzionamento: lavoro 5 min., riposo 5 min.**
- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).
- Il rubinetto (**f**), in corrispondenza dello strumento, regola la quantità dell'acqua nello spray.
- Il rubinetto (**e**) regola la quantità di aria spray per tutti gli strumenti.

Regolazione del regime di rotazione del micromotore.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Con i pulsanti AUMENTA o DIMINUISCI è possibile impostare la velocità massima di rotazione del micromotore.



NOTA: la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.

- La leva del comando a piede strumenti regola la velocità di rotazione dal minimo sino al massimo impostato (vedi paragrafo 5.2.).

Inversione del senso di rotazione del micromotore.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Premere il pulsante INVERSIONE presente sulla consolle. Il senso di rotazione antiorario è segnalato da un segnale acustico (BEEP) e dall'accensione dell'icona (**B**) sul display consolle.



ATTENZIONE!

Successivamente, all'estrazione del micromotore, una serie di segnali acustici (3 BEEP) segneranno il senso di rotazione antiorario.

NOTA: con la leva del reostato azionata il comando di inversione del senso di rotazione del micromotore è disattivato.





Accensione delle fibre ottiche.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Attivare la fibra ottica premendo il pulsante FIBRE OTTICHE.



NOTA: l'attivazione della fibra ottica è segnalato sul display dall'icona (**A**).

NOTA: dopo 30 secondi di non utilizzo del micromotore (leva del reostato disattivata) le Fibre Ottiche si spengono.



Cordone removibile.

Il micromotore è dotato di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate allo strumento. Per la lubrificazione, si raccomanda l'uso del Daily Oil (CEFLA S.C).



ATTENZIONE!

- **Non immergere lo strumento in liquidi disinfettanti o detergenti.**
- **Prodotti sconsigliati: prodotti abrasivi e/o contenenti acetone, cloro ed ipoclorito di sodio.**

Sterilizzazione.

Solo manipoli: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate allo strumento.

Norme di sicurezza.



ATTENZIONE!

- **Non montare mai il contrangolo su un micromotore in funzione.**
- **Il pulsante di sblocco della fresa non deve essere premuto durante il funzionamento!** L'attrito tra il pulsante e la girante del micromotore surriscalda la testina e può causare scottature.
- I tessuti interni del paziente (lingua, guancia, labbra, ecc...) devono essere protetti dal contatto con il pulsante mediante strumenti appropriati (specchietti, ecc...).
- Le frese e gli utensili vari applicati sui manipoli devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.

5.6. Detartatore

Collegamento manipolo ed inserto.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate al manipolo.

⚠ ATTENZIONE!

Prima di collegare il manipolo verificare che i contatti siano perfettamente asciutti. Qualora fosse necessario, asciugarli con l'aria della siringa.


Utilizzo.

⚠ ATTENZIONE!

Prestare attenzione anche alle istruzioni d'uso specifiche dei diversi manipoli.

• Tempi di funzionamento:

- detartatori U-PZ6: lavoro 5 min., riposo 5 min,
- detartatori U-PZ7: lavoro 5 min., riposo 5 min,
- detartatori SATELEC: lavoro 5 min., riposo 5 min,
- detartatori SATELEC LED: funzionamento continuo.
- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Per avviare lo strumento agire sulla leva del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.).
- Il rubinetto (**f**) in corrispondenza dello strumento regola la quantità dell'acqua di raffreddamento.




Avvertenze d'uso.

⚠ ATTENZIONE!

- Prima di collegare il manipolo verificare che i contatti siano perfettamente asciutti. Qualora fosse necessario, asciugarli con l'aria della siringa.
- Verificare che le parti filettate dell'inserto e del manipolo siano perfettamente pulite.
- Non modificare la forma dell'inserto.
- Controllare periodicamente lo stato di usura dell'inserto e sostituirlo nei seguenti casi:
 - usura evidente,
 - calo delle prestazioni,
 - deformazione o urto.
- Note per detartatori U-PZ7:
 - apparecchio LED di Classe 1;
 - in caso di pulizia e manutenzione evitare di dirigere il fascio luminoso negli occhi (consigliato tenere le fibre ottiche spente).

Regolazione della potenza del detartatore.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Con i pulsanti AUMENTA o DIMINUISCI è possibile impostare la percentuale di potenza massima del detartatore.
- 👉 **NOTA:** la memorizzazione dei dati impostati avviene automaticamente.
- Il comando a piede attiva il funzionamento dello strumento alla potenza massima impostata (vedi paragrafo 5.2.).




Funzione ENDO.

L'ablatore funziona fino a 1/2 della potenza massima impostata.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Premere il pulsante INVERSIONE presente sulla consolle.
- 👉 **NOTA:** l'attivazione della funzione ENDO è segnalata da un segnale acustico (BEEP) e dall'accensione dell'icona (**C**) sul display consolle. Successivamente, all'estrazione del detartatore, un segnale acustico (BEEP) segnerà la funzione ENDO attivata.

👉 **NOTA:** con la leva del comando a piede azionata non è possibile modificare il funzionamento.



Accensione delle fibre ottiche.

- Portare lo strumento in posizione di lavoro.
- Attivare la fibra ottica premendo il pulsante FIBRE OTTICHE.
- 👉 **NOTA:** l'attivazione della fibra ottica è segnalato sul display dall'icona (**A**).

👉 **NOTA:** dopo 30 secondi di non utilizzo del detartatore (leva del comando a piede disattivata) le fibre ottiche si spengono.



Cordone removibile.

Il detartatore è dotato di cordone removibile per agevolare le operazioni di pulizia (vedi paragrafo 5.).

Pulizia e manutenzione.

Fare riferimento alle specifiche istruzioni allegate allo strumento.

⚠ ATTENZIONE!

- Non immergere il manipolo in soluzioni disinfettanti o detergenti.

Sterilizzazione.

- Chiave dinamometrica, punte detartatore e manipolo detartatore: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Prima di eseguire la fase di sterilizzazione consultare le specifiche istruzioni di uso allegate allo strumento.

Norme di sicurezza.



ATTENZIONE!

- Per evitare situazioni di pericolo o malfunzionamenti, all'atto della connessione sulla tavoletta, non invertire le posizioni di cordoni relativi a detartatori di marche diverse.
- Gli inserti applicati sul manipolo devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.

5.7. Lampada polimerizzante T-LED

Caratteristiche tecniche.

Tensione d'alimentazione: 24-36 Vdc
 Potenza max assorbita: 6 VA
 Sorgente luminosa: 1 Led da 5 W
 Lunghezza d'onda: 430+490 nm
 Segnali acustici: all'inizio, ogni 5 sec. e a fine ciclo
 Tipo di funzionamento : intermittente (lavoro 3 cicli consecutivi - riposo 60 sec.)
 Programmi: 6 (preimpostati).

Descrizione generale della lampada.

- a Impugnatura lampada.
- b Parte terminale girevole.
- c Fibra ottica.
- d Protezione per gli occhi.
- e Cordone di alimentazione.
- f Pulsantiera di comando.

NOTA: la lampada polimerizzante può essere utilizzata in diverse configurazioni (a bacchetta, a pistola o qualunque posizione intermedia) per facilitare l'operatività dell'utilizzatore.

NOTA: la lampada polimerizzante viene consegnata in un contenitore originale che è bene custodire per eventuali trasporti successivi.

Descrizione della pulsantiera di comando.

[1] **LED 1 (ciclo STANDARD) :**
 Emissione di 1000 mW/cm² per 20 secondi (questo ciclo è il ciclo di default al momento della vendita).

[2] **LED 2 (ciclo FAST) :**
 Emissione di 1600 mW/cm² per 15 secondi.

[3] **LED 3 (ciclo STRONG) :**
 Emissione di 1800 mW/cm² per 20 secondi.

[4] **LED S :**
 Quando è illuminato il LED S si entra nella modalità dei cicli a rampa e contemporaneamente si accendono i led a fianco le lettere B, R e L:

[LED S + LED 1] ciclo a rampa B (BONDING) :

Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 1000 mW/cm² per 5 secondi e 1000 mW/cm² per 5 secondi, per un totale di 15 secondi.

[LED S + LED 2] ciclo a rampa R (RAPID RESTORATION) :

Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 2200 mW/cm² per 5 secondi e 2200 mW/cm² per 5 secondi, per un totale di 15 secondi.

[LED S + LED 3] ciclo a rampa L (LONG RESTORATION) :

Ciclo rampa con emissione di 500 mW/cm² per 5 secondi, rampa da 500 a 1800 mW/cm² per 5 secondi e 1800 mW/cm² per 10 secondi, per un totale di 20 secondi.

[5] **LED segnalatore di anomalie :**
 Questo LED rosso si accende solo in caso di anomalia di funzionamento.

[6] **Pulsante START :**
 Il pulsante START fa partire il ciclo selezionato in quel momento (evidenziato dal LED indicatore ciclo acceso).
 Se viene schiacciato nuovamente durante un momento qualsiasi del ciclo, l'emissione della luce si interrompe istantaneamente.



[7] **Pulsante MODE :**
 Questo pulsante serve per selezionare il ciclo che si intende effettuare. Consente di passare dal ciclo in cui ci si trova in quel momento al ciclo immediatamente successivo.

I primi tre cicli (1, 2 e 3) sono a potenza costante e i led si accendono singolarmente.

Quando è illuminato il LED S si entra nella modalità dei cicli a rampa e contemporaneamente si accendono i led a fianco le lettere B, R e L.

Una volta che si è acceso il LED del ciclo che si intende utilizzare la lampada è pronta per l'uso. Spingendo il pulsante START si attiva l'emissione della luce secondo il ciclo selezionato.

NOTA: la scelta del ciclo è possibile e il pulsante è attivo, solo quando la lampada non emette luce. Se il pulsante viene accidentalmente premuto durante l'emissione della luce, non si ha nessun effetto.




Cycle	LED	Total time	Ø8 mm	Total energy
standard	1	20"	1.000 mW/cm ²	20.000 mJ
fast	2	15"	1.600 mW/cm ²	24.000 mJ
strong	3	20"	1.800 mW/cm ²	36.000 mJ
bonding	S+1	15"	ramp cycle	11.250 mJ
rapid rest	S+2	15"	ramp cycle	20.250 mJ
long rest	S+3	20"	ramp cycle	26.250 mJ

Funzionamento.

⚠ ATTENZIONE!

Lo strumento è fornito allo stato non sterile. Prima dell'uso disinfettare l'impugnatura lampada. La fibra ottica e la protezione per gli occhi possono essere sterilizzate in autoclave a vapore d'acqua a 135°C.

- Inserire la fibra ottica (c) in fondo al suo alloggiamento fino ad avvertire uno scatto.
- Inserire il manipolo della lampada polimerizzante all'estremità del proprio cordone di alimentazione ed avvitare la ghiera di fissaggio (e).
- Estrarre la lampada dal suo alloggiamento in tavoletta assistente o tavoletta medico.



👉 NOTA: la comparsa sul display console di 1 simbolo animato confermerà l'attivazione dello strumento.


- Ruotare la parte anteriore della lampada e/o la fibra ottica nella configurazione più funzionale per la fotopolimerizzazione (a bacchetta, a pistola o posizioni intermedie).
- Selezionare il ciclo che si desidera utilizzare adoperando il pulsante MODE come indicato precedentemente (il ciclo selezionato viene sempre indicato dal corrispondente LED illuminato).

👉 NOTA: la lampada è dotata di una memoria permanente, per cui al successivo utilizzo verrà sempre presentato l'ultimo ciclo adoperato.

- Posizionare la fibra ottica nella posizione adatta per la polimerizzazione.

👉 NOTA: la fibra ottica deve essere posizionata il più possibile vicina al materiale da polimerizzare, senza tuttavia toccarlo.

- Far partire il ciclo mediante il pulsante START.



⚠ ATTENZIONE!

Modalità di impiego: lavoro 2 cicli consecutivi, riposo 60 sec.


👉 NOTA: quando viene attivato un ciclo programmato i LED (1, 2, 3, B, R, L) segnalano (in multipli di 5 secondi) il trascorrere del tempo spegnendosi ogni 5 secondi di lavoro.

La lampada è dotata anche di un segnalatore acustico che emette un BEEP all'avvio del ciclo, un BEEP ogni 5 secondi di funzionamento ed infine 2 BEEP al termine del ciclo di lavoro.

- Lasciare che l'erogazione della luce si interrompa spontaneamente; tuttavia, qualora si desideri, è possibile interromperla in qualsiasi momento schiacciando nuovamente il pulsante START.

⚠ ATTENZIONE!

- La lampada è provvista di un sistema di segnalazione che mediante l'accensione dei LED in varie combinazioni segnala un suo eventuale malfunzionamento (vedi paragrafo successivo).
- La lampada è provvista di una protezione termica.



Segnalazioni.

In caso di malfunzionamento della lampada polimerizzante sono state previste le seguenti segnalazioni sulla pulsantiera di comando:

- **LED 5 e LED 1 verde acceso continuo.**
Assenza di emissione luce dalla lampada.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 2 verde acceso continuo.**
Malfunzionamento microcontrollore di attivazione strumento.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 3 verde acceso continuo.**
Alimentazione insufficiente.
Contattare l'Assistenza Tecnica.
- **LED 5 e LED 4 lampeggianti contemporaneamente.**
Intervento della protezione termica del manipolo. Tali LED continueranno a lampeggiare fino a che la lampada non si sarà raffreddata a sufficienza (circa 5 minuti) per poter essere nuovamente utilizzata.
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.

Spessore massimo polimerizzabile.

Lo spessore massimo polimerizzabile con i singoli cicli è di 3 millimetri (fare riferimento anche alle istruzioni del composito utilizzato).

⚠ ATTENZIONE!

Tale spessore non deve essere superato, pena la possibile incompleta polimerizzazione dello strato.

Avvertenze generali di utilizzo.

⚠ ATTENZIONE!

- Il LED fonte di luce è una sorgente di classe 2 secondo la norma IEC 62471. **NON FISSARE IL FASCIO.**
La luce emessa può danneggiare gli occhi in caso di irradiazioni dirette senza protezione.
Utilizzare sempre la lampada con le protezioni per gli occhi, e fare attenzione a non dirigere il fascio di luce negli occhi.
La luce emessa può danneggiare i tessuti molli (mucosa orale, gengiva, cute).
Fare attenzione a dirigere con precisione il raggio sul materiale da polimerizzare.

- Le persone che presentano patologie oculari come individui che hanno subito l'intervento di asportazione della cataratta o patologie della retina devono essere protette durante l'utilizzo della lampada, ad esempio con idonei occhiali di protezione.
- La parte terminale girevole può ruotare di 180° rispetto all'impugnatura in senso antiorario per passare dalla configurazione a bacchetta a quella a pistola.
Per ritornare nella configurazione a bacchetta la rotazione è oraria.
Il raggiungimento delle due posizioni estreme è segnalato da uno scatto; non forzare la rotazione oltre lo scatto.
Le posizioni intermedie sono possibili anche se non provviste di scatto.
Riposizionare correttamente la fibra ottica dopo la rotazione della parte terminale girevole.
- **Non tirare i cordoni di alimentazione.**
- **Non sottoporre il manipolo a vibrazioni eccessive.**
- **Fare attenzione a non lasciar cadere il manipolo e in particolare la fibra ottica.**
La lampada può rompersi in caso di morso o urto accidentale.
Verificare l'integrità del manipolo dopo un urto o una caduta prima di procedere all'uso della lampada polimerizzante.
Provare ad accendere la lampada e verificarne il funzionamento senza utilizzarla su un paziente.
In caso di incrinatura o rottura, o di qualsiasi altra anomalia, non utilizzare la lampada su un paziente e contattare l'assistenza tecnica.
La fibra ottica è particolarmente fragile e in caso di urto può incrinarsi o rompersi, compromettendo la quantità finale di luce erogata.
In caso di caduta, si raccomanda di osservare con attenzione la fibra ottica per verificare la presenza di eventuali incrinature o rotture. In caso di cricatura, compare una luce intensa nel punto in cui la fibra è criccata. In tutti questi casi la fibra ottica deve essere sostituita.
- **Il manipolo della lampada polimerizzante (eventualmente venduto in confezione separata) può essere connesso esclusivamente a riuniti odontoiatrici con attacco predisposto per questo manipolo lampada.**
La connessione a qualsiasi altra apparecchiatura può comportare il danneggiamento dei circuiti interni della lampada e può provocare gravi pericoli per la sicurezza dell'operatore e del paziente.
- **Il manipolo della lampada polimerizzante non è protetto contro la penetrazione di liquidi (IP20).**
- **Il manipolo della lampada polimerizzante non è adatto all'utilizzo in presenza di miscele di gas anestetico infiammabile con aria, ossigeno o protossido d'azoto (N₂O).**

Pulizia.

La lampada polimerizzante può costituire un mezzo di trasmissione di infezioni crociate da paziente a paziente.

Le parti che sono maggiormente contaminate sono la fibra ottica e la protezione per gli occhi. Prima di sterilizzarle, controllare che non vi siano residui di prodotti polimerizzati: eventualmente rimuoverli con alcool oppure tramite una spatola di plastica.

Per la sterilizzazione della fibra ottica e della protezione per gli occhi utilizzare esclusivamente l'autoclave con una temperatura di sterilizzazione di almeno 134°C.



ATTENZIONE!

- **La fibra ottica è in grado di sopportare 500 cicli in autoclave, dopo di che tende a opacizzarsi, e potrebbe quindi emettere una quantità di luce inferiore.**
- **Anche la protezione per gli occhi deve essere sostituita dopo 500 cicli.**
- **Si raccomanda di rivolgersi al produttore per acquistare pezzi di ricambio originali (fibra ottica + protezione per gli occhi: codice di ordinazione 97660404).**

Il manipolo non può essere messo in autoclave; si raccomanda di disinfettarlo esternamente con prodotti appropriati ed eventualmente di adoperarlo coprendolo con pellicola monouso.

Per la disinfezione del manipolo utilizzare carta morbida monouso, evitando l'impiego di sostanze corrosive ed evitando l'immersione all'interno di liquidi.



ATTENZIONE!

- **Il manipolo della lampada NON è idoneo ad essere messo in autoclave.**
- **Il manipolo della lampada non è protetto dalla penetrazione di liquidi, quindi NON è idoneo ad essere sterilizzato a freddo per immersione.**
- **Quando si disinfetta esternamente la lampada, è consigliabile effettuare tale operazione con la fibra ottica inserita.**
Non usare alcun tipo di disinfettante sulla superficie ottica esposta del manipolo quando la fibra è estratta; il contatto del disinfettante con questa superficie la rende opaca in modo irreparabile.

Manutenzione.

Nessuna particolare manutenzione è richiesta per questa apparecchiatura.

Qualunque sostituzione e/o riparazione, sia sul manipolo sia sul riunito, deve essere eseguita da tecnici autorizzati dal Produttore.

Il manipolo è stato deliberatamente costruito in modo da richiedere attrezzi specifici per l'apertura e non può quindi essere smontato dall'utente.

La manomissione del manipolo fa automaticamente decadere la garanzia.

Risoluzioni dei problemi.

- **A lampada estratta, la lampada non si accende (nessun led acceso sulla pulsantiera).**
Controllare che l'attacco Midwest sia correttamente collegato al cordone di alimentazione.
Avvitare con cura la ghiera poi provare a reinserire la lampada e a riestrarla nuovamente.
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Tecnica.
- **Emissione di una quantità di luce ridotta.**
 - Controllare che la fibra ottica non sia incrinata o comunque danneggiata; se lo è, va sostituita.
Rivolgersi al produttore per avere parti di ricambio originali.
 - Controllare che non siano presenti residui polimerizzati sulla punta della fibra ottica; se presenti asportarli meccanicamente strofinando con alcool oppure con una spatola in plastica.

Qualora vi sia la necessità di rispedire il manipolo, si prega innanzitutto di disinfettarlo.

Si raccomanda inoltre di spedirlo nell'imballaggio originale.

Si prega infine gentilmente di allegare alla bolla di spedizione la descrizione del guasto in questione.

Smaltimento a fine vita.

- Non gettare l'apparecchiatura nei rifiuti normali.
- Rispettare le norme vigenti nel paese di utilizzo per il corretto smaltimento a fine vita dell'apparecchiatura.
- Data la possibilità di trasmissione di infezioni crociate, si consiglia di disinfettare l'apparecchiatura prima di disfarsene.

5.8. Telecamera endorale C-U2

C-U2 è una telecamera intraorale progettata appositamente per un semplice utilizzo nell'esame dentale intraorale, con un manipo estremamente leggero, controllo automatico dell'esposizione e fuoco fisso. E' concepita per assistere il dentista nella comunicazione con il paziente, per spiegare e motivare il trattamento previsto e migliorare la consapevolezza del paziente. Il sistema C-U2 permette di riprendere e fotografare in alta definizione (1280x720) le immagini di maggior interesse attraverso l'apposita area sensibile al tocco predisposta nel manipo e visualizza le immagini intraorali su apposito monitor o Personal Computer.

ATTENZIONE!

La telecamera può essere utilizzata come ausilio alla diagnosi ma il risultato va confortato con l'osservazione diretta e/o altre indicazioni diagnostiche. Basarsi solo sull'immagine proveniente dalla telecamera potrebbe portare ad una cattiva valutazione in quanto i colori o le forme, elaborate elettronicamente, potrebbero non essere fedeli alla realtà.

Avvertenze di utilizzo.

ATTENZIONE!


- Il PC esterno ed il monitor esterno devono essere di grado medicale, ovvero devono essere certificati e conformi alla norma IEC 60601-1 3a Ed. e quindi in grado di garantire un doppio livello di isolamento per il paziente (2 MOPP) e per l'operatore (2 MOOP): - rispetto alla rete di alimentazione; - verso tutte le porte di I/O (USB, LAN) alimentate con tensione Safety Extra Low Voltage (SELV).
- Pur risultando irrilevante il campo elettromagnetico irradiato dal dispositivo, si consiglia comunque di non utilizzarlo in prossimità di apparecchiature per il sostegno della vita (es. pacemaker o stimolatori cardiaci) secondo quanto specificato nel manuale d'uso di tali apparecchiature.
- E' necessario utilizzare il dispositivo con l'apposita protezione monouso, che va sostituita per ogni nuovo paziente.
- Dopo aver applicato una nuova protezione monouso, verificarne l'integrità prima di utilizzare la telecamera, controllando se c'è evidenza di rottura. In questo caso, rimuoverla ed applicarne una nuova.
- Il manipo non deve mai essere immerso in liquidi, o posto in autoclave, per nessun motivo.
- Conservare il manipo in un posto pulito ed asciutto.
- Non forzare piegature eccessive del cavo di connessione.
- Prestare attenzione a non far cadere il manipo e non esporlo a vibrazioni eccessive.
- Non utilizzare un manipo danneggiato; accertarsi che la telecamera sia in buone condizioni, e non presenti parti taglienti, prima dell'utilizzo. In caso di dubbio, non utilizzare il manipo, riportarlo con attenzione, e contattare l'assistenza tecnica.
- Prima dell'utilizzo, controllare l'integrità del vetrino di protezione dell'ottica.
- Non puntare la fonte di luce direttamente verso gli occhi dell'operatore o del paziente durante l'uso.
- Con l'uso continuativo (esempio, più di 10 minuti consecutivi) la temperatura della punta della telecamera è normale che aumenti significativamente; se questo causa disagio, il manipo andrebbe riposto per alcuni minuti, per raffreddare la sorgente di luce. Per periodi d'utilizzo maggiore l'intensità luminosa andrebbe ridotta.
- Se lasciata in funzione per lunghi periodi, verificare prima dell'utilizzo che la punta sia ad una temperatura accettabile, toccando brevemente con un dito la parte plastica trasparente prestando attenzione a non toccare l'obiettivo posto al centro.
- Non tentar in alcun modo di piegare, tirare o smontare il manipo.

Collegamento manipo.

Inserire il manipo della telecamera C-U2 (a) all'estremità del cordone ed avvitare la ghiera (b).

ATTENZIONE!

Verificare che il cordone sia ben avvitato sul manipo.



Utilizzo della telecamera.

- Portare il manipo in posizione di lavoro; la fonte luminosa si accende e la telecamera si presenta nell'ultima modalità LIVE utilizzata.

NOTA: la comparsa sul display consolle di 2 simboli animati confermerà l'attivazione dello strumento.

- **Accensione sistema di illuminazione della telecamera.**


Premendo il pulsante FIBRE OTTICHE è possibile accendere/spegnere il sistema di illuminazione della telecamera.

NOTA: l'attivazione del sistema di illuminazione è segnalata sul display dall'icona (A).

- **Funzione MIRROR.**


Con la telecamera in modalità LIVE, una breve pressione del pulsante INVERSIONE presente sulla consolle permette di passare dalla visione di immagini reali a quella di immagini speculari.

L'attivazione della visione di immagini speculari è segnalato sul display dall'icona (D).



• Funzione FREEZE (Fermo immagine).


Il manipolo C-U2 è dotato di un pulsante a sfioramento (**g**).
Per congelare l'immagine di interesse è sufficiente toccare questo il pulsante o azionare il comando a piede.
Toccare nuovamente il pulsante (o azionare nuovamente il comando a piede) per sbloccare l'immagine congelata.



• Impostazione funzionamento modalità singola immagine o multi immagine

Con la telecamera in modalità LIVE, una breve pressione del pulsante TELECAMERA presente sulla consolle permette di passare dalla modalità singola immagine a quella multi immagine (e viceversa).

NOTA: l'attivazione della modalità singola immagine è segnalata sul monitor da un'apposita icona (**1**) posta nell'angolo in alto a destra.




• Funzionamento modalità singola immagine.

Estraendo la telecamera in stato LIVE e in modalità singola immagine, sul monitor viene visualizzata l'immagine "in movimento" e nell'angolo in alto a destra compare l'apposita icona (**1**).

Premendo il pulsante a sfioramento (**g**) del manipolo (o azionando il comando a piede) si effettua il congelamento dell'immagine che viene immediatamente visualizzata sul monitor cancellando l'eventuale immagine precedente.

NOTA: l'ultima immagine congelata rimane visibile sul monitor anche se si ripone la telecamera.



• Funzionamento modalità multi immagine.

- Estraendo la telecamera in stato LIVE e in modalità multi immagine, sul monitor viene visualizzata l'immagine "in movimento".


Premendo il pulsante a sfioramento (**g**) del manipolo (o azionando il comando a piede) si effettua il congelamento dell'immagine che viene immediatamente visualizzata sul monitor.

NOTA: l'immagine congelata viene direttamente visualizzata sul monitor ponendola nella prima casella libera. Ogni successiva immagine congelata viene posizionata nella casella successiva in ordine di lettura. Una volta riempite le 4 caselle disponibili, ogni successiva immagine congelata andrà a sostituire le esistenti ruotando sempre in ordine di lettura.

- Con la telecamera in stato FREEZE, premendo i pulsanti AUMENTA o DIMINUISCI o attivando il comando CHIP-AIR tramite il comando a piede (vedi paragrafo 5.2.) si selezionano a rotazione le 4 immagini memorizzate.


NOTA: premendo il pulsante TELECAMERA per almeno 3 secondi si cancellano tutte le 4 immagini presenti nella pagina visualizzata.

- Con la telecamera in stato FREEZE, premendo il pulsante INVERSIONE o attivando il comando CHIP-WATER tramite il comando a piede (vedi paragrafo 5.2.) si attiva/disattiva la visualizzazione a schermo intero dell'immagine selezionata.



• Funzione VIEW.


Con la telecamera in modalità LIVE, una pressione prolungata (almeno 2 secondi) del comando WATER CLEAN SYSTEM sul comando a piede (vedi paragrafo 5.2.) permette di visualizzare le immagini precedentemente congelate senza memorizzarne di nuove.



Stato del manipolo.

Nell'area del pulsante di comando (**g**) è presente una guida ottica illuminata da LED multicolore che mostra lo stato del manipolo durante l'utilizzo secondo la seguente tabella:

Colore	Situazione
Brevi impulsi blu molto lenti	Manipolo in standby
Azzurro fisso	Manipolo attivo, immagini video live visualizzate
Lampeggio blu/azzurro	Manipolo in fermo immagine
Brevi impulsi rossi	Errore diagnostica interna: contattare l'Assistenza Tecnica



MyRay iCapture.

Questo programma permette di configurare la telecamera C-U2 quando viene collegata a un PC/WORKSTATION.

Per una completa descrizione sul funzionamento del programma MyRay iCapture si rimanda alle apposite istruzioni allegate, in formato elettronico, al manipolo C-U2.



Protezioni igieniche monouso.


La telecamera può costituire un mezzo di trasmissione di infezioni crociate da paziente a paziente.

Per questo si raccomanda di **utilizzarla sempre con le protezioni monouso** (cod.97901590) e di disinfettarla esternamente ogni giorno al termine del suo utilizzo.

La protezione (con una linguetta bianca) è racchiusa all'interno di due pellicole protettive: una anteriore, trasparente, con una linguetta blu, ed una posteriore, cartacea.

Per inserire correttamente la protezione monouso procedere come segue:

1. Inserire la parte distale del manipolo tra la pellicola con la linguetta Bianca e la pellicola posteriore cartacea. L'obiettivo, circondato dai LED, deve essere rivolto verso il basso, verso la pellicola posteriore, cartacea.
Inserire gentilmente il manipolo fino a fondo.
2. Rimuovere le pellicole protettive tirando la linguetta blu.
3. La telecamera è ora protetta e pronta all'uso.



⚠ ATTENZIONE!

- Assicurarsi sempre che il manipolo sia correttamente inserito all'interno della protezione.
- Per garantire l'igiene degli utilizzatori, si rammenta che la protezione monouso va sostituita ad ogni utilizzo.
- Smaltimento: le protezioni igieniche monouso vanno trattate come rifiuti speciali (come i guanti chirurgici).

Pulizia e disinfezione.

Pulire il manipolo dopo ogni uso utilizzando un prodotto idoneo: fare riferimento al paragrafo 1.4.

⚠ ATTENZIONE!

- La telecamera non è progettata per sterilizzazione a freddo per immersione, per esempio in soluzioni come glutaraldeide, o soluzioni di perossido d'idrogeno (acqua ossigenata).
- L'uso di qualsiasi prodotto deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.
- Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.

Manutenzione e riparazione.

Per la telecamera C-U2 non è necessaria alcuna manutenzione particolare. In caso di guasto, si prega di rispedire il manipolo completo.

⚠ ATTENZIONE!

Non vi sono parti riparabili sul campo. Qualora si presentasse un difetto di funzionamento, si prega di contattare un rivenditore autorizzato.

Gestione del reso.

- Si prega di rispedire eventuali dispositivi difettosi utilizzando i loro imballi originali. Non riutilizzare contenitori danneggiati.
- Per via del rischio di infezione crociata, è tassativo disinfettare il dispositivo prima di spedirlo. Manipoli non adeguatamente puliti e disinfettati non verranno accettati.

⚠ ATTENZIONE!

Il mittente si assume la responsabilità per eventuali danni all'apparecchio dovuti al trasporto, per dispositivi in garanzia o meno.

5.9. Sensore integrato ZEN-Xi

Il sensore integrato ZEN-Xi è un dispositivo medico per l'acquisizione in formato elettronico di radiografie endorali tramite l'interfacciamento ad un Personal Computer.

Con l'abbinamento di un programma di gestione dello studio odontoiatrico, sarà possibile archiviare le immagini radiografiche nella cartella del paziente e di visualizzarle successivamente sul monitor del Personal Computer.


ATTENZIONE!

Non utilizzare il sistema per usi diversi dall'acquisizione di radiografie endorali, e non utilizzarlo se non si è in possesso delle necessarie conoscenze in campo odontoiatrico e radiologico.

Utilizzo.

Le istruzioni di utilizzo e manutenzione del sensore integrato ZEN-Xi sono allegate all'apparecchiatura.

NOTA: il sensore integrato ZEN-Xi non ha alcuna interazione elettrica con il complesso odontoiatrico.



6. Funzionamento tavoletta assistente

- 1 **Complessi odontoiatrici modello:**
A5 CONTINENTAL,
A5 INTERNATIONAL,
A5 CART,
A5 CART SINGOLO.

1A Tavoletta assistente tipo "Ergo03".


Caratteristiche principali:

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di due bracci snodati che ne consentono il posizionamento nella zona più consona all'operatore. Il braccio fisso (c) può ruotare attorno alla bacinella di 120°.
- Il braccio a pantografo (g) permette una escursione verticale della tavoletta assistente di 335 mm attraverso 6 posizioni di lavoro.

NOTA: per riportare la tavoletta assistente alla posizione tutta bassa è sufficiente alzarla portandola nella posizione tutta alta e successivamente abbassarla.

- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 2 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

NOTA: la tavoletta assistente è dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca il movimento della poltrona quando la tavoletta stessa viene spinta verso l'alto.




1B Tavoletta assistente tipo "Ergo01".

Caratteristiche principali:

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di un unico braccio (e) snodato che ne consente il posizionamento in un ampio raggio di azione.
- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 2 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

NOTA: la tavoletta assistente è dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca il movimento della poltrona quando la tavoletta stessa viene spinta verso l'alto.



2 Complessi odontoiatrici modello: A5 IDRICO SINGOLO.

2A Tavoletta assistente tipo "Ergo03P".


Caratteristiche principali:

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di due bracci snodati che ne consentono il posizionamento nella zona più consona all'operatore. Il braccio fisso (c) può ruotare attorno alla bacinella di 120°.
- Il braccio a pantografo (g) permette una escursione verticale della tavoletta assistente di 335 mm attraverso 6 posizioni di lavoro.

NOTA: per riportare la tavoletta assistente alla posizione tutta bassa è sufficiente alzarla portandola nella posizione tutta alta e successivamente abbassarla.

- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 3 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

NOTA: la tavoletta assistente è dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca il movimento della poltrona quando la tavoletta stessa viene spinta verso l'alto.




2A

2B Tavoletta assistente tipo "Ergo01P".

Caratteristiche principali:

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di un unico braccio (e) snodato che ne consente il posizionamento in un ampio raggio di azione.
- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 3 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

NOTA: la tavoletta assistente è dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca il movimento della poltrona quando la tavoletta stessa viene spinta verso l'alto.



2B

3 Complessi odontoiatrici modello: A6 Plus CONTINENTAL, A6 Plus INTERNATIONAL.


Caratteristiche principali:

- La tavoletta (a) è vincolata al gruppo idrico (b) per mezzo di due bracci snodati che ne consentono il posizionamento nella zona più consona all'operatore. Il braccio fisso (h) può ruotare attorno alla bacinella di 120°.
- Il braccio a pantografo (i) permette una escursione verticale della tavoletta assistente di 335 mm attraverso 6 posizioni di lavoro.

NOTA: per riportare la tavoletta assistente alla posizione tutta bassa è sufficiente alzarla portandola nella posizione tutta alta e successivamente abbassarla.

- La tavoletta (a) è dotata di una consolle di comando (d) provvista di pulsanti per il comando delle funzioni della poltrona e del gruppo idrico.
- La tavoletta assistente può essere equipaggiata con 2 cannule di aspirazione e 2 strumenti.
- La tavoletta assistente è dotata di rulli scorrevoli (f) per la guida ed il supporto dei tubi delle cannule di aspirazione.

NOTA: la tavoletta assistente è dotata di un dispositivo di sicurezza che blocca il movimento della poltrona quando la tavoletta stessa viene spinta verso l'alto.




3

Pulizia rulli scorrevoli.

Sfilare i rulli scorrevoli (f) premendo verso il basso.


Pulire i rulli scorrevoli utilizzando un prodotto idoneo: fare riferimento al paragrafo 1.4.



6.1. Consolle tavoletta assistente


Descrizione pulsanti:

-  Pulsante comando di erogazione acqua alla bacinella.
-  Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere.
-  Pulsante di accensione/spegnimento lampada operatoria.
-  Pulsante richiamo posizione di azzeramento.
-  Pulsante richiamo posizione risciacquo.
-  Pulsante salita sedile.
-  Pulsante salita schienale.
-  Pulsante discesa sedile.
-  Pulsante discesa schienale.




6.2. Siringa a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.3.



6.3. Lampada polimerizzante a tavoletta assistente


Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.7.



6.4. Telecamera endorale a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.8.


 **NOTA per modello A5 IDRICO SINGOLO:** non essendo presente la consolle medico, rimangono fattibili solo le funzioni della telecamera che sono comandabili dal comando a piede.



6.5. Tubi di aspirazione

L'aspiratore entra in funzione estraendo il tubo dal supporto.
Per variare la potenza di aspirazione agire sul cursore (a) posto sull'impugnatura del terminale porta-cannula.

NOTA: riponendo il tubo nel supporto si ottiene l'arresto dell'aspiratore con un ritardo pari a 2 secondi circa. Tale ritardo è stato previsto per consentire l'asciugatura dei tubi di aspirazione.



Smontaggio tubi di aspirazione.


ATTENZIONE!

Procedere allo smontaggio delle cannule indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Estrarre i tubi di aspirazione dagli appositi innesti del convogliatore effettuando una manovra di rotazione e trazione sull'attacco del tubo. Separare i tubi di aspirazione dai terminali porta-cannula effettuando una manovra di rotazione e trazione sull'attacco del tubo.

ATTENZIONE!

Non effettuare mai questa operazione afferrando direttamente il tubo di aspirazione.



Lavaggio Cannule.

Poiché sui riuniti possono essere montati diversi sistemi di aspirazione (ad anello liquido o umido, ad aria), per la disinfezione dell'impianto di aspirazione si raccomanda di attenersi rigorosamente alle istruzioni del fabbricante del sistema di aspirazione, per quanto riguarda sia il prodotto da utilizzare, sia i tempi e i modi di utilizzo.

ATTENZIONE!

Per la pulizia dell'impianto di aspirazione si raccomanda l'uso di STER 3 PLUS (CEFLA S.C) diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Sterilizzazione.

- Terminali porta-cannula: autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.
- Tubi di aspirazione: sterilizzazione a freddo per immersione.

ATTENZIONE!


Non sottoporre i tubi a procedure che prevedano temperature superiori a 55°C.

Manutenzione.

Lubrificare periodicamente le guarnizioni O-Ring dei terminali porta-cannula (vedi paragrafo 9.4.) utilizzando il lubrificante **S1-Protettivo per O-Ring** (CEFLA S.C.).

Note sulla biocompatibilità.

Devono essere impiegate solo le cannule che vengono fornite a corredo e successivamente solo cannule di ricambio originali. Le cannule di aspirazione devono essere conformi alla Norma sulla Biocompatibilità ISO 10993.




6.6. Vassoio portatray a tavoletta assistente.

Il vassoio portatray (a) è in acciaio inox e può essere agevolmente tolto dal relativo supporto.

Il supporto vassoio può ruotare sia in senso orario che antiorario onde permettere il suo posizionamento nella zona più consona per l'operatore. Per bloccare/sbloccare il supporto vassoio è sufficiente agire sul pomello di frizionamento (b).

ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio portatray: 1 Kg distribuito.



6.7. Aspirasaliva idraulico

L'aspirasaliva idraulico entra in funzione estraendo il tubo dal supporto.

Pulizia dopo ogni utilizzo.

Aspirare circa mezzo litro di STER 3 PLUS (CEFLA S.C) diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Pulizia filtro aspirasaliva.

Questa operazione deve essere effettuata giornalmente al termine della giornata lavorativa.



ATTENZIONE!



Indossare i guanti prima di effettuare questa operazione!

- Aspirare circa mezzo litro di STER 3 PLUS diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).
- Onde evitare possibili gocciolamenti di liquidi e secreti dal filtro (**b**) che verrà estratto, aspirare solo aria per circa 5 secondi.
- Togliere il terminale (**a**) operando una manovra di rotazione e trazione contemporanea.
- Estrarre il filtro (**b**).
- Pulire/sostituire il filtro (codice 97290060).
- Rimontare il filtro e il terminale.

NOTA: onde evitare possibili gocciolamenti di liquidi e secreti dal filtro che viene estratto, è buona norma, prima di eseguire le suddette operazioni, aspirare solo aria per circa 5 secondi.

Manutenzione periodica.

Lubrificare la guarnizione O-Ring [**c**] utilizzando il lubrificante **S1-Protettivo per O-Ring**.




6.8. Turbina a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.4.

Il rubinetto (**f**), posto sotto la tavoletta, regola la quantità dell'acqua nello spray.

NOTA per modello A5 IDRICO SINGOLO: non essendo presente la consolle medico, la velocità di rotazione della turbina non è impostabile e le eventuali fibre ottiche sono sempre accese.




6.9. Detartatore a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.6.

Il rubinetto (**f**), posto sotto la tavoletta, regola la quantità dell'acqua di raffreddamento.

NOTA per modello A5 IDRICO SINGOLO: non essendo presente la consolle medico, la potenza massima del detartatore non è impostabile, non è attivabile la funzione ENDO e le eventuali fibre ottiche sono sempre accese.




6.10. Micromotore elettrico a tavoletta assistente

Per il funzionamento di questo strumento vedere paragrafo 5.5.

Il rubinetto (**f**), posto sotto la tavoletta, regola la quantità dell'acqua nello spray.

NOTA per modello A5 IDRICO SINGOLO: non essendo presente la consolle medico, le varie funzioni del micromotore non sono impostabili e le eventuali fibre ottiche sono sempre accese.



7. Funzionamento gruppo idrico

7.1. Bacinella e riempimento bicchiere

La bacinella può ruotare liberamente sull'idrico di 160°, la movimentazione avviene manualmente agendo direttamente sulla bacinella.

La fontanella acqua al bicchiere può essere tolta per agevolare le operazioni di pulizia.

Pulsanti di comando.



Pulsante comando di erogazione acqua alla bacinella.



Pulsante comando di erogazione acqua al bicchiere.

Lo spegnimento del lavaggio bacinella avviene in maniera automatica dopo 30 secondi.

Il lavaggio bacinella entra in funzione automaticamente nei seguenti casi:

- premendo il pulsante "Posizione Risciacquo";
- premendo il pulsante "Erogazione acqua al bicchiere".

Sensore bicchiere (opzionale, solo serie A6 Plus).

Alla base della fontanella bicchiere è possibile avere un sensore ottico che rileva la presenza del bicchiere e ne attiva automaticamente il riempimento.

Il funzionamento del sensore è il seguente:

- posto il bicchiere sotto la fontanella, dopo 2 secondi inizia l'erogazione dell'acqua per una durata di 2 secondi (questo tempo non è modificabile),
- una volta tolto il bicchiere, il ciclo di riempimento può essere ripetuto solo dopo 3 secondi,
- durante il ciclo di riempimento, togliendo il bicchiere e/o premendo il pulsante "Erogazione acqua al bicchiere" si interrompe immediatamente l'erogazione dell'acqua.

NOTA: per disabilitare il sensore bicchiere occorre chiamare l'Assistenza Tecnica.

Acqua calda al bicchiere.

Quando è prevista questa applicazione, l'acqua erogata al bicchiere è sempre riscaldata.

Regolazione quantità acqua di riempimento bicchiere.

- Accendere l'unità operativa tenendo premuto il pulsante di comando erogazione acqua al bicchiere posto sulla tavoletta assistente.

NOTA: un BEEP intermittente segnerà l'entrata in fase di memorizzazione.

- Premere una prima volta il pulsante di comando erogazione acqua al bicchiere per iniziare il riempimento del bicchiere.
- Al raggiungimento del livello di acqua desiderato, premere una seconda volta il pulsante di comando erogazione acqua al bicchiere verificando il contemporaneo spegnimento del BEEP di segnalazione.

A questo punto il nuovo livello di acqua al bicchiere è memorizzato.

Modifica funzionamento bacinella.

L'erogazione dell'acqua alla bacinella può avvenire in maniera non temporizzata (funzionamento ON/OFF del relativo pulsante di comando)

Questa modifica avviene accendendo l'unità operativa tenendo premuto il pulsante di comando erogazione acqua alla bacinella posto sulla tavoletta assistente.

Un segnale sonoro indicherà il tipo di funzionamento selezionato.

- 1 BEEP: funzionamento temporizzato.
- 3 BEEP: funzionamento ON/OFF.

NOTA: da impostazione di fabbrica il funzionamento è temporizzato.

Modifica automatismo acqua alla bacinella con chiamata acqua al bicchiere.


E' possibile abilitare/disabilitare l'automatismo che attiva l'acqua alla bacinella quando si preme il pulsante "Erogazione acqua al bicchiere".

Questa modifica avviene accendendo l'unità operativa tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti "Erogazione acqua al bicchiere" e "Erogazione acqua alla bacinella" posti sulla tavoletta assistente.

Un segnale sonoro indicherà il tipo di funzionamento selezionato.

- 1 BEEP: automatismo abilitato.
- 3 BEEP: automatismo disabilitato.

NOTA: da impostazione di fabbrica l'automatismo è abilitato.



Modifica automatismo acqua alla bacinella con chiamata "Posizione Risciacquo" poltrona.

E' possibile abilitare/disabilitare l'automatismo che attiva l'acqua alla bacinella quando si preme il pulsante "Posizione Risciacquo" poltrona. Questa modifica avviene accendendo l'unità operatoria tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti "Posizione Risciacquo" poltrona e "Erogazione acqua alla bacinella" posti sulla tavoletta assistente.

Un segnale sonoro indicherà il tipo di funzionamento selezionato.

- 1 BEEP: automatismo abilitato.
- 3 BEEP: automatismo disabilitato.

NOTA: da impostazione di fabbrica l'automatismo è abilitato.



Modifica automatismo acqua alla bacinella con chiamata "Ritorno Automatico" poltrona.

E' possibile abilitare/disabilitare l'automatismo che attiva l'acqua alla bacinella quando si preme il pulsante "Ritorno Automatico" poltrona. Questa modifica avviene accendendo l'unità operatoria tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti "Ritorno Automatico" poltrona e "Erogazione acqua alla bacinella" posti sulla tavoletta assistente.

Un segnale sonoro indicherà il tipo di funzionamento selezionato.

- Un BEEP: automatismo abilitato.
- Due BEEP: automatismo disabilitato.

NOTA: da impostazione di fabbrica l'automatismo è abilitato.



Movimentazione bacinella motorizzata.





Pulsante comando movimentazione bacinella in senso antiorario.



Pulsante comando movimentazione bacinella in senso orario.

NOTA: la bacinella può essere movimentata anche manualmente agendo direttamente sulla bacinella stessa.



Movimenti automatici della bacinella motorizzata.

La bacinella si muove automaticamente nei seguenti casi:

- premendo il pulsante "Posizione di risciacquo per la poltrona",

NOTA: in questo caso la posizione della bacinella è anche impostabile (vedere il paragrafo 5.1.1.).

- premendo il pulsante "Posizione di azzeramento per la poltrona",

Smontaggio fontanella, bacinella e filtro bacinella.

- Estrarre la fontanella (l) sollevandola verso l'alto.
- Estrarre il filtro (q) ed il suo coperchio (p) dalla bacinella sollevandoli verso l'alto.
- Togliere la bacinella (m) sollevandola verso l'alto dopo averla sganciata ruotandola in senso antiorario.

Disinfezione e pulizia.



ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia della bacinella e del filtro bacinella indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.


Le operazioni di pulizia vanno effettuate giornalmente, al termine della giornata lavorativa.

- Fontanelle e bacinella in ceramica: lavare accuratamente con un prodotto anticalcare specifico (ad esempio MD 550 Orotol DÜRR).
- Filtro bacinella: pulire sotto acqua corrente detergendolo con detersivi commerciali.



ATTENZIONE!

Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.



7.2. Sistema S.H.S. /S (Simplified Hygienization Sistem)

Descrizione del sistema.

Il sistema è dotato di un serbatoio (**a**) idoneo a contenere acqua distillata. Il serbatoio ha una capacità complessiva di 1,8 litri.

Il serbatoio alimenta:

- gli spray di tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico ed assistente,
- il riempimento del bicchiere,
- l'attacco rapido dell'acqua (se presente).

Il pulsante  presente sulla pulsantiera della tavoletta medico permette di inserire/escludere il sistema S.H.S.

 **NOTA:** lo stato di sistema S.H.S. inserito è evidenziato dalla presenza della relativa icona (**M**) sul display consolle.

Segnalazione liquido disinfettante in esaurimento (solo serie A6 Plus).

Quando il liquido disinfettante presente nel serbatoio (**a**) si sta per esaurire l'icona di segnalazione (**M**) cambia in (**P**) e vengono emessi 2 BEEP di avvertimento che si ripetono ad ogni accensione del complesso odontoiatrico.

Riempimento del serbatoio.

Al raggiungimento del livello minimo del serbatoio (circa 500 cc.), occorre procedere al suo riempimento operando come segue:

- Escludere il sistema S.H.S. premendo il pulsante .

 **NOTA:** durante questa operazione l'aria in pressione contenuta nel serbatoio si scaricherà automaticamente all'esterno.

- Togliere il serbatoio (**a**) ruotandolo in senso orario.
- Versare nel serbatoio acqua distillata sino al raggiungimento del livello massimo.

ATTENZIONE!

Utilizzare solo acqua distillata, che per maggiori garanzie igieniche può essere addizionata con 600 parti per milione di perossido di idrogeno utilizzando 20 ml di Peroxy Ag+ per litro di acqua distillata, oppure acqua ossigenata (20 ml di acqua ossigenata al 3% per 1 litro di acqua distillata).

- Montare nuovamente il serbatoio ruotandolo in senso antiorario.

ATTENZIONE!

Assicurarsi che il serbatoio sia serrato correttamente.

- Premere nuovamente il pulsante  per inserire il sistema S.H.S. e confermare l'avvenuto riempimento.



ATTENZIONE!

In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (**a**).

Pulizia del serbatoio.

Si consiglia di disinfettare periodicamente (almeno 1 volta al mese) a freddo il solo serbatoio utilizzando Peroxy Ag+ o acqua ossigenata al 3% (10 volumi) non diluiti ed operando come segue:

- togliere il serbatoio dal riunito e svuotarlo completamente,
- riempire il serbatoio fino all'orlo con il liquido disinfettante,
- lasciare permanere il liquido disinfettante all'interno del serbatoio per un tempo minimo di 10 minuti,
- svuotare completamente il serbatoio,
- sciacquare il serbatoio con acqua distillata,
- riempire il serbatoio con acqua distillata eventualmente addizionata come indicato precedentemente,
- riporre il serbatoio nell'apposita sede del riunito.



7.2.1. Sistema S.H.S. manuale (solo modelli A5 IDRICO SINGOLO e A5 SINGLE CART)

Descrizione del sistema.

Il sistema è dotato di un serbatoio (**a**) idoneo a contenere acqua distillata. Il serbatoio ha una capacità complessiva di 1,8 litri.

Il serbatoio alimenta:

- gli spray di tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico ed assistente,
- il riempimento del bicchiere,
- l'attacco rapido dell'acqua (se presente).

Una levetta di by-pass (**b**), permette di escludere il sistema in caso si volesse alimentare gli strumenti con acqua di rete.

Con questo sistema è possibile realizzare un ciclo di disinfezione delle condotte spray degli strumenti utilizzando acqua ossigenata (vedere paragrafo 7.2.2.).



ATTENZIONE!

Eseguire un ciclo di disinfezione al termine di ogni giornata di lavoro.

Riempimento del serbatoio.

Al raggiungimento del livello minimo del serbatoio (circa 500 cc.), occorre procedere al suo riempimento operando come segue:

- Commutare la levetta (**c**) sulla posizione "CLOSE AIR PRESSURE".
- Togliere il serbatoio (**a**) ruotandolo in senso orario.



NOTA: durante questa operazione l'aria in pressione contenuta nel serbatoio si scaricherà automaticamente all'esterno.

- Versare nel serbatoio acqua distillata sino al raggiungimento del livello massimo.



ATTENZIONE!

Utilizzare solo acqua distillata, che per maggiori garanzie igieniche può essere addizionata con 600 parti per milione di perossido di idrogeno utilizzando 20 ml di Peroxy Ag+ per litro di acqua distillata, oppure acqua ossigenata (20 ml di acqua ossigenata al 3% per 1 litro di acqua distillata).

- Montare nuovamente il serbatoio ruotandolo in senso antiorario.
- Riportare la levetta (**c**) sulla posizione "OPEN AIR PRESSURE".



ATTENZIONE!

- Assicurarsi che il serbatoio sia serrato correttamente prima di commutare la levetta (**c**) sulla posizione "OPEN AIR PRESSURE".
- In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (**a**).

Comando BY-PASS.

E' possibile escludere il sistema in caso si volesse alimentare gli strumenti direttamente con acqua di rete.




Questa funzione si ottiene commutando la levetta (**b**), sulla posizione "LINE".

Riportare la levetta (**b**) sulla posizione "TANK" per tornare a lavorare con acqua distillata.

Pulizia del serbatoio.

Si consiglia di disinfettare periodicamente (almeno 1 volta al mese) a freddo il solo serbatoio utilizzando Peroxy Ag+ o acqua ossigenata al 3% (10 volumi) non diluiti ed operando come segue:

- togliere il serbatoio dal riunito e svuotarlo completamente,
- riempire il serbatoio fino all'orlo con il liquido disinfettante,
- lasciare permanere il liquido disinfettante all'interno del serbatoio per un tempo minimo di 10 minuti,
- svuotare completamente il serbatoio,
- sciacquare il serbatoio con acqua distillata,
- riempire il serbatoio con acqua distillata eventualmente addizionata come indicato precedentemente,
- riporre il serbatoio nell'apposita sede del riunito.



7.2.2. Ciclo di disinfezione con acqua ossigenata

Con il sistema S.H.S. è possibile eseguire un ciclo manuale di disinfezione con acqua ossigenata (perossido di idrogeno) delle condotte idriche di tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico e della siringa posta sulla tavoletta assistente.

Per eseguire il ciclo di disinfezione operare come segue:

A) Preparazione della soluzione disinfettante:

- Versare dentro il serbatoio con fascia arancione PEROXY Ag+ senza diluizione (oppure acqua ossigenata al 3%) .

NOTA: assicurarsi di riempire completamente il serbatoio.

B) Fase di immissione del disinfettante:

- Verificare che il rubinetto degli spray di ogni strumento dinamico sia completamente aperto (in caso contrario, non esce acqua o ne esce troppo poca).
- Commutare la levetta (c) sulla posizione "CLOSE AIR PRESSURE".
- Togliere la bottiglia dell'acqua distillata (a) ruotandola in senso orario.
- Sostituire la bottiglia dell'acqua distillata (a) con quella contenente PEROXY Ag+.
- Estrarre la siringa e svuotare la condotta tramite il tasto dell'acqua.


NOTA: l'avvenuto svuotamento della condotta sarà visibile quando non uscirà più acqua.

- Ripetere la stessa manovra per l'eventuale siringa della tavoletta assistente (sempre tramite il tasto dell'acqua); per i restanti strumenti dinamici agendo sul comando Water Clean System del comando a piede (vedere paragrafo 5.2.).
- Riportare la levetta (c) sulla posizione "OPEN AIR PRESSURE".
- Estrarre gli strumenti e riempire le condotte con la soluzione di acqua ossigenata, agendo per gli strumenti dinamici tramite il comando Water Clean System del comando a piede, e per le siringhe tramite il tasto dell'acqua.

NOTA: lasciare fuoriuscire dagli strumenti la soluzione di acqua ossigenata per circa 6-7 secondi.

- Riporre gli strumenti.

NOTA: a questo punto le condotte contengono acqua ossigenata.



C) Tempo di contatto del disinfettante:

ATTENZIONE!

PEROXY Ag+ deve essere lasciato permanere nelle condotte per un tempo minimo di 10 minuti, ma non superiore a 30 minuti.

D) Fase di risciacquo delle condotte:

- Commutare la levetta (c) sulla posizione "CLOSE AIR PRESSURE".
- Togliere la bottiglia (a) contenente l'acqua ossigenata ruotandola in senso orario.
- Montare la bottiglia contenente l'acqua distillata.
- Estrarre la siringa e svuotare la condotta dell'acqua.

NOTA: l'avvenuto svuotamento della condotta sarà visibile quando non uscirà più acqua.

- Ripetere le operazioni di svuotamento delle condotte dall'acqua ossigenata per i vari strumenti.
- Riportare la levetta (c) sulla posizione "OPEN AIR PRESSURE".
- Estrarre gli strumenti ed attendere la fuoriuscita dell'acqua distillata, agendo per gli strumenti dinamici tramite il comando Water Clean System del comando a piede (vedi paragrafo 5.2.) e per le siringhe tramite il tasto dell'acqua.

NOTA: lasciare fuoriuscire l'acqua distillata per circa 6-7 secondi.

- A questo punto le condotte contengono nuovamente acqua distillata e il complesso odontoiatrico è di nuovo pronto per l'uso.

ATTENZIONE!

- Alla fine delle fasi di disinfezione, assicurarsi di chiudere il serbatoio contenente il PEROXY Ag+ (esposto all'aria, la sua efficacia decade).
- Si consiglia di eseguire almeno un ciclo di disinfezione al giorno, preferibilmente al termine della giornata lavorativa.

Conservazione del PEROXY Ag+.

Per una corretta conservazione del PEROXY Ag+ attenersi alle istruzioni del fabbricante riportate sulla confezione. È importante tenere la confezione ben chiusa e riporla in un luogo fresco (temperatura non superiore a 25°C).

ATTENZIONE!

Mai lasciare il PEROXY Ag+ o l'acqua ossigenata per più di un mese all'interno del serbatoio con fascia arancione. In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio con fascia arancione.

7.3. Sistema W.H.E. (Water Hygienisation Equipment)

Il sistema W.H.E. garantisce una separazione sicura, in modo fisico, del sistema idrico del complesso odontoiatrico dalla rete idrica pubblica, grazie ad un tratto a caduta libera dell'acqua (conforme a norma EN 1717).

Inoltre il sistema realizza l'immissione in continuo nel circuito idrico di perossido di idrogeno con una concentrazione finale nelle condotte pari a 0,06% (600 ppm), idonea a realizzare la batteriostasi.

A questo fine, si raccomanda l'uso di **PEROXY Ag+** (CEFLA S.C); tuttavia è possibile anche utilizzare acqua ossigenata al 3%.


Descrizione del sistema.

Il sistema W.H.E. è posizionato all'interno della cassetta allacciamenti ed è sempre attivo.

Il sistema, inoltre, è dotato di un serbatoio (**a**) posto all'interno dell'idrico ed idoneo a contenere circa 560 cc. (serie A5) o 590 cc. (serie A6 Plus) di disinfettante per alimentare il sistema.

Una specifica icona (**A**) segnala sul display della consolle medico che l'impianto WHE è in funzione.

Il sistema W.H.E. si disinserisce automaticamente quando si attiva l'alimentazione con acqua distillata (se presente).



Segnalazione liquido disinfettante in esaurimento.

Quando il liquido disinfettante presente nel serbatoio (**a**) si sta per esaurire (a 230 cc. circa) l'icona di segnalazione (**A**) cambia in (**B**) e vengono emessi 3 BEEP di avvertimento che si ripetono ad ogni accensione del complesso odontoiatrico.

⚠ ATTENZIONE!

In caso di esaurimento del liquido disinfettante, l'unità operatoria rimane comunque funzionante ma utilizza acqua di rete NON trattata. Si raccomanda di intervenire rapidamente e rabboccare il serbatoio del disinfettante nel più breve tempo possibile.

Riempimento del serbatoio contenente liquido disinfettante.

Quando il liquido disinfettante nel serbatoio si esaurisce, occorre procedere come segue:

Complessi odontoiatrici serie A5:

- Togliere il tappo chiusura serbatoio (**b**) sollevandolo verso l'alto.
- Versare il liquido disinfettante nel serbatoio (**a**) sino al suo completo riempimento.
- Riposizionare il tappo (**b**).

⚠ ATTENZIONE!

Per il rifornimento utilizzare solamente PEROXY Ag+ oppure acqua ossigenata al 3% (10 volumi) puri, senza diluire.

Complessi odontoiatrici serie A6 Plus:

- Aprire il carter laterale idrico (vedi paragrafo 7.4.).
- Ruotare il serbatoio (**a**).
- Togliere il tappo svitandolo in senso antiorario e versare il liquido disinfettante nel serbatoio sino al suo completo riempimento.
- Riposizionare il tappo e il serbatoio.
- Infine richiudere il carter laterale idrico.

⚠ ATTENZIONE!

Per il rifornimento utilizzare solamente PEROXY Ag+ oppure acqua ossigenata al 3% (10 volumi) puri, senza diluire.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).

Se l'errore rilevato è marginale il complesso odontoiatrico rimane comunque funzionante, se invece l'errore rilevato è grave il complesso odontoiatrico risulta bloccato ed occorre chiamare l'Assistenza Tecnica.

Conservazione del PEROXY Ag+.

Per una corretta conservazione del **PEROXY Ag+** attenersi alle istruzioni del fabbricante riportate sulla confezione.



È importante tenere la confezione ben chiusa e riporla in un luogo fresco (temperatura non superiore a 25°C).

⚠ ATTENZIONE!

Mai lasciare il PEROXY Ag+ o l'acqua ossigenata per più di un mese all'interno del serbatoio (**a).**

In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio (**a).**

👉 NOTA: per lo svuotamento del serbatoio si consiglia di utilizzare una cannula di aspirazione.





Svuotamento circuito idrico sistema W.H.E.

Questa funzione permette di svuotare il circuito idrico del sistema W.H.E. qualora il complesso odontoiatrico debba rimanere spento per molti giorni. Procedere come segue:

- Inserire sotto la fontanella bicchiere l'apposito contenitore (**c**) dato in dotazione ed attivare lo svuotamento del circuito idrico premendo per almeno 5 secondi il pulsante "Erogazione acqua al bicchiere".
- Attendere lo svuotamento del circuito idrico, un segnale acustico (3 BEEP) avviserà il termine dell'operazione.
- A questo punto è possibile spegnere l'unità operatoria.

NOTA: alla riaccensione il sistema W.H.E. si ripristinerà automaticamente.



7.4. Sistema di disinfezione BIOSTER S

Con il sistema BIOSTER S è possibile eseguire un ciclo di disinfezione delle condotte idriche di tutti gli strumenti posti sulla tavoletta medico, di uno strumento dinamico posto sulla tavoletta assistente e delle condotte acqua al bicchiere.

Per eseguire il ciclo di disinfezione operare come segue:

A) Preparazione della soluzione disinfettante:

- Versare dentro il serbatoio con fascia arancione PEROXY Ag+ senza diluizione (oppure acqua ossigenata al 3%).

NOTA: assicurarsi di riempire completamente il serbatoio.

B) Impostazione del ciclo BIOSTER S:

- Sostituire il serbatoio (**a**) con il serbatoio contenente il disinfettante ed attivare il sistema S.H.S. (vedere paragrafo 7.2.).

NOTA: il ciclo BIOSTER S è attivabile solo se il sistema S.H.S. /S è inserito (icona M accesa).

- Verificare che i rubinetti degli spray (**d**), posti nella parte inferiore della tavoletta, siano aperti (in caso contrario, non esce acqua o ne esce troppo poca).
- Posizionare sopra la bacinella l'apposito contenitore (**e**) degli strumenti da disinfettare.
- Inserire sotto la fontanella bicchiere l'apposito contenitore (**c**) dato in dotazione.
- Premere per almeno 2 secondi il pulsante sulla consolle medico per entrare nella modalità di impostazione del ciclo BIOSTER S.

NOTA: un segnale acustico (4 BEEP) associato alla comparsa sul display consolle di 5 simboli animati e dell'icona (**O**) confermerà l'entrata nella fase di preparazione.







- Inserire nel contenitore i cordoni degli strumenti da disinfettare. Sul display consolle verrà visualizzata la posizione degli strumenti estratti.

ATTENZIONE!

Per lo strumento siringa occorre utilizzare l'apposito adattatore (**f**) e deve avere il sistema di riscaldamento spento.

Il cordone del micromotore deve essere inserito completo di corpo motore.

La siringa posta sulla tavoletta assistente non è disinfettabile mediante il ciclo BIOSTER S.



C) Esecuzione del ciclo BIOSTER S:


- Avviare il ciclo BIOSTER S premendo brevemente una seconda volta il pulsante sulla consolle medico.

NOTA: un segnale acustico (1 BEEP) confermerà l'inizio del ciclo.

- La prima fase automatica è il riempimento delle condotte idriche con il disinfettante.


NOTA: nei primi 5 secondi viene erogato disinfettante anche dal bicchiere.

- Sul display consolle viene visualizzato il tempo rimanente al termine della fase di riempimento (durata 30 secondi).
- Al termine della fase di riempimento delle condotte idriche viene emesso un segnale acustico (1 BEEP) e sul display consolle compaiono 2 simboli animati associati ad un timer che segnala il tempo di contatto del disinfettante.



D) Tempo di contatto del disinfettante:

- Tempo di contatto predefinito e non modificabile: 600 secondi.
- Al termine della fase di contatto del disinfettante viene emesso per 1 minuto un segnale acustico (1 BEEP ogni secondo).



E) Fase di risciacquo delle condotte:

- Sostituire il serbatoio (a) contenente il liquido disinfettante con il serbatoio originale contenente acqua distillata ed attivare il sistema S.H.S. (vedere paragrafo 7.2.).


- Avviare la fase di risciacquo delle condotte premendo il pulsante sulla consolle medico.

NOTA: un segnale acustico (1 BEEP) confermerà l'inizio della fase di risciacquo.

- Sul display consolle viene visualizzato il tempo rimanente al termine della fase di risciacquo (durata 120 secondi).

NOTA: nei primi 20 secondi viene erogato liquido anche dal bicchiere.

- Al termine della fase di risciacquo viene emesso un segnale acustico (3 BEEP) e l'icona (O) inizia a lampeggiare.
- A questo punto è sufficiente riporre gli strumenti estratti per tornare alla condizione di lavoro.



ATTENZIONE!

- Alla fine delle fasi di disinfezione, assicurarsi di chiudere il serbatoio contenente il PEROXY Ag+ (esposto all'aria, la sua efficacia decade).
- Si consiglia di eseguire almeno un ciclo di disinfezione al giorno, preferibilmente al termine della giornata lavorativa.

Interruzione del ciclo BIOSTER S.

Durante la fase di impostazione, è possibile in ogni momento uscire dal ciclo BIOSTER S premendo il pulsante per almeno 2 secondi.

NOTA: il ciclo, una volta attivato, NON è più possibile interromperlo.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).

Conservazione del PEROXY Ag+.

Per una corretta conservazione del PEROXY Ag+ attenersi alle istruzioni del fabbricante riportate sulla confezione. È importante tenere la confezione ben chiusa e riporla in un luogo fresco (temperatura non superiore a 25°C).

ATTENZIONE!

Mai lasciare il PEROXY Ag+ o l'acqua ossigenata per più di un mese all'interno del serbatoio con fascia arancione. In caso di lunghe assenze dallo studio (ferie) è necessario, prima della partenza, svuotare completamente il serbatoio con fascia arancione.

7.5. Ciclo automatico di lavaggio strumenti (FLUSHING)

Descrizione del sistema.

Il ciclo automatico FLUSHING permette di eseguire un ciclo automatico di lavaggio per rinnovare l'acqua presente nelle condotte idriche degli strumenti posti sulla tavoletta medico e sulla tavoletta assistente.

Il lavaggio può avvenire con acqua di rete, con acqua trattata (se presente il sistema WHE) o con acqua distillata (se presente il sistema SHS)

Il tempo di durata del ciclo è di 2 minuti circa.

ATTENZIONE!

Si consiglia di eseguire un ciclo FLUSHING prima di iniziare la giornata di lavoro e nell'intervallo tra un paziente e l'altro.

Impostazione del ciclo FLUSHING.

- Se presente il sistema S.H.S. e si desidera eseguire il ciclo di lavaggio con acqua distillata, verificare che sul display consolle sia accesa la relativa icona (**M**) (vedere paragrafo 7.2.).

NOTA: si consiglia di eseguire il ciclo di lavaggio con il serbatoio contenente acqua distillata completamente pieno.

- Premere brevemente il pulsante sulla consolle medico per entrare nella modalità FLUSHING.

NOTA: un segnale acustico (3 BEEP) associato alla comparsa sul display consolle di 5 simboli animati e dell'icona (**O**) confermerà l'attivazione della modalità FLUSHING.

- Verificare che i rubinetti degli spray (**d**), posti nella parte inferiore della tavoletta, siano aperti (in caso contrario, non esce acqua o ne esce troppo poca).
- Posizionare sopra la bacinella l'apposito contenitore (**e**) degli strumenti da disinfettare.
- Inserire nel contenitore i cordoni degli strumenti da disinfettare. Sul display consolle verrà visualizzata la posizione degli strumenti estratti.

ATTENZIONE!

Per lo strumento siringa occorre utilizzare l'apposito adattatore (**f**) e deve avere il sistema di riscaldamento spento.

Il cordone del micromotore deve essere inserito completo di corpo motore.

NOTA: la siringa è sempre attiva quindi appena inserita nel contenitore degli strumenti inizierà subito ad erogare acqua.

Esecuzione del ciclo FLUSHING.

- Avviare il ciclo di lavaggio premendo una seconda volta il pulsante sulla consolle medico.

NOTA: un segnale acustico (1 BEEP) confermerà l'inizio del ciclo di lavaggio.





- Sul display consolle viene visualizzato il tempo rimanente al termine del ciclo di lavaggio (durata 120 secondi).
- Al termine del ciclo di lavaggio viene emesso un segnale acustico (1 BEEP) e l'icona (**O**) inizia a lampeggiare.
- A questo punto è sufficiente riporre gli strumenti estratti per tornare alla condizione di lavoro.

Interruzione del ciclo FLUSHING.

In ogni momento è possibile interrompere il ciclo di lavaggio premendo nuovamente il pulsante per almeno 2 secondi.

Messaggi di errore sul display consolle.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo visualizza sul display un messaggio di errore (vedere paragrafo 10.).



7.6. Sistema A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum Sistem)

Descrizione del sistema.

Questo sistema permette di detergere l'impianto di aspirazione chirurgica. Il sistema è dotato di un serbatoio (**a**) contenente il liquido detergente e di due attacchi (**b**) che vengono utilizzati per eseguire il lavaggio delle cannule di aspirazione.

Il serbatoio contenente liquido detergente ha una capacità complessiva di 500 cc.

Il ciclo di lavaggio è automatico e normalmente dovrebbe essere eseguito alla fine di ogni intervento a completamento del periodo di pulizia e disinfezione dell'unità operatoria.



ATTENZIONE!

Come liquido detergente si raccomanda l'uso di **STER 3 PLUS (CEFLA S.C)** diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Come avviare il ciclo di lavaggio.

Per avviare il ciclo di lavaggio operare come segue:

- Verificare che nel serbatoio (**a**) ci sia del liquido detergente.
- Estrarre entrambi i terminali cannula dai supporti della tavoletta assistente verificando che il motore dell'aspirazione entri in funzione.
- Aprire le chiusure meccaniche dei terminali cannule.
- Inserire i terminali cannule nei rispettivi attacchi (**b**) posti sotto il collettore. La depressione che si genera nei venturimetri innesca l'inizio del ciclo di lavaggio.

NOTA: la comparsa sul display consolle di 2 simboli animati segnala che il ciclo di lavaggio è in corso.

- Fasi operative del ciclo di lavaggio:
 - erogazione di acqua di rete per 50 sec. con funzionamento intermittente (2 sec. ON - 1 sec. OFF),
 - bloccaggio del flusso di acqua ed immissione di 10cc. di liquido detergente,
 - interruzione dell'immissione di liquido detergente e continuazione dell'aspirazione per 10 sec.
- L'interruzione del flusso aspirante con relativo arresto del motore determina la fine del ciclo di lavaggio. Un segnale acustico intermittente (3 BEEP) avviserà il termine del ciclo.
- Riporre i terminali cannule nei rispettivi supporti della tavoletta assistente.

Riempimento del serbatoio.

Quando il liquido detergente nel serbatoio (**a**) passa sotto il livello di minimo procedere come segue:



- Portare la poltrona alla massima altezza.
- Togliere il serbatoio ruotandolo in senso antiorario.
- Versare il liquido detergente nel serbatoio sino al suo completo riempimento.
- Montare nuovamente il serbatoio ruotandolo in senso orario.

Bloccaggio del ciclo di lavaggio.

Se il sistema rileva una condizione di funzionamento anomalo emette un segnale acustico intermittente (2 BEEP) e si blocca.

Verificare che il terminale cannula sia correttamente innestato sull'attacco di lavaggio e che la chiusura meccanica del terminale sia tutta aperta.

NOTA: rimuovendo le cause del blocco il ciclo di lavaggio si riavvia automaticamente.



7.7. Apertura/chiusura carter laterale idrico


Complessi odontoiatrici serie A5.

Apertura carter:

- aprire il carter laterale idrico (**a**) dopo aver sganciato la leva di blocco (**b**) premendola verso l'alto.

Chiusura carter:

- montare il carter, avendo cura di inserire i due innesti di aggancio negli appositi incastri dell'idrico,
- infine accostare al telaio idrico la parte inferiore del carter per far scattare nuovamente la leva di bloccaggio.




Complessi odontoiatrici serie A6 Plus.

Apertura carter:

- sbloccare il carter laterale idrico (**a**) azionando l'apposita maniglia (**h**),
- far scorrere il carter verso sinistra (vedi figura) e ruotarlo fino ad ottenere l'apertura completa.

Chiusura carter:

- chiudere il carter laterale idrico tenendolo come da figura,
- bloccare il carter facendolo scorrere verso destra fino al raggiungimento del fine corsa meccanico.




8. Accessori

8.1. Lampada operatoria

La lampada operatoria può essere di 3 modelli:

- ① **Lampada con sorgente luminosa alogena modello VENUS.**
Le istruzioni di utilizzo e manutenzione della lampada alogena modello VENUS sono disponibili in formato PDF scaricabile dall'area download del sito internet www.anthos.com.
- ② **Lampada con sorgente luminosa alogena modello VENUS PLUS.**
Le istruzioni di utilizzo e manutenzione della lampada alogena modello VENUS PLUS sono disponibili in formato PDF scaricabile dall'area download del sito internet www.anthos.com.
- ③ **Lampada con sorgente luminosa a LED modello VENUS PLUS -L.**
Per le istruzioni di utilizzo e manutenzione vedere paragrafo 8.1.1.



NOTA: durante le movimentazioni automatiche della poltrona la lampada si spegne automaticamente per evitare l'abbagliamento del paziente.

8.1.1. Lampada operatoria modello VENUS PLUS -L

Caratteristiche tecniche.

- Funzionamento: continuo.
- Tensione di alimentazione: 18 V~ 50/60 Hz.
- Potenza assorbita: 15 VA.
- Dimensioni spot luminoso: 65 mm X 165 mm.
- Lux: 50.000 (max).
- Temperatura di colore: 5.000 °K (+/- 5%).
- Temperatura massima su superfici accessibili (in uso normale): < 50°C.
- Protezione contro i pericoli elettrici: apparecchio di classe II tipo B.
- Sorgente luminosa: 2 LED multichip.
- Classificazione dell'apparecchiatura secondo le norme EN 62471:2008 e IEC 62471:2006 per la SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: Gruppo di Rischio 1.

Avvertenze di sicurezza.



ATTENZIONE!

- L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita solo da personale autorizzato.
- L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato (medico e paramedico) adeguatamente addestrato.
- Non applicare alcun peso in nessun punto dell'apparecchiatura, agire su di essa con la sola forza necessaria alla sua movimentazione.
- L'apparecchiatura dovrà essere sempre presidiata quando accesa, in particolare non dovrà mai essere lasciata incustodita in presenza di minori / incapaci o in genere di personale non autorizzato all'utilizzo.
- Non effettuare alcun intervento di manutenzione sull'apparecchiatura quando l'alimentazione è inserita; disinserire quindi l'alimentazione prima di intervenire.
- L'apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela di gas anestetico infiammabile con ossigeno o protossido d'azoto.
- Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con la lampada spenta ed a temperatura ambiente. Non vaporizzare direttamente il getto di liquido detergente su parti del gruppo ottico.
- L'apparecchiatura non è protetta contro la penetrazione di liquidi (IPX0).
- Non applicare protezioni anche trasparenti al gruppo ottico che possono creare ostruzione alle prese dell'aria di raffreddamento.


Descrizione.

- a) Sorgente luminosa costituita da 2 LED multichip.
- c) Maniglie staccabili ed autoclavabili.
- d) Interruttore per l'accensione.
- e) Manopola per la regolazione dell'intensità luminosa.
- k) Sensore NO TOUCH per l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa (optional).
- f) Braccio autobilanciato.

Accensione e spegnimento.

- Per accendere la lampada azionare l'interruttore (d) verso l'alto.
- Per spegnere la lampada azionare nuovamente l'interruttore (d) verso l'alto.

NOTA per lampade con sensore NO TOUCH: è possibile accendere e spegnere la lampada anche eseguendo un rapido passaggio della mano nel campo di sensibilità (5 cm) del sensore (k). Se al passaggio della mano la funzione di accensione/spegnimento non si attiva, si consiglia di ripetere l'operazione eseguendo il passaggio più lentamente.



Regolazione dell'intensità luminosa.

Ruotare la manopola (e):

- Senso orario: aumenta luminosità.
- Senso antiorario: diminuisce luminosità.

👉 NOTA per lampade con sensore NO TOUCH: è possibile eseguire la regolazione dell'intensità luminosa anche lasciando ferma la mano nel campo di sensibilità (5 cm) del sensore (k).


Alla partenza della funzione di regolazione la lampada emette una segnalazione acustica:

- 1 breve BEEP: incremento della luminosità.
- 2 brevi BEEP: decremento della luminosità.

Al raggiungimento del massimo o del minimo la lampada emette 2 BEEP lunghi e si arresta la funzione di regolazione.

Se la lampada è impostata al massimo, la funzione di regolazione decrementa la luminosità e il decremento si arresta quando si raggiunge il minimo o quando si toglie la mano dal sensore.


Se la lampada non è impostata al massimo (qualsiasi valore intermedio), la funzione di regolazione incrementa sempre la luminosità e l'incremento si arresta quando si raggiunge il massimo o quando si toglie la mano dal sensore.



Smontaggio delle maniglie.

Estrarre la maniglia dopo aver premuto il pulsante di sblocco (o).

👉 NOTA: per facilitare questa operazione si consiglia di tenere fermo il gruppo ottico con l'altra mano.



Pulizia e disinfezione.

⚠️ ATTENZIONE!

Eseguire queste operazioni a lampada spenta e dopo averla lasciata raffreddare.

Per la pulizia e la disinfezione utilizzare carta monouso morbida (evitare di utilizzare carta riciclata), non abrasiva, oppure garza sterile.

- **Bracci lampada e carter gruppo ottico:** pulire le parti esterne dell'apparecchiatura utilizzando STER 1 PLUS (CEFLA S.C.) o un prodotto analogo.
- **Schermo trasparente:** pulire utilizzando un panno morbido per vetri imbevuto di una soluzione di acqua e sapone neutro.

⚠️ ATTENZIONE!

Assolutamente non utilizzare prodotti contenenti alcool.

- **Maniglie removibili:** le maniglie sono sterilizzabili in autoclave a vapore d'acqua a 135°C (2 bar). Tempo minimo 15 min.

⚠️ ATTENZIONE!

- Per tutte le parti della lampada è tassativamente proibito l'impiego di sostanze abrasive e detergenti a base di trielina, benzina, acqueragia o solventi in genere.
- Non vaporizzare il prodotto scelto direttamente sul gruppo ottico.
- Ciò che viene utilizzato per la pulizia e la disinfezione deve essere gettato via al termine dell'operazione.

Manutenzione.

La lampada operatoria VENUS PLUS -L non necessita di particolari operazioni di manutenzione.

⚠️ ATTENZIONE!

Non vi sono parti riparabili sul campo. Qualora si presentasse un difetto di funzionamento si prega di chiamare l'Assistenza Tecnica.

Risoluzione dei problemi.

- **La sorgente luminosa non si accende agendo sull'apposito interruttore o sul sensore NO TOUCH (se presente).**

Verificare che l'alimentazione sia correttamente inserita poi chiamare l'Assistenza Tecnica.

- **L'intensità luminosa non varia agendo sull'apposita manopola o sul sensore NO TOUCH (se presente).**

Chiamare l'Assistenza Tecnica.

- **L'intensità luminosa si è notevolmente ridotta.**


- Verificare la regolazione dell'intensità luminosa agendo sull'apposita manopola.

- Pulire lo schermo frontale utilizzando un panno morbido.

Nel caso l'intensità luminosa non ritornasse ai valori iniziali, chiamare l'Assistenza Tecnica.

8.2. Monitor a palo lampada

Le istruzioni di utilizzo e manutenzione del monitor sono allegato al complesso odontoiatrico.



8.3. Tavoleta portatray ausiliaria (solo modelli A5 IDRICO SINGOLO e A5 CART)


Il vassoio portatray può contenere due tray formato standard.
 Agire sul pomello (**b**) per regolare il movimento verticale in funzione del carico:

- ruotare in senso orario per aumentare la resistenza (carichi pesanti).
- ruotare in senso antiorario per diminuire la resistenza (carichi leggeri).



ATTENZIONE!

Carico massimo ammesso sul vassoio: 3,5 Kg (senza negatoscopio) o 2,5 Kg (con negatoscopio).



8.4. Negatoscopio per panoramiche


Su tutte le tavolette medico versione INTERNATIONAL può essere applicato un negatoscopio per radiografie panoramiche.
 Le dimensioni dello schermo sono le seguenti: H=210mm, L=300mm.
 Per accendere il negatoscopio è sufficiente agire sull'apposito interruttore (**a**):



= Negatoscopio acceso.



= Negatoscopio spento.



8.5. Attacchi rapidi aria/acqua/230V

Gli attacchi rapidi aria/acqua/230V sono posti lateralmente sulla cassetta allacciamenti.



ATTENZIONE!


Spegnere l'apparecchiatura prima di collegare o scollegare le prese aria/acqua.

Dati tecnici.

- Presa di corrente: 230Vac 2A- in accordo con la norma IEC/EN 60320-2-2/F (solo su complessi odontoiatrici con alimentazione a 230Vac).
- Pressione attacco rapido aria: 6 Bar.
- Pressione attacco rapido acqua:
 - con acqua di rete, 2,5 Bar
 - con sistema S.H.S., 1,8 Bar
 - con sistema W.H.E., 3 Bar
- Portata attacco rapido acqua:
 - con acqua di rete, 1800 ml/min
 - con sistema S.H.S., 950 ml/min
 - con sistema W.H.E., 400 ml/min



NOTA: con sistema S.H.S., per utilizzare l'attacco rapido con acqua di rete occorre disabilitare il serbatoio dell'acqua distillata (vedere paragrafo 7.2.).



9. Manutenzione

Manutenzione preventiva

Cefla sc - Cefla Dental Group, in qualità di costruttore di complessi odontoiatrici, in accordo alle normative del settore IEC 60601-1 3.a Ed. - 2007, IEC 62353 ed alla Direttiva MDD 93/42, e successive modifiche intervenute, sui dispositivi medici, prescrive che le verifiche per la manutenzione preventiva, specificate nel Manuale di Servizio Tecnico e nel Libretto Garanzia e Manutenzione allegato al complesso odontoiatrico, vengano effettuate da personale tecnico autorizzato, almeno una volta ogni 12 mesi.



ATTENZIONE!

Eventuali riparazioni, modifiche o manomissioni, durante il periodo di garanzia, effettuate da personale non autorizzato da Cefla sc - Cefla Dental Group, determinano il decadimento della garanzia stessa.

Verifiche di sicurezza.

In conformità alla norma IEC 62353, le verifiche di sicurezza, specificate nel Manuale di Servizio Tecnico e nel Libretto Garanzia e Manutenzione allegato al complesso odontoiatrico, dovranno essere effettuate con la periodicità dettata dalla normativa locale vigente; in assenza di indicazioni specifiche, Cefla sc - Cefla Dental Group, in qualità di costruttore di complessi odontoiatrici, suggerisce una verifica almeno ogni 24 mesi all'installazione e dopo ogni intervento di riparazione/aggiornamento a carico delle parti elettriche a cui è applicata la tensione di rete.



ATTENZIONE!

La mancata osservazione di queste prescrizioni, può far decadere la responsabilità del costruttore su eventuali danni o malfunzionamenti delle apparecchiature.

9.1. Manutenzione degli strumenti

Le istruzioni di manutenzione degli strumenti sono allegato ad ogni strumento.




ATTENZIONE!

Si consiglia di eseguire le operazioni di manutenzione degli strumenti con apparecchiatura spenta.

9.2. Scarico della condensa

Questa operazione va effettuata giornalmente, prima di iniziare il lavoro. Operare come segue:

- mettere un recipiente sotto al rubinetto (**a**) posto sotto la parte idrico,
- svitare il pomello del rubinetto,
- una volta svuotato il serbatoio, chiudere il rubinetto serrando a fondo.



9.3. Pulizia filtri aspirazione chirurgica

Questa operazione va effettuata quotidianamente, al termine della giornata lavorativa.




ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia dei filtri aspirazione indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

Operare come segue:

- Estrarre i due filtri (**d**).
- Pulire/sostituire ogni filtro (codice 97461845).
- Rimontare i due filtri facendo attenzione ad eliminare eventuali residui di amalgama dall'imbocco della sede di ogni filtro.

NOTA: onde evitare possibili gocciolamenti di liquidi e secreti dal filtro che viene estratto, è buona norma, eseguire le suddette operazioni con la cannula in funzione.



9.4. Aspirazione chirurgica

L'aspirazione chirurgica deve essere igienizzata utilizzando un prodotto idoneo a tal uso.



ATTENZIONE!

Per la pulizia dell'impianto di aspirazione si raccomanda l'uso di **STER 3 PLUS (CEFLA S.C.)** diluito in soluzione al 6% (equivalente a 60 ml di prodotto in 1 litro di acqua).

Al termine di ogni intervento di chirurgia.

- Aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione preparata con il disinfettante scelto.
- Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave a vapore d'acqua a 135 °C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.

Alla fine di ogni giornata lavorativa.

- Aspirare con ciascuna cannula 1 litro di acqua alternando acqua e aria (tenendo la cannula alternativamente immersa in acqua e fuori dall'acqua).
- Terminato il risciacquo con acqua, aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione preparata con il disinfettante scelto.



ATTENZIONE!

L'uso di qualsiasi prodotto disinfettante deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni date dal fabbricante.





NOTA: al termine delle operazioni di disinfezione è buona norma aspirare solo aria per fare asciugare tutto l'impianto di aspirazione (5 minuti).

Una volta alla settimana.

Estrarre il corpo della cannula dal suo attacco cordone e lubrificare la guarnizioni O-Ring (o) utilizzando **S1-Protettivo per O-Ring (CEFLA S.C.)**.

Una volta all'anno.

Sostituire i tubi di aspirazione e i terminali porta-cannula.



9.5. Separatore chirurgico CATTANI

Al termine di ogni intervento di chirurgia.

- Aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione preparata con il disinfettante scelto.
- Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave a vapore d'acqua fino a 135° C (2 bar) rispettando le istruzioni dell'apparecchiatura.

Alla fine di ogni giornata lavorativa.

- Aspirare con ciascuna cannula 1 litro di acqua alternando acqua e aria (tenendo la cannula alternativamente immersa in acqua e fuori dall'acqua).
- Terminato il risciacquo con acqua, aspirare con ognuna delle cannule utilizzate circa mezzo litro di soluzione preparata con il disinfettante scelto.



NOTA: al termine delle operazioni di disinfezione è buona norma aspirare solo aria per fare asciugare tutto l'impianto di aspirazione (5 minuti).

Ogni 15 giorni.


- Pulire il vaso del separatore e le sonde utilizzando una spugna non abrasiva e del detergente neutro.
- Pulire la valvola di drenaggio del vaso del separatore utilizzando l'apposito scovolino.

Una volta all'anno.

- Da parte del tecnico: controllo dei sifoni e degli scarichi, controllo di tutti i tubi interni, delle plastiche e delle gomme soggette ad invecchiamento.

Prima di assentarsi dall'ambulatorio per alcuni giorni.

- Mettere in moto l'aspiratore, farlo funzionare per 20-30 minuti senza aspirare liquidi. Il gruppo aspirante si asciugherà completamente. Si eviterà così quelle formazioni di sali causata dall'umidità e dalle sostanze basiche, sali che talvolta possono far grippare la ventola e bloccare di conseguenza il motore.



Come smontare il vaso del separatore.




ATTENZIONE!

La seguente operazione deve essere tassativamente eseguita con i guanti indossati per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.



Complessi odontoiatrici serie A5:

- Portare la poltrona alla massima altezza.
- Aprire il carter laterale idrico (vedere paragrafo 7.7.).
- Ruotare la cassetta elettrica dopo aver sganciato il relativo fermo.
- Svuotare completamente il vaso del separatore schiacciando l'apposito pulsante temporizzato (**c**) posto sul coperchio.
- Se presente, sfilare la valvola (**s**) per impianti centralizzati.
- Ruotare e sollevare il vaso (**d**) fino al suo distacco dalla pompa di drenaggio (**k**).
- Sganciare il vaso (**d**) dal coperchio (**f**) sollevando i due elastici (**e**) laterali.
- Dopo aver effettuato le operazioni di pulizia rimontare il vaso (**d**) lubrificando preventivamente le guarnizioni O-Ring con **S1-Protettivo per O-Ring** (CEFLA S.C.).
- Infine richiudere il carter laterale idrico.



Complessi odontoiatrici serie A6 Plus:

- Portare la poltrona alla massima altezza.
- Aprire il carter laterale idrico (vedere paragrafo 7.7.).
- Ruotare la cassetta elettrica (**b**) e, se presente, il serbatoio (**a**) dell'acqua ossigenata.
- Svuotare completamente il vaso del separatore schiacciando l'apposito pulsante temporizzato (**c**) posto sul coperchio.
- Se presente, sfilare la valvola (**s**) per impianti centralizzati.
- Ruotare e sollevare il vaso fino al suo distacco dalla pompa di drenaggio (**k**).
- Sganciare il vaso (**d**) dal coperchio (**f**) sollevando i due elastici (**e**) laterali.
- Dopo aver effettuato le operazioni di pulizia rimontare il vaso (**d**) lubrificando preventivamente le guarnizioni O-Ring con **S1-Protettivo per O-Ring** (CEFLA S.C.).
- Infine riposizionare la cassetta elettrica, il serbatoio e richiudere il carter laterale idrico.



9.6. Separatore di amalgama CATTANI a gravità

Svuotamento del vaso separatore.

- Sollevare completamente la poltrona in modo da svuotare il più possibile il vaso dai liquidi di scarico.


ATTENZIONE!

Questa operazione deve essere tassativamente eseguita con i guanti indossati per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

- Togliere il vaso (m) svitandolo in senso anti-orario.
- Facendo riferimento alle apposite istruzioni CATTANI allegate all'apparecchio, svuotare il vaso nell'apposito contenitore a perdere (codice articolo 97290027).

ATTENZIONE!


Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.



9.7. Pulizia filtro aria di ritorno turbina

Controllare mensilmente il filtro (g) del contenitore di raccolta dell'olio presente nell'aria di ritorno della turbina.

In caso di necessità sostituire l'elemento filtrante (codice di ordinazione 97290014).



9.8. Separatore di amalgama METASYS

Le istruzioni di manutenzione del separatore di amalgama METASYS sono allegate all'apparecchio se lo stesso è equipaggiato con tale tipo di separatore.

Il dispositivo di controllo del separatore è situato all'interno dell'idrico.

ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia del separatore indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.

9.9. Separatore di amalgama DÜRR

Le istruzioni di manutenzione del separatore di amalgama DÜRR sono allegate all'apparecchio se lo stesso è equipaggiato con tale tipo di separatore.

Il dispositivo di controllo del separatore è situato all'interno dell'idrico.

ATTENZIONE!

Procedere alle operazioni di pulizia del separatore indossando i guanti per prevenire eventuali contatti con materiale infetto.

ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dei contenitori a perdere pieni di amalgama attenersi alle Normative locali e nazionali.

9.10. Poltrona

La poltrona non necessita di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia un controllo generale di funzionamento annuale da parte di un tecnico autorizzato ANTHOS.

10. Messaggi di errore sul display consolle

M = Messaggio
C = Causa
R = Rimedio

M: "E053"

C: Il livello dell'acqua ossigenata presente nel relativo serbatoio è sceso sotto il livello di minimo.
R: Riempire il serbatoio dell'acqua ossigenata (vedere paragrafo 7.3.).

M: "E059"

C: Malfunzionamento del sistema W.H.E.
R: Eseguire lo svuotamento del serbatoio interno W.H.E. e ripristinare il sistema (vedere paragrafo 7.3.).
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E060"

C: Malfunzionamento del sistema W.H.E.
R: Eseguire lo svuotamento del serbatoio interno W.H.E. e ripristinare il sistema (vedere paragrafo 7.3.).
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E065"

C: Il sistema cerca di eseguire una funzione che richiede attivo il sistema W.H.E.
R: Attivare il sistema W.H.E. (vedere paragrafo 7.3.).

M: "E100"

C: Lo strumento in quella posizione della tavoletta è stato automaticamente configurato con i dati di fabbrica.
R: Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: E109

C: Il ciclo BIOSTER S o FLUSHING è stato interrotto causa un errore interno.
R: Ripetere il ciclo BIOSTER S o FLUSHING (vedere paragrafo 7.4. o 7.5.).
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E200"

C: Malfunzionamento del ciclo di lavaggio cannule.
R: Controllare che i filtri siano puliti, che le cannule non siano chiuse o che il gruppo aspiratore funzioni correttamente poi ripetere il ciclo di lavaggio (vedere paragrafo 7.7.).
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E205"

C: Le cannule di aspirazione risultano estratte quando si accende il complesso odontoiatrico.
R: Verificare che le cannule di aspirazione siano posizionate correttamente nelle loro sedi.
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E206"

C: Uno strumento risulta estratto quando si accende il complesso odontoiatrico.
R: Verificare che tutti gli strumenti siano posizionati correttamente nelle loro sedi.
Se il messaggio di errore si presenta nuovamente chiamare l'Assistenza Tecnica.

M: "E300"

C: La lampada operatoria non si accende perchè manca la tensione di alimentazione.
R: Chiamare l'Assistenza Tecnica.



ATTENZIONE!

Per tutti gli altri messaggi di errore si consiglia di chiamare subito l'Assistenza Tecnica comunicando il numero dell'errore.


11. Dati tecnici

Pianta di installazione:	A5	97042086
	A6 Plus	97042086
	A5 SINGLE CART	97042061
Manuale tecnico:	A5	97071147
	A6 Plus	97071147
Catalogo ricambi unità operatoria:	97023117	
Catalogo ricambi poltrona:	97023117	
Peso massimo unità operatoria:	A5	90 Kg.
	A6 Plus	90 Kg.
Peso massimo poltrona dentistica:	A5	115 Kg.
	A6 Plus	115 Kg.
Portata massima poltrona dentistica:	190 Kg.	
Tensione nominale:	A5	230V~
	A6 Plus	230V~
Frequenza nominale:	50/60 Hz.	
Potenza assorbita:	A5	1500 W
	A6 Plus	1500 W
	A5 SINGLE CART	1000 W
Collegamento aria:	1/2 Gas.	
Pressione alimentazione aria:	6-8 bar.	
Portata alimentazione aria:	82 l/min.	
Collegamento acqua:	1/2 Gas.	
Pressione alimentazione idrica:	3-5 bar.	
Portata alimentazione idrica:	10 l/min	
Consumo acqua:	2 l/min.	


Durezza dell'acqua:	< 25 °f (14 °d).	
Collegamento scarico:	ø40 mm.	
Portata scarico:	10 l/min.	
Inclinazione del condotto di scarico:	10 mm/m.	
Collegamento aspirazione:	ø40 mm.	
Depressione di aspirazione (minimo):	65 mbar.	
Portata aspirazione:	450 l/min.	
Marchio di approvazione:	CE 0051	
Installazione elettrica conforme:	IEC 60364-7-710	
Dimensioni imballo riunito:	A5	1580x780x1130(h)
	A6 Plus	1580x780x1130(h)
	A5 SINGLE CART	1030x680x650(h)
Dimensioni imballo poltrona:	A5	1520x730x1030(h)
	A6 Plus	1520x730x1030(h)
Peso imballo riunito:	A5	140 Kg.
	A6 Plus	140 Kg.
	A5 SINGLE CART	55 Kg.
Peso imballo poltrona:	A5	140 Kg.
	A6 Plus	140 Kg.

FUSIBILI			
Identificazione	Valore	Protezione	Posizione
<i>Riunito.</i> Fusibile F2 Fusibile F4 Fusibile F5 Fusibile F6	T 8 A T 6,3 A T 6,3 A T 6,3 A	230 V~: Linea di alimentazione riunito. Protez. secondario: Idrico. Protez. secondario: Riunito. Protez. secondario: Lamp. operatoria.	Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti. Contenitore allacciamenti.
<i>Poltrona.</i> Fusibile F1	T 4 A	230 V~: Linea di alimentazione poltrona.	Contenitore allacciamenti.
<i>Attacchi rapidi.</i> Fusibile	T 2 A	230 V~: Linea di alimentazione presa elettrica.	Contenitore allacciamenti.
<i>Alimentatore MONITOR.</i> Fusibile	T 4 A	21 V~ : Linea di alimentazione MULTIMEDIA.	Zona scheda poltrona.


11.1. Caratteristiche dimensionali modello A5 CONTINENTAL




11.2. Caratteristiche dimensionali modello A5 INTERNATIONAL




11.3. Caratteristiche dimensionali modello A5 CART




11.5. Caratteristiche dimensionali modello A5 SINGLE CART



11.6. Caratteristiche dimensionali modello A6 Plus CONTINENTAL



11.7. Caratteristiche dimensionali modello A6 Plus INTERNATIONAL



12. Schema generale di manutenzione unità operatoria			
QUANDO	CHE COSA	COME	VEDI PARAGRAFO
Prima di iniziare la giornata di lavoro.	Scarico della condensa.	/	Vedi paragrafo 9.2.
Dopo ogni trattamento.	Manipolo contrangolo.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi documentazione allegata al manipolo.
	Turbina.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.4.
	Micromotore.	Disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.5.
	Ablatore.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.6.
	Siringa.	Sterilizzare o disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.3.
	Lampada polimerizzante.	Sterilizzare la fibra ottica, disinfettare l'esterno.	Vedi paragrafo 5.7.
	Telecamera C-U2.	Disinfettare l'esterno. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 5.8.
	Tubi aspirazione chirurgica.	Aspirare con ciascuna cannula circa 1/2 litro di soluzione igienizzante. Sterilizzare i terminali porta-cannula.	Vedi paragrafo 9.4.
In caso di bisogno	Bacinella.	Pulire con detergenti commerciali per materiali ceramici. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 7.1.
	Separatore CATTANI a gravità.	Svuotare il vaso separatore.	Vedi paragrafo 9.6.
	Separatore chirurgico METASYS.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Separatore chirurgico DÜRR.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Lampada operatoria.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Monitor a palo lampada.	Vedi documentazione allegata all'apparecchiatura.	/
	Cordoni strumento removibili.	Pulire con prodotto disinfettante idoneo attenendosi alle istruzioni del fabbricante. Spruzzare il prodotto su carta monouso morbida. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 5.
	Superfici verniciate e sellerie poltrona.	Pulire con prodotto disinfettante idoneo attenendosi alle istruzioni del fabbricante. Non impiegare prodotti abrasivi o acidi.	Vedi paragrafo 1.4.
Al termine della giornata di lavoro.	Filtro della bacinella.	Pulire il filtro in acqua corrente. Il contenuto deve essere smaltito separatamente.	Vedi paragrafo 7.1.
	Filtro aspirazione chirurgica.	Controllare il filtro e sostituirlo in caso di riduzione della portata di aspirazione (codice 97461845).	Vedi paragrafo 9.3.
	Tubi aspirazione chirurgica.	Aspirare con ciascuna cannula circa 1/2 litro di soluzione igienizzante, poi asciugare. Sterilizzare i terminali porta-cannula.	Vedi paragrafo 9.4.
	Aspirasaliva idraulico.	Pulire il filtro del terminale aspirasaliva.	Vedi paragrafo 6.6.
Ogni settimana.	Separatore chirurgico CATTANI.	Pulire il vaso separatore, la valvola di drenaggio e le sonde.	Vedi paragrafo 9.5.
	Terminali porta-cannula.	Lubrificare la guarnizione O-Ring.	Vedi paragrafo 9.4.
Ogni mese.	Filtro aria di ritorno turbina.	Controllare il filtro e, se necessario, sostituirlo (codice 97290014).	Vedi paragrafo 9.7.
Ogni anno.	Poltrona.	Chiamare l'Assistenza Tecnica per un controllo generale di funzionamento.	/

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ “CE / EU” / “CE / EU” CONFORMITY DECLARATION
DECLARATION DE CONFORMITÉ “CE / EU” / ERKLÄRUNG VON “CE / EU” ZUSTIMMUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD “CE / EU”
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE “CE / EU” / ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ “CE / EU” / ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ “CE / EU”
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE “CE / EU” / “CE / EU” UYGUNLUK BELGESİ

Prodotto tipo/ Product type :

Incollare in questo spazio l'etichetta del complesso odontoiatrico o di altra apparecchiatura o indicare modello e numero di matricola
Stick the label of the dental equipment or other device into this space or write model and serial number

Matr./ Serial N°:

- I Dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi
1) ai requisiti essenziali (Allegato I) presenti nella direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici (D.Lgs.46/97) e successive modifiche ed integrazioni (**dispositivo medico di Classe IIa**)
2) alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Rohs 2)
- GB We declare, on our sole responsibility, that the products referred to herein are in compliance with
1) the essential requirements (Annexe I) of Directive 93/42/EEC Medical devices (Leg. Decree 46/97) and subsequent amendments and integrations (**Class IIa medical device**)
2) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (Rohs 2)
- F Nous déclarons, sous notre complète responsabilité, que les produits auxquels la présente déclaration fait référence sont conformes
1) aux exigences essentielles (Annexe I) présentes dans la directive 93/42/CEE "Dispositifs médicaux" (Décr.L. 46/97) et modifications successives et intégrations (**dispositif médical de Classe IIa**)
2) à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Rohs 2)
- D Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit
1) den grundlegenden Anforderungen (Anhang I) der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte (Gesetzesverordnung 46/97) und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen (**medizinisches Gerät der Klasse IIa**)
2) der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Rohs 2)
- E Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos a los que esta declaración se refiere, están conformes con
1) los requisitos esenciales (Anexo I) presentes en la directiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (D. Leg. 46/97) y sucesivas modificaciones e integraciones (**dispositivo médico de Clase IIa**)
2) la directiva 2011/65/UE del Parlamento europeo y del Consejo del día 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Rohs 2)
- P Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos quais esta declaração se refere estão em conformidade
1) com os requisitos essenciais (Anexo I) presentes na diretiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (em Itália, transposta pelo Decreto Legislativo 46/97) e posteriores alterações e aditamentos (**dispositivo médico de Classe IIa**)
2) com a diretiva 2011/65/UE do Parlamento europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (Rohs 2)
- GR Δηλώνουμε με την αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα
1) με τις βασικές απαιτήσεις (Προσάρτημα I) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ν. Διάτ.46/97) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις (**ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας IIa**)
2) με την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Rohs 2)
- PY Под нашу исключительную ответственность заявляем, что изделия, к которым относится данная декларация, соответствуют
1) основным требованиям (Приложение I) директивы 93/42/ЕЭС Медицинские устройства (Законодательный указ № 46/97) и последующим изменениям и дополнениям (**медицинское устройство Класса IIa**)
2) директиве 2011/65/ЕС Европарламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Rohs 2)
- PL Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty objęte niniejszym oświadczeniem są zgodne:
1) z zasadniczymi wymaganiami (Załącznik I) przewidzianymi dyrektywą 93/42/EWG WYROBY MEDYCZNE (D. z mocą ustawy 46/97) wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (**wyrób medyczny Klasa IIa**)
2) z dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określonych niebezpiecznych substancji (Rohs 2)
- TR Bu beyannamede bahsi geçen ürünlerin aşağıda belirtilenlere uygun olduğunu kendi münhasır sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
1) (Kanun hükmünde Kararname 46/97) Medikal Aygıtlar 93/42/CEE direktifinde mevcut (Ek 1) ana gereklilikler ve sonraki değişiklikler ve eklemelerde belirtilenler (**IIa sınıf medikal aygıt**)
2) 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin "Elektrikli ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar" 2011/65/UE direktifi (Rohs 2)

Imola, li _____

Bussolari Paolo
Managing Director