

Adhesive Resin Cement

ESTECM

CE 0120
REF BIS02

ENGLISH

Read all information, precautions and notes before using.

■ PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

1. ESTECM is a dual-cure (light and/or self-cure), radiopaque, adhesive resin cement system with excellent handling, aesthetic and adhesive properties to teeth and all prosthetic materials. The main components of the ESTECM KIT are the PASTE (A/B) and primers. The PASTE is dispensed in two auto-mix syringes. The primer component in the KIT consists of (Universal, Clear, and White) which are used to bond to ceramic and composite materials. (Universal, Clear, and White) are the prime components in the KIT of ESTECM. The PASTE is dispensed in two auto-mix syringes. The primer component in the KIT of ESTECM is BOND A and BOND B and TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER (A/B). ESTELINK enhances the adhesion of PASTE to tooth structure. TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER enhances the adhesion of PASTE to prosthetic materials.

2. The PASTE contains Bisphenol A diglycidylmethacrylate (Bis-GMA), triethyleneglycol dimethacrylate (Bis-MPEPP), Peroxide, Camphorquinone and Silica-Zirconia Filler (Filler Load 74 w%).

3. The ESTELINK contains Phosphoric acid monomer, Bisphenol A di(2-hydroxy propoxy) dimethacrylate (Bis-GMA), triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA), 1,6-bis (methacryloyloxy) hexane (UDMA), ethanol and acetone.

■ CEMENTATION

- Cementation of crowns, bridges, inlays, and onlays made of glass/oxide ceramics (porcelain, zirconia, alumina), metal/alloys (precious and non-precious) and resin materials including inorganic filler (composite materials).

- Repair of fractured porcelain fixed to metal crowns and all ceramic restorations.

- Cementation of veneers.

- Cementation of adhesion bridges.

- Cementation of metal or resin cores, metal or glass-fiber posts.

■ CEMENTATION OF CROWNS, BRIDGES, INLAYS, AND ONLAYS MADE OF GLASS/OXIDE CERAMICS (PORCELAIN, ZIRCONIA, ALUMINA), METAL/ALLOYS (PRECIOUS AND NON-PRECIOUS) AND RESIN MATERIALS INCLUDING INORGANIC FILLER (COMPOSITE MATERIALS)

- Cementation of crowns, bridges, inlays, and onlays made of glass/oxide ceramics (porcelain, zirconia, alumina), metal/alloys (precious and non-precious) and resin materials including inorganic filler (composite materials).

- Repair of fractured porcelain fixed to metal crowns and all ceramic restorations.

- Cementation of veneers.

- Cementation of adhesion bridges.

- Cementation of metal or resin cores, metal or glass-fiber posts.

■ PRECAUTIONS

1) Use ESTELINK and/or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER as primers for the PASTE. DO NOT use other primers or adhesives as primer for the adhesive surfaces.

2) DO NOT use ESTECM for any purpose other than those listed in these instructions. Use ESTECM only as dental keratin.

3) ESTECM is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.

4) DO NOT use the ESTECM KIT, PASTE, ESTELINK or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.

5) If ESTECM causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinued its use immediately.

6) Use examination gloves (plastic, vinyl or latex) at all times when handling ESTECM to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If the PASTE, ESTELINK or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, wash hands thoroughly with water as soon as possible.

7) Avoid contact of the PASTE, ESTELINK or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER with eyes, mucous membranes, skin and clothing.

- If the PASTE, ESTELINK or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER comes in contact with the eyes, flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.

- If the PASTE, ESTELINK or TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water. Use a clean aspirator to prevent spatter of the primer.

- If saliva, blood, or other fluids contaminating the applied ESTELINK, thoroughly rinse with water, dry and re-apply fresh ESTELINK.

- DO NOT wait too long after the application of ESTELINK; this will lead to the possibility of the restoration not seating properly with cementation. Air dry within 30 seconds after application, to ensure the appropriate film thickness.

8) Cementation and Final Bonding

1) Mix and Applying PASTE A and B

- Before dispensing, remove the cap from auto-mix syringe, and squeeze out a small quantity of paste A and B, making sure equal amounts are being dispersed through the two outlets of the syringe.

- How to remove the cap: turn the cap 1/4 of a turn counter-clockwise to align the projections on the cap with the two outlets of the syringe. Holding the base of the cap, turn the cap 1/4 of a turn clockwise to press down air.

- DO NOT allow PASTE A to come into contact with PASTE B, there is a possibility of hardening of the PASTE at the tip of contact. Wipe the excess PASTE from the tip of syringe with a clean cloth or tissue before using a new mixing tip.

Attack a new tip to the syringe, squeeze PASTE (A and B) from the syringe and apply the PASTE to the tooth.

- If equal amounts of PASTE A and B are not dispersed, there is a possibility of poor polymerization. Ensure equal amounts are being dispersed through the two outlets of the syringe prior to attaching a mixing tip.

- How to attach the mixing tip: align the projections on the adapter with the grooves in the syringe as closely as possible, and turn the mixing tip 1/4 of a turn clockwise to lock it in place.

- Be sure to attach a mixing tip to the syringe when applying the PASTE to the surface of the restoration.

- After use, remove the mixing tip from auto-mix syringe and replace the cap of the auto-mix syringe.

2) Placement of the Restoration

Place the restoration on the tooth with firm pressure. Any excess PASTE at the margin can be removed with a brush tip.

- DO NOT apply the PASTE to the adherent surface treated with ESTELINK to avoid re-setting of the PASTE. Especially when the use of cementing posts, never place the PASTE on the post canal. Be sure to apply the PASTE to the post and then place into the root canal. ESTELINK will accelerate the setting of the PASTE.

- To keep the appropriate film thickness, seat the restoration as soon as possible after the application of the PASTE (within 1 minute after dispensing), if not there is a possibility that the restoration does not seat properly with cementation.

3) Mixing and Mixing Paste

There are two methods for removal of excess PASTE:

a) When using the light-cure method

Once the restoration is seated, light-cure the excess PASTE with a dental curing light for 2 to 4 seconds. The gel state of the excess PASTE can be easily removed.

- Excess light curing will lead to difficult removal of the excess cement.

b) By using the self-cure method

The gel state of the excess cement can be easily removed within 1 to 3.5 minutes after seating.

- Waiting more than 3.5 minutes after seating will lead to difficult removal of the excess cement.

c) The setting time of the PASTE may change (approximately 20 seconds at the maximum) depending on the oral temperature in each clinical case.

4) Final Adjustment

a) Final PASTE hardening

- In case of translucent restoration materials such as ceramics or composite materials.

- Remove the PASTE on the seated restoration for 20 seconds or more. When the adhesive area is too large to be completed by a single light-cure, multiple cures are recommended.

- Confirm that the light-curing unit has sufficient intensity (>500mW/cm²) before using.

- Note that using a cracked light guide will lower the intensity.

b) Removal of translucent restoration materials such as metal.

- Light-cure along margins for 20 seconds or more, then allow the PASTE to set for 8 minutes with the patient applying normal occlusal pressure to the restoration.

2) Finishing

Cheat patient's bite, if necessary. Re-polish the restoration with material of choice.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the user to ensure that this product is suitable for an appropriate application before use.

3) To avoid unexpected hardening of the PASTE, after each use remove the mixing-tip from the auto-mix syringe. Using a clean cloth or tissue wipe the excess paste from the tip of syringe prior to recapping the syringe using the cap provided with the syringe at the time of purchase.

■ PRECAUTIONS FOR PASTE

1) Use the mixing-tip included in this KIT when extruding the mixed PASTE.

2) Use a clean instrument or explorer for the application or removal of the PASTE.

3) To avoid unexpected hardening of the PASTE, after each use remove the mixing-tip from the auto-mix syringe. Using a clean cloth or tissue wipe the excess paste from the tip of syringe prior to recapping the syringe using the cap provided with the syringe at the time of purchase.

■ PRECAUTIONS FOR ESTELINK

1) To avoid splashing the liquid, the bottles of ESTELINK should not be opened immediately after taking out of the refrigerator.

2) Use the rubber dispensing well provided when dispensing and mixing of ESTELINK. If the liquid is not dispensed into the rubber dispensing well it may be difficult to remove the cured ESTELINK from dispensing well. The cured ESTELINK can be removed by inverting the rubber.

3) Some materials and medicaments (hemostatic material) inhibit setting/adhesion of ESTELINK for an extended period even after careful meticulous cleansing with water. DO NOT USE products which contain:

- aluminum chloride;

- ferric sulfate;

- calcium sulfate;

- aluminum sulfite;

- aluminum fluoride [molecular formula: Ag(NH₃)₂F].

4) ESTELINK does not adhere to tooth structure immediately after applications of materials which contain:

- hydrogen peroxide (oxido).

- sodium hypochlorite.

WARNING: Avoid the use of these materials on the day of cementation, however these materials can be used for post canal treatment as the inhibition caused by these materials usually evaporates within five days.

5) Make sure to hold the bottles of ESTELINK BOND A and B vertically when dispensing. Do not hold the bottle diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the primer to flow back into the nozzle and become contaminated.

■ PRECAUTIONS FOR UNIVERSAL PRIMER

1) To avoid contamination, the bottles of TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER should not be opened immediately after taking out of the refrigerator.

2) Be sure to hold the bottles of TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER A and B vertically when dispensing. Do not hold the bottle diagonally or horizontally while dispensing; this could cause the primer to flow back into the nozzle and become contaminated.

■ STORAGE

1) Store under refrigeration at temperatures between 0 to 10°C (32 to 50°F).

2) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.

3) DO NOT use after indicated expiration date on the syringe/bottle/package.

■ DISPOSAL

- To dispose of the PASTE, extrude unused paste from the auto-mix syringe, mix and allow paste to harden before disposal.

- Use of ESTELINK and TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER is to be disposed into an inert absorbent material such as gauze or cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

■ CLINICAL PROCEDURES

1. **Tooth Preparation**

Remove contamination from the tooth surface such as plaque, temporary cement residue, oil or debris to test crown fit, or from a hand-piece, saliva, blood and exudate fluids by brush and/or water spray, ultrasound scaling or cleaning the surface of the tooth with alcohol. Thoroughly rinse and dry the surface.

- If there is an adherent surface including uncet enamel, apply etching agent to the uncet enamel.

- DO NOT desicate the vital tooth. Desication can lead to post-operative sensitivity.

2. **Restoration Preparation**

Follow the procedure shown below, depending on the material to be restored.

1) Ceramics other than Porcelain, and Composite materials

Roughen the interior of the restoration by sandblasting (0.1 to 0.2MPa), air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

2) Metals

DO NOT roughen the surface: Prepare the interior of the restoration, providing a clean and fresh surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

3) Metal restorations

Roughen the area by sandblasting (0.1 to 0.5MPa), air abrasion or grinding with a diamond bur using a slow speed to prepare the surface for adhesion. Thoroughly rinse and dry the surface.

4) When using the sandblaster or air abrasion, use at least 30 to 50 micron grit of alumina powder.

- If unable to roughen, then thoroughly rinse and dry.

- The substances listed below inhibit adhesion and must be removed from the adhesive surface by mechanical cleaning or alcohol soaking. Clean the restoration after adjustment is complete.

1) Gypsum and investment

- Etch the area with 10% hydrochloric acid (10w/v).

2) Oil/grease

- Remove the oil/grease with acetone.

3) Plaque, tartar, salvia, blood and exudate fluids

- If necessary, protect the surface not being bonded with metal separator, paraffin film, Vaseline, etc.

4) Auto-clave, sterilization

- If autoclaved, soak the surface with 10% hydrochloric acid (10w/v).

5) Impacted dentition

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

6) Enamel

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

7) Resins, composite materials

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

8) Ceramics

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

9) Metal restorations

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

10) Metal restorations

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

11) Metal restorations

- Use 10% hydrochloric acid (10w/v).

12) Metal restorations

- Reparación de porcelana fracturada en coronas metal-cerámica y todo tipo de restauraciones cerámicas.

- Cementación de carillas.

- Cementación de puentes adhesivos.

- Cementación de postes metálicos o de resina, pernos metálicos o de fibra de vidrio.

CONTRAINDICACIONES

ESTECEM no se debe aplicar sobre materiales metacrilicos, solventes y ácidos orgánicos. NO USE ESTECEM con pacientes alérgicos o hipersensibles a los monómeros metacrilicos, monómeros relacionados, solventes orgánicos y ácidos.

PRECAUCIONES

1) Use ESTELINK y/o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER como primers para la el cemento ESTECM PASTE. NO use otros primers o adhesivos como tratamiento de superficies adhesivas.

2) NO use ESTECM para otros fines aparte de los indicados en las instrucciones. Use ESTECM tal como se explica en estas instrucciones.

3) ESTECM está concebido para venta y uso únicamente a profesionales acreditados de odontología. No está concebido para la venta ni puede ser usado por parte de profesionales de otros campos aparte de la odontología.

4) NO use ESTECM KIT, PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER si los componentes de seguridad están rasgados o presentan signos de haber sido alterados.

5) El ESTECM provoca una reacción alérgica o hipersensibilidad, interrumpe su uso inmediatamente.

6) Use guantes de exploración (plástico, vinilo o látex) siempre que maneje ESTECM para evitar la posibilidad de que aparezcan reacciones alérgicas provocadas por los monómeros resinosos. Note: Ciertas sustancias/males pueden penetrar a través de los guantes de exploración. Si ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER entran en contacto con las manos con los guantes de exploración, quíteselos, arrojelos a la basura y lávese bien las manos con agua lo antes posible.

7) Evite el contacto de PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER con los ojos, las membranas mucosas, la piel y la ropa.

- Si ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER entra en contacto con los ojos, láveselos bien con agua y póngase en contacto inmediatamente con un oftalmólogo.

- Si PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER entra en contacto con las membranas mucosas, láveselos bien con agua y póngase en contacto con un dentista o la restauración dental más cercana. Las áreas afectadas por ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER pueden emblandecerse debido a la coagulación de proteínas, pero dicho blanqueamiento debería desaparecer en un plazo de 24 horas. Si transcurridas 24 horas no desaparece el blanqueamiento, póngase en contacto con un médico y avise de ello al paciente.

- Si PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER entra en contacto con la piel o la ropa, imprégne inmediatamente el área con abundante alcohol con ayuda de un bastoncillo o una gasa.

- Dé instrucciones al paciente para que se enjuague la boca inmediatamente después del tratamiento.

8) PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER no deben ser ingeridos o inhalados. Su ingestión o aspiración pueden provocar daños graves.

9) A fin de evitar la ingestión intencionada de PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER, no deje el producto desatendido al alcance de pacientes o menores.

10) NO exponga ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER al vapor al fuego, ya que son inflamables.

11) NO usa dispensadores de otros fabricantes.

12) Al de prevent contaminación cruzada o disminución de la fuerza de adhesión, NO reutilice el aplicador desecharle. Limpie bien el pocillo del dispensador de caucho con alcohol desnaturalizado cada vez que se usa.

13) No use ESTELINK directamente sobre la cavidad cercana a la pulpa. Se recomienda proteger la pulpa previamente. NO USE MATERIALES A BASE DE EUGENOL para proteger la pulpa, ya que dichos materiales inhibirían el curado de ESTELINK.

14) Cuando use una unidad de fotocurado, utilice siempre protectores oculares o gafas.

15) Tenga en cuenta que si una restauración se ha desprendido por maloclusión o bruxismo (como apretar o golpetear los dientes), la restauración cementada puede desprendirse de nuevo.

16) NO mezcle PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER con pastas, primers o adhesivos de otras marcas.

17) Debe asegurarse que PASTE, ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER alcancen la temperatura ambiente antes de su uso. Después de sacar el producto del refrigerador, déjelo fuera 20 minutos hasta que adquiera la temperatura ambiente.

PRECAUCIONES PARA PASTE

1) No mezcle PASTE en la jeringa KIT para extraer la mezcla de PASTE.

2) Use un instrumento limpio o un explorador para aplicar o aplicar PASTE.

3) A fin de evitar un endurecimiento imprevisto de PASTE, después de cada uso saque la punta de mezcla de la jeringa de automezcla. Limpie el exceso de pasta de la punta de la jeringa con un paño limpio o pañuelo de papel antes de volver a ponerla la tapa incluida en el paquete de compra.

PRECAUCIONES PARA ESTELINK

1) A fin de evitar la adherencia debiera evitarse abrir las botellas de ESTELINK inmediatamente después de sacarlas del refrigerador.

2) Use el pozo del dispensador de caucho para dispensar y mezclar ESTELINK. Si no se usa el dispensador de caucho podría resultar difícil de retirar ESTELINK de otro tipo de dispensadores. Los restos del ESTELINK endurecido pueden retrase invirtiendo el dispensador de caucho.

3) Aluminio, cerámica y medicamentos (material hermético) inhiben la polimerización/adhesión de ESTELINK durante un largo período de tiempo incluso después de haber realizado una limpieza exhaustiva con agua. NO USE productos que contengan:

- eugenol,
- cloruro de aluminio,
- sulfato ferroico,
- sulfato de calcio,
- sulfato de aluminio,
- fluoruro diámico de plata [fórmula molecular: $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{F}$].

4) ESTELINK no se adhiere a estructuras dentales inmediatamente después de la aplicación de la mezcla.

5) Se recomienda evitar el uso de dichos materiales el día de la cementación. Sin embargo, pueden usarse estos materiales para el tratamiento de conductos, ya que la inhibición provocada por estos materiales suele desaparecer dentro de un plazo de cinco días.

5) No aplique PASTE A y B en la misma jeringa. Coloque la mezcla de PASTE en la posición vertical durante el proceso de dispensación. No las ponga en diagonal o horizontal, ya que podría provocar que el primer alcance la boquilla y se contamine.

PRECAUCIONES PARA UNIVERSAL PRIMER

1) A fin de evitar las salpicaduras, deberá evitarse abrir las botellas de TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER inmediatamente después de sacarlas del refrigerador.

2) Asegúrese de mantener las botellas de TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER A y B en posición vertical durante el proceso de dispensación. No ponga en diagonal u horizontal, ya que podrían provocar que el primer alcance la boquilla y se contamine.

ALMACENAMIENTO

1) Almacene los productos en un lugar refrigerado a un temperatura que oscile entre 0 y 10 °C (de 32 a 50°F).

2) Evite la exposición directa al sol y mantenga los productos alejados de una fuente de calor, chispas o llamas.

3) NO use los productos después de la fecha de caducidad indicada en jeringa/botella/paquete.

ELIMINACIÓN

- Extraiga la pasta y usar de la jeringa de automezcla, mezclela y deje que se endurezca para aplicar PASTE.

- Los restos de ESTELINK o TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER no usados deben ser absorbidos por medio de un material absorbente inerte, como una gasa o algodón, y eliminados de acuerdo con las normativas locales.

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

1. Preparación del diente

Retire de la superficie del diente con un cepillo y pasta de dientes pmez y con limpieza ultrasonica. Elimine tales como placa, restos de cemento temporal, aceite de materiales empleados para la prueba de restauraciones, restos procedentes de piezas de mano, saliva, sangre, fluidos de exudación; o límpie la superficie del diente con alcohol. Enjuague bien y seque la superficie.

- Si hay una superficie que incluya esmalte no fresado, aplique un decapante a ese esmalte.

- NO seque la parte vital del diente. Su desecación podría provocar sensibilidad postoperatoria.

2. Preparación para la restauración

Siga el procedimiento que se explica a continuación, de acuerdo con el material que vaya a restaurar:

1) Composite o materiales compuestos

Pulir el interior de la restauración mediante chorro de arena (de 0.1 a 0.2 MPa), abrasión por aire o pulido con una punta de diamante a baja velocidad para preparar la superficie para la adhesión. Enjuague bien y seque la superficie.

- Si el chorro de arena o abrasión por aire, use al menos entre 30 y 50 micras de polvo de aluminio.

- Si no consigue pulir o preparar la superficie de adhesión, decape la zona de adhesión con ácido fosforico. Despues enjuague bien y seque.

- Las sustancias que a continuación impiden la adhesión por lo que deben ser removidas de la superficie de adhesión mediante limpieza mecánica o alcohol. Limpie la restauración después de finalizar su ajuste:

1) Yeso y revestimiento.

2) Aceite de silicona proveniente del materiales empleados para comprobar el ajuste

3) Vapor de acetato y piezas de mano

4) Resinas y compuestos de exudación

- En caso de que fuese necesario, proteja la superficie que no vaya a adherir con una matriz metálica, una capa de parafina, teflón, etc.

3. Tratamiento previo a la restauración con TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER

1) Dispensación

Puede que TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER alcance la temperatura ambiente antes de su uso. Retire la tapa, abra la botella y vierta en el pocillo de dispensación una gota de TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER A y otra de B. Mezcle bien con un aplicador desecharable.

- Termine la aplicación dentro de un plazo de 5 minutos después de haber dispensado el producto, ya que TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER contiene solventes volátiles.

- Limpie el exceso de primer de la punta de la boquilla antes de su cierre.

- Inmediatamente después de la dispensación, tape bien las botellas de TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER A y B.

2) Aplicación

Aplique la mezcla del primer mediante el aplicador desecharable sobre la superficie que desechará y espere 10 segundos.

- Asegúrese de que la imprimación cubra todas las superficies donde se aplicará el adhesivo.

- NO aplique en exceso. Una o dos aplicaciones de TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER son suficientes. Una capa demasiado gruesa puede provocar una mala adhesión.

- NO permita que entre en contacto con la superficie de adhesión saliva, sangre, aceite, agua, etc. Si se observa la superficie tratada, lave bien con agua, seque y vuelva a aplicar el primer.

3) Secado o cure

Aplique una suave sobre la superficie con una jeringa de aire/agua que no contenga rastros de aceite. Use un aplicador para prevenir salpicaduras del primer.

- Asegúrese de que la superficie esté seca después de aplicar TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER. Un secado incompleto puede provocar una mala adhesión.

4. Tratamiento previo del cliente (substrato adhesivo) con ESTELINK

Si el substrato adhesivo contiene cerámica, porcelana, compuestos y/o metales, aplique TOKUYAMA UNIVERSAL PRIMER y sequé antes de la aplicación de ESTELINK.

Después de la aplicación:

Permita que ESTELINK alcance la temperatura ambiente antes de su uso. Retire la tapa, abra la botella y vierta en el pozo del dispensador una gota de ESTELINK BOND A y otra de B. Mezcle bien con un aplicador desecharable.

- Termine la aplicación dentro de un plazo de 1 minuto después de haber dispensado el primer. ESTELINK contiene solventes volátiles. Después de mezclar el color de ESTELINK irá cambiando gradualmente debido a la reacción del catalizador de ESTELINK. Este cambio es normal y no significa que haya sucedido problema alguno con ESTELINK.

- Limpie el exceso de ESTELINK de la punta de la boquilla antes de su cierre.

- Limpie la jeringa después de la dispensación, tape bien las botellas de ESTELINK BOND A y B.

2) Aplicación

Aplique la mezcla de ESTELINK con el aplicador desecharable sobre la superficie que desea adherir y espere 10 segundos.

- Asegúrese de que la superficie de ESTELINK cubre todas las superficies donde se aplicará PASTE.

- Si ESTELINK se acumula en la base de la cavidad o en un angulo cavosuperficie y es demasiado abundante para evaporarse, retire el exceso con la punta de un papel o con un aplicador desecharable nuevo y espere 10 segundos.

- Tenga cuidado de no permitir que ESTELINK fluya en exceso al área subgingival. Si ESTELINK entra en la zona subgingival, lave bien con agua y sequé la zona.

- NO aplique PASTE en el tiempo después de la aplicación de ESTELINK. Si lo hace, existe la posibilidad de que la restauración no se asiente bien con la adhesión. Sequé con aire en un plazo de 30 segundos después de la aplicación para garantizar un grosor adecuado de la capa.

3) Secado con aire

Aplique la mezcla suavemente y de forma continua por medio de una jeringa de aire/agua sin rastros de aceite sobre la superficie de ESTELINK hasta que la capa líquida de ESTELINK se mantenga firme en la misma posición y sin moverse. Finalice aplicando aire fuerte sobre la superficie. Use un aspirador de vacío para prevenir salpicaduras del primer.

- Si durante la aplicación de ESTELINK este se contamina con saliva, sangre u otros.

- No lave la ESTELINK con agua a menos que se produzca una contaminación no intencional.

5. Cementación y adhesión final

1) Mezcla y aplicación de PASTE A y B

- Antes de cada uso, retire la tapa de la jeringa de automezcla, purgue una pequeña cantidad de las pastas A y B y seguidamente de dispensar cantidades idénticas a través de los dos orificios de la jeringa.

- Como quitar la tapa: gire la tapa 1/4 de giro en sentido contrario a las agujas del reloj, alinee los tubos y las ranuras de la jeringa. Sujete la base de la tapa y retire girando y pulsando hacia abajo.

- No aplique que PASTE A se encuentra en contacto con PASTE B porque existe la posibilidad de que se produzca un endurecimiento prematuro de PASTE en la punta de la jeringa. Limpie el exceso de PASTE de la punta de la jeringa con un paño limpio o un pañuelo de papel antes de usar una nueva punta de mezcla.

- Cómo acoplar la punta de mezcla alinear las tubos del adaptador con las ranuras en la punta de la jeringa con la mayor precisión posible y gire la punta de mezcla 1/4 de giro en sentido de las agujas del reloj para sujetarla y bloquearla en su lugar.

- Asegúrese de aplicar la punta de mezcla a la jeringa cuando aplique PASTE a la superficie de restauración.

- Si no dispone cantidades idénticas de PASTE A y B, existe la posibilidad de que se produzca una polimerización. Asegúrese de dispensar cantidades idénticas a través de los dos orificios de la jeringa antes de aplicar la mezcla.

- Cómo acoplar la punta de mezcla alinear las tubos del adaptador con las ranuras en la punta de la jeringa con la mayor precisión posible y gire la punta de mezcla 1/4 de giro en sentido de las agujas del reloj para sujetarla y bloquearla en su lugar.

- Despues de su uso, retire la punta de mezcla de la jeringa y vuelva a poner la tapa de la jeringa de automezcla.

2) Colocación

Coloque la restauración sobre el diente con una presión firme. El exceso de PASTE en los márgenes puede retirarse con la punta de un cepillo.