

innofit

easy tech, easy life

DOLCE TEPORE



INN-051
MANUALE D'USO

USER MANUAL

Vi ringraziamo per aver acquistato **DOLCE TEPORE INNOFIT INN-051**, borsa dell'acqua calda pronta all'uso. Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservare questo manuale per un utilizzo futuro.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA



Non utilizzare il prodotto quando è collegato alla rete (fase di riscaldamento). Una volta che il prodotto si è riscaldato, scollegarlo dalla rete ed utilizzarlo.

Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti. Non utilizzate il prodotto, se il cavo d'alimentazione o la presa dovessero essere danneggiati, se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l'apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato. Staccare sempre la spina ogni qualvolta si noti un'anomalia nel funzionamento.

Tirare sempre per la spina e mai per il cavo.

Non perforare il tessuto del prodotto e verificare che si presenti integro prima di ogni utilizzo. Non ingerire il liquido contenuto nella borsa. Non cercare in alcun caso di cambiare l'acqua contenuta nella borsa. Prima di collegare l'apparecchio alla rete, verificare che il voltaggio indicato sull'apposita targhetta corrisponda a quello della vostra presa di corrente.

Non riporre mai il prodotto in luoghi da dove potrebbe facilmente cadere nel lavandino o nella vasca da bagno. Non immergere mai il prodotto nell'acqua o in altri liquidi.

Nel caso in cui l'apparecchio dovesse cadere in acqua **NON CERCARE MAI DI RECUPERARLO!**

Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili. Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia. Non maneggiare il prodotto o il cavo con le mani bagnate. Non poggiare la borsa su una superficie umida o calda, ciò potrebbe causare danni all'apparecchio.

La fase di riscaldamento della borsa dell'acqua deve essere eseguita solamente da persone adulte. Il prodotto non può essere utilizzato da persone disabili, da soggetti non sensibili al calore e può essere adoperata da bambini solo se costantemente monitorati da un adulto.

Al fine di evitare qualsiasi incidente e danni ai bambini non bisogna mai lasciare l'apparecchio incustodito in loro presenza durante la fase di riscaldamento. Per questo motivo è consigliabile posizionare il prodotto in un luogo lontano dalla loro portata durante la fase di riscaldamento. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.

Questo prodotto è destinato al solo utilizzo domestico. La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali.

UTILIZZO DELLA BORSA DELL'ACQUA CALDA DOLCE TEPORE

Estrarre la borsa dalla custodia e posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile. Inserire la spina nell'alloggiamento in plastica presente sulla borsa e connettere il cavo alla presa di corrente. DOLCE TEPORE si riscalda velocemente (10-15 minuti) e in massima sicurezza. Al termine della fase di riscaldamento, la temperatura sulla superficie del prodotto raggiunge circa 50°C e l'indicatore LED si spegne.

A questo punto scollegare il cavo di alimentazione dalla corrente e dal prodotto.


La borsa dell'acqua calda è pronta per l'uso. DOLCE TEPORE mantiene una temperatura confortevole da 2 a 6 ore, a seconda della temperatura esterna.

Quando la borsa si è raffreddata, è possibile ripetere la stessa procedura per riscaldarla. Una volta terminato l'utilizzo, riporre la borsa nella propria custodia, in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. L'umidità può deteriorare il prodotto.

In caso di eruzioni cutanee, infiammazioni, ferite, problemi circolatori e gonfiori consultare il medico prima di posizionare la borsa su queste aree del corpo.

La borsa dell'acqua non è un dispositivo medico e non è indicata per alcun trattamento di tipo terapeutico. Il suo utilizzo ha fini meramente domestici. In caso di dolori reumatici, dismenorrea, cefalea ed altri dolori di tipo muscolare od osseo o di qualunque altra natura, consultare un medico prima dell'utilizzo.

ETICHETTA DATI



■ L'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e deve essere oggetto di raccolta separata.

Raccolta Separata RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'apparecchio, incluse le sue parti removibili e gli accessori, al termine della vita utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC. Dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni. Un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute



Consultare documentazione annessa.
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili

NOTA: tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

Congratulations on having purchased Innofit DOLCE TEPORE model INN-051, ready-to-use hot water bag. Before starting using the appliance, please read carefully all the instructions below. It is advisable to save this instruction manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Never use the product when it's connected to the electric power (heating phase). When it's heated, please disconnect it from the power supply, it's ready to use.

Before starting using the appliance, please check the product is not damaged. In case of doubts, please address to a specialised centre.

In case of damage, functioning problems, or falling into water, do not use the product, please contact the after sales service. Always pulling from the plug and not from the cable. Do not pierce the fabric of the product and before use, always check the product has no leakage. Do not swallow the liquid of the bag. Never try to change the water inside the bag. Before connecting the appliance, check the voltage shown on the rating label corresponds to the local mains voltage. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place it or drop it into water or other liquid. In case the product falls into water **NEVER TRY TO REACH IT!**

Always store the product away from heating sources, sunlight, dampness and sharp

objects. Never use the product while having a bath or a shower. Never touch the product or its power cord with wet hands. Never place the product on a wet or hot surface, this might damage the unit. In order to protect children from electrical shocks or other accidents, never leave the appliance unattended when it is plugged in and always store it out of their reach. Disabled and people insensitive to heat must not use this product. Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual. Any other use is improper and therefore hazardous. Use original accessories only. The product is for an indoor use only. Servicing of this product should be done by qualified centres only and replacing components must be original.

HOW THE PRODUCT WORKS

Take out the water bag from the pouch and place the bag with the plug upwards on a flat and stable surface. Plug in the power cord in the plastic part of the bag and connect the plug to socket. DOLCE TEPORE heats up rapidly (10-15 minutes) and safely. At the end of the heating-phase, the temperature of its surface reaches approximately 50°C and the LED indicators turns off. The heating time is about 15 minutes. Disconnect the power cord from the socket and the product. The hot water bag is ready to use. INN-051 remains hot for 2 to 6 hours, depending on the outside temperature.

When the bag is cool, it's possible to heat it up again.


After the use, always put the bag inside its pouch and store it in a clean and dry place, keep it away from heating sources and sun rays. Humidity might damage the product.

In case of skin eruptions, wounds, inflammations, blood circulation ailments address to your physician before treating this part with the product.

This product is not a medical device and it's not suitable for professional medical treatments. This appliance is for home use only.

In case of rheumatic pains, dysmenorrhoea, cephalaea, muscle/bone pains or any other diseases, please consult your doctor before use.

RATING LABEL:



■ This appliance is placed on the market after 13th August 2005 and must be separately collected.

Separate Collection- WEEE (Waste of Electric and Electronic equipment)

At the end of its use don't dispose the appliance, including removable parts and accessories, together with the other urban waste, but conformably to 2002/96/EC. Since it has to be treated apart from home waste, you must take it to a differential collection centre specific for electric and electronic equipment (EEE). Otherwise you can give it back to the retailer as you buy an equivalent apparatus.

There will be severe sanctions in case of transgression. The correct disposal helps preventing potentially negative consequences on the environment and human health.



Read carefully the instruction manual.



This product complies with all the applicable EU directives.

NOTE: Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

innofit

easy tech, easy life



REV.03_05.2012

Innofit S.p.a.

Via Merloni, 9 • 60131 Ancona • ITALY • TEL +39 071 2867616 • FAX +39 071 888165
www.innofit.it