

Phonak Audéo V

(V90/V70/V50/V30)

Manuale d'uso



PHONAK
life is on

Indice

Il vostro apparecchio acustico

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Dettagli del vostro apparecchio acustico | 3 |
| 2. | Benvenuto | 4 |
| 3. | Guida rapida | 6 |
| 4. | Descrizione dell'apparecchio acustico | 8 |

Utilizzo dell'apparecchio acustico

- | | | |
|-----|--|----|
| 5. | Marcatori apparecchio acustico destro e sinistro | 10 |
| 6. | Acceso/Spento | 11 |
| 7. | Batterie | 12 |
| 8. | Posizionamento dell'apparecchio acustico | 14 |
| 9. | Rimozione dell'apparecchio acustico | 15 |
| 10. | Pulsantino | 16 |
| 11. | Controllo volume | 17 |

Ulteriori informazioni

- | | | |
|-----|--|----|
| 12. | Cura e manutenzione | 18 |
| 13. | Accessori wireless | 21 |
| 14. | Assistenza e garanzia | 22 |
| 15. | Informazioni di conformità | 24 |
| 16. | Informazioni e descrizione dei simboli | 28 |
| 17. | Risoluzione dei problemi | 32 |
| 18. | Informazioni importanti per la sicurezza | 34 |

1. Dettagli del vostro apparecchio acustico

i Se nessuna casella è spuntata e non sapete qual è il modello del vostro apparecchio acustico, chiedetelo al vostro Audioprotesista.

Modello

- Audéo V-10
- Audéo V-312
- Audéo V-312T
- Audéo V-13

Tipo batteria

- 10
- 312
- 13

Il vostro Audioprotesista



2. Benvenuto

Il vostro nuovo apparecchio acustico è stato progettato da Phonak, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore della tecnologia acustica e dispone della tecnologia acustica digitale più moderna disponibile sul mercato.

Per poter trarre il massimo vantaggio da tutte le funzioni del Suo nuovo apparecchio acustico, la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Con cura ed un uso corretto, potrà avvalersi di questo apparecchio acustico per molti anni.

Per eventuali domande, si prega di contattare il proprio Audioprotesista.

Phonak - life is on
www.phonak.com




Il presente manuale d'uso è valido per:


Modelli wireless	marcatatura CE
Phonak Audéo V90-10	2014
Phonak Audéo V90-312	2014
Phonak Audéo V90-312T	2014
Phonak Audéo V90-13	2014
Phonak Audéo V70-10	2014
Phonak Audéo V70-312	2014
Phonak Audéo V70-312T	2014
Phonak Audéo V70-13	2014
Phonak Audéo V50-10	2014
Phonak Audéo V50-312	2014
Phonak Audéo V50-312T	2014
Phonak Audéo V50-13	2014
Phonak Audéo V30-10	2014
Phonak Audéo V30-312	2014
Phonak Audéo V30-312T	2014
Phonak Audéo V30-13	2014

3. Guida rapida

Contrassegni apparecchio acustico destro e sinistro



Audéo V-10, V-312,
V-312T




Audéo V-13


Contrassegno blu per
l'apparecchio acustico
sinistro.

Contrassegno rosso per
l'apparecchio acustico
destro.


Sostituzione delle batterie



Rimuovere
l'adesivo dalla
batteria nuova.




Aprire il coperchio
del vano batteria.




Inserire la batteria
nell'apposito vano,
con il simbolo "+"
rivolto verso l'alto.

Acceso/Spento




Acceso




Spento

Pulsantino



Il pulsantino presente sull'apparecchio acustico può avere varie funzioni. La funzione per il vostro apparecchio acustico è indicata nelle vostre istruzioni personali.

Controllo volume



Per aumentare il volume, far scorrere verso l'alto il controllo volume. Per diminuire il volume, far scorrere verso il basso il controllo volume.

4. Descrizione dell'apparecchio acustico

La figura sottostante illustra i modelli descritti nel presente manuale d'uso. Potete individuare il vostro modello:

- controllando il paragrafo "Dettagli del vostro apparecchio acustico" al cap. 1;
- oppure confrontando il vostro apparecchio acustico con i modelli mostrati sotto. Fate attenzione alla forma dell'apparecchio acustico e verificate se è presente il controllo volume.

Audéo V-10



Audéo V-312 & V-312T




Audéo V-13



5. Marcatori apparecchio acustico destro e sinistro


1

Aprire il coperchio del vano batteria. Per farlo, premere e tirare verso il basso la sporgenza presente sulla parte inferiore dell'apparecchio acustico.




2

All'interno del coperchio vano batteria c'è un contrassegno rosso o blu, che indica se l'apparecchio è il destro o il sinistro.



Audéo V-10, V-312,
V-312T



Audéo V-13

Contrassegno blu
per l'**apparecchio
acustico sinistro.**


Contrassegno
rosso per
l'**apparecchio
acustico destro.**

6. Acceso/Spento

Il coperchio del vano batteria è anche il commutatore acceso/spento.


1

Coperchio vano batteria chiuso =
l'apparecchio acustico è **acceso**




2

Coperchio vano batteria aperto =
l'apparecchio acustico è **spento**




i All'accensione dell'apparecchio acustico sentirete sentire una melodia di avvio.


7. Batterie



1
Rimuovere
l'adesivo dalla
batteria nuova.



2
Aprire il coperchio
del vano batteria.



3
Inserire la batteria
nell'apposito vano,
con il simbolo "+"
rivolto verso l'alto.

- ⓘ Se è difficile chiudere il coperchio vano batteria, controllare se la batteria è inserita correttamente e se il simbolo "+" è rivolto verso l'alto. Se la batteria non è inserita correttamente, l'apparecchio acustico non funziona e il coperchio vano batteria potrebbe danneggiarsi.



Batteria quasi scarica: quando la batteria è quasi scarica, sentirete due beep. Avete circa 30 minuti per cambiare la batteria (questo può variare a seconda delle impostazioni dell'apparecchio acustico e della

batteria). Si consiglia di avere sempre una batteria nuova a portata di mano.

Sostituzione della batteria

Questo apparecchio acustico richiede batterie zinco-aria. Individuare il formato batteria corretto (10, 312 o 13):

- controllando il paragrafo "Dettagli del vostro apparecchio acustico" al cap. 1;
- controllando il contrassegno presente sul lato interno del coperchio vano batteria;
- oppure controllando la tabella seguente.


Modello	Formato batteria zinco-aria	Colore indicato sull'imballaggio	codice IEC	codice ANSI
Phonak Audéo				
V-312, V-312T	312	marrone	PR41	7002ZD
V-10	10	giallo	PR70	7005ZD
V-13	13	arancione	PR48	7000ZD

i Assicurarsi di utilizzare il tipo giusto di batteria nei propri apparecchi acustici (zinco-aria). Leggere anche il paragrafo 18.2 per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto.

8. Posizionamento dell'apparecchio acustico


1

Posizionare l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.




2

Inserire l'auricolare nel canale uditivo.



3


Se vi è un dispositivo di ritenzione disponibile all'auricolare, inserirlo all'interno della conca dell'orecchio per tenere fermo l'apparecchio acustico.



9. Rimozione dell'apparecchio acustico

1


Afferrare il tubicino con le dita e rimuovere l'apparecchio acustico da dietro l'orecchio.



⚠ In rarissimi casi l'auricolare può rimanere nel canale uditivo quando si rimuove l'apparecchio acustico dall'orecchio. Nel caso improbabile in cui l'auricolare rimanga incastrato nel canale uditivo, si consiglia vivamente di contattare un medico specialista per una rimozione sicura.


10. Pulsantino

Il pulsantino presente sull'apparecchio acustico può avere varie funzioni, oppure non è attivo. Questo dipende dalla programmazione dell'apparecchio acustico, indicata nelle vostre "Istruzioni per l'apparecchio acustico" personali. Chiedete il documento stampato al vostro Audioprotesista.



11. Controllo volume

Per aumentare il volume, far scorrere verso l'alto il controllo volume. Per diminuire il volume, far scorrere verso il basso il controllo volume. Il controllo volume può essere disabilitato dall'Audioprotesista.



12. Cura e manutenzione

Una cura attenta e continua dell'apparecchio acustico contribuisce a ottenere performance eccellenti e una lunga durata dello stesso.

Usare le specifiche riportate di seguito come linee guida. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il paragrafo 18.2.

Informazioni generali

Prima di usare lacca per capelli o cosmetici, rimuovere l'apparecchio acustico dall'orecchio, poiché questi prodotti potrebbero danneggiarlo.

Quando l'apparecchio acustico non viene usato, lasciare il vano batteria aperto per consentire all'eventuale umidità di evaporare. Accertarsi che l'apparecchio acustico sia sempre completamente asciutto dopo l'uso. Conservare l'apparecchio acustico in un luogo pulito, asciutto e sicuro.

Gli apparecchi acustici sono resistenti all'acqua, al sudore e allo sporco, alle condizioni elencate di seguito:

Il vano batteria è completamente chiuso. Assicurarsi che nessun corpo estraneo, ad esempio i capelli, rimanga all'interno del vano batteria, una volta chiuso.

- Dopo l'esposizione ad acqua, sudore o sporcizia, è necessario pulire e asciugare l'apparecchio acustico.
- L'apparecchio acustico viene utilizzato e sottoposto a manutenzione come descritto nel manuale d'uso.

- ① Gli apparecchi acustici con il ricevitore Roger integrato nel design sono anche resistenti all'acqua.
- ① Gli apparecchi acustici con audio shoe e ricevitore Roger universale non sono resistenti all'acqua.
- ① L'utilizzo dell'apparecchio acustico in prossimità dell'acqua può ridurre il flusso d'aria alla batteria e interromperne il funzionamento. Se l'apparecchio acustico non funzionasse più, a seguito del contatto con l'acqua, fare riferimento ai passaggi Risoluzione dei problemi, capitolo 17.

Manutenzione quotidiana

Ispezionare l'auricolare per controllare l'eventuale presenza di depositi di cerume o umidità. Pulire le superfici con un panno che non lasci pelucchi. Non usare agenti di pulizia come i detergenti per la casa, il sapone e così via, per pulire l'apparecchio acustico. Si raccomanda di non utilizzare liquide. Se occorre pulire l'apparecchio acustico in modo profondo, consultare l'Audioprotesista per consigli e informazioni sui filtri o sulle capsule deumidificanti.


Manutenzione settimanale

Pulire l'auricolare con un panno morbido e umido o con un panno speciale per la pulizia degli apparecchi acustici. Per istruzioni più dettagliate sulla manutenzione o per una pulizia più profonda, consultare il proprio Audioprotesista.

13. Accessori wireless

Phonak mette a disposizione vari accessori da usare con l'apparecchio acustico. Questi comprendono:

- telecomandi
- dispositivi wireless per sentire meglio l'audio della TV, il cellulare o i riproduttori MP3



* I dispositivi (per esempio i riproduttori MP3) possono anche essere collegati al dispositivo di streaming audio tramite un cavo audio.

14. Assistenza e garanzia

Garanzia locale

Per i termini della garanzia del paese di acquisto, rivolgersi all'Audioprotesista presso il quale è stato acquistato l'apparecchio acustico.

Garanzia internazionale

Phonak offre una garanzia internazionale limitata valida un anno in tutto il mondo a partire dalla data di acquisto. Tale garanzia limitata copre i difetti di materiali e di produzione dell'apparecchio acustico ma non quelli degli accessori quali batterie, tubicini, auricolari, ricevitori esterni. La garanzia è valida solo dietro ricevuta della prova di acquisto.

La garanzia internazionale non pregiudica in alcun modo i diritti previsti per legge secondo le normative locali vigenti in materia di vendita dei beni di consumo.

Limitazioni della garanzia

Non sussiste alcun diritto ad avvalersi della presente garanzia in caso di trattamento o pulizia non adeguato/a, esposizione a sostanze chimiche o sovrasollecitazioni. In caso di danni provocati da terzi o da centri di assistenza non autorizzati, si perde ogni diritto ad avvalersi della garanzia. Questa garanzia non copre alcun servizio prestato dall'Audioprotesista nel proprio centro acustico.

Numero di serie
(lato sinistro):

Audioprotesista autorizzato
(timbro/firma):

Numero di serie
(lato destro):

Data di acquisto:

15. Informazioni di conformità

Europa

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Phonak AG dichiara che questo prodotto Phonak soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici, nonché quelli della Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio terminali e di telecomunicazione. Il testo completo della Dichiarazione di conformità può essere richiesto al produttore o al rappresentante locale Phonak, il cui indirizzo è reperibile nell'elenco riportato alla pagina www.phonak.com (per tutto il mondo).

Australia

Codice numero fornitore

 N15398

Nuova Zelanda

Codice numero fornitore

Z1285

I modelli wireless elencati nel capitolo 2 sono provvisti delle seguenti certificazioni:

Phonak Audéo V-10

USA	FCC ID: KWC-WHSRIC1
Canada	IC: 2262A-WHSRIC1

Phonak Audéo V-312

USA	FCC ID: KWC-WHSRIC2
Canada	IC: 2262A-WHSRIC2

Phonak Audéo V-312T

USA	FCC ID: KWC-WHSRIC3
Canada	IC: 2262A-WHSRIC3

Phonak Audéo V-13

USA	FCC ID: KWC-WHSRIC4
Canada	IC: 2262A-WHSRIC4

Avviso 1:

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC ed allo standard industriale RSS-210 del Canada. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: 1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; 2) il dispositivo deve essere in grado di supportare qualunque interferenza in ricezione, comprese interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Avviso 2:

Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo e non approvati esplicitamente da Phonak possono causare l'annullamento dell'autorizzazione FCC all'utilizzo del dispositivo stesso.

Avviso 3:

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC e alla normativa canadese ICES-003 di Industry Canada. Questi limiti sono previsti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose all'interno di impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e

può irradiare energia di radio frequenze e, se non installato e utilizzato in conformità alle relative istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non sussiste comunque alcuna garanzia che si possa generare interferenza in installazioni particolari. Se questo dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, condizione rilevabile allo spegnimento e all'accensione dell'apparecchiatura, si consiglia caldamente all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

16. Informazioni e descrizione dei simboli



Con il simbolo CE, Phonak AG conferma che questo prodotto Phonak, comprensivo degli accessori, soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, nonché la direttiva R&TTE 1999/5/CE sulle apparecchiature radio terminali e di telecomunicazione. I numeri che seguono il simbolo CE corrispondono al codice degli enti di certificazione consultati nell'ambito delle suddette direttive.



Questo simbolo indica che i prodotti descritti in queste istruzioni per l'uso soddisfano i requisiti previsti di un componente di tipo B in conformità a EN 60601-1. La superficie dell'apparecchio acustico è specificata come parte di tipo B.



Indica il produttore del dispositivo medico, come specificato nella direttiva europea 93/42/CEE.



Etichetta di conformità alla normativa australiana in materia di EMC e radiocomunicazioni.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente leggere e tenere in considerazione le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.



Questo simbolo indica che è importante per l'utente prestare attenzione alle avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso.



Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.

Condizioni operative

Questo prodotto è stato progettato per un funzionamento operativo corretto senza problemi o restrizioni se utilizzato come previsto, salvo ove diversamente indicato in questo manuale.



Temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio: da -20° a +60° Celsius (da -4° a +140° Fahrenheit).



Umidità durante il trasporto: fino al 90% (non condensante). Umidità durante la conservazione: dallo 0% al 70%, se non in uso. Vedere istruzioni al capitolo 18.2 sull'asciugatura dell'apparecchio acustico dopo l'uso.



Pressione atmosferica: da 200 hPa a 1500 hPa.



Il simbolo con una croce sul bidone dei rifiuti indica che questo apparecchio acustico non deve essere smaltito come un rifiuto domestico. Consegnare gli apparecchi acustici vecchi o non utilizzati all'apposito punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche oppure portarlo al proprio Audioprotesista che provvederà a uno smaltimento adeguato. Il corretto smaltimento protegge l'ambiente e la salute umana.

17. Risoluzione dei problemi

Problema

L'apparecchio acustico non funziona

L'apparecchio acustico fischia

Il volume dell'apparecchio acustico non è abbastanza alto o i suoni vengono distorti

L'apparecchio acustico emette due beep

L'apparecchio acustico si accende e si spegne (a intermittenza)

Cause

Batteria scarica

Speaker/auricolare ostruito

Batteria non inserita correttamente

Apparecchio acustico spento

Apparecchio acustico non inserito correttamente

Cerume nel canale uditivo

Volume troppo alto

Batteria quasi scarica

Speaker/auricolare ostruito

Volume troppo basso

Variazione nell'udito

Indica che la batteria è quasi scarica

Presenza di umidità sulla batteria o sull'apparecchio acustico

i Se il problema persiste, contattare il proprio Audioprotesista per ottenere assistenza.

Che cosa fare

Sostituire la batteria (capitolo 3 + 7)

Pulire l'apertura dello speaker/l'auricolare

Inserire correttamente la batteria (capitolo 3 + 7)

Accendere l'apparecchio acustico chiudendo perfettamente il coperchio vano batteria (capitolo 6)

Inserire correttamente l'apparecchio acustico (capitolo 8)

Contattare il proprio otorinolaringoiatra/medico di base o l'Audioprotesista

Diminuire il volume (capitolo 10 + 11)

Sostituire la batteria (capitolo 3 + 7)

Pulire l'apertura dello speaker/l'auricolare

Aumentare il volume se è presente il controllo volume (capitolo 10 + 11)

Contattare il proprio Audioprotesista

Sostituire la batteria entro 30 minuti (capitolo 3 + 7)

Pulire la batteria e l'apparecchio acustico con un panno asciutto

18. Informazioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le informazioni contenute nelle pagine seguenti prima di usare l'apparecchio acustico.

Un apparecchio acustico non consente di recuperare l'udito normale e non impedisce il progredire dell'ipoacusia dovuta a condizioni organiche, né la migliora. L'uso discontinuo dell'apparecchio acustico non permette all'utente di ottenere un beneficio completo. L'uso di un apparecchio acustico è solo una parte della riabilitazione acustica e può essere necessario integrarlo con un training uditivo e con istruzioni sulla lettura labiale.

18.1 Avvertenze sui pericoli

-  Gli apparecchi acustici sono progettati per amplificare e trasmettere il suono all'orecchio in modo da compensare l'ipoacusia. Dal momento che sono programmati in modo specifico per ciascuna ipoacusia, gli apparecchi acustici devono essere utilizzati unicamente dalle persone per le quali sono stati progettati e non da altri, in quanto potrebbero danneggiare l'udito.
-  Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio acustico senza l'autorizzazione esplicita di Phonak. Tali modifiche potrebbero danneggiare l'orecchio o l'apparecchio acustico.
-  Non usare gli apparecchi acustici in aree esplosive (in ambienti ricchi di ossigeno, miniere o zone industriali a rischio d'esplosione).
-  Le batterie degli apparecchi acustici sono tossiche se ingerite! Tenerle fuori dalla portata di bambini, persone affette da disturbi mentali e animali domestici. In caso di ingerimento delle batterie, consultare immediatamente il proprio medico.

 Se si avverte dolore all'interno o dietro l'orecchio, oppure se l'orecchio si infiamma o la pelle si irrita e si formano velocemente accumuli di cerume, consultare l'Audioprotesista o il medico.

 In casi molto rari, la cupola può rimanere nel canale uditivo quando si rimuove il tubicino dall'orecchio. Nel caso improbabile in cui la cupola rimanga incastrata nel canale uditivo, si consiglia vivamente di contattare un medico per una rimozione sicura.

 I programmi uditivi in modalità microfono direzionale riducono

i rumori di fondo. Occorre ricordare che i segnali di avvertimento o i rumori provenienti posteriormente come, ad esempio, le automobili, vengono soppressi parzialmente o completamente.

 Questo apparecchio acustico non deve essere utilizzato su bambini al di sotto dei 36 mesi. L'apparecchio acustico contiene componenti di piccole dimensioni che, se ingerite da bambini, possono causare soffocamento. Tenerle fuori dalla portata di bambini, persone affette da disturbi mentali e animali domestici. In caso di ingestione chiamare subito un medico o recarsi direttamente in ospedale.

 È permesso collegare dispositivi esterni solo se testati secondo gli standard IECXXXXX corrispondenti. Usare esclusivamente accessori approvati da Phonak AG, onde evitare shock elettrici.

 Le istruzioni seguenti valgono solo per utenti con dispositivi medicali impiantabili (ad es. pacemaker, defibrillatori, ecc.):

- Tenere l'apparecchio acustico wireless ad almeno 15 cm dall'impianto attivo. Se si riscontrano interferenze, non utilizzare gli apparecchi acustici wireless e contattare il produttore dell'impianto attivo. Si fa notare che le interferenze possono

essere causate anche da linee elettriche, scariche elettrostatiche, metal detector in aeroporto, ecc.

- Tenere i magneti (ad es. strumenti per la batteria, magneti EasyPhone, ecc.) ad almeno 15 cm dall'impianto attivo.
- Non è consentito utilizzare accessori wireless per gli apparecchi acustici. Consultare il proprio Audioprotesista per i dettagli.

18.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto

- ① Gli apparecchi acustici Phonak sono resistenti all'acqua ma non impermeabili. Sono previsti per resistere alle normali attività e all'esposizione accidentale occasionale in condizioni estreme. Non immergere mai l'apparecchio acustico nell'acqua. Gli apparecchi acustici Phonak non sono specificamente previsti per immersioni prolungate e continue in acqua, cioè indossati per praticare attività come il nuoto o per fare il bagno. Togliere sempre l'apparecchio acustico prima di intraprendere queste attività, poiché contiene parti elettroniche delicate.
- ① Non lavare gli ingressi del microfono, perché in tal modo potrebbe perdere le sue speciali caratteristiche acustiche.
- ① Proteggere l'apparecchio acustico dal calore (non lasciarlo mai vicino a una finestra o in auto). Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento per asciugare l'apparecchio acustico. Chiedere informazioni al proprio Audioprotesista per le procedure corrette.
- ① Quando l'apparecchio acustico non viene usato, lasciare il vano batteria aperto per consentire

all'umidità di evaporare. Accertarsi che l'apparecchio acustico sia sempre completamente asciutto dopo l'uso. Conservare l'apparecchio acustico in un luogo pulito, asciutto e sicuro.

❶ Non far cadere l'apparecchio acustico! La caduta su una superficie dura potrebbe danneggiarlo.

❶ Usare sempre batterie nuove nell'apparecchio acustico. Se la batteria dovesse rilasciare del liquido interno, sostituirla immediatamente con una nuova per evitare irritazioni cutanee. Le batterie usate possono essere restituite al proprio Audioprotesista.

❶ Le batterie utilizzate in questi apparecchi acustici non devono avere un voltaggio superiore a 1,5 volt. Si prega di non utilizzare batterie ricaricabili argento-zinco o agli ioni di litio, in quanto potrebbero danneggiare gravemente gli apparecchi acustici. Nel capitolo 7 sono elencate le batterie per tipologia di modello.

❶ Rimuovere la batteria, se si prevede di non usare il proprio apparecchio acustico per un lungo periodo.

① Esami medici o dentali particolari, tra cui le procedure radianti descritte di seguito, possono ripercuotersi negativamente sul corretto funzionamento degli apparecchi acustici. Rimuoverli e tenerli fuori dalla sala/area di esame prima di sottoporsi a:

- Esame medico o dentale a raggi X (anche scansione TC).
- Esami medici con scansioni MRI/NMRI, che generano campi magnetici.
- Non è necessario rimuovere gli apparecchi acustici quando si passa attraverso gate di sicurezza (aeroporti, ecc.). Anche se vengono utilizzati i raggi X, i loro dosaggi sono molto bassi e non compromettono gli apparecchi acustici.

① Non usare l'apparecchio acustico in ambienti in cui sono vietate le apparecchiature elettroniche.



Produttore:

Phonak AG


Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Svizzera

www.phonak.com

Il vostro Audioprotesista



CE
0459

