



SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact Carrier/Dealer for further instruction.

Safety Summary

To ensure the safe and proper installation of the tub bars, these instructions **MUST** be followed:

⚠ WARNING

DO NOT install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

ALWAYS check the tub bar for proper tightness before using.

The tub bar provides support and increases stability for an individual weighing up to 250 lbs (114 kg). The tub bar is not designed to support the total weight of an individual. Use the tub bar for assistance only.

Hold the tub bar securely when entering or exiting the bath tub.

DO NOT use the upper gripping position (handle) of the tub bar when lowering or raising yourself into or out of the bathtub. The upper gripping position (handle) is **NOT** designed to support an individual's total weight. Pushing or pulling the upper gripping position (handle) in a sideways motion will loosen the tub bar from its secured position and may cause injury.

Apply downward force on the lower gripping position only when lowering or raising yourself into or out of the bathtub.

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

⚠ INSTALLATION WARNING

After any adjustments, repair or service and before use, make sure that all attaching component parts are secure.

Bathtub construction varies and this product may not be appropriate for use on all bathtub styles. Bathtubs with sloped inner walls may not provide the tub bar sufficient holding ability. Given this condition the assembly can become dislodged during use. After installation, verify that the device holds as expected. **ALWAYS** verify that the device is secure prior to use.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

⚠ INSTALLATION WARNING

DO NOT use this device on bathtubs with lipped walls.

DO NOT overtighten tension lever. Instability to the tub bar and/or bath tub damage can occur.

Installing the Tub Bar

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

1. Remove the tub bar from the package.
2. Flip up the tension lever.
3. Rotate the tension lever counter-clockwise to adjust the internal non-skid pad.

⚠ WARNING

Ensure that inside and outside area of bath tub wall where tub bar will be placed is clean and dry. Otherwise, once installed, the tub bar may not be fully secure to the tub wall and cause injury to the user.

4. Place the tub bar over the top of the tub wall with the external non-skid pad against the outside of the tub wall and the internal non-skid pad on the inside of the tub wall.
5. Place the tub bar upright with the cutout portion flat on the top of the tub wall and turn the tension lever clockwise until considerable resistance is felt, but **DO NOT** overtighten.
6. Press down on the the tension lever to secure the tub bar to the tub wall.

NOTE: Inspect the tub bar for stability by putting a reasonable amount of weight onto the grip and then try to move it from side to side.

7. If tub bar is unstable, repeat STEPS 2 - 6.




FIGURE 1 Installing the Tub Bar

Using the Tub Bar

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

When entering or exiting the bathtub, hold the tub bar securely by applying force on the lower gripping position.




FIGURE 2 Using the Tub Bar

Care and Maintenance

1. Use mild soap and water to clean.
2. An antibacterial cleaner is recommended for decontamination.
3. Use a silicone lubricant for the threads of the tension lever to inhibit rust.
4. Periodically inspect the tub bar for wear, damage, etc. DO NOT use if any damage exists. Contact dealer.

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE. THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IT SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY PROVIDED HEREIN AND THE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NOTE: Vérifier qu' AUCUNE des pièces n'a été endommagée lors du transport. Dans le cas contraire, N'UTILISEZ PAS ce produit. Contactez le transporteur ou le vendeur pour savoir comment procéder..

RÉSUMÉ DE SÉCURITÉ

Afin de garantir une installation correcte et sûre des barres de baignoire, vous DEVEZ respecter les instructions suivantes:

⚠ AVERTISSEMENT

N'INSTALLEZ PAS cet équipement sans avoir préalablement lu et compris cette brochure d'instructions. Si vous ne parvenez pas à comprendre les mises en garde et les instructions, contactez votre personnel médical, le distributeur ou du personnel technique le cas échéant avant d'entreprendre l'installation de cet équipement - sous peine de vous blesser ou de l'endommager.

Vérifiez **TOUJOURS** que la barre de baignoire est bien serrée avant de l'utiliser.

La barre de baignoire permet de supporter et d'améliorer la stabilité de personnes pesant jusqu'à 114 kg (250 lbs). La barre de baignoire n'est pas conçue pour supporter tout le poids de la personne. Elle est conçue pour l'assistance uniquement.

Tenez solidement la poignée lorsque vous entrez dans la baignoire ou que vous en sortez.

N'UTILISEZ PAS la poignée de préhension supérieure de la barre de baignoire lorsque vous descendez dans la baignoire ou que vous vous en relevez. La poignée de préhension supérieure n'est **PAS** conçue pour supporter tout le poids d'une personne. Pousser ou tirer en vous agrippant à la poignée de préhension supérieure alors que vous effectuez un mouvement transversal risque de desserrer la barre de baignoire et peut entraîner des blessures.

Appliquez une force vers le bas sur la poignée de préhension inférieure uniquement lorsque vous descendez dans la baignoire ou lorsque vous vous en relevez.

Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et leur utilisation avec les produits Invacare n'est pas conseillée.

⚠ AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATION

Lorsque vous effectuez des réglages, des réparations ou des travaux de maintenance, assurez-vous que toutes les pièces de l'équipement sont bien serrées avant de l'utiliser.

Pour plus de renseignements sur les produits, les pièces et les services de Invacare, visiter le site web www.invacare.com

⚠ AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATION

La construction de la baignoire varie et ce produit n'est peut-être pas adapté à tous les modèles de baignoires. Les baignoires dont les parois intérieures sont inclinées peuvent ne pas offrir le support nécessaire à la barre de baignoire. Dans ce cas, l'ensemble peut sortir de son logement lors de l'utilisation. Une fois l'installation terminée, vérifiez que l'équipement est bien tenu en place. Vérifiez **TOUJOURS** que l'équipement est bien maintenu avant de l'utiliser.

N'UTILISEZ PAS cet équipement sur des baignoires dont les parois sont munies de rebords.

NE SERREZ PAS trop le levier de tension sous peine de rendre la barre instable et/ou d'endommager la baignoire.

Installation de la barre de baignoire

NOTE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

1. Sortez la barre de baignoire de son emballage.
2. Levez le levier de tension.
3. Faites tourner le levier de tension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ajuster le patin antidérapant interne

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les parois interne et externe de la baignoire sont propres et sèches à l'endroit où vous voulez placer la barre de baignoire. Dans le cas contraire, la barre risque de ne pas être fixée solidement à la baignoire une fois installée et ceci met l'utilisateur à risque de blessures.

4. Placez la barre de baignoire sur le haut de la paroi de la baignoire, le patin antidérapant externe reposant contre la paroi externe de la baignoire et le patin antidérapant interne contre sa paroi interne.
5. Placez la barre de baignoire en position verticale, la découpe étant posée à plat contre le haut de la paroi de la baignoire et tournez le levier de tension dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance importante mais sans TROP serrer.
6. Abaissez le levier de tension pour fixer la barre sur la paroi de la baignoire.

NOTE: Inspectez la barre de baignoire pour vous assurer qu'elle est bien stable en appuyant suffisamment sur la poignée de préhension et en essayant de la faire bouger transversalement.

7. Si la barre de baignoire est instable, refaites les ÉTAPES 2 à 6.




FIGURE 1 Installation de la barre de baignoire

Utilisation de la barre de baignoire

NOTE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 2.

Lorsque vous entrez dans la baignoire ou que vous en sortez, tenez-vous solidement à la barre de baignoire en saisissant la poignée de préhension inférieure.




FIGURE 2 Utilisation de la barre de baignoire

Entretien et maintenance

1. Lavez la barre à l'eau et au détergent doux.
2. Nous conseillons d'utiliser un agent antibactérien pour la décontamination.
3. Utilisez un lubrifiant à la silicone pour les filetages du levier de tension pour empêcher la formation de rouille.
4. Inspectez périodiquement la barre de baignoire pour vous assurer qu'elle n'est pas usée, endommagée, etc. NE l'utilisez PAS si elle est endommagée. Contactez le distributeur.

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE : LA GARANTIE PRÉSENTÉE CI-DESSOUS A ÉTÉ MISE AU POINT EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur/utilisateur initial de notre produit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux droits applicables dans votre état (États-Unis).

Invacare garantit à l'acheteur original que son produit est exempt de vices de matière et de fabrication pour trois ans. Si durant cette période couverte par la garantie un produit s'avère avoir des défauts, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ni les frais d'expédition qui seraient dus à l'installation de la pièce de rechange ou à la réparation de cette pièce sur un tel produit. L'obligation d'Invacare et votre recours exclusif sous cette garantie sont limités à une telle réparation ou à un tel remplacement.

Pour tout service couvert par la garantie, veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté votre produit Invacare. Dans le cas où vous n'obtenez pas satisfaction avec votre service de garantie, écrivez directement à Invacare à l'adresse qui se trouve sur la couverture au dos de cette brochure. Fournissez-nous le nom et l'adresse de votre distributeur, la date d'achat et indiquez la nature du défaut. Si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

Invacare Corporation émettra une autorisation de retour de marchandise. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées dans les trente jours qui suivent la date du bordereau d'autorisation de retour. **NE** retournez Pas de produit à notre usine sans avoir préalablement obtenu notre autorisation préalable. Les envois C.R seront refusés ; merci de prépayer vos frais d'expédition.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS : AUX PROBLÈMES CAUSÉS PAR L'USURE NORMALE DE PRODUIT ET À L'UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS FOURNIES. ELLE NE S'APPLIQUE PAS NON PLUS AUX PRODUITS PORTANT DES NUMÉROS DE SÉRIE SI CES NUMÉROS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS OU EFFACÉS DU PRODUIT, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ SUJETS À LA NÉGLIGENCE, QUI ONT SUBI DES ACCIDENTS, QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS, ENTRETENUS OU STOCKÉS DE MANIÈRE INCORRECTE, AUX PRODUITS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS SANS AUTORISATION PRÉALABLE D'INVACARE, ENTRE AUTRES, MODIFICATION DE L'APPAREIL AVEC DES PIÈCES OU DES AJOUTS NON AUTORISÉS, DOMMAGES OCCASIONNÉS DURANT DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR L'UNE DES PIÈCES DE L'APPAREIL SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE PRÉALABLE D'INVACARE, DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CONDITIONS QUI ÉCHAPPENT AU CONTRÔLE D'INVACARE, PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE AUTRE PERSONNE QUE L'AGENT AUTORISÉ PAR INVACARE. INVACARE DÉTERMINERA SI L'UNE DES CONDITIONS CI-DESSUS S'APPLIQUE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU POUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. LES GARANTIES IMPLICITES, SI ELLES EXISTENT, ENTRE AUTRES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI DONNÉ NE SE PROLONGENT PAS AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE ; LES RECOURS AUX VIOLATIONS DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX DANS LES LIMITES DES DISPOSITIONS DE CE PRÉSENT DOCUMENT. INVACARE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

CETTE GARANTIE PEUT ÊTRE ÉTENDUE POUR ÊTRE CONFORME AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE ÉTAT/PROVINCE.



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTE: Revise TODAS las partes por si sufrieron daños durante el envío. Si así fuera, NO use la unidad. Comuníquese con su distribuidor/empresa de transportes para obtener mayores instrucciones.

RESUMEN DE SEGURIDAD

A fin de instalar en forma segura las barras para bañera, es FUNDAMENTAL acatar las siguientes instrucciones:

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar este equipo, lea y comprenda cabalmente esta hoja de instrucciones. Si no entiende las advertencias, precauciones e instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud, su distribuidor o personal técnico si corresponde, antes de instalar el equipo, de lo contrario podría sufrir lesiones o dañar el equipo.

SIEMPRE verifique que la barra para bañera esté correctamente afianzada antes de usarla.

La barra brinda apoyo y aumenta la estabilidad de una persona que pese hasta 114 kg (250 lbs). No está diseñada para soportar el peso total de la persona. Use la barra sólo como medio de ayuda.

Tome firmemente la barra cuando ingrese o salga de la bañera.

NO use la posición de agarre superior (manija) de la barra cuando se agache o levante para ingresar o salir de la bañera. Dicha posición **NO** está diseñada para soportar el peso total de una persona. Empujar o jalar hacia los lados la posición de agarre superior (manija) soltará la barra de su posición segura, lo cual podría causar lesiones.

Fuerce hacia abajo en la posición de agarre inferior sólo cuando se agache o levante para ingresar o salir de la bañera.

Los productos Invacare están específicamente diseñados y fabricados para usarse con accesorios Invacare. Invacare no ha sometido a prueba los accesorios diseñados por otros fabricantes, por lo que no recomienda usar estos accesorios con productos Invacare.

⚠ ADVERTENCIA DE INSTALACIÓN

Después de realizar cualquier ajuste, reparación o servicio y antes de usar la unidad, cerciórese de que todos los componentes de conexión estén seguros.

La construcción de las bañeras varía, y es posible que este producto no sea adecuado para usarse en todos los estilos de bañeras. Es posible que las bañeras con paredes internas inclinadas no brinden suficiente capacidad de sujeción a la barra. Dada esta circunstancia, es posible que el montaje pueda soltarse durante el uso. Tras la instalación, verifique que el dispositivo se sujete correctamente. **SIEMPRE** verifique que el dispositivo esté afianzado antes de usarlo.

Para obtener más información sobre los productos, partes y servicios de Invacare, visite el sitio www.invacare.com

⚠ **ADVERTENCIA DE INSTALACIÓN**

NO use este dispositivo en bañeras con paredes rebordeadas.

NO apriete excesivamente la palanca tensora, ya que la barra para bañera podría desestabilizarse o dañarse.

Instalación de la barra para bañera

NOTA: Para este procedimiento, consulte la FIGURA 1.

1. Retire del paquete la barra para bañera.
2. Mueva hacia arriba la palanca tensora.
3. Gire la palanca tensora en sentido antihorario para ajustar la almohadilla interna antideslizante.

⚠ **ADVERTENCIA**

Cerciórese de que la zona interna y externa de la pared de la bañera donde se instalará la barra esté limpia y seca. De lo contrario, una vez instalada, es posible que la barra no quede totalmente afianzada a la pared de la bañera y cause lesiones al usuario.

4. Coloque la barra en la parte superior de la pared de la bañera con la almohadilla antideslizante externa contra la parte exterior de la pared de la bañera, y la almohadilla antideslizante interna dentro de la pared de la bañera.
5. Coloque la barra para bañera en posición vertical de modo que la zona de recorte quede plana sobre la pared de la bañera y gire la palanca tensora en sentido horario hasta sentir resistencia considerable, pero **NO** la apriete excesivamente.
6. Presione la palanca tensora para afianzar la barra en la pared de la bañera.

NOTA: Revise la estabilidad de la barra para bañera colocando una cantidad razonable de peso sobre la agarradera y muévala de lado a lado.

7. Si la barra no quedó estable, repita los pasos PASO 2 - 6.




FIGURA 1 Instalación de la barra para bañera

Uso de la barra para bañera

NOTA: Para este procedimiento, consulte la FIGURA 2.

Al ingresar o salir de la bañera, tome firmemente la barra aplicando fuerza en la posición de agarre inferior.




FIGURA 2 Uso de la barra para bañera

Cuidado y mantenimiento

1. Use jabón suave y agua para limpiar la barra para bañera
2. Se recomienda usar un limpiador antibacteriano para descontaminarla.
3. Use lubricante de silicona para inhibir el óxido en las roscas de la palanca tensora.
4. Inspeccione periódicamente la barra para bañera por si está desgastada, dañada, etc. NO la use si presenta daños. Comuníquese con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA

NOTA: LA SIGUIENTE GARANTÍA HA SIDO REDACTADA PARA CUMPLIR CON LAS LEYES FEDERALES APLICABLES A PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 4 DE JULIO DE 1975.

Esta garantía sólo es válida para el comprador/usuario original de nuestros productos.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos legales que pueden variar de una jurisdicción a otra.

Invacare garantiza al comprador original que este producto no presentará defectos de material ni mano de obra durante tres años. Si durante este período de vigencia de la garantía se demuestra que el producto presenta algún defecto, Invacare, a su criterio, lo reparará o reemplazará. Esta garantía no incluye los gastos por mano de obra ni envío en los cuales se incurra por la instalación de los repuestos o la reparación del producto. La única obligación de Invacare y la única solución para el comprador bajo esta garantía se limitará a dichas reparaciones y/o reemplazo.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor a quien adquirió el producto Invacare.

En caso de que usted no quede satisfecho con el servicio de garantía, escribanos directamente a Invacare a la dirección que aparece en la próxima página. Indique el nombre y dirección del distribuidor, el número de modelo y la fecha de compra del producto, señale la naturaleza del defecto y adjunte el número de serie del producto si lo tuviera.

Invacare Corporation le asignará una autorización de devolución. Envíe la unidad o las partes para ser revisadas adjuntando su número de serie, si corresponde, como identificación dentro de treinta días a partir de la fecha de autorización de la devolución. **NO** devuelva el producto a la fábrica sin antes contar con nuestra autorización. No se aceptan envíos con entrega contra reembolso (C.O.D). Devuelva el producto con flete prepago.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS PROBLEMAS QUE SURJAN DEL DESGASTE NORMAL NI LAS FALLAS QUE OCURRAN POR NO ACATAR ESTAS INSTRUCCIONES. ADEMÁS, LA PRESENTE GARANTÍA NO SE APLICARÁ A PRODUCTOS CUYO NÚMERO DE SERIE HAYA SIDO RETIRADO O ESTROPEADO; A PRODUCTOS AFECTADOS POR USO NEGLIGENTE, ACCIDENTES, USO INCORRECTO, MANTENIMIENTO O ALMACENAMIENTO INADECUADOS; A PRODUCTOS MODIFICADOS SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE INVACARE, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO:

MODIFICACIONES MEDIANTE EL USO DE PARTES O ACCESORIOS NO AUTORIZADOS: PRODUCTOS DAÑADOS POR REPARACIONES EFECTUADAS A ALGÚN COMPONENTE SIN LA APROBACIÓN ESPECÍFICA DE INVACARE; O A PRODUCTOS DAÑADOS POR CIRCUNSTANCIAS QUE ESCAPAN AL CONTROL DE INVACARE; PRODUCTOS REPARADOS POR PERSONAS QUE NO SEAN EL DISTRIBUIDOR DE INVACARE. LA EVALUACIÓN PERTINENTE SERÁ DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE POR INVACARE.

LA PRESENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS (SI LAS HUBIERA), INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR.

LA GARANTÍA NO SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA EXPRESA, POR LO QUE LA SOLUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA GARANTÍA. INVACARE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES DE NINGÚN TIPO.

ESTA GARANTÍA SE EXTENDERÁ PARA CUMPLIR CON LAS LEYES Y REQUISITOS ESTATALES/PROVINCIALES.



Yes, you can.

Invacare Corporation

www.invacare.com

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada

570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

Invacare, the Medallion Design, and Yes, you can. are registered trademarks of Invacare Corporation.
© 2006 Invacare Corporation

Part No 1141488

Rev A - 04/05/06