



Operation Manual

Important: Do not operate the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter without first reading and understanding this manual! Save this manual for future use.

Info: The most current version of this manual can be found online at www.grahamfield.com.

JB02008-INS-LAB-RevB14


CONTENTS

INTRODUCTION	3
INTENDED USE	3
CONTRAINDICATIONS	3
IMPORTANT SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE	3
OVERVIEW	7
APPEARANCE	7
FEATURES	7
NAME AND MODEL	8
BATTERY INSTALLATION	8
OPERATION INSTRUCTIONS	8
ACCESSORIES (INCLUDED)	11
REPAIR, MAINTENANCE, AND DISPOSAL	11
MAINTENANCE	11
CLEANING AND DISINFECTION	12
DISPOSAL	13
TROUBLESHOOTING	13
SYMBOL KEY	15
TECHNICAL SPECIFICATIONS	16
LIMITED WARRANTY	18
MANUAL DE OPERACIÓN (ESPAÑOL)	21

2

OVERVIEW

Appearance



The DigiOx Finger Pulse Oximeter is shown above.

Features

The John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter provides a simple way to spot-check patients by combining the sensor and monitor into one integrated, compact, easy-to-use device with single-button operation. The oximeter can accurately measure oxygen saturation and pulse rate. When a finger is inserted into the sensor's rubber cushion, and the Power/Display Button is pressed to turn the oximeter on, then the SpO₂ value and pulse rate value display on the screen. The oximeter features a bright-color LED screen with adjustable brightness and multi-directional displays that enable the user to read results from any angle. The oximeter features a low voltage

INTRODUCTION

Please read and understand all instructions before using the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter, JB02008.

Intended use

The John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter is used to measure oxygen saturation (SpO₂) and pulse rate in home or clinical settings. It is designed for adult and pediatric patients.

Contraindications

⚠ WARNING: The oximeter is not intended for continuous patient monitoring. DO NOT use the oximeter while patient is undergoing MRI or CT scanning.

Important Safety Guidelines - Please Read Before Use

The safety statements presented in this chapter refer to the basic safety information that the operator of the John Bunn DigiOx Finger Pulse Oximeter shall pay attention to and abide by. There are additional safety statements in other chapters or sections, which may be the same as or similar to the following, or specific to the operations.

⚠ WARNING: Indicates a potential hazard situation or unsafe practice that, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION: Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in minor personal injury.

⚠ NOTICE: Indicates a potential hazard or unsafe practice that, if not avoided, could result in product or property damage.

Info: Provides application recommendations or other useful information to ensure that you get the most from your product.

⚠ WARNINGS:

Important! Read and understand this manual before using the oximeter. Do not use this device without proper instruction from a Healthcare Professional. If the oximeter is not properly operated, personal injury and/or damage to the oximeter could result. If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. DO NOT use substitute parts. Inspect the device before use to ensure that there is no visible damage that may affect patient or user's safety or measurement performance. Thereafter, inspect the device at least once a week.

GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation or use of this product.

DO NOT open the oximeter housing. It contains no serviceable parts. Service must be performed by trained, authorized personnel only. Otherwise, device failure and health hazard may occur.

EXPLOSION HAZARD: Do not use the oximeter in the presence of flammable anesthetics, explosive substances, vapors or liquids.

Use only parts and accessories specified in this manual.

The oximeter is designed for real-time and rapid measurement. It is not suitable for long-time continuous patient monitoring. DO NOT apply the sensor to the same finger for more than two hours. If any readings are found to be abnormal, please change the position of the sensor.

The oximeter is intended only as an adjunct in patient assessment. It must be used in conjunction with clinical signs and symptoms. It is intended as a measuring, not a treatment, device.

Magnetic and electrical fields are capable of interfering with the proper performance of the oximeter. For this reason, ensure that all external devices operated in the vicinity of the oximeter comply with the relevant EMC requirements. Mobile phones, X-ray equipment, and/or MRI devices are a possible source of interference, as they may emit high levels of electromagnetic radiation. This device complies with IEC60601-1-2.

DO NOT clip this device on edema or tender tissue. The infrared light emitted from the device (it is invisible) is harmful to the eyes. DO NOT stare into the light.

Keep this device out of the reach of children.


Notice for California Customers- California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

5

a. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 180° and display as shown in Figure 6.




b. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 90° and display as shown in Figure 7.




c. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate 180° and display as shown in Figure 8.



d. Press the Power/Display Button once more; the screen will rotate -90° and also show pulse as a filled wave-form bar graph along bottom of screen, as shown in Figure 9.




e. Press the Power/Display Button once more; the screen will now show pulse as a hollow wave-form bar graph along bottom of screen, as shown in Figure 10.



f. Press the Power/Display Button once more; the screen will return to the original screen as shown in Figure 5 on previous page.

Ensure that no obstruction (contamination, scar tissue, fingernail polish, acrylic fingernail, etc.) exists at the site where the sensor is placed; such obstruction could affect the signal received by the sensor and result in an incorrect measurement.

Vigorous exercise and electrosurgical device interference may affect the measuring accuracy.



1. Open the clip as shown in Figure 4.
2. Insert finger, nail up, into the clip's rubber cushion (ensure the finger is correctly positioned), and then gently clip the finger.
3. Press the Power/Display Button to turn the oximeter on.
4. The screen will then display the data as shown in Figure 5. After the values become stable, the user can read the information on the display screen.
5. When the screen displays as shown in Figure 5, pressing the Power/Display Button will change the screen's orientation:

9

Troubleshooting continued

Symbol	Description
	Type BF
	Warning: See operation manual
	The pulse oxygen saturation
	Pulse rate (beats per minute)
	Low battery voltage
	Serial number
	Not for continuous monitoring

PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS.

GF'S TOTAL LIABILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE PROVIDED IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WHETHER IN CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS.

This warranty gives you specific legal rights. You may have additional rights which vary from state to state.

Manufactured for:
GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway
Atlanta, Georgia 30360
© 2009 GF Health Products, Inc.
Made in China
tel: 770-368-4700
fax: 770-368-2386



www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. All illustrations, specifications, packaging and warranties contained in this literature are based on the latest product information available at the time of printing. The most current product information, including the most current version of these instructions, can be found online at www.grahamfield.com. Graham-Field and John Bunn are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

© 2009 GF Health Products, Inc., Atlanta GA 30360, 770-368-4700

6

Change the batteries when the low-voltage indicator displays.

Clean the surface of the device before using: Wipe the device with a clean, soft cloth saturated with a solution of 70% isopropyl alcohol, then let it air dry or wipe it dry. Repeat as necessary.

Take out the batteries if the oximeter will not be used for a long period of time.

Environment (NOTICE: Humidity may shorten the life of the device, or even damage it)	Operation: 41°F - 104°F (5°C - 40°C), 15% - 80% RH Storage: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C), < 93% RH
--	--

Cleaning and Disinfection

1. Do not immerse the device in liquid. Clean the device only by using a surface-clean technique: Wipe with a clean, soft cloth saturated with a solution of 70% isopropyl alcohol.

2. Wipe with a clean, soft cloth saturated with clean water and air dry, or dry with a clean, soft cloth.

⚠ WARNING: Do not use the sensor if it is damaged.

⚠ NOTICE: Do not sterilize this device. Do not subject this device to irradiation, steam, ethylene oxide, high temperature, or immersion in liquid.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display screen	Organic LED Display
Power supply requirement	Two 1.5V AAA alkaline batteries
SpO ₂ Parameter Specifications	Measuring range: 0%-100% Accuracy: 70%-100%, ±3% < 70%, no definition
Pulse Rate Parameter Specifications	Measuring range: 30-235 bpm Accuracy: 30-99bpm, ±2 bpm; 100-235 bpm, ±2%
Dimensions (L x W x H)	2.28" x 1.26" x 1.34" (58 mm x 32 mm x 34 mm)
Environment	Operation: 41°F - 104°F (5°C - 40°C), 15% - 80% RH Storage: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C), < 93% RH
Net weight with batteries	2 oz. (50g)

12

TECHNICAL SPECIFICATIONS continued

Classification	The type of protection against electric shock: Internally powered equipment
	The degree of protection against electric shock: Type BF applied part
	The degree of protection against harmful ingress of liquids: Ordinary equipment without protection against ingress of water

Electro-Magnetic Compatibility: Group I, Class B

13

LIMITED WARRANTY

SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original purchaser ("Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use for a period of one year after the purchase date unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date. The warranty does not extend to non-durable parts and does not include labor or costs of shipping. This limited warranty is not transferable. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. The warranty is void if the defect is caused by any other reason related to defects in materials or workmanship.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

GF's customer service team must be notified of any warranty claim within the applicable warranty period. Call 678-291-3207, or fax 770-368-2386 or e-mail cs@grahamfield.com. Failure to follow the specific directions provided by the GF customer service team will result in denial of the warranty claim.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR

14

11

DISPOSAL

Do not dispose of the device in regular trash.

15

TECHNICAL SPECIFICATIONS

16

SYMBOL KEY

17

LIMITED WARRANTY

18

DISPOSAL

19

TECHNICAL SPECIFICATIONS

20



Manual de Operación

Importante: No debe operar el John Bunn DigiOx Oxímetro sin leer y entender este manual! Guarde este manual para uso en el futuro.

Info: La más reciente versión de este manual podrá ser encontrada en www.grahamfield.com.

JB02008-INS-LAB-RevB14

CONTENIDOS	3
INTRODUCCIÓN.....	3
USO ENTENDIDO DEL OXÍMETRO.....	3
CONTRAINDICACIONES	3
DIRECTIVAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO.....	3
GENERALIDADES	7
APARIENCIA.....	7
CARACTERÍSTICAS	7
NOMBRE Y MODELO	8
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS	8
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	8
ACCESORIOS (INCLUIDOS)	11
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11
MANTENIMIENTO.....	11
LIMPIAR Y DESINFECTAR	12
DESTRUCCIÓN	13
DETECTANDO PROBLEMAS	13
SÍMBOLOS	15
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	16
GARANTÍA LIMITADA	18

2

GENERALIDADES

Apariencia



Figura 1



Figura 2

El DigiOx Oxímetro se demuestra arriba.

Características

Este John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar provee un método simple para chequear a los pacientes combinando un sensor y monitor en un aparato integrado y compacto que es fácil de usar y que tiene operación de un botón. El John Bunn DigiOx Oxímetro de uso Dactilar puede ser usado para medir el valor de la saturación de oxígeno (SpO_2) y el valor de frecuencia de pulso. Poniendo su dedo en el sensor y apretando el Botón de Prender, el valor de SpO_2 y de frecuencia de pulso se vera en la pantalla. El oxímetro tiene una pantalla de LED con color brillante que da más colores vibrantes y tiene una vida de operación mas larga. El brillo de la pantalla es ajustable. La pantalla es de dirección múltiple para que el usuario pueda leer los resultados de cualquier ángulo. El oxímetro tiene un indicador de voltaje bajo. El oxímetro se apagara

automáticamente en 8 segundos cuando no está en uso. El oxímetro provee aproximadamente 30 horas de uso usando baterías alcalinas.

Nombre y Modelo

Nombre: John Bunn DigiOx Oxímetro de Uso Dactilar

Modelo: JB02008

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Refiere a la Figura 3; Inserta dos AAA baterías en el compartimiento correctamente en su dirección correcta.




Figura 3
instalación de las baterías

- Coloque el protector.

- ▲ AVISO: Asegúrese instalar las baterías correctamente. Instalación incorrecta puede hacer que el aparato no funcione.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Info:

Limpie el dedo de la prueba con el alcohol isopropílico antes y después de cada medida. Asegure que el dedo está seco antes de insertarlo en el oxímetro.

No debe hacer temblar su dedo cuando estás usando el aparato.

Evite poner el aparato en el mismo brazo donde tiene el medidor de presión o cuando se está haciendo una infusión venosa.

8

Destrucción

No debe tratar este aparato o sus baterías como residuos de domésticos - colección separado es necesario

DETECTANDO PROBLEMAS

Problema	Razón Posible	Solución
El SpO ₂ y Frecuencia de Pulso no son estables	El dedo no está puesto correctamente en el aparato	Coloque el dedo correctamente y trato de nuevo
	El dedo está temblando o el paciente se está moviendo	Asegure que el paciente se quede inmóvil
	El valor de SpO ₂ del paciente es demasiado bajo medir	▲ Media de nuevo; si no tiene éxito, sin embargo, el aparato está funcionando correctamente, póngase en contacto con a un profesional médico inmediatamente
El aparato se apaga de repente	Hay luz ambiental excesiva	Reduzca la luz ambiental
	Las baterías se han gastado	Cambie las baterías
	La pantalla muestra "Error3", "Error4", "Error6" o "Error7"	Llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc.

Especificaciones Técnicas Continuadas

Clasificación

El tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipo con motor interior

El grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicado de Tipo BF

El grado de protección contra un inmersión de líquidos dañinos: Equipo ordinario sin protección contra inmersión de agua

Compatibilidad Electromagnética: Grupo I, Clase B

GARANTÍA LIMITADA

Ambito de Garantía

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original ("el Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizados normalmente durante un período de reparación de un año después de la fecha de compra a menos que haya una fecha de caducidad en el componente, en cuyo caso la garantía expirará en la anterior del período de garantía o la fecha de caducidad. La garantía no se extiende a los componentes no durables y no fuerza laboral o el costo de transporte. Esta garantía limitada no es transferible. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF, incluyendo uso apropiado y mantenimiento. La garantía será nula si el defecto es causado por cualquier otra razón no relacionada con defectos en los materiales o mano de obra.

Obteniendo Servicio de Garantía

Equipo de servicio al cliente de GF debe ser notificado de cualquier reclamación de garantía dentro del período de garantía aplicable. Llame 678-291-3207, o por fax 770-368-2386, o por email a cs@grahamfield.com. Falta de seguir las instrucciones específicas resultará en rechazo de la reclamación de garantía.

Garantía completa, Recurso exclusivo y daños consecuentes

ESTA GARANTÍA ES ÚNICA GARANTÍA DE GF Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. GF NO OFRECE GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS

DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI CUALQUIER MODELO O MUESTRA FUE MOSTRADO AL CLIENTE, COMO MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO ÚNICAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO REPRESENTA QUE EL NECESARIAMENTE ESTARÁ CONFORME AL MODELO O MUESTRA EN TODOS LOS ASPECTOS.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE GF PARA CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO PROPORCIONADO SE LIMITA AL COSTO DEL PRODUCTO QUE DIO LUGAR A LA RECLAMACIÓN. EN NINGÚN CASO, YA SEA POR CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, ESTRITA RESPONSABILIDAD, O CUALQUIER OTRA FORMA SE GF SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, EJEMPLARES O INDIRECTOS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A: DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS PÉRDIDA DE USO, TIEMPO DE INACTIVIDAD, CUBIERTA O EMPLEADO O CONTRATISTA INDEPENDIENTE SALARIOS, PAGOS Y BENEFICIOS.

Esta garantía le da derechos legales específicos. Puede tener derechos adicionales que varían estado por estado.

GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com. Graham-Field y John Bunn son marcas registradas de GF Health Products, Inc.

El oxímetro es diseñado para medidas rápidas. No es apto para monitoreo continuo por largos períodos de tiempo al paciente. NO DEBE aplicar el sensor al mismo dedo por más de dos horas. Si los resultados son anormales, favor de cambiar la posición del sensor.

El oxímetro es utilizado como uno de los criterios para la evaluación del paciente. Debe ser usado en conjunto con señales clínicas y síntomas. Está diseñado como un aparato para medición, no para tratamiento.

Campos eléctricos y magnético son capaces de interferir con los resultados correctos del oxímetro. Por esta razón, asegure que todos los aparatos externos operados en la vecindad del oxímetro cumplen con los requisitos de EMC. Celulares, equipo de radiografía, y aparatos de MRI pueden interferir porque emiten niveles altos de radiación electromagnéticos. Este aparato cumple con IEC60601-1-2.

NO DEBE ser puesto en un edema o tejido tierno. La luz (la luz infrarroja es invisible) emitido por el aparato le puede hacer daño a los ojos así que no debe fijarse en la luz. NO DEBE fijarse directamente a la luz. Este aparato debe estar guardado fuera del alcance de niños.

Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.

a. Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará 180 grados y mostrar como se ve en la Figura 6.



Figura 6

b. Apreté el Botón de Mostrar una vez más, la pantalla se cambiara a la Figura 7.



Figura 7

c. Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará 180 grados y muestra como se ve en la Figura 8.



Figura 8

d. Presiona el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volteará 90 grados y mostrará también el pulso como gráfico de barra llenado de la forma de onda a lo largo de la parte inferior de la pantalla, como se ve en la Figura 9.



Figura 9

e. Presiona el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla ahora mostrará también el pulso como gráfico de barra hueco de la forma de onda a lo largo de la parte inferior de la pantalla, como se ve en la Figura 10.



Figura 10

f. Presione el Botón del Prender/Apagar y Mostrar una vez más, la pantalla se volviera a la pantalla original como en la Figura 5 en la página anterior.

10

SÍMBOLOS

Símbolo	Descripción
	Tipo BF
	Advertencia: Vea el Manual
	La saturación de oxígeno de pulso
	Frecuencia de Pulso (latidos por minuto)
	Voltaje bajo de las baterías
SN	Número Serial
	No es apto para monitoreo continuo al paciente

11

12

13

14

15

Fabricado para :
GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway
Atlanta, Georgia 30360

© 2009 GF Health Products, Inc.
Fabricado en China
 tel: 770-368-4700
 fax: 770-368-2386



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Mostrar	Pantalla de LED orgánico
Requisito de suministro eléctrico	Dos 1.5V AAA baterías alcalinas
Especificaciones Parámetro de SpO ₂	Rango de Medida: 0%-100%, ±3%; < 70%, ninguna definición
Especificaciones de Frecuencia de Pulso	Rango de Medida: 30-235 bpm (latidos por minuto) Presión: 30-99 bpm, ±2 bpm; 100-235 bpm, ±2%
Dimensiones (L x W x H)	2.28" x 1.26" x 1.34" (58 mm x 32 mm x 34 mm)
Ambiente	Operación: 41°F - 104°F (5°C - 40°C), 15% - 80% RH Almacenaje: -4°F - 158°F (-20°C - 70°C), < 93% RH
Peso Neto	2 onzas. (50g) con baterías

Clasificación	El grado de protección contra descarga eléctrica: Parte aplicado de Tipo BF
	El grado de protección contra un inmersión de líquidos dañinos: Equipo ordinario sin protección contra inmersión de agua

Clasificación	Compatibilidad Electromagnética: Grupo I, Clase B

17

18

19