

For In Vitro Diagnostic Use
Pour un diagnostic in vitro
Zur In-vitro-Diagnose
Para diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Da utilizzarsi per diagnostica in vitro
Für in-vitro-diagnostik
Til diagnostisk brug in vitro
Για διάγνωση In Vitro
Pro in vitro diagnostické použití
Pre in vitro diagnostické použitie

Catalog Number
Référence
Best.-Nr.
Número de catálogo
Número de Catalogo
Número catalogo
Katalognummer
Katalognummer
Αριθμός Καταλόγου
Číslo dielu
Číslo dielu



Lot Number
Numéro de lot
Losnummer
Número de lote
Número do Lote
Número Isto
Partinummer
Lothr.
Αριθμός Παρτίδας
Číslo sárže
Číslo sárže



Temperature Limit
Limite de température
Temperaturgrenze
Límite de temperatura
Limite de temperatura
Temperaturgräns
Temperaturgräns
Opo Θερμοκρασίας
Teplotní limit
Teplotný limit



Use By
Date limite de conservation
Verfallsdatum
Fecha de vencimiento
Utilizar até
Scadenza
Använd senast
Anvendes inden
Χρήση Εως
Použitelné d.;
Expirační doba
Použitelné d.; doba platnosti



Authorized Representative
Représentant autorisé
Autorisierte Vertreter
Representante autorizado
Representante Autorizado
Rappresentante autorizzato
Auktoriserad representant
Autoriserad representant
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
Zpřímočasný zástupce
Sphinnomocny zástupca



Consult Instructions for Use
Consulter le mode d'emploi
Bedienungsanleitung lesen
Consulte las instrucciones de uso
Consulte as Instruções de Utilização
Leggere le istruzioni per l'uso
Läs bruksanvisningarna
Läs bruksanvisningen
Συμβουλεύεται τις Οδηγίες Χρήσης
Viz. pokyny
Vid pokyny

EC REP EU DIRECTIVE 98/79/EC:
Winckels Medical Devices Expertise (WMD)
Bergweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

FOR SALES AND SERVICE:
Contact Your Advanced Instruments Distributor
POUR LA VENTE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE:
Contactez votre distributeur Advanced Instruments
VERTRIEB UND KUNDENDIENST:
Wenden Sie sich an Ihren Advanced Instruments Vertriebshändler
VENTAS Y SERVICIO:
Comuníquese con su distribuidor de productos Advanced Instruments
PARA VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Contacte o seu distribuidor da Advanced Instruments
PER VENDITE E ASSISTENZA:
Contattare il distributore locale della Advanced Instruments
FÖRSÄLJNING OCH SERVICE:
Kontakta din aterförsäljare för Advanced Instruments
FOR SALG OG SERVICE:
Kontakt Dereks Advanced Instruments-forhandler

ΓΙΑ ΠΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ:
Επικοινωνήστε με το λαούριό της Advanced Instruments
PRO PRODEJA A SERVIS:
Kontaktejte svého distributora firmy Advanced Instruments
PRE PREDAJ A SERVIS:
Kontaktejte svojho distributora firmy Advanced Instruments



Two Technology Way / 781-320-9000
Norwood, Massachusetts 02062, USA
800-225-4034 Fax: 781-320-8181
www.aicompanies.com

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Standard per osmometri



REF	3LA010	Una bottiglia da 110 ml 100 mOsm/kg H ₂ O
	3LA050	Una bottiglia da 110 ml 500 mOsm/kg H ₂ O
	3LA090	Una bottiglia da 110 ml 900 mOsm/kg H ₂ O
	3LA150	Una bottiglia da 110 ml 1500 mOsm/kg H ₂ O

DESTINAZIONE DI UTILIZZO

Da utilizzarsi per diagnostica *in vitro*
Gli standard per osmometri si utilizzano per calibrare e/o controllare le prestazioni del proprio osmometro. Questi standard possono essere utilizzati soltanto con l'osmometro in fase di calibrazione. Consultare la Guida utente dello strumento per le istruzioni sulla calibrazione.

INGREDIENTI

Questi standard sono derivati da Sali. Il 2- Sale di sodio idrossibifenilico tetraidrato, in concentrazione pari allo 0,01%, viene aggiunto quale conservante. I costituenti vengono rettificati sulla base dei livelli elencati alla voce **Valore previsto**.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Tenere sempre rigorosamente coperto.
- Non aspirare con la pipetta direttamente dalla bottiglia. Versare la soluzione in un altro contenitore prima dell'uso. Non reintrodere nella bottiglia la soluzione in eccesso.
- Prelevare i campioni, utilizzando punte per campioni puliti. La dimensione del campione sarà determinata in funzione dell'osmometro in uso. Consultare la Guida utente per maggiori informazioni sulle dimensioni del campione e la procedura del test di verifica.

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO

- Non utilizzare bottiglie riempite per meno di ¼ della loro capacità.
- Non congelare.

Conservazione

Conservazione	Stabilità
Chiuso 2 - 30°C (36 - 86°F)	Fare riferimento alla data di scadenza riportata sulla bottiglia

LIMITAZIONI

Qualora vi fosse prova tangibile di crescita microbica all'interno delle bottiglie, non utilizzare gli standard di calibrazione. L'errore nei risultati può derivare da condizioni sfavorevoli di spedizione e/o conservazione, utilizzo di materiali scaduti, oppure errori nel trattamento dei campioni.

VALORI E RANGE ATTESI

La tabella che segue indica i valori nominali ed i corrispondenti range attesi per standard dell'osmometro, assumendo prestazioni nominali dello strumento.

Valore atteso (bersaglio)	Campo di variazione previsto
100 mOsm/kg H ₂ O	98 - 102 mOsm/kg H ₂ O
500 mOsm/kg H ₂ O	497,5 - 502,5 mOsm/kg H ₂ O
900 mOsm/kg H ₂ O	895,5 - 904,5 mOsm/kg H ₂ O
1500 mOsm/kg H ₂ O	1492,5 - 1507,5 mOsm/kg H ₂ O

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dell'osmometro vengono valutati in relazione al range totale atteso, che combina gli effetti del range atteso standard dell'osmometro (specificato sopra) e delle specifiche tecniche dello strumento. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida utente pertinente. Se i risultati non rientrano nel range totale atteso, questo potrebbe indicare una calibrazione non soddisfacente, un errore dell'operatore, la contaminazione dei reattivi o prestazioni difettose dell'apparecchiatura.

SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE

Maneggiare il prodotto conformemente alle prassi di laboratorio consolidate, usando le dovute precauzioni. Smaltire le sostanze conformemente alle prassi in uso presso il proprio istituto. Smaltire tutte le sostanze in condizioni di sicurezza e secondo modalità accettabili che siano conformi a tutti i requisiti nazionali, statali e locali.

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Standarder för osmometrar



REF	3LA010	En 110 ml flaska 100 mOsm/kg H ₂ O
	3LA050	En 110 ml flaska 500 mOsm/kg H ₂ O
	3LA090	En 110 ml flaska 900 mOsm/kg H ₂ O
	3LA150	En 110 ml flaska 1500 mOsm/kg H ₂ O

INDIKATIONER

För in vitro-diagnostik
Standarder för osmometrar används till kalibrera och/eller kontrollera osmometerns prestanda. Dessa standarder bör endast användas i överensstämelse med den osmometer som kalibreras. Läs kalibreringsanvisningarna i instrumentets bruksanvisning.

INGREDIENSER

Dessa standarder är tillverkade med salter. 2-Hydroxybiphenylnatriumsalt-tetrahydrat, 0,01 %, har lagts till som konserveringsmedel. Komponenterna justeras till de nivåer som anges under **Förväntat värde**.

BRUKSANVISNING

- Förvaras alltid ordentligt täckt.
- Sug inte upp vätska med pipetten direkt ur flaskan. Häll lösningen att användas i en annan behållare. Häll inte tillbaka överskottet i flaskan.
- Ta proverna med rena provtagningstoppar. Provets storlek kommer att vara baserat på den osmometer som används. Läs i bruksanvisningen om du vill ha mer information om provstörel och testförfarande.

FÖRVÄNTAD VÄRDEN OCH FÖRVÄNTADE INTERVALL

Tabellen nedan visar en lista över de nominella värdena och motsvarande förväntade intervall för osmometerstandarder under förutsättning att instrumentet fungerar nominellt.

Förvaring	Stabilitet
Öppnat 2 - 30 °C (36 - 86 °F)	Läs utgångsdatum på som finns stämplat på flaskan

Opbevaring	Stabilitet
Uåbnet 2 - 30 °C (36 - 86 °F)	Se udleødsdatoen, der er stemplet på flasken

BEGRÄNSNINGAR

Använd inte kalibreringsstandarderna om det finns synligt bevis på mikrobiell växt i flaskorna. Felaktiga resultat kan uppstå genom oegynta transport- och/eller förvaringsförhållanden, användning av utgångna material eller fel vid hantering av pröver.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN OCH FÖRVÄNTADE OMÅRÅDER

Nedenstående tabel angiver de nominelle värderier og de tilsvarende forventede områder for osmometerstandarder, idet nominell instrumentydelse antages.

Förväntat (mål) värde	Förväntat intervall
100 mOsm/kg H ₂ O	98 - 102 mOsm/kg H ₂ O
500 mOsm/kg H ₂ O	497,5 - 502,5 mOsm/kg H ₂ O
900 mOsm/kg H ₂ O	895,5 - 904,5 mOsm/kg H ₂ O
1500 mOsm/kg H ₂ O	1492,5 - 1507,5 mOsm/kg H ₂ O

TOLKA RESULTATEN

Osmometerresultat värderas beträffande totalt förväntat interval, vilket kombinerar effekterna av osmometerstandard, förväntet område (specifierat ovenfor) och instrumentspecifikationer. Se den gäldende bruksanvisning för detaljer. Hvis resultaten hamnar utanför det totala förväntade intervallet kan detta indikera otillfredsställande kalibrering, operatörsfel, reagenskontaminering eller funktionsfel i utrustningen.

AVYTTRA MATERIAL

Hantera denna produkt i enlighet med etablerade goda laboratoriemetoder och under vidtagande av lämpliga försiktighetsåtgärder. Avyttra materialen i enlighet med institutionens sädvaner. Alla materialer skal bortsättas på en sikkert och acceptabelt sätt, som uppfyller alla statliga och lokala krav.

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Osmometerstandarder



REF	3LA010	En 110 ml flaske 100 mOsm/kg H ₂ O
	3LA050	En 110 ml flaske 500 mOsm/kg H ₂ O
	3LA090	En 110 ml flaske 900 mOsm/kg H ₂ O
	3LA150	En 110 ml flaske 1500 mOsm/kg H ₂ O

ANVENDELSE

Til diagnostisk brug *in vitro*
Osmometerstandarder bruges til at kalibrere og/eller kontrollere osmometrets ydelse. Disse standarder bør kun anvendes i overensstemmelse med det osmometer, der bliver kalibreret. Se brugervejledningen til instrumentet for at få instruktioner i kalibrering.

INGREDIENSER

Disse standarder er klargjort på basis af salte. 2-Hydroxybiphenylnatriumsalt-tetrahydrat, 0,01 %, tilslættes som et konserveringsmiddel. Komponenterne justeres til de nivåer, der er angetal under **Förväntet værdi**.

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Norme d'osmomètre	IVD	CE
REF 3LA010	Un flacon de 110 ml, 100 mOsm/kg H ₂ O	
3LA050	Un flacon de 110 ml, 500 mOsm/kg H ₂ O	
3LA090	Un flacon de 110 ml, 900 mOsm/kg H ₂ O	
3LA150	Un flacon de 110 ml, 1500 mOsm/kg H ₂ O	

DOMAINE D'UTILISATIONPour un diagnostic *in vitro*

Les solutions-étalon pour osmomètre sont employées pour calibrer et/ou vérifier la performance de l'osmomètre. Ces solutions-étalon doivent être employées en fonction de l'osmomètre à calibrer. Se référer aux instructions de calibration du Guide de l'utilisateur.

INGRÉDIENTS

Ces solutions-étalon sont préparées à partir de sels. Sel de sodium tétrahydrate 2-hydroxybiphényle à 0,01 %, est ajouté comme conservateur. Les composants sont ajustés aux valeurs figurant sous **Valeur probable**.

MODE D'EMPLOI

- Conserver hermétiquement fermé.
- Ne pas pipeter directement du flacon. Verser la solution dans un autre récipient pour son utilisation. Ne pas remettre l'excédent dans le flacon.
- Prélever des échantillons avec des applicateurs stériles. La taille de l'ampoule sera fonction de l'osmomètre utilisé. Se référer au Guide de l'utilisateur pour de plus amples informations sur la taille de l'ampoule et la procédure de test.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET MANIPULATION

- Ne pas utiliser un flacon qui soit à moins d'un quart plein.
- Ne pas congeler.

Conservation	Stabilité
Avant ouverture 2 - 30°C (36 - 86°F)	Se référer à la date de péremption estampillée sur le flacon

LIMITES DE LA PROCÉDURE

En cas d'apparition manifeste de prolifération microbienne dans les ampoules, ne pas utiliser les substances de référence. Des résultats erronés peuvent survenir à la suite de conditions d'expédition et/ou de stockage défectueuses, de l'utilisation de substances parvenues à expiration ou d'erreurs de manipulation des prélevements.

VALEURS PROBABLES ET FOURCHETTES PROBABLES

Le tableau ci-dessous donne les valeurs nominales ainsi que les fourchettes probables correspondantes pour les solutions-étalon de l'osmomètre, en assumant que la performance de l'instrument est optimale.

Valeur probable (cible)	Fourchette probable
100 mOsm/kg H ₂ O	98 - 102 mOsm/kg H ₂ O
500 mOsm/kg H ₂ O	497,5 - 502,5 mOsm/kg H ₂ O
900 mOsm/kg H ₂ O	895,5 - 904,5 mOsm/kg H ₂ O
1500 mOsm/kg H ₂ O	1492,5 - 1507,5 mOsm/kg H ₂ O

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les résultats de l'osmomètre sont évalués en fonction de la fourchette totale probable, laquelle associe les effets de la fourchette probable pour la solution-étalon de l'osmomètre (précisée ci-dessus) et les spécifications de l'instrument. Se référer au Guide de l'utilisateur concerné pour de plus amples informations. Si les résultats se situent en dehors de la fourchette totale probable, ceci peut être dû à une calibration insatisfaisante, une erreur de l'opérateur, une contamination des réactifs ou une mauvaise performance du matériel.

MISE AU REBUT DES MATERIAUX

Manipuler ce produit conformément aux bonnes pratiques de laboratoire établies en respectant les précautions d'usage. Mettre au rebut conformément aux pratiques en vigueur dans votre laboratoire. Mettre tous les matériaux au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Osmometer-Standards	IVD	CE
REF 3LA010	Eine 110-ml-Flasche mit 100 mOsm/kg H ₂ O	
3LA050	Eine 110-ml-Flasche mit 500 mOsm/kg H ₂ O	
3LA090	Eine 110-ml-Flasche mit 900 mOsm/kg H ₂ O	
3LA150	Eine 110-ml-Flasche mit 1500 mOsm/kg H ₂ O	

VERWENDUNGSZWECKZur *In-vitro*-Diagnose

Osmometer-Standards dienen zur Kalibrierung und/oder Leistungsüberprüfung des Osmometers. Diese Standards sollten nur in Entsprechung mit dem Osmometer, das kalibriert werden soll, verwendet werden. Die Kalibrierungsanweisungen sind der Bedienungsanleitung des Geräts zu entnehmen.

ZUSAMMENSETZUNG

Diese Standards werden aus Salzen hergestellt. Als Konservierungsmittel wurde 2-Hydroxybiphenyl-Natriumsalz-Tetrahydrat (0,01 %) hinzugesetzt. Die Bestandteile werden auf die nachstehend unter "Erwartungswert" angegebenen Konzentrationen eingestellt.

GEBAUCHSANWEISUNG

- Stets fest verschlossen halten.
- Nicht direkt aus der Flasche pipettieren. Die Lösung zum Gebrauch in einen anderen Behälter umfüllen. Restmenge nicht in die Flasche zurückgeben.
- Probensammler mit sauberen Spitzen zur Probennahme verwenden. Die Probengröße hängt von dem jeweils verwendeten Osmometer ab. Nähere Informationen zur Probengröße und zum Testverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Keine Flaschen verwenden, die unter ¼ voll sind.
- Nicht gefrieren.

Lagerung	Stabilität
Ungeöffnet 2 - 30°C (36 - 86°F)	Siehe das auf der Flasche aufgedruckte Verfallsdatum

EINSCHRÄNKUNGEN

Bei sichtbaren Anzeichen von Mikrobenwachstum in einer Ampulle darf das Referenzmaterial *nicht* verwendet werden. Ungünstige Versand- und/oder Lagerbedingungen, die Verwendung von Materialien über das Verfallsdatum hinaus oder Fehler im Umgang mit Proben können falsche Ergebnisse verursachen.

ERWARTUNGSWERTE UND ERWARTUNGSBEREICHE

In der nachstehenden Tabelle sind die Nennwerte und entsprechenden Erwartungsbereiche für die Osmometerstandards unter Annahme der Nennleistung des Geräts aufgeführt.

Erwartungswert (Zielwert)	Erwartungsbereich
100 mOsm/kg H ₂ O	98 - 102 mOsm/kg H ₂ O
500 mOsm/kg H ₂ O	497,5 - 502,5 mOsm/kg H ₂ O
900 mOsm/kg H ₂ O	895,5 - 904,5 mOsm/kg H ₂ O
1500 mOsm/kg H ₂ O	1492,5 - 1507,5 mOsm/kg H ₂ O

ERGEBNISAUSWERTUNG

Die Osmometerergebnisse werden in Bezug auf den Gesamt-Ergebnisbereich, einer Kombination der Effekte des Erwartungsbereichs des Osmometerstandards (siehe Angabe oben) und der Spezifikationen des Geräts, beurteilt. Nähere Einzelheiten enthält die jeweilige Bedienungsanleitung. Außerhalb des Gesamt-Ergebnisbereichs fallende Ergebnisse können ein Anzeichen für unzulängliche Kalibrierung, Bedienerfehler, Reagenz-Kontaminierung oder eine Fehlfunktion des Geräts sein.

ENTSORGUNG VON MATERIALIEN

Dieses Produkt muss gemäß guter Laborpraxis (GLP) und unter Beachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen gehandhabt werden. Bei der Entsorgung von Materialien sind die Bestimmungen Ihres Instituts einzuhalten. Alle Materialien sind in einer sicheren und zulässigen Weise und entsprechend den Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Ortsebene zu entsorgen.

ADVANCED INSTRUMENTS, INC.

Normas del osmómetro	IVD	CE
REF 3LA010	Una frasco de 110 ml de 100 mOsm/kg H ₂ O	
3LA050	Una frasco de 110 ml de 500 mOsm/kg H ₂ O	
3LA090	Una frasco de 110 ml de 900 mOsm/kg H ₂ O	
3LA150	Una frasco de 110 ml de 1500 mOsm/kg H ₂ O	

USO PROPUESTOPara diagnósticos *In Vitro*

Las normas del osmómetro se usan para calibrar o verificar el rendimiento de su osmómetro y sólo se deben usar según las características del osmómetro que se va a calibrar. Consulte la Guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones sobre la calibración.

INGREDIENTES

Estas normas se preparan a partir de sales. Sal sódica tetrahidratada de 2-hidroxibifenilo, al 0,01%, se añade a modo de preservativo. Los componentes se ajustan a los niveles indicados bajo **Valor esperado**.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Mantenga la tapa bien cerrada.
- No saque con pipeta directamente del frasco. Vierta la solución que se va a utilizar en otro recipiente. No vierta la solución que sobre en el frasco.
- Obtener las muestras con boquillas limpias para muestras. El tamaño de la muestra dependerá del osmómetro que se utilice. Consulte la Guía del usuario para obtener información adicional sobre el tamaño de la muestra y el procedimiento para realizar pruebas.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- No use un frasco que tenga menos de un cuarto de solución.
- No se debe congelar.

Almacenamiento	Estabilidad
Cerrado, 2 - 30 °C (36 - 86 °F)	Compruebe la fecha de vencimiento impresa en el frasco

LIMITACIONES

Si hay evidencia a simple vista de crecimiento bacteriano en los frascos, no utilizar las normas de calibración dentro dos frascos, no utilizar los padrones de calibración. Poderá ocurrir resultados erróneos debido a condiciones desfavorables de envío y/o por almacenamiento, utilización de materiales vencidos, mezcla inadecuada o errores en la manipulación de la muestra.

VALORES Y PARÁMETROS ESPERADOS

A tabela abaixo lista os valores nominais e respectivos intervalos esperados para os padrões do osmômetro, assumindo um desempenho nominal do instrumento.

Valor (Alvo) Esperado	Intervalo esperado
100 mOsm/kg H ₂ O	98 - 102 mOsm/kg H ₂ O
500 mOsm/kg H ₂ O	497,5 - 502,5 mOsm/kg H ₂ O
900 mOsm/kg H ₂ O	895,5 - 904,5 mOsm/kg H ₂ O
1500 mOsm/kg H ₂ O	1492,5 - 1507,5 mOsm/kg H ₂ O

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Os resultados do osmômetro são avaliados com respeito ao intervalo esperado total, que combina os efeitos do intervalo esperado do padrão do osmômetro (especificado acima) com as especificações do instrumento. Consulte o Guia do Utilizador aplicável para obter mais detalhes. Se os resultados excederem o intervalo esperado total, isso pode indicar uma calibração pouco satisfatória, erro do operador, contaminação de reagentes ou um desempenho incorrecto do equipamento.

DESECHO DE LOS MATERIALES

Manuseie este produto de acordo com as boas práticas laboratoriais estabelecidas, aplicando as devidas precauções. Elimine as matérias de acordo com as práticas estabelecidas da sua instituição. Deite fora todas as matérias de uma forma segura e aceitável, que esteja em conformidade com todas as normas nacionais e locais.