

SUPERfeet[®]
THE PREMIUM INSOLE™



Congratulations.

You've just made a very comfortable decision.

Enjoy Superfeet Premium Insoles in
EVERY SHOE. EVERY DAY.

Superfeet Worldwide Inc
1419 Whitehorn Street
Ferndale WA 98248
USA

T 800 634 6618
F 800 320 2724
www.superfeet.com
customer@superfeet.com



**SUPPORT THE FOOT.
ALIGN THE BODY.**

Superfeet Easy-Fit help support and stabilize the feet, making your dress shoes fit better so you can avoid unnecessary discomfort or pain. The slim, lightweight design helps reduce pronation and allows the heel's fat pad to naturally cushion impact.



THE EASY-FIT™ DIFFERENCE
Patented biomechanical shape and design

EASY-FIT 3/4 HIGH HEEL

- Slim support for women's high heels **1" and higher.**
- Redistributes body weight off the ball of the foot.
- Improves stability and reduces fatigue, blisters, pump bumps and knee pain.



EASY-FIT WOMEN'S 3/4

- Improves fit for women's dress shoes **1" and lower.**
- Lightweight design provides biomechanical support.
- Improves alignment, shock absorption and comfort.



EASY-FIT MEN'S 3/4

- Improves fit for men's dress and casual shoes.
- Lightweight design provides biomechanical support.
- Improves alignment, shock absorption and comfort.



THE PROPER FIT
The key to a great fit is proper sizing



(TOO NARROW)



(CORRECT)

Check heel width. If the insole is too narrow, go up one size.



It's quick and easy to move your Easy-Fit insoles from shoe to shoe. Use only Easy-Fit High Heel in your heels!

Insole fit and comfort is influenced by model and size of shoe and insole, sock thickness, and lacing method.

Superfeet is not responsible for discomfort or pain caused by improper insole or shoe fit, latent pre-existing medical conditions, or non-insole related issues. If foot ailments develop or persist after the break-in period, please consult a healthcare professional.



EASY-FIT™

Quick fitting instructions

STEP 1: DON'T TRIM

Easy-Fit insoles are designed to fit in tighter-fitting, low-profile shoes and require no trimming.



STEP 2: INSERT

Look for the L (left) and R (right) on the bottom of each insole. Place the Easy-Fit insoles in your shoes, over the original factory insole or shoe liner.



For an ideal fit, remove any heel wedges or foam shapes in the shoe that will prevent the Easy-Fit from lying flat.

STEP 3: SECURE IN PLACE (optional)

To avoid excess movement, use enclosed Velcro® dots to hold insoles in place.



Attach a black dot to a white dot (A) and stick white dot to the bottom of insole (B). Remove backing paper from black dot and place insole into shoe, making sure the insole is positioned as far back as possible. Press firmly into shoe.



IF YOUR SHOE HAS A REMOVABLE INSOLE
If removing your shoe's original insole creates too much room in the shoe, check out our Trim-to-Fit™ Premium Insoles at www.superfeet.com.



HOW EASY-FIT™ SHOULD FIT

The insole should rest directly on the bottom of your shoe to give you the best fit and the most support. To help ensure a proper fit, make sure to use the correct Easy-Fit insole with the correct footwear! **The Women's High Heel insole needs to be worn in heels 1" or higher, and the Women's 3/4 (Low Heel) must be worn in shoes with a heel height of 1" or less.**



BREAK-IN PERIOD

The tendons and muscles of your feet may need time to adjust to their properly supported position. We suggest taking a conservative break-in approach; try wearing your Superfeet for just 1-2 hours the first day, and gradually add more time each day.



HOW TO CLEAN

Hand-wash Superfeet with mild soap, lukewarm water, and an old toothbrush with soft bristles. Rinse well. Remove excess water with a soft towel.



DO NOT MACHINE WASH OR DRY. DO NOT AIR DRY NEAR A HEAT SOURCE!

60

60 DAY COMFORT GUARANTEE

You have nothing to lose but your sore feet. If you are not satisfied with your new insoles, return them within 60 days to your place of purchase for a credit or refund.

Only valid with proof of purchase. Not valid for misused, abused or improperly cleaned Superfeet products. **THIS GUARANTEE IS SUBJECT TO THE RETAILER'S RETURN POLICY.**



WATERPROOF LINER DISCLAIMER

Most orthotics will conform to the heel in your footwear, and over time can wear through the lining. Superfeet offers no guarantee against this resulting side effect in footwear with waterproof liners such as Gore-tex®.



SUPERFEET SUSTAINABILITY

Our core values challenge us to "be socially and environmentally responsible at work and at home." We print our promotional materials on post-consumer paper with vegetable-based inks, seek out energy-efficient options whenever making business decisions, and have reduced the size and weight of our 100% recyclable packaging. [Find out more at www.superfeet.com.](http://www.superfeet.com)

View our complete User's Guide at www.superfeet.com or contact Customer Care at 800 538 5471 with any questions or concerns.

SUPERfeet[®]
THE PREMIUM INSOLE™



Felicidades.

Acaba de tomar una decisión que le brindará gran comodidad.

Disfrute las plantillas Superfeet Premium en **TODOS SUS ZAPATOS. TODOS LOS DÍAS.**

Superfeet Worldwide Inc
1419 Whitehorn Street
Ferndale WA 98248
USA

T 800 634 6618
F 800 320 2724
www.superfeet.com
customercare@superfeet.com



**DÉ SOPORTE A SUS PIES.
ALINEE EL CUERPO.**

Superfeet Easy-Fit ayuda a dar soporte y estabilizar los pies, con lo que sus zapatos de vestir le ajustan mejor y puede evitar la incomodidad y el dolor innecesarios. El diseño delgado y ligero ayuda a reducir la pronación y permite que la parte blanda del talón amortigüe naturalmente el impacto.



LA DIFERENCIA EASY-FIT™
Forma y diseño biomecánicos patentados

EASY FIT 3/4 PARA TACONES

- Soporte delgado para zapatos de dama con **tacón de 1" o más de alto.**
- Redistribuye el peso del cuerpo para que no se concentre en la almohadilla del pie.
- Mejora la estabilidad y reduce la fatiga, las ampollas, deformidad de Haglund y el dolor de rodillas.



EASY-FIT 3/4 PARA MUJERES

- Mejora el ajuste para los zapatos de vestir con **tacón de 1" o menos.**
- El diseño ligero proporciona soporte biomecánico.
- Mejora la alineación, la absorción de impactos y la comodidad.



EASY-FIT 3/4 PARA CABALLEROS

- Mejora el ajuste para los zapatos de vestir y casuales.
- El diseño ligero proporciona soporte biomecánico.
- Mejora la alineación, la absorción de impactos y la comodidad.



EL AJUSTE ADECUADO

La clave para un buen ajuste es tener la talla adecuada



(DEMASIADO ESTRECHA)



(CORRECTA)

Verifique el ancho del talón. Si la plantilla que seleccionó es demasiado estrecha, use un número más grande.



Es fácil y rápido cambiar sus plantillas Easy-Fit de un zapato al otro. Sólo use Easy-Fit para tacones en sus zapatos.

El ajuste y la comodidad de la plantilla dependen del modelo y el tamaño del zapato y la plantilla, el grueso del calcetín y la manera como se amarra los cordones. Superfeet no se hace responsable por la incomodidad o el dolor causados por un ajuste inadecuado de la plantilla o el zapato, condiciones médicas latentes preexistentes o asuntos no relacionados con la plantilla. Si se desarrollan malestares en el pie o persisten después del periodo de ablandamiento, consulte con un profesional del cuidado de la salud.



EASY-FIT™

Instrucciones rápidas de ajuste

PASO 1: NO RECORTE

Las plantillas Easy-Fit están diseñadas para caber en zapatos ajustados, ligeros y delgados sin necesidad de recortar.



PASO 2: INSERTE

Busque la L (izquierda) y la R (derecha) en la parte inferior de cada plantilla. Coloque las plantillas Easy-Fit en sus zapatos, sobre las plantillas originales de fábrica o sobre el forro del zapato.



Para un ajuste ideal, retire toda talonera o aditamento del zapato que no permitan que la Easy-Fit quede plana.

PASO 3: ASEGÚRELA EN SU LUGAR (opcional)

Para evitar el movimiento excesivo, use los círculos de Velcro® incluidos para mantener las plantillas en su lugar.



(A)

Junte un círculo negro con uno blanco (A) y pegue el blanco al fondo de la plantilla (B). Retire el papel protector del círculo negro y coloque la plantilla en el zapato, asegurándose que quede posicionada tan atrás como sea posible. Oprímala firmemente en el zapato.



(B)



SI SU ZAPATO TIENE PLANTILLA REMOVIBLE
Si quitar la plantilla original de su zapato crea demasiado volumen en el zapato, mire nuestras plantillas Trim-to-Fit™ Premium en www.superfeet.com.



CÓMO DEBE QUEDAR EASY-FIT™

La plantilla deberá quedar directamente en la parte inferior de su zapato para darle el mejor ajuste y el mayor soporte. Para ayudar a garantizar un ajuste adecuado, asegúrese de usar la plantilla Easy-Fit correcta con el calzado correcto. **La plantilla Easy-Fit para tacones debe usarse con tacones de 1" o más, mientras que la Easy-Fit 3/4 (tacón bajo) debe usarse con zapatos de tacón de 1" o menos.**



PERIODO DE ABLANDAMIENTO

Los tendones y músculos de sus pies pueden necesitar tiempo para ajustarse a su posición de soporte adecuado. Le sugerimos que adopte un enfoque conservador para el periodo de ablandamiento; trate de usar Superfeet solamente 1-2 horas el primer día y aumente gradualmente el tiempo cada día.



LIMPIEZA

Lave la plantilla Superfeet a mano con jabón suave, agua tibia y un cepillo de dientes viejo con cerdas suaves. Enjuague bien. Quite el exceso de agua con una toalla suave.



NO LAS LAVENI LAS SEQUE A MÁQUINA NI PONGA A SECAR CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.



GARANTÍA DE COMODIDAD DE 60 DÍAS

No tiene nada que perder salvo el dolor en los pies. Si no le convencen sus nuevas plantillas, devuélvalas dentro de los 60 días posteriores al lugar donde las compró para que le den una nota de crédito o le devuelvan su dinero. **Válida sólo con el recibo de compra. No es válida para productos Superfeet maltratados o que fueran mal utilizados o limpiados. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO.**



LÍMITE DE RESPONSABILIDAD PARA FORROS A PRUEBA DE AGUA

La mayoría de los productos ortopédicos se ajustan al talón de su calzado y con el tiempo pueden desgastar el forro. Superfeet no extiende garantía alguna contra este efecto secundario resultante en calzado con forro a prueba de agua como Gore-tex®.



SUSTENTABILIDAD SUPERFEET

Nuestros valores esenciales nos obligan a "asumir nuestra responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente en el trabajo y en el hogar". Imprimimos nuestros materiales promocionales en papel postconsumo con tintas vegetales, buscamos opciones que hagan un uso eficiente de la energía siempre que tomamos decisiones de negocios y hemos reducido el tamaño y el peso de nuestros empaques 100% reciclables. **Descubra más en www.superfeet.com.**

