


## High Speed Rectal Thermometer

User's Guide TH060

Thank you for purchasing this Advanced Solutions™ thermometer. We're proud to be your choice to help you keep your child healthy and safe. Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product.

### Basics of Your Thermometer



Visit [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) and look for "Safety 1st TV" for information about how to take a rectal temperature.

### Fever Light™ Indicator



If your child has an elevated temperature (100.4°F +), the red FeverLight™ bar will light up and multiple beeps will sound. (See the Normal Body Temperature section for details about what constitutes a fever for your child.) High or prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Contact your child's physician immediately.


### Normal Body Temperature

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is taken. A rectal temperature tends to be approximately 1° higher than an oral temperature for the same individual.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while they are well. You may want to measure and record your baby's temperature a few times when he or she is well so that you will know what is normal for your own child.

On average, temperature ranges are as follows:

| TEMPERATURE-METHOD | NORMAL TEMPERATURE | FEVER RANGE |
|--------------------|--------------------|-------------|
| Rectal             | 98.0° to 100.3°F   | 100.4°F +   |
| Oral               | 97.0° to 99.5°F    | 99.6°F +    |



## WARNING

- This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into an ear.
- This is a rectal thermometer **ONLY**. It should **NEVER** be used for oral, underarm, ear or any other mode of temperature measurement.
- **NEVER** allow a child to play with this thermometer. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.
- **ALWAYS** supervise your child when using thermometer. **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.
- Avoid sudden impact and dust.
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock.
- Replace only with CR1632 or equivalent lithium battery. Use of other types of batteries may present a risk of fire or rupture.

## BATTERY CAUTION


- Keep batteries out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal.
- Used batteries should be disposed of properly.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

### IMPORTANT INFORMATION

- Read these instructions carefully to ensure accurate temperature readings. Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
- Rectal temperatures vary by approximately 0.9°F/0.5°C.
- **DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.

### How to Measure Temperature

*Please read this section carefully and all the way through before using the thermometer. Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.*




- Before first use, pull plastic tab to turn on thermometer. On/Off button to turn the power on. (One beep will sound to indicate it is on.)
- The last measurement taken will appear for 3 seconds.
- When the thermometer is ready to take a measurement, the bar will flash from left to right and "TAKE TEMP" will appear on the screen.
- To change measurements from Fahrenheit to Celsius, hold the On/Off button for 5 seconds. The screen will display "--.C" or "--.F" Release the button and press it again to select the correct mode. The thermometer will be ready to use after 3 seconds.
- Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly.
- For easier insertion, your child should be positioned with legs at a 90-degree (L-shaped) angle – baby lying on back with legs in the air.

- Gently insert the probe tip no more than ½ inch (1.3 cm) into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered. This thermometer's Comfort Guard will help prevent over-insertion.
- Once you have positioned the thermometer, hold it steady while the temperature is taken. The thermometer will make one long beep, the back light will illuminate and the "Clean Me!" icon will blink when the measurement is complete.
- If your child's temperature is at or above 100.4°F, the red Fever-Light™ bar will light up for 8 seconds and multiple beeps will sound, indicating that your child has a fever.
- Press the On/Off button to turn the thermometer off or it will shut off automatically after about 1 minute.
- Note: Wait at least 1 minute before taking another measurement.
- Clean the thermometer before putting it away. (See "Care and Maintenance")

### Care and Maintenance

- Clean the probe and tip with an alcohol swab before and after each measurement.
- Use a soft, dry cloth to clean thermometer body. Never use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning.
- Do not scratch the surface of the display.
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock.
- Store at room temperature.

### Normal Body Temperature (CR1632 or Equivalent Button Cell)



To alert you when the battery should be replaced for this thermometer, the battery icon will display half of the battery and will flash. However, with half of the battery bar left, the thermometer can still be used for at least 20 more measurements. When the battery is completely empty, it will turn off automatically.

#### TO REPLACE THE BATTERY

- Use a small screwdriver to loosen the screw to the battery compartment. (See "Know Your Unit" section.)
- Slide the cover off, remove the old battery and insert a new CR1632 or equivalent button cell battery.
- Slide the battery cover on again and secure the screw.
- Note: Properly dispose of the batteries, keeping them away from small children and heat.

### If You See an "ERR" message



The thermometer screen will display "Err" if there is a system malfunction. Try turning it off and turning it on again. The thermometer will turn off automatically in about 1 minute if it is not manually turned off.

### Technical Specifications

**MEASUREMENT RANGE:** 90°F to 109°F

**MEASUREMENT ACCURACY:** 0.2°F between 96°F to 107°F

#### TEST PROTOCOL:

- Put the tip of thermometer into water bath, approximately 1/2" below the surface.
- Wait for 10 seconds, then turn on the thermometer by pressing the ON/OFF button. The thermometer is now in standard mode.
- When the measurement is completed, record the temperature reading.

### One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**


©2013 Cosco Management, Inc.  
All Rights Reserved. Todos derechos reservados. [www.djgusa.com](http://www.djgusa.com)  
(800) 544-1108 [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
Made in CHINA. Hecho en CHINA.  
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.  
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1  
01/25/13 4358-6051A

## Termómetro rectal alta velocidad

Guía del usuario TH060

Gracias por comprar este termómetro Advanced Solutions™. Estamos orgullosos de ser su elección para ayudarle a mantener a su hijo sano y seguro. Asegúrese de leer todas las advertencias, instrucciones y notas antes de utilizar este producto.

### Información Básica Sobre el Termómetro



Visite el sitio web [www.Safety1st.com](http://www.Safety1st.com) y busque “Safety 1st TV”, donde verá más información sobre el procedimiento correcto para tomar la temperatura rectal.

### Barra Fever Light™



Si la temperatura del niño fuera demasiado alta (más de 38°C/100.4°F), se encenderá la barra roja y escuchará múltiples pitidos. (Vea en la sección “Temperatura corporal normal” más información sobre lo que constituye una fiebre en el caso de su bebé.) La fiebre alta o prolongada exige atención médica, sobre todo en los niños pequeños. Consulte inmediatamente al médico.


### Temperatura Corporal Normal

La temperatura varía entre distintas personas, y depende también de la parte del cuerpo donde se tome. La temperatura rectal tiende a ser aproximadamente 1° más elevada que la temperatura oral de la misma persona.

La expresión “temperatura normal” se refiere al promedio de temperatura de cada persona en estado sano. Recomendamos que tome y anote por escrito varias veces la temperatura del bebé en estado sano para saber lo que es normal para su niño.

En general, los intervalos de temperatura son los siguientes:


| MÉTODO DE MEDICIÓN | INTERVALO NORMAL | INTERVALO DE FIEBRE |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Rectal             | 36.7°C – 37.9°C  | 38.0°C o más        |
| Oral               | 36.1°C – 37.5°C  | 37.6°C o más        |



## ⚠ AVISO

- Este **NO** es un termómetro de oído. **NUNCA** coloque la sonda del termómetro en el oído.
- Este es **SÓLO** un termómetro rectal. **NUNCA** debe usarse para tomar la temperatura en la boca, debajo del brazo, en la oreja ni en ningún otro lugar donde se pueda medir la temperatura.
- **NUNCA** permita que los niños jueguen con este termómetro. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que se puede dañar si no se utiliza correctamente bajo supervisión de los padres.
- **SIEMPRE** supervise al niño cuando use el termómetro. **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres.
- Evite las sacudidas bruscas y el polvo.
- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol ni golpes.
- Sólo utilice baterías de litio de CR1632 o equivalente. El uso de otros tipos de baterías puede presentar riesgo de incendio o rotura.

### Cómo Tomar la Temperatura



*Antes de usar el termómetro, lea atentamente esta sección en su totalidad. Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.*

- Quite la tapa protectora del termómetro.
- Antes del primer uso, jale la tira de plástico para encender el termómetro.
- Pulse el botón de encendido para echar a andar el termómetro. (Escuchará un pitido cuando se encienda.)
- Aparecerá durante 3 segundos la última temperatura tomada.
- La barra se iluminará de manera intermitente y de izquierda a derecha cuando el termómetro esté listo para tomar la temperatura, y aparecerá el texto “TAKE TEMP” en la pantalla.
- Para cambiar de grados Fahrenheit a Celsius, mantenga pulsado el botón “On/Scan” durante 5 segundos. En la pantalla aparecerá el texto “--C” o “--F”. Suelte el botón y púlselo nuevamente para seleccionar la opción preferida. El termómetro estará listo para usarse tras 3 segundos.
- Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua, o con vaselina.
- Para introducir más fácilmente el termómetro, el bebé debe estar acostado sobre la espalda, con las piernas levantadas y

## ⚠ BATERÍA PRECAUCIÓN

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal.
- Las baterías usadas se deben desechar correctamente.
- La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar.
- Retire las baterías cuando desee guardar el producto por un largo período sin uso.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Lea atentamente las instrucciones adjuntas para asegurar lecturas de temperatura precisas. Las lecturas de temperatura son afectadas por muchos factores, tales como el ejercicio físico o el beber bebidas calientes o frías, si se los realiza antes de tomar la temperatura. Los resultados también dependen de la técnica empleada.
- Las temperaturas rectales difieren en aproximadamente 0.9 °F/0.5 °C.
- **NO** permita que el niño camine o corra mientras se le toma la temperatura. La sonda podría causarle daño.


flexionadas a un ángulo de 90° (en forma de L).

- Introduzca delicadamente la sonda en el recto hasta un máximo de 1.3 cm (media pulgada). No fuerce la introducción de la sonda si encuentra resistencia. El protector de seguridad del termómetro ayudará a impedir una introducción excesiva.
- Una vez introducida correctamente la sonda, mantenga el termómetro en su sitio mientras se toma la temperatura. Escuchará un pitido largo, se iluminará la pantalla y aparecerá el icono “Clean Me!” (¡Límpieme!) cuando se haya tomado la temperatura.
- Si la temperatura del niño es de 38°C (100.4°F) o más, se encenderá durante 8 segundos la barra Fever Light™ y se escucharán múltiples pitidos para indicar que el niño tiene fiebre.
- Pulse el botón de encendido y apagado para apagar el termómetro, o éste se apagará automáticamente en más o menos 1 minuto.
- Nota: Espere 1 minuto, como mínimo, antes de tomar otra temperatura.
- Limpie el termómetro antes de guardarlo. (Vea la sección “Cuidado y mantenimiento”)

### Cuidado y Mantenimiento

- Antes y después de cada utilización, limpie la sonda y toda la punta con un hisopo humedecido con alcohol.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el resto del termómetro. No utilice nunca productos abrasivos de limpieza, solventes ni benceno.
- No raye la superficie de la pantalla.
- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa o descargas eléctricas.
- Guarde el termómetro a temperatura ambiente.

### Para Cambiar la Pila (pila de botón CR1632 o equivalente)



Para avisarle de que debe cambiar la pila del termómetro, el icono de la pila mostrará media pila de manera intermitente. No obstante, mientras se mantenga encendida media barra de la pila, aún podrá utilizar el termómetro, como mínimo, para otras 20 tomas de temperatura. Una vez agotada totalmente la pila, se apagará automáticamente.

#### PARA CAMBIAR LA PILA

- Suelte con un destornillador pequeño el tornillo del compartimento de la pila. (Vea la sección “Información básica sobre el termómetro”.)
- Deslice la tapa para abrir el compartimento, extraiga la pila vieja e introduzca una nueva pila CR1632 o equivalente de botón.
- Ponga nuevamente en su lugar la tapa de la pila y apriete el tornillo. Nota: Elimine correctamente las pilas agotadas; manténgalas lejos del alcance de los niños pequeños y de las altas temperaturas.

### Que Hacer si Observa un Mensaje de “Err”



Verá el texto “Err” en la pantalla del termómetro si se ha producido un error del sistema. Pruebe a apagar y volver a encender el termómetro. El termómetro se apagará automáticamente en aproximadamente 1 minuto si usted no lo apaga manualmente.

### Especificaciones Técnicas

**INTERVALO DE MEDICIÓN:** Entre 32°C y 42°C

**EXACTITUD DE LA MEDICIÓN:** 0.1°C entre 36°C y 42°F

**PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN:**

- Introduzca en baño de agua la sonda del termómetro, a una profundidad de aproximadamente 1.27 cm (media pulgada) bajo la superficie.
- Espere unos 10 segundos y pulse entonces el botón de apagado. El termómetro estará entonces en el modo estándar de funcionamiento.
- ¡Una vez tomada la temperatura, anótelas por escrito.

### Garantía limitada de Un Año (1)

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

**EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.**

©2013 Cosco Management, Inc.  
All Rights Reserved. Todos derechos reservados. [www.djgusa.com](http://www.djgusa.com)  
(800) 544-1108 [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
Made in CHINA. Hecho en CHINA.  
Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.  
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1  
01/25/13 4358-6051A