

mē™



quick reference guide
guide de référence rapide
guía de referencia rápida

الدليل المرجعي السريع

thank you!

Congratulations on purchasing your mē system!

mē is an innovative device that can be used in the comfort and privacy of your own home to permanently reduce unwanted hair.

mē is the only at-home permanent hair reduction device to use patented elōs technology and is clinically proven to be safe and effective for all skin tones. Gentle, easy to use and just minutes a treatment, now you can experience the freedom of silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing.

Before using mē, visit our web site at www.mepower.com and make sure to register your mē and watch our demonstration video.

at-home professional hair removal

Every hair in our body goes through a complete growth cycle, from an active to resting phase. Light-based treatments work best on hairs in their active phase. How long each cycle lasts varies from person to person and between the different parts of the body. Other factors such as genetics, metabolism and age also influence the duration of each growth stage.

Hair reduction is a gradual and cumulative process. Our clinical studies have shown that there is less hair growth by using mē. How long it takes to see visible results and how long the results last vary from person to person. Periodic treatments are recommended to maintain these results.

Clinical studies have shown that when hair does grow back between each of the treatments, there will be less of it.

the science behind mē and elōs (Electro-Optical Synergy)

From Syneron and the scientists that invented IPL comes the new breakthrough patented hair removal technology called elōs. This unique combination of Intense Pulsed Light (IPL) and Radio Frequency (RF) is used to remove hair through selective targeting of the hair follicle in a safe yet effective manner. elōs is clinically proven to deliver unprecedented safety, speed and effectiveness for all skin tones.

the benefits of mē

- suitable for all skin tones
- suitable for all hair colors, even fair hair (epilator is recommended)
- for both body and face
- fast and easy, 10 minutes for full leg treatment and only 32 minutes for full body treatment
- very safe thanks to the effective elōs technology
- for both men and women
- visible results within 6-8 weeks
- dedicated face adaptor available, for safe and effective facial treatment
- no preparations required when using the dedicated epilator or shaver
- greatest number of pulses available in one cartridge!

important safety information

Review the user guide including the warnings and safety information provided before using mē. This quick reference guide is only supplemental and not intended to replace your user guide.

innovation and design

Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg.
Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, IL

customer service contact

contact us at www.mepower.com

innovation and design

Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg.
Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, IL

is mē for you?

mē is intended for use by women and men on body for facial hair below the neck and on ALL skin tones (skin color you are born with) and by women for facial use below the cheek line.

Body and face:



mē is intended for use on ALL hair colors.



Note: For better results, the epilator attachment is recommended for body treatment of naturally light blond, red and white/grey hair

Note: The dedicated mē accessory epilator should not be used on the face

your mē package includes:

- mē system powered by elōs technology
- one elōs cartridge (already installed)
- accessory protective cap (already installed)
- elōs protective cap
- power cord
- user guide including a quick reference guide
- protective eyewear

mē accessories:

Sold separately or included with your mē system

- shaver
- epilator
- face adaptor
- replacement elōs cartridge
- pouch for storage

For more details about accessories, go to www.mepower.com

device components (Figure 1):





Figure 1: mē system

applicator components (Figure 2):



*If you don't have a replacement cartridge – make sure you place the elōs protective cap instead of the used cartridge. This is in order to protect the inner parts of applicator.

Figure 2: Top and bottom view of applicator

how to use


step 1: preparing for mē

- Watch our demonstrational video at www.mepower.com
- Remove hair in the area you intend to treat with a razor or electric shaver, or alternatively, use the dedicated mē epilator/ shaver accessory


step 2: sensitivity test

Before treating any new area with mē, test a small patch of skin near the area you intend to treat.

step 3: treating with mē




1



2




3



4

Body:

1. Press the power button on the base unit to turn the system on.
2. Select the appropriate elōs level (Low- Medium or High). It is recommended to start on Low and if you feel comfortable use a higher elōs level.
3. If you are using the designated shaver/ epilator, connect it in place of the protective cap and press the accessory button on the control panel once to run the epilator mechanism at low speed. If desired, press it again to run the epilator at high speed. The shaver cartridge operates only at speed level 1.
4. Press the elōs activation button on the applicator.



5


5. Place the applicator on the area you want to treat, ensuring full contact of the two silver RF delivery bars with the skin. Do not press, just gently touch the skin. System will start emitting elōs pulses.

6. Glide the applicator slowly and continuously on the treatment area without stopping in one place.

Do not return to the same spot for at least 10 seconds.

Face:

Removing unwanted hair from the face is very different from removing unwanted hair from the body. Please read the user guide thoroughly before starting to remove facial hair using your mē. Be sure to watch the dedicated instructional video for face treatment on www.mepower.com.



When treating facial hair, it is recommended to use the **face adaptor**. The face adaptor has been designed to accommodate smaller and more delicate treatment areas on the face. It delivers energy in single pulse mode at the desired energy level.

The face adaptor may or may not be included with this package but can be purchased separately as an accessory. Face adaptor design may change.



Note: You may treat hair on the face from the cheek line and down


facial skin tones

mē is suitable for all skin tones. Make sure you perform a skin sensitivity test before you start your treatment (refer to the user guide for more info).




1

1. Clean your skin and remove the hair on the surface of the skin. You may use tweeze, wax, shave, etc. Do not use the mē epilator accessory on your face as it is not designed for facial use.



2

2. Use white eyeliner to conceal areas that should not be treated such as the edges of your lips and facial moles.



4

3. Ensure you are in a well lighted area when performing your treatment.

4. Turn on your mē device and select the first elōs level on the base unit, which is Low. Put on the provided eye goggles or sunglasses.




4

With A Face Adaptor

5. Remove the accessory protective cap and connect the face adaptor. The face adaptor will allow the mē to emit only single pulses with the desired energy level.

6. Press the elōs cartridge activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Press once the elōs activation button to emit a single pulse.




5

7. Reposition the applicator on the next area to be treated and press the elōs activation button again to emit another pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.

Without A Face Adaptor

5. Press the elōs activation button on the applicator to turn on the applicator. Gently position the applicator on the area you want to treat. Upon contact - a pulse will be emitted. Remove the applicator after a single pulse.



7

6. Reposition the applicator on the next area to be treated, another pulse will be emitted, remove the applicator after a single pulse. Repeat these previous steps until you have covered the entire facial area. Wait at least 10 seconds before you treat over the same spot.

Note: Always start with LOW elōs level. If you feel comfortable, you may increase the elōs level for better results

Note: Without the face adaptor the system will emit continuous pulses, handling must be very cautious and following the instructions

Note: For men it is not advisable to treat the beard as it might create uneven results, which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable

get your professionally smooth skin

For best results, use mē on the same area once a week for the first 7 times. Performing additional maintenance treatments, after the first 7 treatments, will help your hair removal results last longer.



* If you feel that the hair is too noticeable, you can treat that specific area every 2 days.

When treating the face, use mē twice a week for 2 weeks.

Then perform additional treatments every two weeks to help results last longer.



1st week 2nd week treatment durations

For effective results, should be used according to the treatment times indicated below.

The minimum treatment times recommended below may vary from person to person. We recommend to see that each treatment area is covered by 2-3 pulses:




2 minutes

1 minute
per underarm2 minutes
per bikini area3 minutes
per arm10 minutes
per full leg2 minutes
per shoulder5 minutes
per abdomen6 minutes
per chest12 minutes
per back

Note: Start your treatment at Low elös level.

If you feel comfortable, increase the elös setting for higher efficacy

Contact the experts at www.mepower.com to help get you started and set up your treatment routine. Our goal is to help you get the best results possible.




1

done with mē?

1. Turn off the mē system by pressing the power button on the base unit.

2. Place the applicator into its cradle in the base unit and disconnect unit from power outlet.



2

3. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue, clean accessories as well.

4. Store the system in a cool and dry place AWAY from the reach of children.



6

5. Gently rinse your treated areas with lukewarm water and pat dry.

6. You may gently apply moisturizing cream or aloe vera gel to your skin.

Merci !

Félicitations pour votre achat de l'appareil mē !

mē est un appareil novateur qui peut être utilisé dans le confort et l'intimité de votre maison, pour l'épilation permanente des poils indésirables.

mē est le seul épilateur permanent que l'on peut utiliser à domicile et appliquant la technologie brevetée elös. Il est cliniquement prouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau. Il est agréable et facile à utiliser et le traitement ne dure que quelques minutes. Vous pouvez maintenant profiter d'une peau soyeuse et lisse, sans les tracas du rasage et de l'épilation. Avant d'utiliser mē, consultez notre site Web, www.mepower.com, enregistrez votre appareil mē et visionnez notre vidéo de démonstration.

Système d'épilation professionnel à domicile

Chaque poil de notre corps passe par un cycle complet de croissance, de la phase active à la phase de repos. Les traitements à base de lumière fonctionnent mieux sur les poils dans leur phase active. La durée de chaque cycle varie d'une personne à l'autre et selon la partie du corps traitée. D'autres facteurs tels que la génétique, le métabolisme et l'âge influencent aussi la durée de chaque phase de croissance.

La réduction pileuse est un processus graduel et cumulatif. Nos études cliniques ont montré que la repousse des poils est réduite en utilisant mē. La période nécessaire pour des résultats visibles et la durée des résultats varient d'une personne à l'autre. Des traitements périodiques sont recommandés pour maintenir ces résultats.

Des études cliniques ont montré que lorsque les poils repoussent entre chacun des traitements, le système pileux sera moins dense.

La technologie de mē et d'elös (synergie électro-optique)

Syneron et les scientifiques qui ont inventé l'IPL nous présentent aujourd'hui la nouvelle technologie révolutionnaire brevetée d'épilation, appelée elös. Elle combine deux types d'énergies, la lumière pulsée intense (IPL) et la radiofréquence (RF), pour épiler les poils en ciblant, de façon sélective, les follicules pileux, efficacement et en toute sécurité.

elös est cliniquement prouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau.

Les avantages de mē

- convient à tous les teints de peau
- Convient à toutes les couleurs de poil, même les poils blonds (l'épilateur est recommandé).
- Pour le corps et le visage.
- Rapide et simple. 10 minutes pour une jambe complète et seulement 32 minutes pour tout le corps.
- Épilation en toute sécurité, grâce à la technologie performante elōs.
- Pour les hommes et les femmes.
- Résultats visibles en 6 à 8 semaines.
- Adaptateur facial disponible, pour un traitement du visage efficace et sans danger.
- Aucune préparation nécessaire pour utiliser l'épilateur ou le rasoir.
- Le nombre d'impulsions le plus élevé sur une seule cartouche !

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur ainsi que les avertissements et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil mē. Ce guide de référence rapide est en supplément et ne doit pas remplacer le manuel de l'utilisateur.

Coordonnées du service clients

Contactez-nous sur notre site Web www.mepower.com

Innovation et conception

Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg.
Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, Israël

mē vous convient-il ?

mē est destiné aux femmes et aux hommes, sur toutes les parties du corps situées en-dessous du cou, et sur TOUTES les teintes de peau (couleur de peau avec laquelle vous êtes né), et pour les femmes pour les poils sur le visage, en-dessous des pommettes.

Corps et visage :



mē peut être utilisé sur TOUTES les couleurs de poil.



Remarque : pour des résultats efficaces, utilisez l'épilateur pour le traitement des poils sur le corps naturellement blonds, roux et blancs/gris

Remarque : l' épilateur mécanique ne doit pas être utilisé sur le visage.

Contenu de l'emballage mē :

- Un appareil mē avec la technologie elōs
- Une cartouche elōs (déjà installée)
- Une plaque de protection d'accessoire (déjà installée)
- Une plaque de protection elōs
- Un câble d'alimentation électrique
- Le manuel de l'utilisateur et un guide de référence rapide
- Des lunettes de protection

mē accessoires:

Vendus séparément ou avec votre appareil mē

- Rasoir
- Épilateur
- Adaptateur facial
- Cartouche de remplacement elōs
- Pochette de rangement

Pour plus de détails sur les accessoires, consultez notre site Web www.mepower.com.

Composants de l'appareil (Figure 1) :





Figure 1 : Système mē

Composants de l'applicateur (Figure 2) :



* Si vous n'avez pas de cartouche de remplacement, veuillez à mettre la plaque de protection elōs à la place de la cartouche usagée afin de protéger les pièces internes de l'applicateur.

Figure 2 : Vue du haut et vue du bas de l'applicateur

Comment utiliser l'appareil


étape n°1 : préparation pour mē

- Visionnez notre vidéo de démonstration sur notre site www.mepower.com
- Épilez-vous la zone que vous souhaitez traiter avec un rasoir manuel ou électrique, ou utilisez l'épilateur/le rasoir mē.


étape n°2 : test de sensibilité cutanée

Avant de traiter une nouvelle zone avec mē, procédez à un test cutané sur une petite partie de peau, proche de la zone à traiter.

étape n°3 : traitement avec mē



1



2



3



4

Corps :


1. Appuyez sur le bouton de mise en marche, situé sur l'unité de base pour allumer l'appareil.

2. Sélectionnez le niveau elös approprié (Faible, Moyen Élevé).

Nous vous recommandons de commencer par le niveau Faible, et si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elös.

3. Si vous utilisez le rasoir/l'épilateur, branchez-le à la place de la plaque de protection puis appuyez sur le bouton d'activation d'accessoire, situé sur le panneau de commande, pour lancer le mécanisme d'épilation à basse vitesse. Au besoin, appuyez de nouveau pour activer l'épilateur à grande vitesse. La cartouche de rasage ne fonctionne qu'au niveau de vitesse 1.

4. Appuyez sur le bouton d'activation elös situé sur l'applicateur.



5


5. Posez l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter en vous assurant que les deux barres RF argentées sont entièrement en contact avec la peau. Il n'est pas nécessaire d'appuyer. Il suffit juste d'effleurer légèrement la peau. Le système commence à émettre des impulsions elös.

6. Faites glisser lentement et de manière continue l'applicateur sur la zone à traiter, sans vous arrêter.


Veillez à ne pas revenir sur la même zone pendant au moins 10 secondes.

Visage :

L'épilation des poils indésirables sur le visage est très différente de l'épilation du reste du corps. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de commencer l'épilation faciale avec votre appareil mē. Visionner la vidéo d'instruction pour le traitement facial, sur notre site www.mepower.com.







Pour le traitement du visage, il est recommandé d'utiliser **l'adaptateur facial**. L'adaptateur facial a été conçu pour faciliter le traitement des zones plus petites et plus délicates visage. Il libère de l'énergie en mode pulsé unique, au niveau de puissance souhaité. L'adaptateur facial peut être inclus dans le paquet ou vendu séparément, comme accessoire. La conception de l'adaptateur peut changer.



Remarque : Vous pouvez appliquer le traitement facial à partir des joues et jusqu'au cou.

Teintes de peau du visage

mē convient à toutes les teintes de peau. Veuillez à effectuer un test de sensibilité de la peau avant de commencer le traitement (reportez-vous au manuel de l'utilisateur).



1. Nettoyez bien la peau et éliminez les poils sur la surface de la peau. Vous pouvez utiliser une pince à épiler, de la cire, un rasoir, etc. N'utilisez pas l'épilateur mécanique mē sur votre visage. Il n'a pas été conçu pour être utilisé pour une épilation faciale.

2. Masquez les zones délicates qui ne doivent pas être traitées, telles que les bords des lèvres et les grains de beauté du visage, avec un eyeliner blanc.

3. Installez-vous dans une pièce bien éclairée pour effectuer le traitement.

4. Allumez l'appareil mē puis sélectionnez le premier niveau elös, Low (Faible) sur l'unité de base. Utilisez les lunettes de protection ou de soleil incluses dans l'emballage.

Avec un adaptateur facial

5. Retirez la plaque de protection de l'accessoire puis branchez l'adaptateur facial. L'adaptateur facial mē émet uniquement des impulsions uniques, au niveau de puissance souhaité.

6. Appuyez sur le bouton d'activation de la cartouche elös, situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. Appuyez une fois sur le bouton d'activation elös pour émettre une seule impulsion.

7. Posez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter puis appuyez de nouveau sur le bouton d'activation elös pour émettre une nouvelle impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Sans adaptateur facial

5. Appuyez sur le bouton d'activation elös, situé sur l'applicateur, pour l'allumer. Posez délicatement l'applicateur sur la zone que vous souhaitez traiter. À la mise en contact avec la peau, une impulsion est émise. Retirez l'applicateur après l'impulsion.

6. Placez l'applicateur sur la nouvelle zone à traiter, émettez une nouvelle impulsion, puis retirez l'applicateur après l'impulsion. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez couvert entièrement toute la zone faciale. Attendez au moins 10 secondes avant de revenir sur la même zone.

Remarque : Commencez toujours par le niveau elös LOW (faible). Si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau elös pour un résultat plus efficace.

Remarque : sans l'adaptateur facial, le système émettra des impulsions continues. Soyez prudent et suivez les instructions

Remarque : pour les hommes, nous ne recommandons pas de traiter la barbe car cela peut donner des résultats inégaux qui pourraient modifier, de façon indésirable, les caractéristiques de votre visage.

Une peau soyeuse avec un appareil professionnel

Pour de meilleurs résultats, utilisez mē sur la même zone, une fois par semaine, pendant les 7 premières semaines. Effectuer des traitements supplémentaires d'entretien, chaque mois, après les 7 premiers traitements, permettra de faire durer plus longtemps les résultats de l'épilation.



* Si vous sentez que le poil est trop visible, vous pouvez effectuer le traitement tous les 2 jours.

Lors du traitement du visage, utilisez mē deux fois par semaine, pendant 2 semaines.

Puis, effectuez des traitements supplémentaires toutes deux semaines, pour que les résultats durent plus longtemps.



Durées du traitement

Pour des résultats efficaces, il faut utiliser mē, au moins conformément aux durées indiquées ci-dessous.


Les durées de traitement recommandées sont des valeurs minimales et peuvent varier selon la condition physiologique de l'utilisateur. Nous vous recommandons de couvrir chaque zone de traitement avec 2 à 3 impulsions.



Remarque : Commencez votre traitement au niveau de puissance elôs faible (Low). Si vous ne ressentez aucune gêne, vous pouvez augmenter le niveau de puissance elôs, pour un résultat plus efficace.


Contactez les experts sur le site www.mepower.com, ils vous aideront à vous familiariser avec l'appareil et à mettre en place votre traitement. Nous voulons vous aider à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Une fois le traitement terminé




1

1. Éteignez votre appareil mē en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sur l'unité de base.



2

2. Posez l'applicateur sur son socle, sur l'unité de base puis débranchez-le.



6

3. Nettoyez la fenêtre de sortie de la lumière de la cartouche avec un linge doux ou une lingette humide sans alcool.

Nettoyez également les accessoires.

4. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

5. Rincez délicatement les zones traitées à l'eau tiède et séchez-les en tapotant.

6. Appliquez une crème hydratante ou du gel à l'aloë vera sur votre peau.

¡gracias!

¡Felicitaciones por comprar su sistema mē!

mē es un dispositivo innovador que puede ser usado en la comodidad y privacidad de su hogar para reducir permanentemente pelos no deseados. mē es el único dispositivo doméstico de reducción permanente de pelos que usa la patentada tecnología elôs y su seguridad y efectividad para todo tipo de piel están clínicamente comprobadas. Cómodo, fácil de usar y con solo minutos por tratamiento, usted ahora puede sentir la libertad de una piel sedosa y suave sin las complicaciones de las navajas y las ceras.

Antes de usar mē, visite nuestro sitio Web www.mepower.com y asegúrese de ver nuestro video de demostración.

depilación profesional en su hogar

Cada pelo en nuestro cuerpo pasa por un ciclo completo de crecimiento, de una fase activa a otra de reposo. Los tratamientos a base de luz funcionan mejor en pelos con fase activa. La duración de cada ciclo varía de persona a persona y entre las diferentes partes del cuerpo. Otros factores tales como genética, metabolismo y edad también influyen en la duración de cada etapa de crecimiento.

La reducción del pelo es un proceso gradual y acumulativo. Nuestros estudios clínicos han demostrado que los pelos crecen menos debido al uso de mē. El tiempo en ver resultados visibles y el tiempo de duración de los resultados varían dependiendo de cada persona. Se recomiendan tratamientos periódicos para mantener estos resultados.

Los estudios clínicos han demostrado que cuando el pelo vuelve a crecer entre tratamientos, crece en menor cantidad.

la ciencia detrás de mē y elôs (sinergia electro-óptica)

Syneron y los científicos que inventaron la IPL le brindan la nueva y revolucionaria tecnología patentada de depilación llamada elôs. Esta combinación exclusiva de IPL y Radiofrecuencia (RF) es usada para quitar pelos mediante una focalización selectiva de los folículos de los pelos, de forma segura y efectiva.

elôs ha demostrado en pruebas clínicas ser capaz de entregar seguridad, rapidez y efectividad a todo tipo de piel.

los beneficios de mē

- adecuado para todo tipo de piel
- adecuado para pelos de todos colores, incluso pelo claro (se recomienda el uso del depilador)
- tanto para el cuerpo como la cara
- rápido y fácil, 10 minutos para un tratamiento de pierna completa y solo 32 minutos para un tratamiento de cuerpo completo
- muy seguro gracias a la eficiente tecnología elōs
- para hombres y mujeres
- resultados visibles en 6 a 8 semanas
- adaptador dedicado de rostro para un tratamiento facial seguro y efectivo (se vende por separado)
- no se requieren preparaciones al usar el depilador o afeitador dedicado
- ¡el mayor número de pulsos disponible en un cartucho!

información importante de seguridad

Revise la guía del usuario, incluyendo las advertencias e información de seguridad proporcionadas antes de usar mē. La guía de referencia rápida es solo complementaria y no pretende reemplazar a su guía de usuario.

contacto de servicio al cliente

contáctenos visitando www.mepower.com

innovado y diseñado por

Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg.
Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, Israel

¿mē es para usted?

mē está destinado para su uso por hombres y mujeres en pelo corporal debajo del cuello y en TODOS los tipos de piel (el color de piel con el que usted nació), y por mujeres en pelo facial debajo de la línea de la mejilla.

Cuerpo y rostro:



mē está indicado para su uso en TODOS los colores de pelo.



Nota: para mejores resultados, el accesorio depilador es recomendado para el tratamiento corporal de pelo naturalmente rubio claro, rojo y blanco/gris.

Nota: el accesorio depilador dedicado no debe ser usado en el rostro.

su paquete mē incluye:

- un sistema mē con la tecnología elōs
- un cartucho elōs (ya instalado)
- tapa protectora de accesorio (instalada)
- tapa protectora elōs
- cable de alimentación
- guía del usuario, incluyendo una guía de referencia rápida
- gafas protectoras

accesorios mē:

vendidos por separado o incluidos con su sistema mē

- afeitador
- depilador
- adaptador de rostro
- cartucho elōs de repuesto
- estuche de almacenamiento

Para más detalles sobre los accesorios, visite www.mepower.com

componentes de dispositivo (figura 1):





Figura 1: sistema mē

componentes de aplicador (figura 2):



*Si usted no tiene un cartucho de reemplazo, asegúrese de haber colocado la tapa protectora elōs en lugar del cartucho usado. Esto tiene como fin proteger las partes internas del aplicador.

Figura 2: vista superior e inferior de aplicador

cómo usarlo

paso 1: preparación del mē



Vea nuestro video de demostración en www.mepower.com.

Retire el pelo en el área que usted va a tratar con una navaja o afeitadora eléctrica. de forma alterna, use el accesorio depilador/afeitador mē dedicado (se vende por separado).

paso 2: prueba de sensibilidad


Antes de tratar cualquier nueva área con mē, haga una prueba en un área pequeña cercana a la que usted va a tratar.

paso 3: tratamiento con mē



Cuerpo:

1. Presione el botón Power (encendido/apagado) en la unidad base para encender el sistema.
2. Seleccione el nivel elōs apropiado (Low [bajo], Medium [medio] o High [alto]).
Se recomienda empezar en Low [bajo], e ir hacia un nivel elōs más alto si usted se siente cómodo.
3. Si usted está usando el depilador o afeitador designado, conéctelo en lugar de la tapa protectora y presione una vez el botón de accesorios en el panel de control para hacer funcionar el mecanismo de depilador a baja velocidad. Si lo desea, vuélvalo a presionar para hacer funcionar el depilador a una velocidad alta.
El cartucho del afeitador opera solo al nivel de velocidad 1.
4. Presione el botón de activación de elōs en el aplicador.



5. Coloque el aplicador en el área que usted desea tratar, asegurando un contacto completo de las dos barras de suministro de radiofrecuencia con la piel. No presione la piel, solo tóquela delicadamente.


El sistema comenzará a emitir pulsos elōs.

6. Deslice el aplicador lentamente y continuamente sobre el área de tratamiento, sin detenerse en un solo lugar.

No regrese al mismo punto por al menos diez (10) segundos.


Rostro:

Retirar los pelos no deseados del rostro es muy distinto a retirar los pelos no deseados del cuerpo. Lea la guía de usuario a fondo antes de empezar a retirar su pelo facial usando su mē.



Al tratar el pelo facial, se recomienda usar el **adaptador de rostro**. El adaptador de rostro ha sido diseñado para adaptarse a las áreas de tratamiento más pequeñas y delicadas del rostro. Entrega energía en un modo de pulso único al nivel de energía deseado.

El adaptador de rostro puede o no estar incluido en este paquete, y puede ser adquirido por separado como accesorio. El diseño del adaptador de rostro puede cambiar.




Nota: usted puede tratar pelo en el rostro desde la línea de la mejilla hacia abajo.

tonos de piel facial


mē es adecuado para todo tipo de piel. Asegúrese de realizar una prueba de sensibilidad de piel antes de empezar su tratamiento (consulte la guía de usuario para más información).



1



2




4



4



5



7

1. Limpie su piel y retire el pelo de la superficie de la piel. Usted puede usar pinzas, cera, máquina de afeitar, etc. No use el accesorio depilador mē en su rostro ya que no está diseñado para uso facial.

2. Use delineador blanco para ocultar áreas que no deben ser tratadas tales como los bordes de sus labios y lunares faciales.

3. Asegúrese de estar en un área bien iluminada al llevar a cabo su tratamiento.

4. Encienda su dispositivo mē y seleccione el primer nivel elös en la unidad base, el cual es Low [bajo]. colóquese las gafas o lentes de sol incluidos.

Con adaptador de rostro

5. Retire la tapa protectora de accesorio y conecte el adaptador de rostro. El adaptador de rostro permitirá que el sistema mē emita solo un pulso cada vez.

6. Posicione delicadamente el aplicador en el área que usted desea tratar. Presione el botón de activación del cartucho elös en el aplicador para encender el aplicador. Un pulso único será emitido.

7. Vuelva a posicionar el aplicador en el área siguiente a ser tratada y presione nuevamente el botón de activación del cartucho elös para aplicar otro pulso. Repita estos pasos previos hasta que usted haya cubierto toda el área del rostro. Espere al menos diez (10) segundos antes de que usted repita el tratamiento en un mismo punto.

Sin adaptador de rostro

5. Posicione delicadamente el aplicador en el área que usted desea tratar. Presione el botón de activación del cartucho elös en el aplicador para encender el aplicador. Un pulso único será emitido. Asegúrese de mover el aplicador al área siguiente luego de que el pulso sea emitido.

6. Reposicione el aplicador en el área siguiente a ser tratada. Otro pulso será emitido. Repita estos pasos previos hasta que usted haya cubierto toda el área del rostro. Espere al menos diez (10) segundos antes de que usted repita el tratamiento en un mismo punto.

Nota: empiece su tratamiento en el nivel Low [bajo] de elös. Si se siente cómodo, usted puede incrementar el nivel elös para mejores resultados.

Nota: sin el adaptador de rostro el sistema emitirá pulsos continuos. Debe tener mucho cuidado al manipularlo y seguir todas las instrucciones.

Nota: no se recomienda que los hombres traten la barba ya que puede crear resultados dispares, los cuales pueden producir cambios en las características faciales que pueden no ser deseados.

obtenga una piel profesionalmente suave

Para mejores resultados, use mē en la misma área una vez a la semana por las primeras siete (7) veces. El llevar a cabo tratamientos de mantenimiento adicionales, luego de los primeros siete (7) tratamientos, ayudará a que los resultados duren más tiempo.



* Si usted cree que el pelo se nota demasiado, puede tratar esa área específica cada dos días.

Al tratar su rostro, use mē dos veces por semana durante dos semanas. Luego, lleve a cabo tratamientos adicionales cada dos semanas para ayudar a que los resultados duren más.



duraciones de tratamiento



Para resultados efectivos, mē debe ser usado de acuerdo a los tiempos de tratamiento indicados a continuación:



Nota: empiece su tratamiento en el nivel Low [bajo] de elōs. Si se siente cómodo, aumente el nivel de configuración de elōs para una mayor eficiencia.

Contacte a los expertos en www.mepower.com para que le ayuden a empezar y a programar su rutina de tratamiento. Nuestra meta es ayudarlo a obtener los mejores resultados posibles.

¿terminó con mē?



1. Apague el sistema mē presionando el botón Power (encendido/apagado) en la unidad base.
2. Coloque el aplicador en su soporte de la unidad base y desconecte la unidad del tomacorriente.
3. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con un paño húmedo sin alcohol o tejido suave, limpie también los accesorios.
4. Guarde el sistema en un lugar fresco y seco, LEJOS del alcance de los niños.
5. Enjuague delicadamente su piel con agua tibia y séquela con golpecitos suaves.
6. Aplique suavemente crema humectante o gel de aloe Vera en su piel.






ملاحظة: إبداء معالجتك بمستوى elōs منخفض. إذا شعرت بالراحة، قومي برفع إعداد elōs للحصول على كفاءة أعلى.

اتصلي بالخبراء على العنوان www.mepower.com لمساعدتك في بدء التشغيل وإعداد النظام الخاص بعلاجك. يكمن هدفنا في مساعدتك للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.


هل انتهيت من استخدام mē؟

1. قومي بإيقاف تشغيل النظام mē من خلال الضغط على زر التشغيل على وحدة القاعدة.
2. ضعي الجهاز على حامله على وحدة القاعدة. ومن ثم قومي بفصل الوحدة من المقبس الكهربائي.
3. نظفي نافذة إخراج ضوء الخرطوشة بواسطة منديل أو قطعة قماش رطبة غير كحولية، وإكسسوارات نظيفة أيضًا.
4. خزني النظام في مكان جاف وبارد بعيدًا عن متناول الأطفال.
5. قومي بشطف المناطق التي تمت معالجتها لديك بالماء الفاتر وتركها حتى تجف.
6. قومي بوضع كريم مرطب أو جل الألوë فيرا بلطف على بشرتك.






1




2



4



4



5



7

1. قومي بتنظيف بشرتك وإزالة الشعر من على سطح بشرتك. يمكنك استخدام ملحق الشعر أو الشمع والحلاقة وما إلى ذلك، لا تستخدمى إكسسوار ماكينة mē لنزع الشعر على وجهك حيث أنها ليست مصممة لاستخدامها على الوجه.

2. استخدمى المكحلة البيضاء لإخفاء المناطق التي لا ينبغي معالجتها مثل أطراف الشفاه وشامات الوجه.

3. تأكدى من أنك فى منطقة مضاءة بشكل جيد عند قيامك بالمعالجة الخاصة بك.

4. قومي بتشغيل جهاز mē الخاص بك وقومي باختيار مستوى elōs الأول على وحدة القاعدة، ألا وهو المستوى المنخفض، ضعى واقي العينين أو النظارات التي تم تزويدها.

مع أداة الربط للملائمة الوجه

5. قومي بإزالة الإكسسوار والغطاء الواقي وقومي بوصل أداة الربط للملائمة الوجه. ستسمح أداة الربط للوجه لنظام mē بإصدار نبضات أحادية فقط مع مستوى الطاقة المطلوب.

6. اضغطى على زر elōs لتشغيل الخرطوشة الموجود على الجهاز من أجل تشغيل الجهاز. ضعى الجهاز بلطف على المنطقة التي ترغبين بمعالجتها. اضغطى مرة واحدة على زر تشغيل elōs من أجل إصدار نبضة أحادية.

7. قومي بإعادة وضع الجهاز على المنطقة التالية التي يجب معالجتها واضغطي على زر تشغيل elōs مرة أخرى من أجل إصدار نبضة أخرى. كررى هذه الخطوات السابقة حتى تغطي منطقة الوجه بأكملها. انتظري لمدة 10 ثوان على الأقل قبل أن تقومي بمعالجة نفس النقطة.

بدون أداة الربط للملائمة الوجه

5. اضغطى على زر التشغيل elōs الموجود على الجهاز من أجل تشغيل الجهاز. ضعى الجهاز بلطف على المنطقة التي ترغبين بمعالجتها. بمجرد حدوث تلامس - سيتم إصدار نبضة. قومي بإزالة الجهاز بعد نبضة أحادية.

6. قومي بإعادة ضبط موضع الجهاز على المنطقة التي تليها والتي ستتم معالجتها. سيتم إصدار نبضة أخرى. قومي بإزالة الجهاز بعد نبضة أحادية. كررى هذه الخطوات السابقة حتى تغطي منطقة الوجه بأكملها. انتظري 10 ثوان على الأقل قبل أن تقومي بمعالجة نفس النقطة.

ملاحظة: ابدي دائمًا مستوى elōs منخفض. إذا شعرت بالراحة، يمكنك زيادة مستوى elōs للحصول على نتائج أفضل.

ملاحظة: دون أداة الربط للملائمة الوجه سيصدر النظام نبضات مستمرة، لذا يجب توخي الحذر لدى التعامل مع الجهاز واتباع الإرشادات

ملاحظة: لا ينصح للرجال بمعالجة اللحية لأنها قد تؤدي إلى نتائج متفاوتة، والتي قد تؤدي إلى حدوث تغيرات في خصائص الوجه التي قد لا تكون مستحبة

الحصول على بشرة ناعمة بشكل مهني

من أجل الحصول على أفضل النتائج، قومي باستخدام جهاز mē على نفس المنطقة مرة في الأسبوع للمرات الـ 7 الأولى. يساعد إجراء معالجات صيانة إضافية بعد المعالجات الـ 7 الأولى على جعل نتائج إزالة الشعر تدوم أطول.



*إذا كنت تعتقدين أن الشعر هو ملحوظ إلى درجة كبيرة، يمكنك معالجة تلك المنطقة المعينة كل يومين.

عند معالجة الوجه، قومي باستخدام mē مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين.

ثم قومي بإجراء معالجات إضافية كل أسبوعين للمساعدة على جعل النتائج تدوم لفترة أطول.



فترات المعالجة

للحصول على نتائج أكثر فاعلية، يجب استخدام جهاز mē على الأقل طبقاً لتوقيتات المعالجة الموضحة أدناه.

توقيتات المعالجة الموصى بها هي الحد الأدنى، وقد تختلف وفقاً لحالة المستخدم الفسيولوجية، نحن نوصي بأن تتأكدي من أن تتم تغطية كل منطقة معالجة بـ 2 إلى 3 نبضات:

طريقة الاستخدام

الخطوة 1: التحضير لـ mē

- يرجى مشاهدة مقطع الفيديو التجريبي الخاص بنا على العنوان www.mepower.com
- قمومي بإزالة الشعر في المنطقة التي كنت تنوين معالجتها بواسطة شفرة الخلاقة أو ماكينة الخلاقة الكهربائية. أو بدلاً من ذلك، قمومي باستخدام إكسسوار ماكينة mē لنزع الشعر / أداة خلق الشعر المخصصتين.




الخطوة 2: اختبار الحساسية

قبل معالجة أي منطقة جديدة بواسطة mē، قمومي باختبار رقعة بشرة صغيرة بالقرب من المنطقة التي تنوين معالجتها.

الخطوة 3: المعالجة بواسطة mē

الجسم:

1. اضغطي على زر الطاقة الموجود على وحدة القاعدة من أجل تشغيل النظام.
2. حددي مستوى الطاقة elōs (منخفض - متوسط - عالي).
- يوصى بالبدء بالمستوى المنخفض. ومن ثم الانتقال إلى مستوى elōs أعلى إذا كنت تشعرين بالراحة.
3. إذا كنت تستخدمين ماكينة نزع الشعر/ أداة خلق الشعر المخصصة، فقمومي بوصلها في مكان الغطاء الواقي واضغطي على زر الإكسسوار الموجود على لوحة التحكم مرة واحدة لتشغيل آلية ماكينة نزع الشعر على سرعة منخفضة، وإذا رغبت، اضغطي عليه مرتين لتشغيل ماكينة نزع الشعر على سرعة عالية.
- تعمل خرطوشة أداة خلق الشعر فقط على مستوى سرعة 1.
4. قمومي بالضغط على زر تشغيل elōs الموجود على الجهاز.




5. ضعِي الجهاز على المنطقة التي تنوين معالجتها بطريقة تحقّق التلامس الكامل بين قضيبِي إرسال التردد الفضيّين مع البشرة. لا تقومي بالضغط. وقطّ اعليها تلمس البشرة بلطف.

سوف يبدأ الجهاز في إصدار نبضات elōs.

6. قمومي بتمرير الجهاز ببطء وبصورة مستمرة على المنطقة المعنية بالمعالجة دون التوقف في مكان واحد.

لا تعودي إلى نفس النقطة لمدة 10 ثوان على الأقل.




الوجه:

تختلف إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الوجه اختلافاً كبيراً عن إزالة الشعر غير المرغوب فيه من أجزاء أخرى من الجسم. يرجى قراءة دليل المستخدم جيداً قبل البدء بإزالة شعر الوجه بواسطة جهاز mē الخاص بك. تأكد من مشاهدة الفيديو التعليمي المخصص لتلقي العلاج الوجه على www.mepower.com.

عند معالجة شعر الوجه، يوصى باستخدام أداة الربط للآمنة الوجه. تم تصميم أداة الربط للآمنة الوجه لكي تتيح معالجة مناطق معالجة أصغر وأكثر دقة على الوجه. إنها تقوم بتزويد الطاقة بنمط النبضة الواحدة على مستوى الطاقة المطلوب.

قد يتم أو لا يتم تضمين أداة الربط للآمنة الوجه في هذه الرزمة ولكن يمكن شراؤها بشكل منفصل كإكسسوار. قد يختلف تصميم أداة الربط للآمنة الوجه.



ملاحظة: يمكنك معالجة الشعر على الوجه من خط الخد وأسفله

درجات لون بشرة الوجه

mē مناسب لكافة درجات لون البشرة. تأكدي من إجراء اختبار حساسية للبشرة قبل بدء المعالجة الخاصة بك (يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات).


إكسسوارات mē:

تباع بشكل منفصل أو مع نظام mē الخاص بك


- أداة حلق الشعر
- ماكينة نزع الشعر
- أداة الربط للملاممة الوجه
- خرطوشة elōS بديلة
- حقيبة للتخزين

لمزيد من المعلومات حول الإكسسوارات. يرجى زيارة الموقع www.mepower.com

مكونات الجهاز (الشكل 1):



مكونات الجهاز (الشكل 2):



*إذا لم يكن لديك خرطوشة بديلة - ناكدي من وضع غطاء elōS الواقي بدلاً من الخرطوشة المستخدمة. ذلك من أجل حماية قطع الجهاز الداخلية.

الشكل 2: نظرة من الأعلى ومن الأسفل للجهاز.

الشكل 1: النظام mē

فوائد mē

- مناسب لكافة درجات لون البشرة
- مناسب لجميع ألوان الشعر. حتى الشعر الفاتح (يُنصح باستخدام ماكينة نزع الشعر للجسم والوجه)
- سريع وسهل. 10 دقائق لمعالجة ساق كاملة و 32 دقيقة فقط لمعالجة كامل الجسم
- آمن جدًا وذلك بفضل تكنولوجيا elōs الفعالة
- لكل من الرجال والنساء
- نتائج مرئية في غضون 6 إلى 8 أسابيع
- أداة ربط للملائمة الوجه مخصصة. لمعالجة آمنة وفعالة للوجه
- لا يلزم أي خضير لدى استخدام ماكينة نزع الشعر أو أداة حلق الشعر المخصصين
- العدد الأكبر من النبضات المتوفرة في خرطوشة واحدة!

معلومات السلامة الضرورية

يرجى مراجعة دليل المستخدم والتحذيرات ومعلومات السلامة التي تم تقديمها قبل استخدام جهاز mē. الدليل المرجعي السريع هو تكميلي فقط وليس معد ليحل محل دليل المستخدم الخاص بك.

الاتصال بخدمة العملاء

اتصلوا بنا على العنوان www.mepower.com

مبتكر ومصمم

Syneron Beauty Ltd. مبنى كوخاف يوكنعام

منطقة يوكنعام الصناعية ص.ب. يوكنعام عيليت 20692 إسرائيل

هل mē لك؟

جهاز mē معد للاستخدام من قبل الرجال والنساء على شعر الجسم تحت الرقبة وعلى جميع درجات لون البشرة (لون بشرتك عند الولادة) ومن قبل النساء لشعر الوجه أسفل خط الخد.



الجسم والوجه:

mē هو معد للاستخدام على كافة ألوان الشعر.



ملاحظة: من أجل الحصول على نتائج أفضل، يُنصح باستخدام إكسسوار ماكينة نزع الشعر لمعالجة الجسم للشعر الأشقر الفاتح الطبيعي، والأحمر والأبيض / الرمادي

ملاحظة: يجب عدم استخدام إكسسوار ماكينة mē لنزع الشعر المخصصة على الوجه.

رزمة جهاز mē الخاص بك تشمل ما يلي:

- نظام mē مزود بتكنولوجيا elōs
- خرطوشة elōs واحدة (تم تثبيتها مسبقًا)
- إكسسوار غطاء واقٍ (تم تثبيته مسبقًا)
- elōs غطاء واقٍ
- سلك تيار كهربائي
- دليل المستخدم بما في ذلك دليل مرجعي سريع
- نظارات واقية

شكراً لك!

تهانينا على شراؤك لنظام mē الخاص بك!

mē هو جهاز مبتكر الذي يمكن استخدامه لتقليص الشعر غير المرغوب فيه بشكل دائم بينما تتمتعين بالراحة والخصوصية في بيتك.

mē هو الجهاز البيتي لتقليص الشعر بشكل دائم الوحيد الذي يستخدم تكنولوجيا elōs الحاصلة على براءة الاختراع. وهو مُثبت سريريا أنه آمن وفعال لجميع درجات لون البشرة. هو لطيف وسهل الاستخدام ويستغرق كل علاج فيه مجرد دقائق. والآن أصبح بإمكانك تجربة حرية البشرة الناعمة والسلسلة دون متاعب الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع.

قبل استخدام جهاز mē. تفضلي زيارة موقعنا على العنوان www.mepower.com وتأكدي من تسجيل جاهز mē الخاص بك ومشاهدة مقطع الفيديو التجريبي الخاص بنا.

إزالة شعر مهنية في المنزل

حتى الشعر في أجسامنا يمر بدورة نمو كاملة من مرحلة النشاط وحتى مرحلة الحمول. تعمل المعالجة المستندة إلى الضوء بشكل أكثر فعالية على الشعر عندما يكون في مرحلة نشاطه. يختلف الوقت الذي تدوم فيه كل مرحلة من شخص لآخر وبين الأجزاء المختلفة من الجسم. كما تؤثر عوامل أخرى مثل الوراثة والأبيض والعمر على مدة كل مرحلة نمو.

الحد من الشعر هي عملية تدريبية وتراكمية. لقد أثبتت بحوثنا الإكلينيكية أنه هناك انخفاضاً في نمو الشعر من خلال استخدام mē. يختلف الوقت المطلوب لرؤية نتائج ملحوظة والمدة التي تدوم خلالها هذه النتائج من شخص لآخر. يُنصح بالمعالجات الدورية من أجل الحفاظ على هذه النتائج.

لقد أثبتت الدراسات الإكلينيكية أنه عندما ينمو الشعر ثانية بين كل من المعالجات سيكون هناك شعراً أقل.

العلم وراء mē و elōs (التضافر الكهربائي البصري)

يأتي الاختراع الجديد من Syneron ومن العلماء الذين اخترعوا IPL تقنية إزالة الشعر الحاصلة على براءة اختراع تسمى elōs . تستخدم هذه التركيبة الفريدة من نوعها من الضوء النابض مكثف الطاقة (IPL) وترددات لاسلكية (RF) لإزالة الشعر من خلال استهداف بصيلات الشعر بشكل انتقائي بطريقة آمنة ولكن فعالة.

جهاز elōs هو مثبت سريريا ليوفر السلامة والسرعة والفعالية غير المسبوقة لجميع ألوان البشرة.

Activate your warranty for mē and receive product updates and special offers at
www.mepower.com



© May 2013 All rights reserved. Syneron and mē are trademarks of Syneron Medical Ltd and may be registered in certain jurisdictions. Publication HU-PB00961.