

INTRODUZIONE

L'unità Intense Pulsed Light Hair Remover™ utilizza la più recente tecnologia a luce pulsata (IPL). Posti delicatamente a contatto con la pelle, gli impulsi di luce intensa vengono inviati direttamente al follicolo pilifero con un'energia di intensità sufficiente a distruggere la radice del pelo, senza agire sull'area circostante. La tecnologia a luce pulsata offre un'eliminazione a lungo termine dei peli, rapida ed efficiente. Il sistema è idoneo per trattare aree estese come gambe, braccia, ascelle, linea bikini, schiena e torace oltre a certe aree del viso.




Questo prodotto DEVE essere usato in modo responsabile

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri

- 1 Interruttore
- 2 Pulsante di riduzione corrente (-)
- 3 Pulsante di incremento corrente (-)
- 4 Indicatore del livello di corrente
- 5 Indicatore durata lampadina
- 6 Pulsante Attiva
- 7 Presa di alimentazione (su retro)
- 8 Cavo manipolo
- 9 Manipolo



- 10 Pulsante trattamento IPL
- 11 Spia blu "Pronto"(x2)
- 12 Cartuccia Trattamento
- 13 Infossatura
- 14 Spia di "sicurezza" arancione (x2)
- 15 Apertura arancione IPL
- 16 Sensori (x4)
- 17 Lampadina
- 18 Rasoio
- 19 Cavo di alimentazione
- 20 Chiavi



CARNAGIONI ADATTE

L'epilatore IPL è adatto a pelli chiare fino ai fototipi di pelli olivastre e tipi di pelli abbronzate. Per rendere il trattamento efficace, il pelo deve essere più scuro della pelle circostante. I risultati migliori si vedono sulla pelle chiara con peli scuri.


Noterete che parti diverse da trattare hanno bisogno di diversi livelli di corrente. È necessario testare ciascun'area per trovare il massimo livello appropriato di emissione.

Per individuare esattamente il tipo o colore di pelle usare la Tabella di Chart (pagina 8) insieme alla tabella dei fototipi.

TABELLA FOTOTIPI



SINTESI TRATTAMENTO



AVVERTENZE

Mancanza di idoneità del colore della pelle e tipi di peli

- IPL non è adatto a pelli scure, ad esempio, di discendenza afrocaribica, africana, indiana o pachistana. Persino se il colore della pelle è adatto in base alla tabella, non usare se parenti stretti (genitori/nonni) hanno un colore della pelle come descritto qui sopra. Vedi "Idoneità fototipi"
- NON usare su una pigmentazione anormale della pelle quale albinismo o vitiligo.
- IPL non è adatto per la depilazione di peli rossi, biondo chiaro, grigi o bianchi.

Aree da non trattare

- NON eseguire il trattamento su tatuaggi, trucco permanente, foruncoli, acne, verruche, peli su macchie nere cutanee o nei, lentiggini scure, affezioni dermatologiche, voglie, scottature, capezzoli, aree genitali e anali, vene varicose, eczema, erpes, psoriasi, ferite aperte o pelle lacerata.

Quando non usare IPL

- L'epilatore IPL non è adatto alle persone fotosensibili o che hanno pelli fotosensibili. Ciò può essere causato da diverse condizioni o medicinali. Se si è in gravidanza o si sta allattando al seno, è sconsigliato l'uso di IPL. Se si hanno episodi di crisi epilettiche, NON consigliamo di usare IPL. Medicinali comuni possono causare la fotosensibilità quindi se si stanno assumendo medicinali, si dovrebbe verificare l'esistenza di segnali di fotosensibilità e se in dubbio consultare il medico. Tra i medicinali comuni che possono causare la fotosensibilità ci sono alcuni diuretici, antibiotici, antidepressivi triciclici e medicinali prescritti per la tiroide, lupus ed artrite.
- L'apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze a meno che non siano state date informazioni o siano state sorvegliate sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I genitori devono accertarsi che i figli non giochino con questo apparecchio.

AVVERTENZE

- NON usare se si ha un'anamnesi di tumore alla pelle.
- Conservare il prodotto lontano da bambini e animali domestici.
- NON usare l'apparecchio dopo aver consumato alcol o se si è stanchi o indisposti.
- NON usare se si soffre di diabete, malattie epatiche, cardiache o tiroidee
- IPL non dovrebbe causare grossi fastidi. Sentirete un leggero calore sulla parte trattata. Se si sente fastidio o dolore l'impostazione è troppo alta.
- NON trattare la stessa area ripetutamente nella medesima seduta.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è rivolto all'uso commerciale.
- L'apparecchio incorpora dispositivi di sicurezza che proteggono gli occhi da fasci luminosi pericolosi, tuttavia non puntare mai il manipolo in direzione degli occhi.
- Il primo trattamento sarà sempre sul livello di corrente 1 e tale livello potrà essere aumentato di uno dopo l'esecuzione del trattamento.
- Pericolo di riflessi: prima dell'utilizzo rimuovete tutti i gioielli nei pressi della parte da trattare.

- NON utilizzate l'apparecchio vicino a materiali infiammabili.
- Quando inutilizzato, conservare la chiave fuori dalla portata dei bambini.

Possibili reazioni

La maggior parte della gente prova una sensazione di calore durante il trattamento. Alcuni provano un leggero arrossamento della pelle. Nella maggior parte dei casi scomparirà in 24 ore, ma raramente durerà fino a 72 ore.

Gli effetti seguenti richiedono l'interruzione del trattamento. In ogni caso, lasciare raffreddare l'area, consigliamo di applicare un gel rinfrescante di aloe vera. Se i sintomi persistono dopo le 48 ore, consultare un medico.

- Dolore della parte trattata
- Prurito della parte trattata
- Rossore

Se si verificano le seguenti condizioni, consultare immediatamente un medico.

- Formazioni di bolle o scottatura

PATCH TEST

24 ore prima del trattamento controllare le reazioni testando una piccola parte.

Il patch test indicherà il livello massimo di energia per il vostro tipo di pelle.

Trattare una parte per ogni livello di corrente (es. braccia, gamba) fino al livello di corrente massimo per il tipo di pelle (vedi Tabella). Usare il pulsante (+) per aumentare la corrente di un livello e lavorare gradualmente ogni volta su parti diverse della pelle con il manipolo.

In caso di fastidio, è bene usare, come potenza massima, il livello di corrente precedente.

Entro un'ora dal trattamento si può notare un leggero arrossamento. Tuttavia se il rossore persiste dopo le 24 ore, ciò indica che è stato selezionato un livello di corrente troppo alto per il vostro tipo di pelle.

IMPORTANTE: Dato che il colore della pelle varia per aree diverse del corpo, noterete che per parti diverse i livelli di corrente sono differenti. È necessario testare ciascun'area per trovare il massimo livello appropriato di emissione.

TABELLA

Tipo di pelle	Colore della pelle	Capacità di abbronzarsi	Massimo livello di energia
I	Molto chiara, "trasparente"	Si scotta sempre, non si abbronzia mai	 1 2 3 4 5
II	Chiara	Si scotta sempre	Soggetta a patch test possono essere usati tutti i 5 livelli di corrente
III	Chiara ad olivo chiaro	Si scotta leggermente	 1 2 3
IV	Olivastra/Abbronzata	Si scotta raramente, si abbronzia facilmente	Soggetta a patch test possono essere usati i livelli di corrente 1, 2 e 3
V	Bruna	Si scotta raramente	NON adatto al trattamento con IPL
VI	Nera	Non si scotta mai	

PRIMA DI INIZIARE

Prima di continuare, essere certi di aver letto e capito la sezione "Avvertenze".


- Non usare il metodo di depilazione che strappa il pelo dal follicolo dato che questa operazione rende inefficace l'epilatore IPL.
- Rimuovete tutti i gioielli nei pressi dell'area da trattare.
- Accertarsi di aver eseguito un patch test sulla parte da trattare 24 ore prima di iniziare il trattamento e di conoscere il livello massimo di corrente.
- Il primo trattamento sarà sempre sul livello di corrente 1 e tale livello potrà essere aumentato di uno dopo l'esecuzione del trattamento.

AUMENTARE IL LIVELLO DI CORRENTE


Ogni volta che si usa l'epilatore IPL, sarà necessario fare un trattamento per ogni livello di corrente prima di poter aumentare la corrente al livello successivo. Questa funzione di sicurezza garantisce all'operatore di conoscere l'intensità del trattamento ad ogni livello.

Si esegue un autocontrollo che dura pochi secondi tutte le volte che il livello di corrente viene aumentato. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso. Questi autocontrolli possono verificarsi in altri momenti per ottimizzare il rendimento dell'apparecchio.


ISTRUZIONI PER L'USO

**FASE 1**

Depilare la parte da trattare. Questo assicura che l'energia luminosa vada direttamente alla radice del pelo ed evita di bruciare il pelo sulla superficie.

**FASE 3**


Girare la chiave in senso orario sulla posizione ON per sbloccare. La spia dell'interruttore lampeggerà di verde. Il livello di corrente 1 si illuminerà e la ventola inizierà a girare.

**FASE 2**

Collegare il cavo di corrente nella presa sul retro dell'unità e collegare alla presa di alimentazione.

IMPORTANTE


Posizionare su una superficie dura e assicurarsi che le bocchette di raffreddamento sul lato inferiore non siano ostruite, ad es. non posizionare su un piumone o tappeto morbido.



ISTRUZIONI PER L'USO

FASE 4


Inserire il codice di sicurezza premendo i pulsanti (evidenziati in nero) nell'ordine seguente:



L'apparecchio emetterà 2 beep e l'interruttore smetterà di lampeggiare e diventerà verde. Verranno eseguiti una serie di autocontrolli. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso. Terminato, il livello di corrente minimo si illuminerà e il pulsante Attiva lampeggerà di blu, pronto per essere selezionato.


Nota: L'apparecchio si spegnerà se il codice non è stato inserito correttamente (l'interruttore diventerà da verde lampeggiante ad arancione lampeggiante e l'apparecchio emetterà due beep bassi). Girare la chiave su OFF, attendere alcuni secondi, poi girare la chiave su ON ed inserire il codice di sicurezza corretto.

ISTRUZIONI PER L'USO

**FASE 5**

Premere una volta il pulsante Attiva. Il pulsante Attiva smetterà di lampeggiare. Le spie arancioni del manipolo si illumineranno.

Nota: Ogni volta che viene regolato il livello di corrente, sarà necessario premere il pulsante Attiva per continuare.

**FASE 6**

Posizionare il manipolo sulla parte da trattare. Assicurarsi che tutti e 4 i sensori siano in contatto con la pelle (dovrete forse esercitare una pressione delicata). Si illumineranno le spie blu di "Pronto".


**FASE 7**

Premere e TENERE PREMUTO il pulsante trattamento sul manipolo. Questo inizia il lampeggio del trattamento. Sentirete un leggero calore sulla parte trattata.

Note:

- NON muovere il manipolo durante il trattamento.
- Il manipolo potrebbe riscaldarsi quando in uso, cosa che è abbastanza normale.
- Se si perde il contatto tra i sensori e la pelle durante il trattamento, si spegneranno le spie blu del manipolo. Ritornare alla fase 6.


ISTRUZIONI PER L'USO



FASE 8

Le spie blu si spegneranno dopo il lampeggio del trattamento. L'unità eseguirà anche un autocontrollo dopo ogni lampeggio. Questo dura cinque secondi, in questo tempo le spie del livello di corrente si accendono in alto e in basso.

Quando si sposta il manipolo sull'area successiva da trattare, occorre sollevare i sensori dalla pelle.



Se si aumenta la corrente per il trattamento successivo, premere il pulsante (+) e ritornare alla fase 5.

Importante: NON superare il livello di corrente massimo per il tipo di pelle.

AUMENTARE IL LIVELLO DI CORRENTE

Ogni volta che si usa l'epilatore IPL, sarà necessario fare un trattamento per ogni livello di corrente prima di poter aumentare la corrente al livello successivo. Questa funzione di sicurezza garantisce all'operatore di conoscere l'intensità del trattamento ad ogni livello. Si esegue un autocontrollo che dura pochi secondi tutte le volte che il livello di corrente viene aumentato. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso.



DOPO L'USO


Girare la chiave in senso antiorario sulla posizione OFF per bloccare. Togliere e conservare sempre la Chiave di Sicurezza in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

CODICI D'ERRORE

Indicazione		Problema / Soluzione
		PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO L'unità dev'essere lasciata accesa (le ventole di raffreddamento saranno in funzione). Lasciare il manipolo su una superficie dura (NON sul fianco o sulla console).
		ERRORE DELLA VENTOLA DEL MANIPOLO Spegner utilizzando l'interruttore, attendere 5 secondi e riaccendere.
	Tutte le luci sono spente.	MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO Spegner utilizzando l'interruttore, attendere 5 secondi e riaccendere.

Se i problemi persistono oppure se le spie di livello corrente continuano a lampeggiare, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti oppure consultare il sito web: www.rio-ipl.com for more information.

OPZIONE "MUTE"




Per spegnere i segnali audio (beep), premere il pulsante attiva mentre si accende l'apparecchio con la chiave.

Nota: Questo non disattiva i segnali di avviso.



Girare la chiave su on e off per riattivare i segnali audio.

ALLOGGIAMENTO CAVO MANIPOLO



Avvolgere il cavo del manipolo nell'alloggiamento inferiore dell'apparecchio e riporre il manipolo nella rientranza.

TRATTAMENTO AL VISO

L'unità Intense Pulsed Light Hair Remover può essere utilizzata con sicurezza sul viso, nell'area indicata dalla linea bianca tratteggiata.

Importante: Non utilizzarla attorno agli occhi né alle su labbra.





AREA DA TRATTARE

Come guida sull'area da trattare, verrà lasciata una piccola dentellatura premendo il manipolo sulla pelle. Quando si sposta il manipolo usare questi segni, tracciare una griglia per assicurare una copertura completa.

Un eyeliner bianco può essere anche utile per delineare le aree da trattare.


Importante: NON usare un eyeliner scuro o pennarello per segnare l'area dato che questo influirà sul lampeggio del trattamento e danneggerà la pelle.



Le infossature formano una griglia

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PER IL TRATTAMENTO

L'epilatore IPL contiene una cartuccia con una lampadina al quarzo altamente performante. In base ad una serie di fattori (tra cui temperatura ambientale, livello di potenza selezionato, velocità di lampeggii ripetuti) la cartuccia può fornire 40.000+ lampeggii di trattamento. L'efficienza della lampadina viene controllata dopo ogni trattamento.



FASE 1


Spegnere e riaccendere l'apparecchio ed inserire il codice di sicurezza.



Quando restano 300 trattamenti, l'indicatore di durata della lampadina lampeggia di giallo.




Quando la luce gialla passa a lampeggiare di rosso, occorre sostituire la lampadina.



FASE 2

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti (-) e (+) mentre l'apparecchio è in fase di autocontrollo. I livelli di corrente 1 e 5 si illumineranno.


SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PER IL TRATTAMENTO



FASE 3

Staccare la cartuccia per il trattamento (che contiene la lampadina) dal manipolo.


L'apparecchio si spegnerà automaticamente.



FASE 5

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti (-) e (+). La spia della lampadina e il livello di corrente 5 si spegneranno.

Il pulsante di attivazione lampeggerà di blu per indicare che l'apparecchio è pronto per altri trattamenti.




FASE 4

Assicurarsi che gli spinotti siano allineati con i fori del manipolo e reinserire la nuova cartuccia per il trattamento.

L'apparecchio si spegnerà automaticamente.


I livelli di corrente 1 e 5 si illumineranno.



Nota: L'apparecchio non si accenderà se la lampadina non è stata inserita correttamente o è mancante.

È possibile ordinare altre cartucce tramite il modulo o chiamando l'assistenza RIO.

CICLO VITALE DEL PELO



QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

I peli di ogni individuo crescono in modo diverso, a seconda dell'età, del peso, del metabolismo, dell'attività ormonale, dell'etnia di appartenenza, delle medicine assunte e di altri fattori. Tuttavia, ogni pelo passa attraverso tre fasi di crescita distinte:

Fase di crescita attiva (fase anagen), fase di degrado (fase catagen), durante la quale il pelo smette di crescere ma non cade ancora e la **fase di riposo (fase telogen)**, durante la quale il pelo cade e se ne inizia a formare uno nuovo.

Il trattamento a luce pulsata è efficace solo quando il pelo è nella fase di crescita attiva. In qualsiasi stadio del ciclo nella fase di crescita attiva sono presenti solo pochi peli (l'attuale percentuale varia da una zona del corpo all'altra). Alcuni follicoli sono distrutti, altri producono esclusivamente peluria e alcuni risultano indeboliti, contribuendo così a impedire la ricrescita del pelo.

Per intervenire su tutti i peli nella fase di crescita attiva occorrono diverse sedute nell'arco di svariati mesi (un minimo di sei per sei mesi). Successivamente, ci si sottopone ad una seduta rapida ogni 4-6 settimane, per garantire che i peli indeboliti rimangano dormienti e la pelle risulti glabra in modo permanente.

Area del corpo	Follicolo Densità per cm ²	Fase di riposo	Tempo di fase di riposo	Crescita attiva
Viso	500	68%	10 settimane	30%
Braccia	80	18%	5 mesi	79%
Gambe	60	18%	6 mesi	79%
Ascella	65	28%	3 mesi	69%
Petto/ schiena	70	28%	3 mesi	69%
Pubico	70	25%	3 mesi	71%

DOMANDE E RISPOSTE

Come devo preparare la pelle per l'epilazione con il laser?

Assicurarsi che la pelle sia pulita. L'epilatore IPL è maggiormente efficace sulla pelle chiara. Non esporsi al sole, usare lettini abbronzanti ed abbronzature artificiali prima del trattamento.

Come devo preparare i peli per l'epilazione con il laser?

Depilare la parte da trattare. Un pelo più corto consente all'energia luminosa di andare direttamente alla radice del pelo ed evitare di bruciare il pelo sulla superficie della pelle.

Quali parti posso trattare?

È possibile eliminare la maggior parte dei peli del corpo con l'epilatore IPL; le parti comunemente trattate sono le ascelle, le gambe, il petto, la schiena e l'inguine. È possibile trattare alcune aree del viso, ma si raccomanda di non utilizzare l'epilatore attorno agli occhi o alle labbra. Prima di utilizzarlo sul viso, consultare la sezione "Trattamento al viso".

Che sensazione si prova?

La maggior parte della gente sente un riscaldamento della pelle. Si può sentire una leggera irritazione simile a quella di una scottatura da sole se l'apparecchio viene usato con un livello di corrente troppo alto o se la parte da trattare non è stata depilata. Gli uomini che si sottopongono al trattamento provano un disagio maggiore dato che i peli maschili sono più spessi di quelli femminili, tuttavia tale sensazione scompare velocemente.

Posso usare l'epilatore IPL su pelle delicata?

Sì, il laser reagisce con il pelo, quindi la cute circostante rimane intatta.

Come apparirà la cute dopo il trattamento?

In genere non vengono percepiti cambiamenti. Dopo il trattamento si può notare un leggero arrossamento che scomparirà nel giro di 24 ore. Ci potrebbe essere un arrossamento localizzato attorno al follicolo pilifero, è abbastanza normale. Tuttavia se l'arrossamento o l'infiammazione persiste dopo le 24 ore, ciò indica che è stato selezionato un livello di corrente troppo alto per il tipo di pelle. Fare riferimento alla sezione "Patch Test".

Che cosa dovrò evitare dopo la terapia laser?

Dovrete evitare di esporre la parte ai raggi del sole o delle lampade abbronzanti per almeno 48 ore.

Utilizzate una crema protettiva se la parte è esposta al sole. Evitare inoltre l'uso di detergenti abrasivi o trattamenti di peeling. Per 48 ore evitare bagni caldi e in piscina perché il cloro dell'acqua può causare prurito.

DOMANDE E RISPOSTE

Dopo quanto tempo posso ripetere il trattamento di epilazione mediante luce pulsata?

L'intervallo che intercorre tra una seduta e l'altra non è un aspetto di importanza critica ai fini del buon esito del trattamento. Consigliamo inizialmente di sottoporsi alle sedute ad intervalli di 2 settimane, sebbene alcune persone preferiscano trattare una zona in particolare ogni settimana ed altre appena una volta al mese, a seconda delle preferenze personali e dall'area da trattare. Purché il follicolo pilifero e la cute circostante non siano arrossati, dolenti o infiammati, il trattamento può essere ripetuto anche dopo sole 48 ore. Scegliere un momento che risulti conveniente. Evitare di eccedere nel trattare la stessa area durante una seduta. Si potrebbe verificare un arrossamento e gonfiore della cute. Per mantenere la pelle priva di peli e garantire che i follicoli piliferi indeboliti rimangano dormienti, ripetere il trattamento ogni 4 - 6 settimane o secondo necessità.

C'è una routine post-terapia da seguire?

Volendo, potete applicare una lozione lenitiva non profumata, una borsa di ghiaccio o un asciugamano bagnato per rinfrescare la parte trattata sebbene consigliamo di non usare sapone sulle aree trattate per 24 ore. Prestare attenzione a mantenere pulita la parte trattata per 3 giorni. Se trattate le ascelle, evitate di utilizzare un deodorante antitraspirante per 2-3 giorni. Evitare di esporsi inutilmente al sole per 48 ore.

Quanti trattamenti saranno necessari?

L'eliminazione a lungo termine dei peli con il trattamento a luce pulsata viene generalmente considerato efficace dopo almeno sei sedute nell'arco di 6 mesi. Questo varia da persona a persona e secondo la parte trattata, la densità e il colore dei peli e il loro ciclo vitale. I peli scuri sulla pelle chiara sono quelli che rispondono meglio al trattamento con luce pulsata, ma sia i peli scuri che quelli chiari possono richiedere diversi trattamenti per ottenere risultati a lungo termine. Inizialmente, dopo ciascun trattamento, noterete una riduzione della ricrescita nella parte trattata. Per mantenere la pelle priva di peli e garantire che i follicoli piliferi indeboliti rimangano dormienti, ripetere il trattamento ogni 4 - 6 settimane o secondo necessità.

Posso utilizzare altri metodi di depilazione fra i trattamenti?

È necessario che il pelo sia presente nel follicolo perché l'epilatore IPL possa funzionare, quindi i metodi di epilazione che strappano il pelo, ossia le cerette a caldo e a freddo, gli apparecchi elettrici e la pinzetta NON sono adatti. Inoltre i peli NON vanno schiariti, in quanto la decolorazione rimuove i pigmenti e rende inefficace il trattamento con IPL. L'epilazione, i dischetti per la dermoabrasione e le creme depilatorie, sono ideali da usare fra i trattamenti.

DOMANDE E RISPOSTE

Qual è la differenza tra IPL e il laser?

Esistono due grandi differenze tra i laser e Intense Pulsed Light. Generalmente IPL copre un'area più estesa rispetto a quella trattata con i laser e quindi i trattamenti di aree più grandi sono più veloci. L'altra differenza è la lunghezza d'onda luminosa prodotta. I laser producono luce con una lunghezza d'onda specifica mentre IPL usa un ampio spettro di lunghezze d'onda. Questo limita IPL a tipi specifici di pelle.

Quanto deve essere grande la parte da trattare?

35 mm x 14 mm

Perché è importante depilarsi?

È importante che le aree trattate siano depilate in modo che tutta l'energia luminosa sia diretta direttamente alla radice del pelo per ottenere massimi risultati. Questo evita anche di bruciare il pelo sopra la superficie della pelle che può essere fastidioso.

Quali sono le funzioni di sicurezza di cui dispone?

La principale funzione di sicurezza regola il livello di corrente, così da poterla aumentare di 1 livello per ogni trattamento iniziando dal livello di corrente 1, riducendo il rischio di usare un livello di corrente troppo alto. È possibile ridurre la corrente di tanti livelli quanti necessari.

Altre funzioni di sicurezza includono:

- Blocco con chiave
- Un codice di sicurezza per prevenire un uso improprio.
- Sensori sul manipolo per assicurare che il trattamento con IPL avvenga solo quando ci sia un contatto con la pelle.
- Una spia arancione "lampeggiante di sicurezza" provoca l'ammiccamento se rivolta direttamente negli occhi.
- Un filtro UV nell'apertura IPL per evitare il rischio di essere danneggiati dai raggi UV.
- Rilevamento temperatura eccessiva.

Esistono effetti collaterali?

Come per tutti gli epilatori che usano energia luminosa, si può causare un leggero arrossamento o schiarimento della pelle che si presenta a chiazze. Dovrebbero cadere entro le 24 ore.

MANUTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 15°C o conservarlo a temperature superiori a 40°C.
- Non ostruire i fori di ventilazione del manipolo quando in uso.
- Non collocare su una superficie piatta che possa ostruire le aperture di aerazione nel lato inferiore della console.
- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua (vicino alla vasca o alla doccia). Non usare se l'acqua si è infiltrata nell'apparecchio.
- Non immergere in acqua.
- Utilizzare esclusivamente il prodotto con il cavo di corrente in dotazione.
- Dopo l'uso staccare sempre il cavo di alimentazione e conservarlo fuori della portata di bambini.
- In caso di danneggiamento dell'apparecchio, del cavo del manipolo o del cavo di alimentazione, smettere immediatamente di usare l'unità.
- Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, si raccomanda di affidare la sostituzione al produttore, al distributore autorizzato di zona o ad un elettricista qualificato al fine di evitare qualunque rischio.
- Se il cavo del manipolo è danneggiato, smettere di utilizzarlo per evitare di correre rischi. Per organizzare la riparazione, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Le componenti interne dell'apparecchio non richiedono alcuna manutenzione da parte dell'utente. NON smontate o riparate il prodotto. Per qualsiasi eventuale problema nell'utilizzo del prodotto, contattate il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Per pulire, usare un panno leggermente inumidito.
- Un accumulo di depositi sull'apertura dell'epilatore IPL influirà sulla sua efficienza. In caso di depositi, SPEGNERE e staccare il cavo di alimentazione. Pulire con un panno in materiale antisfilacciamento o con un cotton fioc assicurandosi che nessuna fibra si depositi sull'apertura.
- NON usare in prossimità di apparecchiatura ad onde corte o forni a microonde.
- Le interferenze elettromagnetiche possono influire sull'apparecchio. In caso di dubbio, spegnere e resettare l'apparecchio.
- NON disattivare i dispositivi di sicurezza.
- L'uso improprio può causare lesioni.

SMALTIMENTO



La direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2002/96/EC) è stata istituita per riciclare prodotti tramite le migliori tecniche di recupero per minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare di aumentare le discariche.

Il prodotto è classificato come Apparecchiatura elettrica o elettronica per cui occorre verificare che al termine della vita utile venga smaltito in modo appropriato, in conformità ai requisiti dell'autorità locale. Questi elementi NON devono essere eliminati con i rifiuti domestici.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande o di problemi nell'utilizzo del prodotto, chiamare il nostro servizio di assistenza Rio al seguente numero di telefono **+44 (0) 1242 702345** o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **online@riobeauty.com**

Per registrare la vostra garanzia, valida 2 anni, visitare il sito: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

INTRODUCCIÓN

L'unità Intense Pulsed Light Hair Remover™ utilizza la più recente tecnologia a luce pulsata (IPL). Posti delicatamente a contatto con la pelle, gli impulsi di luce intensa vengono inviati direttamente al follicolo pilifero con un'energia di intensità sufficiente a distruggere la radice del pelo, senza agire sull'area circostante. La tecnologia a luce pulsata offre un'eliminazione a lungo termine dei peli, rapida ed efficiente. Il sistema è idoneo per trattare aree estese come gambe, braccia, ascelle, linea bikini, schiena e torace así como ciertas zonas del rostro.




Este producto DEBERÁ usarse de manera responsable

**Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar el aparato y
guárdelas para futuras consultas**

- 1 Llave interruptora
- 2 Botón de reducción del nivel de potencia (-)
- 3 Botón de aumento del nivel de potencia (+)
- 4 Indicadores del nivel de potencia
- 5 Indicador de la vida de la bombilla
- 6 Botón de activación
- 7 Enchufe de corriente (en la parte trasera)
- 8 Cable del mango de sujeción
- 9 Mango de sujeción



- 10 Botón de tratamiento IPL
- 11 Luz azul que indica 'preparada' (×2)
- 12 Cartucho de tratamiento
- 13 Marca de indentación
- 14 Luz de 'seguridad' naranja (×2)
- 15 Apertura IPL naranja
- 16 Sensores de piel (×4)
- 17 Bombilla
- 18 Cuchilla
- 19 Cable de corriente
- 20 Llaves



TIPOS ADECUADOS DE PIEL

Su depiladora de pelos IPL es adecuada para pieles de complexión clara a pieles de tipo aceitunado y tipos de pieles bronceadas. Para que el tratamiento sea efectivo el pelo ha de ser más oscuro que la piel que lo rodea. Los resultados mejores se observan en pieles pálidas con pelo oscuro.


Podrá requerir diferentes niveles de potencia en diferentes zonas del cuerpo. Se deberá probar cada zona para conseguir el nivel de potencia máximo adecuado.

Utilice la tabla de tonalidades de piel junto con la tabla (página 32) para identificar con precisión su tonalidad o tipo de piel.

TABLA DE TONALIDAD DE PIEL



RESUMEN DEL TRATAMIENTO



ADVERTENCIAS

Tonalidades de piel y tipos de pelo inadecuados

- IPL no es adecuada para tonalidades de piel oscura, por ejemplo para descendencia afro-caribeña, de negros africanos, indios o paquistaníes. Incluso si su tonalidad de piel parece ser la adecuada en la tabla de tonalidades de piel, no utilice la depiladora si parientes cercanos suyos (padres o abuelos) tienen las tonalidades de piel descritas anteriormente. Ver "Tipos de Piel Adecuadas".
- NO la utilice en casos de pigmentación de piel anómalos como albinismo o vitiligo.
- IPL no es adecuada para la depilación del pelo pelirrojo, rubio claro, gris o blanco.

Áreas donde no deberá tratarse

- NO tratar sobre tatuajes, maquillaje permanente, granos, acné, verrugas, pelo sobre manchas negras o lunares, pecas oscuras, enfermedades de la piel, marcas de nacimiento, quemaduras, pezones, zonas genitales o anales, venas varicosas, eczema, pupas, psoriasis, heridas abiertas o piel resquebrajada.

Cuándo no ha de usarse

- IPL no es adecuada para personas fotosensibles o que tienen una piel fotosensible. Esto puede ser debido a varias condiciones o medicamentos. NO recomendamos usar la depiladora IPL si está usted embarazada o dando el pecho. NO recomendamos tampoco usar la depiladora IPL si ha tenido con anterioridad ataques epilépticos. Algunos medicamentos habituales pueden ocasionar fotosensibilidad, de modo que si toma usted alguna medicación deberá comprobar sus advertencias en cuanto a fotosensibilidad y en caso de duda consultar con su médico. Algunos medicamentos habituales que causan fotosensibilidad son: algunos diuréticos, algunos antibióticos, los antidepresivos tricíclicos, y los medicamentos que se prescriben para condiciones del tiroides, lupus y artritis.
- Este aparato no ha sido diseñado para personas, incluidos los niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en cuanto al uso del aparato por una persona responsable en cuanto a su seguridad.
- Los padres deberán cerciorarse de que sus niños no jueguen con este aparato.

ADVERTENCIAS

- NO utilice IPL si ha tenido cáncer de piel.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y animales de compañía.
- NO lo utilice después de beber alcohol, si se siente mal o fatigada(o).
- NO lo utilice si tiene diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, o problemas tiroideos.
- IPL no deberá causar molestias significativas. Podrá sentir un leve calentamiento de la zona. Si siente molestias o dolor podrá ser porque los ajustes de potencia estén demasiado altos.
- NO trate la misma zona repetidamente en la misma sesión.
- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No ha sido diseñado para uso en establecimiento comercial.
- Existen mecanismos de seguridad incorporados en la máquina para proteger los ojos de la exposición a niveles de luz peligrosos, no obstante, nunca dirija el mando de sujeción a sus ojos o cerca de ellos.
- El primer tratamiento será siempre en el nivel de potencia 1 y sólo podrá aumentarse en un nivel después de haber efectuado un tratamiento.
- Peligro de Reflejos: Por favor quítese todo tipo de joyas situada cerca de la zona de tratamiento antes de usar el aparato.

- NO utilizar cerca de materiales inflamables.
- Cuando no se esté usando, guarde la llave de manera responsable fuera del alcance de los niños.

Posibles reacciones

La mayoría de las personas sienten una sensación de calor durante el tratamiento. Algunas personas experimentan un ligero enrojecimiento de la piel. En la mayoría de los casos esto desaparecerá en un periodo de 24 horas; en algunas excepciones podrá durar hasta 72 horas.

Los siguientes efectos que se enumeran a continuación requerirán la suspensión del tratamiento. En cada caso, enfríe la zona, le recomendamos un gel refrescante de Aloe Vera. Si los síntomas persisten después de 48 horas, busque asesoramiento médico.

- Dolor en el área tratada
- Picor en el área tratada
- Enrojecimiento

Si ocurre lo siguiente, busque asesoramiento médico inmediatamente.

- Ampollas o quemaduras

PRUEBA PRELIMINAR EN UNA ZONA PEQUEÑA

Haga una prueba en una zona pequeña 24 horas antes del tratamiento, por si hay alguna reacción.

La prueba preliminar en una zona pequeña confirmará el nivel de potencia máximo para su tipo de piel.

Trate una zona diferente con cada nivel de potencia (ej. brazo, pierna) hasta el nivel de potencia máximo que se adecue a su tipo de piel (ver Tabla de Piel). Utilice el botón (+) para aumentar el nivel de potencia en sólo una unidad cada vez y trabaje la zona con el mango de sujeción en una parte diferente de la piel cada vez.

Si siente algún tipo de molestia, entonces el nivel de potencia anterior será el máximo nivel de potencia que deberá usar.

Podrá ocurrir un ligero enrojecimiento, aunque no siempre, en un periodo de tiempo de una hora de tratamiento. Sin embargo, si el enrojecimiento continúa después de 24 horas, esto indicaría que el nivel de potencia seleccionado era demasiado alto para su tipo de piel.

IMPORTANTE: Podrá notar que necesita diferentes ajustes del nivel de potencia para diferentes zonas, esto es debido a que el color de la piel varía en las distintas áreas del cuerpo. Se deberá probar cada área para lograr el nivel de potencia máximo adecuado.

TABLA DE PIEL

Tipo de Piel	Color de piel	Historia de bronceado	Nivel de Potencia Máximo
I	Muy clara, "transparente"	Se quema siempre, nunca se broncea	 1 2 3 4 5
II	Clara	Se quema siempre	Dependiendo de la prueba preliminar, se podrán utilizar los 5 niveles de potencia
III	Clara a ligeramente aceitunada	Se quema ligeramente	 1 2 3
IV	Marrón aceituna/ Bronceada	Rara vez se quema, se broncea con facilidad	Dependiendo de la prueba preliminar se podrán utilizar los niveles de potencia 1, 2 y 3
V	Marrón oscura	Se quema muy rara vez	No adecuada para tratamiento IPL
VI	Negra	Nunca se quema	

ANTES DE COMENZAR

Por favor asegúrese de haber leído y comprendido la sección de 'Advertencias' antes de comenzar el procedimiento.


- No utilice ningún método para quitar el pelo que arranque el pelo del folículo, pues esto hará inefectivo la depilación IPL.
- Quítese todo tipo de joyas en la zona próxima al área de tratamiento.
- Asegúrese de haber hecho antes una prueba en una zona pequeña del área a tratar 24 horas antes del tratamiento y de que conoce el nivel de potencia máximo a emplear.
- Su primer tratamiento siempre será en el nivel de potencia 1 y sólo podrá aumentarse en un nivel después de haber realizado el tratamiento.

AUMENTO DEL NIVEL DE POTENCIA

Cada vez que utilice su depiladora IPL, necesitará hacer un destello de luz o 'flash' de tratamiento en cada nivel de potencia antes de poder aumentar la potencia al nivel siguiente. Esto es un mecanismo de seguridad para asegurar que es usted consciente de la intensidad del tratamiento en cada nivel.


Cada vez que se aumente el nivel de potencia se efectuará una autocomprobación que durará unos segundos. Durante este tiempo, los niveles de potencia se iluminarán hacia arriba y hacia abajo. Estas autocomprobaciones podrán ocurrir en otros momentos, y son importantes para optimizar el funcionamiento de la máquina.

MODO DE EMPLEO



PASO 1

Afeite la zona a tratar. Esto asegurará que la energía luminosa vaya directamente a la raíz del pelo y evitará así quemar el pelo en la superficie.




PASO 3

Gire la llave en sentido de las agujas del reloj para desbloquear la máquina y ponerla en su posición de encendido (ON). La luz alrededor de la llave interruptora parpadeará con un color verde. Se iluminará el nivel de potencia 1 y se iniciará el ventilador.

IMPORTANTE


Colóquelo en una superficie dura y asegúrese de que los ventiladores de refrigeración (situados en la parte inferior) no estén bloqueados, p. ej. por un edredón nórdico o por una moqueta mullida.



MODO DE EMPLEO

PASO 4


Entre el código de seguridad presionando los botones (señalados en negrita) en el orden siguiente:



La unidad emitirá 2 'bips' o pitidos y la llave interruptora dejará de parpadear y se iluminará en verde. Entonces se efectuarán una serie de autocomprobaciones. Durante este tiempo, los niveles de potencia se iluminarán hacia arriba y hacia abajo. Cuando haya finalizado, se iluminará el nivel de potencia más bajo y el botón de activación parpadeará en color azul, listo para la selección.

Nota: La unidad se apagará si se entra un código incorrecto (la llave interruptora cambiará de verde parpadeante a naranja parpadeante y la unidad emitirá dos pitidos bajos). Gire la llave interruptora a su posición de apagado, espere unos segundos y luego vuelva a girar con la llave a la posición de encendido y entre el correcto código de seguridad.

MODO DE EMPLEO




PASO 5

Presione el botón de activación una vez. El botón de activación dejará de parpadear. Las luces naranjas del mango de sujeción se iluminarán.



Nota: Cada vez que cambie el ajuste de la potencia, necesitará presionar el botón de activación para continuar.



PASO 6

Coloque el mango de sujeción sobre la zona que desea tratar. Asegúrese de que los 4 sensores de piel están en contacto con la piel (puede que necesite hacer una ligera presión). Las luces azules de 'preparada' se iluminarán.




PASO 7

Presione y MANTENGA PRESIONADO el botón de tratamiento del mango de sujeción. Esto iniciará el destello de luz o 'flash' de tratamiento. Podrá sentir un ligero calentamiento en la zona.

Notas:

- NO mueva el mango de sujeción durante el tratamiento.
- El mango podrá calentarse un poco durante su uso, lo cual es normal.
- Si se pierde el contacto entre los sensores de piel y la piel durante el tratamiento, las luces azules del mango se apagarán. Vuelva entonces al paso 6.


MODO DE EMPLEO



PASO 8

Las luces azules se apagarán después del 'flash' de tratamiento. La unidad llevará a cabo una autocomprobación después de cada destello de luz o flash. Esto se realizará en 5 segundos, y durante este tiempo las luces del nivel de potencia se iluminarán hacia arriba y hacia abajo.

Cuando mueva el mango de sujeción a la siguiente zona, deberá levantar los sensores de piel de su piel.



Si va a aumentar la potencia para el siguiente tratamiento, presione el botón (+) y vuelva al paso 5.

Importante: NO exceda el nivel de potencia máximo para su tipo de piel.



AUMENTO DEL NIVEL DE POTENCIA

Cada vez que utilice su depiladora IPL necesitará producir un destello de luz o flash de tratamiento en cada nivel de potencia antes de poder aumentar la potencia al nivel siguiente. Esto es un mecanismo de seguridad para asegurar que es usted consciente de la intensidad del tratamiento en cada nivel.

Cada vez que se aumente el nivel de potencia se efectuará una autocomprobación, que durará unos segundos. Durante este tiempo, los niveles de potencia se iluminarán hacia arriba y hacia abajo.

DESPUÉS DE SU USO


Gire con la llave en sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de apagado (OFF) para bloquear la unidad. Quite la llave y guárdela en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

CÓDIGOS DE ERROR

Indicación		Problema/ Solución
 1 2 3 4 5		PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO La unidad debe dejarse encendida (los ventiladores de enfriamiento estarán en marcha). Depositar el manipulador sobre una superficie dura (NO de lado ni encima de la consola).
 1 2 3 4 5		ERROR DEL VENTILADOR DEL MANÍPULO Apagar girando la llave, esperar 5 segundos y volver a encender.
 1 2 3 4 5	Todas las luces están apagadas	MODO DE AHORRO DE ENERGÍA Apagar girando la llave, esperar 5 segundos y volver a encender.

Si persiste alguno de los problemas mencionados, o si las luces de nivel de potencia siguen parpadeando, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente o consulte nuestra página web (www.rio-ipl.com) para obtener más información.

OPCIÓN 'MUDA'




Para apagar las indicaciones de audio (los 'bips'), presione el botón de activación al tiempo que enciende la unidad con la llave.

Nota: Esto no apagará los 'bips' de advertencia.



Apague con la llave (off) y vuelva a encender (on) para volver a poner las indicaciones auditivas.

ALMACENAMIENTO DEL CABLE DEL MANGO



Líe el cable del mango alrededor de los soportes de almacenamiento del cable en la parte de abajo de la unidad depiladora y vuelva a colocar el mango en el receso para el mango.

TRATAMIENTO FACIAL

La unidad Intense Pulsed Light Hair Remover se puede utilizar de forma segura en el rostro, ciñéndose a la zona ilustrada por la línea de puntos de color blanco.

Importante: No utiliza alrededor de los ojos ni en los labios.





ÁREA DE TRATAMIENTO

Una pequeña marca o señal de indentación quedará al presionar el mango contra la piel, a modo de guía de la zona de tratamiento. Al mover el mango, utilice estas marcas, construyendo una especie de dibujo a modo de rejilla, para asegurar una cobertura completa.

El perfilar las zonas que se van a tratar con un lápiz de ojos de color blanco también podrá ayudar.


Importante: No utilice un lápiz de ojos oscuro o rotulador para marcar la zona, pues reaccionará con el flash de tratamiento y causará daño en la piel.



Marcas de indentación construyendo un dibujo a modo de rejilla


CAMBIO DEL CARTUCHO DE TRATAMIENTO

La depiladora de pelos IPL incorpora un cartucho de tratamiento que contiene una bombilla de cuarzo de alto rendimiento. Dependiendo de una serie de factores (como la temperatura ambiental, el nivel de potencia seleccionado, la velocidad con la que se repiten los flashes luminosos), el cartucho podrá proporcionar 40.000+ destellos luminosos o flashes de tratamiento. El rendimiento de la bombilla se comprueba después de cada tratamiento.



PASO 1

Apague la unidad depiladora y vuelva a encenderla; y entre el código de seguridad.



PASO 2

Presione y mantenga presionados los botones (+) y (-) conjuntamente mientras la unidad está efectuando una autocomprobación. Los niveles de potencia 1 y 5 se iluminarán.




Cuando quedan 300 tratamientos, el indicador de duración de la bombilla parpadea con luz amarilla.



Cuando la luz amarilla cambie a luz roja parpadeante, habrá que cambiar la bombilla.


CAMBIO DEL CARTUCHO DE TRATAMIENTO



PASO 3

Tire y saque el cartucho de tratamiento (que contiene la bombilla) del mango de sujeción.


La unidad se apagará automáticamente.



PASO 5

Presione y mantenga presionados conjuntamente los botones (+) y (-). La luz del indicador de bombilla y la luz del nivel de potencia 5 se apagarán.

El botón de activación parpadeará en azul, indicando con ello que la unidad está lista para posteriores tratamientos.




PASO 4

Asegúrese que las clavijas de conexión se alinean con los agujeros del mango e inserte en su sitio el nuevo cartucho de tratamiento.

La unidad se encenderá automáticamente.


Los niveles de potencia 1 y 5 se iluminarán de nuevo.



Nota: La unidad no se encenderá si la bombilla se ha ajustado incorrectamente o no se ha puesto.

Se podrán hacer pedidos de más cartuchos de tratamiento utilizando el formulario accesorio o llamando a la línea de atención al cliente de Rio.

CICLO DE CRECIMIENTO DEL PELO



¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS SON NECESARIOS?

El crecimiento del pelo varía de una persona a otra, en función de la edad, peso, metabolismo, hormonas, etnicidad, medicamentos y otros factores. Pero en todas las personas, el pelo pasa por tres fases distintas de crecimiento:

la fase de crecimiento activo (llamada la fase anágena), la fase de degradación (fase catágena) durante la cual el pelo para de crecer, pero no se cae todavía, y **la fase de reposo (fase telógena)**, durante la cual el pelo se cae y un nuevo pelo empieza a formarse.

El tratamiento con el IPL resulta eficaz cuando el pelo se encuentra en la fase de crecimiento activo. Tan solo un porcentaje del pelo se encuentra en fase de crecimiento activo en un momento dado (este porcentaje varía de una zona del cuerpo a otra). Algunos folículos se destruyen, otros se reducen y sólo producen vello (pelo muy fino) y otros quedan inactivos, lo que ayuda a evitar que vuelva a crecer el pelo.

Para tratar todo el pelo en la fase de crecimiento activo, son necesarios varios tratamientos a lo largo de muchos meses (un mínimo de seis en un período de seis meses). Después se realiza un tratamiento rápido cada 4 a 6 semanas para hacer que el pelo inactivo permanezca en estado de letargo y para mantener la piel libre de pelo de forma permanente.

Zona corporal	Densidad de folículo por cm cuadrado	Fase de reposo	Tiempo en fase de reposo	Crecimiento activo
Rostro	500	68%	10 semanas	30%
Brazos	80	18%	5 meses	79%
Piernas	60	18%	6 meses	79%
Axilas	65	28%	3 meses	69%
Pecho/ Espalda	70	28%	3 meses	69%
Pública	70	25%	3 meses	71%

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo deberé preparar mi piel para la depilación de pelos con IPL?

Asegúrese de que su piel está limpia. La depilación del pelo con IPL es más efectiva sobre la piel pálida. Antes del tratamiento NO deberá someter su piel a ningún bronceado al sol, uso de camas solares, ni falsos bronceados.

¿Cómo deberé preparar los pelos para la depilación con IPL?

Aféitese la zona que va a tratar. Al minimizar la longitud del pelo se permite que la energía luminosa vaya directamente a la raíz del pelo y se evite quemar el pelo en la superficie de la piel.

¿Qué áreas puedo tratar?

La mayoría del pelo corporal puede quitarse utilizando la depiladora IPL; las zonas más comunes son las axilas, piernas, pecho, espalda e ingles. Se pueden tratar ciertas zonas del rostro, pero no se debe utilizar en el contorno de los ojos ni de los labios. Consulte la sección "Tratamiento facial" antes de utilizarla en el rostro.

¿Qué se siente?

La mayoría de las personas experimentan un calentamiento en la piel. Se podrá sentir una ligera irritación parecida a una pequeña quemadura de sol si se utiliza con un nivel de potencia demasiado alto o si la zona no ha sido afeitada. Los hombres que efectúan el tratamiento experimentan molestias mayores, ya que el pelo

corporal del hombre es generalmente más grueso que el de la mujer; sin embargo la sensación desaparece rápidamente.

¿Puedo utilizar la depiladora de pelo IPL en zonas de piel sensibles?

Sí, la depiladora IPL reacciona con el pelo, de forma que la zona circundante no se verá afectada.

¿Qué aspecto tendrá mi piel después del tratamiento?

Normalmente no habrá ningún cambio perceptible. Podrá ocurrir un ligero enrojecimiento después del tratamiento, que se desvanecerá habitualmente al cabo de las 24 horas. Podrá haber algún enrojecimiento localizado alrededor del folículo piloso, esto es bastante normal. Sin embargo, si el enrojecimiento o inflamación persiste al cabo de 24 horas, esto indicaría que ha seleccionado un nivel de potencia demasiado alto para su tipo de piel. Por favor remítase a la sección de "Prueba preliminar en una zona pequeña".

Después de la depilación con IPL, ¿habrá que evitar alguna cosa?

Deberá evitarse la exposición al sol o el bronceado profundo durante al menos 48 horas.

Si su piel queda expuesta utilice un filtro solar. También evite utilizar limpiadoras abrasivas o tratamientos de exfoliación de la piel. Evite nadar en agua con cloro o darse un baño caliente durante 48 horas. El cloro del agua podrá producir picor.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Con cuánta frecuencia debo repetir el tratamiento de depilación con el IPL?

El intervalo entre los tratamientos de seguimiento no es crítico. En un principio, recomendamos realizar un tratamiento cada dos semanas, aunque algunas personas prefieren tratar la zona todas las semanas, y otras tan solo una vez al mes, según el gusto personal y la zona a tratar. Siempre que el folículo piloso o la piel circundante no estén enrojecidos, irritados o inflamados, el tratamiento puede repetirse después de un mínimo de 48 horas. Escoja el momento que sea más conveniente para usted. Evite tratar excesiva y repetidamente la misma zona. Esto puede causar enrojecimiento e inflamación. Para mantener la piel libre de pelo, y para asegurarse de que los folículos pilosos inactivos sigan en estado de letargo, repita el tratamiento cada 4 - 6 semanas o según sea necesario.

¿Existen algunos cuidados posteriores que debiera seguir?

Si lo desea, podrá aplicar una loción relajante no perfumada, una bolsa de hielo, o una toalla húmeda para enfriar las zonas tratadas, aunque le recomendamos que no utilice jabón en las zonas tratadas durante 24 horas. Tenga cuidado de mantener la zona tratada particularmente limpia durante 3 días. Cuando trate las axilas, evite usar desodorantes antitranspirantes durante 2 o 3 días. Evite la exposición innecesaria al sol durante 48 horas.

¿Cuántos tratamientos necesitaré?

En general, la depilación a largo plazo con el IPL se considera efectiva tras un mínimo de seis tratamientos a lo largo de un período de seis meses. Esto varía de una persona a otra y depende del área tratada, la densidad del pelo, el ciclo de crecimiento del pelo y el color. El pelo oscuro sobre la piel clara responde mejor al IPL, pero tanto el pelo oscuro como el claro puede necesitar varios tratamientos para obtener resultados a largo plazo. Al principio, con cada tratamiento observará un debilitamiento o reducción gradual del pelo en el área tratada. Para mantener la piel libre de pelo y para asegurarse de que los folículos pilosos inactivos sigan en estado de letargo, repita el tratamiento cada 4 - 6 semanas o según sea necesario.

¿Puedo utilizar otros métodos de depilación de pelo entre tratamientos?

Los métodos de depilación que arrancan el pelo de raíz, como la cera, las depiladoras eléctricas o las pinzas de depilar NO son adecuados para uso entre tratamientos, ya que el tratamiento IPL requiere que el pelo esté presente en el folículo. Blanquear los pelos TAMPOCO es apropiado ya que quita el pigmento y hace el tratamiento IPL inefectivo. Sin embargo, el afeitado, los discos de microdermoabrasión y las cremas depilatorias son ideales para usar entre tratamientos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es la diferencia entre la depiladora IPL y el láser?

Hay dos diferencias importantes entre el láser y la luz intensa pulsada. Generalmente la IPL cubre un área mucho más grande que el punto de tratamiento relativamente pequeño cubierto por el láser, y por consiguiente los tratamientos de zonas más grandes son mucho más rápidos. La otra diferencia es la longitud de onda de la luz producida. Los láseres producen luz de una longitud de onda específica, mientras que la IPL usa un amplio espectro de longitudes de onda. Esto limita la IPL a específicos tipos de piel.

¿Qué dimensiones tiene el área de tratamiento?

35mm x 14mm

¿Por qué es importante afeitarse?

Es importante que cualquier zona que se vaya a tratar sea afeitada para que toda la energía lumínica se dirija directamente a la raíz del pelo para lograr un mayor efecto. Esto también evita quemar el pelo por encima de la superficie de la piel, lo cual puede resultar incómodo.

¿Qué mecanismos de seguridad tiene?

El principal mecanismo de seguridad regula el nivel de potencia, de manera que sólo puede aumentarse en una unidad por tratamiento, empezando desde el nivel de potencia 1. Esto reduce el riesgo de utilizar un nivel de potencia demasiado alto. La potencia se podrá disminuir en tantas unidades como se requiera.

Otros mecanismos de seguridad incluyen:

- Un cierre de bloqueo con llave
- Un código de seguridad para evitar el uso indebido
- Sensores de piel en el mango de sujeción para asegurar que el tratamiento IPL sólo ocurra cuando se hace buen contacto con la piel.
- Una luz 'de parpadeo de seguridad' naranja chillona, que causará una reacción de parpadeo si se dirige directamente al ojo.
- Un filtro de UV en la apertura de la IPL para evitar el riesgo de daño de luz ultravioleta.
- Detección del exceso de temperatura.

¿Hay algunos efectos secundarios?

Al igual que con otras depiladoras de pelos que usan energía luminosa, podrá haber un ligero enrojecimiento de la piel después de su uso o aclaramiento de la piel en zonas. Ambas cosas desaparecerán a las 24 horas.

MANTENIMIENTO

- No exponer a temperaturas inferiores de 15°C o almacenar a temperaturas que excedan 40°C.
- No cubrir las ranuras de ventilación del mango de sujeción durante su uso.
- No colocar sobre superficies blandas que puedan obstruir los orificios de ventilación de la parte inferior de la consola.
- No utilizar este aparato en entornos húmedos (cerca del baño o la ducha). No utilizar si entra agua en la unidad.
- No sumergir en agua.
- Sólo utilizar este producto con el cable de corriente que se suministra.
- Después del uso, desenchufar siempre el cable de corriente y guardar fuera del alcance de los niños.
- Si se produce algún daño en la unidad, cable del mango, mango, o cable de corriente, dejar de usar inmediatamente.
- Si el cable de corriente está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su técnico de servicio u otra persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- Si el cable del manipulador sufre algún daño, deje de usar el producto a fin de evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para su reparación.
- No existen partes reparables para el usuario dentro de la unidad. NO desmonte el aparato ni lo repare. Si tiene algún problema al utilizar el producto, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.
- Para su limpieza, pase por ella un paño ligeramente mojado.
- El acumulamiento de depósitos en la apertura de la depiladora IPL afectará a su eficacia. Si nota algunos depósitos, apáguela y desenchufe el cable de corriente. Limpie con un paño de lino o bastoncillo de algodón, asegurando que no queden fibras en la apertura.
- NO utilice cerca de equipos de onda corta o microondas.
- El equipo podrá verse afectado por interferencias electromagnéticas. Si tiene la sospecha de que ha podido ocurrir tal cosa, apague la máquina y enciéndala de nuevo para ajustarla.
- NO anule ningún mecanismo o sistema de seguridad.
- El mal uso de la máquina podría ocasionar daños.

DESECHOS



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) o Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos, ha puesto en marcha el reciclamiento de productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de vertederos.

Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico, así que por favor asegúrese de que al final de la vida operativa de este producto y de su cartucho de tratamiento, éstos se desechan de modo conveniente según los requerimientos de las autoridades locales. NO deberán desecharse con la basura doméstica.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta, o experimenta cualquier dificultad con este producto, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente a Rio Careline al **+44 (0) 1242 702345** o mándenos un e-mail a: **online@riobeauty.com**

Para registrar por Internet su garantía de dos años visite: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

INTRODUÇÃO

O Intense Pulsed Light Hair Remover™ (Removedor de pelos por Luz Intensa Pulsada) utiliza a última tecnologia de Luz Intensa Pulsada (LIP). Posicionado gentilmente contra a pele, os pulsos de luz intensa atingem diretamente o folículo piloso com energia suficiente para incapacitar a raiz sem afetar a área circundante. A LIP fornece uma remoção duradoura de pelos de forma rápida e eficaz. Ela pode ser aplicada em áreas mais amplas como pernas, braços, axilas, virilha, costas e na região peitoral assim como em certas áreas do rosto.




É ESSENCIAL que este produto seja usado de maneira responsável.

Leia todas as instruções antes do uso e guarde-as para referência futura.

- 1 Interruptor
- 2 Botão de diminuição de nível de intensidade (-)
- 3 Botão de aumento de nível de intensidade (+)
- 4 Indicadores do nível de intensidade
- 5 Indicador de tempo de vida de lâmpada
- 6 Botão de ativação
- 7 Soquete de entrada de força (na parte traseira)
- 8 Cabo de bastão
- 9 Bastão



- 10 Botão de tratamento LIP
- 11 Luz azul 'pronto' (x2)
- 12 Cartucho de tratamento
- 13 Marca de reentrância
- 14 Luz laranja de 'segurança' (x2)
- 15 Abertura laranja da LIP
- 16 Sensores de pele (x4)
- 17 Lâmpada
- 18 Lâmina
- 19 Fio elétrico
- 20 Chaves



TIPOS DE PELE ADEQUADOS

O seu removedor de pelos LIP é adequado para ser utilizado em peles claras até morenas e em tipos de pele bronzeadas. Para uma melhor eficácia do tratamento, o pelo deve ser mais escuro que a pele circundante. Peles claras com pelos escuros obtêm os melhores resultados.


Você pode descobrir que níveis de intensidade diferentes serão necessários para áreas diferentes. Teste cada área para determinar o nível máximo de intensidade apropriado.

Utilize o gráfico de tons de pele juntamente com o gráfico (página 56) para identificar de forma precisa a tonalidade/tipo da sua pele.

GRÁFICO DE TONS DE PELE



RESUMO DE TRATAMENTO



AVISOS

Tons de pele e pelos não adequados

- A LIP não é adequada para tons de pele escuros, como peles com descendência afro-caribenha, negra africana, indiana ou paquistanesa. Mesmo se o seu tom de pele for exibido como adequado na tabela à esquerda, não utilize se tiver parentes próximos (pais/avós) que possuam os tons de pele descritos acima. Veja “Tipos de pele adequadas”.
- NÃO use em peles com pigmentação anormal, como albinismo ou vitiligo.
- A LIP não é adequada para remoção de pelos ruivos, loiros claros ou brancos.

Áreas onde tratamento não é permitido

- NÃO tratar sobre tatuagens, maquiagem permanente, espinhas, acne, verrugas, pelos em verrugas ou sinais de nascença, sardas escuras, problemas de pele, sinais de nascença, queimaduras, mamilos, região genital ou anal, veias varicosas, eczema, inflamações, psoríase, feridas abertas ou pele rachada.

Quando não usar

- O Removedor de Pelos IPL não deve ser utilizado por pessoas que forem ou que possuam pele fotossensível. Isto pode ser causado por várias condições ou medicamentos. Em caso de gravidez ou amamentação, não é recomendado o uso da LIP. Se você tiver qualquer histórico de epilepsia, NÃO recomendamos o uso da LIP. Medicamentos comuns podem causar fotossensibilidade. Portanto, se estiver tomando qualquer medicação, verifique os avisos de fotossensibilidade e, em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o seu médico. Entre os medicamentos comuns que podem causar fotossensibilidade estão alguns diuréticos, antibióticos, antidepressivos tricíclicos e remédios prescritos para condições de tireoide, lúpus e artrite.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades mentais, físicas ou sensoriais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, a não ser que a pessoa responsável pela sua segurança esteja fornecendo supervisão e instruções a respeito do seu uso.
- Pais não devem deixar crianças brincarem com este aparelho.

AVISOS

- NÃO use se você tiver um histórico de câncer de pele.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- NÃO use após o consumo de bebidas alcoólicas ou se estiver experimentando sensação de mal-estar ou cansaço.
- NÃO use se tiver problemas de diabetes, rins, cardíacos ou tireoide
- A LIP não deve causar um desconforto muito grande. Você deve sentir um leve aquecimento na área. Se você sentir desconforto ou dor, a definição deve estar muito alta.
- NÃO trate a mesma área repetidamente durante uma sessão.
- Este produto é somente destinado para uso doméstico. Não é destinado para uso em um ambiente comercial.
- Os dispositivos de segurança incorporados no produto protegem os olhos contra a exposição aos níveis perigosos de luz, porém nunca aponte o bastão diretamente ou na proximidade dos olhos.
- O primeiro tratamento sempre estará no nível de intensidade 1 e somente poderá ter um nível aumentado depois da conclusão de um tratamento.
- Perigo de Reflexo: Antes de usar retire todas as jóias das

proximidades da área a ser tratada.

- NÃO use perto de materiais inflamáveis.
- Quando fora de uso, armazene a chave de maneira responsável longe do alcance de crianças.

Possíveis reações

A maioria das pessoas terão uma sensação de aquecimento durante o tratamento. Algumas delas terão uma ligeira vermelhidão na pele. Geralmente isto desaparecerá em 24 horas, mas, em casos raros, pode demorar até 72 horas.

Nocaso dos seguintes efeitos, o tratamento deverá ser interrompido. Em todos os casos, esfrie a área - recomendamos um gel refrescante de aloe vera. Se os sintomas continuarem após 48 horas, procure assistência médica.

- Dor na área tratada
- Coceira na área tratada
- Vermelhidão

Se o seguinte ocorrer, procure assistência médica imediatamente.

- Formação de bolhas ou queimadura

TESTE DE SENSIBILIDADE

24 horas antes do tratamento, realize o teste em uma área pequena para verificar se terá alguma reação.

O teste de sensibilidade confirma o nível máximo de intensidade para seu tipo de pele.

Trate uma área utilizando cada nível de intensidade (por exemplo, braços, pernas) até o máximo para o seu tipo de pele (veja o gráfico de peles). Use o botão (+) para aumentar o nível de intensidade trabalhando por etapas, aplicando ao redor da área com o bastão em uma parte diferente da pele a cada vez.

Se sentir algum desconforto, o nível de intensidade anterior é o máximo que você deve usar.

Pode ser que ocorra uma leve vermelhidão dentro de uma hora do tratamento. Entretanto, se continuar tendo qualquer vermelhidão após 24 horas, isto pode indicar que o nível de intensidade selecionado era muito alto para o seu tipo de pele.

IMPORTANTE: Como a cor da pele varia nas diversas partes do corpo, você pode achar que seja necessário usar níveis de intensidade diferentes para áreas diferentes. Teste cada área para determinar o nível máximo de intensidade apropriado.

GRÁFICO DE PELE

Tipo de Pele	Cor da Pele	Histórico de Bronzeamento	Nível de Intens. Máximo
I	Muito clara, "transparente"	Sempre queima, nunca bronzeia	 1 2 3 4 5
II	Clara	Sempre queima	
III	De clara a morena clara	Queima levemente	 1 2 3
IV	Morena/ Bronzeada/	Raramente queima, bronzeia com facilidade	
V	Morena escura	Quase nunca queima	NÃO adequada para tratamento LIP
VI	Negra	Nunca queima	

ANTES DE COMEÇAR

Certifique-se de ler e entender a seção 'Avisos' antes de continuar.


- Não utilize nenhum método de remoção que arranca o pelo folículo, pois isto impede a ação do LIP.
- Retire todas as joias das proximidades da área a ser tratada.
- Certifique-se de ter feito o teste de sensibilidade na área a ser tratada 24 horas antes do tratamento e esteja ciente do nível máximo de intensidade para sua pele.
- O seu primeiro tratamento sempre estará no nível de intensidade 1 e somente poderá ter um nível aumentado depois da conclusão de um tratamento.

AUMENTANDO O NÍVEL DE INTENSIDADE

Cada vez que utilizar a LIP, você precisará usar os níveis de intensidade mais baixos progressivamente por um breve período antes de poder seguir para um nível superior. Este é um recurso de segurança para garantir que você esteja ciente da intensidade do tratamento em cada nível.


Um autoavaliação, que leva alguns segundos, será executada todas as vezes que o nível de intensidade for aumentado. Durante este período, os níveis de intensidade se acenderão para cima e para baixo. Estas autoavaliações podem ocorrer em outros instantes e são importantes para aprimorar o desempenho da unidade.

INSTRUÇÕES PARA USO




ETAPA 1

Raspe a área a ser tratada. Isto irá garantir que a energia da luz vá diretamente para a raiz do pelo e evita cabelos queimados na superfície.



ETAPA 3

Gire a chave em sentido horário até a posição ON para desbloquear. A luz ao redor do interruptor piscará em verde. O nível de intensidade 1 acenderá e a ventilação iniciará.




ETAPA 2

Encaixe o fio elétrico no soquete de energia na parte traseira da unidade e conecte-o à tomada.

IMPORTANTE


Posicione em uma superfície rígida e certifique-se de que as passagens de ventilação na parte inferior não estão obstruídas, por exemplo, sobre um edredom ou tapete



INSTRUÇÕES PARA USO

ETAPA 4


Insira o código de segurança pressionando os botões (destacados em preto) na seguinte ordem:



A unidade emitirá 2 bips e o interruptor irá parar de piscar e acenderá em verde. Várias autoavaliações serão executadas. Durante este período, os níveis de intensidade se acenderão para cima e para baixo. Quando concluído, o nível de intensidade mais baixo acenderá e o botão de ativação piscará em azul pronto para seleção.

Atenção: A unidade desligará se o código for inserido incorretamente (o interruptor irá parar de piscar em verde e mudará para laranja e a unidade emitirá dois bips baixos). Desligue a chave, aguarde alguns segundos, ligue-a novamente e insira o código de segurança correto.

INSTRUÇÕES PARA USO



ETAPA 5

Pressione o botão de ativação uma vez. O botão de ativação irá parar de piscar.

As luzes laranjas no bastão acenderão.

Atenção: Cada vez que o nível de intensidade for ajustado, será necessário pressionar o botão de ativação para continuar.




ETAPA 7

Pressione e **SEGURE** o botão de tratamento no bastão. Isto iniciará os pulsos do tratamento. Você deve sentir um leve aquecimento na área.

Atenção:


- NÃO mova o bastão durante o tratamento.
- O bastão pode esquentar durante o uso, o que é normal.
- Se os sensores perderem contato com a pele durante o tratamento, as luzes azuis do bastão apagarão. Voltar a etapa 6.



ETAPA 6

Posicione o bastão sobre a área a ser tratada. Certifique-se de que todos os 4 sensores estejam em contato com a pele (pode ser necessário usar uma leve pressão). As luzes azuis 'pronto' acenderão.


INSTRUÇÕES PARA USO



ETAPA 8

As luzes azuis não mais acenderão depois de o tratamento começar a testar os níveis. A unidade se autoavaliará após cada pulso. Esta etapa durará cinco segundos, durante isto as luzes de nível de intensidade acenderão para cima e baixo.

Ao mover o bastão para a próxima área, os sensores devem ser elevados da pele.



Se estiver aumentando a intensidade para o próximo tratamento, pressione o botão (+) e volte para a etapa 5.

Importante: NÃO exceda o nível de intensidade máximo para o seu tipo de pele.

AUMENTANDO O NÍVEL DE INTENSIDADE

Cada vez que utilizar a LIP você precisará usar os níveis de intensidade mais baixos progressivamente por um breve período antes de poder seguir para um nível superior. Este é um recurso de segurança para garantir que você esteja ciente da intensidade do tratamento em cada nível.

Uma autoavaliação, que leva alguns segundos, será executada todas as vezes que o nível de intensidade for aumentado. Durante este período, os níveis de intensidade se acenderão para cima e para baixo.



APÓS USO


Gire a chave em sentido anti-horário até a posição OFF para bloquear. Retire a chave e guarde-a em lugar seguro, fora do alcance de crianças.

CÓDIGOS DE ERRO

Indicação	Problema / Solução
 1 2 3 4 5	 PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO A unidade deve ser deixada ligada (a ventilação de esfriamento estará funcionando). Deixe o bastão em uma superfície rígida (NÃO em seu lado ou no console).
 1 2 3 4 5	 ERRO NA VENTILAÇÃO DE BASTÃO Desligue a unidade com uso do interruptor, aguarde 5 segundos e ligue-a novamente.
 1 2 3 4 5 Todas as luzes estão desligadas	MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA Desligue a unidade com uso do interruptor, aguarde 5 segundos e ligue-a novamente.

Se algum dos problemas acima persistir ou se as luzes de nível de intensidade continuarem piscando, entre em contato com o nosso Departamento de Assistência ao Cliente ou consulte o site na web: www.rio-ipl.com para obter mais informações.

OPÇÃO 'MUDO'




Para desativar as indicações de áudio (bips), pressione o botão de ativação ao ligar a unidade com a chave.

Atenção: Isto não desativará os bips de aviso.



Desligue e ligue a chave novamente para reativar os indicadores de áudio.

ARMAZENAMENTO DO CABO DO BASTÃO



Enrole o cabo ao redor da função de armazenamento de cabo, no lado inferior da unidade, e posicione o bastão de volta na proteção designada.

TRATAMENTO FACIAL

O Removedor de pelos por Luz Intensa Pulsada pode ser utilizado de forma segura na face dentro da área ilustrada pela linha pontilhada branca.

Importante: Não use em torno dos olhos ou nos lábios.





ÁREA DE TRATAMENTO

Como um guia para a área de tratamento, uma pequena marca de reentrância será deixada ao pressionar o bastão na pele. Ao mover o bastão usando estas marcas, construa desenhos em forma de rede para garantir a cobertura completa.

Um lápis delineador branco também pode ajudar a traçar as áreas a serem tratadas.


Importante: NÃO use um delineador escuro ou caneta hidrográfica para marcar uma área, pois isto pode reagir com o pulso de tratamento e danificar a pele.



Marcas de reentrância sendo construídas em um formato de rede


MUDANDO O CARTUCHO DE TRATAMENTO

O removedor de pelos LIP incorpora um cartucho de tratamento contendo uma lâmpada de quartzo de alto desempenho. Dependendo de vários fatores (incluindo temperatura ambiente, nível de saída selecionado, velocidade de pulsos repetidos) o cartucho pode emitir 40.000+ pulsos de tratamento. O desempenho da lâmpada é verificado após cada tratamento.



ETAPA 1

Desligue a unidade, ligue-a novamente e insira o código de segurança.



ETAPA 2

Pressione e segure os botões (-) e (+) juntos enquanto a unidade está se autoavaliando. Os níveis de intensidade 1 e 5 acenderão.




Quando 300 tratamentos restarem, o indicador de tempo de vida da lâmpada acenderá em amarelo.



Quando a luz amarela mudar para uma vermelha piscante, a lâmina deve ser trocada.


MUDANDO O CARTUCHO DE TRATAMENTO



ETAPA 3

Puxe o cartucho de tratamento (que contém a lâmpada) para fora do bastão.


A unidade se desligará automaticamente.



ETAPA 5

Pressione e segure os botões (-) e (+) juntos. A luz indicadora da lâmpada e a luz do nível de intensidade 5 apagarão.

O botão de ativação piscará em azul indicando que a unidade está pronta para mais tratamentos.




ETAPA 4

Certifique-se de que os pinos de conexão estejam alinhados com os furos no bastão e empurre o novo cartucho de tratamento até encaixá-lo completamente.

A unidade ligará automaticamente.


Os níveis de intensidade 1 e 5 acenderão novamente.



Atenção: A unidade não ligará se a lâmpada não estiver encaixada corretamente ou for inexistente.

Mais cartuchos de tratamento podem ser encomendados utilizando o formulário de acessórios ou ao ligar para a linha de apoio do Rio.

O CICLO DE CRESCIMENTO DO PELO



POR QUE É NECESSÁRIO REALIZAR ESTE NÚMERO DE TRATAMENTOS?

O crescimento dos pelos varia de pessoa para pessoa, conforme os seguintes fatores: idade, peso, metabolismo, hormônios, etnia, medicamentos entre outros. Mas todos os pelos atravessam três fases de crescimento distintas:

Fase de crescimento ativo (chamada fase anágena), Fase de degradação (fase catágena), durante a qual o pelo não cresce mais, porém ainda não cai, e a **Fase de repouso (fase telógena)**, quando o pelo cai e outros novos começam a se formar.

O tratamento LIP é eficaz quando o pelo se encontra na fase de crescimento ativo. A qualquer momento há somente uma porcentagem de pelos na fase de Crescimento Ativo (a porcentagem real variará dependendo da área do corpo). Alguns folículos são destruídos, outros são reduzidos somente à produção de velos (pelos finos e claros) e alguns são incapacitados a fim de evitar um novo crescimento do pelo.

Para atingir todos os pelos na fase de Crescimento ativo, vários tratamentos são necessários por diversos meses (seis meses no mínimo). Após isto, um rápido tratamento a cada 4 ou 6 semanas deve ser feito para garantir que os pelos incapacitados permaneçam dormentes e para manter a pele sem nenhum pelo de forma permanente.

Área	Densidade do Folículo por cm2	Fase Descanso	Tempo na Fase de Descanso	Cresc. Ativo
Face	500	68%	10 semanas	30%
Braços	80	18%	5 meses	79%
Pernas	60	18%	6 meses	79%
Axila	65	28%	3 meses	69%
Peito/Costas	70	28%	3 meses	69%
Virilha	70	25%	3 meses	71%

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como devo preparar minha pele para a remoção de pelos por LIP?

Certifique-se de limpar a pele. A LIP é mais eficaz em peles claras. NÃO se bronzeie ao sol, artificialmente em camas ou por produtos de bronzeamento falso antes do tratamento.

Como devo preparar os pelos para a remoção por LIP?

Raspe a área a ser tratada. Ao diminuir o comprimento do pelo, estará permitindo que a energia da luz se direcione diretamente à raiz, evitando pelos queimados na superfície da pele.

Que áreas posso tratar?

A maioria dos pelos corporais pode ser removida por LIP. As áreas mais comuns são as axilas, pernas, peito, costas e virilha. Certas áreas da face podem ser tratadas, mas ele não deve ser usado ao redor dos olhos e dos lábios. Consulte a seção 'Tratamento facial' antes de usar no rosto.

O que sentirei durante o tratamento?

A maioria das pessoas sentirão um aquecimento na pele. Uma pequena irritação, semelhante a uma leve queimadura solar, pode ser sentida se a unidade for utilizada em um nível de intensidade muito alto ou se pelos ainda existirem na área. Os homens tendem a sentir um maior desconforto durante o procedimento devido ao fato de terem pelos mais grossos que as mulheres em geral, entretanto a sensação não durará muito.

Posso usar a remoção de pelos LIP em pele sensível?

Sim, a LIP reage com o pelo e não afeta a pele circundante.

Qual será a aparência da minha pele após o tratamento?

Geralmente nenhuma mudança poderá ser notada. Pode ocorrer uma leve vermelhidão, que geralmente desaparece após 24 horas. Uma vermelhidão ao redor do folículo piloso pode ocorrer, o que é normal. Entretanto, se qualquer vermelhidão ou inflamação continuar após 24 horas, pode ser um indicativo que um nível de intensidade muito alto foi selecionado para o seu tipo de pele. Consulte a seção "Teste de sensibilidade".

Após a remoção de pelos por LIP, o que devo evitar?

Exposição ao sol ou bronzeamentos intensos devem ser evitados por 48 horas pelo menos.

Use um protetor solar no caso de exposição ao sol. Evite também limpar a pele com produtos ásperos ou tratamentos tipo peeling. Evite nadar em água clorada ou banho de banheira por 48 horas. O cloro na água pode provocar coceira.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Com qual frequência devo repetir o tratamento de remoção de pelos por LIP?

Não é essencial programar muito os futuros tratamentos. Recomendamos intervalos de 2 semanas entre tratamentos no início, porém alguns preferem tratar a área a cada semana enquanto outros somente uma vez por mês. Dependerá da preferência pessoal e da área onde o tratamento é realizado. Desde que o folículo piloso e a pele circundante não estejam avermelhados, doloridos ou inflamados, é possível repetir o tratamento após 48 horas. Escolha um momento conveniente para você. Evite tratar uma mesma área excessivamente em uma sessão. Isto pode causar vermelhidão e inchaço. Para manter a pele sem pelos e para garantir que os folículos incapacitados continuem dormentes, repita o tratamento a cada 4 ou 6 semanas ou conforme necessário.

Quais cuidados pós-tratamento devo tomar?

Se desejar, aplique uma loção não perfumada, bolsa de gelo ou toalha úmida para esfriar as áreas tratadas. Não recomendamos o uso de sabonete nas áreas tratadas por 24 horas. Mantenha a área tratada em particular limpa durante 3 dias. Ao tratar as axilas, evite o uso de desodorante antiperspirante por 2–3 dias. Evite exposição não necessária ao sol por 48 horas.

Quantas sessões de tratamento precisarei?

A remoção de pelos a longo prazo com LIP é geralmente considerada eficaz após um mínimo de seis tratamentos em um período de seis meses. Isto varia de uma pessoa para outra e depende da área sendo tratada, da densidade, cor e ciclo de crescimento dos pelos. Pelos escuros em pele clara são os que melhor respondem à LIP, mas podem ser necessários vários tratamentos para resultados duradouros. Inicialmente, a cada tratamento você gradualmente notará pelos mais finos e uma menor quantidade de crescimento na área tratada. Para manter a pele sem pelos e para garantir que os folículos incapacitados permaneçam dormentes, repita o tratamento a cada 4 ou 6 semanas ou conforme necessário.

Posso usar outros métodos depilação entre os tratamentos?

Como o tratamento LIP necessita que o pelo esteja presente no folículo, métodos de remoção que arrancam os pelos, como cera, epiladores e pinças NÃO são devem ser utilizados entre os tratamentos. O clareamento dos pelos também NÃO é adequado pois remove o pigmento e impede a ação da LIP. Você pode raspar, usar discos de microermoabrasão e cremes depiladores entre os tratamentos.

Qual é a diferença entre LIP e um laser?

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Há duas grandes diferenças entre Lasers e a Luz intensa pulsada. Geralmente, a LIP cobre uma área bem maior do que um ponto reativamente pequeno do tratamento com lasers. Entretanto, tratamentos de áreas maiores são bem mais rápidos. A outra diferença é o comprimento de onda da luz produzida. Os lasers produzem luzes com um comprimento de onda específico, enquanto a LIP utiliza uma área de alcance ampla. Isto limita a LIP a tipos de pele específicos.

Qual é o tamanho da área de tratamento?

35 mm x 14 mm

Por que é importante raspar o pelo?

É importante que qualquer área sendo tratada esteja com pelos raspados para que toda a energia da luz se direcione diretamente na raiz para um efeito máximo. Isto também evitará a queimadura de pelos na superfície da pele, o que pode não ser confortável.

Quais são recursos de segurança incluídos?

O principal recurso de segurança regula o nível de intensidade, assim ele só poderá ser aumentado uma etapa por tratamento, iniciando no nível 1. Isto reduz o risco do uso de um nível de intensidade muito alto. A intensidade pode ser diminuída conforme necessário.

Outros recursos de segurança são:

- Chaves
- Um código de segurança para evitar uso impróprio.
- Os sensores de pele no bastão, que garantem que o tratamento LIP ocorra somente quando um contato adequado é feito com a pele.
- Uma luz laranja claro de 'segurança ao piscar', que causa uma reação de piscada se apontada diretamente aos olhos.
- Um filtro UV na abertura LIP, que evita o risco de danos pela luz UV.
- Detecção de superaquecimento.

Há algum efeito colateral?

Assim como todos os removedores de pelo que utilizam a energia da luz, pode ocorrer uma leve vermelhidão pós-uso ou um clareamento em blocos da pele. Os dois casos devem desaparecer em 24 horas.

MANUTENÇÃO

- Não exponha a temperaturas abaixo de 15°C ou armazene em temperaturas acima de 40°C.
- Não cubra a saída da ventilação do bastão durante o uso.
- Não posicione o aparelho em superfícies macias para evitar o bloqueio das passagens de ventilação na parte inferior do console.
- Não use este aparelho em áreas próximas à água (perto da banheira ou chuveiro). Não use se água entrar na unidade.
- Não mergulhe esse produto em água.
- Use este produto somente com o fio elétrico fornecido.
- Depois do uso, sempre desconecte-o da tomada e guarde-o fora do alcance de crianças.
- No caso de qualquer dano à unidade, cabo do bastão, bastão ou ao fio elétrico interrompa o uso imediatamente.
- Se o fio elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou outra pessoa qualificada semelhante para evitar riscos.
- Se o cabo do bastão estiver danificado, interrompa o uso para evitar riscos. Entre em contato com o nosso Departamento de Assistência ao Cliente para agendar um reparo.
- O aparelho não contém nenhuma peça sujeita a manutenção de usuário. NÃO desmonte ou conserte. Se tiver algum problema com o uso do produto, entre em contato com nosso Departamento de Assistência ao Cliente.
- Para limpar a unidade, use um pano levemente umedecido.
- Um acúmulo de sedimentos na abertura da LIP afetará a eficácia da luz. Se observar quaisquer depósitos, desligue a unidade e desconecte-a da tomada. Limpe-a com um pano sem fiapos ou com um pedaço de algodão, certificando-se de remover quaisquer fibras da abertura.
- NÃO utilizar próximo a equipamentos microondas ou ondas curtas.
- O equipamento pode ser afetado por interferência eletromagnética. Se suspeitar destes efeitos, deligue e ligue a unidade novamente para redefini-la.
- NÃO cancele nenhum dos recursos de segurança.
- O uso incorreto do aparelho pode ser prejudicial.

DESCARTE



A Diretiva (2002/96/EC) de Descarte de Equipamento Elétrico ou Eletrônico (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) foi adotada para a reciclagem e recuperação de produtos utilizando as melhores técnicas disponíveis, minimizando assim o impacto no meio ambiente e tratando quaisquer substâncias perigosas a fim de evitar uma maior acumulação de lixo.

Esse produto é classificado como equipamento Elétrico ou Eletrônico. Portanto, certifique-se de que, no final de sua vida útil, ele e o cartucho de tratamento sejam descartados da maneira correta de acordo com os requisitos das autoridades locais. NÃO os descarte como parte do lixo doméstico.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se tiver dúvidas ou se encontrar alguma dificuldade com este produto, entre em contato com a nossa linha de apoio Rio no **+44 (0) 1242 702345** ou envie um email para: **online@riobeauty.com**

Para registrar sua garantia de dois anos on-line visite: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**