

PROTEINAS / PROTEINS / PROTÉINES

Componente Component Composant	Método Method Méthode	Valor Value Valeur	Rango Range Intervalle	Unidades Units Unités
Albumina Albumin Albumine	Método BCG / BCG method / Méthode BCG	3.09 30.9	2.63 – 3.55 26.3 – 35.5	g/dl g/l
Fructosamina / Fructosamine	Método NBT / NBT method / Méthode NBT	426	362 – 490	µmol/l
Proteínas Totales Total Proteins Protéines Totales	Biuret	4.83 48.3	3.86 – 5.80 38.6 – 58.0	g/dl g/l

OTROS METABOLITOS / OTHER METABOLITES / AUTRES MÉTABOLITES

Ácido Úrico Acide Urique Uric Acid	Uricase POD / Uricase POD	9.56 569	7.65 – 11.5 455 – 684	mg/dl µmol/L
Bilirrubina Total Bilirubine totale Total Bilirubin	Jendrassik – Gróf Manual / Manuelle Jendrassik – Gróf Méthode Automático / Automatic / Automatique	4.44 75.9 4.54 77.6	3.54 – 5.34 60.5 – 91.3 3.63 – 5.45 62.1 – 93.2	mg/dl µmol/L mg/dl µmol/L
Bilirrubina Directa Bilirubine Directe Direct Bilirubin	Jendrassik – Gróf Méthode Automático / Automatic / Automatique	2.17 37.1	1.74 – 2.60 29.7 – 44.5	mg/dl µmol/L
Creatinina Creatinine Créatinine	Jaffé cinético Kinetic Jaffé Jaffé cinétique	4.02 355	3.29 – 4.74 291 – 419	mg/dl µmol/L
Glucosa / Glucose	GOD-POD	278 15.4	223 – 333 12.4 – 18.5	mg/dl µmol/L
Urea / Urée	Ureasa / Urease / Uréase GLDH Ureasa / Urease / Uréase Berthelot	110 18.3 119 19.8	90 – 131 15.0 – 21.8 96 – 141 16.0 – 23.5	mg/dl µmol/L mg/dl µmol/L



SERISCANN® ANORMAL

SUERO CONTROL ANORMAL / ABNORMAL CONTROL SERUM / SÉRUM CONTRÔLE ANORMAL

Descripción del producto

El Seriscann es un suero control liofilizado preparado a partir de suero humano; la concentración de sus componentes se ha ajustado por adición, en caso necesario, de productos químicos y bioquímicos de elevada pureza. Antes de liofilizar se procede a una filtración esterilizante, para minimizar el riesgo de contaminaciones microbianas. Los valores de los diversos componentes se obtienen a partir de múltiples determinaciones, llevadas a cabo por diferentes laboratorios, según un único protocolo de actuación. Los límites de ensayo (rango), indican las desviaciones del valor medio que pueden obtenerse de las distintas condiciones de trabajo de cada laboratorio. Para determinar la exactitud y precisión de las técnicas analíticas, tanto manuales como automáticas, se aconseja emplear un suero normal y uno que cubra la zona de valores patológicos.

Precaución

Los sueros humanos empleados en la fabricación de este lote han resultado negativos en la reacción con el HBsAg y HIV. A pesar de ello, deberán manejarse con precaución, como cualquier muestra de suero humano potencialmente infectiva.

Modo de empleo

Adicionar a cada vial 5 ml. de agua desionizada para rehidratar el liofilizado. Agitar con suavidad, y esperar unos 10 minutos hasta la rehidratación completa. El suero control se utiliza de la misma manera que si se tratara de un suero problema. Los valores analíticos deben estar incluidos en los límites de ensayo.

Conservación y estabilidad

El suero control almacenado en refrigerador, a 2 - 8° C, es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Una vez rehidratado el vial, los componentes del suero son estables 10 días a 2 - 8° C. Se exceptúan las Fosfatasas ácida y alcalina, estables 48 h. y las Transaminasas GOT/GPT estables 4 días a 2 - 8° C. Dado que la Bilirrubina es un compuesto sensible a la luz, para su mejor conservación se aconseja mantener el suero en la oscuridad.

Presentación

Kit 10 x 5 ml. (Ref. 99 93 29). Contiene: 10 viales de suero control anormal liofilizado.

1 x 5 ml. (Ref. 99 46 85). Contiene: 1 vial de suero control anormal liofilizado.

Product description

The control serum is prepared from human serum with human and nonhuman enzymes and nonprotein constituents added. Bacteriostatic agents have been added. The value and expected range for each constituent are derived from interlaboratory data. The mean of several determinations may not duplicate the value printed on the insert but should fall within the expected range. To determine the accuracy and precision of a certain analytical method, it is advisable to run a Normal as well as an Abnormal control serum samples.

Caution

Human serum was used in the manufacture of this product. Each donor unit was tested with licensed reagents and found negative for HBsAg and nonreactive for the HIV antibody. Because of no test method can offer complete assurance that products derived from human blood will not transmit infection agents, it is recommended that this product be handled with the same precautions used for patient specimens.

Procedure

Add exactly 5 ml. of deionised water to each vial. Allow to sit 5 to 10 minutes. Swirl the contents until homogeneous. This control serum should be handled as if a sample from human origin. Analytical values should fall in between the assay range.

Storage and stability

The product remains stable, when stored at 2 - 8° C., until the expiration date stated on the label. Once rehydrated, the constituents are stable for ten days, when stored at 2 - 8° C., except for Acid and Alkaline phosphatases only stable for 48 h. and GOT, GPT only stable for 4 days at 2 - 8° C. Since Bilirubin is a light-sensitive metabolite it is advisable, for the sake of better storage conditions, to keep the control in the dark.

Configuration

Kit 10 x 5 ml. (Ref. 99 93 29). Contents: 10 Freeze-dried vials of abnormal control serum.

1 x 5 ml. (Ref. 99 46 85). Contents: 1 Freeze-dried vial of abnormal control serum.

Description du produit

Le Seriscann est un sérum contrôle lyophilisé préparé à partir de sérum humain; la concentration de ses composants a été ajustée par addition, si nécessaire, de produits chimiques et biochimiques de haute pureté. Avant d'effectuer la lyophilisation, procéder à une filtration stérilisante pour minimiser le risque de contaminations microbiennes. Les valeurs des différents composants ont été obtenues à partir de multiples déterminations effectuées par différents laboratoires, selon un protocole d'action unique. Les limites de l'essai (intervalle) indiquent les déviations de la valeur moyenne qui peuvent être obtenues des différentes conditions de travail de chaque laboratoire. Pour déterminer l'exactitude et la précision des techniques analytiques, tant manuelles qu'automatiques, il est conseillé d'utiliser un sérum normal et un sérum couvrant la zone de valeurs pathologiques.

Précautions d'emploi

Les sérums humains utilisés pour la fabrication de ce lot ont donné un résultat négatif lors de la réaction avec l'Ag HBs et l'HIV. Malgré cela, ils doivent être manipulés avec précaution, comme tout échantillon de sérum humain potentiellement infectieux.

Mode d'emploi

Ajouter 5 ml d'eau déionisée dans chaque fiole pour réhydrater le lyophilisat. Agiter doucement et attendre environ 10 minutes jusqu'à obtenir la réhydratation complète. Utiliser le sérum contrôle comme s'il s'agissait d'un sérum à analyser. Les valeurs analytiques doivent être comprises dans les limites de l'essai.

Conservation et stabilité

Conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, le sérum contrôle est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Après réhydratation du contenu de la fiole, les composants du sérum sont stables pendant 10 jours à une température comprise entre 2 et 8 °C. En revanche, les phosphatases acide et alcaline sont stables pendant 48 heures et les transaminases TGO/TGP pendant 4 jours entre 2 et 8 °C. Compte tenu du fait que la bilirubine est un composé sensible à la lumière, il est conseillé de conserver le sérum à l'abri de la lumière pour garantir une meilleure conservation.

Présentation

Kit 10 x 5 ml (Réf. 99 93 29). Contenu: 10 fioles de sérum contrôle anormal lyophilisé.

1 x 5 ml (Réf. 99 46 85). Contenu: 1 fiole de sérum contrôle anormal lyophilisé



ENZIMAS / ENZYMES

Componente Component Composant	Método Method Méthode	Valor Value Valeur	Rango Range Intervalle	Unidades Units Unités	
α-Amilasa α-Amylase	Método IFCC Líquida IFCC method Méthode IFCC liquide	37°	261	221 - 300	U/ L
	Substrat BPS-maltoheptaose bloqueé Sustrato BPS-Maltoheptaósido bloqueado Substrate BPS-Blocked maltoheptaoside	37°	297	252 - 342	U/ L
CK NAC activado CK NAC activated CK NAC activée	IFCC	37°	516	423 - 609	U/ L
CK-MB	Inmunológico Immunological Immunologiques	37°	43.6	36.6 - 50.6	U/ L
Colinesterasa Cholinesterase Cholinestérase	Yoduro butiriltiocolina Butyrylthiocholine iodide Iodure de butyrylthiocholine	37°	5059	3996-6148	U/ L
Fosfatasa ácida Acid Phosphatase Phosphatase acide	α-Naftil fosfato α-Naphthyl phosphate α-naphtyl phosphate	37°	38.1	25.5 - 50.7	U/ L
Fosf. ácida prostática Prostatic acid phos. Phosphatase acide prost.	α-Naftil fosfato α-Naphthyl phosphate α-naphtyl phosphate	37°	28	18.7 - 37.2	U/ L
	DGKC (p-NPP)	37°	507	431 - 583	U/ L
Fosfatasa Alcalina Alkaline Phosphatase Phosphatase alcaline	IFCC líquida / liquid / liquide (p-NPP)	37°	335	284 - 385	U/ L
	Monofosfato de fenoltaleína Phenolphthalein monophosphate Monophosphate de phénolphthaléine	37°	168	134 - 201	U/ L
Gamma GT	Szasz 405 nm	37°	157	133 - 183	U/ L
GOT/AST	IFCC	37°	141	113 - 169	U/ L
	Reitman-Frankel	37°	96.5	79.5 - 113.5	U/ ml
GPT/ALT	IFCC	37°	135	109 - 161	U/ L
	Reitman-Frankel	37°	80	66 - 94	U/ ml
LDH	SFBC (Pir. → Lact.)	37°	803	683 - 924	U/ L
Lipasa/Lipase	Color / Coloration	37°	100	80 - 120	U/ L

LIPIDOS / LIPIDS / LIPIDES

Componente Component Composant	Método Method Méthode	Valor Value Valeur	Rango Range Intervalle	Unidades Units Unités
Colesterol Cholesterol Cholestérol	CHOD-POD	278	240 - 315	mg/dl
		7.20	6.20 - 8.16	mmol/ L
Colesterol - HDL HDL - Cholesterol	Enzimático directo / Enzymatic	130	110 - 149	mg/dl
		3.37	2.85 - 3.86	mmol/ L
Colesterol - LDL LDL - Cholesterol	Enzimático directo / Enzymatic	161	130 - 193	mg/dl
		4.17	3.37 - 5.00	mmol/ L
Triglicéridos Triglycerides	GPO	247	207.5 - 286.5	mg/dl
		2.82	2.37 - 3.27	mmol/ L

IONES / IONS

Componente Component Composant	Método Method Méthode	Valor Value Valeur	Rango Range Intervalle	Unidades Units Unités
Calcio Calcium	Arsenazo III	11.4	10.26 - 12.54	mg/dl
		2.84	2.56 - 3.13	mmol/ L
	o-Cresolftaleína o-Cresolphthalein o-crésolphtaléine	11.8	10.6 - 13.0	mg/dl
		2.94	2.64 - 3.24	mmol/ L
Cloruros Chloride Chlorures	Electrodo selectivo / Ion-selective electrode / Électrode sélective d'ions	113	96.1 - 130	mEg/L mmol/ L
	Método tiocianato / Thiocyanate method / Méthode thiocyanate	105	89.4 - 121	mEg/L mmol/ L
Cobre Copper Cuivre	Método colorimétrico Directo Direct Colorimetric method Méthode colorimétrique directe	97.3	82 - 113	µg/dl
		15.3	12.9 - 17.7	µmol/L
Fósforo inorgánico Inorganic phosphorus Phosphore inorganique	Método fosfomolibdato Phosphomolybdate method Méthode phosphomolybdate	7.0	5.6 - 8.4	mg/dl
		2.26	1.81 - 2.71	mmol/L
Hierro Iron Fer	FerroZine	201	165 - 237	µg/dl
		36.0	29.6 - 42.4	µmol/L
	Método CAB / CAB Method / Méthode CAB	202	166 - 238	µg/dl
		36.2	29.7 - 42.6	µmol/L
Magnesio Magnesium Magnésium	Calmagite / Calmagite dye	4.02	3.22 - 4.82	mg/dl
		1.65	1.32 - 1.98	mmol/L
	Azul xilidilo / Xylidyl blue / Bleu de xylidyle	4.00	3.20 - 4.80	mg/dl
		1.65	1.32 - 1.97	mmol/L
Potasio Potassium	Électrode sélective d'ions / Electrodo selectivo / Ion selective electrode	6.08	5.17 - 7.00	mEg/L mmol/L
	Método turbidimétrico / TPB-Na Turbidimetric method / TPB-Na Méthode turbidimétrique / TPB-Na	6.10	5.18 - 7.02	mEg/L mmol/L
Sodio Sodium	Electrodo selectivo / Ion-selective electrode / Électrode sélective d'ions	163	143 - 183	mEg/L mmol/L
TIBC	FeCl ₃ ; MgCO ₃	238	178 - 297	µg/dl
		42.6	31.9 - 53.2	µmol/L
Zn	Método Br-PAPS / Br-PAPS method / Méthode Br-PAPS	146	131 - 160	µg/dl
		22.3	20.0 - 24.5	µmol/L

Distribuido por



958 412 886



629 636 705



<http://www.cromakit.es/>

Calle Tucumán 8 Nave B 18200 Maracena (Granada)

