

ORBIS Correction Mass® GB

Rev. 4/2005

PRODUCT	ISO 4823	COLOUR	DOSAGE			
			BASE PASTE		AKTIVATOR	
			PASTE	LIQUID	PASTE	LIQUID
green	Typ 1	grün	1 Teilstrich 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	
blau	Typ 2	blau	1 Teilstrich 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	
violett	Typ 3	violett	1 Teilstrich 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	

Mischzeit in Sekunden	Gesamtarbeitzeit in Minuten	mindest. Mundverweildauer in Minuten	Abbindezeit in Minuten	Härte Shore A	Verformung unter Druck in Prozent	Rückstellung nach Verformung in Prozent	Lineare Maßänderung in Prozent
30	1,75	4	6,5	50	4	99,5	ca. 1
30	1,75	4	6,5	40	7	99	ca. 1
30	1,75	4	6,5	35	9	99,5	ca. 1

Times given in the table above are for 23 °C and relative moisture of 50+/- 10% 1 Graduation Mark = (refers to mixing block)

CONDENSATION CURING PRECISION IMPRESSION MATERIALS ON SILICONE ELASTOMER BASE

Type 1 = heavy bodied – impressions for partial prostheses and mucous membrane impressions
Type 2 = medium bodied – syringe material for putty wash technique (2-step) and simultaneous Putty wash, material for the relining of prostheses.
Type 3 = light bodied – syringe material for putty wash technique (2-step) and simultaneous putty wash, material for the relining of prostheses.

Indications for Use:
The contrasting colouring of the base and catalyst masses ensures good control during mixing. Mix the correction material with the aid of a spatula.

Carefully close tubes after use.

Disinfection:
The impressions may be disinfected in a 2% solution of glutardialdehyde. Please refer to the manufacturer's instructions for use.

Galvanizing:
The impressions may be galvanized with copper or silver coatings.

Model Production:
Filling of impressions possible after 60 minutes. No further time constraints.

Storage: Do not store above 25 °C.

Shelf Life: See information on package

Working and Safety Instructions:
Avoid contact with eyes, if contact should occur, rinse immediately and copiously with water and consult an ophthalmic specialist without delay. Avoid staining of clothing, as the condensation curing impression materials are chemically resistant. We recommend wearing gloves when using kneadable impression materials. Responsibility for the processing, use and application of the products supplied by us lies entirely with you, in as far as there exists for us no possibility of controlling same. In cases where we have provided technical advice re application, either verbally, in writing or by means of trials, this advice has been without obligation both on our part and as regards any third party patent rights.

You are therefore not absolved from the obligation to test the products supplied for suitability and appropriateness for the intended purposes and procedures.

Our liability is limited in all instances and for all damages to the value of the goods supplied by us and used by you.

The impeccable quality of our products is guaranteed within the framework of our general Terms of Business.

ORBIS°DENTAL Handels GmbH · D-48153 Münster

Istruzioni per l'uso

ORBIS Massa di correzione® I

Rev. 4/2005

PRODOTTO	ISO 4823	COLORE	DOSAGGIO			
			PÂTE DE BASE		ACTIVATEUR	
			PÂTE	LIQUIDO	PASTA	LÍQUIDO
verte	Type 1	verte	1 graduation 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 graduation 0,09 ml = (0,095 g)	10 gouttes 0,19 ml = (0,2 g)	
bleue	Type 2	bleue	1 graduation 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 graduation 0,09 ml = (0,095 g)	10 gouttes 0,19 ml = (0,2 g)	
violette	Type 3	violette	1 graduation 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 graduation 0,09 ml = (0,095 g)	10 gouttes 0,19 ml = (0,2 g)	

Temps de mélange en sec.	Temps global de travail en min.	Durée minimum de séjour en bouche en min.	Temps de prise en min.	Dureté Shore A	Déformation en compression %	Résilience après déformation %	Modification linéaire des mesures %
30	1,75	4	6,5	50	4	99,5	Env. 1
30	1,75	4	6,5	40	7	99	Env. 1
30	1,75	4	6,5	35	9	99,5	Env. 1

Los tiempos indicados en la tabla de arriba se refieren a una temperatura de 23°C y a una humedad relativa de 50+/- 10%. 1 graduación = (se refiere al bloque de mezcla)

1 linea de escala = (se refiere al bloccetto di miscelazione)

MATERIALES DE IMPRESIÓN ELASTOMÉRICOS DE MÁXIMA PRECISIÓN A BASE DE SILICONA DE CONDENSACIÓN

Tipo 1 = de consistencia poco fluida – impresión de maxilares parcialmente dentados, impresión de la mucosa.
Tipo 2 = de consistencia semifluida – material de jeringa para la técnica de doble impresión y de doble mezcla, material para el rebase de protésis.

Tipo 3 = de consistencia fluida – material de jeringa para la técnica de doble impresión y de doble mezcla, material para el rebase de protésis.

Indicaciones de uso: La diferente coloración de la pasta base y de la pasta catalizadora garantiza un control óptimo de la homogeneidad de la mezcla. Mezcle el material con ayuda de una espátula.

Cerrar cuidadosamente los tubos después de su utilización.

Desinfección: las impresiones pueden desinfectarse con una solución acuosa al 2% de glutardialdehido. Consulte las instrucciones de uso del fabricante.

Galvanización: las impresiones pueden galvanizarse con cobre o plata.

Elaboración del modelo: después de 60 minutos, la impresión puede utilizarse para el colado del modelo. No existen otros límites de tiempo.

Almacenamiento: almacenar a una temperatura no superior a los 25°C.

Caducidad: véanse las indicaciones del envase.

Instrucciones de trabajo y de seguridad:

Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia y consulte inmediatamente a un oftalmólogo. Evite salpicaduras en la ropa, ya que los materiales de impresión frágidos son químicamente estables. Le recomendamos el uso de guantes en la aplicación de materiales de impresión que requieren un trabajo manual.

La manipulación, aplicación y utilización de los productos suministrados por nuestra empresa se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control y son, por tanto, materiales de la exclusiva responsabilidad del usuario. Nuestro asesoramiento técnico sobre la utilización de nuestros productos, ya sea en forma verbal, presentado por escrito o mediante ensayos, debe considerarse únicamente como una indicación sin compromiso, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros.

Es deber del usuario examinar por sí mismo los productos suministrados por nuestra empresa con el fin de verificar que sean aptos para los procedimientos o fines a que plensa destinarlos. Si hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitaría, para cualesquier daños y perjuicios, al valor del material suministrado por nuestra empresa y empleado por el usuario.

Asimismo, garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta.

ORBIS°DENTAL Handels GmbH · D-48153 Münster

D Gebrauchsanweisung

GB Directions for use

F Mode d'emploi

E Modo de empleo

I Istruzioni per l'uso

P Instruções para o uso

NL Gebruiksaanwijzing

DK Brugsanvisning

N Bruksanvisning

S Bruksanvisning

FIN Käyttöohje

®

ORBIS Korrekturmasse® D

D

Gebrauchsanweisung

GB Directions for use

F Mode d'emploi

E Modo de empleo

I Istruzioni per l'uso

P Instruções para o uso

NL Gebruiksaanwijzing

DK Brugsanvisning

N Bruksanvisning

S Bruksanvisning

FIN Käyttöohje

ORBIS°DENTAL

Handels GmbH,

D-48153 Münster



Art.-Nr. 788

Made in Germany

D

ORBIS Korrekturmasse® D

Gebrauchsanweisung

Rev. 4/2005 DOSIERUNG

PRODUKT	ISO 4823	FARBE	BASISPASTE		AKTIVATOR	
			PASTE	LIQUID	PASTE	LIQUID
grün	Typ 1	grün	1 Teilstrich 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	
blau	Typ 2	blau	1 Teilstrich 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	
violett	Typ 3	violett	1 Teilstrich 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 Teilstrich 0,09 ml = (0,095 g)	10 Tropfen 0,19 ml = (0,2 g)	

Mischzeit in Sekunden	Gesamtarbeitzeit in Minuten	mindest. Mundverweildauer in Minuten	Abbindezeit in Minuten	Härte Shore A	Verformung unter Druck in Prozent	Rückstellung nach Verformung in Prozent	Lineare Maßänderung in Prozent
30	1,75	4	6,5	50	4	99,5	ca. 1
30	1,75	4	6,5	40	7	99	ca. 1
30	1,75	4	6,5	35	9	99,5	ca. 1

Die Zeitangaben in der obigen Tabelle beziehen sich auf 23 °C und einer relativen Feuchte von 50 +/- 10%.

1 Teilstrich = (bezogen auf Ammischblock)

ELASTOMERE PRÄZISIONSABFORMMATERIALIEN AUF SILIKONBASIS, KONDENSATIONSVERNETZEND

Typ 1 = schwerfließend – Abformung teilbezahlter Kiefer, Schleimhautabformung

Typ 2 = mittelfließend – Spritzmaterial für die Doppelabform- und Doppelmischtechnik Material für die Prothesenunterfütterung

Typ 3 = leichtfließend – Spritzmaterial für die Doppelabform- und Doppelmischtechnik Material für die Prothesenunterfütterung

Hinweise für den Gebrauch:

Die unterschiedliche Einfärbung von Basis- und Katalysatormasse gewährleistet eine gute Mischkontrolle. Das Korrekturmateriale mit Hilfe eines Spatels amischen.

Tuben nach Gebrauch sorgfältig verschließen.

Desinfektion:

Die Abformungen können mit 2%iger Glutardialdehyd-Lsg. desinfiziert werden. Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise des Herstellers

Galvanisierung:

Die Abformungen können galvanisch verkupft oder versilbert werden.

Modellherstellung:

Ausgießen der Abformungen nach 60 Minuten möglich. Weitere zeitliche Begrenzungen bestehen nicht.

ORBIS massa correctiva® P

Instruções para o uso

Rev. 4/2005

PRODUTO	ISO 4823	COR	DOSAGEM					
			PASTA BASE		ACTIVADOR			
			PASTA	LÍQUIDO				
verde	Typ 1	verde	1 traço de graduação 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			
azul	Typ 2	azul	1 traço de graduação 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			
roxa	Typ 3	roxa	1 traço de graduação 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			

Os dados acerca do tempo na tabela acima se referem a uma temperatura de 23°C e a uma humidade relativa de 50 +/-10%.

1 traço de graduação = (referente ao bloco para mistura)

MATERIAIS DE IMPRESSÃO DE PRECISÃO COM ELASTÔMERO, À BASE DE SILICONE COM FORMA RETICULADA DE CONDENSAÇÃO

Tipo 1 = escoamento lento - impressão da maxila com lacunas dentárias, impressão da mucosa

Tipo 2 = escoamento médio - material de injeção para a técnica de impressão dupla e a técnica de mistura dupla

Material para restauração de próteses

Tipo 3 = escoamento rápido - material de injeção para a técnica de impressão dupla e a técnica de mistura dupla

Material para restauração de próteses

Instruções de utilização: A coloração diferente da massa base e da massa de catalizador asseguram um bom controlo de mistura. Misturar o material correctivo com auxílio de uma espátula.

Fechar bem os tubos após a utilização.

Desinfecção: As impressões podem ser desinfetadas com solução de Glutardialdeído a 2%. Favor observar as instruções de uso do fabricante.

Galvanização: As impressões podem ser galvanizadas com cobre ou com prata.

Fabricação do modelo: O escoramento das impressões pode ser feito após 60 minutos. Não há outras limitações de tempo.

Armazenagem: Não armazenar acima de 25 °C.

Validade: veja a data de validade impressa na embalagem.

Avisos referentes ao procedimento e à segurança:

Evitar o contacto com os olhos; caso necessário, enxaguar imediatamente os olhos com água abundante e consultar um oftalmologista sem demora. Evitar manchas no vestuário, porque os materiais de impressão são quimicamente estáveis.

Em caso de utilização de materiais de impressão moldáveis, recomendamos o uso de luvas.

A preparação, utilização e a aplicação dos produtos fornecidos não responde à responsabilidade exclusiva do usuário. Já que nossa parte não existem possibilidades de controlo. Nos casos em que fornecemos recomendações de aplicação técnicas verbais, escritas ou por testes, essas recomendações valerão apenas como aviso sem compromisso e igualmente no que se refere aos direitos de proteção de terceiros.

Tais recomendações não isentam o usuário da obrigação de examinar pessoalmente os produtos fornecidos, com referência à sua aplicabilidade e adequação para os fins e o procedimento previstos.

Em todos os casos e nos casos de danos, a nossa responsabilidade se restringe ao valor da mercadoria por nós fornecida e empregada pelo usuário.

A qualidade impecável dos nossos produtos está assegurada em conformidade com as nossas condições gerais de contrato.

ORBIS°DENTAL Handels GmbH · D-48153 Münster

ORBIS Korrekturmasse® N

Bruksanvisning

Rev. 4/2005

PRODUKT	ISO 4823	FARGE	DOSERING					
			BASISPASTA		AKTIVATOR			
			PASTA	VÆSKE				
grønn	Typ 1	grønn	1 delestrek 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			
blå	Typ 2	blå	1 delestrek 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			
fiolett	Typ 3	fiolett	1 delestrek 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			

Ovennevnte tidsangivelser i tabellen referer seg til 23°C og relativ fuktighet på 50 +/-10%.

1 delestrek = (relatert til blandingsens sammensetning).

ELASTOMERISKE PRESISJONSAVSTØPNINGSMATERIALER PÅ SILIKONBASIS, FORNETTENDE KONDENSASJON

Type 1 = tungflytende - forming av delvis tannsatt kjeve, forming av slimhinne.

Type 2 = middels flytende - sprøytemateriale for dobbeltstøpe- og dobbeltblandeteknikken. Materiale for fundamentering av protese.

Type 3 = ettløftende - sprøytemateriale for dobbeltstøpe- og dobbeltblandeteknikken. Materiale for fundamentering av protese.

Anvisninger for bruk: Den ulike fargeningen av basis- og katalysatormassene gir god kontroll under blandingen.

Bland korrekturmaterialet ved hjelp av en spatl.

Lukk tubene omhyggelig etter bruk.

Desinfeksjon: Avstoppningen kan desinfiseres med en 2% Glutardialdehyd-løsning. Følg produsentens anvisninger for bruk.

Galvanisering: Avstoppningen kan forkobres eller forsolves galvanisk.

Tilvirkning av modell: Avstoppningen kan tas ut etter 60 minutter. Det finnes ingen ytterligere tidsbegrensninger.

Lagring: Temperaturen skal ikke overstige 25°C.

Hållbarhet: Se merking på pakningen.

Arbeids- og sikkerhetsanvisninger: Ungår kontakt med øynene. Før mat stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og oppsøk umiddelbart lege/oylegje. Unngår flækker på økser etter som forstyrrende avstoppningsmaterialer er motstandsforsiktig mot kjemisk nedbrytning. Vi anbefaler bruk av hanske ved håndtering av formbare avstoppningsmaterialer.

Bearbeiding, anvendelse og bruk av produkter som leveres av oss, er utelukkende ditt (kundens) ansvar ettersom vi (produsenten) ikke besitter noen kontrollmulighet. I den grad vi gir tekniske råd om bruk - muntlig, skriftlig eller gjennom forsekk - gjelder slike råd ikke desto mindre utelukkende som uforbindlig veiledning, også med hensyn til tredjeparts eventuelle juridiske rettigheter.

Først kvalitet på våre produkter garanteras i förhållande till våra allmänna affärs villkor.

ORBIS°DENTAL Handels GmbH · D-48153 Münster

ORBIS massa correctiva® P

Instruções para o uso

Rev. 4/2005

PRODUTO	ISO 4823	COR	DOSAGEM					
			PASTA BASE		ACTIVADOR			
			PASTA	LÍQUIDO				
verde	Typ 1	verde	1 traço de graduação 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			
azul	Typ 2	azul	1 traço de graduação 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			
roxa	Typ 3	roxa	1 traço de graduação 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 traço de graduação 0,09 ml = (0,095 g)	10 gotas 0,19 ml = (0,2 g)			

O dados acerca do tempo na tabela acima se referem a uma temperatura de 23°C e a uma humidade relativa de 50 +/-10%.

1 traço de graduação = (referente ao bloco para mistura)

MATERIAIS DE IMPRESSÃO DE PRECISÃO COM ELASTÔMERO, À BASE DE SILICONE COM FORMA RETICULADA DE CONDENSAÇÃO

Tipo 1 = escoamento lento - impressão da maxila com lacunas dentárias, impressão da mucosa

Tipo 2 = escoamento médio - material de injeção para a técnica de impressão dupla e a técnica de mistura dupla

Material para restauração de próteses

Tipo 3 = escoamento rápido - material de injeção para a técnica de impressão dupla e a técnica de mistura dupla

Material para restauração de próteses

Instruções de utilização: A coloração diferente da massa base e da massa de catalizador asseguram um bom controlo de mistura. Misturar o material correctivo com auxílio de uma espátula.

Fechar bem os tubos após a utilização.

Desinfecção: As impressões podem ser desinfetadas com solução de Glutardialdeído a 2%. Favor observar as instruções de uso do fabricante.

Galvanização: As impressões podem ser galvanizadas com cobre ou com prata.

Fabricação do modelo: O escoramento das impressões pode ser feito após 60 minutos. Não há outras limitações de tempo.

Armazenagem: Não armazenar acima de 25 °C.

Validade: veja a data de validade impressa na embalagem.

Avisos referentes ao procedimento e à segurança:

Evitar o contacto com os olhos; caso necessário, enxaguar imediatamente os olhos com água abundante e consultar um oftalmologista sem demora. Evitar manchas no vestuário, porque os materiais de impressão são quimicamente estáveis.

Em caso de utilização de materiais de impressão moldáveis, recomendamos o uso de luvas.

A preparação, utilização e a aplicação dos produtos fornecidos não responde à responsabilidade exclusiva do usuário. Já que nossa parte não existem possibilidades de controlo. Nos casos em que fornecemos recomendações de aplicação técnicas verbais, escritas ou por testes, essas recomendações valerão apenas como aviso sem compromisso e igualmente no que se refere aos direitos de proteção de terceiros.

Tais recomendações não isentam o usuário da obrigação de examinar pessoalmente os produtos fornecidos, com referência à sua aplicabilidade e adequação para os fins e o procedimento previstos.

Em todos os casos e nos casos de danos, a nossa responsabilidade se restringe ao valor da mercadoria por nós fornecida e empregada pelo usuário.

A qualidade impecável dos nossos produtos está assegurada em conformidade com as nossas condições gerais de contrato.

ORBIS°DENTAL Handels GmbH · D-48153 Münster

ORBIS Korrekturmasse® N

Bruksanvisning

Rev. 4/2005

PRODUKT	ISO 4823	FARGE	DOSERING					
			BASISPASTA		AKTIVATOR			
			PASTA	VÆSKE				
grønn	Typ 1	grønn	1 delestrek 0,61 ml = (0,85 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			
blå	Typ 2	blå	1 delestrek 0,58 ml = (0,75 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			
fiolett	Typ 3	fiolett	1 delestrek 0,49 ml = (0,59 g)	1/2 delestrek 0,09 ml = (0,095 g)	10 dråper 0,19 ml = (0,2 g)			

Ovennevnte tidsangivelser i tabellen referer seg til 23°C og relativ fuktighet på 50 +/-10%.

1 delestrek = (relatert til blandingsens sammensetning).

ELASTOMERISKE PRESISJONSAVSTØPNINGSMATERIALER PÅ SILIKONBASIS, FORNETTENDE KONDENSASJON

Type 1 = tungflytende - forming av delvis tannsatt kjeve, forming av slimhinne.

Type 2 = middels flytende - sprøytemateriale for dobbeltstøpe- og dobbeltblandeteknikken. Materiale for fundamentering av protese.

Type 3 = ettløftende - sprøytemateriale for dobbeltstøpe- og dobbeltblandeteknikken. Materiale for rebasering av protese.

Anvisninger for bruk: Den ulike fargeningen av basis- og katalysatormassene gir god kontroll under blandingen.