

Venus Medical

Breast Enhancement Device

User's Guide **Model 2.0**



-  Gebrauchsanweisung
-  Manual de instrucciones
-  Manuel d'instructions
-  Manuale di istruzioni
-  Gebruiksaanwijzing
-  Instructions Manual

 Gebrauchsanweisung.....	2
 Manual de instrucciones	7
 Manuel d'instructions.....	12
 Manuale di istruzioni.....	17
 Gebruiksaanwijzing.....	22
 User manual.....	27



Das Venus Medical Vibrations-Gerät wurde designed und entwickelt, um die weibliche Brust zu verbessern und vergrößern. Das Venus Medical Packet enthält einen Micro-Computer den man per Kabel an den Massage-Elektroden verbindet. Selbstverständlich erhält es das CE-Qualitätszertifikat, welches den Anforderungen der Europäischen Union entspricht. Die Massage-Elektroden, welche aus eine Kautschuk-Latex-Mischung bestehen und antiallergische Eigenschaften besitzen, übertragen die Impulse direkt an die Brüste und bewirken gezielt eine wohltuende Massage.

Technische Merkmale

- leichte Handhabung durch Micro-Computer -System
- Betrieb durch Batterien mit niedriger Spannung (1,5 V)
- Entwickelt für die Verbesserung der Brust, ergonomisch, und modernes Design
- Spannung: 3V DC
- Elektrische Leistung: <2W

Merkmale

Durch eine kräftige und angenehme Vibrationsmassage stimuliert Venus Medical die Blutzirkulation im Brustbereich. Folglich wird die Zellerneuerung angeregt und die Abgabe von Hormonen gestärkt. Das Brustgewebe wird gestärkt, welches zu eine Festigkeit der Brust führt. Als positiver Nebeneffekt werden die Brustdrüsen entwässert und die innere Sekretion verbessert.

Note: If you suffer an illness and want to make sure that the device is suitable for you, we recommend that you consult your doctor or specialist. If you suffer from some kind of allergy or rash, stop using the device immediately.

Maintenance

- This device does not require special care.
- In case you want to wash the vibratory units, do so with a slightly damp cloth or towel and dry thoroughly.
- Do not use acetone or any other kind of solvent in any part of the device.
- Do not store the device with the cables tied in a knot.

Time of use

For optimal results it is recommended to use the device between 20 and 30 minutes, 4 to 5 times a week.

Precautions

If you are not going to use the product during a long period of time, it is recommended to remove the batteries to avoid leakage.

- Do not use the device while showering or bathing.
- Do not expose the device to water or drop it into water.
- Do not place the vibratory units onto wet or damp breasts.
- Only use the device according to the instructions provided in the manual, and follow the directions as specified by the manufacturer.

Note: If the device suffers any kind of damage, do not try to repair it. Venus Medical does not have any part that could be repaired by the user.

Contraindications

The use of this device is suitable to all women except:

- Minors (under 18-year-olds).
- If you are pregnant or breastfeeding.
- Those who have suffered from cancer, inflammation or other diseases in the chest area.
- Those who have pacemakers, heart problems, lumps, sores, pains, burns or other chest injuries.
- Those who have suffered from any kind of disease or injury.

Verwendung

Verwenden Sie Venus Medical 20 – 30 Minuten pro Tag und 4-5 mal pro Woche. Obwohl keine negativen Nebenwirkungen auftreten können (wie zum Beispiel durch übermäßigen Gebrauch), wurde in Tests bewiesen, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die oben genannten Anweisungen befolgt werden.



1. Entnehmen Sie zuerst den Micro-Computer aus der Verpackung, öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, und fügen Sie zwei Batterien (Typ AAA und 1,5Volt) richtig ein. Nach dem korrekten Einfügen schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Verbinden Sie nun das Verbindungskabel mit dem Micro-Computer und den zwei Massage-Elektroden.



3. WICHTIG: Vor jeder Anwendung müssen Sie das Gleitgel auf die Massage-Elektroden auftragen und gut verteilen!

4. Legen Sie nun die zwei Massage-Elektroden auf jeweils eine Brust. Um zu vermeiden, dass die Elektroden verrutschen, empfehlen wir während des Gebrauches einen BH zu tragen.



5. Schalten Sie nun den Micro-Computer ein, und stellen Sie die gewünschte Funktion ein; die Sie sowohl in der Intensität und Geschwindigkeit regulieren können.

Diese Vibrations-Massagen helfen Ihnen nicht nur eine stärkere und größere Brust zu bekommen, sondern dienen auch zum Entspannen. Investieren Sie nur wenige Minuten pro Tag, verbessern Sie Ihre Brust in Volumen, Form und Festigkeit.

Hinweis: Wenn die Batterien schwächer werden, kann es zu Störungen in der Funktionsweise und der Anwendung kommen. In diesem Fall wechseln Sie die gebrauchten Batterien gegen neue aus.

Venus-Medical bietet acht Funktionsarten bzw. acht verschiedene Massage-Techniken an. Jede Massage wirkt anders als die vorherige, auf diese Weise wird der Kreislauf der Massagetherapie geschlossen.

1. Druck
2. Puls
3. Erhaltung
4. Akupunktur
5. Vibration
6. Massage
7. Pflege
8. Verstärkung

Jede Massage-Technik verfügt über zehn Intensitätsstufen und über zehn Geschwindigkeitsstufen, damit die Behandlung stufenweise intensiviert werden kann.

GEBRAUCH:

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf "ON/▲" drücken (Standard Power-Programm). Die Zeit, 15 Minuten, sowie die Leistung und die Geschwindigkeit können Sie in der LCD Anzeige sehen.
2. Sie können Ihre gewünschte die Massage, indem Sie auf "MODE" drücken, wählen.
3. Um die Leistung zu erhöhen, drücken Sie auf "ON/▲". Zur Verringerung der Leistung drücken Sie einfach auf "OFF/▼".
4. Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie auf "S/P", nun können Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern, indem Sie auf "ON/▲" und "OFF/▼" drücken.
5. Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie die Massage beendet haben.

WICHTIG: Vor jeder Anwendung müssen Sie das Gleitgel auf die Massage-Elektroden auftragen und gut verteilen!

Venus-Medical offers 8 modes or different massage techniques which stimulate your breasts. Each massage is different thus completing the stimulation cycle. The different modes are:

1. Push
2. Pulse
3. Maintenance
4. Acupuncture
5. Vibration
6. Massage
7. Passive care
8. Firming

Our device also has 10 levels of intensity and another 10 to gradually increase the speed as the treatment advances.

USE:

1. Turn on the device by pressing the "ON/▲" button (the default power program). You get 15 minutes in one power and speed level, that can be seen on the LCD screen.
2. You can select the massage mode by pressing the "MODE" button.
3. Press the "ON/▲" button to increase the power. To decrease it just press the "OFF/▼" button.
4. Switch the power program to the speed program by pressing the "S/P" button, then you can increase or decrease the speed with the "ON/▲" and "OFF/▼" buttons.
5. Switch off the device once you have finished the massage.

*VERY IMPORTANT:

You must always apply lubricant onto the vibratory units before starting to use the device.

We recommend using the device for 20 to 30 minutes a day, 4 to 5 times a week. Even though there are no negative side effects related to the use, it has been proven that the best results are obtained by following the instructions here specified.



1. First, remove the device from the box, open the lid of the central unit and insert two batteries (must be type AAA and 1,5 volts each). After correctly inserting the batteries, place the lid back to the starting position.

2. Next, plug in the cable connecting the two vibrating units onto the central unit. Once the cable has been correctly connected, the device is ready for use.



3. At this point, it is important to apply lubricant gel on the vibratory units before starting to use the device.

4. Then place the vibrating units, one on each breast. To achieve a good support and avoid moving or dislocation of the electrodes, we recommend the use of a bra.



5. Finally, activate the micro-computerized central system. After this you will start noticing a gentle massage. The intensity and speed can be regulated according to your initial sensations and more importantly, once you get used to the device, to your own preferences.

These massages help you get a firmer and fuller chest while the sensation is very stimulating and pleasant, perfect for relaxation. Just a few minutes a day will improve the general condition of your chest in volume, shape and firmness.

Note: When the batteries are running low, you may notice some instable or intermittent functions in the sensors. If this happens, you only need to replace the used batteries with new ones and reconnect.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Venus Medical 20 – 30 Minuten pro Tag und 4-5 mal pro Woche.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie die Batterien entfernen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, während dem Duschen oder des Badens.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern und lassen Sie es nicht ins Wasser fallen.
- Verwenden Sie die Massagen Elektroden nicht auf nassen oder noch Brüsten (z.B.: nach dem Duschen). Trocknen Sie sich gut vor Gebrauch ab!
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben und folgen Sie den Herstelleranweisungen.

Hinweis: Sollte das Gerät Schäden erleiden, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Venus Medical enthält keine Einzelteile, welche vom Benutzer repariert werden könnten.

Gegenanzeigen

Der Einsatz dieses Gerätes ist für alle Frauen geeignet, mit Ausnahmen bei:

- Minderjährigen (unter 18 Jahren).
- Schwangeren oder Mütter in der Stillzeit.
- Frauen mit Erkrankungen im Brustbereich (z.B.: Krebs, Entzündungen).
- Frauen mit Herzschrittmacher, Herzproblemen, Wunden, Verbrennungen oder andere Beschwerden im Brustbereich.
- Psychologischen Problemen.

Hinweis: Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder einfach noch einmal sicherstellen wollen, dass das Gerät für Sie geeignet ist, empfehlen wir Ihnen, Ihren Arzt oder Facharzt zu konsultieren. Wenn Sie an einer Allergie gegen Latex oder an einem anderen Hautausschlag leiden sollten, schalten Sie das Gerät sofort ab.

Wartung

- Das Gerät benötigt keine besondere Pflege.
- Im Fall, dass Sie die Massage-Elektroden waschen, verwenden Sie ein sehr leicht gefeuchtetes Tuch oder Handtuch und lassen Sie es anschließend gut trocknen.
- Verwenden Sie kein Aceton oder sonstige Lösungsmittel an dem Gerät.
- Lagern Sie das Verbindungskabel frei von Knoten.

Description



Venus Medical is a vibrating device designed and developed to improve the health of the female breasts. It holds the CE-certification in accordance with the requirements as specified by the European Union. It consists of a micro-computerized system with a cable attached to the two vibrating units. These electrodes transmit the vibration directly onto the breasts of women performing a soothing massage. The electrodes are made of anti-allergic rubber.

Technical characteristics

- Easy to use micro-computerized system.
- Powered by low voltage batteries (1,5v.).
- Designed to care for the health of the breasts with ergonomic, comfortable and modern design.
- Voltage: 3V DC.
- Electrical power: <2W.

Instructions

Venus Medical stimulates blood circulation in the pectoral area, reactivating the cell renewal and secretion of hormones through vigorous and pleasant vibration massage. It also improves the drainage of the mammary glands and internal secretion. The vibratory effect maintains the ligaments healthy and strong and increases firmness.

Opmerking: Als u een ziekte heeft en uzelf wilt verzekeren dat het apparaat geschikt is voor u, raden wij u aan uw arts of specialist te raadplegen. Als u lijdt aan een allergie of uitslag heeft, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat.

Onderhoud

- Dit apparaat heeft geen speciale zorg nodig.
- Indien u de elektroden wilt schoonmaken, doe dit met een vochtige doek en droog dezen naderhand goed af.
- Gebruik in geen enkel geval aceton of eenderwelk ander oplosmiddel op het apparaat.
- Bewaar de kabels van het apparaat nooit in knopen.

Descripción



Venus Medical es un dispositivo vibratorio diseñado y desarrollado para mejorar la salud del pecho femenino que ostenta la certificación de calidad CE conforme a los requisitos precisados por la Unión Europea. Está compuesto por un sistema micro-computerizado unido por un cable a dos unidades vibratorias. Estos electrodos son los que transmiten la vibración directamente, aplicando agradables masajes en los pechos de la mujer. Los electrodos están fabricados en goma con propiedades antialérgicas.

Características técnicas

- Sistema micro-computerizado de fácil manejo.
- Alimentación mediante pilas de bajo voltaje (1,5v.).
- Diseñado para el cuidado de la salud del pecho, ergonómico, cómodo y de diseño moderno.
- Voltaje: 3V DC.
- Potencia eléctrica: <2W.

Indicaciones

Venus Medical estimula la circulación sanguínea en la zona pectoral reactivando la renovación celular y la secreción de las hormonas mediante un vigoroso y placentero masaje vibratorio. Asimismo, mejora el drenaje de las glándulas mamarias y la secreción interna. El efecto vibratorio mantiene los ligamentos sanos y fuertes y aumenta su firmeza.

Recomendamos usar el dispositivo entre 20 y 30 minutos al día, 4 ó 5 veces por semana. Aunque no hay ningún efecto negativo colateral por su excesivo uso, está demostrado que se obtienen mejores resultados siguiendo las indicaciones anteriormente especificadas.



1. En primer lugar, saque el dispositivo de la caja, abra la tapa de la unidad central e inserte las dos baterías (tienen que ser de tipo AAA y de 1,5 voltios cada una). Cuando haya colocado correctamente las baterías, vuelva a poner la tapa en la posición inicial.

2. Después, enchufe el cable conectado a las dos unidades vibratorias a la unidad central. Una vez haya conectado correctamente el cable, el dispositivo estará preparado para ser utilizado.



3. Llegados a este punto, lo primero que debe hacer es aplicar el gel lubricante sobre las unidades vibratorias antes de comenzar con el uso del dispositivo. Esto es muy importante.

4. A continuación, coloque las dos unidades vibratorias, una en cada pecho. Para conseguir una mayor sujeción y evitar que se muevan o descoloquen los electrodos, recomendamos el uso de un sujetador.



5. Por último, hay que activar el sistema central micro-computerizado, tras lo cual comenzaremos a notar un suave masaje que podremos regular tanto en intensidad como en velocidad, según sean nuestras primeras sensaciones y, sobre todo, conforme vayamos familiarizándonos con el uso del dispositivo.

Estos masajes, además de ayudarle a conseguir un pecho más firme y voluminoso, le aportarán una sensación muy estimulante y placentera, ideal para relajarse. Con sólo unos minutos al día, mejorarán las condiciones generales de su pecho: volumen, forma y firmeza.

Nota: Cuando las pilas se estén agotando, es posible que note alguna función inestable o intermitente en los sensores. Si esto ocurre, únicamente tendrá que cambiar las baterías gastadas por unas nuevas y volver a conectarlo.

Om optimale resultaten te bekomen raden wij aan het apparaat 20 tot 30 minuten te gebruiken en dit 4 tot 5 keer per week.

Voorzorgsmaatregelen

Als u het product voor een langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om lekkage te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of laat het niet vallen in het water.
- Plaats de vibrerende eenheden niet op de borsten wanneer deze nat of vochtig zijn.
- Gebruik het apparaat alleen, zoals bepaald in de handleiding en volg de aanwijzingen van de fabrikant.

Opmerking: Als het apparaat schade heeft geleden, probeer dit niet te repareren. Venus Medical heeft geen enkel stuk dat u zelf kan repareren.

Richtlijnen

Het gebruik van dit apparaat is geschikt voor alle vrouwen, behalve:

- Minderjarigen (onder 18).
- indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- indien u lijdt aan kanker, ontstekingen of andere borst ziekten.
- indien u een pacemaker hebt, hartproblemen, bulten, zweren, brandwonden of andere kwalen.
- indien u lijdt aan een langdurige ziekte of aandoening.

Venus-Medical biedt acht standen van verschillende massage technieken om uw borsten te stimuleren. Elke massage werkt anders dan de vorige, dus de voltooiing van de cyclus van stimulatie. Deze zijn:

1. Duwen
2. Pulseren
3. Onderhoud
4. Acupunctuur
5. Trilling
6. Massage
7. Passieve zorg
8. Verstevinging

Ons apparaat heeft ook 10 intensiteitsniveaus om geleidelijk aan de snelheid te verhogen en zo vooruitgang in de behandeling te boeken.

GEBRUIK:

1. Schakel het toestel aan door op de "ON/▲" (het standaard power-programma) te drukken. U krijgt nu 15 minuten behandeling en kan het niveau van kracht en snelheid zoals weergegeven op het LCD-scherm aanpassen.
2. U kunt de gewenste massage kiezen met de "MODE" knop.
3. Druk op de "ON/▲" om de sterkte te vergroten. Om te verlagen drukt u gewoon op de "OFF/▼" knop.
4. Regel de programma snelheid door de "S/P" knop, u kunt de snelheid verhogen of verlagen door middel van de "ON/▲" en "OFF/▼".
5. Schakel uw apparaat uit wanneer u klaar bent met de massage.

* **ZEER BELANGRIJK:** Het is altijd nodig de geleidende gel op de elektroden aan te brengen voordat u begint met het apparaat te gebruiken.

Venus-Medical ofrece 8 modos o técnicas de masaje diferentes con las que estimular sus pechos. Cada masaje actúa de forma distinta al anterior, completando así el ciclo de estimulación. Son los siguientes:

1. Empuje
2. Pulso
3. Mantenimiento
4. Acupuntura
5. Vibración
6. Masaje
7. Cuidado pasivo
8. Reafirmante

Nuestro dispositivo cuenta también con 10 niveles de intensidad y otros 10 de velocidad para ir aumentando según se avance en el tratamiento.

USO:

1. Encienda el dispositivo pulsando el botón "ON/▲" (el programa de potencia por defecto). 15 minutos, un nivel de potencia y un nivel de velocidad que se muestran en la pantalla LCD.
2. Puede seleccionar el modo masaje a través del botón "MODE".
3. Pulse el botón "ON/▲" para aumentar la potencia. Para disminuirla sólo tiene que pulsar el botón "OFF/▼".
4. Cambie del programa de potencia al programa de velocidad pulsando el botón "S/P", entonces podrá aumentar o reducir la velocidad mediante el botón "ON/▲" y "OFF/▼".
5. Apague el dispositivo cuando haya terminado de hacerse el masaje.

*MUY IMPORTANTE:

Siempre debe aplicar el gel lubricante sobre las unidades vibratorias antes de comenzar a usar el dispositivo.

Tiempo de uso

Para conseguir unos resultados óptimos se recomienda usar el dispositivo entre 20 y 30 minutos 4 ó 5 veces por semana.

Precauciones

Si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo, es recomendable retirar las pilas para evitar fugas.

- No utilice el dispositivo mientras se ducha o se baña.
- No exponga el dispositivo ni lo deje caer dentro del agua.
- No coloque las unidades vibratorias sobre los pechos mojados o húmedos.
- Utilice el dispositivo únicamente según lo establecido en el manual y cumpliendo las indicaciones especificadas por el fabricante.

Nota: Si el dispositivo sufriera cualquier desperfecto o avería, no intente repararlo. Venus Medical no tiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

Contraindicaciones

El uso de este dispositivo es apto para todo tipo de mujeres exceptuando:

- Menores de edad (menores de 18 años).
- Embarazadas o durante los meses de lactancia.
- Que sufran cáncer, inflamaciones o enfermedades de pecho.
- Que tengan marcapasos, problemas de corazón, bultos, dolores, quemaduras u otro tipo de dolencias en el pecho.
- Que sufran alguna afección o trastorno.

Gebruiksaanwijzing

Wij raden aan het apparaat 20 tot 30 minuten per dag te gebruiken, 4 tot 5 keer per week. Hoewel er geen negatieve bijwerkingen als gevolg van een overmatig gebruik zijn, is aangetoond dat betere resultaten worden verkregen volgens de bovenstaande aanwijzingen.



1. Haal eerst het apparaat uit de doos, open het deksel van de centrale eenheid en plaats de twee batterijen in het apparaat (ze moeten van het type AAA zijn en 1,5 volt per stuk). Als de batterij correct in het apparaat zit plaatst u het deksel op de startpositie.
2. Vervolgens sluit u de twee eenheden voor trilling aan op het apparaat. Zodra de kabel correct is aangesloten, is het apparaat klaar voor gebruik.



3. Het eerste wat u moet doen is de geleidende gel op de trillende eenheden aanbrengen. Dit is erg belangrijk.
4. Plaats vervolgens de twee vibrerende eenheden op uw borsten, één op elke borst. Om steun te winnen en het voorkomen van beweging of loskomen van de elektroden te vermijden, raden wij het gebruik van een beha aan.



5. Tot slot, activeer het micro-geautomatiseerde centrale systeem, waarna een zachte massage begint die gereguleerd kan worden, zowel in intensiteit en snelheid en dit afhankelijk van uw eerste indrukken. Nu kan u vertrouwd raken met het gebruik van het apparaat.

Deze massages zullen u helpen om een sterkere en volumineuse borst te krijgen, het zal zorgen voor een stimulerend en aangenaam gevoel, ideaal om te ontspannen. Met slechts een paar minuten per dag zal u de algemene toestand van uw borst volume, vorm en stevigheid verbeteren.

Opmerking: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zult u merken dat de sensoren minder sterk werken. Als dit gebeurt, hoeft u alleen de oude batterijen te vervangen door nieuwe en opnieuw aan te sluiten.

Beschrijving



Venus Medical is een vibrerend apparaat ontworpen en ontwikkeld om de gezondheid van de vrouwelijke borst te verbeteren. Het product is voorzien van een CE-certificering en beantwoord daarom aan de eisen die de Europese Unie voorlegt. Het bestaat uit een micro-computersysteem dat aangesloten is door een kabel op twee vibrerende eenheden. Deze elektroden produceren direct de trillingen en brengen een rustgevende massage op de borsten van vrouwen teweeg. De elektroden zijn gemaakt van rubber met anti-allergische eigenschappen.

Technische karakteristieken

- Makkelijk hanteerbaar micro-computersysteem.
- Energie voorzien door lage-spannings batterijen (1,5v.).
- Onderworpen voor de zorg van uw borsten en daarom voorzien van een ergonomisch, gemakkelijk en modern ontwerp.
- Spanning: 3V DC.
- Elektrische potentie: <2V.

Beschrijving

Venus Medical stimuleert de bloedsomloop in de borsten en activeert celvernieuwing en hormoon secretie door een krachtige en aangename vibrerende massage. Het verbetert ook de afwatering van de melkklieren en de interne secretie. Het vibrerende effect sterkt de ligamenten en verhoogt de stevigheid.

Nota: En el caso de que sufra alguna enfermedad o quiera asegurarse de que el dispositivo es apto para usted, le recomendamos que acuda a su médico o especialista. Si sufriera algún tipo de alergia o rozadura, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Mantenimiento

- Este dispositivo no requiere un cuidado especial.
- En el caso de que quisiera lavar las unidades vibratorias, hágalo con un paño o toalla levemente húmeda y vuélvalo a secar posteriormente.
- No utilice acetona ni cualquier otro disolvente en ninguna parte del dispositivo.
- No guarde el dispositivo con los cables tirantes o con nudos.

Description



Venus Medical est un dispositif vibratoire conçu pour améliorer l'aspect de la poitrine féminine, et qui compte sur le certificat de conformité CE, car il respecte les normes établies par l'Union Européenne. Il est composé d'un appareil électrique et de deux unités vibratoires lui étant reliées par un câble. Ces électrodes transmettent la vibration directement sur la poitrine, réalisant un agréable massage sur la poitrine. Les électrodes sont faites d'un matériau hypoallergénique.

Caractéristiques techniques

- Appareil électrique simple d'utilisation.
- Alimentation avec des piles à basse tension (1,5v.).
- Conçu pour le soin de la poitrine. Confortable et de design moderne.
- Tension: 3V DC.
- Puissance électrique: <2W.

Indications

Venus Medical stimule la circulation sanguine au niveau de la poitrine en activant le renouvellement cellulaire et la sécrétion d'hormones grâce à un massage vigoureux dû aux vibrations. De plus, il améliore la fermeté en maintenant les ligaments sains et forts pour récupérer la forme du buste.

Nota: Nel caso soffra di una qualsiasi malattia o voglia assicurarsi che il dispositivo è adatto a Lei, le raccomandiamo di consultare il suo medico o specialista di fiducia. Nel caso soffra di un qualsiasi tipo di allergia o abrasione, smetta immediatamente di utilizzare il dispositivo.

Mantenimento

- Questo dispositivo non necessita di particolari cure.
- Nel caso volesse lavare le coppette vibranti, lo faccia con un panno o con un asciugamano leggermente inumidito e in seguito le asciughi.
- Non usi acetone o qualsiasi altro tipo di solvente in nessuna parte del dispositivo.
- Non conservare il dispositivo con i cavi aggrovigliati o annodati.

Tempo d'uso

Per ottenere ottimi risultati si consiglia di usare il dispositivo tra i 20 e i 30 minuti, 4 o 5 volte alla settimana.

Precauzioni

Se non prevede di utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, è raccomandabile togliere le pile per evitare fughe.

- Non utilizzi il dispositivo mentre si fa la doccia o il bagno.
- Non lo avvicini all'acqua e non lo faccia cadere dentro l'acqua.
- Non utilizzi le coppette vibranti quando il seno è ancora bagnato o umido.
- Utilizzi il dispositivo solo seguendo quello che è scritto nel manuale e rispettando sempre le indicazioni specificate dal produttore.

Nota: Se il dispositivo si danneggia, non provi a ripararlo. Venus Medical non ha nessun pezzo che possa essere riparato dal cliente.

Controindicazioni

L'uso di questo dispositivo è adatto per ogni donna, eccetto per:

- Minorenni.
- Donne durante la gravidanza o il periodo d'allattamento.
- Donne soggette a tumori, infiammazioni o malattie del seno.
- Donne con pacemaker, problemi cardiaci, gonfiori, dolori, bruciature o altri tipi di dolori al petto.
- Donne che soffrano di qualsiasi malattia o disturbo.

Mode d'emploi

Nous recommandons l'utilisation du dispositif de 20 à 30 minutes par jour, 4 ou 5 fois par semaine. Bien qu'aucun effet secondaire ne soit connu pour une utilisation excessive, il a été démontré que l'on obtient de meilleurs résultats en suivant les indications ci-dessous.



1. Sortez tout d'abord l'appareil de sa boîte, ouvrez-le et placez les deux piles (de type AAA et de 1,5V chacune). Refermez-le après avoir placé correctement les piles.

2. Reliez les électrodes à l'appareil grâce au câble. Une fois mis en place, le dispositif est prêt pour l'utilisation.



3. Appliquez le gel conducteur sur les électrodes avant de commencer l'utilisation. Ne sautez surtout pas cette étape, pour des raisons de sécurité.

4. Placez ensuite une électrode sur chaque sein. Pour plus de commodité, et pour éviter qu'elles ne se déplacent, vous pouvez les placer directement dans votre soutien-gorge.



5. Enfin, allumez l'appareil. Vous noterez un massage dont vous pourrez modifier l'intensité et la rapidité, selon vos premières sensations. Familiarisez-vous petit à petit avec l'appareil.

Ces massages sont normalement très agréables, en plus de vous permettre d'avoir une poitrine plus ferme et plus volumineuse. En seulement quelques minutes par jour, vous verrez une amélioration de votre poitrine en volume, forme et fermeté.

Nota: Lorsque les piles sont épuisées ou presque, il est possible que vous notiez des irrégularités au niveau des vibrations. Si cela vous arrive, changez les piles et connectez à nouveau l'appareil.

Venus-Medical offre 8 modes ou techniques de massage différentes pour la stimulation de la poitrine. Chaque massage a une action différente et on peut donc réaliser un cycle de stimulation. Les différents modes sont:

1. Poussée
2. Pulsation
3. Maintien
4. Acupuncture
5. Vibration
6. Massage
7. Soin passif
8. Réaffirmant

Notre dispositif permet d'avoir 10 niveaux d'intensité et 10 vitesses différentes pour augmenter peu à peu en avançant dans le traitement.

UTILISATION:

1. Allumez le dispositif en appuyant sur le bouton **"ON/▲"** (le programme d'intensité par défaut). 15 minutes, un niveau d'intensité et une vitesse inqués sur l'écran LCD.
2. Sélectionnez le mode de massage grâce au bouton **"MODE"**.
3. Appuyez sur le bouton **"ON/▲"** pour augmenter l'intensité. Pour la diminuer, appuyez sur le bouton **"OFF/▼"**.
4. Passez des programmes d'intensité aux vitesses en appuyant sur le bouton **"S/P"**, vous pourrez alors augmenter ou réduire la vitesse grâce au bouton **"ON/▲"** y **"OFF/▼"**.
5. Eteignez le dispositif à la fin du programme.

***IMPORTANT:** N'oubliez jamais d'appliquer le gel conducteur sur les électrodes avant de commencer à utiliser le dispositif.

Venus Medical offre 8 modalità o tecniche di massaggio diverse per stimolare il suo seno. Ogni massaggio si comporta in maniera differente rispetto al precedente, completando così il ciclo stimolante. Le tecniche sono le seguenti:

1. Spinta
2. Pulsazione
3. Mantenimento
4. Agopuntura
5. Vibrazione
6. Massaggio
7. Cura passiva
8. Rassodamento

Il nostro dispositivo offre anche 10 livelli di intensità ed altri 10 di velocità che possono essere aumentati a mano a mano che avanza con il trattamento.

USO:

1. Accenda il dispositivo schiacciando il pulsante **"ON/▲"** (il programma di potenza automatico), 15 minuti, un livello di potenza e uno di velocità che potrà consultare nello schermo LCD.
2. Può selezionare il modo massaggio attraverso il pulsante **"MODE"**.
3. Schiacci il pulsante **"ON/▲"** per aumentare la potenza. Per diminuirla deve solamente schiacciare il bottone **"OFF/▼"**.
4. Cambi dal programma di potenza al programma di velocità schiacciando il pulsante **"S/P"**, potrà aumentare o ridurre la velocità attraverso il bottone **"ON/▲"** e **"OFF/▼"**.
5. Spenga il dispositivo quando termina di usarlo.

***IMPORTANTISSIMO:**

Deve applicare sempre il gel lubrificante sulle due coppette vibranti prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo.

Modalità d'uso

Raccomandiamo di usare il dispositivo tra i 20 e i 30 minuti al giorno, 4 o 5 volte alla settimana. Nonostante non ci siano effetti collaterali per il suo uso eccessivo, è dimostrato che si ottengono migliori risultati seguendo le istruzioni specificate anteriormente.



1. Come prima cosa, tolga il dispositivo dalla confezione, apra il vano pile ed inserisca le due batterie (devono essere del tipo AAA e da 1,5 Volt ciascuna). Quando avrà collocato le pile nella posizione corretta, chiuda il vano pile.

2. Dopodiché, colleghi il cavo connesso con le due coppette vibranti all'unità centrale. Una volta che avrà connesso correttamente il cavo, il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato.



3. Arrivati a questo punto, la prima cosa che deve fare è applicare il gel lubrificante sulle coppette prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo. Questo è molto importante.

4. A continuazione, collochi le due coppette vibranti, una in ciascun seno. Per ottenere un maggiore fissaggio ed evitare che si muovano o si spostino gli elettrodi, raccomandiamo l'uso di un reggiseno.



5. Come ultima cosa, bisogna attivare il sistema centrale micro-computerizzato attraverso il quale inizieremo a notare un dolce massaggio che potremo regolare in intensità ed in velocità secondo le nostre prime sensazioni e a mano a mano che ci abitueremo all'uso del dispositivo.

Questi massaggi, oltre ad aiutarla ad ottenere un seno più sodo e consistente, le daranno una sensazione molto piacevole e stimolante, ideale per rilassarsi. Con pochi minuti al giorno, miglioreranno le condizioni generali del suo seno: volume, forma e consistenza.

Nota: Quando le pile si stanno esaurendo, è possibile che noti una certa instabilità o intermittenza nei sensori. Se questo succede, dovrà solamente cambiare le pile e connetterlo di nuovo.

Temps d'utilisation

Pour obtenir des résultats optimaux, on recommande d'utiliser le dispositif entre 20 et 30 minutes par jour, 4 à 5 fois par semaine.

Précautions

Si vous n'allez pas utiliser le produit pendant une longue période. Il est recommandé d'enlever les piles, pour éviter les fuites.

- N'utilisez pas le dispositif pendant le bain ou la douche.
- Le dispositif ne doit pas tomber dans l'eau.
- Ne placez pas les électrodes sur la poitrine mouillée ou humide.
- Utilisez le dispositif en respectant les indications du manuel et les indications du fabricant.

Note: Si le dispositif présentait des imperfections ou des dommages, n'essayez pas de le réparer. Aucun élément de Venus Medical ne peut être réparé par l'utilisateur.

Contre-indications

L'utilisation de ce dispositif est valable pour toutes les femmes à l'exception:

- Mineures (moins de 18 ans).
- Femmes enceintes ou allaitant.
- Malades de cancer, infections ou autres maladies de la poitrine.
- Femmes ayant une pile au coeur, cardiaques, ayant des douleurs ou brûlures au niveau de la poitrine.
- Souffrant d'un problème de santé, ou problème psychologique.

Note: Si vous souffrez d'une maladie et souhaitez vous assurer qu'il n'y a aucun risque dans votre cas, consultez votre médecin. Si vous faites une quelconque allergie ou réaction, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil.

Entretien

- Aucun entretien particulier n'est nécessaire.
- Pour nettoyer les électrodes, utilisez un linge légèrement humide et séchez-les ensuite.
- N'utilisez pas d'acétone ou autre type de dissolvant sur le dispositif.
- Ne rangez pas le dispositif avec des câbles qui pendent ou des noeuds.

Descrizione



Venus Medical è un dispositivo vibrante sviluppato e progettato per migliorare la salute del seno femminile che può fregiarsi del certificato di qualità CE conforme ai requisiti stabiliti dall'Unione Europea. L'apparato è composto da un sistema micro-computerizzato unito attraverso un cavo a due coppette vibranti. Gli elettrodi trasmettono direttamente la vibrazione, massaggiando piacevolmente il seno. Gli elettrodi sono fabbricati con plastica ipoallergenica.

Caratteristiche tecniche

- Sistema micro-computerizzato facile da usare.
- Alimentazione con pile a basso voltaggio (1,5W).
- Design moderno studiato per prendersi cura della salute del seno, ergonomico e comodo.
- Voltaggio 3V DC.
- Potenza elettrica: <2W.

Indicazioni

Venus Medica stimola la circolazione sanguigna nella zona pettorale riattivando la rinnovazione cellulare e la secrezione degli ormoni attraverso un vigoroso e piacevole massaggio vibrante. Inoltre migliora il drenaggio delle ghiandole mammarie e la secrezione interna. La vibrazione mantiene i legamenti sani e forti ed allo stesso tempo aumenta la loro resistenza.