

Clorox Healthcare™ Bleach Germicidal Cleaner

Optimizing the use of Clorox Healthcare™ products in hospitals

For more information,
contact your Clorox sales
representative or call
800-234-7700.

email:
healthcare@clorox.com
visit us:
www.cloroxhealthcare.com



1. REMOVE gross soil if visible. For *C. difficile* spores, always clean surface prior to disinfecting.



2. POUR directly onto hard, nonporous surface until completely wet.



3. To DISINFECT, let stand for 1 MINUTE. To kill TB, allow 30 seconds contact at room temperature. To kill *C. difficile* spores, allow 5 minutes contact. WIPE with a clean, damp cloth. Allow to air dry.



Applications: Medical

Hard, nonporous hospital surfaces such as autoclaves, blood glucose monitors, external surfaces of medical equipment, IV poles, exam tables, bed railings, external surfaces of dialysis machines, gurneys, mammography equipment, plastic mattress covers, phlebotomy trays, reception counters, external surfaces of respiratory equipment, stretchers, external surfaces of ultrasound transducers and probes, wash basins and wheelchairs.

Use Sites: Medical

Ambulance, central service, critical care, dialysis clinics, emergency rooms, exam rooms, home healthcare, hospitals, intensive care, laboratories, neonatal nursery, patient rooms, physical therapy rooms, physician offices, radiology, recovery rooms, respiratory therapy and surgery.

Use product as directed.



Limpiador Germicida con Blanqueador Clorox Healthcare™

Maximizando el uso de los productos Clorox Healthcare™ en hospitales

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al **800-234-7700**.
correo electrónico: healthcare@clorox.com
visítenos: www.cloroxhealthcare.com



1. QUITÉ la mugre visible. Para las esporas de *C. difficile*, limpie siempre la superficie antes de desinfectar.†



2. VIERTA directamente sobre las superficies duras y sin poros hasta que esté completamente mojada.



3. Para DESINFECTAR, deje reposar 1 MINUTO. Para eliminar la TB, deje en contacto 30 segundos a temperatura ambiente. Para eliminar las esporas de *C. difficile*, deje en contacto 5 minutos. LIMPIE con un paño limpio y húmedo. Deje secar al aire.



Aplicaciones: Médicas

Superficies duras y sin poros de hospitales tales como autoclaves, monitores de glucosa de la sangre, superficies exteriores de equipo médico, bases para soluciones intravenosas, mesas de examen, barandas de cama, superficies exteriores de máquinas de diálisis, camillas con ruedas, equipo para mamografías, cobertores plásticos para colchones, bandejas de flebotomía, mostradores de recepción, superficies exteriores de equipo respiratorio, camillas, superficies exteriores de transductores y sondas para ecografía, palanganas y sillas de rueda.

Lugares de Uso: Médicos

Ambulancia, servicio central, cuidado crítico, clínicas de diálisis, salas de urgencias, cuartos de examen, cuidado de salud en casa, hospitales, cuidados intensivos, laboratorios, sala cuna para recién nacidos, cuartos de pacientes, salas para fisioterapia, consultorios médicos, radiología, cuartos de recuperación, terapia respiratoria y cirugía.

Use el producto como se indica.