



ASPIJECT® SAFE

Fingergreb til sikkerhedssprøjte
 Handtag för säker injektionsspruta
 Handle for Safe Injection Syringe
 Handgriff für Sicherheitsspritze
 Handgreep voor veiligheidsinjectiespuit
 Poignée pour seringue protectrice
 Empuñadura para jeringuilla de seguridad
 Impugnatura per siringhe di sicurezza

(DK) Vejledning
 (S) Bruksanvisning
 (GB) Instructions for use
 (D) Gebrauchsanleitung
 (NL) Gebruiksaanwijzing
 (F) Mode d'emploi
 (E) Modo de empleo
 (I) Modalità d'uso

(DK) Dette produkt er beregnet til professionelt brug i tandlægepraksis.

(S) Denna produkt är avsedd för professionell användning på tandläkarkliniker

BESKRIVELSE

Varenr. 2087 ASPIJECT® SAFE
 Fingergreb anvendes med RØNVIG's engangs-sikkerhedshylstre. Engangs-sikkerhedshylstre leveres i æsker à 100 stk. (varenr. 2099).

VEJLEDNING

1. Følg sikkerhedshylstrenes vejledning m.h.t. til montage og hylstrenes funktion.
2. Skru det monterede sikkerhedshylster på fingergrebet.
3. Fjern kanylehætten. ASPIJECT® SAFE sprøjten er nu klar til injektion.
4. Aspirationstest udføres ved et let tryk på stemplet (=selvaspiration).

MATERIALER

ASPIJECT®SAFE Fingergrebet er udført i syrefast, rustfrit stål og et varmebestandigt plastmateriale.

RENGØRING OG DESINFEKTION

Rengøres i vand og rengøringsmiddel eller i dental opvaskemaskine (termo-desinfektor).

STERILISATION

Fingergrebet steriliseres i autoklave ved max. 200°C.

GARANTI

Fingergrebet er dækket af 5 års garanti på materiale- og konstruktionsfejl. Skader opstået ved ukorrekt brug og pleje er ikke dækket af garantien.

BESKRIVNING

Artikelnr. 2087 ASPIJECT® SAFE
 Handtag ska användas med skyddshylsan, artikelnr. 2099. Skyddshylsan kommer i kartong av 100 st. och använder 1,8 ml och 2,2 ml ampuller.

ANVÄNDNING

1. Följ instruktionerna för skyddshylsan för montering och hylsans funktion.
2. Skruva på det påfyllda hylsan på det autoklaverade ASPIJECT® SAFE-handtaget.
3. Ta bort kanylskyddet och ASPIJECT® SAFE är redo att användas för injektion.
4. Aspiration genomförs genom att lätta på trycket på kolven (självaspiration).

MATERIAL

ASPIJECT®SAFE-Handtaget är tillverkad i rostfritt stål av hög kvalitet (syrefast) och värmebeständigt konstruktionspolymer.

RENGÖRING OCH DESINFICERING


Använd vatten och diskmedel eller desinficera i diskdesinfektor.

STERILISERING

Handtaget kan steriliseras genom någon autoklaveringsmetod vid max 200°C.

GARANTI

ASPIJECT®SAFE Handtag har en garanti på 5 år. Skador på grund av otillräcklig vård eller felaktig hantering täcks inte av garantin.



(GB) This product is intended for professional use in dental practice.

(D) Dieses Produkt ist bestimmt für den professionellen Gebrauch in Zahnarztpraxen.

DESCRIPTION

Item no. 2087 ASPIJECT® SAFE
 Handle is to be used with Protective Barrels, item no. 2098 or 2099.

- Item no. 2098: Disposable Protective Barrels for imperial needle thread (7/32") (USA, UK & Commonwealth)
- Item no. 2099: Disposable Protective Barrels for metric needle thread (M6) (Europe) The Protective Barrels come in boxes of 100 pcs. and take both 1.8ml and 2.2ml cartridges.

INSTRUCTIONS

1. Follow the instructions of the protective barrels concerning assembly, loading and function of the barrels
2. Screw the loaded barrel onto the autoclaved ASPIJECT®SAFE Handle.
3. Remove the needle sheath and ASPIJECT® SAFE is ready for injection.
4. Aspiration is accomplished by easing the pressure on the piston (self-aspirating).

MATERIALS

The ASPIJECT®SAFE handle is made from high grade (acid resistant) stainless steel and heat resistant engineering polymer.

CLEANING AND DISINFECTION

Use water and detergent or disinfect in dental dishwasher (= thermo-disinfect).

STERILIZATION

The Handle can be sterilized by any method in autoclave by max 200°C/392°F.

GUARANTEE

The ASPIJECT®SAFE Handle is guaranteed for 5 years. Damages due to inadequate care or incorrect handling are not covered by the guarantee.

BESCHREIBUNG

Art.-Nr. 2087 ASPIJECT®SAFE
 Handgriff wird mit den Einmal-Schutzhülsen Art.-Nr. 2099 verwendet. Die Einmal-Schutzhülsen werden in Schachteln zu je 100 Stück geliefert.

ANLEITUNG

1. Folgen Sie der Anleitung für die Schutzhülsen, wegen Montage und Funktion der Hülsen.
2. Die vorbereitete Hülse an den Handgriff der ASPIJECT® SAFE schrauben.
3. Die Schutzkappe der Nadel abnehmen. Die ASPIJECT® SAFE ist jetzt bereit für die Injektion.
4. Die Aspirationskontrolle wird durch einen kurzen Druck auf die Kolbenstange ausgeführt (= Selbstaspiration).

MATERIALIEN

Der ASPIJECT®SAFE Handgriff ist aus hochwertigem, rostfreiem und säurebeständigem Edelstahl und hitze- und chemisch beständigem Thermo-Kunststoff gefertigt.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

In Wasser und Reinigungsmittel reinigen oder in einem dentalen Thermodesinfektor desinfizieren.

STERILISATION

Der Handgriff ist für jede Sterilisationsart bis 200°C geeignet.

GARANTIE

Die Hersteller-Garantie beträgt 5 Jahre. Nicht unter diese Gewährleistung fallen Schäden, die auf unzureichende Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

NL

Dit product is bedoeld voor professioneel gebruik in de tandartspraktijk.

BESCHRIJVING

Art.nr. 2087 ASPIJECT® SAFE

Handgreep dient te worden gebruikt met Beschermhulzen art.nr. 2099. De beschermhulzen zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 100 stuks en zijn geschikt voor cartridges van 1,8 ml en 2,2 ml.

INSTRUCTIES

1. Volg de instructies van de Beschermhulzen voor het in elkaar zetten, het vullen en de functie van de Beschermhulzen.
2. Schroef de gevulde beschermhuls op de geautoclaveerde ASPIJECT® SAFE handgreep.
3. Verwijder de beschermkap van de naald. ASPIJECT® SAFE is nu klaar voor de injectie.
4. Aspiratie vindt plaats door de druk op de zuiger te verminderen (auto aspiratie).

MATERIAAL

De ASPIJECT® SAFE handgreep is van hoogwaardig roestvast staal (zuurbestendig) en hittebestendige polymeren.

REINIGING EN DESINFECTIE


Gebruik water en een reinigingsmiddel of desinfecteer in een thermodesinfector (dentale vaatwasser).

STERILISATIE

De handgreep kan met iedere methode gesteriliseerd worden in de autoclaaf bij maximaal 200°C.

GARANTIE

De garantietermijn voor de ASPIJECT® SAFE handgreep is 5 jaar. Schade door ontoereikende zorg, incorrecte behandeling of incorrect gebruik valt niet onder de garantie.



F

Ce produit est destiné à l'usage professionnel en chirurgie dentaire.

DESCRIPTION

L'article n° 2087 Poignée de seringue ASPIJECT® SAFE doit être utilisé avec les fourreaux protecteurs, article n° 2099. Les fourreaux protecteurs sont disponibles en boîtes de 100 unités et sont compatibles avec les cartouches de 1.8 ml et 2.2 ml.

INSTRUCTIONS

1. Suivre les instructions des fourreaux protecteurs concernant l'assemblage, le chargement et le fonctionnement des fourreaux protecteurs.
2. Visser la fourreaux protecteurs chargée sur la poignée de seringue ASPIJECT®SAFE préalablement stérilisé à l'autoclave.
3. Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille et ASPIJECT® SAFE est prêt pour l'injection.
4. L'aspiration est obtenue en diminuant la pression du piston (auto-aspiration).

MATÉRIAUX

La poignée de seringue ASPIJECT® SAFE est fabriqué à partir d'un acier inoxydable haut de gamme et d'une matière thermoplastique d'ingénierie résistant spécialement à la chaleur et aux produits chimiques.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Utiliser de l'eau et un détergent ou désinfecter dans un laveur thermo-désinfecteur.

STÉRILISATION

La poignée de seringue peut être stérilisé par n'importe quelle méthode à l'autoclave jusqu'à 200°C maximum.

GARANTIE

La poignée de seringue ASPIJECT® SAFE est garanti contre les vices de fabrication pendant 5 ans. La garantie ne couvre pas des dommages dus à un entretien insuffisant ou à un maniement incorrect.

MANUFACTURER · HERSTELLER · FABRIKANT · PRODUCENT · FABRICANT · FABRICANTE · PRODUTTORE
RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Dagaard · Tel. +45 70233411
E-mail export@ronvig.com · www.ronvig.com.



E

Este producto está diseñado para su uso profesional en clínicas dentales.

DESCRIPCIÓN

La empuñadura ASPIJECT®SAFE (artículo n.º 2087) está diseñada para su uso con fundas protectoras (artículo 2099). Las fundas protectoras se presentan en cajas de 100 unidades y son compatibles con cartuchos de 1,8 y 2,2 ml.

ISTRUCCIONES

1. Seguir las instrucciones de las fundas protectoras relativas al montaje, a la carga y al funcionamiento de las fundas.
2. Enroskar la funda cargada en la empuñadura ASPIJECT®SAFE esterilizada en autoclave.
3. Quitar la tapa de la aguja. ASPIJECT® SAFE está lista para su uso.
4. Para aspirar, disminuir la presión realizada sobre el émbolo (autoaspiración).

MATERIALES

La empuñadura ASPIJECT® SAFE está fabricada con acero inoxidable de alta calidad (resistente al ácido) y un polímero resistente al calor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Utilizar agua y jabón, o desinfectar en una lavadora de instrumentos dentales (termodesinfectadora).

ESTERILIZACIÓN

La empuñadura puede esterilizarse mediante cualquier método en autoclave máx. 200°C.

GARANTÍA

La empuñadura ASPIJECT®SAFE tiene una garantía de 5 años. Esta garantía no cubre los daños producidos por un cuidado inadecuado o un manejo incorrecto.

I

Questo prodotto è destinato all'utilizzo professionale negli studi dentistici.

DESCRIZIONE

Articolo no. 2087 ASPIJECT® SAFE: l'impugnatura va usata con la manica protettiva articolo no. 2099. Le Maniche Protettive sono disponibili in confezioni da 100 pezzi e sono compatibile con cartucce da 1.8ml e 2.2ml.

ISTRUZIONI

1. Seguire le istruzioni relative all'assemblaggio, alla preparazione e al funzionamento delle maniche protettive
2. Avvitare la manica sull'impugnatura ASPIJECT®SAFE.
3. Rimuovere la guaina dell'ago e ASPIJECT® SAFE è pronta per l'iniezione.
4. L'aspirazione viene eseguita alleviando la pressione sul pistone (auto-aspirazione).

MATERIALI

L'impugnatura ASPIJECT® SAFE è fatta di acciaio inossidabile di alta qualità (resistente agli acidi) e di polimero tecnico resistente al calore

PULIZIA E DISINFEZIONE

Usare acqua e detergente o disinfettare nello termodesinfettore.

STERILIZZAZIONE

L'impugnatura può essere sterilizzata con qualsiasi metodo in autoclave alla temperatura massima di 200°C.

GARANZIA

L'impugnatura ASPIJECT®SAFE è garantita 5 anni. I danni causati da una manutenzione inadeguata o da un uso improprio, non sono coperti dalla garanzia.