

Ball-bearing turbines
Turbine a cuscinetti a sfere
Turbine mit Kugellagern
Turbines à roulements à billes
Turbinas de cojinetes de bolas
Turbinas de rolamentos de bolas
Γωνιακή αερότορ με ρουλεμάν

Operating instructions
Istruzioni per l'uso
Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi
Modo de empleo
Instruções de uso
Οδηγίες χρήσεως

TKD

TeKne Dental

REF 186.30
REF 186.40

CE
0051



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

ACCESSORIES AND SPARE PARTS / ACCESSORI E RICAMBI / ZUBEHÖR UND ER-SATZTEILE / ACCESSOIRES ET RÉCHANGES / ACCESORIOS Y RECÁMBIOS / ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

REF 186.90	Rotor / Rotore / Rotor / Rotor / Rotor / Rotor / Ρότορας
REF 120.00	SO2000 Service Oil / Lubrificante / Schmiermittel / Lubrifiant / Lubricante / Lubrificante / Λάδι λιπανσης
REF 120.01	Nozzle / Beccuccio / Kanüle / Buse / Boquilla / Bocal / Ρύγχος
REF 129.40	Air pressure gauge for 4-hole connection / Manometro per attacco 4 vie / Manometer für 4-Wege-Anschluss / Manomètre pour raccordement 4 voies / Manómetro para enlace 4 orificios / Manómetro de 4 vías / Μανόμετρο για κορδόνι με 4 οπές

DESCRIPTION

High-torque ball-bearing turbine for professional dental use, compliant to ISO 7785-1 standard.
 Weight: 59 g.
 Maximum speed of rotation: 355000 rpm.
 Maximum noise level: 66 dBA (@2,3 bar).
 Instrument classification: Type 2 according to ISO 7785-1.

This medical device meets the requirements of the European Directive 93/42 EEC (Class IIa).

CONNECTION

The THALIA® turbine with 3-hole connection meets the requirements of Standard ISO 9168 Tipo A.
 The THALIA® turbine with 4-hole connection meets the requirements of Standard ISO 9168 Tipo B.
 The turbines must be directly connected to the supply hose.

AIR PRESSURE

Recommended air pressure: 2,1 ÷ 2,3 bar (30,5 ÷ 33,5 psi).
 Air consumption: 46 NI/min (@2,3 bar).
 Check air pressure by means of a gauge (REF 129.40) connected between the turbine and the supply hose (Fig. 2).
 Supplied air must be perfectly dry and well-filtered, kept at constant pressure.

SPRAY

One-jet type.
 Water pressure: 0,8 ÷ 2,5 bar (11,6 ÷ 36,3 psi). Water must be well-filtered.
 Spray air pressure: 1,0 ÷ 4,0 bar (14,5 ÷ 58,0 psi).
 To clean the spray duct, use the supplied wire cleaner, as shown on Fig. 4
 The turbine is equipped with a non-return valve for water.

BUR TYPE

Shank diameter: Ø1,60 mm, Type 3 according to ISO 1797.
 Maximum length: 25 mm, code 4 or 5 or 6 (6th digit) according to ISO 6360-1.
 Minimum fitting length of shank: 11 mm.

BUR CHANGING

The turbine is equipped with a sophisticated push-button chuck: press the button with the thumb and subsequently insert or extract the bur (Fig. 1).

⚠ **When fitting on a bur make sure it is fully inserted.**
 Before inserting a bur, make sure the bur shank is clean.
 The turbine must not be started without a bur inserted into the chuck.

⚠ To avoid overheating of the push-button, which could cause burns, the button should not be pressed while the turbine is running. Internal tissues (tongue, cheeks, etc..) must then be protected by a retractor or a dental mirror.

LUBRICATION BY OIL

It is possible to lubricate instrument by means of the SO2000 service oil (REF 120.00) carrying out the following operations:
 1) Disconnect turbine from the supply hose;
 2) Insert the special nozzle (REF 120.01) onto the lubricant can;
 3) Holding turbine by means of a cloth, fully insert the nozzle into the turbine (Fig. 3). Lubricate by pushing once only for one second.

In order for the instrument you have purchased to be helpful in your profession for a very long time, carefully repeat the described operations **before every sterilization cycle and, anyway, at least TWICE A DAY.**

STERILIZATION

⚠ **The turbine can be sterilized in autoclave at 135 °C / 2 bar (275°F / 29 psi).**
 Before sterilization, remove residues and carefully clean the instrument.
 The device is supplied "not sterile".

CLEANING AND DISINFECTION

Clean with a cloth soaked in a disinfectant containing:
 - Glutaraldehyde up to 3%
 - O-phenylphenol
 - Alcohols based on ethanol
 Products not recommended: disinfectants containing benzalkonium chloride or acetone.
 The instrument cannot be immersed in any kind of liquid.

SERVICE

In case of irregular noise, head vibrations, bur swinging or any other malfunction of the instrument, and for any overhaul and repair work, please contact your usual supplier, an authorized service centre, or directly to TKD.

DESCRIZIONE

Turbina a cuscinetti a sfera ad elevata coppia di torsione per uso dentale professionale, conformi alla norma ISO 7785-1.
 Peso: 59 grammi.
 Velocità di rotazione massima: 355000 g/m.
 Livello massimo di rumore: 66 dBA (@2,3 bar)
 Classificazione strumento: Tipo 2 secondo ISO 7785-1

Questo dispositivo medico è conforme ai requisiti della Direttiva Europea 93/42 CEE (Classe IIa).

COLLEGAMENTO

La turbina THALIA® con attacco 3 vie è conforme allo Standard ISO 9168 Tipo A. La turbina THALIA® con attacco 4 vie è conforme allo Standard ISO 9168 Tipo B. Le turbine devono essere avvitate direttamente al tubo di alimentazione.

PRESSIONE ARIA

Pressione raccomandata: 2,1 ÷ 2,3 Bar.
 Consumo d'aria: 46 NI/min (@2,3 bar).
 Controllare la pressione mediante un manometro (REF 129.40) collegato al terminale di uscita del tubo di alimentazione (Fig. 2).
 L'aria di alimentazione deve essere secca e ben filtrata, a pressione costante.

SPRAY

A un getto
 Pressione acqua: 0,8 ÷ 2,5 bar. L'acqua deve essere ben filtrata.
 Pressione aria spray: 1,0 ÷ 4,0 bar.
 Per togliere eventuali incrostazioni nei tre ugelli dello spray, utilizzare l'apposito specchio, come mostrato in Fig. 4.
 La turbina è dotata di valvola anti-ritorno per l'acqua.

TIPO DI FRESA

Diametro del gambo: Ø1,60 mm, Tipo 3 secondo ISO 1797.
 Lunghezza massima: 25 mm, codice 4 o 5 o 6 (6° cifra) secondo ISO 6360-1.
 Lunghezza minima di inserimento fresa: 11 mm.

BLOCCAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA FRESA

La turbina è dotata di una sofisticata pinza con bloccaggio a pulsante: premere il pulsante con il pollice e successivamente inserire la fresa (Fig. 1).

⚠ **Quando inserite una fresa assicuratevi che sia introdotta fino alla battuta.**
 Prima dell'inserimento, assicurarsi che il gambo della fresa sia pulito.
 Lo strumento non deve essere messo in rotazione senza una fresa inserita.

⚠ Per evitare un eccessivo surriscaldamento del pulsante e quindi possibili conseguenti ustioni, questo non deve essere premuto durante il funzionamento della turbina: a tal fine i tessuti interni (lingua, guancia, etc.) dovranno essere protetti con un divaricatore o uno specchio dentale.

LUBRIFICAZIONE A OLIO

È possibile lubrificare lo strumento con il lubrificante SO2000 (REF 120.00) eseguendo le seguenti operazioni:
 1) Scollegare la turbina dal tubo di alimentazione.
 2) Inserire l'apposito beccuccio (REF 120.01) sulla bombola del lubrificante.
 3) Tenendo la turbina con un panno, introdurre il beccuccio dentro la turbina fino alla battuta (Fig. 3). Lubrificare premendo una sola volta per un secondo.

Affinché lo strumento che avete acquistato Vi sia di aiuto nell'esercizio della Vostra professione per lungo tempo, ripetere con cura le operazioni descritte **prima di ogni ciclo di sterilizzazione e, comunque, almeno DUE VOLTE AL GIORNO.**

STERILIZZAZIONE

⚠ **La turbina può essere sterilizzata in autoclave a vapore d'acqua fino a 135 °C / 2 bar.**
 Prima di sterilizzare, rimuovere i residui e pulire accuratamente lo strumento.
 Il dispositivo è fornito "non sterile".

PULIZIA E DISINFEZIONE

Utilizzare un panno impregnato di un disinfettante a base di:
 - Glutaraldeide fino al 3%
 - O-fenilfenolo
 - Alcool etilico
 Prodotti sconsigliati: disinfettanti a base di benzalconio cloruro o acetone.
 È assolutamente vietato immergere lo strumento in qualsiasi tipo di liquido.

ASSISTENZA TECNICA

Nel caso si avverta un rumore irregolare, vibrazioni della testina, oscillazione della fresa e comunque in caso di funzionamento anomalo dello strumento, e per qualunque revisione o riparazione, rivolgersi al Vostro rivenditore di fiducia, a un centro di assistenza autorizzato, o direttamente a TKD.

BESCHREIBUNG

Kugellagerturbine mit hohem Drehmoment für den zahnärztlichen Gebrauchkonform mit Norm ISO 7785-1.
 Gewicht ohne Schnellkupplung: 59 Gramm
 Max. Drehgeschwindigkeit: 355000 U/min
 Max. Lärmpegel: 66 dBA (bei 2,3 Bar)
 Klassifizierung des Instruments: Typ 2 gemäß ISO 7785-1

Diese medizinische Vorrichtung entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 93/42 EWG (Klasse IIa).

ANSCHLUSS

Die Turbine THALIA® mit Dreiloch-Anschluss entspricht dem Norm ISO 9168 Typ A. Die Turbine THALIA® mit Vierloch-Anschluss entspricht dem Norm ISO 9168 Typ B. Turbinen müssen direkt mit dem Versorgungsschlauch verschraubt werden.

LUFTDRUCK

Empfohlener Druck: 2,1 ÷ 2,3 Bar
 Luftverbrauch: 46 NI/min (bei 2,3 Bar)
 Den Druck mit einem Manometer (REF 129.40) überprüfen, das an das Endstück am Ausgang der Versorgungsleitung angeschlossen wird (Abb. 2).
 Die Versorgungsluft muss trocken und gut gefiltert sein, der Druck konstant.

SPRAY

Mit ein Strahl.
 Wasserdruck: 0,8 ÷ 2,5 Bar. Das Wasser muss einwandfrei gefiltert sein.
 Sprayluftdruck: 1,0 ÷ 4,0 Bar
 Zur Entfernung eventueller Verkrustungen in den drei Spraydüsen die dafür vorgesehene Spitze gemäß der Darstellung in Abb. 4 verwenden.
 Die Turbine ist ausgestattet mit Ventil zur Wasserrücklaufsperrung.

FRÄSBOHRER

Schaftdurchmesser: Ø1,60 mm, Typ 3 gemäß ISO 1797.
 Max. Länge: 25 mm, Codenr. 4, 5 oder 6 (6. Ziffer) gemäß ISO 6360-1.
 Min. Einführlänge des Fräsbohrers: 11 mm

EINSPANNEN UND AUSWECHSELN DES FRÄSBOHRERS

Die Turbine ist mit einem technisch ausgefeilten Halter mit Taste ausgestattet: Die Taste mit dem Daumen drücken und anschließend den Fräsbohrer einsetzen (Abb. 1).

⚠ **Beim Einsetzen eines Fräsbohrers sicherstellen, dass er bis zum Anschlag eingeführt wird.**
 Vor dem Einsetzen prüfen, ob der Schaft des Fräsbohrers sauber ist.
 Das Instrument darf ohne eingesetzten Fräsbohrer nicht in Rotation versetzt werden.

⚠ Um eine Überhitzung der Taste und somit mögliche Verbrennungen zu vermeiden, darf die Taste während des Betriebs der Turbine nicht gedrückt werden: Zu diesem Zweck müssen die inneren Gewebe (Zunge, Wange usw.) mit einem Spreizer oder einem Mundspiegel geschützt werden.

SCHMIERUNG MIT SCHMIERÖL

Das Instrument kann mit Schmiermittel SO2000 (REF 120.00) geschmiert werden. Dazu die folgenden Vorgänge ausführen:
 1) Die Turbine von dem Versorgungsschlauch trennen.
 2) Die dafür vorgesehene Kanüle (REF 120.01) in die Schmiermittelflasche einführen und festschrauben.
 3) Die Turbine mit Hilfe eines Tuchs halten und die Kanüle in die Turbine bis zum Anschlag einführen (Abb. 3). Zum Schmieren einmal für eine Sekunde drücken.

Um einen langfristigen Gebrauch des von Ihnen gekauften Instruments zu gewährleisten, wiederholen Sie bitte die beschriebenen Vorgänge mit Sorgfalt vor **einem jeden Sterilisierungszyklus und in jedem Fall mindestens ZWEIMAL TÄGLICH.**

STERILISIERUNG

⚠ **Die Turbine kann im Autoklav bei Wasserdampf bis 135 °C/2 Bar sterilisiert werden.**
 Vor der Sterilisierung Rückstände entfernen und das Instrument gründlich reinigen.
 Die Vorrichtung wird „nicht steril“ geliefert.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Ein mit Desinfektionsmittel getränktes Tuch verwenden. Desinfektionsmittel auf Basis von:
 - Glutaraldehyde bis 3%
 - O-Phenylphenol
 - Äthylalkohol verwenden.
 Nicht empfohlene Produkte: Desinfektionsmittel auf der Basis von Benzalkoniumchlorid oder Aceton.
 Es ist absolut verboten, das Instrument in irgendeine Art von Flüssigkeit zu tauchen.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Falls Sie ungewöhnlichen Lärm, Vibrationen des Kopfes, Schwingungen des Fräsbohrers oder grundsätzlich Störungen des Instruments feststellen, sowie für jede beliebige Überholung oder Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Händler Ihres Vertrauens, an eine autorisierte Kundendienststelle oder direkt an TKD.

FRANÇAIS

THALIA

DESCRIPTION Turbine à roulements à billes avec couple de torsion élevée pour utilisation dentaire professionnel, conformes à la norme ISO 7785-1. Poids: 59 g. Vitesse de rotation maximum: 355000 tours/min. Niveau sonore maximum: 66 dBA (@2,3 bar). Classification de l'instrument: type 2 selon ISO 7785-1.

Ce dispositif médical est conforme aux qualités requises par la Directive Européenne 93/42 CEE (Classe IIa).

CONNEXION 5

La turbine THALIA® avec raccordement (raccord) à 3-voies est conforme au Standard ISO 9168 Type A. La turbine THALIA® avec raccordement (raccord) à 4-voies est conforme au Standard ISO 9168 Type B. Les turbine doivent être vissées directement au tuyau d'alimentation.

PRESSION D’AIR

Pression conseillée: 2,1 ÷ 2,3 bar. Consommation d'air: 46 NI/min (@2,3 bar). Vérifier la pression à l'aide d'un manomètre (REF 129.40) relié au terminal de sortie du tuyau d'alimentation (Fig. 2). L'air d'alimentation doit être sec et bien filtré, à pression constante.

SPRAY

1 jet. Pression eau: 0,8 ÷ 2,5 bar. L'eau doit être bien filtrée. Pression air spray: 1,0 ÷ 4,0 bar. Pour enlever d'éventuelles incrustations sur les conduits du spray, utiliser le fil nettoyeur spécifique (Fig. 4). La turbine est dotée d'une valve anti-retour pour l'eau.

TYPE DE FRAISE

Tige diamètre: Ø1,60 mm, Type 3 selon ISO 1797. Longueur maximum: 25 mm, code 4 ou 5 ou 6 (6° chiffre) selon ISO 6360-1. Longueur minimum d'insertion de la fraise: 11 mm.

BLOCAGE ET REMPLACEMENT DE LA FRAISE

La turbine dispose d'une pince sophistiquée avec serrage à bouton-poussoir: il suffit d'une simple pression du pouce et d'insérer de suite la fraise (Fig. 1).

S’ assurer que la fraise soit introduite jusqu’à l’arrêt.

Avant d'insérer, s'assurer que la tige de la fraise soit propre. L'instrument ne doit pas être mis en marche sans la fraise inséré dans la pince.

Afin d'éviter un échauffement excessif du bouton-poussoir, qui pourrait occasionner des brûlures, celui-ci ne doit pas être pressé par inadvertance pendant la rotation de la turbine. Les tissus mous (langue, joues, etc..) doivent être protégés à l'aide d'un écarteur ou du miroir dentaire.

LUBRIFICATION À L’HUILE

Il est possible de lubrifier avec le lubrifiant SO2000 (REF 120.00) en faisant les opérations suivantes:

- Déconnecter la turbine du tuyau d'alimentation.
- Introduire la buse appropriée (REF 120.01) sur l'atomiseur du lubrifiant.
- En tenant la turbine avec un chiffon, introduire la buse dans la turbine (Fig. 3). Lubrifier en appuyant une seule fois pendant une seconde.

Pour que l'instrument que vous avez acheté vous soit d'aide dans l'exercice de votre profession pour longtemps, répéter avec soin les opérations décrites **avant chaque cycle de stérilisation et, de toute façon, au moins DEUX FOIS PAR JOUR.**

STERILISATION

135°C SSS La turbine peut être stérilisée en autoclave à vapeur d'eau jusqu'à 135 °C / 2 bar. Avant la stérilisation, enlever les résidus et nettoyer soigneusement l'instrument. Le dispositif est livré "non stérile".

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Utiliser un chiffon imbibé d'un désinfectant à base de:

- Glutaraldehydes
- O-phénylène-phénol

L'utilisation de désinfectants à base de benzalconium chlorure ou acétone est à déconseiller.

Il est strictement défendu de tremper l'instrument dans un liquide quelconque.

ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de bruit irrégulier, vibrations de la tête, oscillations de la fraise, mauvais fonctionnement de l'instrument et pour toutes révisions et réparations, s'adresser à votre revendeur habituel à un centre d'assistance technique autorisé, ou directement à TKD.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

Turbina de cojinetes de bolas con elevado par de torsión para uso dental profesional, conformes a la norma ISO 7785-1.

Peso: 59 grs. Velocidad de rotación máxima: 355000 giros/min. Nivel sonoro máximo: 66 dBA (@2,3 bar). Clasificación del instrumento: tipo 2 según ISO 7785-1.

Este dispositivo médico cumple los requisitos de la Directiva Europea 93/42 CEE (Clase IIa).

ACOPLAMIENTO

La turbina THALIA® con enlace de 3 vías es conforme con el Standard ISO 9168 Tipo A. La turbina THALIA® con enlace de 4 vías es conforme con el Standard ISO 9168 Tipo B. Las turbinas deben ser atornilladas directamente a la manguera de alimentación.

PRESIÓN DE AIRE

Presión recomendada: 2,1 ÷ 2,3 bar. Consumo de aire: 46 NI/min (@2,3 bar). Controlar la presión mediante un manómetro (REF 129.40) unido al terminal de salida del tubo de alimentación (Fig. 2). El aire de alimentación debe ser seco y bien filtrado a presión constante.

SPRAY

De 1 difusore. Presión agua: 0,8 ÷ 2,5 bar. El agua debe estar bien filtrada. Presión aire spray: 1,0 ÷ 4,0 bar. Para eliminar las posibles incrustaciones en la salida del spray utilizar el correspondiente fleje como se muestra en la Fig. 4. La turbina es dotata de una válvula antirretroceso para el agua.

TIPO DE FRESA

Diámetro del cuerpo: Ø1,60 mm, Tipo 3 según ISO 1797. Longitud máxima: 25 mm, código 4 o 5 o 6 (6° cifra) según ISO 6360-1. Longitud mínima de inserción de la fresa: 11 mm.

BLOQUEO Y SUSTITUCIÓN DE LA FRESA

La turbina está dotada con una pinza sofisticada de bloqueo mediante el sistema de botón pulsador: apretar el botón con el dedo pulgar y a continuación introducir la fresa (Fig. 1).

Asegurarse de que la fresa haya sido introducida hasta su tope.

Antes de colocarla, asegurarse de que el cuerpo de la fresa esté bien limpio. El instrumento no se debe poner en rotación sin insertar previamente la fresa.

Al fin de evitar un calentamiento excesivo del botón pulsador, que podría ocasionar quemaduras, éste no debe apretarse por inadvertencia durante el funcionamiento de la turbina. Los tejidos blandos (lengua, mejillas, etc.) deben ser protegidos con un espejo dental u otro instrumento adecuado.

LUBRIFICACIÓN POR ACEITE

Es posible lubricar el instrumento con el lubricante SO2000 (REF 120.00) efectuando las operaciones siguientes:

- Desconectar la turbina de la manguera de alimentación.
- Introducir la boquilla correspondiente (REF 120.01) en el atomizador del lubricante.
- Teniendo la turbina con un paño, introducir la boquilla dentro de la turbina (Fig. 3). Lubrificar apretando una sola vez durante un segundo.

Para que el instrumento adquirido le ayude en el ejercicio de su profesión por mucho tiempo, repita con cuidado las operaciones descritas **antes de cada ciclo de esterilización y, de todas formas, al menos DOS VECES AL DÍA.**

ESTERILIZACIÓN

135°C SSS La turbina puede ser esterilizada en autoclave a vapor de agua hasta 135 °C / 2 bar. Antes de esterilizar, remover los residuos y limpiar cuidadosamente el instrumento. El dispositivo se suministra "no esteril".

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Utilizar un paño embebido con un desinfectante a base de:

- Glutaraldehidos hasta el 3%
- O-fenilo-fenol

Se desaconseja la utilización de desinfectantes a base de benzalconium cloruro o acetona.

Está absolutamente prohibido sumergir el instrumento en cualquier tipo de líquido.

ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de ruido irregular, vibraciones de la cabeza, oscilaciones de la fresa, todo tipo de funcionamiento anómalo del instrumento y para cualquier revisión o reparación, dirigirse al revendedor habitual, a un centro de asistencia técnica autorizado, o directamente a TKD.

PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO

Turbina de rolamentos de bolas de elevada torção para uso dental profissional, conforme a norma ISO 7785-1.

Peso: 59 g Velocidade máxima de rotação: 355000 rpm. Nivel máximo de ruído: 66 dBA (@2,3 bar). Classificação do instrumento: tipo 2 de acordo com a norma ISO 7785-1.

Este dispositivo médico cumpre os requisitos da Directiva Europeia 93/42 CEE (Classe IIa).

CONEXÃO

A turbina THALIA® com conexão fixa 3 vias de acordo com standart ISO 9168 Tipo A. A turbina THALIA® com conexão fixa 4 vias de acordo com standart ISO 9168 Tipo B. As turbinas devem ser conectados directamente ao tubo de alimentação.

PRESSÃO DO AR

Pressão do ar recomendada: 2,1 ÷ 2,3 bar. Consumo de ar: 46 NI/min (@2,3 bar). Verifique a pressão do ar através de um manómetro (REF 129.40) ligado entre o instrumento e o tubo de alimentação (Fig. 2). O ar de alimentação deve estar perfeitamente seco e bem filtrado, mantido a uma pressão constante.

SPRAY

De 1 difusore. Pressão da água: 0,8 ÷ 2,5 bar. A água deve estar bem filtrada. Pressão da ar de spray: 1,0 ÷ 4,0 bar. Para eliminar as possíveis incrustações que se possam formar na saída do spray utilizar o escovilhão como indicado na Fig. 4. A turbina está equipada com uma válvula de não retorno para a água.

TIPO DE BROCA

Diâmetro do encaixe: Ø1,60 mm, Tipo 3 de acordo com a norma ISO 1797. Comprimento máximo: 25 mm, código 4 ou 5 ou 6 (6° dígito) de acordo com a norma ISO 6360-1. Comprimento mínimo de inserção da broca: 11 mm.

BLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DA BROCA

A turbina está equipada com um sofisticado sistema de botão: carregue no botão com o polegar e de seguida insira ou retire a broca (Fig. 1).

Quando inserir uma broca certifique-se de que está completamente inserida. Antes de inserir uma broca, certifique-se de que a haste da broca está limpa. A turbina não deve ser usada sem uma broca inserida.

Para evitar sobreaquecimento do botão, que poderá causar queimaduras, o botão não deverá ser pressionado enquanto a turbina está a ser usada. Os tecidos internos (língua, bochecha, etc.) deverão ser protegidos por um retractor ou um espelho dental.

LUBRIFICAÇÃO POR ÓLEO

É possível lubrificar as turbinas usando o óleo de serviço SO2000 (REF 120.00) da seguinte maneira:

- Desconecte a turbina do tubo de alimentação.
- Faz-se a inserção o bocal especial (REF 120.01) na lata lubrificante.
- Sugure a turbina usando um pano, inserte completamente o bocal especial na turbina (Fig. 3). Pressione somente uma vez durante um segundo.

Para que a turbina que adquiriu seja útil em sua profissão por muito tempo, repita com cuidado a lubrificação por óleo **antes de cada ciclo de esterilização e, de qualquer forma, sempre DUAS VEZES AO DIA.**

ESTERILIZAÇÃO

135°C SSS A turbina pode ser esterilizada na autoclave a 135 °C / 2 bar. Antes de esterilizar a turbina, remova quaisquer resíduos e limpe o instrumento cuidadosamente. O dispositivo é fornecido "não esteril".

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpe com um pano impregnado de um desinfectante à base de:

- Glutaraldeído até 3%
- O-fenilo-fenol

Desaconselha-se a utilização de desinfectantes à base de cloreto de benzalcónio ou acetona.

O instrumento não deve ser submerso em qualquer tipo de líquido.

SERVIÇO

Caso surjam ruídos irregulares, vibrações da cabeça, oscilações da broca ou qualquer outra anomalia no funcionamento do instrumento, e para qualquer revisão ou reparação, por favor contacte o seu fornecedor habitual, um centro de assistência autorizado ou directamente com a TKD.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρολαβή αερότορ υψηλής ροτής με ρουλεμάν για οδοντιατρική χρήση σύμφωνη με την οδηγία ISO 7785-1.

Βάρος: 59 γραμμάρια. Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 355000 στροφές/λεπτό. Μέγιστο επίπεδο θορύβου: 66 dBA (@2,3 bar). Κατηγορία ιατρικού εργαλείου: Τύπος 2 σύμφωνα με το ISO 7785-1.

Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν καλύπτει τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42 EEC (Class IIa).

ΣΥΝΔΕΣΗ

Η χειρολαβή THALIA® με σύνδεση τριών οπών είναι σύμφωνη με την οδηγία ISO 9168 τύπος Α. Η χειρολαβή THALIA® με σύνδεση τεσσάρων οπών είναι σύμφωνη με την οδηγία ISO 9168 τύπος Β.

Οι χειρολαβές συνδέονται χωρίς ταχυσύνδεσμο με το κορδόνι αερότορ.

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

Προτεινόμενη πίεση αέρα: 2,1 ÷ 2,3 bar. Κατανάλωση αέρα: 46 NI/min (@2,3 bar). Ελέγξτε την πίεση του αέρα συνδέοντας το μανόμετρο (REF 129.40) ανάμεσα από την χειρολαβή και το κορδόνι (Fig. 2). Ο αέρας θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγνός και καλά φιλτραρισμένος με σταθερή πίεση.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Από ένα σημείο. Πίεση νερού: 0,8 ÷ 2,5 bar. Το νερό θα πρέπει να είναι καλά φιλτραρισμένο και χωρίς άλατα. Πίεση αέρα ψεκασμού: 1,0 ÷ 4,0 bar. Για να καθαρίσετε την οπή του ψεκασμού, χρησιμοποιείστε το ειδικό σύρμα που βρίσκεται στην συσκευασία, όπως φαίνεται στην Fig. 4. Η χειρολαβή είναι εξοπλισμένη με βελβίδα αντεπιστροφής του νερού.

ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΖΑΣ

Διάμετρος φρέζας: Ø1,60 mm, τύπος 3 σύμφωνα με το ISO 1797. Μέγιστο μήκος 25 mm, κωδικός 4 or 5 or 6 (6th digit) σύμφωνα με το ISO 6360-1. Ελάχιστο μήκος φρέζας: 11 mm.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΖΑΣ

Η χειρολαβή είναι εξοπλισμένη με ένα εξελεγμένο σύστημα συγκράτησης: πιέστε το καπάκι της κεφαλής με τον αντίχειρα και βάλτε ή βγάλτε την φρέζα (Fig. 1).

Όταν τοποθετείται την φρέζα σιγουρευτείτε ότι έχει φτάσει έως το τέλος του ρότορα. Πριν τοποθετείται την φρέζα σιγουρευτείτε ότι είναι τελείως καθαρή και στεγνή. Η χειρολαβή δεν θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς φρέζα.

Για να αποφύγετε υπερθέρμανση του συστήματος συγκράτησης, που μπορεί να επιφέρει και εγκυάμματα, δεν πρέπει να επιχειρείται να αλλάξετε φρέζα κατά την περίοδο που ο ρότορας περιστρέφεται. Επίσης θα πρέπει να προστατεύετε με κάποιο εργαλείο τους μαλακούς ιστούς όπως (γλώσσα, ούλα, κτλ).

ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

Λιπάνετε την χειρολαβή με το λάδι SO2000 (REF 120.00) ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποσυνδέστε την χειρολαβή από το κορδόνι.
- Βιδώστε το ρύγχος λίπανσης (REF 120.01) στο μπουκάλι του λαδιού.
- Κρατείστε την χειρολαβή με ένα χαρτί, τοποθετείστε το ρύγχος λίπανσης (Fig. 3) και πιέστε το κουμπί του μπουκαλιού μια φορά για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Για την καλή λειτουργία της χειρολαβής και την μεγαλύτερη αντοχή της στον χρόνο, θα πρέπει προσεκτικά να λαδώνεται την χειρολαβή **πριν από κάθε κλιβανισμό και τουλάχιστον ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΜΕΡΑ.**

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

135°C SSS Η γωνιακή αερότορ μπορεί να αποστειρώνετε στον κλιβανο στους 135 °C / 2 bar. Πριν τον κλιβανισμό καθαρίστε καλά και λιπάνετε την χειρολαβή. Η χειρολαβή παραδίδεται «μη αποστειρωμένη».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Καθαρίστε με χαρτί ποτισμένο από απολυμαντικό που περιέχει:
- γλουταλδεΐδες όχι πάνω από 3%
- αλκοόλη
- προπανόλη
Προϊόντα που δεν προτείνονται είναι τα απολυμαντικά που περιέχουν χλωρία και ασετόν. Στην χειρολαβή δεν θα πρέπει να εισχωρούν καθόλου απολυμαντικά υγρά. Η χειρολαβή δεν είναι κατάλληλη για καθαρισμό σε μπάνιο υπερήχων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε περίπτωση παράξενου θορύβου, κραδασμών κεφαλής, έκκεντρων περιστροφών ή οποιασδήποτε άλλης κακής λειτουργίας και για οποιασδήποτε επισκευής παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή απευθείας με την TKD.