

180 mm

130 mm

INSTRUMENTS DENTO-VIRACTIS 55



DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT DE L'INSTRUMENTATION
PRE-DISINFECTANT DETERGENT FOR INSTRUMENTS
DETERGENTE PREDESINFECTANTE DEL INSTRUMENTAL
DETERGENTE PRÉ-DESINFECTANTE DOS INSTRUMENTOS

10-01R/DV/2007-03

2 KG

175 mm

DENTO-VIRACTIS 55 INSTRUMENTS



[F] Détergent pré-désinfectant pour les instruments dentaires et le matériel médico-chirurgical avant stérilisation. Assure une élimination par trempage du sang, du pus et des protéines.

MODE D'EMPLOI :

- Diluer Dento-Viractis 55 dans de l'eau chaude du robinet (30-60°C), à raison de 5g par litre d'eau (dilution à 0,5%). Le doseur gradué inclus dans chaque seau permet de préparer des bains de 3 L, 5 L ou 10 L de solution.
- Immerger complètement les instruments souillés pendant 15 minutes.
- Rincer abondamment à l'eau du robinet.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les instruments avant leur immersion dans le bain Dento-Viractis 55. La solution doit être renouvelée après chaque utilisation.

PRINCIPIES ACTIFS :
Chloreto de didécylidiméthylammonium – Tensio-actifs – Enzyme protéolytique.

STOCKAGE :
Conserver dans un endroit sec. Ne pas stocker au froid.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Contient Carbonate de sodium, Chloreto de didécylidiméthylammonium, Tensio-actif non ionique. • R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. • S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux. • S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. • S37 : Porter des gants appropriés. • S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Essais de détermination d'activité antimicrobienne

Activité bactéricide	NF EN 1040 NF EN 13727 Conditions de saleté AFNOR XPT 72-301/171 Conditions de saleté spectre 4
Activité fongicide	Actif sur Candida albicans Norme européenne NF EN 1275 (essai partiel)
Activité virucide	Testé sur HIV 1 (Institut Pasteur Lille)

[GB] Pre-disinfecting detergent for the decontamination of dental and medical instruments prior to sterilisation. Eliminates rapidly blood, pus and proteins prior to its enzymatic action.

DIRECTIONS :

- Dilute Dento-Viractis 55 in hot tap water (30-60°C) (5g per litre of water : 0.5% dilution). The graduated measuring device supplied with each bucket allows to prepare bath of 3 L, 5 L or 10 L of solution.
- Completely immerse the soiled instruments for 15 minutes.
- Rinse thoroughly with tap water.

The instruments don't have to be cleaned before immersion in the Dento-Viractis 55 bath. The solution should be renewed after each use.

ACTIVE INGREDIENTS :
Didecylidimethylammonium chloride – Surfactants – Proteolytic enzyme.

STORAGE :
Store in a dry place. Keep away from cold.

PRECAUTIONS :
Contains Sodium carbonate, Didecylidimethylammonium chloride, Non ionic surfactants. • R36/38 : Irritates the eyes and the skin. • S24/25 : Avoid all contact with the skin and eyes. • S26 : In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water and consult a specialist. • S37 : Wear appropriate gloves. • S60 : Eliminate the product and its container like an hazardous component.

Tests for the determination of antimicrobial spectrum

Bactericidal activity	NF EN 1040 NF EN 13727 Dirty conditions AFNOR XPT 72-301/171 Dirty conditions 4 strains
Fungicidal activity	Active on Candida albicans according to European Norm NF EN 1275 (partial test)
Virucidal activity	Tested on HIV 1 (Lille Pasteur Institute)

LOT



[E] Detergente pre-desinfectante para los instrumentos dentales y el material médico-quirúrgico antes de la esterilización. Garantiza una eliminación por inmersión de la sangre, el pus y las proteínas.

MODO DE EMPLEO :

- Diluir Dento-Viractis 55 en agua del grifo caliente (30-60°C), a razón de 5g por litro de agua (dilución al 0,5%). El dosificador graduado incluido en cada cubo permite preparar baños de 3 L, 5 L o 10 L de solución.
- Sumergir completamente los instrumentos manchados durante 15 minutos.
- Enjuagar abundantemente con agua del grifo.

No es necesario limpiar los instrumentos antes de su inmersión en el baño de Dento-Viractis 55. La solución debe renovarse después de cada utilización.

PRINCIPIOS ACTIVOS :
Cloruro de didécildimetilammonio – Tensioactivos – Enzima proteolítica.

ALMACENAMIENTO :
Conservar en un lugar seco. No guardar en el frigorífico.

PRECAUCIONES :
Contiene Carbonato de sodio, Cloruro de didécildimetilammonio, Tensioactivo no iónico. • R36/38 : Irritante para los ojos y la piel. • S24/25 : Evitar todo contacto con la piel y los ojos. • S26 : En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua y consultar a un especialista. • S37 : Llevar guantes adecuados. • S60 : Eliminar el producto y su recipiente como unos residuos peligrosos.

Ensayos de determinación de actividad antimicrobiana

Actividad bactericida	NF EN 1040 NF EN 13727 Condiciones de suciedad AFNOR XPT 72-301/171 condiciones de suciedad espectro 4
Actividad fongicida	Activo sobre Candida albicans Según la Norma Europea NF EN 1275 (análisis parcial)
Actividad virucida	Probado sobre VIH 1 (Instituto Pasteur Lille)

[P] Detergente pré-desinfectante para instrumentos dentarios e material médico-cirúrgico antes da esterilização. Assegura uma eliminação através da imersão do sangue, do pus e das proteínas.

MODO DE UTILIZAÇÃO :

- Diluir Dento-Viractis 55 em água quente da torneira (30-60°C), juntando 5g por cada litro de água (diluição a 0,5%). O medidor graduado incluído em cada balde permite preparar banhos de 3 L, 5 L ou de 10 L de solução.
- Imergir completamente os instrumentos sujos durante 15 minutos.
- Enxaguar abundantemente com água da torneira.

Não é necessário limpar os instrumentos antes de os imergir no banho de Dento-Viractis 55. A solução deve ser renovada após cada utilização.

PRINCIPIOS ACTIVOS :
Cloruro de didécildimetilammonio – Tensioactivos – Enzima proteolítica.

ARMAZENAMENTO :
Conservar em local seco. Não armazenar em locais frios.

PRECAUCOES :
Contiene Carbonato de sodio, Cloruro de didécildimetilammonio, Tensioactivo não iónico. • R36/38 : Irritando para os olhos e a pele. • S24/25 : Evitar o contacto com a pele e os olhos. • S26 : No caso de contacto com os olhos, imediata e abundantemente lavar com a água e consultar um especialista. • S37 : Llevar luvas adequadas. • S60 : Eliminar o produto e o seu recipiente como um desperdício perigoso.

Ensaio de determinação da actividade antimicrobiana

Actividade bactericida	NF EN 1040 NF EN 13727 condicoes de sujidade AFNOR XPT 72-301/171 condicoes de sujidade espectro 4
Actividade fongicida	Activo sobre Candida albicans Norma Europea NF EN 1275 (ensaio parcial)
Actividade virucida	Teste no HIV 1 (Instituto Pasteur em Lille)

10-01V/DV/2007-03

2 KG



Xi - Irritant
Irritant
Irritante

CFPM
2 bis, chemin du Loup
93290 Tremblay-en-France - FRANCE

0 1 2 0 Tel : +33 (0)1 45 91 31 82

Marquage CE 0120 obtenu en 07/2001 - Version: 1.0

Sortie couleur à 100% de la taille réelle.

60, rue Boursault 75017 PARIS Tél.: 01 47 42 81 81 • Fax: 01 47 42 82 02	
REF. ENJOY DESIGN:	DENV0407_DENTOVIRACTIS_55_2KG
TITLE	DENTOVIRACTIS
SUBTITLE	55
DIMENSIONS	175 x 130 x 180 mm
ml / g	2 KG
Contact	Samy
MARKETING APPROVAL	
<p>*Do not match printed material to the colors & the simulated background patterns of this electronic document, they are just for layout purpose. USE INSTRUCTIONS BELOWS. *Do not match printed material to the colors & the simulated background patterns of this electronic document, they are just for layout purpose. USE INSTRUCTIONS BELOWS.</p>	
ARTWORK	Vincent M. 28/03/07
COLORS QUADRI 	
PANTONE 	

MODIFIED	EXPLICATIONS
30/03/2007	Modif de texte SAMY
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
FINISHED	LIEU DE LIVRAISON
-	GACD 25, Rue bleue - 75009 PARIS

SUPPORT PAPIER MÉTALLISÉ (ne pas imprimer)