

## FR

Ce produit assure une forte stabilisation ligamentaire pour les chevilles grâce à la plaque de caoutchouc insérée à l'intérieur de l'attelle.

### FABRICATION

- Néoprène 3 mm (néoprène 80 %, nylon jersey 20 %).
- Tissu : Lycra textile tissé (55 % polyamide, élasthanne 45 %).

### IMPORTANT : CONSEILS ET MISES EN GARDE

- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à haute température. Par conséquent, ne pas utiliser à plus de 120°C.
- Si vous souhaitez apporter des modifications sur le produit pour votre confort, demandez à votre médecin ou au revendeur.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans les cas précédemment cités et ne peut être combiné avec d'autres produits.
- L'utilisation de produits en néoprène ne doit pas dépasser les 3-4 heures.
- Dans tous les cas, ne pas utiliser au delà de 8 heures (sauf avis contraire de votre médecin).

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Avant lavage, repliez les bandes velcro sur les bandes scratch, et retirez les éléments secondaires accrochés (comme les jointures).
- Ne pas passer au lave-linge. Lavage uniquement à la main, à 40°C.
- Ne pas utiliser de Javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas sécher en machine. Séchez uniquement à l'air libre.
- Ne pas utiliser de fer à repasser.
- Après le lavage, assurez vous que le produit est sec avant de l'utiliser.

### MODE D'EMPLOI

- Assurez vous que la taille du produit est adaptée à votre taille.
- Ouvrez la bande velcro et enfitez le produit sur votre cheville en s'assurant que le talon est bien placé à l'endroit prévu à cet effet.

## ES

Se asegura la estabilidad de los ligamentos del tobillo gracias al placa de caucho insertada en el interior de la férula ortopédica.

### FABRICACIÓN

Neopreno : 3 mm (neopreno 80 %, nilón Jersey 20 %).  
Tejido : Lycra textil tejido (55 % poliamida, elastano 45 %).

### IMPORTANTE : CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

- Este producto no esta concebido para una utilización por alta temperatura. Por lo tanto, no utilizar a más 120 °C.
- Si desean modificar el producto para su comodidad, pedir a su médico o al minorista.
- Este producto debe ser utilizado solamente en los modos citados anteriormente y no puede ser combinado con otros productos.
- La utilización de productos en neopreno no debe pasar las 3-4 horas. En todos los casos, no utilizar más allá de 8 horas (salvo objeciones de su médico).

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes del lavado, doblan las bandas velcros sobre las bandas scratch y quitar los elementos secundarios colgados (como las esquinas).
- No lavar a máquina. Sólo lavado a mano a 40°C.
- No utilice lejía.
- No lavar en seco.
- No usar secadora. Sólo secado al aire libre.
- No utilice el hierro.
- Tras el lavado, garantizan que el producto esta seco antes de utilizarlo.

### MODO DE EMPLEO

- Verificar que el tamaño del producto esta adaptado a su talla.
- Abre la banda velcro e colocar el producto sobre su tobillo garantizando que el talón esta bien colocado en el lugar previsto a tal efecto.

## GB

Provide strong stabilization for ankles with the rubber plate inserted in the malleolus area.

### MATERIAL

Neopren group: 3 mm (neoprene 80 %, nylon jersey 20 %).  
Woven group: Lycra woven textile (55 % polyamide, 45 % elastan).

### IMPORTANT ADVISES AND WARNINGS

- This product is not burn protected. It will lose its characteristics by high temperature. Therefore do not use above 248°F.
- If you want to make changes for your comfort, please ask to your doctor or where you purchased the product.
- this product can not be used out of its own utility and cannot be combined with other products, only use with its original utilities.
- Usage of neoprene products is not allowed for more than 3-4 hours.
- In any case, do not use more than 8 hours (unless otherwise specified by your doctor). Please only use with doctor advice.

### WASHING INSTRUCTIONS

- Please close the velcro bands if there are and take out the removable support (like joint parts...).
- Do not put in washing-machine. Only handwash it at 104°C.
- Do not use bleach.
- No dry-cleaning.
- Do not use dryer.
- No ironing.
- After the wash please be sure that it is totally dry before the use.

### UTILITY OF THE PRODUCT

- Please be sure the size of the product is exactly your size.
- Open the velcro and put the product on your ankle, making sure the heel is well placed in the space provided.

## NL

Dit product kan gebruikt worden in de volgende gevallen

- Stabiliteits van de enkel tijdens de activiteit
- Verstuiking of tendinitis van de enkel
- Bescherming postoperatieve
- Herstel van enkelband.

### MATERIAAL

Neopreen : 3mm (neopreen 80 %, nylon jersey 20 %).  
Stof : Lycra weefsel (55 % polyamide, 45 % elastaan).

### BELANGRIJK : TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Dit product is niet ontworpen voor het tweetalige hoge temperatuur. Daarom gebruik niet meer dan 248°F.
- Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het product voor uw comfort te maken, vraag dan uw arts of dealer.
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gevallen reeds aangehaald, en kan niet gecombineerd worden met andere producten.
- Het gebruik van neopreen producten mag niet meer dan 3-4 uur. In ieder geval, niet te gebruiken na 8:00 (tenzij anders voorgeschreven door uw arts).

### WASINSTRUCTIES

- Voordat u gaat wassen, vouw de klittenband op de tapes scratch. Verwijder secundaire elementen die bevestigd zijn (zoals joins).
- Niet reinigen in wasmachine. Handen wassen alleen, op 104°F.
- Gebruik geen bleekmiddel.
- Geen droge reiniging.
- Geen drogen in droogtrommel.
- Niet strijken.
- Na het wassen, zorgen dat het product droog is voor gebruik.

### INSTRUCTIES

- Zorg dat de grootte van het product is afgestemd op uw maat.
- Open het klittenband en het product op je enkels en zorg ervoor dat de hiel is goed geplaatst in de ruimte voor dit doel.