



**D**

Die Ruhigstellung ist ein Grundprinzip bei der Behandlung von Verletzungen und Überbelastungen, da der Gesundungsprozess wesentlich beschleunigt und Folgeschäden vorgebeugt wird. Hartrahmen-Knieorthesen unterstützen geschädigte Gewebestrukturen (Gelenke, Bänder, Kapseln, Knorpel), stabilisieren, führen und tragen somit zum positiven Genesungsprozess bei.

**Gebrauchsanleitung:**

Vor dem Anlegen der Orthese bitte die Streck- und Beugesperren am medialen und lateralen Zahnsegmentgelenk einstellen. Die Streckung ist werkseitig auf 0° eingestellt.

Ein anderer Extensions- bzw. Flexionsanschlag kann montiert werden, indem die Montageschraube gelöst, der werkseitig eingelegte Begrenzungskeil entfernt, der gewünschte Begrenzungskeil eingesetzt und mit der Montageschraube befestigt wird.

Danach sämtliche Fixiergurte öffnen und die Orthese am leicht gebeugten Bein anlegen. Die Orthese dabei so positionieren, dass der Drehpunkt der Orthesengelenke in Horizontalebene auf Höhe der Mitte der Patella und in der Vertikalebene entlang der Kompromissachse nach Nierert (Verhältnis 40:60) liegt.

Zuerst den frontalen Verschluss am Oberschenkel so schließen, dass die Orthese nicht nach hinten verrutschen kann. Danach wird der frontale Infrapatellarverschluss am Unterschenkel geschlossen. Die Fixiergurte – der Reihe nach – von unten nach oben verschließen.

**Anpassung des Metallrahmens und der Tibiaspange:**

Die Orthese kann bei Bedarf an die Physiognomie des Patienten angepasst werden. Dazu kann der Metallrahmen angeschränkt und die bei 130 °C thermoplastische Tibiaspange mittels Heißluftpistole erhitzt werden. **Bei der Anformung / Verformung des Aluminiumrahmens ist vor Auslieferung an den Patienten unbedingt auf die Parallelität der mechanischen Gelenke in allen Ebenen zu achten, da sonst die Funktion der mechanischen Gelenke beeinträchtigt werden kann.**

**Indikationen:** Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Genu recurvatum, funktioneller prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder).

**Kontraindikationen:**

Periphere Arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen Körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperschnitt.

**Materialzusammensetzung:**

60 % Aluminium, 22 % Nylon, 18 % Polyurethan

**Wichtiger Hinweis:**

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden.

Bei Taubheitsgefühl Orthese lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen. Beim Auftreten von Druckstellen, Hautabschürfungen oder ähnlichem, den Sitz der Orthese unverzüglich von Ihrem Orthopädiotechniker oder Arzt überprüfen lassen.

**Sicherheitshinweis:**

Gemäß Medizinproduktgesetz erlischt die Produkthaftung des Herstellers bei Wiedereinsatz und/oder Aufbereitung durch den Leistungsgeber.

**GB**

Immobilisation is a basic principle in the treatment of injuries and overstrain since it greatly accelerates the recovery process and prevents secondary complications. Hard-frame knee braces support damaged tissue structures (joints, ligaments, capsules, cartilage), stabilise, guide and hold, thereby contributing to a positive recovery process.

**Contraindications:**

Peripheral arterial disease (PAD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body.

**Instruction for use:**

Before fitting the brace please set the extension and flexion locks on the medial and lateral tooth segment joint. The extension is preset to 0°.

A different extension or flexion stop can be set by loosening the pre-

inserted mounting screw, removing the limitation wedge and secur-

ing with the mounting screw.

Then open all the fixing straps and fit the brace with the leg slightly flexed. Position the brace such that the rotation point of the brace joints is in the horizontal plane at the height of the middle of the patella and in the vertical plane along the Nierert compromise axis

(ratio 40:60).

In case of doctor's order to wear brace during night, avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen brace and remove if necessary.

If complaints continue, please contact the doctor.

If pressure points, abrasions or similar occur, have your orthopaedic technician or doctor check the fit of the brace immediately.

**Composition:**

60 % Aluminium, 22 % nylon, 18 % polyurethane

**Important instructions:**

No reutilization – this medical device is meant for the care of one patient only.

Ouvrez ensuite la sangle de fixation et appliquez l'orthèse sur la jambe légèrement pliée. Ce faisant, placez l'orthèse de manière à ce que l'axe de rotation de l'articulation de l'orthèse se trouve, au plan horizontal, au niveau du milieu de la rotule, et au plan vertical, le long de l'axe de compromis de Nierert (rapport 40/60).

First adjust the frontal fastener on the thigh such that the brace can-

not slide backwards. Then close the frontal infrapatellar fastener on

the lower leg. Close the fixing straps – one by one - from bottom to

top.

**Safety information:**

The brace can be adapted to the patient's physiognomy as desired. This is done by bending the metal frame and heating the tibia clasp which is thermoplastic at 130 °C with a hot air gun. **When shaping/bending the aluminium frame, it is essential to ensure that the mechanical joints are parallel in all planes, otherwise the function of the mechanical joints may be impaired.**

**Adaptation du cadre métallique et de la broche tibiale:**

L'orthèse peut au besoin être adaptée à la morphologie du patient. Pour ce faire, le cadre métallique peut être raccourci et la broche tibiale thermoplastique peut être chauffée à 130 °C au pistolet à air chaud. **Avant la livraison au patient, il faut, lors du façonnage / du formage du cadre en aluminium, impérativement veiller au parallélisme des articulations mécaniques sur toutes les surfaces, sinon cela pourrait nuire au bon fonctionnement des articulations mécaniques.**

**F**

La mise au repos est un principe fondamental du traitement des blessures et des sollicitations excessives car elle favorise le processus de guérison de manière significative et prévient les lésions consécutives. Les orthèses du genou à cadre rigide soutiennent les structures lésées (articulations, ligaments, capsule, cartilage), stabilisent et guident l'articulation et contribuent ainsi au processus de guérison.

**Mode d'emploi:**

Avant de placer l'orthèse, placez les dispositifs anti-flexion et anti-extension sur la partie médiale et latérale de l'articulation à secteur denté. L'angle est réglé par défaut à 0°.

Il est possible de régler une butée d'extension ou de flexion différente en desserrant la vis de montage, en enlevant le taquet d'origine, en montant le taquet en position souhaitée et en le fixant avec la vis de montage.

Ouvrez ensuite la sangle de fixation et appliquez l'orthèse sur la jambe

légèrement pliée. Ce faisant, placez l'orthèse de manière à ce que l'axe de rotation de l'articulation de l'orthèse se trouve, au plan horizontal, au niveau du milieu de la rotule, et au plan vertical, le long de l'axe de compromis de Nierert (rapport 40/60).

First adjust the frontal fastener on the thigh such that the brace can-

not slide backwards. Then close the frontal infrapatellar fastener on

the lower leg. Close the fixing straps – one by one - from bottom to

top.

**Composition des matières:**

60 % Aluminium, 22 % nylon, 18 % polyuréthane

**Note importante:**

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient. Si le médecin a prescrit de porter l'orthèse pendant la nuit, évitez de gêner la circulation du sang. En cas de sensation d'engourdissement, relâchez l'orthèse ou enlevez-le, si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de troubles persistants.

En cas d'apparition de points de pression, d'éraflures ou autres pro-

blèmes, faites immédiatement contrôler la position des écisses par

votre orthopédiste ou votre médecin.

**Remarque de sécurité:**

Conformément à la législation relative aux produits médicaux, la ga-

rantie concédée par le fabricant sur le produit cesse en cas de réuti-

lisation et/ou de reconditionnement par le prestataire.