

PROTO-CAM



D Gebrauchsanweisung

Gesichtsschutzschild

Proto-Cam bietet einen optimalen Gesichtsschutz für Nase, Mund und Augen. Sehr gute optische Sicht durch hochwertigen Kunststoff kombiniert mit hohem Tragekomfort.

- Hohe Kratzfestigkeit
- Keine Reflektion
- Kein Vergilben
- Anti-Beschlag-Beschichtung

Schild in die Klammern der Brillenfassung festklemmen, zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen (Zeichnung 1). Das Schild ist höhenverstellbar (Zeichnung 2). Die Schilder können mehrmals verwendet werden. Mit verdünnter Seifenlösung reinigen. Aufgrund der eingeschränkten Chemikalienbeständigkeit empfehlen wir zur Desinfektion unser Astro-Clean.



Proto-Cam weiß

1 Bügel mit 5 Schutzschilden

REF 355 535

Proto-Cam blau transparent

1 Bügel mit 5 Schutzschilden

REF 355 546

Proto-Cam

1 Packung mit 5 Ersatzschilden

REF 355 536



PROTO-CAM



GB Instructions for Use

Face Protection Shield

Proto-Cam offers an optimal protection for nose, mouth and ears. High-quality plastic combined with a high wearing comfort guarantee a very good view.

- High scratch resistance
- No reflection
- No yellowing
- Anti-fog coating

Lock shield into the clamps of the spectacle frame, first on one side, then on the other (drawing 1). The shield is adjustable in height (drawings 2). The shield may be used several times. Clean with diluted soap solution. Due to the limited chemicals resistance, we recommend our Astro-Clean for disinfection.



Proto-Cam white	1 temple with 5 shields	REF 355 535
Proto-Cam transparent blue	1 temple with 5 shields	REF 355 546
Proto-Cam	1 pack with 5 replacement shields	REF 355 536



PROTO-CAM



F Mode d'emploi

Visière de protection totale

La visière de protection Proto-Cam offre une protection complète du nez, de la bouche et des yeux, sans entraver la vue. Très bonne vision grâce à un matériau plastique de haute qualité. Proto-Cam est très agréable à porter.

- Haute résistance au grattage
- Non-réfléchissant
- Ne jaunit pas avec le temps
- Coating anti-buée

Clipser la visière dans les pinces de la monture, d'abord d'un côté, puis de l'autre (Fig. 1). La visière est réglable en hauteur (Fig. 2). Les visières peuvent être utilisées plusieurs fois. Nettoyer avec une solution savonneuse diluée. Vu le peu de résistance aux produits chimiques, nous recommandons de désinfecter avec notre produit Astro-Clean, qui ne détruit pas le coating anti-buée.



Proto-Cam blanc

1 monture et 5 visières

REF 355 535

Proto-Cam transparent bleuté

1 monture et 5 visières

REF 355 546

Proto-Cam rechange

Boite de 5 visières

REF 355 536



PROTO-CAM


E Modo de empleo

Pantalla de protección facial

Proto-Cam ofrece una protección facial óptima para nariz, boca y ojos. Gracias al plástico de alta calidad se garantiza una visión óptima, además de una gran comodidad.

- Alta resistencia al rayado
- No reflectante
- No amarillea
- Revestimiento anti-vaho

Fijar la pantalla en las pinzas de la montura de las gafas, primero por un lado y luego por el otro (figura 1). Es posible ajustar la altura de la pantalla (figura 2). Las pantallas se pueden utilizar varias veces. Limpiar se pueden utilizar varias veces. Limpiar con una solución de jabón diluida. Debido a la limitada resistencia a sustancias químicas, recomendamos Astro-Clean para su desinfección.



Proto-Cam blanco

1 montura con 5 pantallas de protección

REF 355 535

Proto-Cam azul transparente

1 montura con 5 pantallas de protección

REF 355 546

Proto-Cam

1 caja con 5 pantallas de protección

REF 355 536

