

# SPORT-ELEC®

## INSTITUT

FR

### CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS

- Luxation d'épaule
- Maintien post opératoire
- Épaule douloureuse
- Épaule neurologique
- Immobilisation de l'épaule
- Soutien de bras
- Bande thoracique pour immobilisation du coude au corps
- L'attelle a pour objectif de fixer le bras au corps, l'avant bras perpendiculaire au bras et de soutenir celui-ci.

### FABRICATION

Néoprène : 3 mm, microfibre élastique, fil d'acier, bâton en plastique, une bande velcro.

### IMPORTANT : CONSEILS ET MISES EN GARDE

- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à haute température. Par conséquent, ne pas utiliser à plus de 120°C.
- Si vous souhaitez apporter des modifications sur le produit pour votre confort, demandez conseil à votre médecin ou à votre revendeur.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans les cas précédemment cités et ne peut être combiné avec d'autres produits.
- L'utilisation de produits en néoprène ne doit pas dépasser 3-4 heures. Dans tous les cas, ne pas utiliser au delà de 8 heures (sauf avis contraire de votre médecin).

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Avant lavage, repliez les bandes velcro sur les bandes scratch, et retirez les éléments secondaires accrochés (comme les jointures).
- Ne pas passer au lave-linge. Lavage uniquement à la main, à 40°C.
- Ne pas utiliser de Javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas sécher en machine. Séchez uniquement à l'air libre.
- Ne pas utiliser de fer à repasser.
- Après le lavage, assurez vous que le produit est sec avant de l'utiliser.

### MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la taille du produit est adaptée à votre taille.
- Enfilez le gilet.
- Placez votre bras avec 1 angle de 90° sous la poitrine et rabattez la bande velcro sur le gilet en fonction de la taille de votre bras.
- Croisez les bandes velcro situées dans votre dos et ramenez-les vers l'avant pour les fixer sur votre bras. Veillez à ce que votre bras soit correctement maintenu à 90°. Le maintien doit être confortable.
- Pour renforcer la sécurité et éviter que votre bras ne bouge, fixez la dernière bande autour de votre torse.



GB

### THE PRODUCT CAN BE USE IN THOSE CASE

- Dislocated shoulder
- Maintaining post operative
- Painful shoulder,
- Neurological shoulder
- Shoulder Immobilization
- Arm Support.
- Thoracic strap for immobilization of the elbow to the body.
- The splint has to fix the arm to the body, the forearm perpendicular to the arm to support it.

### MATERIALS

Neoprene group : 3 mm, micro elastic fibre, steel wire, plastic stick, velcro bands.

### IMPORTANT ADVISES AND WARNINGS

- This product is not burn protected. It will lose its characteristics by high temperature. Therefore do not use above 248°F.
- If you want to make changes for your comfort, please ask to your doctor or where you purchased the product.
- This product can not be used out of its own utility and cannot be combined with other products, only use with its original utilities.
- Usage of neoprene products is not allowed for more than 3-4 hours. In any case, do not use more than 8 hours (unless otherwise specified by your doctor).

### WASHING INSTRUCTIONS

- Please close the velcro bands if there are and take out the removable support (like joint parts...).
- Do not put in washing-machine. Only handwash it at 104°F.
- Do not use bleach.
- No dry-cleaning.
- Do not use dryer.
- No ironing.
- After the wash please be sure that it is totally dry before the use.

### UTILITY OF THE PRODUCT

- Please be sure the size of the product is exactly your size.
- Put on the jacket.
- Then place your arm with an angle of 90° below the chest and fold down the velcro strip on the jacket according to the size of your arms.
- Cross both velcro strips located in your back and swing forward to fix them on your arm. Make sure your arm is properly maintained at 90°. You should feel comfortable.
- For enhanced security and to avoid any moves of your arm, set the last velcro strip around your chest going underneath your unrestrained arm.

ES

### ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Luxación de hombro
- Mantenimiento post operatorio
- Hombro doloroso
- Hombro neurológico
- Inmovilización del hombro
- Apoyo de brazo.
- Banda torácica para inmovilización del codo al cuerpo.
- El atelle tiene por objetivo de fijar el brazo en el cuerpo, el ante brazo perpendicular al brazo y de sostener éste.

### FABRICACIÓN

Neopreno : 3 mm, microfibras elásticas, alambre, palillo en plástico, venda velcro.

### IMPORTANTE : CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

- Este producto no está concebido a una utilización por alta temperatura. Por lo tanto, no utilizar a más 120°C
- Si desean modificar el producto para su comodidad, pedir a su médico o al minorista.
- Este producto debe ser utilizado solamente en los modos citados anteriormente y no puede ser combinado con otros productos.
- La utilización de productos en neopreno no debe pasar las 3-4 horas. En todos los casos, no utilizar más allá de 8 horas (salvo objeciones de su médico).

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes del lavado, doblan las bandes velcos sobre las bandes scratch y quitar los elementos secundarios colgados (como las esquinas).
- No lavar a máquina. Sólo lavado a mano a 40°C.
- No utilice lejía.
- No lavar en seco.
- No usar secadora. Sólo secado al aire libre.
- No utilice el hierro.
- Tras el lavado, garantizan que el producto esta seco antes de utilizarlo.

### MODO DE EMPLEO

- Verificar que el tamaño del producto esta adaptado a su talla.
- Colocarse el chaleco.
- Coloque su brazo con 1 ángulo de 90° bajo el pecho y baja la banda velcro sobre el chaleco en función del tamaño de su brazo.
- Cruce las bandes velcro situadas en su espalda y trae las al frente para fijarlas en su brazo. Vele a que su brazo esté mantenido correctamente a 90°. El mantenimiento debe ser cómodo.
- Para reforzada la seguridad y evitar que su brazo se mueve, fijar la última banda en torno a su pecho.

NL

### DIT PRODUCT KAN GEBRUIKT WORDEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN

- Schouderluxatie
- Onderhouden van post-operatieve
- Pijn in de schoude
- Schouder neurologische
- Immobilisatie van de schouder
- Ondersteuning arm.
- Thorax riem voor immobilisatie van de elleboog tegen het lichaam.
- Het doel is om de arm splint is bevestigd aan het lichaam, de onderarm loodrecht op de arm en ondersteunen.

### MATERIAAL

Neopreen : 3 mm Micro elastische vezels, draad, plastic staafje, velcro.

### BELANGRIJK : TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Dit product is niet ontworpen voor het tweekalige hoge temperatuur. Daarom gebruik niet meer dan 248°F.
- Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het product voor uw comfort te maken, vraag dan uw arts of dealer.
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gevallen reeds aangehaald, en kan niet gecombineerd worden met andere producten.
- Het gebruik van neopreen producten mag niet meer dan 3-4 uur. In ieder geval, niet te gebruiken na 8:00 (tenzij anders voorgeschreven door uw arts).

### WASINSTRUCTIES

- Voordat u gaat wassen, vouw de klittenband op de tapes scratch. Verwijder secundaire elementen die bevestigd zijn (zoals joins).
- Niet reinigen in wasmachine. Handen wassen alleen, op 104°F.
- Gebruik geen bleekmiddel.
- Geen droge reiniging.
- Geen drogen in droogtrommel.
- Niet strijken.
- Na het wassen, zorgen dat het product droog is voor gebruik.

### INSTRUCTIES

- Zorg dat de grootte van het product is afgestemd op uw maat.
- Org ervoor dat de grootte van het product is afgestemd op uw maat.
- Zet op de vest. Leg je arm met een hoek van 90° onder de borst en vouw de klittenband op het vest naar gelang van de grootte van uw arm.
- Kruis je klittenband in je rug en breng ze naar voren om hen veilig op je arm. Zorg ervoor dat je arm is goed onderhouden bij 90°. Het onderhoud dient te worden gerust.
- Om de veiligheid verhogen en houd uw arm niet meer bewegen, de laatste band rond je romp te bevestigen.

SPORT-ELEC® INSTITUT - 27520 BOURGTHEROULDE - FRANCE

[www.sport-elec.com](http://www.sport-elec.com)



Made in Turkey