



SANI-CLOTH® AF3

GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE / TOALLITA GERMICIDA DESECHABLE

Bactericidal, Tuberculocidal, Virucidal** in 3 minutes / Bactericida, Tuberculocida, Antivírico** en 3 minutos

REORDER NO. P1450P

♦ **Bacteria / Bacteria**

■ *Bordetella bronchiseptica* ■ *Bordetella pertussis* ■ *Burkholderia cepacia*
■ *Campylobacter jejuni* ■ *Enterobacter aerogenes* ■ *Escherichia coli* O157:H7
■ *Escherichia coli* ■ *Klebsiella pneumoniae* ■ *Listeria monocytogenes*
■ *Proteus vulgaris* ■ *Pseudomonas aeruginosa* ■ *Salmonella enterica*
■ *Serratia marcescens* ■ *Shigella dysenteriae* ■ *Staphylococcus aureus*
■ *Streptococcus pyogenes* ■ *Vibrio cholera* ■ *Yersinia enterocolitica*

♦ **Multi-Drug Resistant Bacteria / Bacteria Resistente a Drogas Múltiples**

■ *Acinetobacter baumannii*, Multi-Drug Resistant ■ Community Acquired Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (CA-MRSA) NARSA NRS123 (Genotype USA 400) ■ Community Acquired Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (CA-MRSA) NARSA NRS384 (Genotype USA 300) ■ ESBL Resistant *Escherichia coli* ■ *Escherichia coli* - NDM-1 Positive CDC 1001728 ■ ESBL Resistant *Klebsiella pneumoniae* ■ *Klebsiella pneumoniae* - Carbapenem Resistant ■ *Klebsiella pneumoniae* - NDM-1 Positive CDC 1000527 ■ Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) ■ *Streptococcus pneumoniae* - Penicillin Resistant ■ Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VRSA) NARSA VRS1 ■ Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)

♦ **Viruses** / Virus****

■ **Avian Influenza A H5N1 virus ■ **Cytomegalovirus, Strain AD-169
■ **Herpes simplex virus, type 2, Strain G ■ **Human Coronavirus, Strain 229E
■ **Influenza A virus/Hong Kong Strain ■ **Influenza B virus, Strain B/Hong Kong /5/72 ■ **Respiratory syncytial virus (RSV), Strain Long ■ **Rotavirus Strain WA ■ Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A Virus

♦ **Bloodborne Pathogens / Patógenos de Transmisión Sanguínea**

■ **Hepatitis B virus (HBV) - Duck HBV
■ **Hepatitis C virus (Human)(HCV) - Bovine Diarrhea Virus†
■ **HIV-1 (AIDS virus)† Strain HTLV-III_B

♦ **Pathogenic Fungi / Hongos Patogénicos**

■ *Candida albicans*

♦ **TB / TB**

■ *Mycobacterium bovis* - BCG (TB)

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTES ACTIVOS

n-Alkyl (68% C ₁₂ , 32% C ₁₄) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides.....	0.14%
n-Alkyl (60% C ₁₄ , 30% C ₁₆ , 5% C ₁₂ , 5% C ₁₈) dimethyl benzyl ammonium chlorides.....	0.14%
OTHER INGREDIENTS / OTROS INGREDIENTES	99.72%
TOTAL / TOTAL	100.00%

Does not include the weight of the wipe / No incluye el peso de la toallita

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

See back panel for additional
precautionary statements

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

Vea el panel posterior para declaraciones
preventivas adicionales



(01)10310819001264

Net Contents / Contenido Neto

130 Extra Large Wipes / Toallitas Extra Grandes
7.5 x 15.0 in (19.0 x 38.1 cm) / 7,5 x 15,0 pulg. (19,0 x 38,1 cm)
Net Wt. 4 lb 4.4 oz (1.94 kg) / Peso Neto 4,0 lb 4,4 oz (1,94 kg)



***KILLS HIV-1 (AIDS VIRUS), HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV) ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS AND PRE-CLEANED EXTERNAL SURFACES OF ULTRASOUND TRANSDUCERS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS** in three (3) minutes at room temperature (68°-77°F) in healthcare or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) (associated with AIDS), Hepatitis B Virus (HBV) and Hepatitis C Virus (HCV).

Areas of use: Hospital and Healthcare Settings: Ambulances, Ambulatory Surgical Centers (ASC), Dental Offices, Dialysis Clinics, Healthcare Settings, Home Health Care, Hospitals, Laboratory, Nursing homes, Physician's offices and Rehabilitation.

Critical Care Areas: CCU, Emergency Rooms, E.R., ICU, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Operating Rooms, Pediatric Intensive Care Units (PICU) and Surgery. **Hospital, Healthcare, and Critical Care Use Sites:** May be used on hard nonporous surfaces of: bed railings; blood glucose meters; cabinets; carts; chairs; counters; dental unit instrument trays; exam tables; gurneys; infant incubators; infant warmers; isolettes; IV poles; operating room tables and lights; physical therapy (PT) equipment surfaces; stethoscopes; stretchers; tables; telephones; toilet seats; and hard nonporous outside surfaces of ultrasound transducers and probes.

This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This product may be used to preclean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to sterilization or high level disinfection.

To Dispense Wipes: Remove the lid from the pail. Press open the dispenser at center of the lid. Open the refill pack. Locate the first wipe at the center of the roll. Feed the first wipe through the dispensing orifice. Reapply the lid to the pail. Dispense the wipe.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

CLEANING AND DEODORIZING: Wipe surface with towelette until clean.

Let air dry.

For disinfecting hard non-porous surfaces only.

TO DISINFECT: Use a wipe to remove heavy soil. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipe(s) if needed to assure continuous 3 minute wet contact time.

ULTRASOUND TRANSDUCERS: For use on external surfaces of Ultrasound Transducers only

To disinfect: Pre-clean ultrasound gel from external transducer to be disinfected by using a clean wash cloth. Then thoroughly wet the probe with a towelette. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipe(s) if needed to assure continuous 3 minute wet contact time. Let air dry.

***SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HEPATITIS B VIRUS AND HEPATITIS C VIRUS OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS**

Personal protection: When using this product, wear disposable protective

gloves, protective gowns, face masks, or eye coverings as appropriate when handling HIV-1 (AIDS Virus), HBV or HCV infected blood or body fluids.

Cleaning procedure: All blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before disinfection by the germicidal cloth. Open, and unfold first germicidal cloth to remove heavy soil.

Disposal of infectious materials: Dispose of used towelette in accordance with local regulations for infectious waste disposal.

Contact time: Use second germicidal cloth to thoroughly wet surface. Allow to remain wet three (3) minutes, let air dry. Although efficacy at a 30 second contact time has been shown to be adequate against HIV-1 (AIDS VIRUS), this time is not sufficient for the other non-HIV organisms listed on this label. Therefore, a 3 minute wet contact time must be used for all listed non-HIV organisms.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Hazards to humans and domestic animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes and clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

FIRST AID

If in eye: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

Storage: Store in a dry location. When not in use keep center cap of lid closed to prevent moisture loss. **Towelette Disposal:** Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet. **Refill Container Disposal:** Triple rinse cracked or broken containers and offer for recycling. If recycling is not available, discard in trash.

EPA REG. NO. 9480-9

EPA EST. NO. 9480-NY-1

MADE IN USA

NOT FOR USE ON SKIN

FOR USE ON HARD NONPOROUS SURFACES ONLY

Manufactured for:

Professional Disposables International, Inc.

Two Nice-Pak Park

Orangeburg, NY 10962-1376

1-800-999-6423

***ELIMINA EL VIH-1 (VIRUS DEL SIDA), EL VIRUS DE HEPATITIS B (VHB) Y EL VIRUS DE HEPATITIS C (VHC) EN SUPERFICIES Y OBJETOS AMBIENTALES PREVIAMENTE LIMPIOS Y DE SUPERFICIES EXTERIORES DE TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDOS PREVIAMENTE LIMPIAS QUE HAN ESTADO SUCIAS CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES** en tres (3) minutos a temperatura ambiental (68°-77°F) en establecimientos de atención médica o en otros entornos en los que exista la expectativa de una probabilidad de ensuciar con sangre o fluidos corporales las superficies y objetos inanimados; y en las cuales dichas superficies y objetos probablemente sucias con sangre o fluidos corporales puedan estar asociados con la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1) (asociado con el SIDA), el Virus Humano de Hepatitis B (VHB) y el Virus Humano de Hepatitis C (VHC).

Áreas de Uso: Establecimientos de Atención Médica y Hospitales: Ambulancias, Servicios Quirúrgicos Ambulatorios, Consultorios Dentales, Clínicas de Diálisis, Establecimientos de Atención Médica, Atención Médica en Casa, Hospitales, Laboratorios, Casas de convalecencia, Consultorios médicos y Centros de rehabilitación.

Áreas de Cuidados Críticos: Unidades Coronarias, Salas de Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos, Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Salas Quirúrgicas, Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y Operaciones.

Lugares de Uso en Hospitales, Atención Médica y Cuidados Críticos: Se puede usar en superficies duras y sin poros de: barandas de camas; medidores de la glucosa sanguínea; gabinetes; carritos; sillas; mesones; bandejas de instrumentos para unidades dentales; mesas de examinación; camillas con ruedas; incubadoras para bebés; isolettes; postes para intravenosas; luces y mesas de salas quirúrgicas; terapia física (TF); superficies de equipo; estetoscopios; camillas; mesas; teléfonos; asientos de inodoro y superficies exteriores duras y sin poros de transductores y sondas de ultrasonidos.

Este producto no se debe usar como un desinfectante de alto nivel o esterilizante final en cualquier superficie o instrumento que (1) sea directamente introducido en el cuerpo humano, ya sea dentro o en contacto con la corriente sanguínea, o en áreas normalmente estériles del cuerpo o (2) tenga contacto con las membranas mucosas intactas pero que normalmente no penetra la barrera sanguínea o de otra forma entra en áreas normalmente estériles del cuerpo.

Para Distribuir las Toallitas: Quite la tapa del bote. Para abrir el distribuidor, presione el centro de la tapa. Abra el paquete de repuesto. Halle la primera toallita en el centro del rollo. Introduzca la primera toallita en el orificio del distribuidor. Coloque la tapa. Distribuya la toallita.

MODO DE EMPLEO El uso de este producto de una manera diferente a la especificada en la etiqueta constituye una violación a la ley federal.

PARA LIMPIAR Y DESODORIZAR: Limpie bien la superficie con la toallita. Deje secar al aire.

Únicamente es para desinfectar superficies duras y sin poros.

PARA DESINFECTAR: Use una toallita para quitar la mugre pesada. Desenvuelva una toallita limpia y moje bien la superficie. La superficie tratada debe permanecer visiblemente mojada durante tres (3) minutos completos. Si necesita, use más toallitas para asegurar que tenga tiempo de contacto mojado de 3 minutos seguidos.

Transductores de Ultrasonidos: Únicamente es para uso en las superficies exteriores de Transductores de Ultrasonidos. Para desinfectar: Con una toallita para lavar limpia, limpie el gel de ultrasonidos del transductor externo que se va a desinfectar. Luego moje bien la sonda con una toallita. La superficie tratada debe permanecer visiblemente mojada durante tres (3) minutos completos. Si necesita, use más toallitas para asegurar que tenga tiempo de contacto mojado de 3 minutos seguidos. Deje secar al aire.

***INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LIMPIAR Y DESCONTAMINAR LAS**

SUPERFICIES Y OBJETOS ENSUCIADOS CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES EN CONTRA DEL VIH-1, EL VIRUS DE HEPATITIS B Y EL VIRUS DE HEPATITIS C.

Protección personal: Cuando utilice este producto y manipule sangre o fluidos corporales infectados con el VIH-1 (virus del SIDA), el VHB o VHC, use según sea apropiado, guantes protectores desechables, batas protectoras, máscaras o gafas protección ocular.

Procedimiento de limpieza: Toda la sangre y los fluidos corporales deben limpiarse bien de las superficies y objetos antes desinfectar con el paño germicida. Abra y desenvuelva el primer paño germicida para quitar el exceso de mugre.

Eliminación de materiales infecciosos: Tire la toallita usada conforme a los reglamentos locales sobre la eliminación de desechos infecciosos.

Tiempo de contacto: Use otro paño germicida para mojar bien la superficie. Deje que permanezca mojada durante tres (3) minutos, deje secar al aire. Aunque se ha demostrado que la eficacia de 30 segundos de contacto es adecuada contra el VIH-1 (VIRUS DEL SIDA), este plazo no es suficiente para los otros organismos que no son del VIH y se listan en esta etiqueta. Por lo tanto, para todos los organismos que se listan y que no son del VIH, se debe usar un tiempo de contacto mojado de tres (3) minutos.

Declaraciones Preventivas Riesgos para los Seres Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada a los ojos.

Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de usarlo y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

Primeros Auxilios Contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un médico o a un centro de control de envenenamiento para obtener asesoría sobre el tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos ni forrajes por medio del almacenamiento y la eliminación. **Almacenamiento:** Almacene en un lugar seco. Cuando no lo esté usando, mantenga la tapita central cerrada para evitar la pérdida de la humedad. Eliminación de la Toallita: No vuelva a usar la toallita. Tire la toallita usada a la basura. No la descargue por el inodoro. **Eliminación del Envase del Repuesto:** Enjuague tres veces los envases vencidos o partidos y entréguelos para que sean reciclados. Si no hay servicio de reciclaje disponible, tirelos a la basura.

Nº de registro con EPA: 9480-9,

Nº del establecimiento 9480-NY-1

Hecho en los EE.UU.

**NO ES UNA TOALLITA PARA LIMPIAR LA PIEL
ÚNICAMENTE ES PARA USO EN SUPERFICIES DURAS Y SIN POROS**

Fabricado para:

Professional Disposables International, Inc.

Two Nice-Pak Park,

Orangeburg, NY 10962-1376

1-800-999-6423

80P14501



(01)10310819001257

NOT FOR USE ON SKIN
FOR USE ON HARD
NONPOROUS
SURFACES ONLY

EPA REG NO. 9480-9
EPA EST. No.: 9840-NY-1

Manufactured for:
Professional Disposables International, Inc.
Two Nice-Pak Park,
Orangeburg, NY 10962-1376 • USA
1-800-999-6423

STORAGE AND DISPOSAL. Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.
Storage: Store in dry location.
Towellette Disposal: Do not reuse towellette. Dispose of used towellette in trash. Do not flush in toilet. **Package Disposal:** Put empty packaging in trash collection.

PRECAUTIONARY STATEMENTS Hazards to humans and domestic animals
CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes and clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
FIRST AID if in eye: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

[†]KILLS HIV-1 (AIDS VIRUS), HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV) ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS AND PRE-CLEANED EXTERNAL SURFACES OF ULTRASOUND TRANSDUCERS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in three (3) minutes at room temperature (68°-77°F) in healthcare or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) (associated with AIDS), Hepatitis B Virus (HBV) and Hepatitis C Virus (HCV).
AREAS OF USE Hospital and Healthcare Settings: Ambulances, Ambulatory Surgical Centers (ASC), Healthcare Settings, Home Health Care, and Hospitals. **CRITICAL CARE AREAS:** CCU, Emergency Rooms, E.R., ICU, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Operating Rooms, Pediatric Intensive Care Units (PICU) and Surgery. **Hospital, Healthcare, and Critical Care Use Sites:** May be used on hard nonporous surfaces of bed railings, blood glucose meters, cabinets, carts, counters, gurneys, IV poles, physical therapy (PT) equipment surfaces, stretchers, tables, telephones, and toilet seats.
This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This product may be used to pre-clean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to sterilization or high level disinfection.

PDI® SANI-CLOTH® AF³
GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE

Bactericidal, Tuberculocidal, and Virucidal** in 3 minutes
Fragrance Free



ACTIVE INGREDIENTS

n-Alkyl (68% C ₁₂ , 32% C ₁₄) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides.....	0.14%
n-Alkyl (60% C ₁₄ , 30% C ₁₆ , 5% C ₁₂ , 5% C ₁₈) dimethyl benzyl ammonium chlorides.....	0.14%
OTHER INGREDIENTS.....	99.72%
TOTAL.....	100.00%

Does not include the weight of the wipe

20 WIPES 7.8 x 8.5 in. (19.81 x 21.59 cm)
Net Wt. 5.7 oz (162 g)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

TO DISPENSE: Open package lid. Completely remove inner seal. Pull out wipe at an angle. The next wipe pops up automatically. Snap lid closed after use to retain moisture. **DIRECTIONS FOR USE** It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

CLEANING AND DEODORIZING: Wipe surface with towellette until clean. Let air dry. For disinfecting hard non-porous surfaces only.

TO DISINFECT: Use a wipe to remove heavy soil. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipe(s) if needed to assure continuous three (3) minute wet contact time.

ULTRASOUND TRANSDUCERS: For use on external surfaces of Ultrasound Transducers only. To disinfect: Pre-clean ultrasound gel from external transducer to be disinfected by using a clean wash cloth. Then thoroughly wet the probe with a towellette. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipes if needed to assure continuous 3 minute wet contact time. Let air dry.

[†]**SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HEPATITIS B VIRUS AND HEPATITIS C VIRUS OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD OR BODY FLUIDS**

Personal protection: When using this product, wear disposable protective gloves, protective gowns, face masks, or eye coverings as appropriate when handling HIV-1 (AIDS Virus), HBV or HCV infected blood or body fluids. **Cleaning procedure:** All blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before disinfection by the germicidal cloth. Open and unfold first germicidal cloth to remove heavy soil. **Disposal of infectious materials:** Dispose of used towellette in accordance with local regulations for infectious waste disposal. **Contact time:** Use second germicidal cloth to thoroughly wet surface. Allow to remain wet three (3) minutes, let air dry. Although efficacy at a 30 second contact time has been shown to be adequate against HIV-1 (AIDS VIRUS), this time is not sufficient for the other non-HIV organisms listed on this label. Therefore, a 3 minute wet contact time must be used for all listed non-HIV organisms.

- ◆ **Bacteria**
 - *Pseudomonas aeruginosa*
 - *Staphylococcus aureus*
 - *Streptococcus pyogenes*
- ◆ **Multi-Drug Resistant Bacteria**
 - *Acinetobacter baumannii*, Multi-Drug Resistant
 - ESBL Resistant *Escherichia coli*
 - *Klebsiella pneumoniae* - Carbapenem Resistant
 - Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
 - Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)
- ◆ **Viruses****
 - **Avian Influenza A H5N1 virus
 - **Influenza A virus/Hong Kong Strain
 - **Influenza B virus, Strain B/Hong Kong /5/72
 - **Respiratory syncytial virus (RSV), Strain Long
 - **Rotavirus Strain WA
- ◆ **Bloodborne Pathogens**
 - **Hepatitis B virus (HBV) - Duck HBV[†]
 - **Hepatitis C virus (Human) (HCV) - Bovine Diarrhea Virus[†]
 - **HIV-1 (AIDS virus)[†] Strain HTLV-III_B
- ◆ **Pathogenic Fungi**
 - *Candida albicans*
- ◆ **TB**
 - *Mycobacterium bovis* - BCG (TB)

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazards to humans and domestic animals
CAUTION: Causes moderate eye irritation.
Avoid contact with eyes and clothing.
Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

FIRST AID
If in eye: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

STORAGE AND DISPOSAL
Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.
Storage: Store in dry location.

Towelette Disposal: Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet.
Package Disposal: Put empty packaging in trash collection.

**NOT FOR USE ON SKIN
FOR USE ON HARD
NON POROUS
SURFACES ONLY**

EPA REG. NO.: 9480-9
EPA EST. NO.: A-9480-NY-1,
C-72956-AR-1
Alpha character will precede batch code on product

Manufactured for:
Professional Disposables International, Inc.
Two Nice-Pak Park,
Orangeburg, NY 10962-1376 • USA
1-800-999-6423



[†]KILLS HIV-1 (AIDS VIRUS), HEPATITIS B VIRUS (HBV) AND HEPATITIS C VIRUS (HCV) ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS AND PRE-CLEANED EXTERNAL SURFACES OF ULTRASOUND TRANSDUCERS PREVIOUSLY SOLED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in three (3) minutes at room temperature (68°- 77°F) in healthcare or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/objects likely to be soiled with blood or body fluids can be associated with the potential for transmission of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) (associated with AIDS), Hepatitis B Virus (HBV) and Hepatitis C Virus (HCV).

AREAS OF USE: Hospital and Healthcare Settings:
Ambulances, Ambulatory Surgical Centers (ASC), Dental Offices, Dialysis Clinics, Healthcare Settings, Home Health Care, Hospitals, Laboratory, Nursing homes, Physician's offices and Rehabilitation.

CRITICAL CARE AREAS: CCU, Emergency Rooms, E.R., ICU, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Operating Rooms, Pediatric Intensive Care Units (PICU) and Surgery

Hospital, Healthcare, and Critical Care Use Sites:
May be used on hard nonporous surfaces of: bed railings; blood glucose meters; cabinets; carts; chairs; counters; dental unit instrument trays; exam tables; gurneys; infant incubators; interior and exterior surfaces of; infant warmers; isolettes; IV poles; operating room tables and lights; physical therapy (PT) equipment surfaces; stethoscopes; stretchers; tables; telephones; toilet seats; and hard nonporous outside surfaces of ultrasound transducers and probes.

This product is not to be used as a terminal sterilant/high level disinfectant on any surface or instrument that (1) is introduced directly into the human body, either into or in contact with the bloodstream or normally sterile areas of the body, or (2) contacts intact mucous membranes but which does not ordinarily penetrate the blood barrier or otherwise enter normally sterile areas of the body. This product may be used to pre-clean or decontaminate critical or semi-critical medical devices prior to sterilization or high level disinfection.

PDI SANI-CLOTH® AF3 GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE

Bactericidal, Tuberculocidal, and Virucidal** in 3 minutes
Fragrance Free



ACTIVE INGREDIENTS
n-Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides0.14%
n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides0.14%
OTHER INGREDIENTS99.72%
TOTAL100.00%

100 WIPES 8.2 x 9.8 in. (20.8 x 24.8 cm)
Net Wt. 2.0 lbs 4.6 oz (1037 g)

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION** SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

- ◆ **Bacteria**
 - *Bordetella bronchiseptica*
 - *Bordetella pertussis*
 - *Burkholderia cepacia*
 - *Campylobacter jejuni*
 - *Enterobacter aerogenes*
 - *Escherichia coli* 0157:H7
 - *Escherichia coli*
 - *Klebsiella pneumoniae*
 - *Listeria monocytogenes*
 - *Proteus vulgaris*
 - *Pseudomonas aeruginosa*
 - *Salmonella enterica*
 - *Serratia marcescens*
 - *Shigella dysenteriae*
 - *Staphylococcus aureus*
 - *Streptococcus pyogenes*
 - *Vibrio cholera*
 - *Yersinia enterocolitica*
- ◆ **Multi-Drug Resistant Bacteria**
 - *Acinetobacter baumannii*, Multi-Drug Resistant
 - Community Acquired Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (CA-MRSA) NARSA NRS123 (Genotype USA 400)
 - Community Acquired Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (CA-MRSA) NARSA NRS384 (Genotype USA 300)
 - ESBL Resistant *Escherichia coli*
 - *Escherichia coli* - NDM-1 Positive CDC 1001728
 - ESBL Resistant *Klebsiella pneumoniae*
 - *Klebsiella pneumoniae* - Carbapenem Resistant
 - *Klebsiella pneumoniae* - NDM-1 Positive CDC 1000527
 - Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)
 - *Streptococcus pneumoniae* - Penicillin Resistant
 - Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus* (VISA) NARSA VRS1
 - Vancomycin Resistant *Enterococcus faecalis* (VRE)
- ◆ **Viruses****
 - **Avian Influenza A H5N1 virus
 - **Cytomegalovirus, Strain AD-169
 - **Herpes simplex virus, type 2, Strain G
 - **Human Coronavirus, Strain 229E
 - **Influenza A virus/Hong Kong Strain
 - **Influenza B virus, Strain B/Hong Kong /5/72
 - **Respiratory syncytial virus (RSV), Strain Long
 - **Rotavirus Strain WA
 - Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A Virus
- ◆ **Bloodborne Pathogens**
 - **Hepatitis B virus (HBV) - Duck HBV†
 - **Hepatitis C virus (Human) (HCV) - Bovine Dermal Virus
 - **HIV-1 (AIDS virus)† Strain HTLV-IIIg
- ◆ **Pathogenic Fungi**
 - *Candida albicans*
- ◆ **TB**
 - *Mycobacterium bovis* - BCG (TB)

TO DISPENSE: Open package lid. Completely remove inner seal. Pull out wipe at an angle. The next wipe pops up automatically. Snap lid closed after use to retain moisture.

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

CLEANING AND DEODORIZING: Wipe surface with towelette until clean. Let air dry. For disinfecting hard non-porous surfaces only.

TO DISINFECT: Use a wipe to remove heavy soil. Unfold a clean wipe and thoroughly wet surface. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipe(s) if needed to assure continuous three (3) minute wet contact time.

ULTRASOUND TRANSDUCERS: For use on external surfaces of Ultrasound Transducers only. To disinfect: Pre-clean ultrasound gel from external transducer to be disinfected by using a clean wash cloth. Then thoroughly wet the probe with a towelette. Treated surface must remain visibly wet for a full three (3) minutes. Use additional wipes if needed to assure continuous 3 minute wet contact time. Let air dry.

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HEPATITIS B VIRUS AND HEPATITIS C VIRUS OF SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD OR BODY FLUIDS

Personal protection: When using this product, wear disposable protective gloves, protective gowns, face masks, or eye coverings as appropriate when handling HIV-1 (AIDS virus), HBV or HCV infected blood or body fluids.

Cleaning procedure: All blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before disinfection by the germicidal cloth. Open and unfold first germicidal cloth to remove heavy soil.

Disposal of infectious materials: Dispose of used towelette in accordance with local regulations for infectious waste disposal.

Contact time: Use second germicidal cloth to thoroughly wet surface. Allow to remain wet three (3) minutes, let air dry. Although efficacy at a 30 second contact time has been shown to be adequate against HIV-1 (AIDS VIRUS), this time is not sufficient for the other non-HIV organisms listed on this label. Therefore, a 3 minute wet contact time must be used for all listed non-HIV organisms.

2OM928R