

Suture Shuttle Needle**STERILE | R****Device Description**

The Smith & Nephew Suture Shuttle Needle is a single-use disposable device, designed for use in conjunction with the Smith & Nephew ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle.




Figure 2



Figure 1

Indications for Use

The suture shuttle needle is indicated for passing suture through soft tissue for orthopedic repairs.

The suture shuttle needle is intended for use with any braided suture material equal in size to USP #0 through #2 suture. Use the suture shuttle needle with a 5.5 mm or larger cannula. The use of cannulae smaller than 5.5 mm may compromise the performance of or damage the instrument.

Contraindications

- Inufficient integrity of soft tissue to employ arthroscopic or limited-access suturing techniques.
- Large tears or lesions in soft tissue where arthroscopic or limited-access suturing techniques may provide poor durability of lesions.
- Soft tissue tears that cannot be properly accessed or effectively approached with the orientation of this instrument.
- Hard bone.

Warnings

Do not use if package is damaged. Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is compromised.


- Contents are sterile unless package is opened or damaged. Do NOT RESTERILIZE. Discard any open, unused product. Do not use after the expiration date.
- The needle is single use only. DO NOT REUSE. Reuse can result in improper function or breakage. Broken needle parts may not be retrievable.
- It is the surgeon's responsibility to be familiar with the appropriate surgical techniques prior to use of this device.
- Read these instructions completely prior to use.
- While deploying the needle, do not open the grasper jaws as it may interfere with the performance of the instrument.
- Arthroscopic suturing requires specialized knowledge of knot tying and suture techniques. Knowledge of these and other appropriate techniques is an important consideration for successful utilization of this equipment.

Precautions

R U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

- Hazards associated with reuse of this device include, but are not limited to, patient infection and/or device malfunction.
- Prior to use, inspect the device to ensure it is not damaged. Do not use a damaged device.
- Careful attention must be paid to asepsis and avoidance of anatomical hazards.

Remove the disposable needle from the suture shuttle hand instrument and discard according to local and state regulations at the completion of the surgery (Figure 6).

**Warranty**

For single use only. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship. Do not reuse.

For Further Information
If further information on this product is needed, contact Smith & Nephew Customer Service at +1 800 343 5717 in the U.S., or an authorized representative.

Instructions for Use

- To load the single use disposable needle into the instrument, insert the needle into the back of the instrument as shown in Figure 2. Place the tip of the straight portion of the needle shaft into the instrument bore. Retract the actuation lever and push the bent portion completely into the hole.

*Trademark of Smith & Nephew, registered U.S. Patent & Trademark Office.

©2004, 2010 Smith & Nephew, Inc. All rights reserved.

„Suture Shuttle“-Nadel**STERILE | R****Produktbeschreibung**

Die „Suture Shuttle“-Nadel von Smith & Nephew ist eine Einwegnadel und wurde für die Verwendung mit dem „ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle“ von Smith & Nephew entwickelt.



Abbildung 1

Indikationen

Die „Suture Shuttle“-Nadel ist für das Führen von Nahtmaterial durch Weichteile bei orthopädischen Eingriffen indiziert.

Die „Suture Shuttle“-Nadel ist für die Verwendung mit gefülltem Nahtmaterial ausgestattet, das den „ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle“ entspricht, wie die „Suture Shuttle“-Nadel der Körner, deren Durchmesser mindestens 5.5 mm beträgt. Durch die Verwendung einer kleineren Kanüle kann die Funktionsweise des Instruments beeinträchtigt oder das Instrument beschädigt werden.

Kontraindikationen

- Unzureichende Weichzellintegrität für die Verwendung von arthroskopischen Nahttechniken und Nahttechniken bei begrenztem Zugang.
- Große Weichzellschäden oder -lisionen, die mittels von gefülltem Nahtmaterial oder -kanüle behandelt werden müssen, können die Weichzellschäden weiter verschärft werden.
- Weichzellschäden, die aufgrund der Ausrichtung dieses Instruments nicht vollständig zugänglich sind oder nicht wirksam behandelt werden können.
- Knochen.

Warnhinweise

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Bei beeinträchtigter Sterilisator- oder beschädigter Verpackung des Produkts nicht verwenden.

- Der Inhalt ist steril, solange die Packung ungeöffnet und unbeschädigt ist. NICHT ERSTERILISIEREN. Angebrochene und ungebrauchte Produkte sind zu entsorgen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Der Inhalt für den einmaligen Gebrauch bestimmt. NICHT WIEDERVERWENDEN. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass das Instrument beschädigt wird oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Abgebrochene Nadelstücke können möglicherweise nicht mehr entfernt werden.

• Die Zange darf nicht über die Grifflöcher hinaus geschlossen werden. Sollte die Zange geschlossen werden, während Sie die Nadel in die Fasszange legen, kann die Nadel beschädigt werden. Wenn die Nadel wie vorgesehen eingesetzt ist, klappt der Bedienehebel nach vorne, sobald er in die Halteposition freigegeben wird. Sorgen Sie dafür, dass etwa 10 mm Faden aus der unteren Zangenbacke herausragen (siehe Abbildung 3).

• Schließen Sie die Fasszange und führen Sie die Spitze des Instruments durch den Kanülenrand in die Operationssite ein.

VORSICHT: Sorgen Sie bei der Verwendung des Geräts für ausreichende Sicht. Sollte die Nadelspitze feststecken (z. B. in Knochenmaterial), lösen Sie die Nadel durch Betätigen des Hebels am Suture Shuttle (Abbildung 5). Die Nadel sollte dann entorgt werden; Sie sollten eine neue Nadel verwenden. Zum Lösen einer feststehenden Nadelspitze darf die Nadel nicht gedreht oder gebogen werden. Dadurch kann die Nadel brechen. Abgebrochene Nadelstücke können möglicherweise nicht mehr entfernt werden.

• Schließen Sie die Fasszange und führen Sie die Spitze des Instruments durch den Kanülenrand in die Operationssite ein.

• Wenn Sie die Zange, fassen Sie damit die gewünschte Gewebekomponente, und schließen Sie die Zange anschließend wieder.

• Lassen Sie die Zange geschlossen, während Sie Nadel und Faden durch Drücken des Hebels oder Ziehen des Auslösers durch das Gewebe schieben (siehe Abbildung 4). Führen Sie die Nadel vollständig ein.

• Es liegt in der Verantwortung des Arztes, sich vor Verwendung des Produkts mit den entsprechenden chirurgischen Techniken vertraut zu machen.

• Diese Anweisungen in ihrer Integrität vor der ersten Verwendung des Produkts zu beachten.

• Öffnen Sie beim Einbringen der Nadel nicht die Fasszange, da dies die Funktion des Instruments beeinträchtigen könnte.

• Achten Sie auf die Kenntnis über das Binden von Knoten und das Durchsetzen des Fadens. Die Chirurg muss mit diesen und anderen relevanten Vorgehessweisen vertraut sein, damit das Instrument erfolgreich eingesetzt werden kann.

Vorsichtsmaßnahmen

R Das Gesetz der Vereinigten Staaten verbietet die Verkaufsförderung dieses Produkts an einen Arzt oder auf Anderung eines Arztes verkauft werden.

• Richten Sie die Nadel mit dem Wiederverwendung dieses Geräts umfassender Patienteninformation und / oder Gerätetabellen.

• Das Produkt vom Einsatz auf Schäden untersuchen. Beschädigte Produkte nicht verwenden.

• Es ist besonders auf die Einhaltung der aseptischen Bedingungen und das Vermeiden anatomischer Risiken zu achten.

• Verwenden Sie die „Suture Shuttle“-Nadel von Smith & Nephew zusammen mit dem „ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle“ von Smith & Nephew.

• Verwenden Sie die „Suture Shuttle“-Nadel mit einer Kanüle, deren Durchmesser mindestens 5.5 mm beträgt. Durch die Verwendung einer kleineren Kanüle kann die Funktionsweise des Instruments beeinträchtigt oder das Instrument beschädigt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Instrument keiner übermäßigen Belastung oder Krafteinwirkung ausgesetzt wird. Andernfalls kann das Instrument unbrauchbar werden.

• Sorgen Sie bei der Verwendung des Geräts für angemessene Sicht. Sollte die Nadelspitze feststecken (z. B. in Knochenmaterial), lösen Sie die Nadel durch Betätigen des Hebels am Suture Shuttle (Abbildung 5). Die Nadel sollte dann entorgt werden und Sie sollten eine neue Nadel verwenden. Zum Lösen einer feststehenden Nadelspitze darf die Nadel nicht gedreht oder gebogen werden. Dadurch kann die Nadel brechen. Abgebrochene Nadelstücke können möglicherweise nicht mehr entfernt werden.

• Nach Gebrauch stellt dieses Produkt u. U. infektiöses Material dar und sollte gemäß den vor Ort geltenden medizinischen Richtlinien und gesetzlichen Bestimmungen gehandhabt werden.

Zusätzliche Informationen

Wenn Sie zusätzliche Informationen zu diesem Produkt benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem autorisierten Smith & Nephew-Vertreter in Verbindung.

Gebrauchsanweisung

- Führen Sie die Einmalnadel mit dem Nadelende zuerst in den hinteren Teil des Instruments ein (siehe Abbildung 2).
- Stellen Sie die Spitze des Instrumentes auf die Nadelsohle des Instrumentes ein. Schieben Sie die Spitze des geraden Teils des Nadelstabs in die Öffnung des Instruments. Ziehen Sie den Bedienehebel zurück, und schieben Sie den gebogenen Teil vollständig in die Öffnung.



Abbildung 2

- Alignen Nadel zu suture slot by retracting lever to the open position.




Abbildung 1

Indikationen

Die „Suture Shuttle“-Nadel ist für das Führen von Nahtmaterial durch Weichteile bei orthopädischen Eingriffen indiziert.

Die „Suture Shuttle“-Nadel ist für die Verwendung mit gefülltem Nahtmaterial ausgestattet, das den „ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle“ von Smith & Nephew entwickelt.

Die „Suture Shuttle“-Nadel ist für die Verwendung mit gefülltem Nahtmaterial ausgestattet, das den „ELITE® PASS Premium Arthroscopic Suture Shuttle“ von Smith & Nephew entwickelt.

Kontraindikationen

- Unzureichende Weichzellintegrität für die Verwendung von arthroskopischen Nahttechniken und Nahttechniken bei begrenztem Zugang.
- Große Weichzellschäden oder -lisionen, die mittels von gefülltem Nahtmaterial oder -kanüle behandelt werden müssen, können die Weichzellschäden weiter verschärft werden.
- Weichzellschäden, die aufgrund der Ausrichtung dieses Instruments nicht vollständig zugänglich sind oder nicht wirksam behandelt werden können.
- Knochen.

Warrhinweise

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Bei beeinträchtigter Sterilisator- oder beschädigter Verpackung des Produkts nicht verwenden.

- Der Inhalt ist steril, solange die Packung ungeöffnet und unbeschädigt ist. NICHT ERSTERILISIEREN. Angebrochene und ungebrauchte Produkte sind zu entsorgen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

• Der Inhalt für den einmaligen Gebrauch bestimmt. NICHT WIEDERVERWENDEN. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass das Instrument beschädigt wird oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Abgebrochene Nadelstücke können möglicherweise nicht mehr entfernt werden.

• Die Zange darf nicht über die Grifflöcher hinaus geschlossen werden. Sollte die Zange geschlossen werden, während Sie die Nadel in die Fasszange legen, kann die Nadel beschädigt werden. Wenn die Nadel wie vorgesehen eingesetzt ist, klappt der Bedienehebel nach vorne, sobald er in die Halteposition freigegeben wird. Sorgen Sie dafür, dass etwa 10 mm Faden aus der unteren Zangenbacke herausragen (siehe Abbildung 3).

• Schließen Sie die Fasszange und führen Sie die Spitze des Instruments durch den Kanülenrand in die Operationssite ein.

VORSICHT: Sorgen Sie bei der Verwendung des Geräts für ausreichende Sicht. Sollte die Nadelspitze feststecken (z. B. in Knochenmaterial), lösen Sie die Nadel durch Betätigen des Hebels am Suture Shuttle (Abbildung 5). Die Nadel sollte dann entorgt werden; Sie sollten eine neue Nadel verwenden. Zum Lösen einer feststehenden Nadelspitze darf die Nadel nicht gedreht oder gebogen werden. Dadurch kann die Nadel brechen. Abgebrochene Nadelstücke können möglicherweise nicht mehr entfernt werden.

• Schließen Sie die Fasszange und führen Sie die Spitze des Instruments durch den Kanülenrand in die Operationssite ein.

• Wenn Sie die Zange, fassen Sie damit die gewünschte Gewebekomponente, und schließen Sie die Zange anschließend wieder.

• Lassen Sie die Zange geschlossen, während Sie Nadel und Faden durch Drücken des Hebels oder Ziehen des Auslösers durch das Gewebe schieben (siehe Abbildung 4). Führen Sie die Nadel vollständig ein.

• Es liegt in der Verantwortung des Arztes, sich vor Verwendung des Produkts mit den entsprechenden chirurgischen Techniken vertraut zu machen.

• Diese Anweisungen in ihrer Integrität vor der ersten Verwendung des Produkts zu beachten.

• Öffnen Sie beim Einbringen der Nadel nicht die Fasszange, da dies die Funktion des Instruments beeinträchtigen könnte.

• Achten Sie auf die Kenntnis über das Binden von Knoten und das Durchsetzen des Fadens. Die Chirurg muss mit diesen und anderen relevanten Vorgehessweisen vertraut sein, damit das Instrument erfolgreich eingesetzt werden kann.

Precauciones

R Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este.

• Los peligros asociados a la reutilización de este dispositivo incluyen, entre otros, la infección y/o el funcionamiento defectuoso del dispositivo.

• Antes del uso, inspeccione el dispositivo para asegurarse de que no esté dañado. No utilice un dispositivo dañado. No utilice después de su uso.

• Debe prestarse especial atención para asegurar la asepsia y a fin de evitar peligros anatómicos.

• Utilice únicamente la aguja del obturador de suture de Smith & Nephew con el obturador de suture arthroscópico ELITE PASS Premium de Smith & Nephew.

• Use la aguja del obturador de suture con una cánula de 5.5 mm o mayor. El uso de cualquier cánula inferior a 5.5 mm podría afectar al funcionamiento del instrumento o dañarlo.


• Al utilizar la aguja del obturador de suture con la aguja de suture arthroscópica ELITE PASS Premium de Smith & Nephew, debe prestarse especial atención para garantizar que no se ejerza demasiada fuerza sobre este dispositivo. Un exceso de fuerza puede provocar fallos en el dispositivo.

• Asegúrese una visibilidad adecuada al usar el dispositivo. Si la aguja se queda atascada (p. ej., en el hueso), debe usarse la palanca del obturador de suture (Figura 5) para liberar la aguja, que se deberá descharcar y usar una nueva. No gire ni doble la aguja para liberar una punta de aguja atascada. Esto puede hacer que la aguja se rompa. Las piezas rotas de la aguja tal vez no puedan recuperarse.

• Una vez usado, este producto no debe ser reutilizado

Suturskyttelnål**STERILE | R****Beskrivning av produkten**

Smith & Nephew suturskyttelnål är en engångsartikel som är avsedd för användning tillsammans med Smith & Nephew ELITE® PASS Premium artroskopisk suturskyttel.



Figur 1

Indikationer

Suturskyttelnål är indicerad för dragnings av sutur genom injektionskanal i samband med ortopediska reparationer. Suturskyttelnål är avsedd att användas med alla fästatade suturmaterial som har samma storlek som suturen USP nr 0 till nr 2. Avstånd suturskyttelnål till fästplatsen med en kanyl som är 5,5 mm eller större. Användning av kanylen är mindre än 5,5 mm kan leda till reducerad prestanda hos instrumentet och skada det.

Kontraindikationer

- Skador på mjukvävad för vilka artroskopiskt eller suturtekniker med begränsad rörlighet inte tillämpas.
- Stora rörelser eller lesioner i mjukvävad kan vid behandling med artroskopisk teknik med begränsad åtkomst innebär att reduktionen av lesioner blir tuff.
- Revis i mjukvävad som är svår att nå eller att närmare sig till reduktionen vid passagen av detta instrument.
- Härt ben.

Varningar

- Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Använd inte produkten om dess sterilbarriär eller förpackning är bruten.
- Innehållet är sterilt under förutsättning att förpackningen är korrekt och FÄR EJ RESTERILISERAS. Försök aldrig att återanvända produkter. Försök aldrig att utgångspunkten är.
- Nälen är endast för engångsbruk. FÄR EJ ÅTERANVÄNDAS. Återanvändning kan resultera i felaktig funktion eller brott. Brufna näldelar kan vara svåra att plöcka upp.
- Det åliger kirurgen att göra sig förtrogen med lämpliga operationsteckniker före användning av denna produkt.
- Läs igenom dessa anvisningar i sin helhet före användning.
- Öppna inte gripkäforna till utplacering av nälen eftersom det kan förstöra instruments funktion.
- Artroskopisk suturteknik kräver specialiserad kunskap om knut- och suturdrägnings tekniken. Kunskaper om dessa och andra lämpliga tekniker har stor betydelse för att uppnå en effektiv användning av denna utrustning.

Försiktighetsåtgärder

- Enligt federal lagstiftning (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.
- Risker för gripkäpader med återanvändning av denna enhet inkluderar bl.a. patientinfektion och/eller lutfunktions hos enheten.
- Noggrann uppmärksamhet skall ägnas till aspis och undvaka av anatomiska risker.
- Smith & Nephew suturskyttelnål är endast tillämpligt för artroskopiskt sätt.
- Använd suturskyttelnålens tillställnings med en kanyl som är 5,5 mm eller större. Avståndet till reducerad prestanda hos instrumentet skall ske.
- Som för alla chirurgiska instrument måste du vara mycket noga med att säkerställa att du inte använder för mycket kraft på instrumentet. Användning av alltför stor kraft kan orsaka fel på instrumentet.
- Säkerställ tillräcklig synlighet vid användning av instrumentet. Om näldspullen skulle fastna i telen i benen bör nälen lossas med hjälp av spaken på suturskyttelnål (figur 5) vareför nälen bör kasseras och en ny näl tas fram för användning. Vrid och böj näldens för att lossa den fasthållande klyftan. Detta kan göra att nälen bryts. Brufna näldar kan vara svåra att plöcka upp.
- Efter användning kan denna produkt utgöra biologisk riskfaktor och skada hänterar enligt vedertagen för sjuksköterskpraxis och tillämpliga lokala och nationella förfordringar.

Bruksanvisning

- För att ledda instrumentet nedan för engångsbruk, sätt in nälden på instrumentets baksida enligt figur 1. Placer spetsen på näldskaffens raka del i instrumenthålet. Dra tillbaka manöverspanken och tryck ned den bøjade delen i hålet.

Garanti

Endast för engångsbruk. Denna produkt garanteras vara fri från defekter vad beträffar material och utförande. Försök aldrig att återanvända.

Ytterligare information

Kontakta din lokala representant för Smith & Nephew om ytterligare information behövs om denna produkt.

Nadare information


Neem voor nadere informatie over dit product contact op met de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew.

Gebruiksaanwijzing

- Laad de wegwerkplaats voor eenmalig gebruik in het instrument door het uiteinde van de naald in de achterzijde van het instrument te steken, zoals weergegeven in afbeelding 2. Plaats de punt van het rechte gedeelte van de naaldschaft in het gat van het instrument. Trek de aandrijfhandel ter en voer het geboegde gedeelte helemoed in het gat.

*Varumärke som tillhör Smith & Nephew, och har registrerats vid U.S. Patent and Trademark Office (USA:s Patent och registreringsverk).


©2004, 2010 Smith & Nephew, Inc. Alla rättigheter förbeholdes.



Figur 2

Nälen är i nälen mot suturöppningen genom att dra tillbaka spaken till öppet läge.

- För att lädda suturen, gör en glöd med diametern 25-30 mm diameter vid den fria änden av den sutur som kommer ut från kanylen och drags över den nedre gripkäpden med suturen längs ände ovanpå den nedre gripkäpden. Gripkäpden måste vara öppen. Om suturen lämnar området kontinuerligen skall röra sig hänten i den nedre delen till vänsterläge. Kontrollera att omkring 10 mm sutur kommer ut från undersidan av den nedre gripkäpden (figur 3).



Figur 3

- Om hechtdraadvoernaal är bedömd för bruk med hjälpen av hechtdraadvoernaal, matas den till och sätts i samband med ortopediska reparationer.
- Hechtdraadvoernaal är bedömd för bruk med gevlochten hechtdraadvoernaal, hvori suturen sätter i samband med en canule av 5,5 mm. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

Indications voor gebruik

- De hechtdraadvoernaal wordt gedineerd voor het doorvoeren van hechtdraad voor hulpinstrumenten bij orthopedische herstel.
- Hechtdraadvoernaal is bedoeld voor gebruik met gevlochten hechtdraadvoernaal, hvori suturen sätter i samband med en canule van minimaal 5,5 mm. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

Contra-indications


- Ovoldonde integritet van de weke delen om artroskopische of limited-access hechtdraadtechnieken toe te passen.
- LET OP! Sorg dat u voldoende kunt zien wanneer u het instrument gebruikt. Indien de naaldspit vast komt te zitten bijvoorbeeld in bot, maakt u de naald los met behulp van de hendel op de hechtdraadvoernaal (afbeelding 5). Werp de hechtdraadvoernaal met een canule van minimaal 5,5 mm op de grond. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

4. Sluit de gripkäpfer och för in instrumentspissten genom canulen i nälen i operatörsplassen.

VÄR FORSKRITIG! Säkerställ tillräcklig synlighet vid användning av instrument. Om näldspullen växlar ska fastna i benen i botten i nälen lossas med hjälp av saken som visats i figur 5. Worp den bort och hänten ska komma i en ny näl tills den har fått tillräcklig synlighet för att lossa den fasthållande näldspuppen. Detta kan göra att nälen bryts. Härifrån nedåt kan varva särskilt att plöcka upp.

5. Öppna instrumentets käft och sätt på tag i värvnaden till öppnet diptag och stäng kälven.

6. Håll gripkäfarna stängda och mata nälen och suturen genom värvnaden (figur 4), genom att skjuta spaken eller dra åt avtryckaren. Placer ut nälen helt.



Figur 4

7. Dra tillbaka nälen efter att den uppträder i hela och lämna en suturöppning ovanför värvnadsytan (figur 5).

8. Öppna instrumentets käft för att frigöra värvnaden.

9. Använd kroken överst på gripkäfaren för att fanga upp suturen och plöcka upp den ur kanylen. Vid behov kan ett gripinstrument färas i den ledens genom en extraförlitlig upplockning av suturen. Upprepa alltid behov för att dra tillbaka nälden till reducerad prestanda hos instrumentet eller skada det.

10. Som för alla chirurgiska instrument måste du vara mycket noga med att säkerställa att du inte använder för mycket kraft på instrumentet. Användning av alltför stor kraft kan orsaka fel på instrumentet.

11. Säkerställ tillräcklig synlighet vid användning av hänten i benen. Om näldspullen skulle fastna i telen i benen bör nälen lossas med hjälp av spaken på suturskyttelnål (figur 5) vareför nälen bör kasseras och en ny näl tas fram för användning. Vrid och böj näldens för att lossa den fasthållande klyftan. Detta kan göra att nälen bryts. Brufna näldar kan vara svåra att plöcka upp.

12. Efter användning kan denna produkt utgöra biologisk riskfaktor och skada hänterar enligt vedertagen för sjuksköterskpraxis och tillämpliga lokala och nationella förfordringar.

Garantivoorwaarden

Uitstuurlijst bestemd voor eenmalig gebruik. Er wordt gegarandeerd dat dit product vrij is van defecten in materiaal en fabricage. Niet hogerwaals gebruiken.

Nadare informatie

Neem voor nadere informatie over dit product contact op met de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew.

Garanti

Endast för engångsbruk. Denna produkt garanteras vara fri från defekter vad beträffar material och utförande. Försök aldrig att återanvända.

Ytterligare information

Kontakta din lokala representant för Smith & Nephew om ytterligare information behövs om denna produkt.

Nadare information

Neem voor nadere informatie over dit product contact op met de erkende vertegenwoordiger van Smith & Nephew.

Gebruiksaanwijzing


- Laad de wegwerkplaats voor eenmalig gebruik in het instrument door het uiteinde van de naald in de achterzijde van het instrument te steken, zoals weergegeven in afbeelding 2. Plaats de punt van het rechte gedeelte van de naaldschaft in het gat van het instrument. Trek de aandrijfhandel ter en voer het geboegde gedeelte helemoed in het gat.

*Varumärke som tillhör Smith & Nephew, gedeponeerd bij het Amerikaanse Octroosbureau.

©2004, 2010 Smith & Nephew, Inc. Alle rättigheter förbeholdes.

Hechtdraadvoernaal**STERILE | R****Beschrijving van het product**


De Smith & Nephew hechtdraadvoernaal is een wegwerkplaats voor eenmalig gebruik dat is bedoeld voor gebruik in combinatie met de Smith & Nephew ELITE® PASS Premium artroskopisch suturskyttel.



Figur 2

2. Lijn de naald uit met de hechtdraad door de hendel terug te trekken naar de geopende stand.

- För att lädda suturen, gör en glöd med diametern 25-30 mm diameter vid den fria änden av den sutur som kommer ut från kanylen och drags över den nedre gripkäpden med suturen längs ände ovanpå den nedre gripkäpden. Gripkäpden måste vara öppen. Om suturen lämnar området kontinuerligen skall röra sig hänten i den nedre delen till vänsterläge. Kontrollera att omkring 10 mm sutur kommer ut från undersidan av den nedre gripkäpden (figur 3).



Figur 3

- Om hechtdraadvoernaal är bedömd för bruk med hjälpen av hechtdraadvoernaal, matas den till och sätts i samband med ortopediska reparationer.
- Hechtdraadvoernaal är bedömd för bruk med gevlochten hechtdraadvoernaal, hvori suturen sätter i samband med en canule av 5,5 mm. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

Indicaties voor gebruik

- De hechtdraadvoernaal wordt gedineerd voor het doorvoeren van hechtdraad voor hulpinstrumenten bij orthopedische herstel.
- Hechtdraadvoernaal is bedoeld voor gebruik met gevlochten hechtdraadvoernaal, hvori suturen sätter i samband med en canule van minimaal 5,5 mm. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

Contra-indicaties

- Ovoldonde integritet van de weke delen om artroskopische of limited-access hechtdraadtechnieken toe te passen.
- LET OP! Sorg dat u voldoende kunt zien wanneer u het instrument gebruikt. Indien de naaldspit vast komt te zitten bijvoorbeeld in bot, maakt u de naald los met behulp van de hendel op de hechtdraadvoernaal (afbeelding 5). Worp de hechtdraadvoernaal met een canule van minimaal 5,5 mm op de grond. Wanneer u canules gebruikt die kleiner zijn dan 5,5 mm, kunnen de prestaties verloren gaan van het instrument beschadigd raken.

4. Sluit de gripkäfaren och för in instrumentspissten genom canulen i nälen i operatörsplassen.

VÄR FORSKRITIG! Säkerställ tillräcklig synlighet vid användning av instrument. Om näldspullen växlar ska fastna i benen i botten i nälen lossas med hjälp av saken som visats i figur 5. Worp den bort och hänten ska komma i en ny näl tills den har fått tillräcklig synlighet för att lossa den fasthållande näldspuppen. Detta kan göra att nälen bryts. Härifrån nedåt kan varva särskilt att plöcka upp.

5. Öppna instrumentets käft och sätt på tag i värvnaden till öppnet diptag och stäng kälven.

6. Håll gripkäfarna stängda och mata nälen och suturen genom värvnaden (figur 4), genom att skjuta spaken eller dra åt avtryckaren. Placer ut nälen helt.



Figur 4

7. Dra tillbaka nälen efter att den uppträder i hela och lämna en suturöppning ovanför värvnadsytan (figur 5).

8. Öppna instrumentets käft för att frigöra värvnaden.

9. Använd kroken överst på gripkäfaren för att fanga upp suturen och plöcka upp den ur kanylen. Vid behov kan ett gripinstrument färas i den ledens genom en extraförlitlig upplockning av suturen. Upprepa alltid behov för att dra tillbaka nälden till reducerad prestanda hos instrumentet eller skada det.

10. Som för alla chirurgiska instrument måste du vara mycket noga med att säkerställa att du inte använder för mycket kraft på instrumentet. Användning av alltför stor kraft kan orsaka fel på instrumentet.

11. Säkerställ tillräcklig synlighet vid användning av hänten i benen. Om näldspullen skulle fastna i telen i benen bör nälen lossas med hjälp av spaken på suturskyttelnål (figur 5) vareför nälen bör kasseras och en ny näl tas fram för användning. Vrid och böj näldens för att lossa den fasthållande klyftan. Detta kan göra att nälen bryts. Brufna näldar kan vara svåra att plöcka upp.