

GERÄTEBESCHREIBUNG · DESCRIPTION · DESCRIPTION DE L'APPAREIL





ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO · ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO



(D)

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Um alle Vorzüge dieses Thermometers richtig zu nutzen, sollten Sie sich jedoch vor dem ersten Gebrauch mit der Bedienungsanleitung vertraut machen. Bewahren Sie diese anschließend zur späteren Einsichtnahme an einem sicheren Ort auf. So wird Ihr Digital-Fieberthermometer seinen Dienst über Jahre hinweg erfüllen.

VORTEILE

- **Maximum-Thermometer.** Der jeweils höchste Temperaturwert einer Messung wird solange angezeigt, bis das Gerät abschaltet.
- **Flexible Messspitze**
- **Akustisches Signal** bei Ende der Messung
- **Messergebnis** ca. 30 Sekunden, je nach Messmethode
- **Fieberalarm** ab 37,8°C
- **Extra große Digitalanzeige mit zwei Nachkommastellen**
- **Wasserdicht.** Für komplettes Reinigungsbad geeignet. (max. 30 min.)
- **Messwert-Speicher.** Automatische Speicherung des zuletzt gemessenen Wertes zum Temperaturvergleich bei der nächsten Messung.
- **Automatische Abschaltung** zur Schonung der Batterie (nach ca. 8-10 Minuten)
- **Langzeit-Batterie** Ersatzbatterie im guten Fachhandel erhältlich.

SICHERHEITSHINWEISE

- Thermometer nicht fallen lassen. Es ist weder stoß- noch schlagfest.
- Vor der Messung Unversehrtheit der Messspitze und des Displays prüfen.
- Dieses Thermometer ist ausschliesslich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt!
- Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.) die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen!
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Gerät nicht öffnen (ausgenommen Batteriefach).
- Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser oder die unter Punkt „Reinigung und Desinfektion“ angegebenen Desinfektionsmittel.
- Reinigungsbad max. 30 Min.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Legen Sie das Thermometer an und drücken zum Einschalten die Taste neben dem Anzeigefenster. Ein kurzer Ton signalisiert „Thermometer An“. Gleichzeitig wird eine optische Vollsegmentkontrolle des Displays durchgeführt. Anschließend wird der Messwert der letzten Messung mit einem kleinen „M“ für Memory unten rechts angezeigt. Danach erscheint ein interner Testwert von 37°C ±0,02°C. Jetzt schaltet das Thermometer in den Messmodus. Das Thermometer ist bereit zur Messung.

Während der Messung wird ständig die aktuelle Temperatur angezeigt, wobei das „C“ blinkt. Wenn ein Signalton ertönt und das „C“-Zeichen nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass der Temperaturanstieg jetzt kleiner als 0,1°C innerhalb 16 Sekunden ist. Bei oraler oder rektaler Messung wird damit die annähernde Endtemperatur angezeigt, sie ändert sich von da an nur noch unwesentlich. Bei der axillaren Messmethode muss jedoch die vorgeschriebene Mindestmessdauer eingehalten werden. Der Signalton kann hier während dieser Zeit mehrmals ertönen.

Nach der Messung wird bis zum Ausschalten des Thermometers der Temperaturhöchstwert im Display angezeigt. Zur Verlängerung der Batteriebensdauer schalten Sie bitte das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der Austaste ab. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 8 - 10 Minuten selbst aus. Der vorher ermittelte Temperaturwert bleibt aber in jedem Fall bis zur nächsten Messung gespeichert.

MESSWERTSPEICHER

Domotherm® Rapid speichert automatisch den zuletzt gemessenen Wert. Der Wert wird mit einem kleinen „M“ (Memory) in der rechten unteren Ecke angezeigt.

MESSARTEN

- In der Mundhöhle (oral)**
In der Mundhöhle sind kleine Temperaturschwankungen von Messung zu Messung normal. Sie werden durch die unterschiedliche Temperaturverteilung in der Mundhöhle verursacht. Führen Sie das Thermometer in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel. Der Messsensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schließen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Mindestmesszeit: 1 Minute.
- Im After (rektal)**
Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 1-2 cm weit in den After eingeführt. Mindestmesszeit: 30 Sekunden.
- Unter dem Arm (axillar)**
Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht immer ungenaue Werte. Sie ist deshalb zur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet. Mindestmesszeit: 5 - 10 Minuten!

(GB)

Congratulations for buying this high quality product. To use all advantages of this thermometer you should familiarize with the manual prior to first measurement. For later use keep the manual stored in a safe place. If you follow the instruction manual you will be happy with your digital fever thermometer for years.

ADVANTAGES

- **Maximum-Thermometer.** The highest measured value remains visible until device switches off.
- **Flexible tip**
- **Acoustic signal** indicates end of measurement
- **Measured value** after approx. 30 sec., depending on method.
- **Fever alarm** from 37,8°C on
- **Extra large digital display with two digits after decimal point.**
- **Waterproof.** Complete cleansing bath possible (max. 30 min.).
- **Storage.** Last measurement memory for comparison with next measurement.
- **Automatic switch off** for battery protection (after approx. 8-10 minutes).
- **Longlife-Battery** Replacement battery available through good specialized dealers.

IMPORTANT INFORMATION

- Do not drop the device. It is not shock-proof.
- Before measurement check intactness of tip and display.
- This thermometer is determined only for measuring human body temperature.
- This thermometer contains small parts which can be swallowed by children. Don't leave children with this device uncontrolled.
- Do not leave the device in direct sunlight or near heat sources.
- Do not open the device (except the battery cover).
- For cleaning use only water or special substances recommended in chapter „Cleaning and Disinfection“.
- Cleansing bath max. 30 min.

INSTRUCTIONS FOR USE

Place the thermometer and press the on-/off-button. After an acoustic signal, all symbols show on the display for a few seconds as a means of checking that the thermometer is functioning correctly. After an acoustic signal the last correctly measured temperature value is displayed indicated by the „M“ symbol in the bottom right corner. Subsequently the device indicates an internal test value of 37°C ±0.02°C. After this the device is ready for measurement.

During the measurement the current temperature is shown indicated by a flashing „C“. When the acoustic signal sounds and the „C“ stops flashing then the temperature increase is less than 0.1°C in between 16 seconds. This means the nearly final temperature if you use the oral or rectal measurement method. The temperature then changes only minimal. With the axillary method you have to keep the specified time of measurement and the acoustic signal can then sound several times.

The measured value remains visible for approx. 8-10 minutes. After that the device switches off itself automatically. To save battery energy switch off the thermometer after use.

The previously measured temperature value remains stored in any case until the next measurement.

MEMORY

Domotherm® Rapid stores the last measured value automatically. The value appears on the display together with a small „M“ mark in the right corner.

MEASUREMENT METHODS

- Oral measurement (in the mouth)**
Be sure to position the sensor tip under the tongue. This measurement takes approx. 1 minute.
- Rectal measurement (in the anus)**
Gently insert the sensor tip 1-2 cm into the anus. This measurement takes approx. 30 seconds.
- Axillary measurement (under the arm)**
Insert the sensor tip under the arm pit so that the sensor tip is in close contact with the skin. This measurement takes approx. 5-10 minutes. From the medical point of view this method always provides inaccurate values. And so it is unsuitable for accurate measuring.

(F)

En achetant le Thermomètre Electronique, vous avez choisi un produit de grande qualité. Avant d'utiliser ce thermomètre, nous vous recommandons la lecture du mode d'emploi, afin de connaître tous les avantages qu'il vous offre. Nous vous conseillons de conserver ces instructions car vous pourriez en avoir à nouveau besoin ultérieurement.

PROPRIETES DU THERMOMETRE

- **La température maximale** relevée au cours de la mesure est affichée jusqu'à ce que le thermomètre soit éteint.
- **Embout flexible**
- **Un signal sonore** indique la fin de la mesure
- **L'affichage de la température** apparaît après 30 secondes, selon la méthode de prise de température choisie.
- **Alerte à la fièvre** à partir de 37,8°C
- **L'affichage digital à gros caractères affiche une précision de 2 décimales.**
- **Etanche,** le Thermomètre Electronique peut être totalement immergé lors du nettoyage (max. 30 min.).
- **La mémoire** enregistre automatiquement la dernière mesure, pour vous permettre de la comparer à la lecture suivante.
- **Le Thermomètre Electronique** s'éteint automatiquement au bout de 8-10 minutes, afin d'économiser les piles.
- **Les piles longue durée.**

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Ne pas laisser tomber le thermomètre. L'instrument n'est résistant ni aux chocs ni aux impacts.
- Avant d'effectuer la mesure vérifier la pointe et l'affichage.
- Ce thermomètre est exclusivement réservé à la mesure de la température du corps.
- Le thermomètre contient des composants de petite taille (piles etc.) qui pourraient être avalés par les enfants. En conséquence, ne laissez pas vos enfants manipuler le produit sans la surveillance d'un adulte.
- Le protéger de la chaleur et d'un exposition directe aux rayon du soleil.
- N'essayez pas d'ouvrir le corps de l'appareil, à l'exception du compartiment réservé à la pile.
- Lors du nettoyage, n'utilisez que de l'eau ou des désinfectants.
- Bain de nettoyage max. 30 min.

MODE D'EMPLOI

Placez le thermomètre. Pour mettre en marche l'appareil, appuyer sur le bouton à côté de l'écran; un « **BIP** » se produira et l'écran indiquera la mise en marche. La dernière mesure apparaît alors, un « **M** » (pour Mémoire) s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran. Puis apparaît une valeur de test interne de 37°C ±0,02°C. Au même moment se produira un test de fonctionnement de l'affichage (vérification de tous les paramètres d'affichage). Le thermomètre est désormais prêt à l'emploi. La température est affichée au cours de la mesure et le « **C** » clignote constamment. Lorsque le « **BIP** » se fait entendre et que le « **C** » s'arrête de clignoter, cela signifie que la prise de température est terminée.

Si la prise de température choisie est orale ou rectale, ces signaux signifient que l'affichage correspond quasiment à la température finale; il n'y aura plus ensuite que d'insignifiantes variations. Au contraire, si la prise de température est axillaire, le temps de mesure recommandé doit être respecté. Le signal pourra se faire entendre à plusieurs reprises pendant ce temps.

Lorsque la mesure est terminée, l'enregistrement maximal restera affiché jusqu'à l'extinction du thermomètre. Afin de prolonger la durée de vie des piles, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil après utilisation, en appuyant brièvement sur le bouton. Sinon, le thermomètre s'éteindra automatiquement après 8-10 minutes.

Cependant, le dernier enregistrement maximal reste en mémoire jusqu'à la mesure suivante.

MÉMORISATION DES VALEURS MESURÉES

Domotherm® Rapid mémorise automatiquement de la dernière valeur mesurée. La valeur est indiquée dans le coin en bas à droite avec un petit « **M** » (Mémoire).

TYPES DE MESURE

- Prise orale:**
Dans le cas d'une mesure orale, de faibles variations d'une lecture à l'autre sont normales. Elles sont dues à une distribution hétérogène de la température dans la bouche. Placez le thermomètre dans l'une des deux poches de chaleur sous la langue, à droite ou à gauche de la racine de la langue. Le récepteur doit être en contact étroit avec les tissus. Fermez la bouche et respirez doucement par le nez pour éviter l'influence du souffle sur la mesure. Temps minimal de mesure: 1 minute.
- Prise rectale:**
Il s'agit de la méthode la plus fiable de mesure. Elle convient particulièrement aux nourrissons et aux enfants. L'extrémité du thermomètre doit être soigneusement enfoncée de 1-2 centimètre dans la rectum. Temps minimal de mesure : 30 sec.
- Prise axillaire:**
D'un point de vue médical, ce type de mesure produit toujours un résultat imprécis. Il est par conséquent inapproprié pour les mesures où la précision est essentielle. Temps minimal de mesure : 5 à 10 minutes.

(I)

Complimenti per aver acquistato questo prodotto di alta qualità. Prima di utilizzare il termometro leggete attentamente le istruzioni per l'uso per usufruire di tutti i vantaggi che questo prodotto può offrire. Consigliamo di riportare queste istruzioni in un luogo sicuro nel caso in cui dobbiate ancora consultarle in futuro. Con un corretto utilizzo il Vostro termometro digitale durerà più a lungo.

CARATTERISTICHE

- **Termometro digitale.** La temperatura più alta rilevata durante una misurazione resta visibile sul display finché il termometro si spegne da solo.
- **Punta flessibile**
- **Il segnale acustico** per la fine della misurazione
- **La lettura** è disponibile dopo 30 secondi in funzione del metodo di rilevazione utilizzato.
- **Allarme febbre** a partire da 37,8°C
- **Il display digitale di grandi dimensioni**
- **Impermeabile.** Può essere completamente immerso in liquidi per la pulizia (max. 30 min.).
- **Memoria.** Memorizza automaticamente l'ultima lettura per poterla confrontare con la misurazione successiva.
- **Spegnimento automatico** per risparmiare l'energia delle batterie (dopo circa 8-10 min.).
- **Batterie a lunga durata.**

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non lasciare cadere il termometro, poiché non è resistente agli urti e alle cadute.
- Prima della misurazione, controllare che la punta e il display siano integri.
- Questo termometro è destinato esclusivamente alla misurazione della temperatura corporea.
- Il termometro contiene piccole parti (batterie, ecc.) che potrebbero essere ingerite dai bambini. Non permettere perciò ai bambini di utilizzare l'apparecchio se non sotto diretto controllo di una persona adulta.
- Tenere il riparo dalle alte temperature e dai raggi solari diretti.
- Non aprire l'apparecchio (ad eccezione della sede delle batterie).
- Per la pulizia utilizzare solo acqua o i disinfettanti citati in "Pulizia e disinfezione".
- Immerso in liquidi max. 30 min.

ISTRUZIONI PER L'USO

Porre il termometro. Per accendere il termometro premere il pulsante a lato del display: un breve suono indica che il termometro è acceso. In seguito appare l'ultima temperatura misurata con una piccola "M" di Memoria nell'angolo in basso a destra. Poi appare sul display un valore-test di 37°C ±0,02°C. Contemporaneamente viene eseguito un test di controllo di tutti i cristalli liquidi del display. Ora il termometro è pronto per la misurazione. Mentre è in corso la misurazione, la relativa temperatura viene visualizzata. Il segno "C" lampeggia costantemente.

Quando si sente un breve suono e il segno "C" smette di lampeggiare significa che la temperatura aumenta meno di 0,1 °C in 16 secondi.

Quando viene rilevata la temperatura oralmente o per via rettale, questo suono indica che la temperatura finale è stata raggiunta. Da quel momento in poi ci saranno delle variazioni insignificanti. Tuttavia, nella rilevazione della temperatura sotto il braccio il periodo di misurazione deve essere strettamente osservato. Il segnale potrebbe essere udito un certo numero di volte durante questo periodo. Quando la misurazione è completata, la temperatura più alta rilevata resterà visualizzata sul display finché il termometro verrà spento.

Per aumentare la durata delle batterie, raccomandiamo di spegnere l'apparecchio dopo l'uso premendo brevemente il pulsante. Se ciò non viene fatto, il termometro si spegnerà da solo dopo 8-10 minuti. Tuttavia, l'ultima lettura rimane in memoria fino alla misurazione successiva.

MEMORIA DEI VALORI MISURATI

Domotherm® Rapid memorizza automaticamente il valore misurato per ultimo. Questo valore viene indicato da una piccola "M" (Memory) in basso a destra.

METODI PER MISURARE LA TEMPERATURA

- In bocca (orale)**
Con la misurazione per via orale, sono normali piccole variazioni da una lettura all'altra. Ciò dipende da una distribuzione non omogenea della temperatura all'interno della bocca. Porre il termometro in una delle due cavità sotto la lingua, alla sinistra o alla destra della base della lingua in modo che il sensore sia a diretto contatto. Chiudere la bocca e respirare lentamente attraverso il naso per evitare che il risultato venga influenzato dal vostro respiro. Tempo minimo di misurazione: 1 minuto.
- Rettale**
E' il metodo più preciso. E' particolarmente adatto per neonati e bambini. La punta del termometro deve essere inserita delicatamente nel retto per 1-2 cm. Tempo minimo di misurazione: 30 sec.
- Sotto il braccio**
Da un punto di vista medico questo tipo di misurazione può dare dei valori imprecisi. Non è quindi consigliabile quando le misurazioni devono essere accurate. Il tempo minimo di misurazione è 5-10 minuti!

(E)

Ha adquirido Vd. un termómetro de alta calidad. Para su correcta utilización y larga duración le recomendamos leer las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez. Le recomendamos guardar estas instrucciones luego en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea preciso. Así el termómetro digital cumplirá sus funciones durante muchos años.

VANTAJAS

- **Termómetro de máxima:** la temperatura máxima medida durante una medición permanece visible en la pantalla hasta desconectar el termómetro.
- **Punta flexible**
- **Memoria de medición:** almacenamiento automático de la última medición para poder compararla con la siguiente.
- **Señal acústica** indicando el final de la medición
- **Resultado de la medición:** se obtiene de 30 segundos, dependiendo del método elegido.
- **Alarma de fiebre** a partir de 37,8°C
- **Pantalla de cristal líquido con indicación digital extra grande,** con 2 dígitos detrás de la coma para indicar oscilaciones de temperatura de hasta 0,01°C.
- **Resistente al agua.** Permite su inmersión total para la limpieza (max. 30 min.).
- **Desconexión automática** (después de aprox. 8-10 minutos)
- **Pila de larga duración**

INDICACIONES PARA SU SEGURIDAD

- No deje que se caiga el termómetro. No es resistente ni a golpes ni a choques.
- Antes de realizar la medición, compruebe que la punta de medición y la pantalla no estén dañadas.
- Este termómetro está indicado exclusivamente para la medición de la temperatura corporal.
- No permita que los niños lo usen sin su supervisión ya que el termómetro tiene componentes (pila, etc.) que pueden ser ingeridos.
- Evite la exposición del termómetro a altas temperaturas y a la luz directa del sol.
- No abra el termómetro (salvo para cambiar la pila)
- Para su limpieza, utilice únicamente agua o una solución desinfectante.
- Inmersión total max. 30 min.

MODO DE EMPLEO

Inserte el termómetro. Conecte el termómetro pulsando el interruptor situado al lado de la pantalla de cristal líquido. Una señal acústica indica su activación. Primero aparece la última temperatura medida con una "M" pequeña, que significa Memoria, en la esquina inferior derecha. A continuación la pantalla indica un valor interno de comprobación de 37°C ±0,02°C. Al mismo tiempo se produce un completo control óptico de la pantalla. Ahora el termómetro está listo para realizar la medición de temperatura

Mientras se está realizando la medición, en la pantalla aparece la temperatura actual y el signo "C" parpadeante. En la medición axilar debe esperarse el tiempo indicado para esta forma de medición (5 a 10 minutos); En este caso es posible que la señal acústica suene varias veces más. Al finalizar la medición, la temperatura máxima medida permanece visible en la pantalla hasta desconectar el termómetro. Para alargar la vida de la pila es aconsejable desconectar el termómetro después de su uso, pulsando para ello brevemente el interruptor. De no hacerlo, el termómetro se desconecta automáticamente después de aprox. 8-10 minutos, pero en ambos casos, la temperatura máxima detectada queda almacenada hasta la siguiente medición.

REGISTRADOR DE VALORES MEDIOS

Domotherm® Rapid registra automáticamente el último valor medido. El valor se mostrará en la esquina inferior derecha con una pequeña "M" (Memory).

TIPOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL

- Medición oral**
Colocar el termómetro en la bolsa sublingual debajo de la lengua. El sensor térmico debe estar completamente en contacto con el tejido de la cavidad bucal. Cerrar la boca y respirar normalmente por la nariz, a fin de que el aire inspirado por la boca no afecte a los valores de la temperatura. Tiempo mínimo de medición: 1 minuto.
- Medición rectal**
Es el método más seguro, y está especialmente indicado para los lactantes y niños pequeños. Introduzca cuidadosamente el sensor térmico 1-2 cm en el recto y mantenga el termómetro en esta posición. Tiempo mínimo de medición: 30 sec.
- Medición axilar**
Coloque el sensor térmico en la axila, procurando que esté en perfecto contacto con la piel. Tiempo mínimo de medición: de 5 a 10 minutos. Desde el punto de vista médico, este tipo de medición siempre produce valores inexactos.

