

Primo

GB

Instructions for use

Adhesive for Molloplast® B-relinings



By use of **Primo adhesive** the chemical bonding of **Molloplast® B** to the acrylic denture base is achieved. However, the adhesive is only applied onto already polymerised denture base material. Prior to the application of **Primo adhesive** the denture base is prepared according

to **Molloplast® B** instructions for use.

Then Primo adhesive is brushed uniformly 1–2 times onto the clean and dried denture base. After reacting for approx. 60–90 minutes **Molloplast® B** is pressed onto the denture base and polymerised according to instructions.

Important working hints

- Primo coating must cover the entire surface of denture acrylic in contact with **Molloplast® B**. After a reacting time of approx. 60–90 minutes **Molloplast® B** is pressed onto the denture base and polymerised according to instructions.
- Close bottle tightly after each use.
- Avoid contact with eyes, mucous membranes and skin.
- Do not breathe vapours.

Indications for use:

- **Primo adhesive** ensures an optimum bonding of **Molloplast® B** to polymerised acrylics.

Technical data:

- **Volume:**
15 ml, vial with integrated brush
- **Drying time:**
2–3 minutes
- **Reacting time:**
60–90 minutes
- **Storage:**
Keep container tightly closed.
Keep away from moisture.



Ordering information:

Primo adhesive
Standard
packing **03004**
Bottle of 15 ml

DETAX

GmbH & Co. KG
Postfach 100225 · 76256 Ettlingen / Germany
Telefon 07243/510-0 · Fax 07243/510-100
www.detax.de · mail@detax.de

Made in
Germany



12/2012

Primo

F

Mode d'emploi

Adhésif pour les rebasages en Molloplast® B



L'adhésif **Primo** accomplit la combinaison chimique entre le **Molloplast® B** et la résine acrylique. Toutefois l'adhésif **Primo** n'est appliqué que sur le matériau de base acrylique déjà polymérisé. La base en résine acrylique est travaillée selon le mode d'emploi

de **Molloplast® B**; la base doit être absolument propre et sèche. A l'aide d'un pinceau appliquer homogènement 1 à 2 couches de **Primo** sur toute la surface à rebaser. Laisser agir l'adhésif Primo pendant 60 à 90 min. env. Après ce délai le **Molloplast® B** est bourré et polymérisé selon l'indication.

Renseignements de travail importants

- La couche en Primo doit revêtir complètement toute la surface prothétique à rebaser. Après le temps de réaction de 60 à 90 min. le **Molloplast® B** est bourré et polymérisé selon l'indication.
- Bien fermer la bouteille aussitôt après l'usage.
- Eviter le contact du produit avec les yeux, les muqueuses et la peau.
- Ne pas inhaler les vapeurs.

Champs d'application:

- L'adhésif **Primo** garantit une adhésion parfaite entre le **Molloplast® B** et les résines acryliques.

Caractéristiques techniques:

- **Volume:** 15 ml, bouteille de verre avec pinceau
- **Temps de séchage:** 2-3 min.
- **Temps de réaction:** 60-90 min.
- **Stockage:** Conserver le récipient bien fermé. 25 °C. Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.



Information à la commande:

Adhésif PrimoPrésentationstandard **03004**

Bouteille de 15 ml

Primo



Modo de empleo

Adhesivo para rebasados en Molloplast® B



El adhesivo **Primo** realiza la combinación química entre el **Molloplast® B** y la base de resina acrílica. No obstante, el adhesivo **Primo** sólo se aplica sobre el material protésico ya polimerizado. Elaborar la base de resina acrílica según las instrucciones de

empleo **Molloplast® B**; la base protésica tiene que ser absolutamente limpia y seca. Aplicar el adhesivo Primo mediante un pincel 1 a 2 veces sobre todas las superficies acrílicas de rebasar con **Molloplast® B** y hacer actuar el adhesivo Primo durante unos 60 a 90 minutos. Entonces el **Molloplast® B** se obtura y se polimeriza según las instrucciones.

Instrucciones importantes de procesación

- La capa del adhesivo Primo tiene que recubrir completamente todas las superficies protésicas de rebasar. Después del tiempo de reacción de 60 a 90 minutos el **Molloplast® B** se obtura y se polimeriza según las instrucciones.
- Cerrar bien los recipientes después de haber usarlos.
- Evitar contacto con los ojos, las mucosas y la piel.
- Evitar la inhalación de los vapores.

Campos de aplicación:

- El adhesivo **Primo** asegura una adhesión óptima entre el **Molloplast® B** y las resinas acrílicas ya polimerizadas.

Características técnicas:

- **Volumen:**
15 ml, botella de vidrio con pincel
- **Tiempo de secado:**
2–3 minutos
- **Tiempo de reacción:**
60–90 minutos
- **Almacenaje:**
Conservar el envase herméticamente cerrado, protegido de la humedad.



Información para el pedido:

Adhesivo Primo

Presentación

normal **03004**
Botella de 15 ml

Primo



Адгезив к материалу для перебазировки «Molloplast® B»



С помощью адгезива **«Primo»** достигается химическое соединение между акрилатом и **«Molloplast® B»**. Это относится не только к уже полимеризованному материалу протеза. Перед нанесением адгезива следует обработать

базис согласно **«Molloplast® B»**-инструкции.

Адгезив **«Primo»** наносится 1-2 раза кисточкой покрывающим слоем на очищенный и просушенный базис протеза. После времени воздействия примерно от 60 до 90 минут **«Molloplast® B»** прессуется и затем согласно инструкции полимеризуется.

Важные указания по обработке

- Смочить все контактные поверхности акрилат-**«Molloplast® B»**. После времени воздействия примерно от 60 до 90 минут **«Molloplast® B»** прессуется и затем согласно инструкции полимеризуется.
- Ёмкость сразу после употребления закрыть.
- Избегать попадания в глаза, контакта со слизистыми оболочками и кожей.
- Пары не вдыхать.

Области применения

- Адгезив **«Primo»** улучшает прочность соединения между **«Molloplast® B»** и полимеризованными акрилатами.

Технические данные:

- Объём: бутылочка стеклянная с кисточкой, 15 мл.
- Время сушки: 2–3 минуты
- Время воздействия: 60–90 минут
- Хранение: хранить плотно закрытым. Защищать от влаги.



Информация для заказа:

Primo

Адгезив

Стандартная

упаковка **03004**

бутылочка, 15 мл.

Molloplast® B

soft denture liner – silicone based



Primo

I
Istruzioni per l'uso

Adesivo per ribasature in Molloplast® B



Con l'adesivo **Primo** si ottiene una unione chimica fra l'acrilato e **Molloplast® B**. Questo vale tuttavia solamente nei casi di resine per palati già polimerizzate. Prima dell'applicazione, la base di resina deve essere trattata secondo l'indicazione d'utilizzo di

Molloplast® B. L'adesivo **Primo** viene applicato sulla base pulita ed asciugata della protesi in 1-2 strati coprenti. L'adesivo deve agire sulla base di resina per 60-90 minuti circa. **Molloplast® B** viene successivamente zeppato, pressato e polimerizzato secondo l'istruzione d'uso.

Indicazioni importanti per l'impiego

- È importante che tutta la superficie di contatto fra acrilato e **Molloplast® B** venga trattata con l'adesivo **Primo**. Lasciare agire l'adesivo per 60-90 minuti, poi pressare e polimerizzare il **Molloplast® B**.
- Chiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo del prodotto.
- Evitare il contatto con gli occhi, le gengive e la pelle.
- Non ispirare i vapori.

Campo d'impiego:

- L'adesivo **Primo** ottimizza il legame fra **Molloplast® B** ed acrilati polimerizzati.

Dati tecnici:

- **Volume:**
15 ml flacone con pennello
- **Tempo d'asciugatura:**
2-3 minuti
- **Tempo d'azione:**
60-90 minuti
- **Stoccaggio:**
Conservare ben chiuso.
Proteggere dall'umidità.



Specifiche d'ordinazione:

Primo adesivo
Confezione
standard **03004**
15 ml flacone