

# Kit Endoperox polvo + glicerina

## Blanqueamiento de los dientes despulpados

### Fórmula Endoperox polvo

Peróxido de hidrógeno de urea 100 %.

### Propiedades

El peróxido de hidrógeno de urea desprende oxígeno en presencia de los líquidos fisiológicos. Este desprendimiento se produce en medio prácticamente neutro. Los principales efectos derivados del desprendimiento de oxígeno naciente son:

- blanqueador,
- bactericida, y
- detersivo mecánico por desprendimiento de gases.

### Indicaciones

Blanqueamiento de los dientes despulpados, coloreados por ejemplo, por la sangre.

### Modo de empleo

- Antes de cualquier tratamiento blanqueador, verificar que los canales estén perfectamente obturados.
- Limpiar la cámara pulpar.
- Abrir el canal unos 3 mm.
- Cubrir el fondo de la cavidad con un cemento ionomérico de vidrio o un cemento de policarboxilato.
- Grabar la cámara pulpar con ácido fosfórico durante 1 minuto.
- Enjuagar abundantemente con agua. Secar.
- Limpiar la cavidad de acceso con alcohol. Secar.
- Preparar una pasta consistente mezclando dos cucharas de polvo con una gota de glicerina.
- Colocar la pasta en contacto con la superficie vestibular.
- Cubrir con una bolita de algodón.
- Obturar la cavidad con un cemento.
- Examinar de nuevo al paciente 4 ó 5 días más tarde.
- Si la coloración es suficiente, obturar.
- En caso contrario, repetir el tratamiento, que es completamente inofensivo para la dentina.

Es preferible efectuar el blanqueamiento en varias sesiones, para no sobrepasar el objetivo que se busca y obtener una descoloración demasiado importante.

### Advertencias

Evitar el contacto con la mucosa y los ojos, debido a que el producto contiene un alto porcentaje de peróxido de hidrógeno de urea. Tomar las medidas de protección necesarias.

### Conservación

Conservar protegido de la luz y a una temperatura inferior a 25°C en su envase original.  
Cerrar cuidadosamente el frasco después del uso.

### Precauciones

Producto reservado exclusivamente para el especialista en odontología.  
NO INGERIR  
En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y contactar inmediatamente el Centro de Control Toxicológico.  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua y consultar inmediatamente un oftalmólogo.

### Presentación

Kit conteniendo:  
1 tarro de 5 g de polvo,  
1 frasco de 5 ml de glicerina,  
1 cuchara dosificadora.

Fabricado en Francia

Distribuidor: SEPTODONT, Inc.  
245 Quigley Boulevard - Suite C  
NEW CASTLE, Delaware 19720 U.S.A.  
Fabricado en Francia por:  
Septodont



# Kit Endoperox powder + glycerol

## Dentine whitener for devitalized teeth

### Formula Endoperox powder

100% carbamide peroxide.

### Properties

Oxygen is released from the Hydrogen Peroxide by the presence of the oral fluids. This release of oxygen occurs in a practically neutral medium. The principal effects resulting from the release of the latent oxygen are :

- bleaching,
- killing bacteria,
- mechanical cleansing by gas bubbles.

### Indications

Whitening of pulpless teeth, stained for example, by blood.

### Directions for use

- Before proceeding to the whitening make sure of the tightness of the canal filling.
- Clear the pulp chamber.
- Open the canal on about 3 mm.
- Cover the floor of the cavity obtained with either a glass ionomer cement or a carboxylate cement.
- Etch the pulp chamber with phosphoric acid for 1 minute.
- Abundantly rinse with water. Dry.
- Clear the pulp chamber with alcohol. Dry.
- Make a paste by mixing two spoonfuls of powder with 1 drop of glycerol to a firm consistency.
- Cover the vestibular side with the paste.
- Cover with a pledget of cotton wool.
- Seal with a cement.
- Make a second appointment with the patient 4 or 5 days later.
- If sufficiently white, fill.
- If not repeat the treatment which is completely harmless to the dentine.

It is preferable to obtain the bleaching over a few visits, rather than in one single visit to avoid obtaining too great a discolouration.

### Warnings

Avoid contact with the mucosa and the eyes as the product contains a high percentage of carbamide peroxide. Take protective measures as necessary.

### Storage

Keep away from light in its original packaging and do not store above 25°C.  
Close the container tightly after use.

### Cautions

For professional use only in the practice of dentistry.

THIS PRODUCT SHOULD NOT BE INGESTED.  
In case of accidental ingestion, induce vomiting and contact a Poison Control Center immediately.  
In case product comes in contact with the eyes, rinse well with water and consult an ophthalmologist immediately.

### Presentation

Kit containing:  
1 x 0.18 oz (5 g) jar of Endoperox powder (100% carbamide peroxide),  
1 x 5 ml flask of glycerol,  
1 measuring spoon.

NDC : 0362-1701-00

Made in France

Distributor: SEPTODONT, Inc.  
245 Quigley Boulevard - Suite C  
NEW CASTLE, Delaware 19720 U.S.A.  
Made in France by:  
Septodont

