

OPEN & READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING!



IMPORTANT ATTENTION

Thank you for purchasing the Aeroneb Go Micropump Nebulizer from evo Medical Solutions! To optimize the performance and life expectancy of your Aeroneb Go device, follow the cleaning instructions carefully as instructed on page 11 of your Aeroneb Go Instruction Manual.

Retain this card with your device for future reference.

IMPORTANT CAUTION

As with any mechanical device, this product may become unusable due to an electrical outage, battery depletion, or mechanical failure. We recommend that you have spare batteries and have a backup device available to you. **If this product is being used to treat a life threatening condition, a backup device is necessary.**

IMPORTANT CLEANING INFORMATION FOR ALL MODELS

To optimize the performance and life expectancy of your Aeroneb Go device, follow the cleaning instructions carefully as instructed on page 11 of your Aeroneb Go Instruction Manual.

NOTE: Removal and the improper insertion of the retaining ring from the underside of the medication cup may cause the unit to leak or malfunction.

NOTE: Please read all instructions before using. Refer to your Aeroneb® Go Nebulizer Instruction Manual for more complete cleaning instructions.

To order replacement parts or accessories, visit your local home medical equipment dealer or pharmacy.

If you have any questions or problems regarding your Aeroneb® Go nebulizer, contact your local home medical equipment dealer or pharmacy.


Your Aeroneb® Go was tested and inspected at the factory and is a premium device that has a life expectancy of at least one year (730 treatments) with proper care and cleaning. Lack of proper care and cleaning, disassembly of the retaining ring or misuse will void the warranty.

BEFORE ANY OPERATION

Before you begin any operation, continue to the Quick Start Instruction Guide read throughly and follow the operating instructions that apply to your specific model.

QUICK START INSTRUCTION GUIDE BEGINS HERE

TO ASSEMBLE NEBULIZER UNIT



STEP 1
Before you begin, run the Medication Cup under hot water, then tap the cup slightly.



STEP 2
Connect the Medication Cup (containing the OnQ® Aerosol Generator) to the Nebulizer Body.

NOTE: Make sure the Aeroneb Go is unplugged before you add medication to the Medication Cup.



STEP 3
Fill the Medication Cup with the prescribed nebulizer medication. Never pour more than 6 mL into the cup. The continuous line on the inside surface of the cup indicates the maximum filling level. (When the medication cup contains medication, the cup should remain in an upright position).

CAUTION: To avoid damage to the nebulizer unit, do not use a syringe with needle.



STEP 4
Securely place Cap on Medication Cup.



STEP 5
Attach Mouthpiece or Mask Connector and mask to Nebulizer Body. **NOTE:** Masks are an optional accessory and may be purchased through evo Medical Solutions or your Aeroneb® Go dealer.

TO OPERATE AC/DC POWERED CONTROLLER Model #7030



1. Insert the AC Powered Controller cable connector into the back of the Nebulizer Unit by sliding the cable straight up the nebulizer body.



2. Plug the AC Powered Controller into a standard AC electrical outlet using the appropriate outlet adapter. The green light on the AC Powered Controller will light up.



3. Visually verify that aerosol is coming out of the mouthpiece or mask to indicate that the device is functioning properly.



4. Place the mouthpiece between your teeth, with your lips firmly sealed around the mouthpiece. If you use an aerosol mask, place the mask over your mouth and nose. Breathe in and out slowly through your mouth until aerosol formation stops. Do not cover the ventilation holes during use. **NOTE:** Aerosol mask is not provided.

5. Unplug the AC Powered Controller from the wall to turn it off. Disconnect the cable from the Nebulizer Unit by sliding the cable straight down the handset, disassemble Nebulizer Unit and rinse Nebulizer unit Parts after each use. Wipe dry the Connector end of the cable after each use. Clean the nebulizer unit and associated parts daily. Do NOT remove the retaining ring under the medication cup.

TO OPERATE BATTERY POWERED CONTROLLER Model #7090

NOTE: This model has 2 modes of operation: Battery Powered Controller only OR AC/DC with Battery Powered Controller.



1. Turn the Battery Powered Controller upside down. Slide the battery cover in the direction of the arrow to remove the lid. Put in three (3) "AA" disposable alkaline or lithium batteries, matching them to the plus (+) and minus (-) markings inside the Battery Powered Controller. Replace the cover on the Battery Powered Controller and slide the cover until it locks in place. You can expect at least three (3) hours of operation from a new set of disposable batteries, (up to five (5) hours from high performance batteries).



2. Insert the nebulizer cable connector into the back of the Nebulizer Unit. Slide the cable straight up the nebulizer body.

Continued from previous column

TO OPERATE BATTERY POWERED CONTROLLER Model #7090



3. Connect the nebulizer cable to the Aeroneb® Go Battery Powered Controller.



4. Turn on the unit by pressing the "on/off" button on the Battery Powered Controller. The green light on the Battery Powered Controller will light up. Visually verify that aerosol is coming out of the mouthpiece or mask to indicate that the device is functioning properly.

NOTE: (1) If you are using batteries and the green light is flashing, your batteries are low. You may finish your treatment, and then replace the three "AA" batteries. (2) If the green light only comes on while depressing the button, immediately replace the three "AA" batteries.



5. Place the mouthpiece between your teeth, with your lips firmly sealed around the mouth piece. If you use an aerosol mask, place the mask over your mouth and nose. Breathe in and out slowly through your mouth until aerosol formation stops. Do not cover ventilation holes. **NOTE:** Aerosol mask is not provided.

NOTE: (1) The Battery Powered Controller is designed to shut off after 16 minutes. If medication still remains in the cup, press the "on/off" button on the Battery Powered Controller to continue your treatment. (2) Battery life is dependent upon not only the number of treatments per day, but also the length of each treatment. It is recommended that you always have a spare set of new batteries available to you.



6. Press the "on/off" button on the Battery Powered Controller again to turn the nebulizer off. Disconnect the cable from the Nebulizer Unit by sliding the cable straight down the handset, disassemble Nebulizer Unit and rinse Nebulizer Unit Parts after each use. Wipe dry the connector end of the cable after each use. Clean the Nebulizer Unit and associated parts daily. Do NOT remove the retaining ring under the medication cup.

TO OPERATE BATTERY POWERED CONTROLLER WITH AN AC/DC ADAPTER Model #7090

NOTE: This model has 2 modes of operation: Battery Powered Controller only OR AC/DC with Battery Powered Controller.



1. Plug the AC adapter into a standard AC electrical outlet, a green light on the adapter indicates that the AC adapter is turned on. Plug the AC cable into the Control Module, indicated by the Input Symbol (See Classifications and Markings chart in manual).

NOTE: The AC/DC Adapter does not charge batteries.



2. Turn on the unit by pressing the "on/off" button on the Battery Powered Controller. The green light on the Battery Powered Controller will light up. Visually verify that aerosol is coming out of the mouthpiece or mask to indicate that the device is functioning properly.



3. Place the mouthpiece between your teeth, with your lips firmly sealed around the mouthpiece. If you use an aerosol mask, place the mask over your mouth and nose. Breathe in and out slowly through your mouth until aerosol formation stops. Do not cover the ventilation holes during use. **NOTE:** Aerosol mask is not provided.



4. Press the "on/off" button on the Battery Powered Controller again to turn the nebulizer off.



5. Disconnect the cable from the Nebulizer Unit by sliding the cable straight down the handset, disassemble Nebulizer Unit and rinse Nebulizer Unit Parts after each use. Wipe dry the connector end of the cable after each use. Clean the Nebulizer Unit and associated parts daily. Do NOT remove the retaining ring under the medication cup.

¡ABRA & LEYO TODAS las INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR!



PRECAUCIÓN IMPORTANTE

¡Gracias por comprar el Aeroneb Va a Micropump Nebulizador del evo Soluciones Médicas! Para optimizar el desempeño y la esperanza de vida de su Aeroneb Vayan dispositivo, siga las instrucciones de limpieza con cuidado como instruido en la página 11 de su Aeroneb Va Manual de Instrucción.

Guarde esta tarjeta con su dispositivo para referencia futura.

PRECAUCIÓN IMPORTANTE

Al igual que cualquier dispositivo mecánico, este producto no podrá utilizarse en caso de apagón, pila agotada o falla mecánica. Recomendamos que tenga pilas de repuesto y un dispositivo de respaldo disponibles. Si este producto se usa para tratar una afección potencialmente mortal, es necesario contar con un dispositivo de respaldo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA LIMPIEZA DE TODOS LOS MODELOS

Para optimizar el rendimiento y la duración prevista de su dispositivo Aeroneb Go, siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza según se indica en la página 11 del Manual de instrucciones de Aeroneb Go.

NOTA: quitar e insertar de manera incorrecta el anillo de retención del lado inferior de la taza para medicamento puede causar pérdidas o malfuncionamiento.

NOTA: lea todas las instrucciones antes de usar. Consulte el Manual de instrucciones del Nebulizador Aeroneb® Go para obtener instrucciones más detalladas de limpieza.


Para pedir piezas de repuesto o accesorios, visite a su representante local de equipos médicos domésticos o farmacia local. Si tiene preguntas o problemas relacionados con su nebulizador Aeroneb® Go, comuníquese con su representante local de equipos médicos domésticos o con su farmacia local. Su Aeroneb® Go fue evaluado e inspeccionado en la fábrica y es un dispositivo superior que, con el cuidado y la limpieza adecuados, tiene una duración prevista de al menos un año (730 nebulizaciones). La ausencia de limpieza y cuidado adecuados, el desmontaje del anillo de retención o

ANTES DE CUALQUIER OPERACION

Antes que empiece cualquier operación, continúe a la Guía Rápida de la Instrucción del Comienzo leyó pormente y sigue las instrucciones operadoras que aplican a su modelo específico.

LA GUÍA DE INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO COMIENZA AQUÍ

PARA ARMAR LA UNIDAD NEBULIZADORA



PASO 1
Antes de comenzar, enjuague la taza para medicamento con agua caliente, luego golpee suavemente la taza.



PASO 2
Conecte al cuerpo del nebulizador a la taza para medicamento (que contiene al Generador OnQ®).

NOTA: asegúrese que Aeroneb Go esté desenchufado antes de agregar el medicamento a la taza.



PASO 3
Llene la taza para medicamento con el medicamento para nebulización prescrito. Nunca vierta más de 6 mL en la taza. La línea continua en la superficie interna de la taza indica el nivel máximo de llenado. (Cuando la taza para medicamento contiene medicamento, ésta debe permanecer en posición vertical).

PRECAUCIÓN: para evitar dañar la unidad nebulizadora, no use una jeringa con aguja.



PASO 4
Tape firmemente la taza para medicamento.



PASO 5
Conecte la boquilla o el conector de la máscara y la máscara, al cuerpo del nebulizador. **NOTA:** las máscaras son accesorios opcionales y pueden comprarse a través de evo Medical Solutionso su representante de Aeroneb® Go.

PARA FUNCIONAMIENTO CON CONTROLADOR ALIMENTADO POR CA/CC

Model #7030



1. Inserte el conector del cable del controlador de CA en la parte posterior de la unidad nebulizadora deslizando el cable hacia arriba sobre el cuerpo del nebulizador.



2. Enchufe el controlador de CA en una toma de corriente eléctrica estándar usando el adaptador adecuado. La luz verde sobre del controlador se encenderá.

3. Verifique visualmente que salga aerosol desde la boquilla o máscara, lo cual indica que el dispositivo está funcionando correctamente.



4. Coloque la boquilla entre sus dientes, con sus labios firmemente sellados alrededor de la boquilla. Si usa una máscara para nebulización, coloque la máscara sobre la boca y la nariz. Respire lentamente por la boca hasta que cese la formación de aerosol. No cubra los orificios de ventilación durante el uso. **NOTA:** no se porcion máscara para nebulización.



5. Desconecte de la pared el controlador alimentado por corriente alterna (CA), para apagarlo. Desconecte el cable de la unidad nebulizadora deslizando el cable hacia abajo, desarme la unidad nebulizadora y enjuague las piezas de ésta después de cada uso. Seque el extremo conector del cable luego de cada uso. Limpie diariamente la unidad nebulizadora y las piezas asociadas. NO quite el anillo de retención -debajo de la taza para medicamento.

PARA FUNCIONAMIENTO CON UN CONTROLADOR A PILA

Model #7090

NOTA: este modelo tiene 2 modos de funcionamiento: con alimentación solamente a pila, O BIEN, mediante CA/CC con controlador a pila.



1. Dé vuelta el controlador a pila. Deslice en la dirección de la flecha la cubierta del recinto para las pilas, para quitar la tapa. Coloque allí tres (3) pilas alcalinas "AA" o de litio desechables; haga coincidir los signos más (+) y menos (-) que se encuentran en el interior del controlador a pila. Vuelva a colocar la cubierta sobre el controlador y deslícela hasta que se traben en su lugar. Puede anticipar un funcionamiento de al menos tres (3) horas con un juego nuevo de pilas desechables, (hasta cinco (5) horas con pilas de alto rendimiento).


Continuado de la columna anterior

PARA FUNCIONAMIENTO CON UN CONTROLADOR A PILA

Model #7090



2. Inserte el conector del cable del nebulizador en la parte posterior de la unidad nebulizadora. Deslice el cable hacia arriba sobre el cuerpo del nebulizador.



3. Conecte el cable del nebulizador al controlador a pila Aeroneb®Go.



4. Encienda la unidad presionando el botón "on/off" ubicado en el controlador a pila. La luz verde del controlador se encenderá. Verifique visualmente que salga aerosol desde la boquilla o máscara, lo cual indica que el dispositivo está funcionando adecuadamente.

NOTA: (1) si está usando pilas y la luz verde parpadea, las pilas tienen poca carga. Puede finalizar su tratamiento y luego reemplazar las tres pilas "AA". (2) si la luz verde sólo aparece cuando presiona el botón, reemplace las tres pilas "AA" inmediatamente.



5. Coloque la boquilla entre sus dientes, con sus labios firmemente sellados alrededor de la boquilla. Si usa una máscara para nebulización, coloque la máscara sobre la boca y la nariz. Respire lentamente por la boca hasta que cese la formación de aerosol. No cubra los orificios de ventilación. **NOTA:** no se proporciona máscara para nebulización.

NOTA: (1) el controlador a pila está diseñado para apagarse luego de 16 minutos. Si todavía queda medicamento en la taza, presione el botón "on/off" del controlador para continuar la nebulización. (2) La vida de la pila depende no sólo de la cantidad de nebulizaciones por día sino también de la duración de cada nebulización. Se recomienda que usted siempre tenga disponible un juego de pilas de repuesto.



6. Presione nuevamente el botón "on/off" del controlador a pila para apagar el nebulizador. Desconecte el cable de la unidad nebulizadora deslizando el cable hacia abajo, desarme la unidad nebulizadora y enjuague las piezas de ésta después de cada uso. NO quite el anillo de retención debajo de la taza para medicamento. Seque el extremo conector del cable luego de cada uso. Limpie diariamente la unidad nebulizadora y las piezas asociadas. NO quite el anillo de retención debajo de la taza para medicamento.

PARA FUNCIONAMIENTO CON CONTROLADOR A PILA CON ADAPTADOR PARA CA/CC

Model #7090

NOTA: este modelo tiene 2 modos de funcionamiento: con alimentación solamente a pila, O BIEN, mediante CA/CC con controlador a pila.



1. Enchufe el adaptador CA en una toma de corriente eléctrica estándar, una luz verde en el adaptador indica que el adaptador CA está encendido. Enchufe el cable de CA en el módulo de control, indicado por el símbolo 'Input' (Entrada). (Consulte la tabla de clasificaciones y símbolos en el manual).

NOTA: el adaptador CA/CC no carga pilas.



2. Encienda la unidad presionando el botón "on/off" en el controlador a pila. La luz verde en el controlador se encenderá. Verifique visualmente que sale aerosol por la boquilla o máscara, lo cual indica que el dispositivo funciona correctamente.



3. Coloque la boquilla entre sus dientes, con sus labios firmemente sellados, alrededor de la boquilla. Si usa una máscara para nebulización, coloque la máscara sobre la boca y la nariz. Respire lentamente por la boca hasta que cese la formación de aerosol. No cubra los orificios de ventilación durante el uso. **NOTA:** no se porcion máscara para nebulización.



4. Presione nuevamente el botón "on/off" del controlador a pila para apagar el nebulizador.



5. Desconecte el cable de la unidad nebulizadora deslizándolo hacia abajo, desarme la unidad nebulizadora y enjuague las piezas de ésta después de cada uso. NO quite el anillo de retención debajo de la taza para medicamento. Seque el extremo conector del cable luego de cada uso. Limpie diariamente la unidad nebulizadora y las piezas asociadas.