



www.wunder.it

**BÁSCULA ELECTRÓNICA PROFESIONAL
MOD. RH pasamano RO cable**

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea atentamente el presente manual antes de usar el aparato

ÍNDICE

2.	DISPOSICIONES GENERALES.....	PÁG. 2
3.	SEGURIDAD.....	PÁG. 3
4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	PÁG. 3
5.	DESCRIPCIÓN DEL VISOR.....	PÁG. 4
6.	INSTALACIÓN.....	PÁG. 5
7.	INSTRUCCIONES DE USO	PÁG. 5
8.	FUNCIONES DE IMPRESIÓN.....	PÁG. 8
9.	CONFIGURACIONES DE SETUP (INSTALACIÓN).....	PÁG. 9
10.	PROBLEMAS Y SOLUCIONES.....	PÁG. 9
11.	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA.....	PÁG. 10
12.	CONFORMIDAD.....	PÁG. 10
13.	TARGHETTE IDENTIFICATIVOS.....	PÁG. 10
14.	DESGUACE ELIMINACIÓN.....	PAG. 11
15.	GARANTÍA.....	PAG. 11
16.	MONTAJE - USO DEL ESTADÍMETRO TELESCÓPICO MECÁNICO (OPCIONAL).....	PAG. 12



Al elegir la báscula profesional electrónica WUNDER mod.RH pasamano e RO gran precisión.

Desde hace más de cuarenta años,WUNDER pone su experiencia al servicio de la salud. Este aparato está en conformidad con las normas nacionales de hospitales, ambulatorios médicos y centros hospitalarios, clase médica I, con función de medición y está calibrada de acuerdo con la clase de precisión III.

El aparato se caracteriza por la posibilidad de fijar el terminal electrónico a la plataforma de pesado mediante una columna; también puede instalarse de forma independiente.

El aparato está equipado con un terminal electrónico de doble LCD con triple lectura para visualizar simultáneamente Peso, Cálculo de diferencia de pesajes.

2. DISPOSICIONES GENERALES



Lea atentamente el presente manual antes de usar el aparato ya que proporciona

indicaciones importantes sobre la **SEGURIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO**.

Las descripciones y las ilustraciones, proporcionadas en este manual, no son vinculantes.

WUNDER se reserva el derecho a aportar las modificaciones que considere convenientes para mejorar el producto, sin que esté obligada a actualizar esta publicación.

Convenciones:

En este manual se han adoptado los siguientes símbolos:



0470 CERTIFICADO MÉDICO



CERTIFICADO Y HOMOLOGACIÓN METROLÓGICA PARA USOS MÉDICOS



CLASE DE PRECISIÓN



CERTIFICADO DE GARANTÍA DE ASISTENCIA



ATENCIÓN!

COLOCADO ANTES DE DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS. SU INCUMPLIMIENTO PUEDE ESTROPEAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA!



COLOCADO ANTES DE DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS. SU INCUMPLIMIENTO PUEDE ACARREAR DAÑOS AL OPERADOR, AL PACIENTE Y AL PRODUCTO



ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



PARTES APLICADAS DE TIPO B



BATERÍA DE ALIMENTACIÓN



INDICACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PESO

INDICACIÓN DE PESO ESTABLE



EL APARATO PUEDE PRESENTAR INTERFERENCIAS SI ESTÁ SITUADO CERCA DE APARATOS



DOBLE AISLAMIENTO

3. SEGURIDAD



ADVERTENCIAS


Los operadores deben leer atentamente el presente manual, atenerse a las instrucciones contenidas en el mismo y familiarizarse con los procedimientos correctos de uso y de mantenimiento del aparato.

- Conserve este manual para su consulta y como apoyo para la formación del personal.
- No sobrecargue el aparato: evite superar el valor de capacidad máxima
- No aplique cargas de forma brusca.
- No utilice objetos cortantes o con punta para presionar las teclas
- No intente abrir el aparato.
- No quite los precintos presentes en el aparato.
- No puentee los terminales de la batería.
- Utilice exclusivamente el alimentador previsto por Wunder; antes del uso, compruebe la compatibilidad entre la tensión de red local y la tensión indicada en la placa del adaptador.
- Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación del aparato; nunca deberá entrar en contacto con aparatos calientes.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no obstaculice la circulación.
- Antes de limpiar el aparato, desconecte el cable de alimentación.
- No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- Mande realizar regularmente las operaciones de mantenimiento y las comprobaciones métricas.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RH 300	RO cable
Capacidad	300 kg	300kg
División	100 g	100g
Aprobación OIML	Classe III	
Unidad de medición	kg	
Visualizador	Pantalla LCD de 20 mm con 5 dígitos + secundario Altura/ BMI	
Teclas de función	ON / ZERO / OFF, HOLD / BMI, TARA, PRINT	
Alimentación	Paquete de baterías recargables Adaptador, 12 V 2 A	
Temperatura operativa	da 5°C a 35°C	

5. DESCRIPCIÓN DEL VISOR




1. Indicador de alimentación
2. Visualizador de peso
3. Visualizador altura /BMI
4. Indicaciones sobre las características del modelo
5. Teclas de funciones

Teclas de función

Tecla	Descripción
	Tecla de encendido. Si se presiona durante 3 segundos, se apaga la báscula.
	Puesta a cero de la indicación (dentro de ±2% de la capacidad)
	Bloqueo del peso visualizado / determinación del valor de peso estable.
	Determine el índice de masa corporal (BMI)
	Tara del peso no deseado.
	Para cancelar la opción errada al introducir las cifras.
	Para confirmar las funciones.
	Impresión de los datos.
0-9	Teclas para introducir cifras.

Funciones del visualizador

- Peso estable: Indica que el peso es estable.
- Peso negativo: Indica el peso bajo cero.
- Cero: Indica el peso con el valor cero.
- Batería descargada: Indica que es necesario recargar o sustituir la batería .



6. INSTALACIÓN



TRAS COMPROBAR LA INTEGRIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN Y DE TODOS SUS COMPONENTES CONECTE EL EQUIPO CON EL ALIMENTADOR SUMINISTRADO PARA RECARGAR CORRECTAMENTE LAS BATERÍAS

Coloque el instrumento en una superficie lisa y estable.


El aparato debe colocarse lejos de fuentes de calor, en un ambiente sin vibraciones ni corrientes de aire.

Ensamblado (solo con versión de columna)

<p><u>FASES DE MONTAJE</u></p> <p>1.FASE: visor de montaje</p> <p>2.FASE: columna central de montaje</p> <p>3.FASE: columna de la parte de montaje</p> <p>4.FASE: pasamano circular de montaje</p>		<p>VISOR</p> <p>PASAMANO CIRCULAR</p> <p>COLUMNA CENTRAL</p> <p>COLUMNA DEL LA PARTE</p> <p>PLATAFORMA</p>
--	--	--

1 FASE: VISOR MONTAJE


Figura 1



1.FASE: Tome la columna central (con soporte de plástico visor).
 Inserte el cable de conexión del visor en la columna




Figura 1A



1A.FASE: Fije 2 tornillos (M4x0,7*10mm) el visor al soporte de visor. (figura 1A).


2 FASE: MONTAJE COLUMNA CENTRAL

Figura 2



2 FASE: Tome el angular de metal pintado blanco e inserte el cable de conexión a través del agujero del centro y fíjalo a la base inferior de la columna con los 4 tornillos. Conecte los cables de conexión (columna base-Visor)


Figura 2A



2A.FASE Asegure con los tornillos suministrados, el angular de metal pintado blanco con la columna del visor (figura 2A).


3 FASE: MONTAJE N°2 COLUMNA DE LA PARTE

Figura 3



3 FASE: Fije de columna del pasamanos en la plataforma (figura 3).


Figura 3A



3AFASE: Fije de columna del pasamanos en la plataforma (figura 3A).

4 FASE: MONTAJE PASAMANO CIRCULAR

Figura 4



4 FASE: Fije el pasamanos y la columna con los tornillos.
Atención: Los tornillos para montar el pasamanos deben estar bien fijados

Figura 4A



4A FASE: Fije el pasamanos y la columna con los tornillos.



AL FINAL DE LOS 4 FASES
EL INSTRUMENTO SE PRESENTA COMO '

7. INSTRUCCIONES DE USO

Configuración fecha y hora

Para entrar en la programación TIME SETTING, mantenga pulsada la tecla HOLD durante 3 segundos.

Ejemplo: para programar 25 de diciembre 2008, 8:00 am


	Programación del año: Utilice las teclas numéricas para escribir el valor correcto; tras realizar las configuraciones apropiadas pulse la tecla HOLD para entrar en el próximo paso .
	Programación de la fecha: Utilice las teclas numéricas para introducir el valor correcto; tras realizar las configuraciones apropiadas, pulse la tecla HOLD para seguir al próximo paso.
	Programación de la hora: Utilice las teclas numéricas para introducir el valor correcto; tras realizar las configuraciones apropiadas, pulse la tecla HOLD para confirmar la fecha y la hora.
	Formato pantalla: AAAA → MM.GG → HH:MM

7.2. Funcionamiento con batería



Cuando en el visualizador aparece el mensaje **Lo**, indica la condición de batería descargada y, por tanto, la necesidad de recargarla.

Para cargar baterías, hay que conectar el adaptador de red suministrado, incluso con el aparato apagado.

Si la báscula no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda realizar un ciclo completo de descarga y recarga al menos cada 3 meses.



7.2.a Reemplazo de las pilas



1. Abra el compartimiento de la batería y retire la batería.
2. Suelte la batería y vuelva a conectar la batería nueva. Primero inserte la batería y poner a un lado la conexión.

Función hold

La función HOLD sirve para determinar con precisión el peso medio, incluso en condiciones de valor inestable (pequeños movimientos).

- Encienda la báscula con la tecla [ON /OFF]. Tras realizar el autotest, el display muestra "0,0 kg" y las indicaciones de cero y peso estable.
- Haga subir al paciente en la base de pesaje.
- PRESIONE LA TECLA [HOLD]. El display visualiza "HOLD" con un triángulo parpadeando y luego de algunos segundos se muestra el valor medio del peso, que permanece fijo.
- Para desbloquear el peso memorizado en el display, vuelve a pulsar la tecla [HOLD]. El instrumento regresa a la modalidad normal de pesaje.
- La función [HOLD] puede ser activada antes o después de colocar al paciente en la plataforma.

Función bmi

<p>En modalidad de pesaje, pulse la tecla [BMI]. La pantalla secundaria muestra la última altura registrada, con el dígito de la izquierda intermitente.</p>	
<p>Utilice el teclado numérico para escribir la altura (ej. 170 cm) Confirme con </p>	
<p>Para bloquear el valor pulse "Hold". Cuando el display muestra "Hold", súbase en la plataforma de pesaje y pésele normalmente. La pesa visualiza peso, altura e índice BMI.</p>	
<p>Para desbloquear el peso memorizado, presione de nuevo la tecla [BMI] para volver a la modalidad de funcionamiento normal.</p>	

Función tara

Esta función permite visualizar dos pesajes. Encienda el aparato con la tecla .

Cuando el display indica  y se emite un pitido, coloque en la superficie de pesaje los objetos (indumentos) que constituyen la tara.

Con peso estabilizado y después de que se muestre el símbolo estable (círculo), pulse la tecla  y el display visualiza . Haga subir al paciente sobre la plataforma. El peso indicado representa el valor deducida la tara.

Para cancelar el valor de tara memorizado, bájese del instrumento y pulse de nuevo la tecla .

8. FUNCIÓN DE IMPRESIÓN

El peso visualizado puede imprimirse a través de la red serial RS232. Basta con presionar la tecla PRINT durante la fase de pesaje. La impresora TP2100 no está incluida en el suministro.


A continuación se reproduce el formato de impresión (no modificable). Para más información, escriba a info@wunder.it

WUNDER	
Date/Month/Year	hour:minute
Peso/Weight	30.00kg
Altezza/ Height	0.0cm
Indice Massa Corporea MI(Body Mass Index)	N/A
<u>Sottopeso</u> <u>Underweight</u>	<18
<u>Normopeso</u> <u>Normal weight</u>	18-24.9
<u>Sovrappeso</u> <u>Pre-obesity</u>	25-29.9
<u>Obesità calaae I</u> <u>Obesity class I</u>	30-34.9
<u>Obesità calaae II</u> <u>Obesity class II</u>	35-39.9
<u>Obesità calaae III</u> <u>Obesity class III</u>	>40

Los parámetros de comunicación de la línea serial son los siguientes:

- Número de baudios: 9600 bps
- Control de paridad: Ninguno
- Longitud de los datos: 8 bits
- Bit de parada: 1 bit
- Protocolo de enlace: RTS/CTS
- Código de los datos: ASCII

línea serial RS232



Piedino	Segnale
2	TXD
3	RXD
5	GND

Conector

Conexión a un ordenador personal

- Activar el hiperterminal: Inicio Menú → Programas → Accesorios → Comunicación → Hiperterminal.
- Cree una nueva conexión y haga clic en OK
- Seleccione el puerto COM deseado: Haga clic en Conectar para seleccionar el puerto COM. Generalmente solo hay una opción. Haga clic en OK.
- Configuración del puerto: Seleccione 9600 bps, bit de datos en 8, Paridad en Ninguna, bit de parada en 1 y control de flujo hardware Haga clic en OK.
- Información de salida: Presione la tecla PRINT para enviar los datos de la báscula a un PC o una impresora opcional.

9. CONFIGURACIONES DE SETUP (INSTALACIÓN)

Con el instrumento encendido, pulse durante tres segundos la tecla . La pantalla visualiza en secuencia "SETUP" y la primera entrada del menú "A.OFF".
 APAGADO AUTOMÁTICO

La función permite configurar el tiempo de apagado automático (120 s /180 s/240 s /300 s /off)


ZUMBADOR ON/OFF

La función permite configurar el funcionamiento de la señal sonora (ON / OFF).

Diagrama de Setup (instalación)

HOLD → (enter)

TARA ↓ (selección)



HOLD key means "enter" →
 TARE key means "select" ⇕

Nota: Para confirmar las configuraciones, pulse la tecla  cuando la pantalla visualiza **End**.

10. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

MENSAJE	CAUSA	SOLUCIÓN
Lo	Batería descargada Tensión de la batería demasiado baja	Recargar la batería conectando el adaptador o, sustituirla.
Err	Sobrecarga La carga total supera la capacidad máxima	Reducir la carga total
Err.H	Error de cálculo Señal de la célula excesivamente elevada	Avería de la célula o de un cableado. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Err.L	Error de cálculo Señal de la célula demasiado baja	Avería de la célula o de un cableado. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
oooo	Valor de cero excesivamente alto en el momento del encendido	Volver a calibrar la báscula



o o o o o	Valor de cero demasiado bajo en el momento del encendido	Volver a calibrar la báscula
Err.P	Error eprom. Error relacionado con el software	Póngase en contacto con el servicio de asistencia.

11. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

Para mejorar y prolongar la vida útil del aparato, conviene realizar periódicamente una limpieza general a fondo.
 Para limpiar el aparato, utilice un paño suave, humedecido con agua o detergente neutro; nunca use disolventes o sustancias abrasivas. Si no utiliza el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga las baterías del terminal.
 Durante el transporte, preste especial atención a no someter el aparato a golpes o esfuerzos mecánicos excesivos.
 En caso de reparación o asistencia, dirijase a su vendedor o a un centro autorizado escribiendo a service2@wunder.it o sales@wunder.it.

12. CONFORMIDAD

INSTRUMENTO DE PESAJE DIGITAL WUNDER MODELO RH RO CABLE (WU150) N.º DE MATRÍCULA.....

Se certifica que este aparato ha sido controlado y ha superado positivamente el ensayo funcional.
 Está en conformidad con las siguientes normas y directivas:

EN 45501 / EN60601-1-2 / EN60601-1
93/42/EEC – Medical Devices Directive

13. TARGHETTE IDENTIFICATIVOS

<p>WUNDER SA.BI. srl DK 0199.336</p> <p>M CE 13 0291</p> <p>RH(WU 150) III Max 300 kg Matr. 0021 e= 100 g T= -300 kg 5°C / 35°C</p>	<p>RH VANO BATTERIE Per la sostituzione della batteria (modello ricaricabile tipo :RETC 7,2 V 2000 mAh vedere il manuale di istruzioni) To replace the battery (rechargeable sealed type :RETC 7,2 V 2000 mAh see the manual)</p>
<p>Temperatura di stoccaggio: 0-60°C Storage Conditions Temperature :0-60°C</p> <p>RH stoccaggio</p>	<p>WUNDER Sa.Bi. S.r.L Model : RH (W150) Internally powered equipment with battery or supplied by external model AD-8057 (DK)</p> <p>Internamente alimentata con batteria o da AC/DC alimentatore esterno modello AD-8057 (DK)</p> <p style="text-align: right;">SER. NR.</p>
<p>CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE</p> <p>CE 0470</p>	



14. DESGUACE Y ELIMINACIÓN

Si va a almacenar el aparato durante un largo periodo de tiempo, es necesario proteger las partes más delicadas pues podrían estropearse debido a la acumulación de polvo

Desguace

Si decide no utilizar más el aparato, le recomendamos que lo deje inoperante. Asimismo le aconsejamos inutilizar aquellas partes que puedan ser causa de fuentes de peligro.

Eliminación  EU 2002/96/EC

Este producto está en conformidad con la Directiva EU 2002/96/EC. El símbolo de la papelera barrada presente en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser tratado por separado de otros residuos domésticos; concretamente, debe eliminarse en un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos, o bien ser entregado al vendedor cuando se adquiera un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a los centros de recogida selectiva apropiados. Una recogida selectiva adecuada para poner en marcha el reciclaje del aparato, su tratamiento y eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclado de los materiales que componen el producto.

Para una información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de residuos o a la tienda donde compró el producto.

Como consumidor, está obligado por ley a devolver las baterías usadas o descargadas. Puede llevar sus baterías viejas a los puntos de recogida pública de su ciudad, o bien entregarlas a cualquier vendedor de baterías que disponga de los oportunos contenedores. En caso de desguace de aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías también deben extraerse y depositarse en los oportunos contenedores.

NOTA: Los siguientes símbolos indican la presencia de sustancias nocivas.

Pb Pb = baterías que contienen Plomo

Cd Cd = baterías que contienen Cadmio

Hg Hg = Baterías que contienen Mercurio



ATENCIÓN

No arroje las partes eléctricas ni las baterías usadas en los contenedores de residuos domésticos. Elimine las baterías llevándolas a centros de recogida próximos.

15. GARANTÍA

El presente certificado debe conservarse hasta la fecha de caducidad de la garantía.

Éste deberá presentarse junto con la factura, el documento fiscal o guía que incluya el nombre del vendedor y la fecha de venta, cada vez que sea necesaria una intervención técnica. De lo contrario, el usuario perderá cualquier derecho de garantía.

La garantía entra en vigor en la fecha de compra y tiene validez durante el periodo previsto en el catálogo/lista vigente.

Por garantía se entiende la sustitución o reparación gratuita, dentro de los términos establecidos, de las partes que componen el aparato, las cuales, según la decisión incuestionable de la casa fabricante, resultasen defectuosas en origen; por tanto, Wunder deberá reparar o sustituir el aparato.

La garantía no cubre:

- averías derivadas del transporte, daños por caídas, daños causados por negligencias y manipulaciones
- daños por incapacidad de uso del aparato y por un uso incorrecto del mismo
- daños debidos a una instalación eléctrica insuficiente o inadecuada o por alteraciones derivadas de condiciones ambientales, climáticas o de otra índole
- daños debidos a una instalación incorrecta del aparato y a reparaciones efectuados por personal no autorizado
- Intervenciones en el domicilio para controles ventajosos o presuntos defectos
- Mantenimiento ordinario y todo cuanto pueda considerarse un deterioro normal debido al uso
- las partes consumibles como: alimentadores, baterías, teclados, platos, ruedas, cabezales, rollos, células de carga defectuosas debido a golpes y sobrecargas

El servicio de intervención también podrá rechazarse cuando el aparato haya sido modificado o transformado.

En los casos de intervención domiciliaria, el usuario deberá pagar la tasa fija de desplazamiento; en cambio, si el aparato se repara en uno de los Centros del Servicio de Asistencia autorizados Wunder, los gastos y los riesgos correspondientes al transporte correrán a cargo del usuario.

Wunder no se responsabiliza por daños de cualquier índole que puedan afectar directa o indirectamente a personas, animales o cosas derivados del incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual o de un uso incorrecto.

Para cualquier litigio o disputa, tiene competencia el Tribunal de Bérgamo.

16. MONTAJE - USO DEL ESTADÍMETRO TELESCÓPICO MECÁNICO (OPCIONAL)



ADVERTENCIA!

Versión única columna

Kit de montaje del estadímetro suministrado con el equipo

1. Abrazadera de soporte del estadímetro de metal			 Vista lateral de la abrazadera		
2. Soporte del estadímetro de abs					
3. Tornillos	 A) 2 Tornillos T.E. (M5x16)	 B) 2 Tornillos de ranura (M5x25)	 C) 1 Tornillo hexagonal (M6x12)	 D) 2 tuercas ø 5	 E) 2 arandelas ø 5
4. Llaves de montaje	 Llave inglesa		 Llave hexagonal		

Uso del estadímetro telescópico mecánico

Figura 1:

Fije a la abrazadera de metal el soporte del estadímetro de abs usando los tornillos(B)yarandelas(E)suministrados. Con la ayuda de la llave suministrada, apriete los elementos con las tuercas(D)




Figura 2-2a: en la parte posterior de la columna, fije la abrazadera de metal con los tornillos suministrados(B).

Figura 2b: En la parte delantera, la abrazadera con el soporte del estadímetro aparecerá a la derecha f











Figura 3-3a: fije el estadímetro para medir la altura al soporte de abs negro, usando el tornillo (C)y la llave hexagonal suministrada

Figura 3b: montaje del estadímetro de medición de altura completado



PARA MEDIR LA ALTURA, EL PACIENTE DEBE SUBIRSE A LA PLATAFORMA DE LA BÁSCULA

Medidas superiores a los 131 cm		Medidas inferiores a los 130 cm	
 <p>1</p>	<p>Suba la paleta de apoyo de la cabeza</p>	 <p>1</p>	<p>Baje la paleta de apoyo de la cabeza y presione el tope central negro</p>
 <p>2</p>	<p>Colóquela en posición horizontal</p>	 <p>2</p>	<p>Mantenga presionado el tope negro, baje la paleta de apoyo de la cabeza</p>
 <p>3</p>	<p>Baje la barra hasta que la palanca de apoyo de la cabeza toque la cabeza del paciente. La altura puede leerse en el punto "A"</p>	 <p>3</p>	<p>Baje la barra hasta el punto en que la paleta de apoyo de la cabeza toque la cabeza del paciente. La altura puede leerse en el punto 'B'.</p>