

Instruction Manual

Back Pain™ Relief System

03-020-000

Please read this detailed guidebook completely before operating this unit.



3-Year Warranty

Your Back Pain Relief System with TENS Technology is guaranteed to be free of manufacturing defects for a period of three years from the date of purchase under normal use. This limited warranty does not apply to use in any clinical or commercial applications. If the unit fails to operate during the warranty period, return it, postage prepaid, along with \$5.00 for return shipping and insurance to: MABIS Healthcare, Attn: Repair Department, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. If MABIS Healthcare determines that the unit failed to operate due to a manufacturing defect, the unit will be repaired or replaced at the option of MABIS Healthcare. Repair or replacement of the unit is the sole remedy under this limited warranty. This warranty gives you specific legal rights, which vary from state to state. As a condition of this warranty, the enclosed warranty registration card must be completed and sent to us within 10 days of the purchase date, or register online at www.mabisdmi.com.

This limited warranty constitutes MABIS Healthcare's only responsibility and obligation to repair and/or replace materials or components. We make no other express or implied warranties, arising by operation of law or otherwise, or any warranty of merchantability or fitness for a particular use or purpose whether or not the use or purpose has been disclosed to MABIS Healthcare in specifications, drawings or otherwise, and whether or not MABIS Healthcare's products are specifically designed and/or manufactured by MABIS Healthcare for the buyer's use or purposes, except for the limited warranty stated above. MABIS will not be responsible for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages or other loss, including, but not limited to, damage to or loss of other property or equipment and personal injuries, whether to purchaser or others. MABIS shall in no event be liable to the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit.

Toll-Free Customer Care Help Line:
1-800-622-4714

Monday - Friday 8:00 am - 4:30 pm CST



1931 Norman Drive South • Waukegan, IL 60085
847-680-6811 • FAX 847-680-9646 • www.mabisdmi.com

Index

Introduction.....	3
Important Safety Information	4-5
Product Identification.....	6
How to Use.....	7
Storage and Maintenance.....	8
Replacing the Battery.....	9
Troubleshooting.....	9
Product Specifications.....	9
Programs.....	10

Introduction

Thank you for purchasing a MABIS Back Pain™ Relief System. Please read the following instructions to achieve accurate usage and safe operation. With proper care and use, your Back Pain™ Relief System will provide you with many years of reliable usage.

What is TENS Technology?

Transcutaneous (through the skin) Electrical Nerve Stimulation sends mild electrical impulses to the muscles in the lower back needing treatment, causing the targeted muscles to exercise passively. This pocket-sized, battery-operated unit delivers pulses intermittently and may stimulate the body's production of endorphins (natural pain killers released by the brain). A TENS belt is a passive, non-invasive treatment for acute and chronic pain. Used properly, this TENS belt can provide pain relief lasting for several hours. TENS treatment can be combined with other therapy, such as exercise, to achieve optimum health benefits. TENS is widely used in hospitals and sports clinics for the treatment of muscular injuries and to improve muscle tone and blood circulation.

Important Safety Information

This system is intended for individual personal use for the temporary relief of lower back pain caused by muscle soreness, and should be placed only around muscles where pain originates in the lower back area.

The effectiveness of the system depends greatly on a person's individual physical condition and may not always be effective for every user.

You should know the reason and source of your pain before using this system. Do not rely solely on the treatment of this system for pain. Pain may indicate that you have other health problems.

Please read all of the following information carefully before using the MABIS BACK PAIN™ RELIEF SYSTEM. Be sure to comply with all "WARNINGS" and "CAUTIONS" in this manual. Failure to follow instructions can cause harm to user or the device. "WARNINGS" in this manual indicate what you cannot do with the device. "CAUTION" indicates matters in which bodily harm or material damage can occur.

WARNING:

Do not use this system if you have any of the following medical conditions:

- A cardiac pacemaker, implanted defibrillators, or any other implanted metallic or electronic device
- Suspected or diagnosed heart problem, epilepsy, a tendency to bleed internally following an injury, undiagnosed chronic pain, or pregnant

Or,

- Skin lacks normal sensations, such as tingling or numbness
- Swimming or close to water
- While driving, operating machinery or sleeping
- During menstration

Consult your physician prior to use if:

- You currently are under the care of a physician
- Have ever had medical or physical treatment for muscle pain
- Had back surgery or a recent surgical procedure (e.g. disk surgery, insertion of spinal cages, etc.) as stimulation may disrupt healing process

Important Safety Information

CAUTION:

Do not place pads on:

- Chest or close to your heart as the introduction of electrical current could cause heart rhythm disturbances
- Head or neck as severe muscle spasms may occur resulting in difficulty breathing, hearing or affect blood pressure
- Open wounds, rashes, swollen, red, infected, inflamed skin, or over or close to cancerous lesions

Discontinue use if skin irritation occurs.

Minor redness at the stimulation site is a normal skin reaction, and will normally go way within 30 minutes after removal of the electrodes. If the redness does not go way within 30 minutes do not use again until excessive redness has gone away.


Consult your physician if:

- You feel skin irritation or experience a very sensitive feeling in the skin or burns due to electrical stimulation
- If your pain does not improve or continues for four to six days

Skin irritation and burns under the pads have been reported during use. If the skin under one or more of the pads feels irritated after using the stimulator for a long period of time, the System usage time should be reduced. Skin irritation may be caused from the pad adhesive or when the electrode pads dry out. If you notice that the pads are drying out or no longer stick securely to the skin, the pads should be replaced.

Use only the electrodes, snap cables and accessories made for use with and recommended by the manufacturer.

Product Identification



How To Use

Belt and Monitor Setup

1. Remove the plastic sheet from the side of electrode pad with the crisscross pattern. Firmly press the electrode pad (crisscross pattern down) over each electrode on the belt, *Fig. 1*. Repeat the steps for all of the electrodes.
2. Snap the hook and loop attachment piece on to the monitor, *Fig. 2*.




Fig. 1

Using the Back Pain Relief System

1. Take off the remaining plastic sheets on electrode pads and save for storage. Place the electrodes directly on your lower back and secure the belt around your waist with the hook and loop closure. Attach the belt extender if necessary.

NOTE: Do not try to adjust the belt once it is place; the electrode pads may roll up.




Fig. 2

2. Insert both connectors into either sockets on the top of the monitor, *Fig. 3*. Monitor will not stay on without being connected to the belt.
3. Hold the ON/+ button down for approximately **three seconds**.
4. Select the length of Time by pressing the “T” button until you reach desired time (10, 20, 30, 60).
5. Choose the Program by pressing the “P” button, until you reach desired level (P1-P8).
6. Choose the Level by pressing the ON/+ or the OFF/- button until you reach desired level (1-10).
7. Attach the monitor to the belt with the hook and loop closure, *Fig. 4*.
8. The monitor will automatically shut-off after the selected amount of time is completed.




Fig. 3




Fig. 4

NOTE: Should the electrode pads lose contact with the skin due to movement or re-positioning of the belt, the unit will reset and return to the lowest intensity setting.

Storage and Maintenance

Storage

Store your MABIS BACKPAIN™ RELIEF SYSTEM at room temperature in a dry place, out of reach of children. Detach the snap cables from the belt, and roll the belt up to store for next use.

Note: If the stimulator will not be used for more than a week, the battery should be removed from the unit.

Electrode Pads

The electrode pads will lift off the skin and stay attached to the belt when it is removed. Do not allow the pads to touch one another. Place the saved plastic liners on the pads, with the “ON” side covering the electrode pad surface. The electrode pads can be reused, but need to be replaced when they become loose or fail to adhere to the belt.

Any adhesive residue left on the skin from the electrodes can be removed with soap and water.

Simulator

The stimulator may be wiped clean with a damp cloth. DO NOT submerge the stimulator in liquids

Support Belt

Before washing the belt, remove the pads and put them on saved plastic liners. Remove the snap cables and the stimulator from the belt. Hand-wash your support belt in cool water and place flat or hang to air-dry. Do not wash the belt in the washing machine or place in a clothes dryer.

Snap Cables

Disconnect the snap cables from belt and the stimulator. The snap cables may be wiped with a clean, damp cloth. When re-connecting, take one snap cable and snap its two connectors onto the metal snaps on one side of the support belt.

Replacing the Batteries

Your Back Pain Relief System requires two AAA batteries. The batteries need to be replaced when the low battery symbol appears on the display. To replace the batteries:

1. Slide the battery cover off the back of the monitor.
2. Remove the used batteries.
3. Making sure polarity is correct, insert new batteries.
4. Replace the battery cover.

Note: Please properly dispose the batteries away from small children and heat.

Troubleshooting

<u>Problem</u>	<u>Solution</u>
Unit does not turn on	Depress ON button for a few seconds.
Unit does not turn off	Press OFF button until unit turns off.
Buttons do not appear to be functional	Remove batteries from unit and re-install making sure polarity is correct.
Unit turns on, then off	Pads need to be placed on belt and put directly on the skin of the back in order to work.
Blank display	Check battery polarity.

Product Specifications

Name and model number	Back Pain Relief System with TENS Technology, 03-020-000
Display System	Liquid Crystal Display
Operating Temperature	32°F to 104°F at relative air humidity of 20% - 90% 0°C to 40°C at relative air humidity of 20% - 90%
Storage Temperature	14°F - 140°F at relative air humidity of 20% - 90% -10°C - 60°C at relative air humidity of 20% - 90%
Automatic power-off	Automatic shut-off after 1 minute of non-use.
Battery	2 AAA batteries
Dimensions	2-7/10" X 2-1/3" X 3/5"
Weight	1.1 ounces
Accessories	Storage case, Belt extender, Instructions Guidebook, Quick Start Guide, 2 AAA batteries
Standards	Complies with US ASTM-NS4

Pre-Programmed Settings

Program	You Should Feel
P1	Continuous comfortable tingling. The underlying pain should decrease gradually after treatment.
P2	Comfortable pulsing sensation. The underlying pain should decrease immediately.
P3	Continuous comfortable pulsing. Pain should ease after treatment.
P4	Variable comfortable tingling and pulsing sensation (sensation will appear to come in waves). Pain should ease after treatment.
P5	Variable comfortable mild tingling sensation (sensation will appear to come in waves).
P6	Variable comfortable pulsing and pumping action (action will appear to come in waves).
P7	Variable comfortable tingling and pumping action (action will appear to come in waves).
P8	For pain relieve associated with muscle groups, prevents accommodation of habituation.

Instrucciones

Sistema para aliviar el dolor de espalda

03-020-000

Sírvase leer completamente esta guía detallada antes de operar la unidad.



Garantía Limitada de Tres Años

Su Sistema para aliviar el dolor de espalda con Tecnología TENS está garantizado que está libre de defectos de fabricación en condiciones normales de uso, por un período de tres años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica para el uso en ninguna aplicación clínica o comercial. Si la unidad deja de funcionar durante la vigencia de la garantía, envíela por correo con franqueo prepago de \$5.00 para los gastos de seguro y reenvío: MABIS Healthcare, Atención: Departamento de Reparaciones, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. Si MABIS Healthcare determina que la unidad falló debido a un defecto de fabricación, será reparada o reemplazada a elección de MABIS Healthcare. La reparación o el reemplazo de la unidad es el único recurso bajo esta garantía limitada. Esta garantía le otorga derechos legales específicos que variarán de un estado a otro. Como condición de esta garantía, es necesario que complete la tarjeta de registro de garantía que se adjunta y nos la envíe dentro de los 10 días de la fecha de compra, o registra en línea en www.mabisdmi.com.

Esta Garantía Limitada constituye la única responsabilidad y obligación de MABIS Healthcare de reparar y/o reemplazar materiales o componentes. No cubrimos ningún otro tipo de garantía expresa o implícita, derivada de la ley o de otra manera, o ninguna otra garantía de comerciabilidad o de aptitud para un uso o propósito en particular, ya sea que este uso o propósito haya sido divulgado o no en las especificaciones o dibujos hechos por MABIS Healthcare o de alguna otra manera, e independientemente de si los productos de MABIS Healthcare están específicamente diseñados y/o elaborados por MABIS Healthcare para el uso y propósito del comprador, exceptuando la garantía limitada mencionada anteriormente. MABIS Healthcare no será responsable por ningún daño o pérdida de tipo indirecto, incidental, especial, derivado o punitivo o cualquier otra pérdida, incluidos – entre otros – daños o pérdidas a otros bienes o equipos y lesiones personales, ya sea al comprador o a otras personas. En ningún caso MABIS Healthcare será responsable frente al comprador por ningún monto que exceda el costo de reparación y/o reemplazo de la unidad.

Línea de Ayuda de Atención al Cliente:

1-800-622-4714

De lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm CST



1931 Norman Drive South • Waukegan, IL 60085
847-680-6811 • FAX 847-680-9646 • www.mabisdmi.com

Índice

Introducción.....	13
Información De Seguridad Importante.....	14-15
Identificación del Producto.....	16
Cómo Usarlo.....	17
Almacenamiento y Mantenimiento.....	18
Cómo cambiar la Batería.....	19
Resolución de Fallas.....	19
Especificaciones del Producto.....	19
Programas.....	20

Introducción

Le agradecemos su compra Sistema para aliviar el dolor de espalda MABIS con Tecnología TENS. Sírvase leer las siguientes instrucciones para lograr el uso preciso y funcionamiento seguro. Con el debido cuidado y uso, su Sistema para aliviar el dolor de espalda le brindará muchos años de uso confiable.

¿Qué es la Tecnología TENS?

La Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (a través de la piel) (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation – TENS, por su sigla en inglés) envía suaves impulsos eléctricos a los músculos de la parte inferior de la espalda que necesitan tratamiento, de esta manera dichos músculos se ejercitan en forma pasiva. Esta unidad de bolsillo, que funciona a batería, envía pulsos intermitentemente y puede estimular la producción de endorfinas (analgésicos naturales que libera el cerebro) en el cuerpo. El cinturón TENS es un tratamiento pasivo, no invasivo, para el dolor agudo y crónico. Cuando se usa apropiadamente, este cinturón TENS puede aliviar el dolor durante varias horas. El tratamiento TENS se puede combinar con otras terapias, como el ejercicio físico, para lograr óptimos beneficios para la salud. TENS es ampliamente usado en hospitales y clínicas del deporte para el tratamiento de lesiones musculares y para mejorar la tonicidad muscular y la circulación sanguínea.

Información De Seguridad Importante

Este sistema está diseñado para uso personal individual con objeto de aliviar temporalmente el lumbago causado por dolores musculares, y debe colocarse únicamente alrededor de los músculos en que se origina el dolor en la zona baja de la espalda.

La efectividad del sistema depende en gran medida de la condición física particular de cada persona, por lo que quizás no siempre sea eficaz en todos los usuarios.

Antes de usar este sistema, familiarícese con el motivo y el origen de su dolor. No dependa únicamente del tratamiento con este sistema para aliviar su dolor. El dolor puede indicar la presencia de otros problemas de salud.

Antes de utilizar el SISTEMA PARA ALIVIO DEL DOLOR DE ESPALDA MABIS ALIVIO, a detenidamente toda la información siguiente. Asegúrese de cumplir con todas las advertencias y precauciones que aparecen en este manual. El incumplimiento de las instrucciones puede perjudicar al usuario o al dispositivo. En este manual, las advertencias indican lo que no se puede hacer con el dispositivo, y las precauciones señalan situaciones en que pueden producirse daños corporales o materiales.

ADVERTENCIA:

No utilice este sistema si usted tiene cualquiera de estos dispositivos o afecciones médicas:

- Marcapasos cardíaco, desfibriladores implantados o cualquier otro dispositivo metálico o electrónico implantado
- Sospecha o diagnóstico de cardiopatía; epilepsia; tendencia a sangrar internamente después de una lesión; dolor crónico no diagnosticado, o embarazo

Ni tampoco:

- Si tiene anomalías en la sensibilidad de la piel, tales como hormigueo o adormecimiento
- Al nadar o en las proximidades del agua
- Al manejar, manejar maquinaria o dormir
- Durante la menstruación

Consulte con su médico antes de utilizar este dispositivo si:

- Actualmente está bajo el cuidado de un médico
- Ha tenido tratamiento médico o fisioterapia para el dolor muscular
- Ha tenido una operación en la espalda o un procedimiento quirúrgico reciente (por ejemplo, cirugía discal, inserción de jaulas vertebrales, etc.), ya que la estimulación puede alterar el proceso de cicatrización

Información De Seguridad Importante

PRECAUCIÓN:

No coloque las almohadillas en:

- El pecho o cerca del corazón, ya que la introducción de corrientes eléctricas podría alterar el ritmo cardíaco
- La cabeza o el cuello, ya que podrían producirse espasmos musculares fuertes capaces de dificultar la respiración o la audición, o de alterar la presión arterial
- Heridas abiertas, erupciones cutáneas o piel hinchada, enrojecida, infectada o inflamada, ni encima o cerca de lesiones cancerosas

Deje de utilizar este dispositivo si se le irrita la piel.

Es normal que la piel del lugar de estimulación enrojezca un poco; normalmente el enrojecimiento desaparece en menos de 30 minutos después de retirar los electrodos. Si este efecto no desaparece en 30 minutos, no vuelva a usar el dispositivo hasta que el exceso de enrojecimiento haya desaparecido.


Y consulte con su médico si:

- Tiene irritación cutánea o una alta sensibilidad en la piel o quemaduras causadas por la estimulación eléctrica
- Si su dolor no mejora o si persiste durante cuatro a seis días

Durante el uso de este producto se han comunicado casos de irritación y quemaduras en la piel que está debajo de las almohadillas. Si la piel cubierta por una o varias de las almohadillas se irrita después de que se ha usado el estimulador por mucho tiempo, debe acortarse el tiempo de uso del sistema. La irritación cutánea podría deberse a la sequedad de las almohadillas de electrodos, o al adhesivo de las mismas. Si nota que las almohadillas se están secando o que dejan de adherirse bien a la piel, cámbielas.

Use sólo los electrodos, cables de presión y accesorios hechos para el dispositivo y recomendados por el fabricante.

Identificación del Producto



Cómo Usarlo

Configuración del cinturón y el monitor

1. Quite la cubierta de plástico del lado de la almohadilla de electrodos con diseño de cruz. Presione firmemente sobre la almohadilla de electrodos (con el diseño de cruz hacia abajo) sobre cada electrodo en el cinturón, Fig. 1. Repita este paso con todos los electrodos.
2. Coloque la pieza con los ganchos sobre el monitor, Fig. 2.

Cómo usar el Back Pain Relief System

1. Quite las cubiertas de plástico restantes de las almohadillas de electrodos. Guárdelas. Coloque los electrodos directamente sobre la parte inferior de la espalda, colóquese el cinturón alrededor de la cintura y abróchelo con los ganchos, Fig. 3. Use el extensor del cinturón si fuera necesario.

NOTA: No trate de ajustar el cinturón una vez colocado; las almohadillas con los electrodos podrían enrollarse.

2. Inserte ambos conectores en los enchufes en la parte superior del monitor, Fig. 4. El monitor no quedará encendido si no está conectado al cinturón.
3. Presione el botón de encendido (ON) durante aproximadamente tres segundos.
4. Para seleccionar la cantidad de Tiempo presione el botón "T" hasta que llegue a la cantidad de tiempo deseada (10, 20, 30, 60).
5. Para seleccionar el Programa presione el botón "P" hasta que llegue al nivel deseado (P1- P8).
6. Para seleccionar el nivel de Intensidad presione el botón "ON/+" o bien "OFF/-" hasta que llegue al nivel deseado (1-10).
7. Ajuste el monitor al cinturón con los ganchos, Fig. 4.
8. El monitor se apagará automáticamente una vez finalizada la cantidad de tiempo seleccionada.

NOTA: Si las almohadillas de electrodos pierden contacto con la piel a causa de movimientos o el cambio de posición de la correa, la unidad se reiniciará en el ajuste mínimo de intensidad.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Almacenamiento y Mantenimiento

Almacenamiento

Almacene el SISTEMA PARA ALIVIO DEL DOLOR DE ESPALDA MABIS ALIVIO a temperatura ambiente en un lugar seco, fuera del alcance de los niños. Desconecte los cables de presión de la correa y enrolle la correa para almacenarla hasta la próxima vez que la use.

Nota: Si el estimulador no se va a utilizar por más de una semana, deben sacarse las pilas de la unidad.

Almohadillas de electrodos

Las almohadillas de electrodos se despegan de la piel y permanecen adheridas a la correa cuando ésta se retira. No permita que las almohadillas hagan contacto entre sí. Coloque los revestimientos plásticos (previamente guardados) sobre las almohadillas de electrodos, de modo que el lado "ON" cubra su superficie. Las almohadillas de electrodos se pueden volver a utilizar, pero deben cambiarse cuando se aflojen o no puedan adherirse a la correa.

Cualquier residuo de adhesivo de los electrodos que quede en la piel puede quitarse lavando la zona con agua y jabón.

Estimulador

El estimulador se puede limpiar con un paño húmedo. NO sumerja el estimulador en ningún líquido.

Correa de soporte

Antes de lavar la correa, quítele las almohadillas y colóquelas en las líneas para almacenamiento. Desconecte los cables de presión y el estimulador de la correa. Lave la correa de soporte a mano en agua fresca, y colóquela sobre una superficie plana o cuélguela para secarla al aire. No lave la correa en la lavadora ni la coloque en una secadora de ropa.

Cables de presión

Desconecte los cables de presión de la correa y del estimulador. Los cables de presión se pueden limpiar con un paño húmedo y limpio. Al reconectarlos, tome uno de los cables de presión y encaje sus dos conectores en los botones metálicos de presión situados en un costado de la correa de soporte.

Cómo cambiar la Batería

El Sistema para aliviar el dolor de espalda lleva dos baterías AAA. Debe cambiar las baterías cuando aparezca el símbolo de poca batería en el visor. Para cambiar la batería:

1. Deslice hacia afuera la tapa de la batería en la parte de atrás del monitor.
2. Quite las baterías usadas.
3. Inserte las baterías nuevas, usando la polaridad correcta.
4. Coloque la tapa de la batería.

Nota: Aleje rápidamente las baterías del alcance de los niños y del calor.

Troubleshooting

<u>Problema</u>	<u>Solución</u>
La unidad no se enciende	Suelte el botón de encendido (ON) durante unos pocos segundos
La unidad no se apaga	Presione el botón de apagado (OFF) hasta que la unidad se apague
La unidad se enciende, luego se apaga	Debe colocar las almohadillas sobre el cinturón y directamente sobre la piel de la espalda para que funcione
Visor en blanco	Revise la polaridad de las baterías
Los botones no funcionan.	Saque las pilas de la unidad y vuelva a instalarlas, asegurándose de orientarlas en la polaridad correcta.

Especificaciones del Producto

Nombre y número de modelo	Sistema para aliviar el dolor de espalda con Tecnología TENS, 03-020-000
Sistema de visor	Visor de cristal líquido
Temperatura de funcionamiento	32°F a 104°F a humedad ambiental relativa de 20%- 90% 10°C a -60°C a humedad ambiental relativa de 20%- 90%
Temperatura de almacenamiento	14°F a 140°F a humedad ambiental relativa de 20%- 90% 10°C a -60°C a humedad ambiental relativa de 20%- 90%
Apagado automático	Apagado automático después de un minuto de inactividad
Batería	2 baterías AAA
Dimensiones	2-7/10" X 2-1/3" X 3/5"
Peso	1.1 onza
Accesorios	Estuche, extensor del cinturón, manual de instrucciones, Guía de Comienzo Rápido, 2 baterías AAA
Normas	Cumple con la norma US ASTM-NS4

Configuración Preprogramada

Programa	Usted debería sentir
P1	Cosquilleo continuo y confortable. El dolor subyacente debería disminuir gradualmente después del tratamiento.
P2	Sensación confortable de latidos. El dolor subyacente debería disminuir de inmediato.
P3	Latidos continuos y confortables. Debería sentir alivio del dolor después del tratamiento.
P4	Cosquilleo y sensación de latidos variable y confortable (la sensación parece que viniera en olas). Debería sentir alivio del dolor después del tratamiento.
P5	Sensación de cosquilleo suave, variable y confortable (la sensación parece que viniera en olas).
P6	Acción de bombeo y latidos variable y confortable (la sensación parece que viniera en olas).
P7	Acción de bombeo y cosquilleo variable y confortable (la sensación parece que viniera en olas).
P8	Para el alivio del dolor asociado con los grupos musculares, evita acomodarse o habituarse.