

User Guide

XL40D Amplified Telephone with ClarityLogic™ and DCP™




TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions	4
Packaging Contents	7
Basic Installation	8
Wallmount Installation	9
XL40D Features List	10
Operations	14
Boost Function/Amplifying Incoming Sounds	14
Adjust Volume	14
Adjust Tone	14
Setting Sound Levels	15
Boost Override	15
Memory Storage	16
Outgoing Speech Amplification (OSA)	16
Technical Specifications	18
Clarity Logic™	19
ClarityLogic Memory Dial®	19
Privacy Policy	20
Troubleshooting	21

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the telephone.
3. Do not use this telephone near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool or anywhere else there is water.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning.
5. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
6. Unplug this telephone from the wall outlets before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the telephone. Use a damp cloth for cleaning.
7. Place this telephone on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the telephone falls.
8. Do not cover the slots and openings on this telephone. This telephone should never be placed near or over a radiator or heat register. This telephone should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
9. Operate this telephone using the electrical voltage as stated on the base unit or the owner's manual. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
10. Do not place anything on the power cord. Install the telephone where no one will step or trip on the cord.
11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

the risk of fire or electrical shock.

12. Never push any objects through the slots in the telephone. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the telephone.
13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this phone apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
14. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to the manufacturer under the following conditions: when the power supply cord or plug is frayed or damaged; if liquid has been spilled into the product; if the telephone has been exposed to rain or water; if the telephone has been dropped or the case has been damaged; if the telephone exhibits a distinct change in performance; if the telephone does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician to restore the telephone to normal operation.
15. Never install telephone wiring during a lightning storm.
16. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
17. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
18. Use caution when installing or modifying telephone lines.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BATTERY SAFETY

IMPORTANT: Dispose of used batteries according to the instructions.

1. Do not dispose of the battery in a fire as it may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
2. Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes and skin. Additionally, it may be toxic if swallowed.
3. Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets and keys. The battery or conduction material may overheat and cause burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PACKAGING CONTENTS

Your package includes all the items as shown below. If there is anything missing, please contact our Customer Care Department immediately.

NOTE: Please retain a copy of proof of purchase for your records.




Handset



Base unit




Telephone line cords
(one long cord and
one short cord)




Mounting bracket



DC adapter



User Guide and
Warranty/FCC Regulations



Handset coil cord

XL40D INSTALLATION

Basic Installation

- Step 1:** Install the backup batteries (optional) by removing the battery cover as shown in **Figure 1**. Connect your telephone as shown in **Figure 2**.
- Step 2:** Connect one end of the phone cord into the (square) **LINE** port on the back of the phone; connect the other end of the phone cord into your wall telephone outlet.
- Step 3:** Connect one end of the (curly) handset cord into the handset jack on the left side of your base; connect the other end of the handset cord into the bottom of the handset. Place handset in cradle.
- Step 4:** Connect the DC adapter cord into the (round) **DC 9V 500MA** port on the back of your phone; plug the adapter into your wall's electrical outlet.

IMPORTANT: Use only with Class (Classe) 2 power source.




Figure 1




Figure 2

Note: Remove battery cover using a thin object (like the tip of a pen) to push down the tab shown by the arrow above.

When finished, lift handset to test. If you hear a dial tone, your telephone is ready for use. If not, check all connections again.

If there is a power outage, the XL40D will maintain its full amplification for up to 48 hours with four AA alkaline backup batteries (not included).

XL40D INSTALLATION

The phone operates as a regular phone if there is no power or backup batteries. In this case, the indicator lights, the loud ringer, the lighted keypad and the amplification will be disabled; you will still be able to make and receive phone calls, but the extra amplification will not be engaged. We recommend installing batteries if you live in an area with frequent power outages.

Wall Mount Installation

- Step 1:** Pull the handset hook out of the base and reverse its position so that the hook points up and will hold the handset when you hang up. (See *Figure 3*)
- Step 2:** Plug one end of the short flat telephone line cord into the jack marked **LINE** located on the back of the telephone. Then run the cord through the groove on the back of the phone. Insert the tabs of the mounting bracket into the slots in the back of the phone. Push the mounting bracket in and down firmly until it snaps into place. (See *Figure 4*)
- Step 3:** Plug the flat telephone line cord into the wall plate jack, then align the mounting bracket's keyhole slots with the wall plate studs and slide the base of the phone downward to secure it on the wall. (See *Figure 5*)




Figure 3




Figure 4





Figure 5

XL40D FEATURE LIST




- 1 Blue ClarityLogic Button:** press the blue button for direct access to a Customer Care Representative.
- 2 Memory Buttons (M1-M10 and Emergency):** for saved numbers (see MEMORY STORAGE section for details).
- 3 SPKR (Speaker) Button:** press SPKR to engage the speakerphone function; press again to turn the feature off.
- 4 FLASH Button:** use this button to engage the Call Waiting Caller ID functions (feature provided by local phone company).

XL40D FEATURE LIST

- 5 VOLUME Slider:** move to right or left in order to increase or decrease the volume of the incoming voice.
- 6 BOOST/OSA Button:** press BOOST to engage the extra amplification. In BOOST OFF mode, the phone has a volume range of up to 16dB of amplification. In BOOST ON mode, the phone has a volume range of up to 50dB of amplification. When active, the BOOST button is backlit. Press BOOST again to turn off the extra amplification. Press and hold the button for three seconds to engage the OSA function (to enhance the level of your voice). See OSA section for details.
NOTE: When OSA is enabled, the light at the top of the phone turns orange when the phone is engaged in a call.
- 7 TONE Switch:** use this switch to pick one of the four tone settings available.
- 8 RD/P (Redial/Pause) Button:** use this button to redial the last number dialed (up to 32 digits). When in programming mode, press this button to insert a two second pause.
- 9 HOLD/PROGRAM Button:** during a call, use this button to put the call on hold; press the button again to release the call from hold. Use this button to program the memory keys during idle state or during a call. (See MEMORY STORAGE section for details.)
- 10 Low Battery Indicator:** light turns on when the backup batteries are low.
- 11 Visual Ringer Lights:** lights turn on and off when the phone rings.
- 12 Missed Call Light:** light turns on when there was an unanswered call. (Active when Missed Call switch is ON – located on bottom of phone.)
- 13 Voicemail/Ringer/OSA Light:** **a.** Light turns on GREEN when there is a voice mail left with your voicemail feature (from local phone company). **b.** Light turns RED when the ringer switch is in the OFF position. **c.** Light turns ORANGE when the OSA feature is active.


XL40D FEATURE LIST

SIDE VIEWS




24

BOTTOM VIEW



BACK VIEW



- 14 (Ringer) TONE:** press this button to choose the desired incoming ring tonality. Choose one of the six available ring tones to select the most favorable ringer.
- 15 (Ringer) Volume +/-:** press the keys to increase/decrease the volume of the incoming ring.
- 16 (Ringer) ON/OFF switch:** use this switch to turn the ringer on or off. When the switch is set to OFF, the light at the top of the phone lights-up RED.
- 17 Headset Port:** insert a standard headset (2.5mm plug) to use instead of handset. For more information on purchasing please contact Clarity at 1-800-426-3738

XL40D FEATURE LIST

- 18 Outgoing Speech Amplification (OSA) Switch:** use the switch to set the level of the outgoing speech amplification level. To enable/disable the OSA switch, press and hold the BOOST/OSA button for three seconds (see OSA section).
- 19 Neckloop Port:** insert a standard neckloop (mono, 3.5mm plug) to use with your T-coil equipped hearing aid. We recommend the Clarity CE30 neckloop. For more information on purchasing please contact Clarity at 1-800-426-3738.
- 20 Boost Override Switch:** set to ON if you wish for the BOOST function to be enabled at the beginning of all calls.
- 21 Missed Call Switch:** set to ON if you wish to have the Missed Call light enabled.
- 22 Voicemail Switch:** set to ON if you wish for the light at the top of the phone to turn GREEN when you have voicemail (service from your phone service provider).
- 23 Tone/Pulse Switch:** set this switch to the desired dialing method.
- 24 Talk Keypad Switch:** set to ON if you wish to hear the numeric keys pressed during dialing - both in handset and speakerphone modes.
NOTE: “star” and “pound” keys are not part of this feature.
- 25 BEDSHAKER Port:** insert the optional bedshaker (sold separately, model number C2210). It will vibrate to indicate incoming rings. For more information on purchasing please contact Clarity at 1-800-426-3738.
- 26 LINE Port:** see INSTALLING YOUR XL40D section.
- 27 POWER Port (9V,500mA):** see XL40D INSTALLATION section.

OPERATIONS

Boost function – Amplifying incoming sounds

1. While on a call, **press the BOOST button** to engage the amplifier. The XL40D has a BOOST button that controls the loudness of the receiver. (See Figure 6) Once the BOOST button is pressed, an extra level of amplification is added over the entire range of the Volume Control. During a call, the BOOST button can toggle the Clarity Power function on or off according to the user's needs. The BOOST button will reset automatically every time the phone is hung up for at least five seconds. The BOOST light will illuminate (blue) while the BOOST function is activated.

WARNING: Volume may be at a high level. To protect hearing, lower the Clarity Power Volume Control before using the phone.

2. Adjust the **VOLUME slider** to achieve the desired sound level (up to 50dB of amplification). The Clarity Power Volume Control adjusts the level of volume in the handset both in Boost or non-Boost modes. The volume dial provides up to 16dB of volume before the BOOST button is activated. Once the BOOST button is pressed, the XL40D will provide up to 50dB of gain. (See Figure 7)




Figure 6




Figure 7




Figure 8

3. Adjusting the **TONE** switch allows you to customize your hearing experience. Since we all have different hearing preferences, we suggest exploring each setting to find the one most comfortable for you. These four settings, along with our volume amplification, are part of the Digital Clarity Power (DCP™) technology. (See Figure 8)

OPERATIONS

The available settings are:

- 1 – Low frequency emphasis: best used to hear low pitched sounds;
- 2 – Flat frequency response: best for hearing aid users;
- 3 – Clarity Power/High frequency emphasis response: best used to hear high frequency sounds;
- 4 – Multi Band Compression with high frequency emphasis response: best setting for speech intelligibility.

NOTE: Boost button is not active in speakerphone mode.

Boost Override

On the bottom of the XL40D, there is a **Boost Override** switch. When this is set to **ON** the Boost function is automatically enabled every time the phone is picked up. In standard use, when the **Boost Override** switch is set to **OFF**, the Boost function will turn off after the phone is hung up. Setting this switch to ON is suggested if all the users of the phone need the amplification. Setting this switch to OFF is useful when people with varying hearing ability use the phone. (See Figure 9)

WARNING: Volume may be loud. Proceed with care.




Figure 9




Figure 10




Figure 11

OPERATIONS

Memory Storage

1. Press and hold the desired memory location (**MI-M10 and Emergency**) to store the number. The phone will beep to confirm you are in memory programming mode. (See *Figure 10*)
2. Enter the telephone number you wish to store (up to 31 digits). If no button is pressed within 30 seconds, the phone will time out and go back to idle or talk mode.
3. Press the **HOLD/PROGRAM** button to save the desired number. The phone will beep to confirm the number has been saved. (See *Figure 11*)
4. To change a Memory location, reprogram using the same procedure with the button to be changed.

To dial the saved numbers:

1. In handset mode, lift the handset and press the appropriate memory button.
2. In speakerphone mode, press the appropriate memory button with the handset in the cradle.

Outgoing Speech Amplification (OSA)

This function amplifies your speech so it becomes louder to the person on the other end of the call. To enable this function, **press and hold** the **BOOST/OSA** button for three seconds. (See *Figure 12*) The phone beeps; the function can be enabled/disabled while on a phone call or in standby mode.




Figure 12




Figure 13

OPERATIONS

To verify the function is active, lift the handset and check the light at the top of the phone. If the light is **ORANGE**, the function is active. To adjust the level of amplification for your voice, use the switch on the side of the phone labeled “**Outgoing Speech Amplification**” (**OSA**). You can choose between three levels: Low, Med and High. (See *Figure 13*)

To return to the default setting for your voice volume level, **press and hold** the **BOOST/OSA** button again for three seconds. You will hear a beep confirming that the function is disabled. To verify, the light at the top of the phone should not be orange when you are on a call.

NOTE: In order to experience the best audio quality for both parties during a call, we recommend you turn on this function only if your voice is too quiet. OSA is not active in speakerphone mode.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Amplified dB Level: 50dB/124 dBSPL

Tone control range: From 300 to 3000Hz using one slide control

Dimensions:

Size: 9 1/2" x 7" x 3 1/4" (24.13cm x 17.78cm x 8.25cm)

Weight: 2.52 lbs. (1.14 kg)

Power Requirements:

DC Adapter: 9VDC, 500 mA

Batteries: 4 AA alkaline batteries (not included)

CLARITY LOGIC™

Introduction to Clarity Logic

ClarityLogic is the name of our simplified and easy-to-use customer support service. While talking to a Clarity representative, the telephone sends information such as its model name and settings to Clarity. The representative is immediately aware of the type and current settings of the phone. This will allow any troubleshooting call to be quick and simple, helping you find exactly what you are looking for. Just call 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) to find out how Clarity is there to make life easier.

ClarityLogic® Memory Dial

For your convenience, Clarity has pre-programmed the customer support number into your phone's blue ClarityLogic button.

NOTE: ClarityLogic has been designed to work with the Plain Old Telephone Service (POTS). If your phone service is provided by a broadband service provider, ClarityLogic may not work. ONLY CLARITYLOGIC MAY BE DISABLED. ALL OTHER FEATURES WORK AS DESCRIBED IN THIS USER GUIDE.

PRIVACY POLICY

Subscription Data and Privacy Policy

Your device will automatically send Clarity various types of information as part of the Clarity services, which may include the phone number associated with your device. This information may be combined with account and other information we have on record regarding you or your device or may be transmitted to us by your device. To assist with remote diagnostics and other customer services functions, your device may also regularly send us certain information associated with your device, including software and hardware settings, the phonebook, caller ID history and other information you have stored on the device. All of such information, together with other information that we have on record regarding you and your device, is collectively referred to as the “Subscription Data.” We use this information to diagnose and troubleshoot any device issues as well as to provide you with the services.

You agree that Clarity and its subsidiaries, affiliates, partners, suppliers and agents (collectively, “Affiliates”) may collect, store, access, disclose, transmit, process and otherwise use your subscription data to provide you with the Clarity services, address your requests, provide technical support, process transactions for your account and otherwise use such subscription data in accordance with Clarity’s privacy policy (<http://clarityproducts.com/about-clarity/privacy-policy/>), which is hereby incorporated by reference. Clarity may also provide or enable certain services through your device that rely upon location information. In order to provide such services, Clarity and its Affiliates may collect, store, access, disclose, transmit, process and otherwise use your location data (including real time geographic information) in accordance with Clarity’s privacy policy.

TROUBLESHOOTING

No Dial Tone/Phone Will Not Operate

1. Check all phone cords and connections. Make sure they are plugged-in securely.
2. Plug unit into a different phone jack to help determine if the difficulty is with the phone or the phone jack.
3. Switch out handset or telephone line cords.
4. Disconnect any other equipment that may be attached to the phone.

Unable To Dial Out

1. Make sure the TONE/PULSE switch is set correctly.
2. Phone may be at the end of a long line of phones (loop). Phone may not be getting enough power from the phone line. It may be necessary to wait for a few seconds after lifting the handset to begin dialing.
3. The XL40D is not compatible with Digital PBX Systems. If a standard, single line phone works on the system, your XL40D should as well.
4. There is an advanced computer running inside the XL40D. Sometimes after the handset is picked up, it will take a little less than a second to engage the phone. Since it is not immediate, if you dial a number before the computer engages, it will not receive the entire phone number that is dialed.

The Person On The Other End Cannot Hear You

1. Too many phones or phone devices on the line may affect your phone's transmission. As a guideline, more than five phones or phone devices may over load the phone line. Disconnect one or two devices to see if that eliminates the problem. If not, contact your local phone company for load guidelines.
2. You may not be speaking directly into the transmitter. Always speak directly into the mouthpiece in your normal tone of voice.

TROUBLESHOOTING

Unable To Hear Phone Ringer

1. Too many phone or phone devices on a line may cause your phone to not ring. Disconnect one or two of the devices to see if the problem is eliminated. If not, contact your local phone company for load guidelines.
2. If power is not being supplied to the phone, the extra loud ringer will not work.
3. Check the Ringer ON/OFF switch to see if the ringer is off.

Volume Control Does Not Work

1. BOOST must be activated to turn on the additional amplification.
2. Check power connections. BOOST will not work without power or backup batteries.

Unable To Access Automated Systems

Automated systems used by banks, long distance voicemail and other applications require that a phone be set to TONE dialing. Check the switch on the bottom of the phone labeled TONE/PULSE and set to TONE. This will enable the phone to be compatible with these automated systems.

If the power goes out, or the AC Adapter is not properly connected to the phone, the amplification, extra loud ringer and the lighted keypad will not work. If you have backup batteries installed, amplification will still work, but the phone will drain the backup batteries very quickly. This will cause the need for the batteries to be changed frequently and the Low Battery indicator light to constantly illuminate.

TROUBLESHOOTING

Do I Need to Install Batteries?

Batteries are optional. They provide backup in case of a power outage. They are recommended in areas of frequent power outages. This phone uses four alkaline batteries. When installed and fully charged, the batteries maintain the high amplification for your telephone.

Still Not Working?

If, after going through this checklist, the XL40D is still not functioning properly, call ClarityLogic at 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224).

Guía Del Usuario

XL40D Teléfono amplificado con ClarityLogic™ y DCP™




TABLA DE CONTENIDO

Instrucciones de Seguridad28
Lista De Revisión de Piezas31
Instalación su XL40D32
Montaje en pared su XL40D33
Lista de Caracterista y panorama General34
Función de Boost – Amplifique Sonidos Entrantes39
Anulación del Intensificador40
Almacenamiento de la Memoria41
Marcación de una Localización de Memoria41
Amplificación saliente del Discurs (OSA)42
Especificaciones Técnicas43
Introducción a ClarityLogic™44
Discado de Memoria ClarityLogic®44
Datos de Suscripción y Política de Privacidad45
Solución de Problemas46

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su aparato telefónico, debe tomar precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el teléfono.
3. No utilice este teléfono cerca de una bañera, lavatorio, lavabo o el fregadero, en un subsuelo húmedo, cerca de una piscina o cualquier otro lugar con agua.
4. Evite utilizar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta. Existe el riesgo remoto de sufrir una descarga eléctrica por rayos.
5. No utilice el teléfono para avisar de una pérdida de gas, si se encuentra cerca a la pérdida.
6. Desenchufe el teléfono de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol para limpiar el teléfono. Utilice un trapo húmedo para limpiar el aparato.
7. Coloque este teléfono sobre una superficie firme. Si el teléfono se cayera, podría causar daños y/o lesiones graves.
8. No cubra las ranuras o aberturas del teléfono. Este teléfono nunca deberá colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este teléfono no debería instalarse en una instalación empotrada a menos que cuente con la ventilación apropiada.
9. Utilice este teléfono al voltaje indicado en la unidad base o en el manual del propietario. Si no está seguro del voltaje en su hogar, consulte con su distribuidor o con la compañía de energía locales.
10. No coloque nada sobre el cable de energía. Instale el teléfono de manera que nadie pise o se tropiece con el cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

11. No sobrecargue las tomas en la pared o los cables alargadores, ya que esto puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
12. Nunca fuerce ningún objeto por las ranuras del teléfono. Podría tocar puntos con voltaje peligroso o hacer cortocircuito en elementos que generen el riesgo de descarga eléctrica o incendio. Nunca vuelque ningún tipo de líquido sobre el teléfono.
13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme el teléfono. Quitar o abrir las carcasas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. El re-armado incorrecto puede causar descarga eléctrica luego, cuando se utilice el aparato.
14. Ante alguna de las siguientes condiciones, desconecte del toma en la pared, y contáctese con el fabricante para reparaciones: Cuando el cable de suministro de energía o enchufe están dañados o desgastados; Si se volcó líquido en el interior del producto; Si el teléfono se vio expuesto a la lluvia o al agua; Si se cayó el teléfono o la carcasa está dañada; Si se nota un cambio notable en el funcionamiento del teléfono; Si el teléfono no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Sólo ajuste los controles que se expliquen en las instrucciones de operación. Un ajuste incorrecto puede resultar en trabajos complejos de un técnico calificado para restaurar el teléfono a las condiciones de operación normal.
15. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
16. Nunca instale tomas de teléfono en áreas húmedas, a menos que el toma esté diseñado para soportar áreas húmedas.
17. Nunca toque los alambres o los terminales sin aislar del teléfono a menos que la línea telefónica se haya desconectado en el interfaz de la red.
18. Tenga cuidado al instalar o modificando las líneas telefónicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Descarte las baterías usadas según las instrucciones.

1. No descarte las baterías en el fuego, ya que pueden explotar. Verifique las normas locales, ya que pueden existir instrucciones de eliminación especiales.
2. No abra ni mutile las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede causar daños en los ojos y la piel. Si se ingiere puede ser tóxico.
3. Tenga cuidado en el manejo de las baterías para que no hagan corto circuito con materiales conductores como anillos, pulseras o llaves. El material conductivo puede recalentarse y causar quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


LISTA DE REVISIÓN DE PIEZAS

Su paquete incluye todos los artículos como se muestra aquí. Si hay cualquier cosa que falta, entre en contacto con por favor nuestro departamento del cuidado del cliente inmediatamente.

NOTA: CONSERVE POR FAVOR UN COPY DE LA PRUEBA DE LA COMPRA PARA SUS EXPEDIENTES.



Auricular de mano



Unidad de Base



Línea telefónica
(une longue corde et
une corde courte)




Soporte de montaje



Adaptador de CD



Guía de Usuario



Cordón helicoidal del
auricular de mano

INSTALACIÓN SU XL40D

Instalación las baterías de respaldo mediante (opcional) la eliminación de baterías de la cubierta de la batería como se muestra a continuación.

Conecte su teléfono como se muestra. **(Consulte la Figura 2)**

1. Conecte un extremo del cable de teléfono en la (plaza) puerto **LINE** en la parte posterior del teléfono, conecte el otro extremo del cable de teléfono en la pared de su toma de teléfono.
2. Conecte un extremo de la (rizado) cable de teléfono en el auricular toma en el lado izquierdo de su base de conectar el otro extremo del cable de teléfono en la parte inferior del auricular. Lugar auricular en la cuna.
3. Conecte el cable adaptador CD a la (ronda) **DC 9V 500mA** puerto en la parte posterior del teléfono, enchufe el adaptador a su toma de corriente de pared.

Cuando termine, levante auricular a prueba. Si usted oye un tono de llamada, su teléfono está listo para usar. Si no es así, compruebe todas las conexiones de nuevo.

Para abrir el compartimiento de la batería utilice una pluma o algún instrumento similar de punta fina para hacer presión dentro de la pequeña abertura que está debajo de la puerta del compartimiento. **(Consulte la Figura 1)**




Figura 1




Figura 2

Si ocurre una falla de la línea eléctrica, el XL40D operará hasta 48 horas con cuatro baterías alcalinas AA de respaldo (no incluidas).

INSTALACIÓN SU XL40D

Si no hay alimentación o copia de seguridad de las baterías, el teléfono opera como un teléfono regular. Sin embargo, ciertas funciones del teléfono requieren de alimentación. Si el teléfono no tiene alimentación, no tendrá luces indicadoras, se inhabilitará el timbre alto, no habrá amplificación y el teclado iluminado no se alumbrará. Recomendamos el instalar de las baterías si usted se va en un área con las interrupciones frecuentes de a energía.

MONTAJE en PARED SU XL40D

1. Tire hacia afuera del gancho del auricular e invierta su posición de forma tal que quede dirigido hacia arriba y que sostenga el auricular cuando se cuelgue. **(Consulte la Figura 3)**
2. Tire hacia afuera del gancho del auricular e invierta su posición de forma tal que quede dirigido hacia arriba y que sostenga el auricular cuando se cuelgue. Empuje firmemente el soporte de montaje hacia adentro y hacia abajo hasta que ajuste en su lugar. **(Consulte la Figura 4)**
3. Inserte la línea telefónica plana en el conector de la placa de pared y a continuación alinee las ranuras de inserción del soporte de montaje con los vástagos de la placa de pared y deslice hacia abajo la base del teléfono para asegurarlo a la pared. **(Consulte la Figura 5)**




Figura 3




Figura 4





Figura 5

LISTA DE CARACTERISTA Y PANORAMA GENERAL



- 1 El Botón azul de ClarityLogic:** apriete el botón azul para el acceso directo a un Representante del Cuidado del Cliente.
- 2 Botones de memoria (M1-M10 y emergencia):** para los números ahorrados (véase la sección del ALMACENAJE de la MEMORIA para los detalles).
- 3 Botón del SPKR (Altavoz):** presione SPKR para contratar la función del speakerphone; presione otra vez para dar vuelta a la característica apagado.

LISTA DE CARACTERISTA Y PANORAMA GENERAL


- 4 **Botón del FLASH:** utilice este botón para contratar la función de la identificación de llamador el esperar de llamada (característica proporcionada por la compañía local del teléfono).
- 5 **Resbalador del VOLUMEN:** muévase a derecho o a izquierdo para aumentar o disminuir el volumen de la voz entrante.
- 6 **Botón del ALZA/OSA (BOOST/OSA):** presione el BOOST para contratar la amplificación adicional. En ALZA del modo, el teléfono tiene una gama del volumen hasta de 16dB de la amplificación. En BOOST ON modo, el teléfono tiene una gama del volumen hasta de 50dB de la amplificación. Cuando es activo, el botón del BOOST es retroiluminado. Presione el BOOST otra vez para dar vuelta apagado a la amplificación adicional. Presione y sostenga el botón por 3 segundos para contratar la función de la OSA (realzar el nivel de su voz). Vea la sección del OSA para los detalles.

NOTA: Cuando se permite la OSA, la luz en la tapa del teléfono da vuelta a la naranja cuando el teléfono está en una llamada.

- 7 **Interruptor del TONO (TONE):** utilice este interruptor para escoger uno del tono 4 que fija disponible.
- 8 **Botón de RD/P (Redial/pausa):** utilice este botón para marcar de nuevo el número pasado marcado (hasta 32 dígitos). Cuando en modo de programación, presione este botón para insertar una 2-segundo pausa.
- 9 **Botón de HOLD/PROGRAM:** durante una llamada, utilice este botón para poner el asimiento del invitar; presione el botón otra vez para lanzar la llamada de asimiento. Cuando el teléfono está en estado idle, utilice este botón para programar las llaves de la memoria (véase la sección del ALMACENAJE DE LA MEMORIA para los detalles).
- 10 **Indicador bajo de la batería:** la luz se gira cuando las baterías de reserva son low.
- 11 **Timbres visuales:** las luces dan vuelta por intervalos cuando el teléfono suena.


LISTA DE CARACTERISTA Y PANORAMA GENERAL

VISTA LATERAL




24

VISTA INFERIOR



VISTA TRASERVA



LISTA DE CARACTERISTA Y PANORAMA GENERAL

- 12 Indicador de Llamada Perdida:** la luz se gira cuando había usanswered llamada. (Activo cuando está faltado el interruptor de la llamada está ON - localizado en el fondo del teléfono).
- 13 Indicador del Correo de voz/Timbre/OSA:** a. La luz gira VERDE cuando hay un voicemail a la izquierda con su característica del voicemail (de la compañía local del teléfono). b. La luz da vuelta a ROJO cuando el interruptor del campanero está en la posición de reposo. c. La luz da vuelta a la NARANJA cuando la característica de la OSA es activa.
- 14 Botón de Tono del Timbre (TONE):** presione este botón para elegir la tonalidad entrante deseada del anillo. Elija uno de los seis (6) tonos available del anillo para seleccionar el campanero más favorable.
- 15 Volumen del Timbre (VOLUME) +/-:** presione aumentar/disminución de las llaves el volumen del anillo entrante.
- 16 Interruptor de Activación/Desactivación del timbre:** utilice este interruptor para dar vuelta al campanero encendido o apagado. Cuando el interruptor se fija APAGADO, la luz en la tapa del teléfono enciende para arriba ROJO.
- 17 Puerto del Auricular (Headset):** inserte un receptor de cabeza estándar (enchufe de 2.5m m) al uso en vez del microteléfono.
- 18 Interruptor saliente de la amplificación del discurso (OSA):** utilice el interruptor para fijar el nivel del nivel saliente de la amplificación del discurso. Para enable/disable el interruptor, la prensa de BOOST/OSA por 3 segundos (véase la sección de OSA).
- 19 Puerto de Collar inductivo (Neckloop):** inserte un neckloop estándar (mono, enchufe de 3.5m m) al uso con su T-arrollan la prótesis de oído equipada. Recomendamos el neckloop Clarity CE30.
- 20 Interruptor de Anulación del Intensificador (Boost Override):** fije a ON si usted desea para la función del BOOST que se permitirá al principio de todas las llamadas.
- 21 Interruptor de Llamada Perdida (Missed Call):** fije a ON si usted desea hacer la luz faltada de la llamada permitir.

LISTA DE CARACTERISTA Y PANORAMA GENERAL

- 22 Interruptor del Correo de Voz (Voice Mail):** fije a ON si usted desea para la luz en la tapa del teléfono al verde de la vuelta cuando usted tiene un correo de voz (servicio de su abastecedor del servicio telefónico).
- 23 Interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse):** fije este interruptor al método que marca deseado.
- 24 Interruptor del Teclado con Confirmación (Talk Keypad):** fije a ON si usted desea oír las llaves numéricas presionadas durante marcar -ambos en modos del microteléfono y del speakerphone. **NOTA: las llaves de la “estrella” y de la “libra” no se hablan.**
- 25 BEDSHAKER puerto:** inserte el bedshaker opcional (vendido por separado) vibrará para indicar los anillos entrantes.
- 26 LINE puerto:** vea la sección de INSTALACIÓN DE SU XL40D.
- 27 PUERTO DE LA ENERGÍA (9V, 500mA):** vea la sección de INSTALACIÓN DE SU XL40D.

FUNCIÓN DE BOOST – AMPLIFIQUE SONIDOS ENTRANTES

1. El botón **BOOST** del XL40D controla el volumen del receptor. Una vez que se ha presionado el botón “**BOOST**”, se añade un nivel de amplificación extra en todo el rango del control de volumen. Durante una llamada, el botón **BOOST** puede conmutar la función Clarity Power entre Activado y Desactivado, de acuerdo con las necesidades del usuario. El botón **BOOST** se reiniciará automáticamente cada vez que se cuelga el teléfono por al menos 5 segundos. La luz del **INTENSIFICADOR** se iluminará mientras esté activada esta función. *(Consulte la Figura 6)*

Advertencia: El volumen puede estar en un nivel alto. Para proteger los oídos, baje el Control de Volumen del Clarity Power antes de usar el teléfono.

2. El Control de Volumen de Clarity Power ajusta el nivel de volumen del auricular tanto cuando la función **BOOST** está activada como cuando no lo está. El control de volumen proporciona hasta 16dB de volumen antes de activar el botón **BOOST**. Una vez que se presiona el botón “**BOOST**”, el XL40D proporcionará hasta 50dB de ganancia. *(Consulte la Figura 7)*
3. El ajuste del Tono le permite personalizar su experiencia auditiva. Estos cuatro ajustes, junto con nuestra amplificación del volumen, son parte de la tecnología de la energía de la claridad de digital (DCP™). *(Consulte la Figura 8)*




Figura 6




Figura 7




Figura 8

FUNCIÓN DE BOOST – AMPLIFIQUE SONIDOS ENTRANTES

Como que todos tenemos diferentes preferencias auditivas, sugerimos explorar cada ajuste hasta encontrar el que le sea más cómodo.

- 1 – Amplificación de baja frecuencia: más utilizado para escuchar los sonidos de tono bajo;
- 2 – Amplificación plana: mejor para los usuarios de audífonos;
- 3 – Clarity Power/Amplificación de la alta frecuencia: más utilizado para escuchar los sonidos de alta frecuencia;
- 4 – Amplificación de Compresiones Multibanda: mejor escenario para la inteligibilidad de la palabra.

NOTA: Aumento el botón (BOOST) no está activo en modo de altavoz.

ANULACIÓN DEL INTENSIFICADOR

En la parte inferior del XL40D hay un interruptor de Anulación del **INTENSIFICADOR**. Cuando se coloca en la posición **ON (Activado)** la función **BOOST** se habilita automáticamente cada vez que se levanta el auricular. En el uso normal, cuando la Anulación está en **OFF (Desactivada)**, la función **BOOST** se apagará después de colgar el teléfono. Se sugiere colocar este interruptor en la posición **ON** si todos los usuarios del teléfono necesitan la amplificación. La colocación en la posición **OFF** es útil cuando el teléfono es utilizado por personas con capacidad auditiva variable. **(Consulte la Figura 9)**

ADVERTENCIA: EL VOLUMEN PUEDE SER ALTO. PROCEDE CON CUIDADO.




Figura 9

ALMACENAMIENTO DE LA MEMORIA

1. Mantenga presionada la localización de memoria deseada (M1-M10 y Emergencia) para almacenar el número. Sonará un “bip”. (**Consulte la Figura 10**)
2. Introduzca el número telefónico que desee almacenar. Si no se presiona ningún botón en 5 segundos se superará el tiempo de espera y volverá al modo de reposo o de conversación.
3. Presione el botón **HOLD/PROGRAM** para guardar el número deseado. Sonará un “bip” de confirmación. (**Consulte la Figura 11**)
4. Para cambiar una Localización de Memoria programe de nuevo utilizando el mismo procedimiento con el botón que va a cambiar.

Marcación de una Localización de Memoria:

1. En modo del microteléfono, levante el microteléfono y presione el botón de memoria apropiado.
2. En el modo de altavoz, pulse el correspondiente botón de la memoria con el auricular en la base.




Figura 10




Figura 11

AMPLIFICACIÓN SALIENTE DEL DISCURSO (OSA)

Esta función amplifica su discurso así que se convierte más ruidosamente a la persona en el otro final de la llamada. Para permitir esta función, presionar y sostener el botón de BOOST/OSA por 3 segundos (**Consulte la Figura 12**) Las señales sonoras del teléfono; la función se puede permitir/ desactivado mientras que en una llamada telefónica o en modo espera.

Verificar la función es activo, levanta el microteléfono y comprueba la luz en la tapa del teléfono. Si la luz es **ANARANJADA**, la función es activa. Para ajustar el nivel de la amplificación para que haya su voz, utilice el interruptor en el lado del teléfono etiquetado la amplificación saliente del discurso (OSA). Usted puede elegir entre tres niveles: Bajo, Med y Alto (**Consulte la Figura 13**)

Para volver al defecto que fija para su nivel del volumen de la voz, presione y sostenga el botón de **BOOST/OSA** otra vez por 3 segundos. Usted oír una señal sonora el confirmar de que la función es desactivada. Verificar, la luz en la tapa del teléfono no debe ser anaranjada cuando usted está en una llamada telefónica.




Figura 12




Figura 13

NOTA: Para experimentar la mejor calidad audio para ambas partes durante una llamada, le recomendamos giramos esta función solamente si su voz es demasiado reservada. OSA no es activo en modo del speakerphone.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de amplificación en DB: 50dB/124dBSPL

Rango del control de tono: Pleno rango: de 300 a 3000Hz
utilizando el control deslizante

Dimensiones

Tamaño: 9 1/2" x 7" x 3 1/4" (24.13cm X 17.78cm x 8.25cm)

Peso: 2.52 lbs. (1.14kg)

Requerimientos de Alimentación

Adaptador de CD: 9VCD, 500 mA

Baterías: 4 baterías alcalinas AA (no incluidas)

INTRODUCCIÓN A CLARITYLOGIC™

ClarityLogic es el nombre de nuestro servicio de atención al cliente simple y fácil de usar. Mientras habla con un representante de Clarity, el teléfono envía información, tal como el nombre del modelo y la configuración del teléfono a Clarity. El representante se pone de inmediato al corriente del tipo de teléfono y de la configuración actual del mismo. Esto permitirá que cualquier llamada de para la solución de problemas sea rápida y sencilla, ayudándolo a encontrar exactamente lo que busca. Simplemente llame al 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) para averiguar de qué forma Clarity está para hacerle la vida más fácil.

Discado de memoria ClarityLogic

Para su conveniencia, la Clarity tiene preprograma el número de apoyo de cliente en su botón azul de teléfono ClarityLogic.

NOTA: ClarityLogic se ha diseñado para trabajar con el viejo servicio llano de la telefonía (POTS). Si su servicio telefónico es proporcionado por un abastecedor de servicio de banda ancha, ClarityLogic puede no trabajar. SOLAMENTE CLARITYLOGIC PUEDE SER LISIADO. EL RESTO DEL TRABAJO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEGÚN LO DESCRITO EN ESTA GUÍA DEL USUARIO.

DATOS DE SUSCRIPCIÓN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Su dispositivo enviará automáticamente varios tipos de información a Clarity como parte de los servicios de Clarity, que pueden incluir el número de teléfono asociado a su dispositivo. Dicha información puede combinarse con la información de la cuenta y cualquier otra información que tengamos en registro acerca de usted o de su dispositivo o puede ser transmitida por su dispositivo. Para asistir con diagnósticos remotos y otras funciones de servicio al cliente, su dispositivo puede también enviarnos cierta información asociada con su dispositivo, incluyendo configuraciones de software y hardware, la agenda telefónica, historial de ID de llamadas y otra información que usted haya almacenado en el dispositivo. Dicha información, junto con otra información que tengamos en registro acerca de usted y su dispositivo, es referida en su conjunto como “Datos de suscripción”. Utilizamos esta información para diagnosticar y solucionar cualquier problema del dispositivo, así como proporcionarle los servicios.

Usted está de acuerdo en que Clarity y sus subsidiarios, afiliados, socios, proveedores y agentes (en su conjunto, “Afiliados”), pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus Datos de Suscripción para proporcionarle los servicios de Clarity, atender sus solicitudes, brindarle soporte técnico, procesar transacciones para su cuenta y de cualquier otra manera utilizar tales Datos de Suscripción según la política de privacidad de Clarity (<http://clarityproducts.com/about-clarity/privacy-policy/>) la cual se incorpora aquí para referencia. Clarity puede también proporcionar o habilitar ciertos servicios a través de su dispositivo que se base en información de ubicación. Para poder brindarle dichos servicios, Clarity y sus afiliados pueden recopilar, almacenar, acceder, revelar, transmitir, procesar y utilizar de cualquier otra manera sus datos de ubicación (incluyendo la información geográfica en tiempo real) de acuerdo a la política de privacidad de Clarity.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay tono de marcar/el teléfono no funciona

1. Verifique todas las líneas y conexiones del teléfono. Asegúrese de que todas estén insertadas firmemente.
2. Conecte la unidad a un conector telefónico diferente para poder determinar si la dificultad está en el teléfono o en el conector telefónico.
3. Cambie las líneas del auricular o del teléfono.
4. Desconecte cualquier otro equipamiento que pueda estar conectado al teléfono.

No se pueden efectuar marcaciones

1. Asegúrese que el interruptor TONE/PULSE esté en la posición correcta.
2. El teléfono puede estar en un extremo de una línea larga de teléfonos (lazo). Puede ser que el teléfono no esté recibiendo suficiente potencia de la línea telefónica. Puede ser necesario esperar unos pocos segundos después de levantar el auricular para comenzar a marcar.
3. El XL40D no es compatible con Sistemas de Centralitas Privadas Digitales. Si un teléfono estándar funciona en el sistema, el XL40D debe hacerlo también.
4. Dentro del XL40D funciona una computadora avanzada. A veces después que se levanta el auricular habrá que esperar un poco menos de un segundo para utilizar el teléfono. Como que esto no es inmediato, si usted marca un número antes de que la computadora funcione, esta no recibirá el número completo marcado.

La persona que está al otro lado de la línea no puede escucharlo

1. Demasiados teléfonos o dispositivos telefónicos en la línea pueden afectar la transmisión de su teléfono. Como regla, más de cinco (5) teléfonos o dispositivos telefónicos pueden sobrecargar la línea telefónica. Desconecte uno (1) o dos (2) dispositivos para ver si se elimina el problema. Si no, contacte con su empresa telefónica local para conocer los lineamientos de carga.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2. Puede ser que no esté hablando directamente hacia la cápsula transmisor. Hable siempre directamente hacia la pieza de boca en su tono normal de voz.

No se puede oír el timbre del teléfono

1. Demasiados teléfonos o dispositivos telefónicos en una línea pueden causar que su teléfono no dé timbre. Desconecte uno (1) o dos (2) de los dispositivos para ver si se elimina el problema. De no ser así, contacte con su empresa telefónica local para conocer los lineamientos de carga.
2. Si el teléfono no está recibiendo alimentación, no trabajará el volumen extra del timbre.
3. Compruebe el timbre ON/OFF para ver si el timbre está apagado.

El control de volumen no trabaja

1. Para que funcione la amplificación adicional, tiene que estar activado BOOST.
2. Compruebe las conexiones de energía. El ALZA no trabajará sin energía o baterías de reserva.

No se puede acceder a los Sistemas Automatizados

Los sistemas automatizados utilizados por bancos, correo de voz de larga distancia y otras aplicaciones requieren que el teléfono se configure en marcación por “tonos”. Verifique que el interruptor de la parte trasera del panel señalado como “T/P” esté colocado en la posición “T”. Esto permitirá que el teléfono sea compatible con los sistemas automatizados.

Si no le está llegando alimentación al teléfono

Si falla la alimentación, o el adaptador de CA está conectado adecuadamente al teléfono, varias funciones de este no. La amplificación, el volumen adicional del timbre y el teclado iluminado no funcionarán. El teléfono agotará rápidamente las baterías de respaldo. Esto hará que haya que cambiar con frecuencia las baterías y que la luz indicadora de Batería Baja esté iluminada constantemente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Tengo que instalar baterías?

Las baterías son opcionales. Proporcionan respaldo en caso de una falla de la alimentación. Se recomienda su uso en áreas de fallas frecuentes de la electricidad. Este teléfono utiliza cuatro (4) baterías alcalinas AA. Mantendrán las funciones siguientes: amplificación.

¿Todavía no trabajando? Si, después de pasar a través de esta lista de comprobación, el XL40D todavía no está funcionando correctamente, llame ClarityLogic en 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224).

Guide D'utilisateur

XL40D Téléphone Amplifié avec ClarityLogic™ et DCP™




TABLE DES MATIÈRES

Mesures de Sécurité	52
Mesures de Sécurité Pour Piles	54
Contenu de Pièces de la Lista de Vérification	55
Installation de Votre XL40D	56
Mur Montant Votre XL40D	57
Liste et vue d'ensemble de Dispositif	58
Fonction de Poussée – Amplifiez les Bruits Entrants	63
Dérogation d'Amplification	64
Stockage de Mémoire	65
Amplification Sortant de la Parole (OSA)	66
Pour composer les nombres sauvés	66
L'Information Technique	67
Introduction à ClarityLogic™	68
Composeur de Mémoire ClarityLogic®	68
Données d'inscription et Politique	69
liée au Respect la vie Privée	
Dépannage	70

MESURES DE SÉCURITÉ

Quand vous utilisez votre équipement téléphonique, des mesures de sécurité simple devraient toujours être sui-vis pour réduire le risque de feu, choc électrique et blessures aux personnes incluant :

1. Lire et comprendre toutes mode d'emploi.
2. Suivre tout les avis et les modes d'emploi indiqués sur le téléphone.
3. Ne pas utiliser ce téléphone près d'un bain, un lavabo, un évier de cuisine ou un bac, dans une cave mouillée, près d'une piscine ou aux endroits où il y a de l'eau.
4. Évitez l'utilisation d'un téléphone (autre qu'un type sans fil) durant un orage. Il y a une chance de recevoir un choc électrique d'un éclair.
5. Ne pas employer le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs de la fuite.
6. Débranchez ce téléphone de la prise de courant murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser des produits nettoyant liquide ou aérosol sur le téléphone. Employez un étoffe humecter pour nettoyer.
7. Placez ce téléphone sur une surface bien équilibrée. Des dommages sérieux et/ou blessures peuvent résulter si le téléphone tombe.
8. Ne pas couvrir les fentes et les ouvertures sur ce téléphone. Ce téléphone ne devrait jamais être placé sur ou proche d'une chauffer ette ou d'un registre de chaleur. Ce téléphone ne devrait pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation correcte soit fournie.
9. Faites fonctionner ce téléphone en utilisant la tension électrique déclarée sur la base de l'unité ou dans le manuel d'utilisateur. Si vous n'êtes pas certains de la tension dans votre maison, consultez votre distributeur ou votre compagnie de pouvoir régional.
10. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Installez le téléphone ou personne ne marchera ou trébu chera sur le cordon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ

12. Ne jamais pousser des objets dans les fentes du téléphone. Ils peuvent toucher des points de tensions dangereuses ou causer des courts-circuits qui pourraient résulter en incendie ou choc électrique. Ne jamais renverser du liquide de n'importe quel genre sur le téléphone.
13. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter ce téléphone. Ouvrir ou enlever des couvertures peut vous exposer à de dangereuses tensions ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut causer un choc électrique quand l'appareil est utilisé par la suite.
14. Débranchez cet appareil de la prise de courant murale et envoyez le service d'entretien au fabricant sous les conditions suivantes : Quand la corde ou la prise d'alimentation d'énergie est frangée ou endommagée ; Si on a renversé le liquide dans le produit ; Si du liquide a été renversé dans l'appareil ; Si le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l'eau ; Si le téléphone a tombé ou si l'étui est endommagé ; Si le téléphone indique un changement distinct dans l'exécution ; Si le téléphone ne fonctionne pas comme d'habitude, même en suivant le mode d'emploi. Seulement régler les commandes traitées dans le Mode D'emploi. Un réglage incorrect peut exiger un travail vaste par un technicien qualifié pour rétablir le téléphone à une opération normale.
15. Ne jamais installer une connexion téléphonique pendant un orage électrique.
16. Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des emplacements mouillés à moins que la prise est spécifiquement conçue pour des emplacements mouillés.
17. Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne téléphonique a été débranchée à l'interface de réseau.
18. Faites attention en installant ou en modifiant les lignes téléphoniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ POUR PILES

Disposez les piles usagées selon les directives.

1. Ne pas jeter les piles dans un feu, elles peuvent exploser. Vérifiez les réglementations locales pour des instructions de décharge spéciales.
2. Ne pas ouvrir ou dégrader les piles. L'électrolyte relâché est corrosif et peut causer des blessures aux yeux et à la peau. Ceci peut être toxique si avalé.
3. Faites attention durant le maniement des piles afin de ne pas causer un court-circuit à la pile avec des matériaux sous courants tels que les bagues, les bracelets et les clefs. La pile ou le matériel de conduction peut surchauffer et peut causer des brûlures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CONTENU DE PIÈCES DE LA LISTE DE VÉRIFICATION

Votre forfait comprend tous les éléments, comme indiqué ici. S'il ya quelque chose manque, s'il vous plaît contacter notre service client immédiatement.

NOTE : VEUILLEZ MAINTENIR UN COPY DE LA PREUVE DE L'ACHAT POUR VOS DISQUES.




Combiné



Unité de base




Cordon de Ligne
Téléphonique (une
longue corde et
une corde courte)



Support de Fixation



Adaptateur CD



Manuel d'Utilisation



Cordons enroulé
du combiné

INSTALLATION DE VOTRE XL40D

Installez les batteries de secours (facultatives) en enlevant la couverture de batterie suivant les indications du **Figure 1**. Reliez votre téléphone suivant les indications du **Figure 2**.

1. Reliez une extrémité de la corde de téléphone dans la **LIGNE** (carrée) port sur le dos du téléphone ; reliez l'autre extrémité de la corde de téléphone dans votre sortie de téléphone de mur.
2. Reliez une extrémité de la corde fixée à la main (bouclée) dans le cric de combiné du côté gauche de votre base ; reliez l'autre extrémité de la corde de combiné dans le fond du combiné. Placez le combiné dans le berceau.
3. Reliez la corde d'adaptateur de CD dans le port (rond) de **DC 9V 500mA** sur le dos de votre téléphone ; branchez l'adaptateur à votre sortie électrique de mur.

Une fois fini, soulevez le combiné à l'essai. Si vous entendez une tonalité, votre téléphone est opérationnel. Sinon, vérifiez tous les raccordements encore.

IMPORTANT: Utiliser uniquement avec une source d'alimentation de classe 2.




Figure 1




Figure 2

Enlevez la couverture de batterie employant un objet mince (comme le bout d'un stylo) à abaisser l'étiquette montrée par la flèche ci-dessus.

S'il y a une panne de puissance, le XL40D maintiendra son plein amplification pendant jusqu'à 48 heures avec quatre batteries de secours alcalines d'aa (non incluses).

INSTALLATION DE VOTRE XL40D

Le téléphone fonctionne comme téléphone régulier s'il n'y a aucune batterie de puissance ou de protection. Dans ce cas-ci, les voyants de signalisation, la sonnerie forte, le bloc de touches allumé et l'amplification seront inactifs ; vous pourrez toujours faire et recevoir des appels de téléphone, mais l'amplification supplémentaire ne sera pas engagée. Nous recommandons d'installer des batteries si vous vivez dans un secteur avec des pannes fréquentes de puissance.

MUR MONTANT VOTRE XL40D

1. Retirer le crochet du combiné, hors de la base et, inverser la position pour permettre au crochet de pointer vers le haut et de supporter le combiné lorsque vous raccrochez. **(Voir Figure 3)**
2. Brancher une extrémité du cordon court et plat de la ligne téléphonique dans la sortie indiquée par **LINE**, située à l'arrière du téléphone. Faire passer le cordon dans la rainure, à l'arrière du téléphone. Insérer les languettes du support de fixation dans les fentes à l'arrière du téléphone. Presser le support de fixation fermement en place jusqu'à ce qu'il se produise un contact à déclic. **(Voir Figure 4)**
3. Brancher le cordon de ligne téléphonique plat, dans la prise de plaque murale et ensuite, aligner les encoches avec les goujons de la plaque murale et glisser la base du téléphone vers le bas pour le solidifier au mur. **(Voir Figure 5)**




Figure 3




Figure 4





Figure 5

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF




- 1 Le Bouton bleu de ClarityLogic** : appuyer le bouton bleu pour l'accès direct à un Représentant d'Assistance clientèle.
- 2 Touche Mémoire (M1- M10 en plus du numéro d'urgence)** : pour des nombres sauvés (voir la section de STOCKAGE DE MÉMOIRE pour des détails).
- 3 Bouton de SPKR (Haut-Parleur)** : serrez SPKR pour engager la fonction de haut-parleur ; serrez encore pour arrêter le dispositif.

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

- 4 Bouton FLASH (Commutateur) :** utilisez ce bouton pour engager les fonctions d'identification de visiteur d'attente d'appel (dispositifs fournis par la compagnie locale de téléphone).
- 5 Sélectionneur de Volume :** déplacez-vous vers droit ou gauche afin d'augmenter ou diminuer le volume de la voix entrante.
- 6 Bouton de BOOST/OSA (Amplificateur/OSA) :** serrez la BOOST pour engager l'amplification supplémentaire. Dans la BOOST OUTRE du mode, le téléphone a une gamme de volume de jusqu'à 16dB d'amplification. Dans la BOOST sur le mode, le téléphone a une gamme de volume de jusqu'à 50dB d'amplification. Si actif, le bouton de BOOST est contre éclairé. Serrez la BOOST encore pour arrêter l'amplification supplémentaire. Appuyez sur et tenez le bouton pendant 3 secondes pour engager la fonction de OSA (pour augmenter le niveau de votre voix). Voir la section de OSA pour des détails.
- 7 Contrôle de Tonalité :** utilisez ce commutateur pour sélectionner un de la tonalité 4 plaçant disponible.
- 8 Touche de RD/P (Recomposition/Pause) :** utilisez ce bouton pour recomposer le dernier nombre composé (jusqu'à 32 chiffres). Quand en mode de programmation, appuyez sur ce bouton pour insérer une 2-seconde pause.
- 9 Bouton de HOLD/PROGRAM (Garde/Programmation) :** pendant un appel, utilisez ce bouton pour mettre la prise d'invitation ; appuyez sur le bouton encore pour libérer l'appel de la prise. Quand le téléphone est dans l'état à vide, utilisez ce bouton pour programmer les clés de mémoire (voir la section de STOCKAGE de MÉMOIRE pour des détails).
- 10 Indicateur de Décharge de la Pile :** la lumière s'allume quand les batteries de secours sont basses.
- 11 Sonneries Visuelles :** les lumières tournent en marche et en arrêt quand le téléphone sonne.


LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

VUES LATÉRALES




24

VUE INFÉRIEURE



VUE ARRIÈRE



12 Indicateur d'Appel en Absence : la lumière s'allume quand il y avait unanswered l'appel (actif une fois manqué le commutateur d'appel est allumé - placé sur le fond du téléphone).

13 Indicateur de Messagerie Vocale/Indicateur de Sonnerie/OSA : a. La lumière allume le VERT quand il y a un voicemail encore avec votre dispositif de voicemail (de la compagnie locale de téléphone). b. La lumière tourne le ROUGE quand le commutateur de sonnerie est dans la position de repos. c. La lumière tourne l'ORANGE quand le dispositif de OSA est en activité.

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

- 14 Bouton de Tonalité de Sonnerie** : appuyez sur ce bouton pour choisir la tonalité entrante désirée d'anneau. Choisissez une des six (6) tonalités available d'anneau pour choisir la sonnerie la plus favorable.
- 15 Volume de Sonnerie +/-** : serrez augmenter de clefs pour/diminution le volume de l'anneau entrant.
- 16 Commutateur de Sonnerie ON/OFF (Marche/Arrêt)** : utilisez ce commutateur pour arrêter la sonnerie dessus ou. Quand le commutateur est placé AU LOIN, la lumière au dessus du téléphone allume le ROUGE.
- 17 Point d'Accès du Combiné** : insérez un écouteur standard (prise de 2.5mm) à l'utilisation au lieu du combiné. Pour plus d'informations sur l'achat s'il vous plaît communiquer avec Clarity au 1 800 426 3738.
- 18 Commutateur sortant de l'amplification de la parole (OSA)** : utilisez le commutateur pour placer le niveau du niveau sortant d'amplification de la parole. Pour activer/mettez le commutateur d'OSA, pression et tenez hors tension le bouton de BOOST pendant 3 secondes (voir la section d'OSA).
- 19 Boucle de Cou Neckloop** : insérez un neckloop standard (mono, prise de 3.5mm) à l'utilisation avec le votre T-lovent la prothèse auditive équipée. Nous recommandons le neckloop Clarity CE30. Pour plus d'informations sur l'achat s'il vous plaît communiquer avec Clarity au 1 800 426 3738.
- 20 Commutateur de Boost Override (Dérogation d'Amplification)** : placez à ON si vous souhaitez la fonction de BOOST à permettre au début de tous les appels.
- 21 Commutateur de Missed Call (Appel en Absence)** : placez à ON si vous souhaitez faire permettre la lumière manquée d'appel.
- 22 Commutateur de Voice Mail (Messagerie Vocale)** : placez à ON si vous souhaitez la lumière au dessus du téléphone au vert de tour quand vous avez une audio-messagerie (service de votre fournisseur de service de téléphone).

LISTE ET VUE D'ENSEMBLE DE DISPOSITIF

- 23 Commutateur de Tone/Pulse (Tonalité/Impulsion) :** placez ce commutateur à la méthode composante désirée.
- 24 Commutateur de Talk Keypad (Clavier de Conversation) :** placez à ON si vous souhaitez entendre les clefs numériques serrées pendant composer - tous les deux en modes de combiné et de speaker-phone. NOTE : « STAR » et « POUND » ne sont pas parlées.
- 25 Point d'Accès de l'alarme « BEDSHAKER » :** insérez le bed-shaker facultatif (vendu séparément, numéro de modèle C2210) vibrera pour indiquer les anneaux entrants. Pour plus d'informations sur l'achat s'il vous plaît communiquer avec Clarity au | 800 426 3738.
- 26 LINE port :** voyez section de INSTALLER DE VOTRE XL40D.
- 27 POWER port (9V, 500mA) :** voyez section de INSTALLER DE VOTRE XL40D.

FONCTION DE POUSSÉE - AMPLIFIEZ LES BRUITS ENTRANTS

1. Tandis qu'à un appel, appuyez sur le bouton de **BOOST** pour engager l'amplificateur. Le XL40D a un bouton de BOOST qui commande le volume du récepteur. **Voir le Figure 6**. Une fois le bouton de BOOST est appuyé sur, un niveau supplémentaire d'amplification est ajouté sur la gamme entière de la commande de volume. Pendant un appel, le bouton de BOOST peut basculer la fonction de puissance de clarté dessus ou au loin selon les besoins de l'utilisateur. Le bouton de BOOST remettra à zéro automatiquement chaque fois que le téléphone est accroché vers le haut pendant au moins 5 secondes. La lumière de BOOST illuminera (bleu) tandis que la fonction de BOOST est activée.

AVERTISSEMENT : Le volume peut être à un à niveau élevé. Pour protéger l'audition, abaissez la commande de volume de Clarity Power avant d'utiliser le téléphone.

2. Ajustez le glisseur de **VOLUME** pour réaliser le niveau sonore désiré (jusqu'à 50dB d'amplification). La commande de volume de puissance de clarté ajuste le niveau du volume que le combiné les deux dedans amplifient ou non-Amplifient des modes. Le cadran de volume fournit jusqu'à 16dB de volume avant que le bouton de BOOST soit actionné. Une fois le bouton de BOOST est appuyé sur, le XL40D fournira jusqu'à 50dB de gain. (**Voir le Figure 7**)




Figure 6




Figure 7

3. En ajustant la **TONE** commuterez te permet d'adapter votre expérience d'audition. Puisque nous tous avons différentes préférences d'audition nous suggérons explorer chaque arrangement pour trouver celui le plus confortable pour toi. Ces quatre arrangements, avec notre amplification

FONCTION DE POUSSÉE - AMPLIFIEZ LES BRUITS ENTRANTS

de volume, font partie de la technologie de la Puissance de Clarté de Digital (DCP™). (Voir le **Figure 8**) Les arrangements disponibles sont :




Figure 8

- 1 – Emphase de basse fréquence : mieux entendaient les bruits graves ;
- 2 – Réponse en fréquence plate : mieux pour des utilisateurs de prothèse auditive ;
- 3 – Puissance de clarté/réponse à haute fréquence d'emphase : mieux utilisé à entendez les sons de haute fréquence ;
- 4 – Multi compression de bande avec la réponse à haute fréquence d'emphase : le meilleur arrangement pour l'intelligibilité de la parole.

NOTE : Boost bouton n'est pas actif en mode haut-parleur.

Dérogradation d'Amplification

Sur le fond du XL40D, il y a un commutateur de priorité de poussée. Quand ceci est placé à **ON** la fonction de poussée est automatiquement permise chaque fois le téléphone est prise. Dans l'utilisation standard, quand le commutateur de priorité de poussée est placé à **OFF** la fonction de poussée s'éteindra après que le téléphone soit accroché vers le haut. Plaçant ce commutateur à **ON** est suggéré si tous utilisateurs du téléphone

STOCKAGE DE MÉMOIRE

ont besoin de l'amplification. Le réglage de ce commutateur à **OFF** est utile quand les gens avec l'utilisation variable de capacité d'audition le téléphone. (Voir le Figure 9)

AVERTISSEMENT : LE VOLUME PEUT ÊTRE FORT. PROCÉDEZ AU SOIN.




Figure 9

1. Serrez et tenez l'endroit de mémoire désiré (M1-M10 et urgence) pour stocker le nombre à. Le téléphone fera bip-bip pour vous confirmer sont en mode de programmation de mémoire. (Voir le Figure 10)
2. Écrivez le numéro de téléphone que vous souhaitez stocker (jusqu'à 31 chiffres). Si aucun bouton n'est appuyé sur dans 30 secondes, le téléphone chronométrera dehors et va de nouveau au mode de ralenti ou d'entretien.
3. Appuyez sur le bouton de prise/programme pour sauver le nombre désiré. Le téléphone fera bip-bip pour confirmer le nombre a été économisé. (Voir le Figure 11)
4. Pour changer un endroit de mémoire, reprogrammez en utilisant le même procédé avec le bouton à changer.




Figure 10




Figure 11

AMPLIFICATION SORTANT DE LA PAROLE (OSA)

Pour composer les nombres sauvés :

1. En mode de combiné, soulevez le combiné et appuyez sur la touche mémoire appropriée.
2. En mode de speakerphone, appuyez sur la touche mémoire appropriée avec le combiné dans le berceau.

Cette fonction amplifie votre discours ainsi elle devient plus fort à la personne sur l'autre fin de l'appel. Pour permettre cette fonction, appuyer sur et tenir le bouton de **BOOST/OSA** pendant 3 secondes (**Voir Figure 12**) Les signaux sonores de téléphone ; la fonction peut être activée/tandis qu'à un appel de téléphone ou en mode 'attente'.

Vérifier la fonction est en activité, soulevez le combiné et vérifiez la lumière au dessus du téléphone. Si la lumière est **ORANGE**, la fonction est en activité. Pour ajuster le niveau de l'amplification à votre voix, utilisez le commutateur du côté du téléphone marqué l'amplification sortant de la parole (OSA). Vous pouvez choisir entre trois niveaux : Bas, Med et Haut. (**Voir Figure 13**)




Figure 12




Figure 13

Pour retourner au défaut plaçant pour votre niveau de volume de voix, appuyez sur et tenez le bouton de **BOOST/OSA** encore pendant 3 secondes. Vous entendrez un signal sonore confirmer que la fonction est handicapée. Pour vérifier, la lumière au dessus du téléphone ne devrait pas être orange quand vous êtes à un appel de téléphone.

NOTE : Afin d'éprouver la meilleure qualité audio pour les deux parties pendant un appel, nous vous recommandons allumer cette fonction seulement si votre voix est trop tranquille. OSA n'est pas en activité en mode de speakerphone.

L'INFORMATION TECHNIQUE

Niveau décibel amplifié : 50dB/124dB

Gamme de contrôle de tonalité : Gamme complète : 300 à 3000Hertz qui utilise un réglage par curseur

Dimensions :

Grosseur : 9 1/2" x 7" x 3 1/4" (24.13cm X 17.78cm x 8.25cm)

Poids : 2.52 livres (1.14kg)

Puissance requise :

Adaptateur CD : 9VDC, 500 mA

Piles : 4 piles alcalines AA (non incluses)

INTRODUCTION À CLARITYLOGIC™

ClarityLogic est le nom de notre service de soutien à la clientèle simple et facile à utiliser. Pendant que vous parlez à un représentant Clarity, le téléphone envoie des informations tels que le nom du modèle et les paramètres du téléphone à Clarity. Le représentant est immédiatement mis au courant du type de téléphone et des paramètres actuels du téléphone. Cela permet de s'assurer que tout appel de dépannage soit rapide et simple, vous aidant à trouver exactement ce que vous cherchez. Téléphonnez au 1-877-LOG-IC24 (1-877-564-4224) pour découvrir comment Clarity peut faciliter votre vie.

Composeur de Mémoire ClarityLogic®

Pour votre convenance, la Clarity doit préprogrammer le nombre de soutien clientèle dans le bouton DU ClarityLogic BLEU de VOTRE TELEPH

NOTE : ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le vieux service plat de téléphonie (POTS). Si votre service de téléphone est fourni par un fournisseur de service à bande large, ClarityLogic peut ne pas fonctionner. SEULEMENT CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE INACTIF. TOUT AUTRE TRAVAIL DE DISPOSITIFS COMME DÉCRIT DANS CE GUIDE D'UTILISATEUR.

DONNÉES D'INSCRIPTION ET POLITIQUE LIÉE AU RESPECT LA VIE PRIVÉE

Votre dispositif enverra automatiquement à clarté de divers types d'information en tant qu'élément des services de Clarity, qui peuvent inclure le nombre de téléphone lié à votre dispositif. Ces informations peuvent être combinées à votre compte ou à d'autres informations que nous possédons liées à votre appareil ou pouvant être transmises à votre appareil. Dans le but de simplifier les diagnostics à distance et autres fonctions liées aux services clients, votre appareil doit nous envoyer régulièrement un certain nombre d'informations comprenant les paramètres logiciels et matériels, les données répertoire, l'historique des appels et toute autre informations stockées sur l'appareil. Toutes ces informations ainsi que les autres données que nous pourrions posséder sont communément appelées « données d'inscription ». Ces dernières nous permettent de diagnostiquer et de résoudre un grand nombre de problèmes ainsi que de vous fournir dans un cadre de qualité l'ensemble de nos services.

Vous acceptez que Clarity et toutes ses filiales, affiliés, partenaires, fournisseurs et agents (collectivement appelés « Affiliés ») collectent, stockent, utilisent, transmettent vos données d'inscription dans le but de vous offrir l'ensemble des services de Clarity, de répondre au mieux à vos demandes, de vous apporter l'aide technique, de régler l'ensemble des transactions liées à votre compte et, de manière générale, d'utiliser lesdites données dans le respect de la politique de Clarity en matière de respect de la vie privée (<http://clarityproducts.com/about-clarity/privacy-policy/>), présentée dans le présent document pour référence. Clarity peut également être amené à utiliser ou à fournir certains services liés à votre appareil et qui impliquent une localisation géographique. Dans le cadre de ces Services, Clarity et ses Affiliés peuvent être amenés à collecter, stocker, utiliser et transmettre vos données de localisation (comprenant informations géographiques en temps réel), en accord avec les termes de la politique de Clarity.

DÉPANNAGE

Aucune tonalité/le Téléphone ne Fonctionne Pas

1. Vérifier tous les cordons et connexions. S'assurer qu'ils soient tous bien branchés correctement.
2. Brancher l'unité dans une prise de courant différente pour déterminer si la difficulté provient du téléphone ou des cordons de ligne téléphonique.
3. Neutraliser le combiné ou cordons de ligne téléphonique.
4. Déconnecter tout autre dispositif qui est rattaché au téléphone.

Incapacité de Placer un Appel Externe

1. S'assurer que le commutateur TONE/PULSE soit correctement activé.
2. Il se peut que le téléphone soit sur un circuit en boucle. Il se peut que le téléphone ne reçoive pas suffisamment de puissance depuis la ligne téléphonique. Il peut être nécessaire d'attendre quelques seconds après avoir décroché le combiné avant de composer le numéro.
3. Le XL40D est incompatible avec le système numérique PBX. Votre XL40D devrait bien fonctionner, si une ligne téléphonique standard fonctionne correctement.
4. Il existe un ordinateur avant-gardiste à l'intérieur de XL40D. Parfois, après avoir décroché le combiné, il peut se passer une seconde pour permettre au téléphone de s'engager. Si vous composez un numéro avant que l'ordinateur ne soit engagé, il se peut que le numéro ne soit pas entièrement enregistré.

La Personne à l'Autre Bout du Fil ne Peut Vous Entendre

1. Un trop grand nombre de téléphones ou d'appareils sur la ligne peut avoir des conséquences sur la transmission de votre téléphone. En tant que directive générale, sachez que plus de cinq (5) téléphones ou appareils peuvent surcharger une ligne téléphonique. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si ceci rectifie la situation. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.

DÉPANNAGE

2. Il se peut que vous ne parliez pas directement dans le l'émetteur. Assurez-vous de toujours parler directement dans l'embouchure et, d'un ton de voix normal.

Incapable d'Entendre le Sonnerie du Téléphone

1. Une trop grande quantité de téléphones ou appareils pour une ligne peut empêcher votre téléphone de sonner. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si le problème est éliminé. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.
2. Si la puissance ne se rend pas à votre appareil téléphonique, la sonnerie forte ne fonctionnera pas.
3. Vérifiez la sonnerie ON/OFF pour voir si la sonnerie est éteint.

Le Contrôle du Volume Ne Fonctionne Pas

1. L'AMPLIFICATION doit être activée pour mettre l'amplification additionnelle en marche.
2. Vérifiez les raccordements de puissance. La BOOST ne fonctionnera pas sans batteries de puissance ou de protection.

Impossibilité d'Accéder aux Systèmes Automatisés

Les systèmes Automatisés utilisés par les banques, messageries vocales longue distance ou toutes autres applications, nécessitent un téléphone en mode de composition de tonalité. Vérifier le commutateur à l'arrière du téléphone identifié par TONE/PULSE et mettre en fonction à . Ceci activera la compatibilité du téléphone avec les systèmes automatisés.

Une coupure de courant ou, un Adaptateur CD incorrectement branché au téléphone peut se traduire par un dysfonctionnement de plusieurs fonctions. L'amplification, la sonnerie puissante ainsi que le clavier éclairé ne fonctionneront pas correctement. Le téléphone épuisera les piles d'urgence rapidement. Ceci aura comme effet d'avoir à changer les piles constamment ainsi que d'un voyant d'indicateur de décharge des piles constamment illuminé.

DÉPANNAGE

Ai-je besoin d'installer des Nouvelles Piles?

Les piles sont optionnelles. Elles fournissent un système de secours en cas de coupure de courant. Elles sont recommandées dans les régions où les coupures de courant sont fréquentes. Votre téléphone utilise quatre (4) piles alcalines AA. Elles fourniront les fonctions suivantes : amplification.

Ne marche toujours pas? Si, après être passé par cette liste, le XL40D ne fonctionne toujours pas correctement, appelez ClarityLogic™ à 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224).



Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
6131 Preservation Drive
Chattanooga, TN 37416

Tel: 800-426-3738 Fax: 800-325-8871
E-mail: claritycs@plantronics.com
Website: www.clarityproducts.com

©2012 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All rights reserved. Clarity, Clarity Professional, Clarity, the amplification device, Clarity and the amplification device combined, ClarityLogic, Digital Clarity Power, DCP, XL40D, and Smart for Seniors are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Rev. N (9-12)
Printed in China