

Display-Anzeigen

HI	Das Blutzuckermessgerät hat einen höheren Wert als 33.3 mmol/L (600 mg/dL) gemessen.
LO	Das Blutzuckermessgerät hat einen tieferen Wert als 1.1 mmol/L (20 mg/dL) gemessen.
HI .	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch um eine Messung durchzuführen.
LO .	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig um eine Messung durchzuführen.
Er 1	Der Teststreifen ist nicht richtig eingeführt worden oder ist defekt.
Er 3	Funktionsstörung des Blutzuckermessgerätes, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
L - 0	Die Batteriespannung ist niedrig. Sie können noch ca. 50 weitere Messungen durchführen.
Er 0	Die Batteriespannung ist zu niedrig. Batterie muss umgehend ausgewechselt werden.

Vorsichtsmassnahmen vor dem Gebrauch:

dynamiCARE AG ist nicht verantwortlich für jegliche Verletzungen die aus dem falschen Gebrauch des dynaValeo Blutzuckermesssystems entstehen können, oder wenn den Anweisungen die in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind, nicht folge geleistet wurden.

Benutzen Sie ausschliesslich dynaValeo Teststreifen für Ihr dynaValeo Blutzuckermessgerät !

Es dürfen keine Medikationsänderungen nur auf Basis der Messergebnisse von dynaValeo, ohne vorherige Absprache mit Ihrem Arzt oder einer medizinischen Fachperson, vorgenommen werden.

dynaValeo

Blutzuckermesssystem
Système de surveillance glycémique

Sistema di monitoraggio della glicemia

Kurzanleitung

CE 0537

VOR DEM TESTEN: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch
Distributor: dynamiCARE AG, Fuchswinkelstrasse 26, CH-8718 Schänis, Switzerland
Tel: +41 (0)55 442 92 56 Fax: +41 (0)55 442 92 57
e-mail: admin@dynamicare.ch web: www.dynamicare.ch
Manufacturer: Tyson Bioresearch, Inc.
5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park Chu-Nan, Taiwan
EU Authorized Representative: Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany



Messages sur l'écran

HI	Le lecteur de glycémie a mesuré une valeur de glucose du sang plus élevée que 33.3 mmol/L (600 mg/dL).
LO	Le lecteur de glycémie a mesuré une valeur de glucose du sang plus basse que 1.1 mmol/L (20 mg/dL).
HI .	La température ambiante est trop élevée pour effectuer un Test.
LO .	La température ambiante est trop basse pour effectuer un Test.
Er 1	La bandelette réactive n'a pas été introduite correctement ou est défectueuse.
Er 3	Défaut de fonctionnement du lecteur de glycémie, veuillez prendre contact avec le service clients.
L - 0	La tension de la batterie est faible. Vous pouvez encore effectuer environ 50 Tests.
Er 0	La tension de la batterie est trop faible. Remplacez immédiatement la batterie.

Précautions avant l'utilisation:

dynamiCARE AG décline toute responsabilité envers d'éventuelles blessures, causées par une fausse manipulation du système de surveillance de la glycémie dynaValeo, ou si les instructions indiquées dans le manuel d'utilisation n'ont pas été maintenues.

Utilisez exclusivement les bandelettes réactives dynaValeo pour votre lecteur de glycémie dynaValeo !

Aucune modification de votre médication ne doit être entreprise, seulement à base des résultats fournis par le système glycémique dynaValeo, sans le consentement précédent de votre médecin ou d'une personne médicale spécialisée.

dynaValeo

Blutzuckermesssystem
Système de surveillance glycémique

Sistema di monitoraggio della glicemia

Guide de référence rapide

CE 0537

AVANT DE TESTER: Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation
Distributor: dynamiCARE AG, Fuchswinkelstrasse 26, CH-8718 Schänis, Switzerland
Tel: +41 (0)55 442 92 56 Fax: +41 (0)55 442 92 57
e-mail: admin@dynamicare.ch web: www.dynamicare.ch
Manufacturer: Tyson Bioresearch, Inc.
5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park Chu-Nan, Taiwan
EU Authorized Representative: Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany



Messaggi sul Display

HI	Il lettore di glicemia ha misurato un valore di glucosio del sangue più elevata che 33.3 mmol/L (600 mg/dL).
LO	Il lettore di glicemia ha misurato un valore di glucosio del sangue più sotto che 1.1 mmol/L (20 mg/dL).
HI .	La temperatura ambiente è troppo elevata per effettuare una prova.
LO .	La temperatura ambiente è troppo bassa per effettuare una prova.
Er 1	La striscia riattiva non è stato introdotto correttamente o è difettosa.
Er 3	Difetto di funzionamento del lettore di glicemia, volete prendere contatto con il servizio clienti.
L - 0	La tensione della batteria è debole. Potete ancora effettuare circa 50 prove.
Er 0	La tensione della batteria è troppo debole. Sostituite immediatamente la batteria.

Precauzioni prima dell'utilizzo:

dynamiCARE AG declina qualsiasi responsabilità verso d'eventuali ferite, causate da una manipolazione falsa del sistema di sorveglianza della glicemia dynaValeo, o se le istruzioni indicate nel manuale d'utilizzo non sono state mantenute.

Utilizzate esclusivamente le strisce riattivi dynaValeo per il vostro lettore di glicemia dynaValeo !

Nessuna modifica del vostro farmaco deve essere intrapresa, soltanto a base dei risultati forniti dal sistema della glicemia dynaValeo, senza il consenso precedente del vostro medico o d'una persona medica specializzata.

dynaValeo

Blutzuckermesssystem
Système de surveillance glycémique

Sistema di monitoraggio della glicemia

Guida di riferimento rapida

CE 0537

PRIMA DI PROVARE: Volete leggere attentamente il manuale d'utilizzo
Distributor: dynamiCARE AG, Fuchswinkelstrasse 26, CH-8718 Schänis, Switzerland
Tel: +41 (0)55 442 92 56 Fax: +41 (0)55 442 92 57
e-mail: admin@dynamicare.ch web: www.dynamicare.ch
Manufacturer: Tyson Bioresearch, Inc.
5F, #22, Ke E. Road III, Science-Based Industrial Park Chu-Nan, Taiwan
EU Authorized Representative: Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

