

ALCOFIND

Breath Alcohol Tester

Semiconductor sensor
Personal use alcohol tester



DA-3000

Instruction Manual

- ENGLISH • FRENCH
- DUTCH • GERMAN
- POLISH

Digital Breathalyzer ALCOFIND DA-3000


Precise breath test using semiconductor sensor
Thank you for your purchasing our product. ALCOFIND DA-3000 is a digital breathalyzer with an advanced semiconductor sensor to analyze a breath sample to detect alcohol in the lungs and convert the measured value into %BAC, g/l(%) or mg/l.
We proudly present ALCOFIND DA-3000 which will give you high satisfaction thanks to its simple and neat design as well as its excellent quality.

Products and Models

Contents

- Digital Breathalyzer ALCOFIND DA-3000
- Two AAA size Batteries
- Mouthpiece Holder Cap (Mouthpiece adaptor)
- Two Mouthpieces
- User's Manual

Name of Parts



Product Specifications

Indication of B.A.C.	0.00 ~ 0.40%BAC
	0.00 ~ 4.00‰
	0.00 ~ 2.00mg/l
Accuracy	+/- 0.1% at 0.5‰ at 25 °C
Warm up time	Within 20 seconds at 0.50 g/l(‰)
Sensor	Semiconductor sensor
Power supply	Two AAA size alkaline batteries
Battery Life	Approx. 300 tests
Dimensions (W x H x D)	32mm x 105mm x 23mm
Weight	52g including batteries
Calibration	every 6 months or after 200 tests
Operating temperature	5 ~ 40 °C

The specifications are subject to change without prior notice for functional improvements.

ENGLISH

How to Use

1. Before Use:

- Press down the battery cover to open it and install two AAA size 1.5V alkaline batteries paying attention to the battery polarity. Close the battery cover.
- Cover the holder cap on top of the unit and insert the mouthpiece.

2. Breath Alcohol Test

Display	Description	Display
Start	• Press the power button, and the unit is turned on with a beep and displays the accumulated test count. [00~99. In case of Re-test, test count will not be displayed.]	
Start-up	• The unit will commence a start-up process to restabilize the alcohol sensor automatically. The display window will undergo a countdown sequence from [19] to [00] for about 19 seconds. [From [08] to [00] for about 10 seconds in case of Re-test]	
Breath Sampling	• Blow steadily to the mouthpiece with one deep breath for at least 3 seconds, until you hear two short beeps after a long beep. Please be careful not to let the saliva enter into the unit, as it may damage the sensor.	
Analysis and Display g/l(%)	• When sampling is over, the unit displays [] during its analysis • After completion of analysis, the unit will display measured Blood Alcohol Concentration in three digits [0.xx] for 15 seconds and shut off the power.	
Re-Start	• If the power button is pressed within 2 minutes, the unit will start up in Re-test mode.	

Alerts

Display	Meaning	Description
	Battery Low	The battery power is low. Please replace the batteries
	Flow Error	The breath sample was not steadily enough. Please try sampling again with Soft and steady breath
	Time Out	If sampling is not performed in 20 seconds at Ready-to-Test mode, the unit displays [Er] and shuts down.
	Calibration	The unit requires recalibration or maintenance. Please get in touch with the nearest service center.

ENGLISH

Important safety information

- Allow at least 20 minutes between the last consumption of alcohol and testing.
- For more accurate testing, it is recommended to recalibrate the sensor every 6 months or after 200 tests.
- For protection of the sensor, avoid direct ray of light, extreme temperature, humid place, keep the device in a well ventilated place and keep out of reach of children.
- When not used for a long time, keep the device after taking out the batteries. In case of reuse after long-term storage, there might be high tolerance of test result for about first 3 tests.
- Do NOT leave the device together with newspaper or alcohol containing materials.
- Do NOT blow smoke, saliva or other contaminants into the mouthpiece, as the sensor may be damaged.
- Do NOT block the air hole opposite to the mouthpiece during the test, as it may damage the sensor.
- We recommend you to replace the disposable mouthpiece for sanitary purpose.
- Do NOT use the device as a tool to drink and drive. The manufacturer and seller will not take any legal responsibility for the measured test value.

Warranty Card

Product			
Digital Breathalyzer ALCOFIND DA-3000			
Purchasing Date	(DD-MM-YY)	Seller	Shop name Owner name
Warranty Period	<ul style="list-style-type: none"> ■ The manufacturer warrants the product to be free from defects in workmanship or material (excluding calibration) under normal use either for (1)one year from date of purchase or 200 breath tests whichever comes earlier. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to replacing, adjusting or repairing the unit at manufacturer's option, if returned along with proof of purchase. ■ For any defects due to natural disaster of customer's negligence, misuse, reconstruction and repair by unauthorized person, reasonable cost shall be charged for repair or part replacement. 		

Customer Service

For any question, after sales service, product calibration or purchasing mouthpiece, please get in contact with the nearest distributor in your country.

Distributor

ENGLISH

FRENCH

Éthylomètre numérique ALCOFIND DA-3000

Un éthylomètre précis qui utilise un capteur à semi-conducteur
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. L'ALCOFIND DA-3000 est un éthylomètre numérique avec un capteur à semi-conducteur évolué qui permet d'analyser un échantillon de souffle pour détecter l'alcool présent dans les poumons et de convertir la valeur mesurée en %BAC, g/l(‰) ou mg/l.
Nous sommes fiers de vous présenter l'ALCOFIND DA-3000 qui vous donnera entière satisfaction grâce à son design simple et soigné ainsi qu'à son excellente qualité.


Produits et modèles

Type du produit
ALCOFIND DA-3000

Contenu

- Éthylomètre numérique ALCOFIND DA-3000
- 2 (deux) piles AAA
- Manuel d'utilisation
- Bouchon de support
- Embouchure

Nom des pièces



Spécifications du produit

Caractéristique	Spécifications
Indication de la concentration d'alcool dans le sang (B.A.C.)	0.00 0.40% BAC / 0.00 ~ 4.00‰ / 0.00 2.00 mg/l
Précision	+/- 0.1% à 0.5‰ à 25 °C
Mise en route	moins de 20 secondes
Capteur	Capteur à semi-conducteur avancé
Alimentation	Deux piles alcalines 1.5V AAA (incluses)
Affichage	Affichage LCD à 3 chiffres rétroéclairé
Dimensions(W x H x D)	32mm x 105mm x 23mm
Poids	52g
Durée de vie des piles	Environ 300 tests avec des piles neuves
Recalibrage	Recommandé tous les 6 mois ou tous les 200 tests

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans indication préalable pour apporter des améliorations fonctionnelles.

FRENCH

Mode d'emploi

1. Avant l'utilisation :

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas et installez deux piles alcalines de type AAA 1,5V en faisant attention à la polarité des piles. Refermez le couvercle.
- Installez le bouchon sur le bout de l'appareil et insérez l'embouchure.

2. Éthylotest

Affichage	Description	Affichage
Start	■ Appuyez sur le bouton de mise en marche, l'appareil se met en route en émettant un bip et affiche le nombre cumulé de tests effectués. [0099, en cas de re-test, le décompte ne sera pas affiché]	
Start-up	■ L'appareil démarre un processus de mise en route afin de restabiliser automatiquement le capteur d'alcool. L'écran d'affichage lance un compte à rebours à partir de [19] pendant environ 19 secondes. [De [08] à [00] pendant environ 10 secondes en cas de re-test]	
Prélèvement d'un échantillon de souffle	■ Soufflez régulièrement dans l'embouchure en une seule respiration profonde pendant au minimum 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips courts après un bip long. Veillez à faire attention de ne pas faire pénétrer de salive dans l'appareil, car cela peut endommager le capteur.	
Analyse et affichage	■ Une fois le prélèvement effectué, l'appareil affiche [] pendant son analyse. ■ Une fois l'analyse terminée, l'appareil affiche la concentration en alcool dans le sang (BAC) en trois chiffres [0.xx] pendant 15 secondes, puis s'arrête.	
Re-start	■ Si vous appuyez sur le bouton de mise en marche dans les 2 minutes qui suivent, l'appareil se met en marche en mode re-test.	

Avertissements

Affichage	Signification	Description
	Piles faibles	Les piles sont usées. Veuillez les remplacer.
	Flow Error	Le prélèvement n'a pas été suffisamment régulier. Veuillez recommencer le prélèvement en soufflant doucement, mais régulièrement.
	Time Out	Le prélèvement n'a pas été effectué dans les 20 secondes en mode Ready-to-Test, l'appareil affiche [Er] et s'arrête.
	Calibration	L'appareil nécessite un recalibrage ou un entretien. Veuillez contacter le service après-vente le plus proche.

FRENCH

FRENCH

Remarques

- Laissez passer au minimum 20 minutes entre la dernière prise d'alcool et le test.
- Pour un test plus précis, il est recommandé de recalibrer le capteur après six mois d'utilisation ou 200 tests.
- Afin de protéger le capteur, veuillez ne PAS laisser l'appareil dans un environnement extrême.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rangez l'appareil après avoir retiré les piles. En cas de nouvelle utilisation après une longue période, il peut exister une importante tolérance au niveau des résultats des trois premiers tests.
- Ne laissez PAS l'appareil à proximité de journaux ou de matières contenant de l'alcool.
- Utilisez uniquement l'embouchure qui est recommandée par le fabricant.
- N'utilisez PAS l'appareil comme un moyen permettant de boire et de conduire. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité juridique concernant les valeurs mesurées lors du test.
- Ne bloquez PAS l'ouverture d'air située en face de l'embouchure pendant le test, cela peut endommager le capteur.
- N'introduisez PAS de fumée de cigarette, de liquide ni de produits contaminants dans l'appareil, cela peut endommager le capteur.

Carte de garantie

Produit			
Éthylomètre numérique ALCOFIND DA-3000			
Date d'achat	(JJ-MM-AA)	Revendeur	Nom du magasin Nom du propriétaire
Période de garantie	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de fabrication ou défaut matériel (à l'exception du calibrage), dans le cadre d'une utilisation normale soit pendant un (1) an à partir de la date d'achat, soit pour 200 éthylotests, selon ce qui arrive en premier. L'obligation du fabricant, dans le cadre de la présente garantie, se limite au remplacement, au réglage ou à la réparation de l'appareil, selon le choix du fabricant, après qu'il ait été retourné avec le justificatif d'achat. ■ En cas de défaut dû à une catastrophe naturelle ou à la négligence du client, à une mauvaise utilisation, à un remontage ou une réparation effectuée(e) par une personne non autorisée, des frais raisonnables seront facturés pour la réparation ou le remplacement d'une pièce. 		

Service clientèle

Pour toute question, service après-vente, calibrage de l'appareil ou achat d'embouchure, veuillez contacter le distributeur le plus proche de votre pays.

Distributeur

DUTCH

Digitale alcoholtester ALCOFIND DA-3000

Nauwkeurige alcoholtester met halfgeleidersensor

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. De ALCOFIND DA-3000 is een digitale alcoholtester met een geavanceerde halfgeleidersensor waarmee uw adem getest wordt op de aanwezigheid van alcohol. De gemeten waarde wordt weergegeven in %BAC, g/l(‰) of mg/l.
Met trots stellen wij u de ALCOFIND DA-3000 voor, die u veel voldoening zal geven dankzij het mooie ontwerp en de hoogwaardige kwaliteit.


Productmodellen

- ALCOFIND DA-3000

Inhoud

- Digitale alcoholtester ALCOFIND DA-3000
- 2 AAA-formaat batterijen
- Opzetstuk
- 2 mondstukjes

* Namen van onderdelen



Productspecificaties

Onderdeel	Specificatie
B.A.C. uitleesformaat	0.00~0.40%BAC / 0.00~4.00‰ / 0.00~2.00mg/l
Nauwkeurigheid	+/- 0.1% bij 0.5 ‰ bij 25 °C
Opwarmingstijd	< 20 seconden
Sensor	Geavanceerde halfgeleidersensor
Stroomvoorziening	Twee 1.5V AAA alkaline batterijen (bijgesloten)
Display	Verlicht scherm met 3-digit led
Afmetingen(W x H x D)	32mm x 105mm x 23mm
Gewicht	52g
Levensduur batterijen	Ca. 300 met volle batterijen
Herijkingen	Aanbevolen elke 6 maanden of 200 testen

* De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen t.b.v. functionele verbeteringen zonder voorafgaande melding.

Gebruiksaanwijzing

DUTCH

1. Voor gebruik:

- Open de batterijhouder door het klepje naar beneden te duwen en plaats twee batterijen, type AAA. Let op de juiste polariteit. Schuif het klepje terug.
- Zet het opzetstuk op het toestel en plaats een mondstukje

2. Testprocedure

Display	Omschrijving	Display
Start	Druk op de aan-knop. Het toestel laat een piep-geluid horen en toont kort het totaal aantal testen (00-99). Bij een herhalingstest wordt het aantal niet getoond.	
Opstart	Het toestel volgt een opstartproces om de sensor te stabiliseren. Het scherm toont een aftelling van [19] naar [00] in ca. 19 seconden. Bij een herhalingstest van [08] tot [00] in ca. 10 seconden.	
Blazen	Na voltooiing van de aftelling toont het scherm [Start] met een korte piepton (klaar om te testen). Blaas regelmatig en aanhoudend door het mondstuk gedurende minstens 3 seconden tot je twee korte pieps hoort na een langere piepton. Zorg ervoor dat er geen speeksel in het toestel komt, omdat de sensor dan kan beschadigen.	
Analyse en resultaat	Na de monstername toont het scherm [] tijdens de analyse. Na afronding van de analyse wordt de gemiddelde bloedalcoholconcentratie (BAC) in drie cijfers (0.xx) getoond gedurende 15 seconden, waarna het toestel zich uitschakelt.	
Heropstart	Als de aan-knop binnen twee minuten na de laatste test wordt ingedrukt, dan start het toestel op in de herhalingsmodus.	

⚡ Waarschuwingen

Display	Betekenis	Omschrijving
	Batterijen leeg	Te weinig stroom. Vervang de batterijen
	Luchtstroomfout	U heeft niet regelmatig genoeg geblazen. Herhaal de test met een rustige, regelmatige uitademing.
	Buiten tijd	Indien de test niet binnen 20 seconden na de aftelling wordt voltrokken, toont het scherm [Er] en sluit af.
	Kalibratie	Het toestel moet worden geijkt. Neem contact op met het dichtstbijzijnde service center of uw leverancier.

Opmerkingen

DUTCH

- Wacht minstens 20 minuten met blazen na de laatste alcoholconsumptie.
- Ten behoeve van betere testresultaten is het aanbevolen het toestel na elke 6 maanden of 200 testen te laten herijken.
- Berg het toestel niet op in een erg koude of warme omgeving, om de sensor te beschermen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Indien niet gebruikt voor langere tijd, bewaar het toestel dan zonder de batterijen. Bij opnieuw gebruik na een lange rustperiode, kunnen de eerste 3-4 testen een hogere afwijking vertonen.
- Laat het toestel NIET liggen bij kranten of alcohol bevattende materialen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant goedgekeurde mondstukjes.
- De fabrikant kent haar verdelers verdedigen hiertoe in geen enkel opzicht het gebruik van alcohol vóór het besturen van een (motor)voertuig. Deze alcoholtester dient slechts als indicatie en kan niet worden gebruikt voor wettelijke doeleinden of als bewijsmateriaal bij gerechtelijke procedures.
- Blokkeer tijdens de test NIET de luchtootlaat aan de achterzijde. Dit kan de sensor beschadigen.
- Blaas geen sigarettenuitlaat, vloeistof, e.d. in het toestel. Ook dit kan de sensor beschadigen.

Garantiekart

Product	Digitale alcoholtester ALCOFIND DA-3000	
Aankoop datum	(DD-MM-JJ)	Verkoper: Naam winkel: Naam klant:
Garantie periode	<ul style="list-style-type: none"> • De fabrikant garandeert dat dit toestel vrij is van fouten in uitvoering en materialen (m.u.v. ijking) bij normaal gebruik gedurende een (1) jaar vanaf aankoopdatum of 200 testen (wat het eerst komt). De verplichtingen van de fabrikant zijn onder deze garantie beperkt tot het vervangen, aanpassen of herstellen van het toestel, dit ter beoordeeling van de fabrikant, mits retour gestuurd met aankoopbewijs. • Voor elk defect dat is ontstaan door overmacht, verkeerd gebruik, verwaarlozing of reparaties door niet-geautoriseerde personen, zullen redelijke kosten aangerekend worden voor reparatie of vervanging van onderdelen. 	

Klantendienst

Voor elke vraag, na verkoopdienst, herijking of aankoop van mondstukjes, kunt u contact opnemen met of uw dichtstbijzijnde distributeur.

Distributeur

Digital Breathalyzer ALCOFIND DA-3000

GERMAN


Präzises Atemtestverfahren durch Halbleitertechnik

Danke, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Der DA-3000 ist ein digitaler Alkoholtester, der den Atemalkoholgehalt in %BAC, mg/l oder auch g/l(%) angibt.

Produkte und Modelle

- Inhalt**
- Alkoholtester DA-3000
 - 2 (zwei) AAA Batterien
 - Mundstückhalterkappe (Mundstück-Adapter)
 - 2 (zwei) Mundstücke
 - Bedienungsanleitung

Bezeichnung der Teile



Datenblatt

Bauteil	Spezifikation
Anzeige des B.A.C.	0.00 ~ 0.40%BAC / 0.00 ~ 4.00‰ / 0.00 ~ 2.00mg/l
Genauigkeit	+/- 0.1‰ bei 0.5‰ bei 25 °C
Aufwärmzeit	unter 20 Sekunden
Sensor	Halbleitersensor
Stromversorgung	Zwei 1.5V AAA Batterien (im Lieferumfang inbegriffen)
Display	3-zeiliges beleuchtetes Display
Abmessungen(W x H x D)	32mm x 105mm x 23mm
Gewicht	52g
Batterie-Lebensdauer	ca. 300 Anwendungen
Kalibrierung	Empfohlen alle 6 Monate oder 200 Tests

Die Spezifikation können sich ohne Vermerk verändern.

Bedienung

GERMAN

1. Vor Gebrauch:

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen zwei 1.5V AAA Batterien passend der Polung ein. Schließen Sie das Batteriefach.
- Versehen Sie das Gerät mit der Halterkappe und stecken ein Mundstück auf.

2. Atemalkoholtest

Display	Beschreibung	Display
Start	• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter das Gerät schaltet sich mit einem Piepton ein und zeigt die Anzahl aller Tests an (0-99). Im Falle eines Folgetests wird die Gesamtzahl nicht angezeigt.	
Start-up	• Das Gerät führt den Start-Up-Prozess automatisch durch. Auf dem Display läuft ein Countdown von [19] nach [00] in ca. 19 Sekunden durch. [Von [08] nach [00] in ca. 10 Sekunden bei einem Folgetest.]	
Atemtest	• Pusten Sie gleichmäßig in das Mundstück mit einem tiefen Atemzug für 3 Sek., bis Sie 2 kurze Pieps nach einem langen Piep hören. Bitte lassen Sie keinen Speichel in das Mundstück geraten, da der Sensor Schaden nehmen könnte.	
Analyse und Anzeige	• Wenn die Messung vorüber ist, erscheint [] auf dem Display während der Analyse. • Nachdem die Analyse vorüber ist, zeigt das Gerät die Blutalkoholkonzentration in drei Ziffern [0.xx] für 15 Sekunden an. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.	
Re-Start	• Falls der Ein-/Aus-Schalter innerhalb von 2 Minuten gedrückt wird, startet das Gerät den Folgetest-Modus.	

Alarme

Display	Bedeutung	Beschreibung
	Batterie schwach	Die Batterie ist zu schwach. Bitte legen Sie neue ein
	Luftstrom Error	Der Atem war nicht gleichmäßig genug. Bitte wiederholen Sie den Test.
	Zeit abgelaufen	Wenn der Test nicht innerhalb von 20 Sek. durchgeführt wird, erscheint der Fehler und das Gerät schaltet sich ab.
	Kalibrierung	Das Gerät muss kalibriert oder gewartet werden. Bitte wenden Sie sich an das nächste Service-Center.

Hinweise

GERMAN

- Warten Sie 20 Minuten zwischen Alkoholkonsum und Test.
- Für eine größere Genauigkeit kalibrieren Sie das Gerät regelmäßig.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Umgebungen aus.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterien. Nach einer längeren Nichtnutzung können die ersten drei Tests fehlerhaft sein.
- Bitte bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Zeitungen oder Alkohol auf.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Mundstücke.
- Benutzen Sie das Produkt nicht um Alkohol zu trinken und danach zu fahren. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Messwerte.
- Verdecken Sie nicht das Belüftungsluft auf der gegenüberliegenden Seite zum Mundstück. Dieses könnte den Sensor beschädigen.
- Pusten Sie keinen Zigarettenqualm, Flüssigkeiten oder sonstige Verunreinigungen in das Gerät, da es Schaden nehmen könnte.

Garantiekarte

Product	Digital Breathalyzer ALCOFIND DA-3000	
Kaufdatum	(DD-MM-YY)	Händler: Ladename Besitzername
Garantiezeit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der Hersteller garantiert für 1 (ein) Jahr ab Kaufdatum oder für 200 Atemtests, dass das Produkt bei normaler Nutzung frei von Herstellungs- und Materialmängeln (ausgeschlossen der Kalibrierung) ist. Dem Hersteller ist es freigestellt in dieser Zeit das Gerät auszutauschen, einzustellen oder zu reparieren. Es muss in jedem Fall ein Kaufbeleg vorgelegt werden. ■ Für alle Defekte, die durch Naturkatastrophen, Fahrlässigkeit des Kunden, Falschbedienung, Wiederaufbau und Reparatur von nicht autorisiertem Personal verursacht wurden, muss der Käufer die Kosten tragen. 	

Kundenservice

Für Fragen, Service, Wartung, Kalibrierung und den Kauf von neuen Mundstücken wenden Sie sich bitte an das nächste Service-Center Ihres Landes.

Verkäufer

Alkomat Cyfrowy ALCOFIND DA-3000

POLISH

Model


Typ produktu

- ALCOFIND DA-3000

Zestaw zawiera

- Alkomat ALCOFIND DA-3000
- Baterie AAA 2szt
- Instrukcja obsługi
- Przystawka do ustnika
- Ustniki 2szt.

※ Nazwa części



Specyfikacja produktu

Metoda pomiaru	promile (‰)
Zakres pomiarów	0.00‰ do 4.00‰
Dokładność	+/- 0.10‰(dziesiątne części)
Przygotowanie do pomiaru	20sekund
Czujnik	półprzewodnikowy
Zasilanie	baterie alkaliczne AAA 1.5V 2szt. w komplecie
Wyświetlacz	LCD z podświetleniem
Wymiary(W x H x D)	32mm x 105mm x 23mm
Waga	52g
Kalibracja	po 200 testach lub co 6 miesięcy

※ Specyfikacja testera może ulec zmianie

Jak używać

POLISH

1. Przed użyciem:

- Otworzyć pokrywę baterii i włożyć baterie AAA 1.5V 2szt. i zamknąć pokrywę
- Założyć przystawkę do ustnika na górną część testera oraz umieścić w niej ustnik

2. Wykonanie testu

Start	Należy wcisnąć przycisk włącznika ON aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Przez jakiś czas będzie trwał automatyczny proces stabilizacji sensora alkomatu. Liczby będą spadały w tempie aż do 00. Proces ten trwa około 20 sekund.	
Ponowny start	Po pomiarze alkomat wyłączy się automatycznie. Aby przeprowadzić następny test należy ponownie włączyć przycisk zasilania. Przez jakiś czas będzie trwał automatyczny proces re-stabilizacji sensora alkomatu. Liczby będą spadały w różnym tempie aż do zera. Proces ten trwa około 10 sekund.	
Pobieranie próbki	Krótkie sygnały dźwiękowe sygnalizują gotowość alkomatu do pracy. W tym czasie należy przez około 5 sekund wdychać powietrze bezpośrednio w ustnik aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.	
Analizowanie próbki ‰	Kiedy próbka jest analizowana na wyświetlaczu LCD pojawi się [] . Po skończeniu analizy próbki na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru ‰ BAC. Po 15 sekundach tester wyłączy się automatycznie.	
Restart	Ponowne pomiary proszę wykonywać w odstępie 2-3 minut.	

⚡ Ostrzeżenia

	Slabe baterie	Baterie są wyczerpane i nie dają odpowiedniej mocy do przeprowadzenia pomiaru. Proszę wymienić baterie na nowe. Uwaga! należy używać wyłącznie baterii alkalicznych.
	Błąd próbki	Próbka była pobierana za krótko lub za słabo było wdychane powietrze w ustnik w czasie gotowości testera. Proszę powtórzyć pomiar.
	Błąd czasu	Jeśli próbka nie została pobrana przez 20 sekund w czasie gotowości testera do pomiaru na wyświetlaczu pojawi się [Er]
	Kalibracja	Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat [CR], proszę skontaktować się z serwisem w celu re-kalibracji alkomatu.

Uwagi i ostrzeżenia

POLISH

Uwagi

1. Uwzględnić okres, co najmniej 20 minut pomiędzy ostatnią konsumpcją alkoholu oraz paleniem papierosów i testowaniem.
2. Zamknięte pokoje ze słabą wentylacją lub klimatyzacja mogą opóźnić czas niezbędny do resetowania pomiarów kolejnymi testami.
3. Zaniedbanie sensora (czujnika) śliną albo alkoholem, opóźni czas konieczny dla resetowania pomiędzy kolejnymi testami oraz może być powodem błęd.
4. Gdy pobierasz próbkę powietrza, nie blokuj otworu ujścia powietrza, który znajduje się po przeciwniejszej stronie ustnika.
5. Używaj tylko ustników, który są zatwierdzone przez producenta.
6. uwzględnić czas 1-2 minuty między testami

Ostrzeżenia

1. Nie wdychuj dymu z papierosa lub płynów do testera
2. Nie używaj alkomatu jako miernika aby pić i później kierować pojazdem. Nie ma żadnego bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu przed prowadzeniem pojazdu.
3. Przechowuj unikając ekstremalnych temperatury i dostępu dzieci.
4. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „Err” skontaktuj się z serwisem.

Karta Gwarancyjna

Product	Alkomat Cyfrowy ALCOFIND DA-3000	
Data zakupu	(DD-MM-RRRR)	Sprzedawca: Dane Sklepu Właściciela
Okres Gwarancyjny	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na urządzenie wolne od wad producent udziela gwarancji na okres 1 (jednego) roku od daty zakupu lub na okres do 200 pomiarów dokonanych przy pomocy danego urządzenia. Obowiązki producenta w ramach gwarancji ogranicza się do wymian, kalibracji lub naprawy czujnika, jeśli towar został zwrócony w ramach reklamacji wraz z wymaganym dowodem zakupu. ■ Za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia, zmianami lub naprawami przeprowadzonymi przez osoby nieupoważnione, koszty naprawy ponosi właściciel. 	

Obsługa Klienta

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji dotyczących kalibracji lub zakupu ustników, proszę skontaktować się z najbliższym dystrybutorem urządzenia.