

# Pacific Hemostasis® Thromboplastin-D

## I. Intended Use

Pacific Hemostasis Thromboplastin-D is intended for use in performing the one-stage prothrombin time (PT) test and PT-based factor assays.

## II. Summary and Principles

The PT is used as a screening tool and as a quantitative test for coagulation factors in the extrinsic and common pathways. This test will be prolonged in patients with acquired or congenital disorders that reduce the activity of factors I (fibrinogen), II (Prothrombin), V, VII, and X. The PT is also widely used to monitor oral anticoagulant therapy.<sup>1</sup> Oral anticoagulants reduce the activity of vitamin-K dependent clotting factors (II, VII, IX, X, Protein C, and Protein S), and the PT is prolonged as a result.

The one-stage PT measures the clotting time of plasma after adding a source of tissue factor (thromboplastin) and calcium. The recalcification of plasma in the presence of tissue factor generates activated Factor Xa (FXa). FXa in turn activates Prothrombin to thrombin, which converts fibrinogen to an insoluble fibrin clot.

## III. Reagent

For *in vitro* diagnostic use.

**Composition:** <0.9% rabbit brain tissue, 0.08% sodium azide, 2% buffers, salts and stabilizers

Store unopened vials at 2-8°C. Reconstitute with preservative-free distilled/deionized water according to the Thromboplastin-D label, swirl gently and let the vial stand undisturbed for 15 minutes at room temperature. Do not invert the vial or mix vigorously. Reconstitution fluid is available if the quality of water is questionable. After reconstitution, the reagent when stored stoppered is stable for 7 days at 2-8°C, 8 hours at 37°C. Store at 2-8°C when not in use. **Do not freeze.**<sup>4</sup>

Mix gently before each use. Provide some mechanism, such as a magnetic stirrer, to maintain adequate suspension during use. Lack of vacuum in vials, erratic results, quality control values outside established ranges, or product color variations could indicate deterioration. However, poor performance could also be due to other factors within the test system.

**Warning:** Thromboplastin-D contains sodium azide. Sodium azide under acidic conditions yields hydrazoic acid, an extremely toxic compound. Azide compounds should be diluted with running water before being discarded. Upon disposal, azide compounds should be flushed with large volumes of water. These precautions are recommended to avoid deposits in metal pipes in which explosive conditions may develop.

## IV. Specimen Collection

3.2% (0.109M) trisodium citrate anticoagulant is recommended for coagulation assays. Avoid hemolysis and contamination by tissue fluids. Samples that have less than 90% of the expected fill volume should be rejected. Centrifuge blood for 15 minutes at 1500 x g. Test within 2 hours if samples are held at 22-24°C. If testing is not completed within 24 hours, plasma should be frozen at -20°C for up to two weeks or -70°C for up to 6 months. For more details on specimen collection and storage, see NCCLS Document H21-A4.<sup>5</sup>

- Do not delay mixing the blood with anticoagulant.
- Avoid foaming the specimen.
- Use only plastic or siliconized glass containers.
- Turbid, icteric, lipemic, or hemolyzed specimens may generate erroneous results.
- Freezing and thawing plasma that contains residual cells will generate damaged cell membranes that can affect results.
- Acute inflammatory reactions can shorten PT results because of elevated fibrinogen.
- Plasma samples with hematocrits outside the range of 20-55% may be improperly anticoagulated and should be discarded appropriately.

## V. Test Procedure

**Materials Provided:** Thromboplastin-D Reagent, 10 x 4 mL, 10 x 10 mL, or 10 x 2 mL

**Materials Required, But Not Provided:**

Distilled or Deionized water, or Pacific Hemostasis Reconstitution Fluid

Stopwatch or timer

Precision pipette: 0.1 and 0.2 mL

Normal and abnormal controls such as Pacific Hemostasis Coagulation Control Plasmas, Level 1, 2, and 3

Thromboplastin-D is suitable for use with manual, mechanical, photo-optical, nephelometric, or other means of clot detection. Follow manufacturer's recommendations for proper use of instrumentation. For manual assays:

A. Prewarm Thromboplastin-D to 37°C.

B. Add 0.1 mL test plasma to cuvette and prewarm to 37°C.

C. Gently add 0.2 mL warmed Thromboplastin-D to the test plasma and time clot formation.

## VI. Quality Control

Normal and abnormal plasmas such as Pacific Hemostasis Coagulation Control Level 1, 2, and 3 should be tested in conjunction with patient plasmas. Level 1 is a lyophilized normal plasma. Levels 2 and 3 are adjusted to mimic moderately and severely deficient plasmas, respectively. Normal and abnormal controls should be run at the initiation of testing each day and at least once each shift, or with each group of assays. Controls should also be tested with each reagent change or major instrument adjustment. Each laboratory should establish a control group range to represent the allowable variation in day to day performance for each control.

## VII. Results

Report clotting times for each plasma to the nearest 0.1 second. A Normal Reference Range can also be reported for comparison. Do not report patient values relative to commercial control plasma clotting times. Controls are intended only for quality assurance of the test system.

### Determination of INR

An undesirable consequence of oral anticoagulant therapy may be a tendency to bleed unnecessarily. In order to maximize the desired therapeutic effects and minimize bleeding, the World Health Organization (WHO) has recommended a procedure to standardize testing and treatment. This procedure is based on the International Normalized Ratio (INR).<sup>6,7</sup>

The INR is calculated using the ratio of the patient PT to the mean of a normal reference range (mean<sub>NRR</sub>) according to the following mathematical relationship:

$$\text{INR} = \left( \frac{\text{Patient PT}}{\text{mean}_{\text{NRR}}} \right)^{\text{ISI}}$$

For example, with an ISI of 1.95 and a mean normal of 11.9 seconds, the INR for a PT of 20.0 seconds is calculated as follows:

$$\text{INR} = \left( \frac{20.0}{11.9} \right)^{1.95} = (1.68)^{1.95} = 2.7$$

The International Sensitivity Index (ISI) is a measure of a thromboplastin/instrument sensitivity to coagulation factors. ISI values are assigned by comparison to a primary reference material. High sensitivity reagents have low ISI values. According to WHO recommendations, INR values above 5.5 place the patient at unnecessary risk for bleeding complications. It is generally advised that patients on stabilized oral anticoagulant therapy should be maintained at an INR of 2.0 - 3.5, depending on the clinical indication.<sup>1</sup> The lot specific ISI value for Thromboplastin-D can be found on the kit box label. (For additional instrument ISI values, call Fisher Diagnostics.)

## VIII. Limitations

The biochemistry of coagulation involves a series of reactions that are influenced by many pre-test conditions. These variables must be controlled to obtain reproducible results.<sup>3</sup>

### Technique

- pH will increase if plasma is open to air. Store samples stoppered in plastic or siliconized glass.
- Plasma held at 4-8°C may undergo cold activation resulting in significant shortening of the PT.<sup>4</sup>
- Thromboplastin-D was designed to work at 37°C ± 0.5°C. Frequently check the temperature of all heating elements.
- All labware must be clean and free of trace amounts of detergents.

- Always follow instrument manufacturer's instructions for proper maintenance.

### Interfering Substances

- Sodium oxalate, EDTA, and heparin are not suitable anticoagulants.
- The PT may be prolonged by substances such as oral contraceptives, corticosteroids, EDTA, aspiraginase, clofibrate, erythromycin, ethanol, tetracycline, and anticoagulants such as heparin and warfarin.<sup>3</sup>
- The PT may be shortened by substances including antihistamines, barbiturates, caffeine, oral contraceptives, phenobarbital, and vitamin K.<sup>6</sup>

## IX. Expected Values

In multi-center studies Thromboplastin-D was used to assay a normal patient population and yielded the following results:<sup>8</sup>

Instrument	PT Mean(secs)	Range (+/-2SD)	N
Stago STA	11.3	10.4-12.2	129
Amelung KC 4A™	11.8	9.8-13.7	30
MLA™ Electra 1000C™	12.2	10.4-14.1	30

**NOTE:** The STA normal range was established using fresh samples, all other instruments with frozen samples. These values should be used as a guideline. Each laboratory should establish a Normal Reference Range (NRR) using instrumentation, blood collection methods, and testing techniques used in that laboratory. The NRR should be reestablished or at least verified when changing lot numbers of the same reagent.<sup>18</sup> A new NRR should be established with any change in reagents, instrumentation, blood collection techniques, or anticoagulant.

The clotting time of abnormal plasmas will depend on the ISI of the reagent lot in use.

## X. Performance Characteristics

**Precision:** Precision of Prothrombin Time results is dependent on many factors, such as the instrument, technique and the reagent in use. Thromboplastin-D precision was assessed by testing a normal and abnormal plasma on several different instruments. The results are summarized in the following table.<sup>9</sup>

### Summary of Within-run Precision Studies, %CV (N = 20)

Sample	BioMerieux MDA™	MLA Electra 1000C	Amelung KC 4A
Normal	0.8%	0.6%	2.0%
Abnormal	0.9%	1.8%	2.1%

**Sensitivity:** Thromboplastin-D detects deficiencies in the extrinsic pathway as determined by the Prothrombin Time test. Factor sensitivity testing was performed by diluting pooled normal plasma with factor deficient plasma such that the final factor concentration ranged from 0-100%. PT testing of these samples was performed on the MLA-1000C instrument.<sup>10</sup>

### Factor Sensitivity Testing

Prothrombin Time (secs)				
% Factor	Factor II	Factor V	Factor VII	Factor X
100	10.9	11.3	11.2	11.4
50	10.5	12.6	12.2	13.0
40	10.5	13.1	12.8	13.3
30	10.9	13.8	13.5	14.5
20	11.4	15.2	14.3	15.9
10	13.4	17.6	16.0	19.6
0	34.0	55.9	25.9	108.8

**Correlation:** Correlation studies were performed against a competitor rabbit brain thromboplastin reagent on the MLA-1000C instrument.<sup>11</sup>

	PT Correlation	INR Correlation
Thromboplastin D vs. Reagent A, N = 101	R = 0.97 $y = 0.7406x + 2.945$	R = 0.96 $y = 0.9795x + 0.0029$

## XI. References

1. Errichetti, A.M., Holden, A., Ansell, J.: *Management of Oral Anticoagulant Therapy: Experience with an Anticoagulation Clinic*. Arch Inter Med. 144:1966-68, 1984.
2. Hirsh, J., Dalen, J.E., Deykin, D., Poller, L.: *Oral Anticoagulants: Mechanisms of Action, Clinical Effectiveness, and Optimal Therapeutic Range*. Chest 102(Suppl): 312S-316S, 1992.
3. NCCLS: *Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays: Approved Guideline*. NCCLS document H21-A4. NCCLS, Wayne, PA, 2003.
4. Palmer, R.N., Gralnick, H.R.: *Inhibition of the Cold Activation of Factor VII and the Prothrombin Time*. Am J Clin Path. 81: 618-622, 1984.
5. Young, D.S., Thomas, D.W., Friedman, R.B., et al: *Effect of Drugs on Clinical Laboratory Tests*. Clin Chem 18:1041, 1972.
6. Dalen, J.E., Hirsh, J.: *American College of Chest Physicians and the National Heart, Lung, and Blood Institute National Conference on Antithrombotic Therapy*. Arch Inter Med. 146:462-472, 1986.
7. Palmaletti, G., Coccheri, S., Poggi, M., et al: *Oral Anticoagulant Therapy Control: Evidence that the INR Expression Improves the Interlaboratory Comparability of Results*. The Bologna Oral Anticoagulant Control Exercise. Thromb Haemostasis 58:905-910, 1987.
- 8-11. Data found in 510 (K) file.

### Ordering Information

Cat. No.	Description	Contents
100356	Thromboplastin-D	10 x 4 mL
100357	Thromboplastin-D	10 x 10 mL
100352	Thromboplastin-D	10 x 2 mL
100244	Reconstitution Fluid	10 x 10 mL

### Fisher Diagnostics® Limited Warranty

Fisher Diagnostics (FD) warrants to the purchaser only that FD products will perform as described on their labeling and product literature. Purchaser must determine the suitability of FD products for their specific applications. FD's sole obligation will be, at its option, to either replace a non-conforming or defective product, or return the purchase price. FD DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Neither FD nor its affiliates shall, in any event, be liable for incidental or consequential loss or damage.

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries. Amelung KC 4A is a registered trademark of Trinity Biotech. MLA Electra 1000C is a registered trademark of Instrumentation Laboratory.

For example, with an ISI of 1.95 and a mean normal of 11.9 seconds, the INR for a PT of 20.0 seconds is calculated as follows:

$$\text{INR} = \left( \frac{20.0}{11.9} \right)^{1.95} = (1.68)^{1.95} = 2.7$$

The International Sensitivity Index (ISI) is a measure of a thromboplastin/instrument sensitivity to coagulation factors. ISI values are assigned by comparison to a primary reference material. High sensitivity reagents have low ISI values. According to WHO recommendations, INR values above 5.5 place the patient at unnecessary risk for bleeding complications. It is generally advised that patients on stabilized oral anticoagulant therapy should be maintained at an INR of 2.0 - 3.5, depending on the clinical indication.<sup>1</sup> The lot specific ISI value for Thromboplastin-D can be found on the kit box label. (For additional instrument ISI values, call Fisher Diagnostics.)

# Pacific Hemostasis

## Thromboplastin-D

### I. Utilisation prévue

Le test Pacific Hemostasis® Thromboplastin-D est destiné à être utilisé dans le cadre de la mesure du TQ (temps de Quick) en une seule opération, ainsi que lors des tests de facteur basés sur le TQ.

### II. Résumé et principes de base

Le test TQ sert d'outil de dépistage et comme dosage quantitatif des facteurs de coagulation des voies intrinsèques et communes. Ce test est prolongé chez les patients souffrant de troubles acquis ou congénitaux réduisant l'activité des facteurs I (fibrinogène), II (prothrombine), VII et X. Le TQ est également largement utilisé pour surveiller le traitement anticoagulant oral.<sup>1,2</sup> Les anticoagulants oraux réduisent l'activité des facteurs de coagulation dépendants de la vitamine K (II, VII, IX, X, protéine C et protéine S), ce qui prolonge d'autant le TQ.

Le TQ en une seule opération mesure le temps de coagulation du plasma après ajout d'une source de facteur tissulaire (thromboplastine) et de calcium. La recalcification du plasma en présence de facteur tissulaire génère un facteur Xa (FXa) activé. Le facteur Xa active à son tour la prothrombine en thrombine, qui convertit le fibrinogène en un caillot fibrineux insoluble.

### III. Réactif

Pour utilisation diagnostique *in vitro*.

**Composition :** <0,9 % de tissu cérébral de lapin, 0,08 % d'azide de sodium, 2 % de tampons, sels et stabilisateurs.

Stockez les flacons non ouverts entre 2 et 8 °C. Reconstituer avec de l'eau distillée/désionisée sans conservateur, conformément à l'étiquette du flacon Thromboplastin-D, agiter doucement et laisser le flacon reposer pendant 15 minutes à température ambiante. Ne pas retourner le flacon, ni l'agiter brusquement. Du liquide de reconstitution est disponible si la qualité de l'eau est douteuse. Après reconstitution, le réactif est stable pendant 7 jours s'il est stocké rebouché entre 2 et 8 °C, et pendant 8 heures à 37 °C. Stocker entre 2 et 8 °C lorsqu'il n'est pas utilisé. **Ne pas congeler.**<sup>3</sup>

Mélanger doucement avant utilisation. Prévoir un système de type agitateur magnétique, pour conserver une suspension adaptée au cours de l'utilisation. Un manque de vide dans les flacons, des résultats aberrants, des valeurs de contrôle qualité en dehors des plages établies ou des variations de couleur du produit peuvent indiquer une détérioration. Cependant, d'autres facteurs relatifs au système de test peuvent être à l'origine de résultats médiocres.

**Attention :** Le test Thromboplastin-D contient de l'azide de sodium. Dans un environnement acide, l'azide de sodium produit de l'acide hydrazoïde, composé extrêmement toxique. Les composés à base d'azide doivent être dilués à l'eau courante avant d'être éliminés. Au moment de les éliminer, les composés à base d'azide doivent être dilués dans de grandes quantités d'eau. Ces précautions sont indispensables pour éviter les dépôts dans les conduites métalliques, qui peuvent produire des composés explosifs.

### IV. Prélevement d'échantillon

Il est recommandé d'ajouter 3,2 % (0,109 M) de citrate trisodique comme anticoagulant lors des tests de coagulation. Éviter l'hémolyse et la contamination par des liquides tissulaires. Les échantillons qui atteignent moins de 90 % du volume de remplissage escompté doivent être éliminés. Centrifuger le sang pendant 15 minutes à 1500 x g. Effectuer le test dans les 2 heures si les échantillons sont conservés entre 22 et 24 °C. Si le test n'est pas effectué dans les 24 heures, le plasma doit être congelé à -20 °C pendant deux semaines maximum ou à -70 °C pendant 6 mois maximum. Pour plus de détails sur le prélevement d'échantillon et le stockage, consulter le Document H21-A4 du NCCLS.<sup>4</sup>

- Mélanger sans délai le sang et les anticoagulants.
- Éviter la formation de mousse dans l'échantillon.
- Ne pas utiliser des récipients en plastique ou en verre siliconé.
- Les échantillons troubles, ictériques, lipidiques ou hémolysés peuvent donner des résultats erronés.
- Les échantillons de plasma congélés ou en cours de décongélation qui contiennent des cellules résiduelles produisent des membranes cellulaires abîmées qui peuvent altérer les résultats.
- Des réactions inflammatoires aiguës peuvent raccourcir le TQ à cause d'un taux élevé de fibrinogène.
- Les échantillons de plasma affichant des taux d'hématocrite inférieurs à 20 % et supérieurs à 55 % sont susceptibles d'être mal traités par anticoagulant, et doivent être corrugés en conséquence.

### V. Procédure de test

**Matériel fourni :** Thromboplastin-D Reagent, 10 x 4 mL, 10 x 10 mL, ou 10 x 2 mL

**Matériel nécessaire mais non fourni :**

Eau distillée ou désionisée, ou Pacific Hemostasis Reconstitution Fluid

Chronomètre ou minuterie

Pipette de précision : 0,1 et 0,2 mL

Contrôles normaux et anormaux, tels le Pacific Hemostasis Coagulation Control Plasmas, Level 1, 2 et 3

La Thromboplastin-D peut être utilisée avec des instruments à détection de caillots, qu'ils soient manuels, mécaniques, à cellule photoélectrique, néphélemetry ou de tout autre type. Suivre les recommandations du fabricant pour utiliser correctement les instruments. Pour les dosages manuels :

- A. Préchauffer la Thromboplastin-D à 37 °C.
- B. Ajouter 0,1 mL de plasma à analyser dans la cuvette et préchauffer à 37 °C.
- C. Ajouter 0,2 mL de Thromboplastin-D préchauffée au plasma et chronométrier la formation des caillots.

### VI. Contrôle qualité

Les contrôles normaux et anormaux, tels les plasmas de Pacific Hemostasis Coagulation Control, Level 1, 2 et 3 doivent être analysés en association avec les échantillons de plasma des patients. Le Level 1 est un plasma normal iophylloïde. Les Levels 2 et 3 sont conçus pour reproduire les échantillons de plasma légèrement et fortement déficients respectivement. Des contrôles normaux et anormaux doivent être effectués quotidiennement en début d'analyse, et au moins une fois lors de chaque utilisation, ou avec chaque groupe d'analyses. Les contrôles doivent également être testés avec chaque nouveau réactif, ou après chaque réglage important des instruments. Chaque laboratoire doit définir l'intervalle pour chaque groupe de contrôle afin de représenter les variations autorisées dans les résultats au jour le jour, pour chaque contrôle.

### VII. Résultats

Noter les temps de coagulation de chaque échantillon de plasma, arrondis au dixième de seconde le plus proche. À titre de comparaison, un intervalle de référence normal peut également être défini. Ne pas comparer les valeurs des patients aux temps de coagulation des contrôles de plasma fournis. Les contrôles ne sont destinés qu'à l'assurance qualité du système de test.

### Détermination de l'INR

Tous les traitements anticoagulants oraux peuvent avoir des effets indésirables tels une tendance au saignement. Afin d'optimiser les effets thérapeutiques et de minimiser les saignements, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé une procédure de standardisation des tests et des traitements. Cette procédure est basée sur le Rapport international normalisé (INR).<sup>5</sup>

L'INR est calculé à l'aide du ratio TQ patient / moyenne d'une plage de référence normale (moyennePNR), d'après la relation mathématique suivante :

$$\text{INR} = \left( \frac{\text{TQ patient}}{\text{moyennePNR}} \right) \text{ ISI}$$

Par exemple, avec un ISI de 1,95 et une moyenne normale de 11,9 secondes, l'INR d'un TQ de 20,0 secondes se calcule comme suit :

$$\text{INR} = \left( \frac{20,0}{11,9} \right) 1,95 = (1,68) 1,95 = 2,7$$

L'indice de sensibilité international (ISI) est une mesure de la sensibilité de l'instrument/de la thromboplastine aux facteurs de coagulation. Les valeurs ISI sont affectées par comparaison avec un matériel de référence. Les réactifs à haute sensibilité présentent des valeurs ISI faibles. Conformément aux recommandations de l'OMS, les valeurs INR supérieures à 5,5 peuvent exposer le patient à des risques inutiles de complications hémorragiques. On admet généralement que les patients sous traitement anticoagulant oral stabilisé doivent conserver un INR entre 2,0 et 3,5, en fonction des indications cliniques.<sup>6</sup> La valeur ISI spécifique au lot pour le Thromboplastin-D est indiquée sur l'étiquette de la boîte du kit. Pour connaître les valeurs ISI d'autres instruments, contacter Fisher Diagnostics.

### FRANÇAIS

La biochimie de la coagulation implique une série de réactions influencées par diverses conditions préalables au test. Ces variables doivent être contrôlées afin d'obtenir des résultats reproduisibles.<sup>3</sup>

#### Technique

- Le pH augmente si le plasma est exposé à l'air. Stocker les échantillons rebouchés dans des récipients en plastique ou en verre siliconé.
- Le plasma conservé entre 4 et 8 °C peut subir une activation par le froid, ce qui peut générer une diminution significative du TQ.<sup>4</sup>
- Le Thromboplastin-D a été conçu pour être utilisé à 37 °C ± 0,5 °C. Vérifier fréquemment la température de tous les éléments chauffants.
- Tout le matériel de laboratoire doit être propre et exempt de toute trace de détergent.
- Respecter scrupuleusement les indications du fabricant en matière d'entretien.

#### Substances interférentes

- L'oxalate de sodium, l'EDTA et l'héparine ne sont pas des anticoagulants appropriés.
- Le TQ peut être prolongé par des substances tels les contraceptifs oraux, les corticostéroïdes, l'EDTA, l'aspiragine, le clofibrate, l'érythromycine, l'éthanol, la tétracycline et les anticoagulants de type héparine et warfarine.<sup>5</sup>
- Le TQ peut être raccourci par différentes substances, notamment les antihistaminiques, le butabarbital, la caféine, les contraceptifs oraux, le phénobarbital et la vitamine K.<sup>6</sup>

#### IX. Valeurs escomptées

Lors d'études menées dans différents sites, le Thromboplastin-D a été utilisé pour des dosages chez des patients sains et a donné les résultats suivants :<sup>8</sup>

Instrument	Moyenne TQ (secondes)	Plage (+/-2 ET)	N
Stago STA	11,3	10,4–12,2	129
Amelung KC 4A™	11,8	9,8–13,7	30
MLA™ Electra 1000C™	12,2	10,4–14,1	30

Les autres instruments, à l'aide d'échantillons congelés. Ces valeurs doivent être utilisées à titre indicatif. Chaque laboratoire doit élaborer une plage de référence normale (PRN), en utilisant les instruments, les méthodes de prélèvement sanguin et les techniques de test qui lui sont propres. La PRN doit être mise à jour, ou tout le moins vérifiée, en cas de changement du numéro de lot d'un même réactif.<sup>7</sup> Tout changement de réactif, d'instruments, de technique de prélèvement sanguin ou d'anticoagulants implique l'élaboration d'une nouvelle PRN. Le temps de coagulation de échantillons de plasma anormaux dépend de l'ISI du lot de réactif utilisé.

#### X. Caractéristiques de performance

**Précision :** La précision des résultats de Prothrombin Time dépend de nombreux facteurs, tels l'instrument, la technique et le réactif utilisés. La précision de la Thromboplastin-D a été vérifiée par des tests sur plasma normal et anormal, sur différents instruments. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant.<sup>9</sup>

#### Résumé des études de précision par test, % CV (N = 20)

Sample	BioMerieux MDA*	MLA Electra 1000C	Amelung KC 4A
Normal	0,8 %	0,6 %	2,0 %
Anormal	0,9 %	1,8 %	2,1 %

**Sensibilité :** La Thromboplastin-D détecte les déficiences de la voie extrinsèque telles que déterminées par le Prothrombin Time test. Le test de la sensibilité au facteur a été effectué en diluant des pools d'échantillons de plasma normal avec du plasma présentant un déficit en facteur, de sorte que la concentration finale du facteur soit comprise entre 0 et 100 %. Le test TQ de ces échantillons a été effectué sur l'instrument MLA-1000C.<sup>10</sup>

#### Test de sensibilité au facteur

% de facteur	Prothrombin Time (secondes)			
	Facteur II	Facteur V	Facteur VII	Facteur X
100	10,9	11,3	11,2	11,4
50	10,5	12,6	12,2	13,0
40	10,5	13,1	12,8	13,3
30	10,9	13,8	13,5	14,5
20	11,4	15,2	14,3	15,9
10	13,4	17,6	16,0	19,6
0	34,0	55,9	25,9	108,8

**Corrélation :** Les études de corrélation ont été effectuées avec un réactif thromboplastine de cerveau de lapin concurrent, sur l'instrument MLA-1000C.<sup>11</sup>

Thromboplastin D vs. Réactif A, N = 101	Corrélation TQ	Corrélation INR
	R = 0,97 y = 0,7406 x + 2,945	R = 0,96 y = 0,9795 x + 0,0029

#### XI. Références

1. Errichetti, A.M., Holden, A., Ansell, J.: *Management of Oral treatment anticoagulant: Experience with an Anticoagulation Clinic.* Arch Intern Med. 144:1966-68, 1984.
2. Hirsh, J., Dalen, J.E., Deykin, D., Poller, L.: *Oral Anticoagulants: Mechanisms of Action, Clinical Effectiveness, and Optimal Therapeutic Range.* Chest 102(Suppl): 312S-316S, 1992.
3. NCCLS: *Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline.* NCCLS document H21-A4. NCCLS, Wayne, PA, 2003.
4. Palmer, R.N., Gralnick, H.R.: *Inhibition of the Cold Activation of Factor VII and the Prothrombin Time.* Am J Clin Path. 81: 618-622, 1984.
5. Young, D.S., Thomas, D.W., Friedman, R.B., et al: *Effect of Drugs on Clinical Laboratory Tests.* Clin Chem 18:1041, 1972.
6. Dalen, J.E., Hirsh, J.: *American College of Chest Physicians and the National Heart, Lung, and Blood Institute National Conference on Antithrombotic Therapy.* Arch Intern Med. 146:462-472, 1986.
7. Palareti, G., Coccheri, S., Poggi, M., et al: *Oral Anticoagulant Therapy Control: Evidence that the INR Expression Improves the Interlaboratory Comparability of Results. The Bologna Oral Anticoagulant Control Exercise.* Thromb Haemostasis 58:905-910, 1987.
- 8-11. Données figurant dans le dossier 510(k).

#### Pour commander

Réf. Cat.	Description

# Pacific Hemostasis

## Thromboplastin-D

### I. Uso previsto

La Pacific Hemostasis Thromboplastin-D può essere utilizzata per eseguire il Prothrombin Time test e per le analisi basate su PT.

### II. Riassunto e principi del test

Il PT viene utilizzato come strumento di screening e come test quantitativo per i fattori di coagulazione nei percorsi estensivo e comune. Questo tempo di test è prolungato nei pazienti affetti da patologie congenite o acquisite che riducono l'attività dei fattori I (fibrinogeno), II (protrombina), V, VII e X. Il PT viene, inoltre, largamente utilizzato per monitorare la terapia anticoagulante per via orale.<sup>12</sup> Gli anticoagulanti assunti per via orale riducono l'attività della vitamina K in base ai fattori di coagulazione (II, VII, IX, X, proteina C e proteina S) con conseguente prolungamento del PT.

Il PT misura il tempo di coagulazione del plasma dopo aver aggiunto il fattore tissutale (tromboplastina) e il calcio. La riclassificazione del plasma in presenza del fattore tissutale attiva il fattore Xa (FXa). FXa attiva, a sua volta, la protrombina in trombina che converte il fibrinogeno in un coagulo di fibrina insolubile.

### III. Reagente

Per diagnostica *in vitro*.

**Composizione:** <0,9 % tessuto cerebrale di coniglio, 0,08 % sodio azide, 2 % tamponi, sali e stabilizzatori.

Conservare le fiale chiuse a 2–8 °C. Ricostituire con acqua deionizzata/distillata priva di conservanti come riportato sull'etichetta della fiala di Thromboplastin-D, agitare dolcemente e lasciare riposare la fiala a temperatura ambiente per 15 minuti. Non capovolgere o agitare con forza la fiala. In caso di dubbi circa la qualità dell'acqua è disponibile un liquido per la ricostituzione. Una volta eseguita la ricostituzione, il reagente si mantiene stabile per 7 giorni se conservato a 2–8 °C; e per 8 ore se conservato a 37 °C. Quando non viene utilizzato, conservare a 2–8 °C.

**Non congelare.**<sup>4</sup>

Agitare delicatamente prima dell'uso. Per mantenere una sospensione adeguata durante l'utilizzo predisporre qualche meccanismo come ad es. un agitatore magnetico. Perdita di vuoto nelle fiale, valori errati, valori del controllo della qualità oltre i limiti stabiliti oppure alterazioni del colore del prodotto potrebbero indicarne un deterioramento. In ogni caso, prestazioni scadenti potrebbero essere dovute ad altri fattori legati al sistema di test.

**Avvertenza:** la Thromboplastin-D contiene sodio azide. Il sodio azide in condizioni acute rilascia acido idrazico, un componente altamente tossico. Prima di smaltire i composti di azide diluirli con acqua corrente. Per smaltire i composti di azide sciacquareli con abbondante acqua. Queste precauzioni servono ad impedire la formazione di depositi nelle tubazioni metalliche in cui potrebbero svilupparsi delle condizioni esplosive.

### IV. Raccolta dei campioni

Per il test sulla coagulazione si raccomanda l'uso dell'anticoagulante al citrato trisodico al 3,2 % (0,109 M). Evitare l'emolisì e la contaminazione da parte dei liquidi tissutali. Non utilizzare i campioni con un volume di riempimento previsto inferiore al 90 %. Centrifugare il sangue per 15 minuti a 1500 x g. Nel caso in cui i campioni siano mantenuti a una temperatura di 22–24 °C, eseguire immediatamente l'analisi. Se il test non viene completato entro 24 ore, è necessario congelare il plasma a -20 °C per un max. di 2 settimane oppure a -70 °C fino a 6 mesi. Per ulteriori dettagli circa la raccolta e la conservazione dei campioni vedere il documento NCCLS H21-A4.<sup>4</sup>

- Non ritardare la miscelazione del sangue con l'anticoagulante.
- Evitare la formazione di schiuma nei campioni.
- Utilizzare esclusivamente contenitori di vetro siliconati oppure in plastica.
- I campioni torbidi, itterici, lipoidici oppure emolitici potrebbero dare luogo a risultati errati.
- Il congelamento e lo scongelamento del plasma contenente cellule residue può danneggiare le membrane delle cellule compromettendo i risultati.
- Reazioni infiammatorie acute possono ridurre il valore del PT a causa dell'aumentata quantità di fibrinogeno.
- Campioni di plasma con ematocrito non compreso tra 20–55 % potrebbero non rispondere correttamente al test di coagulazione e dovranno essere opportunamente corretti.

### V. Procedura del test

**Materiali in dotazione:** Thromboplastin-D Reagent, 10 x 4 mL, 10 x 10 mL, oppure 10 x 2 mL

**Materiali necessari, ma non in dotazione:**

Acqua distillata o deionizzata oppure Pacific Hemostasis Reconstitution Fluid

Cronometro o timer

Pipetta di precisione: 0,1 e 0,2 mL

Controlli normali ed anomali quali campioni di Pacific Hemostasis Coagulation Control Plasmas, Level 1, 2 e 3

La Thromboplastin-D è indicata per il rilevamento dei coaguli manuale, meccanico, foto-ottico, nefelometrico oppure di altro tipo. Per un corretto utilizzo della strumentazione attenersi alle raccomandazioni della ditta produttrice. Per le analisi manuali:

- A. Preriscaldare la Thromboplastin-D a 37 °C.
- B. Aggiungere 0,1 mL di plasma per test nella cuvetta e preriscaldare a 37 °C.
- C. Aggiungere 0,2 mL di Thromboplastin-D riscaldato al plasma del test e cronometrare il tempo di formazione dei coaguli.

### VI. Controllo della qualità

Insieme al campione di plasma del paziente testare sempre anche i campioni di plasma normale ed anomale quali i campioni di Pacific Hemostasis Coagulation Control, Level 1, 2 e 3. Il Level 1 corrisponde ad un plasma normale liofilizzato. I Levels 2 e 3 vengono corretti per similitudine, rispettivamente, plasma con deficit moderati e gravi. Prima di iniziare i test ogni giorno ed almeno una volta ad ogni cambio di turno oppure con ciascun gruppo di test, procedere al controllo normale e anomale. È necessario, inoltre, procedere ad un test dei controlli ad ogni cambio del reagente oppure in occasione di importanti regolazioni della strumentazione. Ciascun laboratorio è tenuto a stabilire un range di controllo che rappresenti la variazione ammessa nelle prestazioni giornaliere per ciascun controllo.

### VII. Risultati

Arrotondare i tempi di coagulazione relativi a ciascun campione di plasma allo 0,1 secondi più vicino. È possibile, inoltre, indicare un range di riferimento normale (NRR, Normal Reference Range) per effettuare la comparazione. Non annotare i valori del paziente relativi a tempi di coagulazione del plasma di controllo commerciali. I controlli servono esclusivamente a garantire la qualità del sistema di analisi.

### Determinazione dell'INR

Un effetto indesiderato della terapia anticoagulante per via orale potrebbe essere rappresentato da una tendenza a sanguinare. Per massimizzare gli effetti terapeutici desiderati e ridurre al minimo il sanguinamento, la World Health Organization (WHO) consiglia una procedura per standardizzare il test ed il trattamento. Questa procedura si basa sull'International Normalized Ratio (INR).<sup>13</sup>

L'INR viene calcolato utilizzando il rapporto tra il PT del paziente ed il valore medio del range di riferimento normale (media<sub>NRR</sub>) in base alla seguente relazione matematica:

$$INR = \left( \frac{PT_{paziente}}{media_{NRR}} \right)^{ISI}$$

Ad esempio, con un ISI pari a 1,95 ed il valore medio normale pari a 11,9 secondi, l'INR relativo ad un PT pari a 20,0 secondi viene calcolato come segue:

$$INR = \left( \frac{20,0}{11,9} \right)^{1,95} = (1,68)^{1,95} = 2,7$$

L'International Sensitivity Index (ISI, indice internazionale di sensibilità) misura la sensibilità della strumentazione/tromboplastina ai fattori di coagulazione. I valori ISI vengono assegnati in rapporto ad un materiale di riferimento primario. I reagenti altamente sensibili presentano dei valori ISI bassi. Conformemente alle raccomandazioni dell'OMS, i valori INR superiori a 5,5 espongono il paziente al rischio di complicanze emorragiche. È generalmente noto che i pazienti in terapia anticoagulante per via orale stabilizzata debbono mantenere un valore di INR pari a 2,0 – 3,5, a seconda delle indicazioni cliniche.<sup>14</sup> Il valore ISI relativo alla Thromboplastin-D specifico del lotto è riportato sull'etichetta della scatola del kit (per ulteriori valori ISI della strumentazione contattare Fisher Diagnostics).

### VIII. Limitazioni

L'analisi biochimica della coagulazione comprende una serie di reazioni influenzate da numerose condizioni preesistenti all'analisi. Per ottenere risultati riproducibili è necessario controllare tali variabili.<sup>15</sup>

## ITALIANO

### Tecnica

- Il pH aumenterà se il plasma viene esposto all'aria. Conservare i campioni stabilizzati in contenitori di vetro siliconato oppure di plastica.
- Il plasma mantenuto a 4–8 °C potrebbe subire un'attivazione a freddo riducendo, in tal modo, il PT.<sup>16</sup>
- La Thromboplastin-D è stata studiata per essere utilizzata a 37 °C ± 0,5 °C. Controllare di frequente la temperatura di tutti gli elementi riscaldanti.
- Tutte le attrezzature di laboratorio devono risultare pulite e prive di tracce di detergenti.
- Per una corretta manutenzione attenersi sempre alle istruzioni fornite dalla ditta produttrice della strumentazione.

### Sostanze interferenti

- Ossalato di sodio, EDTA ed eparinina non sono adatti come anticoagulanti.
- Il PT può essere prolungato da sostanze quali contraccettivi orali, corticosteroidi, EDTA, asparaginasi, clofibrato, eritromicina, etanol, tetraciclina e anticoagulanti quali l'eparinina e warfarina.<sup>17</sup>
- Il PT può essere ridotto a causa di sostanze tra cui antistaminici, butabarbital, caffè, contraccettivi orali, fenobarbital e vitamina K.<sup>18</sup>

### IX. Valori attesi

In studi multicentrici la Thromboplastin-D è stata utilizzata per analizzare un popolazione di pazienti normali ottenendo i seguenti risultati:<sup>19</sup>

Strumento	PT medio (sec.)	Range (+/-2DS)	N
Stago STA	11,3	10,4–12,2	129
Amelung KC 4A	11,8	9,8–13,7	30
MLA Electra 1000C	12,2	10,4–14,1	30

NOTA: il range STA normale è stato determinato utilizzando campioni freschi, per tutti gli altri strumenti sono stati utilizzati campioni congelati. Questi valori vanno considerati come linee guida. Ciascun laboratorio deve stabilire un range di riferimento normale (NRR) in base alla strumentazione, i metodi di raccolta del sangue e le tecniche di analisi utilizzati in tale laboratorio. Il NRR deve essere nuovamente stabilito o verificato almeno ad ogni cambio del numero di lotto dello stesso reagente.<sup>19</sup> Stabilire un nuovo NRR ad ogni cambio di reagente, strumentazione, tecniche di raccolta del sangue e di anticoagulante.

Il tempo di coagulazione del plasma anomale dipende dall'ISI del lotto di reagente in uso.

### X. Caratteristiche delle prestazioni

**Precisione:** la precisione dei risultati del Prothrombin Time dipende da numerosi fattori tra cui la strumentazione, la tecnica ed il reagente utilizzati. La precisione della Thromboplastin-D deve essere accertata testando su diversi strumenti un campione di plasma normale ed uno anomale. I risultati sono stati riassunti nella seguente tabella:<sup>20</sup>

### Riassunto degli studi di precisione intra-analisi, %CV (N = 20)

Campione	BioMérieux MDA®	MLA Electra 1000C	Amelung KC 4A
Normale	0,8 %	0,6 %	2,0 %
Anomale	0,9 %	1,8 %	2,1 %

Sensibilità: la Thromboplastin-D rileva il deficit nel percorso estensivo come determinato del Prothrombin Time test. La verifica della sensibilità è stata eseguita diluendo un campione di plasma normale combinato con campioni di plasma careni in modo da ottenere una concentrazione finale compresa tra 0 e 100 %. La verifica del PT di tali campioni è stata eseguita con lo strumento MLA-1000C.<sup>20</sup>

### Verifica della sensibilità al fattore

% Fattore	Prothrombin Time (sec.)			
	Fattore II	Fattore V	Fattore VII	Fattore X
100	10,9	11,3	11,2	11,4
50	10,5	12,6	12,2	13,0
40	10,5	13,1	12,8	13,3
30	10,9	13,8	13,5	14,5
20	11,4	15,2	14,3	15,9
10	13,4	17,6	16,0	19,6
0	34,0	55,9	25,9	108,8

Correlazione: gli studi sulla correlazione sono stati eseguiti con lo strumento MLA-1000C su un reagente di tromboplastina di cervello di coniglio di un altro produttore.<sup>21</sup>

Thromboplastin-D rispetto Reagente A, N = 101	Correlazione PT R = 0,97 y = 0,7406x + 2,945	Correlazione INR R = 0,96 y = 0,9795x + 0,0029

Symbol	Key
	Manufacturer Hersteller Fabricant Fabricante Fabbricante
	IVD In Vitro Diagnostic Medical Device Medizinprodukt für die in-vitro-Diagnostik Matériel médical pour utilisation diagnostique in vitro Dispositivo médico para diagnóstico in vitro Dispositivo medico per diagnosi in vitro
	LOT Lot Number Chargenummer Numéro de lot Número de lote Numero di lotto
	Use By Verfallsdatum Utiliser jusque Fecha de caducidad Da utilizzare entro
	Temperature Limitation Temperaturbeschränkungen Limite de