

Copyright 2013 © InnoEssentials All rights reserved.  
Print date: July 2014

InnoEssentials reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by InnoEssentials is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, InnoEssentials assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of InnoEssentials.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of InnoEssentials.  
Data is subject to change without notification.

InnoEssentials has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from InnoEssentials. Specifications are subject to change without notice.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Table of Contents

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Before You Start</b> .....                                           | <b>2</b>  |
| 1.1. Silk'n Glide™ device description .....                                | 2         |
| 1.2. Package contents .....                                                | 2         |
| <b>2. Silk'n Glide™ Intended Use</b> .....                                 | <b>3</b>  |
| <b>3. Safety with Silk'n Glide™</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>4. Contraindications</b> .....                                          | <b>4</b>  |
| <b>5. Do not use Silk'n Glide™ if:</b> .....                               | <b>6</b>  |
| <b>6. Avoid using Silk'n Glide™ if any of the following applies:</b> ..... | <b>7</b>  |
| <b>7. Possible Side Effects using Silk'n Glide™</b> .....                  | <b>8</b>  |
| <b>8. Long Term Hair Removal the Silk'n Glide™ Way</b> .....               | <b>9</b>  |
| <b>9. Get Started!</b> .....                                               | <b>10</b> |
| 9.1. What to Expect when treating with Silk'n Glide™? .....                | 13        |
| 9.2. After treating with Silk'n Glide™ .....                               | 13        |
| <b>10. Maintenance of Silk'n Glide™</b> .....                              | <b>13</b> |
| 10.1. Cleaning Silk'n Glide™ .....                                         | 13        |
| <b>11. Troubleshooting</b> .....                                           | <b>14</b> |
| 11.1. "My Silk'n Glide™ does not start!" .....                             | 14        |
| 11.2. "A light pulse is not emitted when I press the PULSE SWITCH" .....   | 14        |
| <b>12. Customer Service</b> .....                                          | <b>15</b> |
| <b>13. Specifications</b> .....                                            | <b>15</b> |

Before using Silk'n Glide™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Glide™


## 1. Before You Start

**Silk'n Glide™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.**

### 1.1 Silk'n Glide™ device description

The Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE has a TREATMENT SURFACE, a CONTROL PAD and a PULSE TRIGGER.

- ① Control pad
- ② Pulse Trigger
- ③ Skin Color Sensor
- ④ Treatment Surface
- ⑤ Central button
- ⑥ Energy level indicator lights
- ⑦ Ready/Skin tone warning indicator light



### 1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Glide™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Glide™ Hair Removal Device
- Adaptor
- This User's Manual
- Silk'n warranty card

## 2. Silk'n Glide™ Intended Use

Silk'n Glide™ is intended for removal of unwanted hair. Silk'n Glide™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n Glide™ may be used to remove unwanted body hair. Ideal body areas for Silk'n Glide™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back, shoulders and chest.

## 3. Safety with Silk'n Glide™

**With Silk'n Glide™ Safety Comes First.**

**HPL™ technology in Silk'n Glide™ - Superior safety with lower energy level:**

Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Glide™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.

**Silk'n Glide™ protects your skin:**

Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Glide™ comes with a built-in SKIN COLOR SENSOR that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.

Furthermore, the 3cm² TREATMENT SURFACE through which pulses of light are delivered is recessed inside the device. This enables Glide™ to protect your skin by avoiding direct contact between the TREATMENT SURFACE and the skin.

**Silk'n Glide™ protects your eyes:**

Silk'n Glide™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety feature enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.

## 4. Contraindications

### Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Glide™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com) or your local Silk'n™ domain.

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

| Warning                                                                                                                                                                                                                                          | Possible results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Safety Tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Do not use Silk'n Glide™ on the naturally darkest skin complexion.</b> <small>Not Safe!</small></p>  <p>See hair and skin color chart on the package.</p> | <p>Treating dark skin with Silk'n Glide™ can result in adverse effects such as redness and skin discomfort</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>A unique SKIN COLOR SENSOR is embedded in Silk'n Glide™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The SKIN COLOR SENSOR ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Do not use Silk'n Glide™ energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</b></p>                                                            | <p>Treating with Silk'n Glide™ energy levels 2-5 before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p> | <p>If you are using any energy level higher than the lowest, avoid exposure to the sun for 4 weeks before and 2 weeks after your Silk'n Glide™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher; for 2 weeks after each hair removal session. Silk'n Glide's lowest energy level (1) is designed especially for safe use even after sun exposure. After sun exposure you may continue using Silk'n Glide™, but only at the lowest energy level.</p> |

| Warning                                                                                                                                                                             | Possible results                                                                                                                                                                               | Safety Tip                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Never use Silk'n Glide™ around or near the eyes.                                                                                                                                    | Although, Silk'n Glide™ can be used for the treatment of facial hair, extra caution should be used on the face to avoid the eyes.                                                              | Silk'n Glide™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The Pulse Trigger enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue. |
| Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.                           | Treating any area with the Silk'n Glide™ that is dark in color or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypopigmentation). | Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.                                                                                                                                                                            |
| Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example) | Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.                                                                                                                 | Wait for the effected area to heal before using Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                  |
| A treatment area that has a history of herpes outbreaks.                                                                                                                            | Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.                                                                                                                 | Consult your physician to received preventative treatment before using Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                           |
| Do not treat with Silk'n Glide™ if you are pregnant or nursing.                                                                                                                     | Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Do not treat on areas where you may want hair to grow.                                                                                                                              | Results are permanent.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keep Silk'n Glide™ away from water! Do not place or store Silk'n Glide™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.               | This may cause severe electrocution.                                                                                                                                                           | Do not use Silk'n Glide™: while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.                                                                                                                                                           |

| Warning                                                     | Possible results                                                                                                                                                                                                                             | Safety Tip                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do not attempt to open or repair your Silk'n Glide™ device. | Opening Silk'n Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty. | Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair. |

## 5. Do not use Silk'n Glide™ if:

|                                                                                                             |                                                                      |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| The device is operated by any plugs, attachments, or accessories other than those provided with your Glide™ | the attachments or accessories are not recommended by InnoEssentials | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |
| it has a damaged cord or plug.                                                                              | Keep the power cord away from heated surfaces.                       | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |
| you see or smell smoke when it is in use.                                                                   |                                                                      | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |
| it is not working properly or if it appears damaged.                                                        |                                                                      | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |
| its SKIN COLOR SENSOR is cracked, or broken.                                                                |                                                                      | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |
| the outer shell is cracked or is coming apart.                                                              |                                                                      | Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service. |

## 6. Avoid using Silk'n Glide™ if any of the following applies:

|                                                                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| History of keloidal scar formation.                                                                                            | Consult with your physician prior to using the Silk'n Glide™. |
| If you suffer from epilepsy.                                                                                                   |                                                               |
| If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc. |                                                               |
| If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.                                                  |                                                               |
| If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.                                    |                                                               |
| If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.                  |                                                               |
| If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.        |                                                               |

## 7. Possible side effects using Silk'n Glide™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Glide™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

| Adverse Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Degree of Risk |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Minor Skin Discomfort –</b><br>Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Glide™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high. | Minor          |
| <b>Skin Redness –</b><br>Your skin may become red right after using Silk'n Glide™ or within 24 hours of using Silk'n Glide™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minor          |
| <b>Increased Sensitivity to Skin –</b><br>The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minor          |
| <b>Pigment Changes –</b><br>Silk'n Glide™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.                                                        | Rare           |
| <b>Excessive Redness and Swelling –</b><br>In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.                                                                                                                                                                                                                                                        | Rare           |



## 8. Long Term Hair Removal the Silk'n Glide™ Way

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Glide™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color; and how Silk'n Glide™ is used.

Typical Silk'n Glide™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

### Expected Treatment Outcome for Hair Removal

| Fitzpatrick skin type | Hair Color           | Light Fluence [J/cm²] | Anatomic area of the body <sup>2</sup> | Average Number of Treatments <sup>1</sup> | Effectiveness (% of hair removal/regrowth) <sup>1</sup> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| I-IV                  | Light brown to brown | 3-4.5                 | Lower or upper legs                    | Session 10-12, approx. four weeks apart.  | 60% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Arms                                   |                                           | 50% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Bikini Line                            |                                           | 60% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Underarms                              |                                           | 55% Hair reduction                                      |
| I-IV                  | Brown to black       | 3-4.5                 | Lower or upper legs                    | Session 8-10, approx. four weeks apart.   | 70% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Arms                                   |                                           | 60% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Bikini Line                            |                                           | 70% Hair reduction                                      |
|                       |                      |                       | Underarms                              |                                           | 65% Hair reduction                                      |

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

2. One cannot expect permanent hair removal in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

## 9. Get Started!

1. Remove Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE and other components from box.
2. Plug the ADAPTOR cord into the Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE socket.
3. Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. All indicator lights in the CONTROL PAD will turn on and off repeatedly in a circular motion.

Your Silk'n Glide™ is now ready to start.

### **Treat with Silk'n Glide™ safely and properly!**

**Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.**

4. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want! Best results will be reached when you shave 3 days prior to the treatment or when the hair is 1-2 mm - 3/32 inch.
5. Press the CENTRAL BUTTON. The device will turn on, the Energy Level 1 INDICATOR LIGHT will turn on and a fan sound will start.
6. Approximately 1 second after pressing the CENTRAL BUTTON, the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
7. If this is your first treatment - Choose the energy level. Glide™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the CENTRAL BUTTON again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

8. Set the energy level. To set an energy level higher or lower, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to increase the energy level from 1 to 5 and from 5 directly back to 1, until the desired energy level is set. The ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS will indicate the energy level setting. (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).

### Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n Glide™ light pulse delivered to your skin. As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications. Glide™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS.

The energy level set for the treatments determines the number of pulses the device can produce. Whenever Silk'n Glide™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHT will be on. To set the energy level, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to increase the energy level from 1 to 5 and from 5 directly back to 1.

9. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will start blinking slowly.
10. Press the PULSE TRIGGER. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.  
Silk'n Glide™ will immediately recharge for the next pulse.  
After a few seconds (depending on the set energy level) the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn on again, and start blinking slowly when attached again to the skin.
11. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
12. Choose a method of application for your session. Glide™ can be applied in two ways: "Pulsing" and "Gliding" (for more details see application methods frame below).
  - For the PULSING method, follow steps 9-11 above on another spot repeatedly until the entire area is fully covered.
  - For the GLIDING method, hold the PULSE TRIGGER down continuously, and slide the device smoothly along the treated area.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

### Methods of application

#### PULSING

PULSING is the best technique for working with higher energy levels as it enables better control of skin coverage. When pulsing, Glide™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row

and progressing sequentially towards the other end helping you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. When pulsing, the Silk'n Glide™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. In every repositioning of the TREATMENT SURFACE use these pressure marks to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!  
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

## GLIDING

GLIDING is the best way to work within the low energy levels and achieve a fast and more efficient session. When Gliding, hold the PULSE TRIGGER down continuously, and using a slow sliding motion while keeping contact with the skin, smoothly move the device along the treated area. In the lower energy levels the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses and provides a nonstop sequence of flashes.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

## The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a unique SKIN COLOR SENSOR in Silk'n Glide™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the SKIN COLOR SENSOR detects a skin tone that is too dark for Silk'n Glide™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT is rapidly blinking, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support.

### 9.1. What to Expect when treating with Silk'n Glide™

For many people, using Silk'n Glide™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Glide™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Glide™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Glide™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Glide™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Glide™ immediately.

### 9.2. After treating with Silk'n Glide™

1. When Glide™ session has been completed turn Glide™ off by giving the CENTRAL BUTTON an extended press. Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Glide™ on again.
2. Unplug the ADAPTOR cord from the electrical outlet.
3. After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n Glide™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: "Cleaning Silk'n Glide™").
4. After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Glide™ device in its original box, and keep it away from water.



#### Skin care following hair removal session

Do not expose areas of skin treated in energy levels 2-5 to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Glide™ session.

## 10. Maintenance of Silk'n Glide™

### 10.1. Cleaning Silk'n Glide™

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Glide™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.

1. Unplug Silk'n Glide™ before cleaning.
  2. Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaning detergent for electronic equipment to gently wipe Silk'n Glide™ surface, and especially the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n Glide™ or any of its parts in water!

## 11. Troubleshooting

### 11.1. “My Silk’n Glide™ does not start.”

- Make sure the ADAPTOR is properly connected to the Glide™ device.
- Make sure the ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

### 11.2. “A light pulse is not emitted when I press the PULSE TRIGGER”

Make sure that the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT is blinking slowly to ensure you have good contact with the skin and that the TREATMENT SURFACE is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the PULSE TRIGGER will activate a pulse only if the TREATMENT SURFACE is firmly pressed against the skin.

- Check the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT. If it blinks rapidly, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk’n™ support.
- If the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT is constantly on, together with any number of indicator lights, you have a system error. If this problem persists, contact your local Glide™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.
- Check if all lights are blinking together in a circle. If so, unplug the device from its power source. The device has reached its End of Life stage. This device is to be orderly disposed of. Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.



Do not attempt to open or repair your Silk’n Glide™ device. Only authorized Silk’n™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk’n Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Trying to open Silk’n Glide™ may also damage the device and will void your warranty.

Please contact Silk’n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

## 12. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) or [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

For customers in other countries: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifications

|                                 |                                                                         |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spot Size                       | 0.9cm x 3cm [2.7cm²]                                                    |                |
| Speed                           | energy level 1 - 1 pulse every 1 second                                 |                |
|                                 | energy level 2 - 1 pulse every 1.5 seconds                              |                |
|                                 | energy level 3 - 1 pulse after 2.3 seconds                              |                |
|                                 | energy level 4 - 1 pulse after 3 seconds                                |                |
|                                 | energy level 5 - 1 pulse after 3.4 seconds                              |                |
| Technology                      | Home Pulsed Light™                                                      |                |
| Max Energy Level                | Max 5J/cm²                                                              |                |
| Wavelength                      | 475-1200nm                                                              |                |
| Charging Time/Power Source      | Continuous operation                                                    |                |
| Electrical Requirements         | 100-240VAC, 2A                                                          |                |
| Time Needed to Treat Lower Legs | 10 minutes on average                                                   |                |
| Operation and Safety            | Skin Color Sensor seamlessly ensures use only on appropriate skin types |                |
| Package Size                    | 180x180x100cm                                                           |                |
| System weight                   | 200gr                                                                   |                |
| Temperature                     | Operating                                                               | 10°C to 35°C   |
|                                 | Storage                                                                 | -40 to +70°C   |
| Relative Humidity               | Operating                                                               | 30 to 75%rH    |
|                                 | Storage                                                                 | 10 to 90%rH    |
| Atmospheric pressure            | Operating                                                               | 700 to 1060hPa |
|                                 | Storage                                                                 | 500 to 1060hPa |
| Adaptor Rated Model             | KSA24A1200150HE in the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A     |                |



Tous droits réservés. Copyright 2013 © InnoEssentials  
Imprimé en juillet 2014

InnoEssentials se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par InnoEssentials au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. InnoEssentials n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de InnoEssentials. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de InnoEssentials. Des données pourront être modifiées sans préavis. InnoEssentials détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de InnoEssentials, à moins que InnoEssentials ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit. Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

Français

## Table des matières

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Avant de commencer</b>                                       | <b>17</b> |
| 1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Glide™                      | 17        |
| 1.2. Contenu du paquet                                             | 17        |
| <b>2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Glide™</b>       | <b>18</b> |
| <b>3. La sécurité avec le Silk'n Glide™</b>                        | <b>18</b> |
| <b>4. Contre-indications</b>                                       | <b>19</b> |
| <b>5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Glide™ si :</b>            | <b>21</b> |
| <b>6. Ne pas utiliser le Silk'n Glide™ dans les cas suivants :</b> | <b>22</b> |
| <b>7. Effets secondaires éventuels avec Glide™</b>                 | <b>23</b> |
| <b>8. Épilation durable façon Silk'n Glide™</b>                    | <b>24</b> |
| <b>9. Lancez-vous !</b>                                            | <b>25</b> |
| 9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Glide™?              | 28        |
| 9.2. Après le traitement par le Silk'n Glide™                      | 28        |
| <b>10. Maintenance de votre appareil Silk'n Glide™</b>             | <b>28</b> |
| 10.1. Nettoyage du Silk'n Glide™                                   | 28        |
| <b>11. Dépannage</b>                                               | <b>29</b> |
| 11.1. Mon Silk'n Glide™ ne démarre pas                             | 29        |
| 11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR  | 29        |
| <b>12. Service client</b>                                          | <b>30</b> |
| <b>13. Spécifications</b>                                          | <b>30</b> |





Avant d'utiliser le Silk'n Glide™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions. Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Glide™.


## 1. Avant de commencer

**Le Silk'n Glide™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.**

### 1.1 Présentation de l'appareil Silk'n Glide™

L'ÉPILATEUR Silk'n Glide™ comporte une SURFACE DE TRAITEMENT, un PANNEAU DE COMMANDE et un DÉCLENCHEUR D'IMPULSION.

- ① Panneau de commande
- ② Déclencheur d'impulsion
- ③ Capteur de couleur de peau
- ④ Surface de traitement
- ⑤ Bouton central
- ⑥ Diodes indicatrices de puissance
- ⑦ Diode indicatrice de couleur de peau/Appareil prêt à l'emploi



### 1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n Glide™ :

- Épilateur Silk'n Glide™
- ADAPTATEUR
- Le manuel d'utilisation
- Bon de garantie Silk'n



## 2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Glide™

Le Silk'n Glide™ est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n Glide™ est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Français

Le Silk'n Glide™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement par le Silk'n Glide™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

## 3. La sécurité avec le Silk'n Glide™

**La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Glide™**

**La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie:**

L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Glide™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

**Le Silk'n Glide™ est conçu avec un dispositif de protection:**

L'appareil d'épilation Silk'n Glide™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un CAPTEUR qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée. En outre, la SURFACE DE TRAITEMENT de 3cm² au travers de laquelle les impulsions de lumière sont délivrées est encastree à l'intérieur du dispositif. Ceci permet au dispositif Glide™ de protéger votre peau en évitant le contact direct de celle-ci avec la SURFACE DE TRAITEMENT.

**Le Silk'n Glide™ possède un dispositif de protection pour les yeux:**

Silk'n Glide™ possède une fonction de sécurité intégrée pour la protection des yeux. Elle a été conçue de sorte que la lumière pulsée ne peut être émise lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est face au vide. La fonction de sécurité n'active le traitement que lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.





## 4. Contre-indications

### Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Silk'n Glide™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com) ou le site internet du distributeur dans votre région.

L'épilation au laser ou par des sources de lumière intense peut provoquer une plus grande croissance des poils chez certains individus. En se basant sur des données actuellement disponibles, les groupes à plus haut risque sont les femmes de tradition méditerranéenne, du Moyen-Orient et de l'Asie du sud avec les traitements sur le visage et le cou.

Français

| Mise en garde                                                                                                                                                                                                                                                          | Résultats possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conseils de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ne pas utiliser le Silk'n Glide sur une peau naturellement foncée.</b></p> <p>Non sécuritaire !</p>  <p>Voir le tableau des couleurs de peau et de cheveux sur l'emballage.</p> | <p>Le traitement d'une peau foncée avec le Silk'n Glide™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inforts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Le Silk'n Glide™ a été conçu avec un SENSEUR détecteur de couleur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce SENSEUR a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Ne pas utiliser les niveaux d'énergie 2 à 5 du dispositif Silk'n Glide™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ou aux UV de salon de bronzage.</b></p> <p><b>N'exposez pas les zones traitées au soleil.</b></p>              | <p>Un traitement à l'aide des niveaux d'énergie 2 à 5 du dispositif Silk'n Glide™ avant ou après toute exposition au soleil peut provoquer des effets indésirables tels que des rougeurs et une sensation d'inconfort. Les peaux bronzées, particulièrement après l'exposition au soleil, contiennent de grandes quantités de pigment de mélanine.</p> <p>Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement.</p> <p>La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.</p> | <p>Si vous utilisez un niveau d'énergie plus élevé que le niveau le plus bas, évitez de vous exposer au soleil pendant les 4 semaines précédant et les 2 semaines suivant votre traitement avec Silk'n Glide™! Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.</p> <p>Le niveau d'énergie le plus bas (1) du dispositif Silk'n Glide™ est conçu spécialement pour une utilisation en toute sécurité après vous être exposé au soleil. Après vous être exposé au soleil, vous pouvez continuer à utiliser Silk'n Glide™, mais uniquement au niveau d'énergie le plus bas.</p> |



| Mise en garde                                                                                                                                                                                                                                                        | Résultats possibles                                                                                                                                                                                          | Conseils de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne jamais utiliser le Silk'n Glide™ autour ou près des yeux.                                                                                                                                                                                                         | Le Silk'n Glide™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Dans ce cas, des précautions supplémentaires doivent être observées afin d'éviter les yeux.                                  | Silk'n Glide™ possède une fonction de sécurité intégrée pour la protection des yeux. Elle a été conçue de sorte que la lumière pulsée ne peut être émise lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est face au vide. Le déclencheur d'impulsion n'active le traitement que lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau. |
| Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres. | Utiliser le Silk'n Glide™ sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation). | Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrapp blanc.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ne pas traiter sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).                              | Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.                                                                                                       | Attendez que la zone concernée guérisse avant d'utiliser le Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.                                                                                                                                                                                                             | Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.                                                                                                       | Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ne pas utiliser le Silk'n Glide™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.                                                                                                                                                                                          | Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.                                                                                                                                                                                              | Les résultats sont permanents.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tenir le Silk'n Glide™ loin de l'eau !<br>Ne pas ranger le Silk'n Glide™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.                                                        | Cela provoquerait une grave électrocution.                                                                                                                                                                   | Ne pas utiliser le Silk'n Glide™ en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.                                                                                                                                                                           |





| Mise en garde                                                                | Résultats possibles                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conseils de sécurité                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Glide™. | Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie. | Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation. |

## 5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Glide™ si :

|                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne pas utiliser de connecteurs, raccords ou accessoires autres que ceux fournis avec le Glide™ pour son fonctionnement. | les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par InnoEssentials | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |
| le cordon ou la prise sont endommagés.                                                                                  | Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.                     | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |
| vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.                                                                  |                                                                                | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |
| il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.                                              |                                                                                | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |
| le SENSEUR qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.                                                           |                                                                                | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |
| la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.                                                           |                                                                                | Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™. |



## 6. Ne pas utiliser le Silk'n Glide™ dans les cas suivants :

Français

|                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antécédents de formation de chéloïdes.                                                                                        | Consultez votre médecin avant d'utiliser le Silk'n Glide™. |
| épilepsie.                                                                                                                    |                                                            |
| pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc. |                                                            |
| antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.                                                 |                                                            |
| radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.                                                                 |                                                            |
| tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.                                                          |                                                            |
| vous avez eu la peau traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.               |                                                            |



## 7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Glide™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Glide™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Français

| Effets indésirables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Degré de risque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Léger inconfort / désagrément de la peau</b> – Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée. | Mineur          |
| <b>Rougeur de la peau</b> – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Glide™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mineur          |
| <b>Hypersensibilité de la peau</b> – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mineur          |
| <b>Changement de la pigmentation</b> – L'appareil Silk'n Glide™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.                               | Rare            |
| <b>Rougeur excessive de la peau et enflure</b> – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.                                                                                                                                                                                | Rare            |

## 8. Épilation durable façon Silk'n Glide™

Un cycle de croissance pileaire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Glide™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.

L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Glide™ durant un cycle pileaire complet :

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

### Résultats escomptés de l'épilation

| Types de peau selon Fitzpatrick | Couleur du poil   | Fluence optique [J / cm <sup>2</sup> ] | Surface de la région de traitement | Nombre de traitement en moyenne      | Efficacité (% de l'épilation/repousse) |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| I-IV                            | Brun moyen à brun | 3-4.5                                  | Jambe ou cuisse                    | Séance 10 à 12 – aux quatre semaines | 60% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Bras                               |                                      | 50% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Maillot                            |                                      | 60% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Aisselles                          |                                      | 55% de diminution de la pilosité       |
| I-IV                            | Brun à noir       | 3-4.5                                  | Jambe ou cuisse                    | Séance 8 à 10 – aux quatre semaines  | 70% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Bras                               |                                      | 60% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Maillot                            |                                      | 70% de diminution de la pilosité       |
|                                 |                   |                                        | Aisselles                          |                                      | 65% de diminution de la pilosité       |

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.





## 9. Lancez-vous !

1. Sortez l'ÉPILATEUR Silk'n Glide™ et les autres composants de la boîte.
  2. Branchez le cordon de l'ADAPTATEUR dans la prise de l'ÉPILATEUR Silk'n Glide™.
  3. Branchez l'ADAPTATEUR dans une prise électrique. Toutes les diodes du PANNEAU DE COMMANDE vont s'allumer et s'éteindre de manière répétée dans un mouvement circulaire.
- Votre Silk'n Glide™ est prêt à être utilisé.

### Silk'n Glide™, un traitement sûr et propre !

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

4. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté. Les résultats les meilleurs seront obtenus en vous rasant 3 jours avant de commencer le traitement ou lorsque les poils ont 1 à 2 mm de longueur.
5. Appuyez sur le BOUTON CENTRAL. Le dispositif va se mettre en marche, la DIODE INDICATRICE du niveau d'énergie 1 va s'allumer et un bruit de ventilation va se faire entendre.
6. Environ 1 seconde après avoir appuyé sur le BOUTON CENTRAL, la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT À L'EMPLOI va s'allumer. Le dispositif est alors prêt à l'emploi, vous pouvez déclencher la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
7. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Glide™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter.

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion. Si vous n'avez pas ressenti de sensation d'inconfort, appuyez à nouveau sur le BOUTON CENTRAL. Ceci va augmenter le niveau d'énergie. Délivrez une impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

8. Réglez le niveau d'énergie. Pour augmenter ou diminuer le niveau d'énergie, appuyez sur le BOUTON CENTRAL à plusieurs reprises de sorte à augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5 ou à le faire passer de 5 directement à 1, et ce jusqu'à ce que le niveau d'énergie souhaité soit obtenu. Les DIODES INDICATRICES DU NIVEAU D'ÉNERGIE de indiquent le réglage du niveau d'énergie. (Pour plus de détails, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » de ce manuel utilisateur).

**Niveau d'intensité de puissance:**

Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion de lumière du Silk'n Glide™ délivrée à votre peau. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus les résultats de l'épilation sont meilleurs, et plus les risques de complications ou d'effets indésirables sont élevés. Le Glide offre 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 5 diodes indicatrices du niveau d'énergie. Le niveau d'énergie utilisé pour les traitements détermine le nombre d'impulsions que le dispositif peut produire. Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE sera allumée. Pour régler le niveau d'énergie, appuyez sur le BOUTON CENTRAL à plusieurs reprises de sorte à augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5 ou à le faire passer de 5 directement à 1.

9. Appliquez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau, en veillant à ce que l'application soit uniforme. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement au contact de la peau, la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT A L'EMPLOI commence à clignoter lentement.
10. Appuyez sur le DÉCLENCHEUR D'IMPULSION. Le dispositif va d'abord déterminer la couleur de votre peau. Si la couleur de la peau est assez claire pour une application en toute sécurité, le dispositif émet une impulsion de lumière sur votre peau, et la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT A L'EMPLOI s'éteint. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n Glide™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après quelques secondes (en fonction du niveau d'énergie réglé), la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT A L'EMPLOI de s'allume à nouveau et commence à clignoter lentement lorsque le dispositif est à nouveau au contact de la peau.
11. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
12. Choisissez une méthode d'application pour votre séance. Le dispositif Glide™ peut être appliqué de deux manières : en mode « Impulsion » ou en mode « Glissement » (pour plus de détails, consultez l'encadré sur les méthodes d'application ci-après).
  - Pour utiliser la méthode à IMPULSION, suivez les étapes 9 à 11 ci-dessus, en changeant l'endroit de l'application à chaque fois jusqu'à ce que toute la surface de la peau ait été entièrement couverte.
  - Pour utiliser la méthode par GLISSEMENT, maintenez la pression sur le DÉCLENCHEUR D'IMPULSION de manière continue, et faites glisser le dispositif uniformément le long de la zone traitée.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !**

### Méthodes d'application

#### IMPULSION

La méthode à IMPULSION est la meilleure technique lorsque des niveaux d'énergie élevés sont utilisés car elle permet un meilleur contrôle de la zone de peau couverte. Lorsque cette méthode est utilisée,





fait administrer les impulsions du Glide™ par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode vous évite de traiter plusieurs fois la même zone ou de chevaucher certaines zones de peau. Lors de l'application par impulsion, la SURFACE DE TRAITEMENT du Silk'n Glide™ est conçue pour créer une trace de pression temporaire sur la zone traitée. A chaque repositionnement de la SURFACE DE TRAITEMENT, servez-vous de ces traces de pression pour placer correctement le dispositif avant la prochaine impulsion, afin d'éviter à la fois les trop grands espaces entre deux zones d'application ou les chevauchements de celles-ci.



Éviter de superposer des impulsions !



Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !  
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

### GLISSEMENT

La méthode par GLISSEMENT est la meilleure manière d'utiliser le dispositif à des niveaux d'énergie bas, tout en garantissant l'efficacité et la rapidité de l'application durant la séance. Lorsque la méthode par glissement est utilisée, maintenez la pression sur le DÉCLENCHEUR D'IMPULSION de manière continue, et tout en gardant le dispositif en contact avec la peau, déplacez-le uniformément sur toute la zone à traiter à l'aide d'un mouvement de glisse lent. A des niveaux d'énergie bas, le dispositif n'a besoin que de 1 à 1,5 secondes pour se recharger entre les impulsions et délivre une série continue d'impulsions.



**ARRÊTER IMMÉDIATEMENT** le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !

### Le capteur de couleur de peau:

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation). Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un CAPTEUR DE COULEUR, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le CAPTEUR détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse. Si vous ne voyez aucune impulsion et que la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT A L'EMPLOI clignote rapidement, ceci indique que votre couleur de peau, mesurée par le DÉTECTEUR DE COULEUR DE PEAU, est trop foncée pour une application en toute sécurité. Essayez d'utiliser le dispositif sur une partie différente de votre corps ou contactez l'assistance technique de Silk'n™.





### 9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Glide™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Glide™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Glide™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Glide™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** – À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.

Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Glide™ immédiatement.

### 9.2. Après le traitement par le Silk'n Glide™

1. Lorsque vous avez fini votre séance de traitement avec Glide™, éteignez le dispositif Glide™ en appuyant de façon prolongée sur le BOUTON CENTRAL. Veillez à mémoriser le dernier niveau d'énergie utilisé, car celui-ci ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez le dispositif Glide™.
2. Débranchez l'ADAPTEUR de la prise secteur.
3. Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Glide™ après chaque séance, en particulier la SURFACE DE TRAITEMENT (voir le paragraphe « Nettoyage du Silk'n Glide™ »).
4. Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



Soins de la peau après votre séance d'épilation

N'exposez pas au soleil les zones de peau traitées avec des niveaux d'énergie de 2 à 5. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Glide™.

## 10. Maintenance de votre appareil Silk'n Glide™

### 10.1. Nettoyage du Silk'n Glide™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Glide™ après chaque séance, en particulier la SURFACE DE TRAITEMENT.

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon propre et sec et un agent nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques pour essuyer délicatement l'appareil Silk'n Glide™ et surtout sa SURFACE DE TRAITEMENT. Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Glide™ ou l'un de ses composants dans l'eau !





## 11. Dépannage

### 11.1. Mon Silk'n Glide™ ne démarre pas

- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR est correctement branché à l'appareil Glide™.
- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR est correctement branché sur une prise secteur murale.

### 11.2. "ucune lumière pulsée n'est émise, lorsque j'appuie sur le DÉCLENCHEUR D'IMPULSION"

Vérifiez que la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU/APPAREIL PRÊT À L'EMPLOI clignote lentement, ce qui indique que le contact avec la peau est correct et que vous appliquez la SURFACE DE TRAITEMENT fermement et de manière uniforme sur la peau. Pour votre sécurité, le DÉCLENCHEUR D'IMPULSION n'émet d'impulsion que si la SURFACE DE TRAITEMENT est appliquée fermement contre la peau.

- Observez la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU. Si elle clignote rapidement, ceci indique que votre couleur de peau, mesurée par le DÉTECTEUR DE COULEUR DE PEAU, est trop foncée pour une application en toute sécurité. Essayez d'utiliser le dispositif sur une partie différente de votre corps ou contactez l'assistance technique de Silk'n™.
- Si la diode de est allumée en continue, ainsi qu'un certain nombre d'autres diodes, une erreur système est survenue. Si ce problème persiste, contactez votre service client Glide™ local.
- Si ces problèmes persistent, contactez votre service client Glide™ local.
- Vérifiez si la diode indicatrice d'une erreur système est allumée et si toutes les diodes clignent. Si c'est le cas, débranchez le dispositif de la source d'alimentation. Le dispositif a atteint sa fin de vie. Il doit être éliminé de manière appropriée. Placez vos équipements usagés dans le point de collecte des déchets électroniques le plus proche pour une mise au rebut sûre et efficace.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Glide™. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre Silk'n Glide™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles. Ouvrir votre Silk'n Glide™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.





## 12. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.

Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Pour les clients des autres pays : [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

Français

## 13. Spécifications

|                                                     |                                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Taille du point d'impact                            | 1,3 cm x 3 cm [3,9 cm²]                                                                              |                |
| Vitesse                                             | niveau d'énergie 1 - 1 impulsion chaque 1 seconde                                                    |                |
|                                                     | niveau d'énergie 2 - 1 impulsion chaque 1,5 secondes                                                 |                |
|                                                     | niveau d'énergie 3 - 1 impulsion après 2,3 secondes                                                  |                |
|                                                     | niveau d'énergie 4 - 1 impulsion après 3 secondes                                                    |                |
|                                                     | niveau d'énergie 5 - 1 impulsion après 3,4 secondes                                                  |                |
| Technologie                                         | Home Pulsed Light™                                                                                   |                |
| Puissance maximale                                  | Max 5J/cm²                                                                                           |                |
| Longueur d'onde                                     | 475-1200nm                                                                                           |                |
| Temps de charge / Source d'énergie                  | Fonctionnement continu                                                                               |                |
| Installation électrique requise                     | 100-240VAC, 2A                                                                                       |                |
| Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes | 10 minutes                                                                                           |                |
| Maniement et sécurité                               | Le Détecteur de couleur de peau garantit une utilisation uniquement sur les types de peau appropriés |                |
| Dimensions de l'emballage                           | 180x180x100cm                                                                                        |                |
| Poids de l'appareil                                 | 200gr                                                                                                |                |
| Température                                         | Fonctionnement                                                                                       | de 10°C à 35°C |
|                                                     | Stockage                                                                                             | -40 à +70°C    |
| Humidité relative                                   | Fonctionnement                                                                                       | 30 à 75%HR     |
|                                                     | Stockage                                                                                             | 10 à 90%HR     |
| Pression atmosphérique                              | Fonctionnement                                                                                       | 700 à 1060hPa  |
|                                                     | Stockage                                                                                             | 500 à 1060hPa  |
| Adaptor Rated Model                                 | KSA24A   200150HE In the UK KSA24A   200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A                              |                |





Copyright Ó 2013 InnoEssentials Alle rechten voorbehouden.  
Drukdatum: juli 2014

InnoEssentials behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de prestatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door InnoEssentials gezien als juist en betrouwbaar. InnoEssentials aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van InnoEssentials. Niets van dit document mag worden veeleevuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InnoEssentials. Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

InnoEssentials heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstreken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InnoEssentials verkregen is.

Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Inhoudsopgave

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Voordat je begint</b>                                                         | <b>32</b> |
| I.1. Beschrijving van het Silk'n Glide™ apparaat                                    | 32        |
| I.2. Inhoud verpakking                                                              | 32        |
| <b>2. Beoogd gebruik van Silk'n Glide™</b>                                          | <b>33</b> |
| <b>3. Veiligheid bij Silk'n Glide™</b>                                              | <b>33</b> |
| <b>4. Contra-indicaties</b>                                                         | <b>34</b> |
| <b>5. Gebruik Silk'n Glide™ niet als:</b>                                           | <b>36</b> |
| <b>6. Vermijd het gebruik van Silk'n Glide™ als het volgende van toepassing is:</b> | <b>37</b> |
| <b>7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Glide™</b>                  | <b>38</b> |
| <b>8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Glide™</b>                       | <b>39</b> |
| <b>9. Aan de slag!</b>                                                              | <b>43</b> |
| 9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Glide™?               | 43        |
| 9.2. Na de behandeling met Silk'n Glide™                                            | 43        |
| <b>10. Onderhoud van Silk'n Glide™</b>                                              | <b>43</b> |
| 10.1. Reiniging van Silk'n Glide™                                                   | 43        |
| <b>11. Probleemoplossing</b>                                                        | <b>44</b> |
| 11.1. "Mijn Silk'n Glide™ apparaat start niet"                                      | 44        |
| 11.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de PULSTOETS druk"           | 44        |
| <b>12. Klantenservice</b>                                                           | <b>45</b> |
| <b>13. Specificaties</b>                                                            | <b>45</b> |





Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Glide™ apparaat voor de eerste keer gebruikt.


Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door. Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n Glide™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen. Silk'n Glide™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n Glide™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.

## 1. Voordat u begint

**Silk'n Glide™ is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.**

### 1.1 Beschrijving van het Silk'n Glide™ apparaat

Het Silk'n Glide™ - ONTHARINGSAPPARAAT beschikt over een BEHANDELOPPERVLAK, een BEDIENINGSPANEEL en een PULSAFGIFTE-KNO



- ① Bedieningspaneel
- ② Pulsafgifte-knop
- ③ Kontrol enhed
- ④ Midter knap
- ⑤ Centrale knop
- ⑥ Energieniveau-indicatielampjes
- ⑦ Gereed-/Huidtintwaarschuwing-indicatielampje

### 1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Glide™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n Glide™ -Ontharingsapparaat
- Adapter
- Deze gebruiksaanwijzing
- Silk'n-garantiekaart







## 2. Beoogd gebruik van Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk'n Glide™ is ook bedoeld om lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van haargroei wordt gedefinieerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat weer aangroeit naar een reeks behandelingen.

Silk'n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar. De lichaamsdelen waarop Silk'n Glide™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, schouders en borstkas.

## 3. Veiligheid bij Silk'n Glide™

**Bij Silk'n Glide™ staat veiligheid voorop**  
**HPL™ technologie bij Silk'n Glide™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau:**

Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n Glide™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.

**Silk'n Glide™ beschermt uw huid:**

Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruide huid. De Silk'n Glide™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruid is.

Daarnaast is het 3cm2-BEHANDELOPPERVLAK waardoor de lichtpulsen worden afgegeven, diep binnenin het apparaat aangebracht. Op deze manier kan de Glide™ uw huid beschermen door direct contact tussen het BEHANDELOPPERVLAK en de huid te voorkomen.

**Silk'n Glide™ beschermt uw ogen:**

De Silk'n Glide™ beschikt over een ingebouwd veiligheidsmechanisme om de ogen te beschermen. Het is zo ontwikkeld dat er geen lichtpuls afgegeven wordt wanneer het BEHANDELOPPERVLAK in de lucht gericht is. Het veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat behandeling uitsluitend mogelijk is wanneer het BEHANDELOPPERVLAK in aanraking is met de huid.



## 4. Contra-indicaties

### Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n Glide™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n Glide™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook [www.silkn.com](http://www.silkn.com) of uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken.

Ontharing met behulp van lasers of intense lichtbronnen kan bij sommige personen leiden tot een toegenomen haargroei. Op basis van de thans beschikbare gegevens, lopen vrouwen van Mediterrane, Midden-Oostelijke en Zuid-Aziatische afkomst die hun gezicht of nek behandelen, het grootste risico op deze reactie.

| Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                                   | Mogelijke resultaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Veiligheidsadvies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Gebruik de Silk'n Glide™ niet op het van nature donkerste huidtype.</b></p> <p></p> <p><b>Zie het haar- en huidskleurenschema op de verpakking.</b></p> | <p>Behandeling van donkere huid met Silk'n Glide™ kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Een unieke HUIDSKLEURENSENSOR is ingebouwd in Silk'n Glide™ om de kleur van de behandelde huid te meten aan het begin van iedere sessie en regelmatig tijdens de sessie. De HUIDSKLEUR-SENSOR garandeert dat impulsen alleen worden uitgegeven op geschikte huidtinten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Gebruik de Silk'n Glide™-energiestanden 2 t/m 5 niet op een zongebruinde huid of na recente blootstelling aan de zon (inclusief zonnebanken).</b></p> <p><b>Behandelde gebieden niet blootstellen aan de zon.</b></p>                    | <p>Een Silk'n Glide™-behandeling op energiestand 2 t/m 5 vóór of na blootstelling aan de zon kan nadelige gevolgen hebben, zoals roodheid en andere huidongemakken. Een gebruinte huid, en dan met name een die het gevolg is van blootstelling aan de zon, bevat grote hoeveelheden melanine (pigment). Dit geldt voor alle huidtypes en -tinten, waaronder die welke niet zo snel bruin worden. De aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine stelt de huid bloot aan een hoger risico bij het gebruik van een op licht gebaseerde methode voor ontharing.</p> | <p>Als u een hogere energiestand gebruikt dan de laagste, dient u blootstelling aan de zon te vermijden gedurende de 4 weken die aan de Silk'n Glide-behandeling voorafgaan en de twee weken die daarop volgen! Blootstelling aan de zon omvat voortdurende en onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht langer dan 15 minuten, of voortdurende en onbeschermde blootstelling aan diffuus zonlicht gedurende 1 uur. Om recent behandelde huid te beschermen bij blootstelling aan de zon, dien je ervoor te zorgen een zonnefilter van SPF 30 of hoger aan te brengen, gedurende 2 weken na iedere ontharingssessie. De laagste energiestand (1) van de Silk'n Glide™ is speciaal ontwikkeld voor veilig gebruik, zelfs na blootstelling aan de zon. Na blootstelling aan de zon kunt u Silk'n Glide™ gerust blijven gebruiken, maar dan wel uitsluitend op de laagste energiestand.</p> |



| Waarschuwing                                                                                                                                                                                | Mogelijke resultaten                                                                                                                                                                                       | Veiligheidsadvies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik Silk'n Glide™ nooit rond of bij de ogen.                                                                                                                                            | Alhoewel Silk'n Glide™ gebruikt kan worden voor de behandeling van gezichtshaar; dient het gezicht extra voorzichtig behandeld te worden om de ogen te vermijden.                                          | Silk'n Glide™ beschikt over een ingebouwd veiligheidsmechanisme voor bescherming van de ogen. Het is zo ontwikkeld dat er geen lichtpuls afgegeven wordt wanneer het BEHANDELOPPERVLAK in de lucht gericht is. De pulsafgifte-knop zorgt ervoor dat behandeling uitsluitend mogelijk is wanneer het BEHANDELOPPERVLAK contact maakt met de huid. |
| Niet gebruiken op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken, (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.                      | Behandeling met Silk'n Glide van een gebied dat donkergekleurd is of meer pigment bevat, kan leiden tot bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en veranderingen in huidskleur (hyper- of hypopigmentatie). | Bedek het gebied met materiaal dat het licht niet absorbeert, zoals een witte doek of witte medische tape.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, leasies, open wonden of infecties (koortslip), abnormale huidcondities door systemische of metabolische ziektes (bijvoorbeeld diabetes)         | Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.                                                                                                        | Wacht totdat het aangetaste gebied geheel is voordat je Silk'n Glide™ gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Een behandelgebied dat in het verleden uitbraak van herpes heeft gehad.                                                                                                                     | Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.                                                                                                        | Raadpleeg je arts voor preventieve behandeling voor het gebruik van Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niet met Silk'n Glide behandelen als je zwanger bent of borstvoeding geeft.                                                                                                                 | Hormonale veranderingen tijdens zwangerschap kunnen huidgevoeligheid en het risico op bijwerkingen doen toenemen.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niet gebruiken op gebieden waar je haar wilt laten groeien.                                                                                                                                 | Resultaten zijn blijvend.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Houd Silk'n Glide™ uit de buurt van water! Silk'n Glide™ niet op een plek neerleggen waar het in een wasbak, gootsteen of ander waterhoudend vat kan vallen of geduwd of gelegd kan worden. | Dit kan ernstige elektrocutie veroorzaken.                                                                                                                                                                 | Silk'n Glide™ niet gebruiken: tijdens het baden of als het vochtig of nat kan worden. Onmiddellijk de stekker verwijderen als het in het water is gevallen.                                                                                                                                                                                      |





| Waarschuwing                                                      | Mogelijke resultaten                                                                                                                                                                                                                                                  | Veiligheidsadvies                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probeer je Silk'n Glide™ apparaat niet te openen of te repareren. | Het openen van Silk'n Glide™ kan je blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en gepulseerde lichtenergie, die ernstig lichamelijk letsel en/of blijvend oogletsel kunnen veroorzaken. Het kan ook het apparaat beschadigen en de garantie laten vervallen. | Neem contact op met Silk'n™ klantenservice als je een kapot of beschadigd apparaat hebt dat gerepareerd dient te worden. |

## 5. Gebruik Silk'n Glide™ niet als:

|                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat gebruikt wordt in combinatie met stekkers, hulpstukken of accessoires die niet bij uw Glide™ werden geleverd. | de hulpstukken of accessoires worden niet aanbevolen door InnoEssentials | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |
| het heeft een beschadigd snoer of stekker.                                                                                 | Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.   | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |
| je ziet of ruikt rook tijdens het gebruik.                                                                                 |                                                                          | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |
| het werkt niet goed of het lijkt beschadigd.                                                                               |                                                                          | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |
| de HUIDSKLEURSENSOR is gebarsten of kapot                                                                                  |                                                                          | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |
| het omhulsel is gebarsten of valt uit elkaar                                                                               |                                                                          | Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice. |



## 6. Vermijd gebruik van Silk'n Glide™ als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

|                                                                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Geschiedenis van littekenvorming.                                                                                    | Raadpleeg je arts voor gebruik van de Silk'n Glide™. |
| Als je last hebt van epilepsie.                                                                                      |                                                      |
| Als je een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe licht erupties, solar urticaria, lupus, etc. |                                                      |
| Als je een geschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke kwaadaardige tumoren.                          |                                                      |
| Als je in de laatste 3 maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.                            |                                                      |
| Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat het voor jou onveilig is om behandeld te worden.        |                                                      |
| Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat het voor jou onveilig is om behandeld te worden.        |                                                      |



## 7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Glide™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Glide™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

| Bijwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mate van risico |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Lichte huidirritatie -</b><br>Hoewel thuisbehandelingen voor ontharing met lichtimpulsen over het algemeen goed verdragen worden, voelen de meeste gebruikers een lichte irritatie tijdens gebruik, meestal wordt dit omschreven als een licht stekende sensatie op de behandelde gebieden van de huid. Het stekende gevoel blijft meestal tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna. Alles wat erger is dan deze lichte irritatie is abnormaal en betekent dat je moet stoppen met het gebruik van Silk'n Glide™ omdat je niet in staat bent de ontharingstoepassing te verdragen, of omdat de instelling van het energieniveau te hoog is. | Licht           |
| <b>Roodheid van de huid -</b> De huid kan rood worden, meteen na gebruik van Silk'n Glide™ of binnen 24 uur na gebruik van Silk'n Glide™. Roodheid trekt meestal binnen 24 uur weg. Raadpleeg je arts als de roodheid niet binnen 2 of 3 dagen is weggetrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Licht           |
| <b>Toegenomen gevoeligheid van de huid –</b><br>De huid of het behandelde gebied is gevoeliger dus je kunt droogte of verschilfering van de huid ervaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Licht           |
| <b>Veranderingen in pigment –</b><br>Silk'n Glide™ richt zich op de haarschacht en dan vooral de gepigmenteerde cellen in het haarzakje en het haarzakje zelf. Desalniettemin is er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de huid rondom. Het risico op veranderingen in de huidpigmentatie is groter bij mensen met donkere huidskleuren. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen in huidpigment tijdelijk en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komen zelden voor.                                                                                        | Zeldzaam        |
| <b>Overmatige roodheid en zwelling –</b><br>In zeldzame gevallen kan behandelde huid zeer rood en gezwollen worden. Dit is meer gebruikelijk op gevoelige gedeeltes van het lichaam. De roodheid en zwelling dienen binnen 2 tot 7 dagen te verminderen en dienen behandeld te worden met regelmatig aanbrengen van ijs. Voorzichtige reiniging is OK, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.                                                                                                                                                                                                                                               | Zeldzaam        |





## 8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Glide™

Over het algemeen duurt een complete haargroeiacyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Glide™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.

De effectiviteit van de ontharing varieert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n Glide™ gebruikt wordt.

Een algemeen Silk'n Glide™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeiacyclus:

Behandelingen 1-4 - plan tussenpozen van twee weken

Behandelingen 5-7 - plan tussenpozen van vier weken

Behandelingen 8 + - behandelen indien nodig, totdat gewenste resultaten zijn bereikt.

### Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

| Fitzpatrick huidtype | Haarkleur            | Energieniveau [J/cm²] | Anatomisch lichaamsdeel <sup>2</sup> | Gemiddeld aantal behandelingen <sup>1</sup>    | Effectiviteit (% ontharing/aangroeien) <sup>1</sup> |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I-IV                 | Lichtbruin tot bruin | 3-4.5                 | Onder- of bovenbenen                 | 10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd | 60% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Armen                                |                                                | 50% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Bininlijn                            |                                                | 60% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Onderarmen                           |                                                | 55% Haarvermindering                                |
| I-IV                 | Bruin tot zwart      | 3-4.5                 | Onder- of bovenbenen                 | 8-10 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd  | 70% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Armen                                |                                                | 60% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Bininlijn                            |                                                | 70% Haarvermindering                                |
|                      |                      |                       | Onderarmen                           |                                                | 65% Haarvermindering                                |

<sup>1</sup> Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroei patronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.

<sup>2</sup> Men kan geen permanente ontharing verwachten na één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes verschilt ook per lichaamsdeel.





## 9. Aan de slag!

1. Haal het Silk'n Glide™-ONTHARINGSAPPARAAT en de overige onderdelen uit de doos.
  2. Sluit de ADAPTER-kabel aan op de basiseenheid van het Silk'n Glide™-ONTHARINGSAPPARAAT.
  3. Sluit de ADAPTER aan op een stopcontact. De indicatielampjes op het BEDIENINGSPANEEL gaan om de beurt aan en uit in een cirkel.
- Je Silk'n Glide™ is klaar om aan het werk te gaan.

### Behandel met Silk'n Glide™ op veilige en juiste wijze!

#### Behandel met Silk'n Glide™ op veilige en juiste wijze!

4. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke stap op weg naar het gewenste resultaat! U behaalt het beste resultaat indien u zich 3 dagen voorafgaand aan de behandeling scheert of wanneer het haar 1-2 mm lang is.
5. Druk op de CENTRALE KNOP Het apparaat wordt ingeschakeld, het INDICATIELAMPJE van energiestand 1 gaat branden en u hoort een blazend geluid.
6. Ongeveer 1 seconde nadat op de CENTRALE KNOP is gedrukt, gaat het GEREED/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE branden. Vervolgens is het apparaat gereed om de eerste puls af te geven op de laagste energiestand.
7. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Glide™ biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, ieder behandelgebied afzonderlijk testen:

- Plaats het BEHANDELOPPERVLAK op de huid en druk op de pulsafgifte-knop om een lichtpuls af te geven. Indien u daarbij geen noemenswaardig ongemak ervaart, drukt u nogmaals op de CENTRALE KNO Hierdoor wordt de energiestand verhoogd. Geef de volgende puls af op een andere plek op energiestand 2.
- Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij je je prettig voelt. Als je binnen uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen op dat energieniveau.
- Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.

8. Stel de energiestand in. Om de energiestand te verhogen of te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de CENTRALE KNOP om de energiestand van 1 naar 5 en van 5 rechtstreeks terug naar 1 te laten gaan, totdat de gewenste energiestand ingesteld is. De ENERGIESTAND-INDICATIELAMPJES geven de ingestelde energiestand weer. (Voor meer details, zie hoofdstuk "Energiestand" in deze gebruiksaanwijzing).





### Energieniveau

De energiestand bepaalt de intensiteit van de Silk'n Glide™-lichtpuls die richting de huid worden verzonden. Naarmate de energiestand stijgt, verbeteren de ontharingsresultaten, maar neemt tegelijkertijd het risico op mogelijk nadelige gevolgen en complicaties toe.

De Glide™ heeft 5 energiestanden: 1 (de laagste) t/m 5 (de hoogste). Deze standen worden aangegeven door 5 energiestand-indicatielampjes. Wanneer de Silk'n Glide™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één ENERGIE-NIVEAU-INDICATIELAMPJE. Om de energiestand in te stellen, drukt u kort en herhaaldelijk op de CENTRALE KNOP om de energiestand van 1 naar 5 en vervolgens rechtstreeks van 5 terug naar 1 te laten gaan.

9. Plaats het BEHANDELOPPERVLAK tegen de huid en zorg er daarbij voor dat de huid vlak en strakgetrokken is. Zodra het BEHANDELOPPERVLAK volledig in aanraking is met de huid, gaat het GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE langzaam knipperen.
10. Druk op de PULSAFGIFTE-KNOP. Het apparaat stelt eerst de kleur van uw huid vast. Indien de huidskleur licht genoeg is voor veilige behandeling, verzendt het apparaat een lichtpuls naar uw huid, en stopt het GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE met branden. Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plopgeluid, wat een normaal geluid is voor het apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel. Silk'n Glide™ zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls. Na een paar seconden (afhankelijk van de ingestelde energiestand) GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE weer branden en langzaam knipperen bij plaatsing op de huid.
11. Verwijder het BEHANDELINGSOPPERVLAK van het behandelde gedeelte van de huid.
12. Kies een behandelmethode voor uw sessie. De Glide kan op twee manieren worden gebruikt: De "Puls"-en de "Glijd"-methode (voor meer details, zie het onderstaande behandelmethode-kader).
  - Voor de PULS-methode herhaalt u de bovenstaande stappen 9 t/m 11 telkens op een andere plek totdat de gehele zone is behandeld.
  - Voor de GLIJD-methode houdt u de PULSAFGIFTE-KNOP continu ingedrukt en laat u het apparaat gelijkmatig over de behandelzone glijden.



Als je huid blaren krijgt of brandt, HET GEBRUIK ONMIDDELIJK STOPPEN!

### Behandelmethodes

#### PULS-METHODE

De PULS-methode is de beste optie wanneer u met hogere energiestanden werkt, omdat hiermee de verdeling van pulsen het best kan worden gecontroleerd.

Bij de puls-methode moeten de Silk'n Glide™-lichtpulsen in rijen worden toegediend. Begin bij het ene uiteinde van de rij en werk stapsgewijs naar het andere uiteinde toe. Zo voorkomt u dat plekken vaker dan één keer behandeld worden of dat huidzones worden overgeslagen.





Tijdens de puls-methode zorgt het Silk'n Glide-BEHANDELOPPERVLAK ervoor dat er tijdelijke afdrucken op de behandelde zones worden achtergelaten. Bij elke herpositionering van het BEHANDELOPPERVLAK kunt u aan de hand van deze afdrucken bepalen waar de volgende puls moet worden toegediend. Zo voorkomt u gaten of overlappingsen tussen pulsen.



**Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!**



**Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!**  
Het zelfde gebied van de huid vaker dan een keer per sessie behandelen, verhoogt het risico op bijwerkingen.

### GLIJD-METHODE

De GLIJD-METHODE is de beste optie wanneer u met lagere energiestanden werkt en een snelle en efficiënte sessie nastreeft. Houd de PULSAFGIFTE-KNOP tijdens de glijd-methode continu ingedrukt en laat het apparaat langzaam en in een vloeiende beweging over de behandelzone glijden, terwijl het voortdurend in aanraking is met de huid. Bij de laagste energiestanden heeft het apparaat slechts 1-1,5 seconde nodig om te herladen tussen de pulsafgiftes door en levert het een constante stroom flitsen.



**STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!**

### De huidskleursensor

Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie). Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n Glide™ een unieke HUIDSKLEURSENSOR die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de HUIDSKLEURSENSOR een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n Glide™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.

Indien u geen lichtpuls ziet en het GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE snel knippert, duidt dat erop dat uw huidtint, gemeten door de HUIDSKLEURSENSOR, te donker is voor veilig gebruik. Probeer het apparaat op een andere lichaamszone te gebruiken of neem contact op met de klantenservice van Silk'n™.





### 9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Glide™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n Glide™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n Glide™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n Glide™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n Glide™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Ploppgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht ploppgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n Glide™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
- Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n Glide™ onmiddellijk staken.

### 9.2. Na de behandeling met Silk'n Glide™

1. Zodra de Glide™-sessie voltooid is, schakelt u de Glide™ uit door de CENTRALE KNOP lang ingedrukt te houden. Zorg ervoor dat u onthoudt welke energiestand u als laatst heeft gebruikt, aangezien deze niet hervat wordt wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld.
2. Haal de stekker van de ADAPTER uit het stopcontact.
3. U wordt aangeraden uw Silk'n Glide™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK (Zie: "Reiniging van de Silk'n Glide™").
4. U kunt uw Silk'n Glide™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.



#### Huidverzorging na de behandeling

Stel de huidzones die behandeld zijn op energiestand 2 t/m 5 niet bloot aan de zon. Zorg ervoor dat u uw huid zorgvuldig beschermt met behulp van zonnebrandcrème gedurende de ontharingsperiode en de minimaal 2 weken die volgen op de Silk'n Glide™-sessie.



## 10. Onderhoud van Silk'n Glide™

### 10.1. Reiniging van Silk'n Glide™

U wordt aangeraden uw Silk'n Glide™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK.

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
  2. Veeg het oppervlak van het Silk'n Glide™-apparaat, en dan met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.
- Dompel het Silk'n Glide™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!





## 11. Probleemoplossing

### 11.1. “Mijn Silk’n Glide™ apparaat start niet.”

- Controleer of de ADAPTER goed aangesloten is op het Silk’n Glide™ apparaat.
- Controleer of de stekker van de ADAPTER goed in het stopcontact zit.

### 11.2. “Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik druk op de PULSAFGIFTE-KNOP”

Zorg ervoor dat het GEREED-/HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE langzaam knippert, hetgeen erop duidt dat er voldoende contact wordt gemaakt met de huid en dat het BEHANDELOPPERVLAK gelijkmatig en stevig tegen de huid gedrukt is. Omwille van uw veiligheid geeft de PULSAFGIFTE-KNOP alleen een puls af indien het BEHANDELOPPERVLAK stevig tegen de huid geplaatst is.

- Controleer het HUIDTINTWAARSCHUWING-INDICATIELAMPJE. Als het snel knippert, duidt dat erop dat uw huidtint, gemeten door de HUIDSKLEURSENSOR, te donker is voor veilig gebruik. Probeer het apparaat op een andere lichaamszone te gebruiken of neem contact op met de klantenservice van Silk’n™.
- Wanneer het lampje tegelijkertijd met één of meerdere indicatielampjes continu brandt, is er sprake van een systeemfout. Neem contact op met de plaatselijke Glide™-klantenservice indien het probleem aanhoudt.
- Neem contact op met de plaatselijke Silk’n™-klantenservice indien deze problemen aanhouden.
- Controleer of het Systeemfout-indicatielampje brandt en alle andere lampjes knipperen. Koppel het apparaat in dergelijk geval los van het elektriciteitsnet. Het apparaat heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Het apparaat moet op de voorgeschreven wijze als afval worden aangeboden. Breng uw oude apparatuur naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat die op een veilige en efficiënte wijze wordt verwerkt.



Probeer uw Silk’n Glide™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk’n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk’n Glide™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.

Als u probeert het Silk’n Glide™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen.

Neem a.u.b. contact op met de Silk’n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.





## 12. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) of [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over Silk'n Glide™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice:

Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Voor klanten uit andere landen: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specificaties

|                                                   |         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte behandelde plaats                         |         | 0,9cm x 3cm [2,7cm <sup>2</sup> ]                                                                                         |
| Snelheid                                          |         | energiestand 1 - 1 puls per 1 seconde                                                                                     |
|                                                   |         | energiestand 2 - 1 puls per 1,5 seconde                                                                                   |
|                                                   |         | energiestand 3 - 1 puls na 2,3 seconden                                                                                   |
|                                                   |         | energiestand 4 - 1 puls na 3 seconden                                                                                     |
|                                                   |         | energiestand 5 - 1 puls na 3,4 seconden                                                                                   |
| Technologie                                       |         | Home Pulsed Light™                                                                                                        |
| Max. Energieniveau                                |         | Max 5J/cm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Golflengte                                        |         | 475-1200nm                                                                                                                |
| Oplaadtijd/Stroombron                             |         | Doorlopend gebruik                                                                                                        |
| Elektrische vereisten                             |         | 100-240VAC, 2A                                                                                                            |
| Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen |         | 10 Minuten                                                                                                                |
| Bediening en veiligheid                           |         | De Huidskleursensor verzekert u er te allen tijde van dat het apparaat uitsluitend op geschikte huidtypes gebruikt wordt. |
| Afmetingen verpakking                             |         | 180x180x100cm                                                                                                             |
| Gewicht systeem                                   |         | 200gr                                                                                                                     |
| Temperatuur                                       | Werking | 10°C tot 35°C                                                                                                             |
|                                                   | Opslag  | -40 to +70°C                                                                                                              |
| Relatieve luchtvochtigheid                        | Werking | 30 to 75%rH                                                                                                               |
|                                                   | Opslag  | 10 to 90%rH                                                                                                               |
| Atmosferische druk                                | Werking | 700 to 1060hPa                                                                                                            |
|                                                   | Opslag  | 500 to 1060hPa                                                                                                            |
| Adaptor Rated Model                               |         | KSA24A1200150HE in the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A                                                       |





## Derechos de autor 2013 © InnoEssentials Todos los derechos reservados.

Fecha de impresión: julio 2014

InnoEssentials se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por InnoEssentials se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, InnoEssentials no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de InnoEssentials.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de InnoEssentials.

Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

InnoEssentials cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de InnoEssentials.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Índice

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ¿Qué es Silk'n Glide™?</b>                                                  | <b>47</b> |
| 1.1 Descripción del aparato Silk'n Glide™                                         | 47        |
| 1.2 Contenido del paquete                                                         | 47        |
| <b>2. El uso al cual está destinado Silk'n Glide™</b>                             | <b>48</b> |
| <b>3. Seguridad con Silk'n Glide™</b>                                             | <b>48</b> |
| <b>4. Contraindicaciones</b>                                                      | <b>49</b> |
| <b>5. Cuando evitar el uso de Silk'n Glide™</b>                                   | <b>51</b> |
| <b>6. Precauciones – La manera segura de utilizar Silk'n Glide™</b>               | <b>52</b> |
| <b>7. Posibles efectos secundarios dado al uso de Silk'n Glide™</b>               | <b>53</b> |
| <b>8. Para obtener mejores resultados, planea su depilación con Silk'n Glide™</b> | <b>54</b> |
| <b>9. Los primeros pasos con Silk'n Glide™</b>                                    | <b>55</b> |
| 9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Glide™?                              | 58        |
| 9.2. Después del tratamiento con Silk'n Glide™                                    | 58        |
| <b>10. El mantenimiento de Silk'n Glide™</b>                                      | <b>58</b> |
| 10.1. Limpieza del Silk'n Glide™                                                  | 58        |
| <b>11. Localización de fallas</b>                                                 | <b>59</b> |
| 11.1. "Mi Silk'n Glide™ no se enciende"                                           | 59        |
| 11.2. "No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones"   | 59        |
| <b>12. Servicio al cliente</b>                                                    | <b>60</b> |
| <b>13. Especificaciones</b>                                                       | <b>60</b> |

Previamente al uso de Silk'n Glide™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario. Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.

Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n Glide™, se familiarice con este Manual de Usuario. Silk'n Glide™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.

Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n Glide™ cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.


## 1. Antes de comenzar

**Silk'n Glide™ es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar**

### 1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Glide™

EL DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™ tiene una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO, un PANEL DE CONTROL y un GATILLO DE PULSOS.

- ① Panel de control
- ② Gatillo de pulsos
- ③ Sensor del color de piel
- ④ Superficie de tratamiento
- ⑤ Botón central
- ⑥ Luces indicadoras del nivel de energía
- ⑦ Luz indicadora de Listo/Advertencia respecto al tono de piel



### 1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Glide™, hallará las siguientes partes:

- Dispositivo de depilación Silk'n Glide™
- Adaptador
- Este Manual de usuario
- Tarjeta de garantía de Silk'n



## 2. El uso al cual está destinado Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n Glide™ también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente de vello. Definición de la reducción permanente de vello: reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

Es posible utilizar el Silk'n Glide™ para eliminar vello corporal indeseado.

Las áreas ideales para usar el Silk'n Glide™ incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro, espalda, hombros y pecho

## 3. Seguridad con Silk'n Glide™

Con Silk'n Glide™ la seguridad es primordial

**La tecnología HPL™ de Silk'n Glide™ - Más seguridad con un menor nivel de energía:**

La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Glide™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

**Silk'n Glide™ protege su piel:**

La depilación a base luz no es para complexiones oscuras o piel bronceada. Silk'n Glide™ lleva incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, diseñado para medir la complexión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.

Además, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO de 3 cm<sup>2</sup>, a través de la cual se transmiten los pulsos de luz, está incorporada en el propio dispositivo. Gracias a ello, Glide™ protege su piel al evitar el contacto directo entre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO y la piel.

**Silk'n Glide™ protege sus ojos:**

Silk'n Glide™ incorpora una protección ocular integrada, diseñada para evitar la emisión de pulsos de luz cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté al descubierto. Esta medida de seguridad permite realizar el tratamiento únicamente cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.







## 4. Contraindicaciones

### Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!

Silk'n Glide™ no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio [www.silk-n.com](http://www.silk-n.com) o la página Web de su localidad.

La depilación con láser o con fuentes de luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento de pelo en algunos individuos. Según los datos de que se dispone actualmente, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son mujeres de origen mediterráneo, de Oriente Medio y del sur de Asia, tratadas en la cara y el cuello.

| Advertencia                                                                                                                                                                                                          | Resultados posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Silk'n Glide no debe usarse en pieles naturalmente muy oscuras.</b></p> <p>¡No seguro!</p>                                    | <p>El tratamiento de piel oscura con Silk'n Glide™ puede causar efectos adversos, tales como rojez y molestias en la piel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>En el Silk'n Glide™ hay incorporado un exclusivo Sensor de Color de Piel, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El Sensor de Color de Piel garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>No emplee los niveles de energía 2 a 5 de Silk'n Glide™ sobre piel bronceada o tras una exposición reciente al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial). No exponer al sol las áreas tratadas</b></p> | <p>Un tratamiento con Silk'n Glide™ en los niveles de energía 2 a 5 antes o después de la exposición al sol puede causar efectos adversos, como rojez y malestar en la piel. La piel bronceada, especialmente tras la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina. Esto se aplica a todos los tipos de piel y complejiones, incluso las que aparentemente no se broncean rápido. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.</p> | <p>Si utiliza un nivel de energía superior al más bajo, evite la exposición al sol 4 semanas antes y 2 semanas después de realizar un tratamiento Silk'n Glide™. La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación. El nivel de energía más bajo de Silk'n Glide (1) está diseñado especialmente para un uso seguro, incluso tras la exposición al sol. Puede seguir usando Silk'n Glide después de la exposición al sol, pero solo al nivel de energía más bajo.</p> |



| Advertencia                                                                                                                                                                                                     | Resultados posibles                                                                                                                                                                                      | Consejo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nunca utilice Silk'n Glide™ alrededor o cerca de los ojos.                                                                                                                                                      | No obstante, Silk'n Glide™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.                                                  | Silk'n Glide™ incorpora una protección ocular integrada, diseñada para evitar la emisión de pulsos de luz cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté al descubierto. El gatillo de pulsos solamente permite realizar el tratamiento cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido. |
| No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.                                   | Tratar con Silk'n Glide™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación). | Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.                                                                                                                                                                                     |
| No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).                   | Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.                                                                                                            | Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.                                                                                                                                                        | Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.                                                                                                            | Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                           |
| No tratar con Silk'n Glide™ si está embarazada o amamanta.                                                                                                                                                      | Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo.                                                                                                                                                     | Los resultados son permanentes.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¡Mantenga todas las partes del Silk'n Glide™ alejados del agua! No coloque ni guarde el Silk'n Glide™ donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua. | Lo mencionado podría causar una severa electrocución.                                                                                                                                                    | No use el Silk'n Glide™; al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.                                                                                                                                                                                         |





| Advertencia                                              | Resultados posibles                                                                                                                                                                                                                                                           | Consejo de seguridad                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No intente abrir o reparar su dispositivo Silk'n Glide™. | Abrir el Silk'n Glide™ podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía. | Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair. |

## 5. No usar el Silk'n Glide™ si:

|                                                                                                                       |                                                               |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo debe funcionar exclusivamente con los enchufes, acoplamientos o accesorios proporcionados con su Glide | InnoEssentials no recomienda usar adjuntos o accesorios       | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |
| el cable o el enchufe están dañados                                                                                   | Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes. | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |
| ve o huele humo mientras está en uso.                                                                                 |                                                               | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |
| no funciona correctamente o parece estar dañado.                                                                      |                                                               | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |
| su Sensor de Color de Piel está rajado o roto.                                                                        |                                                               | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |
| La capa exterior está agrietada o se separa.                                                                          |                                                               | Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™. |

Español



## 6. Evite usar el Silk'n Glide™ si acontece uno de los siguientes casos:

|                                                                                                                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Historia de formación de cicatrices queloides.                                                                                                                   | Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Glide™. |
| Si sufre de epilepsia.                                                                                                                                           |                                                        |
| Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción luminica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc. |                                                        |
| si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.                                                                |                                                        |
| Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.                                                                         |                                                        |
| Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.                                                                |                                                        |
| Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.                                          |                                                        |



## 7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Glide™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Glide™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

| Reacciones adversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grado de riesgo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Molestias menores en la piel</b> – A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después. Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando Silk'n Glide™, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto. | Bajo            |
| <b>Enrojecimiento de la piel</b> – Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el Silk'n Glide™ o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bajo            |
| <b>Aumento de la sensibilidad de la piel</b> – El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bajo            |
| <b>Cambios de pigmentación</b> – Silk'n Glide™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipo pigmentación (blaqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipo pigmentación permanentes.       | Raro            |
| <b>Enrojecimiento e inflamación excesivos</b> – En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.                                                                                                                                                                                                                                | Raro            |



## 8. El método Silk'n Glide™ de depilación a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n Glide™ para lograr una depilación duradera.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Glide™.

Un plan típico de depilación con Silk'n Glide™ durante un ciclo de crecimiento completo:

Tratamientos 1-4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos

Tratamientos 5-7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.

Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

### Los resultados esperados del tratamiento de depilación

| Tipo de piel Fitzpatrick | Color de pelo         | Fluencia de luz [J/cm²] | Área anatómica del cuerpo <sup>2</sup> | Número promedio de tratamientos <sup>1</sup>                            | Eficacia (%de eliminación de vello/recrecimiento) <sup>1</sup> |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I-IV                     | Marrón claro a marrón | 3-4.5                   | Piernas o muslos                       | Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra | 60% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Brazos                                 |                                                                         | 50% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Línea de bikini                        |                                                                         | 60% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Axilas                                 |                                                                         | 55% reducción de vello                                         |
| I-IV                     | Marrón a negro        | 3-4.5                   | Piernas o muslos                       | Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra  | 70% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Brazos                                 |                                                                         | 60% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Línea de bikini                        |                                                                         | 70% reducción de vello                                         |
|                          |                       |                         | Axilas                                 |                                                                         | 65% reducción de vello                                         |

<sup>1</sup> La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

<sup>2</sup> No se debe esperar la eliminación total del pelo en solo una o incluso dos sesiones de depilación. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.



## 9. Primeros pasos con Silk'n Glide™

1. Extraiga el DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™ y el resto de componentes de la caja.
2. Conecte el cable ADAPTADOR en la entrada del DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™.
3. Enchufe el ADAPTADOR en una toma de corriente. Todas las luces indicadoras del PANEL DE CONTROL se encenderán y apagarán repetidamente en un movimiento circular.

Su Silk'n Glide™ está listo para comenzar.

### ¡Tratar con Silk'n Glide™ de manera segura y correcta!

Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.

4. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pinzas ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados! Conseguirá los mejores resultados si se rasura 3 días antes del tratamiento o si el pelo tiene 1-2 mm de largo.
5. Pulse el BOTÓN CENTRAL. El dispositivo se encenderá, la LUZ INDICADORA de nivel de energía 1 se encenderá y se empezará a oír el ruido del ventilador.
6. Aproximadamente 1 segundo después de haber pulsado el BOTÓN CENTRAL, la LUZ INDICADORA DE LISTO/ ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL se encenderá. En ese momento, el dispositivo ya está listo para que usted accione el gatillo del primer pulso, al nivel de energía más bajo.
7. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Glide™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso. Si no nota un malestar fuera de lo normal, pulse el BOTÓN CENTRAL de nuevo. De este modo aumentará el nivel de energía. Emita un pulso con nivel de energía 2 en una zona diferente.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

8. Configure el nivel de energía. Para configurar un nivel de energía superior o inferior, pulse el BOTÓN CENTRAL repetidamente para aumentar el nivel de energía de 1 a 5 y reducirlo de nuevo directamente, de 5 a 1, hasta establecer el nivel de energía deseado. Las LUCES INDICADORAS DEL NIVEL DE ENERGÍA de indicarán la configuración del nivel de energía. (Para más información, consulte el capítulo "Nivel de energía" de este manual del usuario.)





## Energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz que Silk'n Glide™ transmite a la piel. A medida que aumenta el nivel de energía también lo hacen los resultados de la depilación, así como el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Glide™ ofrece 5 niveles de energía, desde el 1 (el más bajo) hasta el 5 (el más alto), representados por 5 luces indicadoras del nivel de energía. Cada vez que se enciende el Silk'n Glide™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una Luz Indicadora del Nivel de Energía. Para configurar el nivel de energía, pulse el BOTÓN CENTRAL repetidamente para aumentar el nivel de energía de 1 a 5 y reducirlo de nuevo directamente, de 5 a 1.

9. Aplique a la piel la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO, asegurándose de que la piel esté uniformemente alisada. Tan pronto como la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté totalmente en contacto con la piel, la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL empezará a parpadear lentamente.
10. Presione el GATILLO DE PULSOS. En primer lugar, el dispositivo determinará el color de su piel. Si es suficientemente clara para que la aplicación sea segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel y se apagará la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL. Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo. El Silk'n Glide™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Al cabo de unos segundos (dependiendo del nivel de energía configurado), la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL de se volverá a encender y empezará a parpadear lentamente cuando entre de nuevo en contacto con la piel.
11. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel tratada.
12. Elija un método de aplicación para su sesión. Glide puede aplicarse de dos maneras: "Pulsación" and "Deslizamiento (para más información, consulte el cuadro de métodos de aplicación que figura a continuación).
  - Con el método PULSACIÓN, siga los pasos 9 a 11 anteriores en otra zona varias veces hasta cubrirla por completo.
  - Con el método DESLIZAMIENTO, mantenga continuamente presionado el GATILLO DE PULSOS y deslice el dispositivo con suavidad a través del área de tratamiento.



¡Si su piel se amolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!

## Métodos de aplicación

### PULSACIÓN

La PULSACIÓN es la mejor técnica para operar con los niveles más altos de energía, ya que permite un mejor control de la cobertura de la piel.

Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como







superposiciones entre un pulso y el otro.

Las pulsaciones de Silk'n Glide™ deben ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.



¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!



No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!  
Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.

### DESGLIZAMIENTO

El DESGLIZAMIENTO es el mejor modo de operar con niveles bajos de energía y obtener una sesión rápida y más eficiente. Si emplea el método de Deslizamiento, mantenga continuamente presionado el GATILLO DE PULSOS, deslizando el dispositivo por la zona que desea tratar, moviéndose lentamente sin perder el contacto con la piel. A los niveles de energía inferiores, el dispositivo necesita únicamente de 1 a 1,5 segundos para recargarse entre pulsos y proporciona una secuencia de pulsos ininterrumpida.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

### Sensor de Color de Piel

La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).

A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular Sensor de Color de Piel en el Silk'n Glide™ mide la complexión de la piel tratada. Si el Sensor de Color de Piel detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n Glide™, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones.

Si no ve ningún pulso de luz y la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL parpadea rápidamente, quiere decir que su tono de piel, medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para que la aplicación sea segura. Intente utilizar el dispositivo en otra parte del cuerpo o póngase en contacto con el servicio técnico de Silk'n™.





### 9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Glide™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Glide™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Glide™ es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Glide™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de Silk'n Glide™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** - durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz.
- **Alguna tenue rojez o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Glide™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente más notable alrededor de los pelos mismos. No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Glide™.

### 9.2. Después del tratamiento con Silk'n Glide™

1. Cuando haya finalizado la sesión con Glide™, mantenga pulsado el BOTÓN CENTRAL para apagar Glide™. Asegúrese de recordarr la última configuración del nivel de energía que haya utilizado, ya que esta no se restablecerá al volver a conectar Glide™.
2. Desenchufe el cable del Adaptador del tomacorriente.
3. Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Glide™, especialmente la Superficie de Tratamiento (ver: "Limpieza del Silk'n Glide™").
4. Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Glide™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.

Evite toda exposición al sol de las zonas de piel tratadas con niveles de energía 2 a 5. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar a lo largo de todo el periodo de depilación y al menos durante las 2 semanas posteriores a la última sesión con Silk'n Glide™.

## 10. El mantenimiento de Silk'n Glide™

### 10.1. Limpieza del Silk'n Glide™

Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Glide™, y especialmente la Superficie de Tratamiento

1. Desenchufe el Silk'n Glide™ antes de limpiarlo.
  2. Use un paño seco y limpio y un detergente especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Glide™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- ¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Glide™ ni cualquiera de sus partes!



## 11. Localización de fallas

### 11.1. Mi Silk'n Glide™ no se enciende

- Verificar que el cable del Adaptador está correctamente conectado al aparato Silk'n Glide™
- Verificar que el cable del Adaptador está enchufado en el tomacorriente en la pared

### 11.2. “No se emite ningún pulso luminoso cuando presiono el GATILLO DE PULSOS”

Asegúrese de que la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL de parpadea lentamente para garantizar un correcto contacto con la piel y que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté uniforme y firmemente presionada contra la piel. Para su seguridad, el GATILLO DE PULSOS solamente activará un pulso si la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está firmemente presionada contra la piel.

- Compruebe la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL. Si parpadea rápidamente, quiere decir que su tono de piel, medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para que la aplicación sea segura. Intente utilizar el dispositivo en otra parte del cuerpo o póngase en contacto con el servicio técnico de Silk'n™.
- Si la está permanentemente encendida, junto con cualquier otra luz indicadora, se ha producido un error en el sistema. Si este problema persiste, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente de Glide™ local.
- Si estos problemas persisten, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente de Glide™ local.
- Compruebe si la Luz Indicadora de Error del Sistema está encendida y si el resto de luces parpadean. De ser así, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. El dispositivo ha alcanzado la fase de Fin de Vida Útil y debe ser desechado correctamente. Deposite su viejo equipo en el punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sea retirado de modo seguro y eficiente.



No intente abrir o reparar su aparato Silk'n Glide™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos.

Tratar de abrir el Silk'n Glide™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía.

Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado

## 12. Servicio al cliente

Para más información sobre Silk'n Glide™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) o [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Si su Silk'n Glide™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n Glide™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n Glide™.

Para clientes en Canadá y los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Para clientes en otros países: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Especificaciones

|                                                 |                |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño del lugar                                |                | 1,3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]                                                              |
| Velocidad                                       |                | nivel de energía 1 - 1 pulso cada 1 segundo                                                    |
|                                                 |                | nivel de energía 2 - 1 pulso cada 1,5 segundos                                                 |
|                                                 |                | nivel de energía 3 - 1 pulso después de 2,3 segundos                                           |
|                                                 |                | nivel de energía 4 - 1 pulso después de 3 segundos                                             |
|                                                 |                | nivel de energía 5 - 1 pulso después de 3,4 segundos                                           |
| Tecnología                                      |                | Home Pulsed Light™                                                                             |
| Nivel máximo de energía                         |                | Max 5J/cm <sup>2</sup>                                                                         |
| Largo de onda                                   |                | 475-1200nm                                                                                     |
| Tiempo de carga / suministro de corriente       |                | Funcionamiento continuo                                                                        |
| Requisitos eléctricos                           |                | 100-240VAC, 2A                                                                                 |
| Tiempo necesario para tratar piernas más largas |                | 10 minutos                                                                                     |
| Funcionamiento y seguridad                      |                | El Sensor de Color de Piel garantiza un uso perfecto únicamente en los tipos de piel adecuados |
| Tamaño del paquete                              |                | 180x180x100 cm                                                                                 |
| Peso del sistema                                |                | 200 g                                                                                          |
| Temperatura                                     | Funcionamiento | De 10°C a 35°C                                                                                 |
|                                                 | Almacenamiento | -40 to +70°C                                                                                   |
| Humedad relativa                                | Funcionamiento | 30 to 75%rH                                                                                    |
|                                                 | Almacenamiento | 10 to 90%rH                                                                                    |
| Presión atmosférica                             | Funcionamiento | 700 to 1060hPa                                                                                 |
|                                                 | Almacenamiento | 500 to 1060hPa                                                                                 |
| Adaptor Rated Model                             |                | KSA24A1200150HE in the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A                            |



**Copyright © 2011 InnoEssentials Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Ημερομηνία Τύπωσης: Ιούλιος 2014**

Η InnoEssentials διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ή τις προδιαγραφές τους με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την InnoEssentials θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες για το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η InnoEssentials δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών ή πνευματικών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της InnoEssentials. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της InnoEssentials. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση. Η InnoEssentials κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χρήση της του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της InnoEssentials. Οι όροι ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## **Πίνακας Περιεχομένων**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Πριν Ξεκινήσετε</b>                                                      | <b>62</b> |
| 1.1. Περιγραφή συσκευής Silk'n Glide™                                          | 62        |
| 1.2. Περιεχόμενα συσκευασίας                                                   | 62        |
| <b>2. Ενδεδειγμένη Χρήση του Silk'n Glide™</b>                                 | <b>63</b> |
| <b>3. Ασφάλεια με το Silk'n Glide™</b>                                         | <b>63</b> |
| <b>4. Αντενδείξεις</b>                                                         | <b>64</b> |
| <b>5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™ εάν:</b>                            | <b>66</b> |
| <b>6. Αποφύγετε τη χρήση του Silk'n Glide™ αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:</b> | <b>67</b> |
| <b>7. Πιθανές Παρενέργειες της χρήσης του Silk'n Glide™</b>                    | <b>68</b> |
| <b>8. Μακροχρόνια αποτρίχωση με το Glide™</b>                                  | <b>69</b> |
| <b>9. Ξεκινήστε</b>                                                            | <b>70</b> |
| 9.1. Τι να περιμένετε από τη χρήση του Silk'n Glide™;                          | 73        |
| 9.2. Μετά την εφαρμογή του Silk'n Glide™                                       | 73        |
| <b>10. Συντήρηση του Silk'n Glide™</b>                                         | <b>74</b> |
| 10.1. Καθαρισμός του Silk'n Glide™                                             | 74        |
| <b>11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων</b>                                            | <b>74</b> |
| 11.1. "Το Silk'n Glide™ μου δεν δουλεύει."                                     | 74        |
| 11.2. "Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός όταν πιέζω τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΛΜΟΥ."            | 74        |
| <b>12. Εξυπηρέτηση Πελατών</b>                                                 | <b>75</b> |
| <b>13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>                                              | <b>75</b> |

Πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™ για πρώτη φορά, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες για τη διαδικασία χρήση της συσκευής, το χειρισμό της συσκευής και τις διαδικασίες μετά τη χρήση. Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε ξανά το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη πριν από κάθε χρήση του Silk'n Glide™. Το Silk'n Glide™ είναι μια ηλεκτρική συσκευή και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. Παρακαλείστε να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και να τις ακολουθείτε αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Silk'n Glide™.


## 1. Πριν Ξεκινήσετε

**Το Silk'n Glide™ είναι μια συσκευή αποτρίχωσης με βάση το φως, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση.**

### 1.1 Περιγραφή συσκευής Silk'n Glide™

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Silk'n Glide™ διαθέτει μία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ένα ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ και μία ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΑΛΜΩΝ.

- ① Χειριστήριο ελέγχου
- ② Σκανδάλη παλμών
- ③ Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας
- ④ Επιφάνεια Εφαρμογής
- ⑤ Κεντρικό Πλήκτρο
- ⑥ Φωτάκια επιπέδου ισχύος
- ⑦ Προειδοποιητικά φωτάκια  
ετοιμότητας/ χρώματος επιδερμίδας



### 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίγοντας τη συσκευασία Silk'n Glide™ θα βρείτε τα ακόλουθα περιεχόμενα:

- Συσκευή Αποτρίχωσης Silk'n Glide™
- Βάση στήριξης
- Το Εγχειρίδιο Χρήσης
- Κάρτα εγγύησης Silk'n



## 2. Ενδεδειγμένη Χρήση του Silk'n Glide™

Το Silk'n Glide™ ενδείκνυται για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Το Silk'n Glide™ ενδείκνυται, επίσης, για μακροχρόνια αποτελέσματα ή και μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας. Η μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας ορίζεται ως μακροχρόνια, σταθερή μείωση του αριθμού των τριχών που επανεμφανίζονται μετά από την εφαρμογή.

Το Silk'n Glide™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος. Η χρήση του Silk'n Glide™ είναι ιδανική για περιοχές όπως οι μασχάλες, η γραμμή του μπικίνι, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο, η πλάτη και το στήθος.

## 3. Ασφάλεια με το Silk'n Glide™

Με το Silk'n Glide™ η Ασφάλεια Έρχεται Πρώτη.

**Η τεχνολογία HPL™ του Silk'n Glide™ - Υπερέχουσα ασφάλεια με χαμηλό επίπεδο ισχύος:**

Η τεχνολογία Home Pulsed Light™ (Οικιακό Παλμικό Φως) είναι σε θέση να επιτύχει μακροχρόνια αποτριχυντικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αισθητά χαμηλότερο επίπεδο ισχύος από τις άλλες συσκευές αποτρίχωσης με βάση το φως. Η χαμηλή ισχύς που χρησιμοποιείται από το Silk'n Glide™ μειώνει τις πιθανότητες βλαβών ή παρενεργειών και συμβάλλει στη συνολική σας ασφάλεια.

**Το Silk'n Glide™ προστατεύει το δέρμα σας:**

Η αποτρίχωση με βάση το φως δεν είναι κατάλληλη για φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες ή μαυρισμένο δέρμα. Το Silk'n Glide™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ που είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελέγχει το δέρμα στο οποίο εφαρμόζεται και να επιτρέπει τη λειτουργία μόνο σε κατάλληλες επιδερμίδες. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός ασφαλείας δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία σε περιοχές που το δέρμα σας είναι σκούρο ή πολύ μαυρισμένο. Επιπλέον, η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με 3 τετρ. εκ., μέσω της οποίας στέλνονται οι παλμοί φωτός, είναι ενσωματωμένη μέσα στην συσκευή. Αυτό διευκολύνει την συσκευή Glide™ να προστατεύει το δέρμα σας αποφεύγοντας την άμεση επαφή ανάμεσα στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ και το δέρμα.

**Το Silk'n Glide™ προστατεύει τα μάτια σας:**

Η συσκευή Silk'n Glide™ διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο παλμός φωτός να μην μπορεί να μεταδοθεί όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ βλέπει αέρα. Η δυνατότητα ασφαλείας ενεργοποιεί την θεραπεία μόνο όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ βρίσκεται σε επαφή με το ιστό.



## 4. Αντενδείξεις

### Σημαντική Πληροφορία Ασφαλείας - Διαβάστε Πριν τη Χρήση!

Το Silk'n Glide™ δεν είναι κατάλληλο για όλους. Παρακαλείστε να διαβάσετε και να λάβετε υπ' όψιν τις πληροφορίες που ακολουθούν, πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλές μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε το [www.silkn.com](http://www.silkn.com) ή την τοπική σας διεύθυνση Silk'n™.

Η αποτρίχωση με λέιζερ ή πηγές έντονων παλμικών φωτός μπορούν να προκαλέσουν αύξηση τριχοφυΐας σε μερικά άτομα. Με βάση τα ισχύοντα διαθέσιμα δεδομένα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν αυτήν την αντίδραση από τη θεραπεία στο πρόσωπο και το λαιμό είναι οι γυναίκες με κληρονομικότητα από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική.

| Προειδοποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                             | Πιθανά αποτελέσματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Συμβουλή Ασφάλειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Glide™ σε φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες.</p> <p><b>Δεν είναι ασφαλές!</b></p>  <p>Δείτε τον πίνακα που βρίσκεται στη συσκευασία για το χρώμα μαλλιών και δέρματος</p> | <p>Η χρήση του Silk'n Glide™ σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως κοκκινίλες και ενοχλήσεις στο δέρμα</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Ένας μοναδικός ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ είναι ενσωματωμένος στο Silk'n Glide™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ διασφαλίζει ότι παλμοί θα απελευθερώνονται μόνο σε κατάλληλες δερματικές αποχρώσεις.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Μην χρησιμοποιείτε τα επίπεδα ενέργειας 2-5 του Silk'n Glide™ σε μαυρισμένο δέρμα ή μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος).</p> <p>Μην εκθέτετε τις περιοχές στις οποίες έχετε κάνει εφαρμογή στον ήλιο.</p>                       | <p>Η θεραπεία με τα επίπεδα ενέργειας 2-5 του Silk'n Glide™ πριν ή μετά από οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο πιθανώς να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως κοκκινίλες και δυσανεξία του δέρματος. Το μαυρισμένο δέρμα ειδικά μετά από έκθεση στον ήλιο, περιέχει μεγάλες ποσότητες από χρωστική Μελανίνη.</p> <p>Αυτό ισχύει για κάθε τύπο και χρώμα επιδερμίδας συμπεριλαμβανομένων όσων δεν φαίνεται να μαυρίζουν γρήγορα.</p> <p>Η παρουσία μεγάλης ποσότητας Μελανίνης εκθέτει το δέρμα σε μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη χρήση μεθόδων αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως.</p> | <p>Αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε επίπεδο ενέργειας μεγαλύτερο από το χαμηλότερο, να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο για 4 εβδομάδες πριν και 2 εβδομάδες μετά από τη θεραπεία με το Silk'n Glide™. Έκθεση στον ήλιο νοείται η άμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερα από 15 λεπτά συνεχόμενα, ή η άμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερα από 1 ώρα συνεχόμενα. Για να προστατέψετε το δέρμα που έχετε αποτρίχώσει πρόσφατα κατά την έκθεση στον ήλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απλώσει προσεκτικά αντηλιακό προστασίας SPF 30 ή μεγαλύτερο, για 2 εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης. Το χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας Silk'n Glide™ (1) σχεδιάστηκε ειδικά για ασφαλή χρήση ακόμα και μετά την έκθεση στον ήλιο. Μετά την έκθεση στον ήλιο μπορείτε να συνεχίσετε την χρήση της συσκευής Silk'n Glide™, αλλά μόνο στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.</p> |





| Προειδοποίηση                                                                                                                                                                                                                           | Πιθανά αποτελέσματα                                                                                                                                                                                                                           | Συμβουλή Ασφάλειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Glide™ γύρω από ή κοντά στα μάτια.                                                                                                                                                                    | Αν και το Silk'n Glide™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτρίχωση του προσώπου, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση για την αποφυγή των ματιών.                                                                                          | Η συσκευή Silk'n Glide™ διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα ασφάλειας για την προστασία των ματιών. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο παλμός φωτός να μην μπορεί να μεταδοθεί όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ βλέπει αέρα. Η Σκανδάλη Παλμών ενεργοποιεί την θεραπεία μόνο όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ βρίσκεται σε επαφή με το ιστό. |
| Μην εφαρμόζετε σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, σκούρα καφέ ή μαύρα σημάδια (όπως μεγάλες φακίδες, εκ γενετής σημάδια, ελίες ή κρεατοελιές), στις ρώγες, τα γεννητικά όργανα και τα χείλη.                                                 | Η χρήση του Silk'n Glide™ σε οποιαδήποτε περιοχή που είναι σκουρόχρωμη ή έχει περισσότερες χρωστικές ουσίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση). | Καλύψτε την περιοχή με υλικό που δεν απορροφά το φως, όπως ένα λευκό πανί ή χειρουργικό επίδεσμο.                                                                                                                                                                                                                  |
| Μην εφαρμόζετε σε ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, κακώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (έρπητες), ανώμαλες δερματικές συνθήκες που έχουν προκληθεί από συστηματικές ή μεταβολικές νόσους (π.χ. διαβήτη).                                       | Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.                                                                                                                             | Περιμένετε να αναρρώσει η προσβεβλημένη περιοχή πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                             |
| Εκδηλώνεται έρπητας σε περιοχές εφαρμογής που έχουν ιστορικό.                                                                                                                                                                           | Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.                                                                                                                             | Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για προληπτική θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                       |
| Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™ αν είστε έγκυος ή σε περίοδο θηλασμού.                                                                                                                                                             | Ορμονικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος και τον κίνδυνο παρενεργειών.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μην χρησιμοποιήσετε σε περιοχές που ίσως θελήσετε να αφήσετε τις τρίχες να μεγαλώσουν ξανά.                                                                                                                                             | Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Κρατήστε όλα τα μέρη του Silk'n Glide μακριά από το νερό! Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Silk'n Glide™ οπουδήποτε απ' όπου θα μπορούσε να πέσει, να σπρωχτεί ή να βρεθεί σε μπανιέρα, νιόχυτη ή κάποιο άλλο δοχείο που περιέχει νερό. | Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτροπληξία.                                                                                                                                                                                     | Μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Glide™: ενώ κάνετε μπάνιο, εάν υγρανθεί ή βραχεί. Βγάλτε το αμέσως από την πρίζα εάν πέσει σε νερό.                                                                                                                                                                                   |





| Προειδοποίηση                                                            | Πιθανά αποτελέσματα                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Συμβουλή Ασφάλειας                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n Glide™. | Το άνοιγμα του Silk'n Glide™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκάτερο ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας. | Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή. |

## 5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Glide™ εάν:

|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με τα βύσματα, τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με την συσκευή Glide™ | τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα δεν είναι εγκεκριμένα από τη InnoEssentials | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |
| το καλώδιο ή το βύσμα του έχουν υποστεί βλάβες.                                                                              | Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.                        | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |
| δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.                                                                          |                                                                          | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |
| δεν λειτουργεί κανονικά ή εάν φαίνεται χαλασμένο.                                                                            |                                                                          | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |
| ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ του είναι ραγισμένος ή σπασμένος.                                                          |                                                                          | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |
| το εξωτερικό κέλυφος έχει ραγίσει ή διαλυθεί.                                                                                |                                                                          | Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™. |



## 6. Αποφύγετε τη χρήση του Silk'n Glide™ αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

|                                                                                                                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ιστορικό σχηματισμού τորπιλοιδών ουλών.                                                                                                           | Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση του Silk'n Glide™. |
| Αν πάσχετε από επιληψία.                                                                                                                          |                                                                |
| Αν πάσχετε από ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως η πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.                |                                                                |
| Αν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή περιοχές με πιθανά δερματικά καρκινώματα.                                                               |                                                                |
| Αν έχετε υποβληθεί σε ραδιοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.                                                              |                                                                |
| Αν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος που, σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού σας, θα καθιστούσε την εφαρμογή μη ασφαλή για εσάς.                    |                                                                |
| Αν το δέρμα σας έχει υποβληθεί σε συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό σας. |                                                                |



## 7. Πιθανές Παρενέργειες της χρήσης του Silk'n™

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, παρενέργειες και επιπλοκές σχετιζόμενες με τη χρήση του Silk'n™ είναι ασυνήθεις. Ωστόσο, κάθε κοσμητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσορίζονται για κατ'οίκον χρήση, εμπεριέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκληθούν με τη χρήση συστημάτων αποτρίχωσης παλμικού φωτός σχεδιασμένων για κατ'οίκον χρήση.

| Ανεπιθύμητη Αντίδραση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Βαθμός Κινδύνου |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Μικρή Δερματική Ενόχληση</b> - Αν και η κατ'οίκον αποτρίχωση παλμικού φωτός είναι γενικά ανώδυνη, οι περισσότεροι χρήστες νιώθουν κάποια μικρή ενόχληση κατά τη χρήση, η οποία συνήθως περιγράφεται ως μια ήπια αίσθηση τσιμπήματος στις περιοχές εφαρμογής. Η αίσθηση τσιμπήματος συνήθως διαρκεί για το χρόνο της εφαρμογής ή και για κάποια λεπτά αργότερα. Οτιδήποτε πέραν αυτής της μικρής ενόχλησης είναι αφύσικο και σημαίνει ότι, είτε δε θα πρέπει να συνεχίσετε τη χρήση του Silk'n Glide™ γιατί αδυνατείτε να ανεχθείτε τη διαδικασία αποτρίχωσης, ή το επίπεδο ισχύος είναι ρυθμισμένο πολύ ψηλά. | Μικρός          |
| <b>Κοκκίνισμα Δέρματος</b> - Το δέρμα σας ενδέχεται να κοκκινίσει αμέσως μετά τη χρήση του Silk'n Glide™ ή μέσα σε 24 ώρες από τη χρήση του Silk'n Glide™. Το κοκκίνισμα συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες. Εάν δεν εξαφανιστεί μέσα σε 2 με 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Μικρός          |
| <b>Αυξημένη Ευαισθησία στο Δέρμα</b> - Το δέρμα της περιοχής όπου έχει γίνει εφαρμογή είναι περισσότερο ευαίσθητο, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξηρασία ή απολεπίδωση του δέρματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Μικρός          |
| <b>Χρωματικές Μεταβολές</b> - Το Silk'n Glide™ στοχεύει στο στέλεχος της τρίχας, και συγκεκριμένα στα κύτταρα χρωστικών ουσιών στη ρίζα της τρίχας και τη ρίζα της τρίχας καθ' αυτή. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος προσωρινής υπερχρωμάτωσης (αυξημένες χρωστικές ουσίες ή δυσχρωματισμός καφέ χρώματος) ή αποχρωμάτωσης (λεύκανσης) στο περιβάλλον δέρμα. Ο κίνδυνος μεταβολών στο χρώμα του δέρματος είναι μεγαλύτερος στα άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Συνήθως ο δυσχρωματισμός ή οι μεταβολές των χρωστικών του δέρματος είναι προσωρινό φαινόμενο και μόνιμη υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση συμβαίνουν σπανίως. | Σπανίως         |
| <b>Έντονο Κοκκίνισμα και Πρήξιμο</b> - Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να πρηστεί. Αυτό είναι πιο σύνθετο σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Το κοκκίνισμα και το πρήξιμο θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 με 7 ημέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συχνές εφαρμογές πάγου. Απαλός καθαρισμός ενδείκνυται, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο.                                                                                                                                                                                                 | Σπανίως         |



## 8. Μακροχρόνια αποτρίχωση με το Glide™

Ένας φυσιολογικός κύκλος ανάπτυξης της τρίχας διαρκεί 18-24 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ενδέχεται να χρειαστούν πολλαπλές εφαρμογές Silk'n Glide™ προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια αποτρίχωση. Η αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την περιοχή του σώματος, το χρώμα της τρίχας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Silk'n Glide™. Τυπικός προγραμματισμός αποτρίχωσης με Silk'n™ κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ανάπτυξης της τρίχας:

Εφαρμογές 1-4 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους δύο εβδομάδες

Εφαρμογές 5-7 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους τέσσερις εβδομάδες

Εφαρμογές 8 + – εφαρμόστε όποτε χρειάζεται, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

### Αναμενόμενα Αποτελέσματα Αποτρίχωσης

| Τύπος δέρματος σε κλίμακα Fitzpatrick | Χρώμα μαλλίνων               | Ουχρό γαλακτώδες [J/cm <sup>2</sup> ] | Περιοχή του σώματος <sup>2</sup> | Μέσος αριθμός εφαρμογών 1                | Αποτελεσματικότητα (% αφαίρεση τριχών/ επανεμφάνιση) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| I-IV                                  | Ανοιχτό καστανό προς καστανό | 3-4.5                                 | Γάμπες και μηροί                 | 10-12 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες | 60% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Χέρια                            |                                          | 50% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Γραμμή μπικίνι                   |                                          | 60% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Μασχάλες                         |                                          | 55% μείωση τριχοφυΐας                                             |
| I-IV                                  | Καστανό προς μαύρο           | 3-4.5                                 | Γάμπες και μηροί                 | 8-10 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες  | 70% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Χέρια                            |                                          | 60% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Γραμμή μπικίνι                   |                                          | 70% μείωση τριχοφυΐας                                             |
|                                       |                              |                                       | Μασχάλες                         |                                          | 65% μείωση τριχοφυΐας                                             |

1. Η ανταπόκριση εξαρτάται από τον τύπο των τριχών, καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Κάποιοι χρήστες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες εφαρμογές από τον μέσο όρο.

2. Μην περιμένετε μόνιμη αφαίρεση των τριχών μετά από έναν ή δύο κύκλους εφαρμογών. Η διάρκεια αδρανοποίησης των ριζών εξαρτάται επίσης από την περιοχή του σώματος.



## 9. Ξεκινήστε!

1. Βγάλτε τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Silk'n Glide™ και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
2. Συνδέστε το καλώδιο της ΒΑΣΗΣ στην υποδοχή της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Silk'n Glide™.
3. Συνδέστε τη ΒΑΣΗ σε έναν ρευματοδότη. Όλες οι φωτεινές ενδείξεις στο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ θα ανάψουν και θα οβήσουν επαναλαμβανόμενα σε μία κυκλική κίνηση.  
Το Silk'n Glide™ σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

### Χρησιμοποιήστε το Silk'n Glide™ ορθά και με ασφάλεια!

#### Εφαρμόστε επιλέγοντας περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο.

4. Το δέρμα στις περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. Μην αποτρίχνετε με κερί, τοιμπαδάκι ή τραβώντας τις τρίχες. Το ξύρισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!  
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ξυριστείτε 3 ημέρες πριν την εφαρμογή ή όταν οι τρίχες έχουν μήκος 1-2 mm - 3/32 ίντσες.
5. Πατήστε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί, η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ του Επιπέδου Ενέργειας 1 θα ανάψει και θα ακουστεί ένας ήχος ανεμιστήρα.
6. Περίπου 1 δευτερόλεπτο αφού πατήσετε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ, το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ θα ανάψει. Η συσκευή είναι έτοιμη για να πατήσετε τη σκανδάλη για τον πρώτο παλμό στο χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας.
7. Αν αυτή είναι η πρώτη σας εφαρμογή - Επιλέξτε επίπεδο ισχύος. Το Glide™ διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 (κατώτατο) έως 5 (ανώτατο). Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ισχύος για την πρώτη σας εφαρμογή, δοκιμάστε ξεχωριστά σε κάθε περιοχή:

- Τοποθετήστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο δέρμα και πιέστε το κουμπί για να εκπέμψετε έναν παλμό. Αν δεν αισθανθήκατε μη φυσιολογική δυσφορία πατήστε το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ξανά. Αυτό θα αυξήσει το επίπεδο ενέργειας. Απελευθερώστε έναν παλμό σε ένα διαφορετικό σημείο στο επίπεδο ενέργειας 2.
- Συνεχίστε να δοκιμάζετε αυξανόμενα το επίπεδο ισχύος, έως ότου φτάσετε το ανώτατο επίπεδο με το οποίο νιώθετε άνετα. Εάν μέσα σε μια ώρα δεν υπάρχουν παρενέργειες, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο ισχύος.
- Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή για κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτρίχώσετε.

8. Πατήστε το επίπεδο ενέργειας. Για να ορίσετε ένα επίπεδο ενέργειας υψηλότερο ή χαμηλότερο, πατήστε επαναλαμβανόμενα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ για να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας από το 1 στο 5 και από το 5 απευθείας στο 1, μέχρι να οριστεί το επιθυμητό επίπεδο ενέργειας. Τα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ θα δείξουν την ρύθμιση του επιπέδου ενέργειας. (Για λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο "Επίπεδα Ενέργειας" σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).





### Επίπεδο Ισχύος

Το επίπεδο ενέργειας καθορίζει την ένταση του παλμού φωτός του Silk'n Glide™ που εφαρμόζεται πάνω στην επιδερμίδα σας. Όσο το επίπεδο ενέργειας αυξάνει, τόσο επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα αποτρίχωσης καθώς όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος πιθανών παρενεργειών και επιπλοκών.

Η ολίσθηση διαθέτει 5 επίπεδα ενέργειας από το 1 (το κατώτατο) έως το 5 (το ανώτατο), τα οποία υποδεικνύονται από 5 φωτάκια ένδειξης επιπέδου ενέργειας. Κάθε φορά που ανοίγετε το Silk'n™, το επίπεδο ισχύος επανέρχεται αυτόματα στο κατώτατο επίπεδο ισχύος. Μόνο ένα ΦΩΤΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ θα είναι αναμμένο. Για να ορίσετε ένα επίπεδο ενέργειας, πατήστε επαναλαμβανόμενα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ για να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας από το 1 στο 5 και από το 5 απευθείας στο 1.

- Εφαρμόστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο δέρμα, εξασφαλίζοντας ότι απλώνεται στην επιδερμίδα ομοιόμορφα και ομαλά. Μόλις η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ είναι σε πλήρη επαφή με την επιδερμίδα, το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
- Πατήστε την ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΑΛΜΩΝ. Η συσκευή πρώτα θα καθορίσει το χρώμα του δέρματός σας. Αν το χρώμα της επιδερμίδας είναι αρκετά ανοιχτό για ασφαλή εφαρμογή, η συσκευή θα στείλει έναν παλμό φωτός πάνω στην επιδερμίδα σας, και το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ θα σβήσει πάλι. Θα δείτε μια δυνατή λάμψη φωτός και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα διακριτικό κρότο, ο οποίος είναι ο κανονικός ήχος της συσκευής. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος. Το Silk'n Glide™ θα φορτίσει αμέσως για τον επόμενο παλμό. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα (ανάλογα με το καθορισμένο επίπεδο ενέργειας) το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ θα ανάψει πάλι και θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά μόλις ακουμπήσετε πάλι στην επιδερμίδα.
- Απομακρύνετε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ από την περιοχή του δέρματος όπου μόλις την εφαρμόσατε.
- Επιλέξτε μία μέθοδο εφαρμογής για την δική σας συνεδρία. Η ολίσθηση μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους: Παλμοί™ και Όλίσθηση™ (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το παρακάτω πλαίσιο μεθόδων εφαρμογής).
  - Για την μέθοδο ΠΑΛΜΩΝ, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 9-11 επαναλαμβανόμενα μέχρι να καλυφθεί πλήρως ολόκληρη η περιοχή.
  - Για την μέθοδο ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, κρατήστε συνεχώς πατημένη την ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΑΛΜΩΝ, και περάστε απαλά την συσκευή στην περιοχή υπό θεραπεία.



**Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!**

### Μέθοδοι εφαρμογής ΠΑΛΜΟΙ

Οι ΠΑΛΜΟΙ αποτελούν την καλύτερη τεχνική για εργασία με υψηλότερα επίπεδα ενέργειας καθώς διευκολύνει καλύτερα τον έλεγχο καλυψής της επιδερμίδας. Κατά την μέθοδο των παλμών, οι παλμοί του Glide™ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σειρές, ξεκινώντας από τη μια άκρη κάθε σειράς





και προχωρώντας διαδοχικά προς την άλλη άκρη. Αυτή η μέθοδος σας βοηθάει να στην αποφυγή διπλοκαλύψεων και πολλαπλών εφαρμογών στην ίδια περιοχή δέρματος. Κατά την εφαρμογή των παλμών, η ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Silk'n Glide™ σχεδιάστηκε για να δημιουργεί προσωρινά σημάδια στην περιοχή υπό θεραπεία. Σε κάθε επανατοποθέτηση της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ να παρατηρείτε αυτά τα σημάδια πίεσης ώστε να σας καθοδηγούν στην σωστή τοποθέτηση του επόμενου παλμού, αποφεύγοντας έτσι τα κενά και την διπλοκάλυψη μεταξύ των παλμών.



**Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη των παλμών!**



**Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος παρά μόνο μια φορά σε κάθε συνεδρία! Οι περισσότερες από μια εφαρμογές στην ίδια περιοχή δέρματος ανά συνεδρία αυξάνουν την πιθανότητα παρενεργειών.**

### **ΟΛΙΣΘΗΣΗ**

Η ΟΛΙΣΘΗΣΗ είναι ο καλύτερος τρόπος για εργασία στα χαμηλά επίπεδα ενέργειας και πετυχαίνει μία γρηγορότερη και περισσότερο αποτελεσματική συνεδρία. Κατά την ολίσθηση, κρατήστε συνεχώς πατημένη την ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΑΛΜΩΝ και χρησιμοποιώντας μία αργή κίνηση ολίσθησης ενώ κρατάτε επαφή με την επιδερμίδα, κινήστε απαλά την συσκευή κατά μήκος της περιοχής υπό θεραπεία. Στα χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας η συσκευή χρειάζεται μόνο 1-1,5 δευτερόλεπτα για να επαναφορτιστεί μεταξύ των παλμών και διαθέτει αλυσιδωτές αναλαμπές.



**Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!**

### **Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας**

Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτιση). Προς αποφυγή κακής χρήσης, ένας μοναδικός ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ είναι ενσωματωμένος στο Silk'n Glide™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Εάν ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ εντοπίσει τόνο επιδερμίδας πιο σκούρο απ' ότι ενδείκνυται για τη χρήση του Silk'n Glide™, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να εκπέμπει παλμούς. .







Αν δεν εμφανιστεί κανένας παλμός φωτός και το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ αναβοσβήνει γρήγορα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το χρώμα της επιδερμίδας σας, μετρούμενο από τον ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, είναι πολύ σκούρο για ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σε ένα διαφορετικό σημείο ή επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Silk'n™.

### 9.1 Τι να περιμένετε από τη χρήση του Silk'n Glide™;

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n Glide™ ενδέχεται να είναι η πρώτη τους εμπειρία με μια συσκευή βασισμένη στο φως, σχεδιασμένη για κατ'οίκον χρήση. Το Silk'n Glide™ είναι εύκολο στη χρήση και οι συνεδρίες αποτρίχωσης διαρκούν λίγο. Κατά την εφαρμογή του Silk'n Glide™ είναι φυσιολογικό να βιώσετε και να νιώσετε:

- **Ήχο Ανεμιστήρα** – Ο ανεμιστήρας ψύξης μέσα στο Silk'n Glide™ κάνει θόρυβο παρόμοιο με σεσουάρ μαλλιών. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- **Κρότο με Κάθε Παλμό** – Όταν εκπέμπεται ένας παλμός HPL™, είναι φυσιολογικό να ακούσετε ένα διακριτικό κρότο ταυτόχρονα με μια λάμψη φωτός.
- **Αίσθηση Θερμότητας και Μουδιάσματος** – Κατά τη διάρκεια κάθε παλμού φωτός είναι φυσιολογική μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος από τη ενέργεια του φωτός.
- **Κάποιες Ελαφρές Κοκκινίλες του δέρματος** – Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εφαρμογή του Silk'n Glide™ δεν είναι ασυνήθες να παρατηρήσετε κάποιο ελαφρύ κοκκίνισμα του δέρματος. Αυτό είναι συνήθως πιο εμφανές γύρω από τις ίδιες τις τρίχες.

Ωστόσο, αν δείτε υπερβολικό κοκκίνισμα του δέρματος, φουσκάλες ή εγκαύματα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του Silk'n Glide™.

### 9.2 Μετά την εφαρμογή του Silk'n Glide™

1. Όταν η συνεδρία του Glide™ ολοκληρωθεί απενεργοποιήστε το Glide™ πατώντας παρατεταμένα το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟ. Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε το τελευταίο επίπεδο ενέργειας που χρησιμοποιήσατε, καθώς δεν θα επανέλθει όταν ενεργοποιήσετε πάλι την συσκευή Glide™.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της ΒΑΣΗΣ από την ηλεκτρική πρίζα.
3. Μετά από κάθε χρήση συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Glide™, ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Δείτε "Καθαρισμός του Silk'n Glide™").
4. Μετά τον καθαρισμό συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή Silk'n Glide™ στην αρχική συσκευασία της και να τη φυλάσσετε μακριά από νερό.



#### Φροντίδα του δέρματος μετά την αποτρίχωση

Μην αφήνετε εκτεθειμένες στον ήλιο τις περιοχές που έχουν υποστεί θεραπεία σε επίπεδα ενέργειας 2-5. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε προσεκτικά το δέρμα που έχει υποστεί θεραπεία με αντηλιακό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποτρίχωσης και για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία εφαρμογή του Silk'n Glide™.





## 10. Συντήρηση του Silk'n Glide™

### 10.1 Καθαρισμός του Silk'n Glide™

Μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης, συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Glide™ σας και ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

1. Αποσυνδέστε το Silk'n Glide™ πριν το καθαρίσετε.

2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανί και κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού για ηλεκτρονικές συσκευές για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια του Silk'n Glide™ και ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Ποτέ μη βυθίζετε το Silk'n Glide™ ή κάποιο από τα εξαρτήματά του στο νερό!

## 11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### 11.1 “To Silk'n Glide™ μου δεν δουλεύει.”

- Βεβαιωθείτε πως η ΒΑΣΗ είναι συνδεδεμένη σωστά με τη συσκευή Silk'n Glide™.
- Βεβαιωθείτε πως η ΒΑΣΗ είναι συνδεδεμένη με μια ηλεκτρική πρίζα.

### 11.2. “Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός όταν πιέζω το ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΛΜΟΥ”

Βεβαιωθείτε ότι το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ αναβοσβήνει αργά ώστε να εξασφαλίσετε ότι έχετε την κατάλληλη επαφή με την επιδερμίδα και ότι η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ πιέζεται ομοιόμορφα και σταθερά στην επιδερμίδα. Για την δική σας ασφάλεια, το ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΛΜΟΥ θα ενεργοποιήσει έναν παλμό μόνο αν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ πιέζει σταθερά την επιδερμίδα.

- Τσεκάρτε το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ. Αν αναβοσβήνει γρήγορα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η απόχρωση της επιδερμίδας σας, μετρούμενη από τον ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, είναι πολύ σκούρο για ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σε ένα διαφορετικό σημείο ή επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Silk'n™.
- Αν το φωτάκι είναι σταθερά αναμμένο, καθώς και όσα άλλα προειδοποιητικά φωτάκια, υπάρχει σφάλμα συστήματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
- Αν αυτά τα προβλήματα συνεχιστούν, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
- Ελέγξτε αν ανάβει το Προειδοποιητικό Φωτάκι Σφάλματος Συστήματος και αν όλα τα υπόλοιπα φωτάκια αναβοσβήνουν. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα. Η συσκευή έφτασε στο στάδιο του τέλους του κύκλου της ζωής της. Αυτή η συσκευή πρέπει να απορριφθεί κανονικά. Παραδώστε την παλιά σας συσκευή στο κοντινότερο σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων για ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση.



Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n Glide™. Μόνο εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής Silk'n™ έχουν την άδεια να εκτελούν επισκευές.





Το άνοιγμα του Silk'n Glide™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκάτερα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Το άνοιγμα του Silk'n Glide™ ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.

## 12. Εξυπηρέτηση Πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n™ παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον τοπικό σας δικτυακό τόπο, [www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu) ή [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com). Εάν η συσκευή σας είναι χαλασμένη, έχει υποστεί βλάβες ή χρειάζεται επισκευή και για οποιοδήποτε άλλη βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας Εξυπηρέτηση Πελατών Silk'n™. Για πελάτες στις ΗΠΑ και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silk'n.com](mailto:contact@silk'n.com). Για πελάτες στις υπόλοιπες χώρες: [info@silk'n.com](mailto:info@silk'n.com)

## 13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                                    |            |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέγεθος Επιφάνειας                                 |            | 1,3 εκ. x 3 εκ. [3,9 εκ.]                                                                                  |
| Ταχύτητα                                           |            | επίπεδο ενέργειας 1-1 παλμός κάθε 1 δευτερόλεπτο                                                           |
|                                                    |            | επίπεδο ενέργειας 2-1 παλμός κάθε 1,5 δευτερόλεπτο                                                         |
|                                                    |            | επίπεδο ενέργειας 3-1 παλμός μετά από 2,3 δευτερόλεπτα                                                     |
|                                                    |            | επίπεδο ενέργειας 4-1 παλμός μετά από 3 δευτερόλεπτα                                                       |
|                                                    |            | επίπεδο ενέργειας 5-1 παλμός μετά από 3,4 δευτερόλεπτα                                                     |
| Τεχνολογία                                         |            | Home Pulsed Light™                                                                                         |
| Μέγιστο Επίπεδο Ισχύος                             |            | Μέγιστο 5 J/cm <sup>2</sup>                                                                                |
| Μήκος κύματος                                      |            | 475-1200nm                                                                                                 |
| Χρόνος φόρτισης / Πηγής Ισχύος                     |            | Συνεχής λειτουργία                                                                                         |
| Ηλεκτρικές προϋποθέσεις                            |            | 100-240VAC, 2A                                                                                             |
| Χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή στις γάμπες |            | 10 λεπτά                                                                                                   |
| Χειρισμός και Ασφάλεια                             |            | Αισθητήρας Χρώματος/Επιδερμίδας εξασφαλίζει χωρίς ραφή την χρήση μόνο στους κατάλληλους τύπους επιδερμίδας |
| Μέγεθος συσκευασίας                                |            | 180x180x100 εκ.                                                                                            |
| Συνολικό βάρος                                     |            | 200 γρ.                                                                                                    |
| Θερμοκρασία                                        | Χρήση      | 10 με 35°C                                                                                                 |
|                                                    | Αποθήκευση | -40 με +70°C                                                                                               |
| Σχετική Υγρασία                                    | Χρήση      | 30 με 75%RH                                                                                                |
|                                                    | Αποθήκευση | 10 με 90%RH                                                                                                |
| Ατμοσφαιρική Πίεση                                 | Χρήση      | 700 με 1060hPa                                                                                             |
|                                                    | Αποθήκευση | 500 με 1060hPa                                                                                             |
| Adaptor Rated Model                                |            | KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A                                        |



Copyright 2013 © InnoEssentials Alle rettigheter reservert.

Print dato: juli 2014

InnoEssentials forbeholder seg retten til å foreta endringer av sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet eller produserbarhet. Informasjon supplert av InnoEssentials antas å være korrekt og pålitelig ved publiseringstidspunktet. InnoEssentials påtar seg imidlertid ingen ansvar for bruken av nevnt informasjon. Ingenting i innholdet av denne informasjonen skal fortolkes som tildeling, ved implikasjon eller andre måter, som en lisens i henhold til noe/n patent eller rettigheter tilhørende InnoEssentials

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra InnoEssentials

Data kan endres uten videre varslng.

InnoEssentials har patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforhold i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med InnoEssentials

Spesifikasjoner kan endres uten varslng.

InnoEssentials International Invention Works B.V.Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Innholdsfortegnelse

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Før du begynner</b>                                               | <b>77</b> |
| 1.1 Beskrivelse av Silk'n Glide™                                        | 77        |
| 1.2 Innholdet i pakken                                                  | 77        |
| <b>2. Tiltenkt bruk av Silk'n Glide™</b>                                | <b>78</b> |
| <b>3. Sikkerhet med Silk'n Glide™</b>                                   | <b>78</b> |
| <b>4. Kontraindikasjoner</b>                                            | <b>79</b> |
| <b>5. Ikke bruk Silk'n Glide™ dersom:</b>                               | <b>81</b> |
| <b>6. Unngå bruk av Silk'n Glide™ hvis noe av det følgende gjelder:</b> | <b>82</b> |
| <b>7. Mulige bivirkninger ved bruk av Silk'n Glide™</b>                 | <b>83</b> |
| <b>8. Langvarig hårfjerning med Silk'n Glide™</b>                       | <b>84</b> |
| <b>9. Kom i gang!</b>                                                   | <b>85</b> |
| 9.1. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n Glide™?      | 88        |
| 9.2. Etter behandling med Silk'n Glide™                                 | 88        |
| <b>10. Vedlikehold av Silk'n Glide™</b>                                 | <b>88</b> |
| 10.1 Rengjøring av Silk'n Glide™                                        | 88        |
| <b>11. Feilsøking</b>                                                   | <b>89</b> |
| 11.1 "Min Silk'n Glide™ starter ikke."                                  | 89        |
| 11.2 "Ingen lyspuls når jeg trykker på PULSKNAPPEN"                     | 89        |
| <b>12. Kundetjeneste</b>                                                | <b>90</b> |
| <b>13. Spesifikasjoner</b>                                              | <b>90</b> |

Vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet før du bruker Silk'n Glide™ for første gang. Vær spesielt oppmerksom på seksjonene om prosedyrer for bruk og drift av maskinen og prosedyrer etter bruk. Vi anbefaler at du frisker opp kjennskapet ditt til denne bruksanvisningen i forkant av hver nye økt med Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ er et kraftig apparat og bør brukes deretter. Det er viktig å være spesielt oppmerksom på forhåndsregler som muliggjør trygg og sikker bruk. Vennligst les alle advarsler og forhåndsregler før bruk og følg disse nøye ved bruk av Silk'n Glide™


## 1. Før du begynner

**Silk'n Glide™ er et lysbasert apparat for langvarig hårfjerning beregnet for hjemmebruk.**

### 1.1 Beskrivelse av Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ HÅRFJERNINGSSENHET har et VINDU, en KONTROLLMATTE og en PULSUTLØSER.

- ① Kontrollmatte
- ② Pulsutløser
- ③ Hudfargesensor
- ④ Vindu
- ⑤ Sentralknapp
- ⑥ Display for energinivå
- ⑦ Varsellys for klar-/hudtonevarsel



### 1.2 Pakkeinnhold

Silk'n Glide™ pakken inneholder følgende deler:

- Silk'n Glide™ Hårfjerningsenhet
- Adapter
- Denne brukermanualen
- Silk'n garantikort

## 2. Tiltent bruk av Silk'n Glide™

Glide™ er bereknet for fjerning av uønsket hår. Glide™ er også bereknet å forårsake langsiktig eller permanent reduksjon av hårveksten. Permanent reduksjon av hårvekst defineres som en langsiktig stabil minskning i antallet av hår som vokser ut etter behandling.

Silk'n Glide™ er tiltent for fjerning av uønsket hår.

Idelle kroppsområder for behandling med Silk'n Glide™ omfatter armhuler, bikinilinj, armer, legger, ansikt, baksiden av skuldrene og brystet

## 3. Sikkerhet med Silk'n Glide™

Med Silk'n Glide™ kommer sikkerheten først.

**HPL™-teknologi i Silk'n Glide™ - Overlegen sikkerhet med lavere energinivå:**

Home Pulsed Light™-teknologi oppnår langvarige hårfjerningsresultater ved bruk av en brøkdel av det energinivået som vanligvis benyttes av andre merker innen lysbasert hårfjerning. Silk'n Glide™s lave energinivå reduserer potensialet for skade eller komplikasjoner, og bidrar til din sikkerhet.

**Silk'n Glide™ beskytter huden din:**

Lysbasert hårfjerning fungerer ikke på naturlig mørke hudtoner eller solbrun hud. Silk'n Glide™ leveres med en innebygd HUDFARGESENSOR som er designet for å måle hudfargen av den berørte huden.

Dersom sensoren oppdager et område hvor huden din er for mørk eller solbrun, vil denne unike sikkerhetsfunksjonen hindre behandling.

Videre, VINDUET på 3 cm², hvor pulser leveres gjennom, er innfelt inne i enheten. Dette gjør Glide™ i stand til å beskytte huden din ved å unngå direkte kontakt mellom VINDUET og huden.

**Silk'n Glide™ beskytter øynene dine:**

Silk'n Glide™ har en innebygd sikkerhetsfunksjon for beskyttelse av øynene. Den har blitt designet slik at en lyspuls ikke kan sendes ut så lenge VINDUET kun er i kontakt med luft. Denne sikringen slår seg kun av når VINDUET er i kontakt med huden.

## 4. Kontraindikasjoner

### Viktig sikkerhetsinformasjon - Les før bruk!

Silk'n Glide™ er ikke beregnet for alle. Vennligst les og vurder informasjonen i den følgende seksjonen før bruk. For videre informasjon og personlig rådgivning kan du også besøke [www.silkn.com](http://www.silkn.com) eller ditt lokale Silk'n™-domene.

Hårfjerning med laser eller kilder med intense lyspulser kan føre til økt hårvekst hos noen individer. Basert på tilgjengelige data, ser man at kvinner fra Middelhavet, Midtøsten og Sør-Asia som behandler ansikt og hals er i de høyeste risikogruppene for dette utfallet.

| Advarsel                                                                                                                                                                                                                        | Mulige resultater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sikkerhetstips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ikke bruk Silk'n Glide™ på de naturlig mørkeste hudtoner.</b></p> <p>Ikke trygt!</p>  <p>Se kartet over hår- og hudfarger på pakken.</p> | <p>Behandling av mørk hud med Silk'n Glide™ kan medføre bivirkninger så som rødhet og ubehag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Silk'n Glide™ har en innebygd unik HUDFARGESENSOR. Denne sensoren måler den behandlede hudfargen ved begynnelsen av hver økt og noen ganger under økten. HUDFARGESENSOREN sikrer at pulser kun sendes ut mot passende hudtoner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Ikke bruk Silk'n Glides energinivåer 2-5 på solbrun hud eller rett etter at huden har vært utsatt for sol (gjelder også solarium). Ikke utsatt behandlede områder for sol.</b></p>                                        | <p>Behandling med Silk'n Glides energinivåer 2-5 før eller etter at huden har vært i kontakt med sol kan forårsake bivirkninger så som rødhet og ubehag. Solbrun hud, særlig rett etter soling, inneholder store mengder av pigmentet melanin.</p> <p>Dette gjelder alle hudtyper og hudfarger, også de som ikke blir raskt brune.</p> <p>Tilstedeværelsen av store mengder melanin utsetter huden for en høyere risiko ved bruk av alle typer lysbasert hårfjerning.</p> | <p>Hvis du bruker et energinivå høyere enn det laveste, må du unngå kontakt med solen i fire uker før og to uker etter din Silk'n Glide™-behandling! Kontakt med solen omfatter ubeskyttet kontakt med direkte sollys i mer enn 15 minutter uten avbrudd, eller ubeskyttet kontakt med diffust sollys i mer enn én time uten avbrudd. For å beskytte nylig behandlet hud når den er utsatt for sol, pass på å smøre inn huden grundig med solkrem styrke 30 eller høyere, i minst to uker etter hver hårfjerningsøkt. Silk'n Glides laveste energinivå (1) er designet spesielt for sikker bruk, selv etter å ha vært i kontakt med sol! Du kan fortsette bruken av Silk'n Glide etter å ha vært i kontakt med sol, men kun på det laveste energinivået.</p> |

| Advarsel                                                                                                                                                                                                                              | Mulige resultater                                                                                                                                                                                                      | Sikkerhetstips                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldri bruk Silk'n Glide™ rundt eller nær øynene.                                                                                                                                                                                      | Skjønt Silk'n Glide™ kan brukes til å fjerne ansiktshår; bør ekstra varsomhet utvises for å unngå kontakt med øynene.                                                                                                  | Silk'n Glide™ har en innebygd sikkerhetsfunksjon for beskyttelse av øynene. Den har blitt designet slik at en lyspuls ikke kan sendes ut så lenge VINDUET kun er i kontakt med luft. Pulsutløseren slår seg kun på når VINDUET er i kontakt med huden. |
| Ikke bruk apparatet på tatoveringer eller permanent sminke, mørkebrune eller sorte flekker (så som store fregner, fødselsmerker, føflekker eller vorter), brystvorter, kjønnsdelene eller leppene.                                    | Behandling med Silk'n Glide™ på ethvert hudområde som har en mørkere farge eller har mer pigment kan føre til uønskede bivirkninger så som brannsår, blemmer og endringer av hudfarge (hyper- eller hypopigmentering). | Dekk området med et materiale som ikke absorberer lys, så som et hvitt stykke tøy eller hvit legetape.                                                                                                                                                 |
| Ikke bruk apparatet på aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes)                                      | Lysbasert behandling kan forårsake uønskede bivirkninger på allerede sensitive områder.                                                                                                                                | Vent med å bruke Silk'n Glide™ til det påvirkede området har blitt fullstendig friskt.                                                                                                                                                                 |
| Et behandlingsområde som har en historikk av herpes-utbrudd.                                                                                                                                                                          | Lysbasert behandling kan forårsake uønskede bivirkninger på allerede sensitive områder.                                                                                                                                | Ta kontakt med din lege for eventuell preventiv behandling før du bruker Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                |
| Ikke bruk Silk'n Glide™ dersom du er gravid eller ammer.                                                                                                                                                                              | Hormonelle forandringer under graviditeten kan øke hudens følsomhet og dermed risikoen for uønskede bivirkninger.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ikke bruk apparatet på områder hvor det kan tenkes at du ønsker hårvekst i fremtiden.                                                                                                                                                 | Resultatene er permanente.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hold alle Silk'n Glide™-deler unna vann! Ikke plasser eller lagre Silk'n Glide™ steder hvor apparatet kan komme til å falle, bli dyttet eller plassert i badekar, vask eller andre beholdere som inneholder eller kan inneholde vann. | Dette kan føre til alvorlig elektrisk sjokk.                                                                                                                                                                           | Ikke bruk Silk'n Glide™ når: du bader eller hvis apparatet har blitt fuktig eller vått. Dra støpselet ut av stikkkontakten øyeblikkelig dersom apparatet faller i vann.                                                                                |





| Advarsel                                                      | Mulige resultater                                                                                                                                                                                                                                     | Sikkerhetstips                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Silk'n Glide™-apparat. | Åpning av Silk'n Glide™ kan utsette deg for farlige elektriske komponenter og pulsert lysenergi. Begge deler kan forårsake alvorlig kroppslig skade og/eller permanent øyeskade. Det kan også skade apparatet ditt og vil ugyldiggjøre garantien din. | Vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som trengs å repareres. |

## 5. Ikke bruk Silk'n Glide™ dersom:

|                                                                                                        |                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Enheten drives kun av de pluggene, og det tilleggsutstyret eller tilbehøret som leveres med din Glide™ | Tilleggsutstyr eller tilbehør ikke er anbefalt av InnoEssentials | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |
| strømledningen eller støpselet er skadet.                                                              | Hold strømledningen unna oppvarmede overflater.                  | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |
| du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.                                                      |                                                                  | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |
| apparatet ikke fungerer som det skal eller det virker skadet.                                          |                                                                  | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |
| HUDFARGESENSOREN er sprukket eller ødelagt.                                                            |                                                                  | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |
| apparatets ytre deksel har sprekker eller holder på å falle fra hverandre.                             |                                                                  | Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice. |



## 6. Unngå bruk av Glide™ dersom noe av det følgende gjelder:

|                                                                                                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tidligere historikk av klumpete arrdannelse (keloid)                                                                                                         | Ta kontakt med din lege før du bruker Glide™. |
| dersom du lider av epilepsi.                                                                                                                                 |                                               |
| dersom du har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.                                              |                                               |
| Hvis du tidligere har hatt hudkreft eller hatt potensielle hudmaligniteter på områder av kroppen.                                                            |                                               |
| Hvis du har tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste tre månedene.                                                                            |                                               |
| Hvis du har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bli behandlet.                                                             |                                               |
| Hvis huden din har blitt behandlet med medikamenter utskrevet på resept av lege i løpet av de siste 6 månedene, vennligst ta kontakt med legen din før bruk. |                                               |

## 7. Mulige bivirkninger ved bruk av Silk'n Glide™

Når Silk'n Glide™ brukes iht. instruksjonene er det uvanlig å oppleve bivirkninger og andre komplikasjoner. Alle kosmetiske prosedyrer, inklusive de som er beregnet for hjemmebruk, medfører imidlertid en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og godtar risikoer og komplikasjoner som kan oppstå med lysbaserte hårfjerningssystemer beregnet for hjemmebruk.

| Bivirkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grad av risiko |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Mindre ubehag i huden –</b><br>Skjønt de fleste har høy toleranse for lysbasert hårfjerning, vil størsteparten av brukere oppleve noe mildt ubehag under bruk. Dette beskrives vanligvis som en mild prikkende følelse på de behandlede hudområdene. Denne prikkingen varer vanligvis kun i løpet av selve behandlingen og i et par minutter etterpå. Alt utover dette mindre ubehaget er et avvik og betyr at du enten bør slutte med videre bruk av Silk'n Glide™ fordi du ikke tåler behandlingen, eller at det innstilte energinivået er for høyt for deg. | Mindre         |
| <b>Rød hud –</b><br>Huden din kan bli rød rett etter at du har brukt Silk'n Glide™ eller innen 24 timer etter bruk av Silk'n Glide™. Slik rødhet forsvinner som regel etter 24 timer. Besøk din lege hvis rødheten ikke forsvinner innen to til tre dager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mindre         |
| <b>Økt hudfølsomhet –</b><br>Huden på det behandlede området blir mer følsomt og du kan oppleve tørrhet og/eller flassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mindre         |
| <b>Pigmentforandringer –</b><br>Silk'n Glide™ påvirker håret direkte, spesielt de pigmenterte cellene i hårsekken og selve hårsekken. Det er likevel en risiko for midlertidig hyperpigmentering (økt pigment eller brun misfarging) eller hypopigmentering (bleking) av den omkringliggende huden. Risikoen for endringer i hudpigment er høyere for mennesker med mørkere hudtoner. Vanligvis vil misfarging eller endringer av hudpigment være midlertidige og permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering forekommer sjelden.                          | Sjelden        |
| <b>Overdreven rødhet og oppsvulming –</b><br>I sjeldne tilfeller kan behandlet hud bli rød og oppsvulmet. Dette er vanligere i følsomme områder av kroppen. Rødhet og oppsvulming bør gi seg innen to til syv dager og bør behandles med hyppig påføring av is. Skånsom rengjøring er OK, men man bør unngå å eksponere huden for sol.                                                                                                                                                                                                                            | Sjelden        |

## 8. Langvarig hårfjerning med Silk'n Glide™

En full hårvekstsyklus tar vanligvis 18 - 24 måneder. I løpet av denne perioden kan flere Silk'n Glide™-økter være påkrevd for å oppnå langvarig hårfjerning.

Hårfjerningens effektivitet varierer fra person til person i henhold til kroppsområdet, hårfarge, og hvordan Silk'n Glide™ brukes.

Typisk Silk'n Glide™-hårfjerningsplan i løpet av en full hårvekstsyklus:

Behandling 1 - 4 - planlegg med to ukers mellomrom

Behandling 5 - 7 - planlegg med fire ukers mellomrom

Behandling 8+ - etter behov, inntil ønsket resultat er nådd.

### Forventet utfall av hårfjerningsbehandling

| Fitzpatrick hudtype | Hårfarge          | Lysfluks [ $\text{J}/\text{cm}^2$ ] | Anatomisk kroppsområde <sup>2</sup> | Gjennomsnittlig antall behandlinger <sup>1</sup> | Effektivitet (% av hårfjerning/gjenvekst) <sup>1</sup> |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| I-IV                | Lysebrun til brun | 3-4.5                               | Legger eller lær                    | Økt 10 - 12, omtrent fire uker imellom.          | 60% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Armer                               |                                                  | 50% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Bikiniinje                          |                                                  | 60% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Armhuler                            |                                                  | 55% hårreduksjon                                       |
| I-IV                | Brun til svart    | 3-4.5                               | Legger eller lær                    | Økt 8 - 10, omtrent fire uker imellom.           | 70% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Armer                               |                                                  | 60% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Bikiniinje                          |                                                  | 70% hårreduksjon                                       |
|                     |                   |                                     | Armhuler                            |                                                  | 65% hårreduksjon                                       |

1 Individuell respons avhenger av hudtype i tillegg til biologiske faktorer som kan påvirke hårvekstmønstre. Noen pasienter kan vise seg å reagere raskere eller langsommere på det gjennomsnittlige antall behandlinger.

2 Man kan ikke forvente langvarig hårfjerning i løpet av én eller til og med to behandlingsøkter. Lengden av hårsekkenes hvileperiode avhenger også av kroppsområdet.



## 9. Kom i gang!

1. Ta Silk'n Glide™ HÅRFJERNINGSENHET og andre komponenter ut av esken.
2. Plugg ADAPTER-ledningen inn i Silk'n Glide™ HÅRFJERNINGSENHET.
3. Sett ADAPTEREN inn i en elektrisk stikkontakt. Alle varsellysene på kontrollmatten vil slå seg på gjentatte ganger i en sirkelbevegelse.

Din Silk'n Glide™ er nå klar til bruk.

### Vær nøye med å bruke Silk'n Glide™ på en sikker og riktig måte!

Områdene du velger å behandle skal ikke nylig ha vært utsatt for sol.

4. Huden du velger å behandle bør være barbert, tørr og fri for pudder, deodoranter, kremer og salver. Avstå fra å vokse eller plukke ut håret. Bruk heller ikke pinsett. Barbering i forkant er viktig for å oppnå ønskede resultater! Best resultat oppnås når du barberer tre dager før behandlingen eller når håret er 1-2 mm - 3/32 tommers.
5. Trykk på SENTRALKNAPPEN. Enheten vil slå seg på, VARSELYSET for Energinivå 1 vil slå seg på og en viftelyd vil starte.
6. Ca. 1 sekund etter at du har trykket på SENTRALKNAPPEN, vil VARSELYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL slå seg på. Apparatet er nå klart til å sende ut den første pulsen på det laveste energinivået.
7. Dersom dette er din første behandling - Velg energinivå. Glide™ tilbyr 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste). For å velge det riktige energinivået for din første behandling, test hvert behandlingsområde separat:

- Plasser VINDUET mot huden og trykk på utløserknappen for å sende ut en puls. Dersom du ikke opplever uvanlig ubehag, trykk på SENTRALKNAPPEN igjen. Dette vil øke energinivået. Send ut en puls mot et annet hudområde på energinivå 2.
- Fortsett testen med økende energinivåer inntil du har nådd det høyeste nivået som du føler deg komfortabel med. Dersom du ikke opplever noe ubehag innen én time etter testingen, kan du begynne din første fulle behandling på ditt valgte energinivå.
- Gjenta denne testen for hver kroppsdelt du ønsker å behandle.

8. Still inn energinivået. For å stille inn et energinivå høyere eller lavere, trykk på SENTRALKNAPPEN gjentatte ganger for å øke energinivået fra 1 til 5, og fra 5 direkte tilbake til 1, inntil det ønskede energinivået er nådd. De ENERGINIVÅVARSELYSENE vil angi det innstilte energinivået. (Les mer i kapittelet om "Energinivå" i denne brukermanualen).





## Energivå

Energivået bestemmer intensiteten til lyspulsene som Silk'n Glide™ sender mot huden din. Som energivået øker, øker også resultatene av hårfjerningen i tillegg til mulige bivirkninger og komplikasjoner. Glide™ bruker fem energivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste), representert av de 5 indikatorlysene for energivået: Hver gang Silk'n Glide™ slås på, vil energivået automatisk nullstilles tilbake til den laveste styrken. Kun ett av ENERGINIVÅINDIKATORLYSENE vil lyse.

For å stille inn energivået høyere eller lavere, trykk på SENTRALKNAPPEN gjentatte ganger for å øke energivået fra 1 til 5, og fra 5 direkte tilbake til 1.

9. Press VINDUET ned mot huden, og pass på at huden er spredt jevnt og glatt ut. Så snart VINDUET er i full kontakt med huden, vil VARSELLYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL begynne å blinke.
10. Trykk på PULSUTLØSEREN. Apparatet vil først bestemme hudfargen din. Hvis hudfargen er lys nok for trygg bruk, vil maskinen sende en lyspuls mot huden din, og VARSELLYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL vil slå seg av.  
Du vil se et skarpt lysglimt og samtidig høre en svak knatreld, som er helt normalt for apparatet. Du vil oppleve en mild varme og prikking i huden.  
Silk'n Glide™ vil umiddelbart lades opp for neste puls.  
Etter noen få sekunder (avhengig av det innstilte energivået) vil det VARSELLYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL slå seg på igjen, og starte å blinke sakte når det igjen er i kontakt med huden.
11. Fjern VINDUET fra det behandlede hudområdet.
12. Velg en bruksmetode for din økt. Glide™ kan brukes på to måter: "Pulsering" og "Gliding" (les om flere detaljer i rammen for bruksmetoder nedenfor).
  - For PULSERINGSMETODEN, følg stegene 9-11 ovenfor på et annet hudområde gjentatte ganger inntil hele området er dekket.
  - For Glide™METODEN, hold PULSUTLØSEREN nede kontinuerlig, og la apparatet gli jevnt over det behandlede området.



**Dersom huden får blemmer eller brennmerker, STOPP BRUK ØYEBLIKKEG!**

## Bruksmetoder

### PULSERING

PULSERING er den beste metoden for å jobbe med høyere energivåer, da det gir bedre kontroll med å dekke hudområdet. Under pulsering, Silk'n Glide™-pulser bør påføres i rader. Start i en ende av hver rad og fortsett steg for steg, puls for puls til den andre enden. Denne teknikken gir deg bedre kontroll over hvilke områder av huden du har dekket, og hjelper deg også med å unngå å overlape hudområder. Når Silk'n Glide™s VINDU foretar pulsering, lager den små, midlertidige trykkmerker på det



behandlede området. Ved enhver reposisjonering av VINDUET, bruk pressmerkene du har laget på huden din for å rettlede deg til hvor du skal plassere neste puls. Slik unngår du både for mye avstand og også overlappinger av pulser.



Prøv å unngå overlappende pulser!



Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt!  
Behandling av det samme hudområdet mer enn én gang per økt øker sannsynligheten for bivirkninger.

## GLIDING

GLIDING er den beste måten å arbeide med de lave energinivåene, og samtidig oppnå en rask og mer effektiv økt. Under gliding, hold PULSUTLØSEREN nede kontinuerlig mens du utfører en sakte Glide™ bevegelse i fullstendig kontakt med huden, og la apparatet gli jevnt over det behandlede området. På de lavere energinivåene bruker apparatet kun 1-1,5 sekunder for å lade seg mellom pulsene, og gir derfor en kontinuerlig sekvens lyspulser.



Hvis huden får blemmer eller brannså, STOPP BRUK ØYEBLIKkelig!

## Hudfargesensor

Lysbasert hårfjerning på mørkere hudtoner kan resultere i uønskede effekter så som brannså, blemmer og endringer i hudfarge (hyper- eller hypopigmentering).

For å forhindre slik feilbruk, inneholder Silk'n Glide™ en unik HUDFARGESENSOR. Denne måler den behandlede hudfargen ved begynnelsen av hver økt og noen ganger under økten. Hvis HUDFARGESENSOREN oppdager en hudfarge som er for mørk for bruk med Silk'n Glide™, vil apparatet automatisk slutte å sende ut pulser.

Dersom du ikke ser en lyspuls og VARSELYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL blinker i 3 sekunder, har HUDFARGESENSOREN fastslått at hudtonen din er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke maskinen på en annen del av kroppen eller kontakt Silk'n™ kundestøtte.



## 9.1 Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n Glide™?

For mange mennesker kan bruk av Silk'n Glide™ være deres første opplevelse med en lysbasert maskin beregnet for hjemmebruk. Silk'n Glide™ er enkel å bruke, og hårfjerningsøkene går raskt. I løpet av en Silk'n Glide™-økt er det vanlig å oppleve og føle:

- **Viftestøy** – Viftelyden i Silk'n Glide™ minner om en hårføner. Dette er normalt.
- **En knatreld ved hver puls** – Når en HPL™-lyspuls aktiveres, er det normalt å høre en lett knatreld samtidig med lysglimtet.
- **En følelse av varme og prikking** - Under hver lyspuls er det normalt å føle en mild følelse av varme og prikking fra lysenergien.
- **Litt rød eller rosa farge** - Under og rett etter din Silk'n Glide™-økt er det ikke uvanlig å se noe veldig mild, rosaaktig farge på huden. Dette er vanligvis mest synlig rundt selve hårene.

Dersom du imidlertid skulle oppleve at huden har blitt helt rød, og/eller at blemmer/brannår oppstår, stopp bruk av Silk'n Glide™ umiddelbart.

## 9.2 Etter behandling med Silk'n Glide™

1. Når Glide™-økten er ferdig, slå av Glide™ ved å trykke på SENTRALKNAPPEN med et forlenget trykk. Pass på at du husker det siste energinivået du var på, da dette ikke vil gjenopprettes når du slår Glide™ på igjen.
2. Ta ADAPTEREN ut av strømuttaket.
3. Etter hver hårfjerningsøkt anbefales det at du rengjør din Silk'n Glide™-maskin, spesielt VINDUET (Se: "Rengjøring av Silk'n Glide™").
4. Etter rengjøring anbefales det at du legger Silk'n Glide™-maskinen i sin originalforpakning og holder maskinen unna vann.



### Hudpleie etter en hårfjerningsøkt

Ikke eksponer behandlede hudområder på energinivåene 2-5 for sol. Vær nøye med å beskytte den behandlede huden med solkrem gjennom hele hårfjerningsperioden og minst to uker etter den siste Silk'n Glide™-økten.

# 10. Vedlikehold av Silk'n Glide™

## 10.1 Rengjøring av Silk'n Glide™

Etter hver hårfjerningsøkt anbefales det at du rengjør din Silk'n Glide™-maskin, spesielt VINDUET.

1. Koble Silk'n Glide™ fra strømkilde før rengjøring.
  2. Bruk en tørr, ren klut og et rengjøringsmiddel spesielt utviklet for elektronisk utstyr for å skånsomt tørke Silk'n Glide™s overflate, og spesielt VINDUET.
- Aldri legg Silk'n Glide™ eller noen av enkeltkomponentene i vann!





## 11. Feilsøking

### 11.1 “Min Silk’n Glide™ starter ikke.”

- Kontroller at ADAPTEREN er riktig koblet til Glide™.
- Kontroller at ADAPTEREN er koblet til strømuttak.

### 11.2. “Ingen lyspuls når jeg trykker på PULSUTLØSEREN

Kontroller at det VARSELLYSET FOR KLAR-/HUDTONEVARSEL blinker sakte for å sikre at hudkontakten er i orden og at VINDUET er trykket grundig mot huden. Som forhåndsregel kan PULSUTLØSEREN bare utløse en puls dersom VINDUET er trykket fast mot huden.

- Sjekk VARSELLYSET FOR HUDTONEVARSEL. Dersom det blinker hurtig betyr det at HUDFARGESENSOREN har registrert at hudfargen din er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke maskinen på en annen del av kroppen eller kontakt Silk’n™ kundestøtte.
- Hvis det lyset er konstant, i tillegg til flere andre varselys, tyder det på at du har en systemfeil. · Hvis dette problemet vedvarer, kontakt ditt lokale Glide™ Kundetjenestesenter.
- Hvis disse problemene vedvarer, kontakt ditt lokale Silk’n™ Kundetjenestesenter.
- Sjekk om varsellyset for systemfeil er på og om alle andre lys blinker. Hvis dette er tilfellet, koble fra apparatet fra strømkilden. Apparatet har nådd slutten på sin tjenestetid. Enheten må avhendes på forskriftsmessig måte. For en sikker og effektiv avhending, lever det gamle utstyret ditt til det nærmeste oppsamlingsstedet for elektronisk avfall.



Ikke forsøk å åpne eller reparere Silk’n Glide™ -apparatet. Kun autoriserte Silk’n Glide™ verksteder har lov til å utføre reparasjoner.

Åpning av Silk’n Glide™ kan utsette deg for farlige elektriske komponenter og pulsert lysenergi. Begge deler kan forårsake alvorlig skade på kroppen og/eller permanent øyeskade. Dersom du forsøker å åpne din Silk’n Glide™ kan dette også skade apparatet og gjøre ugyldig garantien din. Vennligst kontakt Silk’n Glide™ Kundetjeneste hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som behøver reparasjon.

## 12. Kundeservice

For mer informasjon om Silk'n™-produkter, vennligst gå inn på ditt lokale Silk'n™-nettsted, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) eller [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Dersom apparatet er ødelagt, skadet, trenger reparasjon eller annen bruker hjelp, vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

For kunder i andre land: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Spesifikasjoner

|                                         |         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Spotstørrelse                           |         | 1,3cm x 3cm [3,9cm²]                                                |
| Hurtighet                               |         | energinivå 1 - 1 puls hvert 1 sekund                                |
|                                         |         | energinivå 2 - 1 puls hvert 1,5 sekund                              |
|                                         |         | energinivå 3 - 1 puls etter 2,3 sekunder                            |
|                                         |         | energinivå 4 - 1 puls etter 3 sekunder                              |
|                                         |         | energinivå 5 - 1 puls etter 3,4 sekunder                            |
| Teknologi                               |         | Home Pulsed Light™                                                  |
| Maks energinivå                         |         | Max 5J/cm²                                                          |
| Bølgelengde                             |         | 475-1200nm                                                          |
| Oppladningstid/Strømkilde               |         | Kontinuerlig drift                                                  |
| Elektriske krav                         |         | 100-240VAC, 2A                                                      |
| Nødvendig tid for behandling av leggene |         | 10 minutter                                                         |
| Drift og sikkerhet                      |         | Hudfargesensor sikrer bruk bare på egnede hudtyper                  |
| Pakkestørrelse                          |         | 180 x 180 x 100 cm                                                  |
| System vekt                             |         | 200 gr                                                              |
| Temperatur                              | I drift | 10°C til 35°C                                                       |
|                                         | Lagring | -40 til +70°C                                                       |
| Relativ luftfuktighet                   | I drift | 30 til 75%rH                                                        |
|                                         | Lagring | 10 til 90%rH                                                        |
| Atmosfærisk trykk                       | I drift | 700 til 1060hPa                                                     |
|                                         | Lagring | 500 til 1060hPa                                                     |
| Adaptor Rated Model                     |         | ksA24A1200150HE In the UK ksA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A |



Copyright 2013 © InnoEssentials Kaikki oikeudet pidätetään.  
Painon päivämäärä: heinäkuu 2014

InnoEssentials pidättää oikeuden tuotteisiin tai niiden ominaisuuksiin tehtäviin muutoksiin suorituskyvyn, luotettavuuden tai valmistettavuuden parantamiseksi. InnoEssentials antamien tietojen uskotaan olevan oikeita ja luotettavia painoon mennessä. InnoEssentials ei kuitenkaan vastaa antamiensa tietojen käytöstä. InnoEssentials ei myönnä lisenssejä omistamistaan patenteista tai patenttioikeuksista.

Tätä asiakirjaa ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tekniikalla, elektronisella tai mekaanisella, mihinkään tarkoitukseen ilman InnoEssentials eriyttä kirjallista lupaa.

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

InnoEssentials: llä on patenteja ja patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita aineettoman omaisuuden oikeuksia, jotka kattavat tämän dokumentin kohteet. Tämän dokumentin sisältö ei anna minkäänlaista lisenssiä näihin patentteihin, tavaramerkkeihin tai muihin henkisen omaisuuden oikeuksiin ilman erityistä InnoEssentials kirjallista suostumusta.

Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

InnoEssentials International Invention Works B.V.Donk. IB 299 I LE Barendrecht, The Netherlands

## Sisältö

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. Ennen aloittamista</b>                                                      | <b>92</b>  |
| 1.1. Silk'n Glide™ - laitteen kuvaus                                              | 92         |
| 1.2. Pakkauksen sisältö                                                           | 92         |
| <b>2. Silk'n Glide™ - laitteen tarkoitettu käyttö</b>                             | <b>93</b>  |
| <b>3. Turvallisuus Silk'n Glide™ -laitetta käytettäessä</b>                       | <b>93</b>  |
| <b>4. Haittavaikutukset</b>                                                       | <b>94</b>  |
| <b>5. Vältä käyttöä</b>                                                           | <b>96</b>  |
| <b>6. Vältä Silk'n Glide™ - laitteen käyttöä, jos jokin seuraavista toteutuu:</b> | <b>97</b>  |
| <b>7. Silk'n Glide™ - laitteen mahdolliset sivuvaikutukset</b>                    | <b>98</b>  |
| <b>8. Pitkäaikainen ihokarvojen poisto Silk'n Glide™ - tapaan</b>                 | <b>99</b>  |
| <b>9. Käytön aloittaminen!</b>                                                    | <b>100</b> |
| 9.1. Mitä ensimmäiseltä Silk'n Glide™ -käyttökerralta voi odottaa?                | 103        |
| 9.2. Silk'n Glide™ -käyttökerran jälkeen                                          | 103        |
| <b>10. Silk'n Glide™ -laitteen ylläpito</b>                                       | <b>103</b> |
| 10.1. Silk'n Glide™ -laitteen puhdistaminen                                       | 103        |
| <b>11. Vianetsintä</b>                                                            | <b>104</b> |
| 11.1. "Silk'n Glide™ -laitteeni ei käynnisty!"                                    | 104        |
| 11.2. "Valopulsseja ei näy, kun painan PULSE-PAINIKETTA"                          | 104        |
| <b>12. Asiakaspalvelu</b>                                                         | <b>105</b> |
| <b>13. Tekninen erittely</b>                                                      | <b>105</b> |






Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen Silk'n Glide™ -laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Kiinnitä erityistä huomiota laitteen käyttömenetelmiin, laitteen toimintaan ja käytön jälkeiseen toimintaan. Suosittelemme, että tutustut uudelleen käyttöohjeeseen ennen jokaista Silk'n Glide™ -käyttökertaa. Silk'n Glide™ on tehokas sähkölaite. Sellaisena sen käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä, ja noudata niitä tarkasti Silk'n Glide™ -laitetta käytettäessä

## 1. Ennen aloittamista

**Silk'n Glide™ on valoon perustuva laite pitkäkestoiseen ihokarvojen poistoon, joka on suunniteltu kotikäyttöön.**

### 1.1 Silk'n Glide™ -laitteen kuvaus

The Silk'n Glide™ -IHOKARVOJEN POISTOLAITTEESSA on KÄSITTELYPINTA, OHJAUSPANEELI ja PULSSIN LAUKAISIN.



- ① Ohjauspaneeli
- ② Pulssin laukaisin
- ③ Ihonvärisensori
- ④ Hoitopään pinta
- ⑤ Keskipainike
- ⑥ Energiatason merkkivalot
- ⑦ Valmis/Ihonsäyn varoituksen merkkivalo

### 1.2. Pakkauksen sisältö

Avattaessa Silk'n Glide™ -pakkausta löytyvät seuraavat osat:

- Silk'n Glide™ -ihokarvanpoistolaite
- Virtasovitin
- Tämä käyttöohje
- Silk'n-takuukortti





## 2. Silk'n Glide™ -laitteen tarkoitettu käyttö

Silk'n Glide™ on tarkoitettu ei-toivottujen karvojen poistoon. Glide™ on pitkäaikaisvaikutteinen tai pysyvään karvojen vähentämiseen. Pysyvä karvojen väheneminen on määritelty hoitajaksojen jälkeiseksi pitkäaikaiseksi karvojen määrän vähenemiseksi.

Silk'n Glide™ on tarkoitettu epätoivottujen ihokarvojen poistoon.

Silk'n Glide™ -laitteen ihanteellisiin hoidettaviin vartaloalueisiin kuuluvat kainalot, bikini-rajat, käsivarret, jalat, kasvot, selkä, hartiat sekä rintakehä.

## 3. Turvallisuus Silk'n Glide™ -laitetta käytettäessä

**Aseta turvallisuus etusijalle Silk'n Glide™ -laitetta käytettäessä.**

Silk'n Glide™ -laitteen HPL™-teknologia – Parempi turvallisuus alhaisemmalla energiatasolla  
Home Pulsed Light™ -teknologia tuottaa pitkäkestoisien ihokarvojen poistotuloksen vain osalla siitä energiasta, jota muut ihokarvojen poistolaitteet käyttävät. Silk'n Glide™ -laitteen käyttämä matala energiamäärä vähentää sen potentiaalia aiheuttaa haittoja tai komplikaatioita ja parantaa yleistä turvallisuutta.

**Silk'n Glide™ suojelee ihoasi**

Valoon perustuva ihokarvojen poisto ei sovellu luonnollisesti tummalle tai ruskettuneelle iholle. Silk'n Glide™ sisältää sisäänrakennetun IHONVÄRISENSORIN, joka on suunniteltu mittaamaan ihonväri käyttökohteeksi tarkoitettulta alueelta ja mahdollistaa käytön vain soveltuville ihonvääreille. Tämä ainutlaatuinen turvaominaisuus estää käytön alueilla, joissa ihosi on liian tumma tai liian ruskettunut.

Lisäksi 3cm<sup>2</sup> kooltaan oleva KÄSITTELYPINTA, jonka kautta valopulssit tuotetaan, on kätkössä laitteen sisällä. Näin Glide™ suojaa ihoasi välttämällä KÄSITTELYPINNAN suoran kosketuksen ihoon.

**Silk'n Glide™ suojelee silmiäsi**

Silk'n Glide™ -laitteessa on sisäänrakennettu silmiä suojaava turvatoiminto. Se on suunniteltu niin, ettei pulssia voida tuottaa, kun KÄSITTELYPINTA osoittaa ilmaan. Tämän turvatoiminnon ansiosta käsittely on mahdollista vain, kun KÄSITTELYPINTA koskettaa kudosta.





## 4. Haittavaikutukset

### Tärkeää tietoa turvallisuudesta – Lue ennen käyttöä!

Silk'n Glide™ -laitetta ei ole suunniteltu kaikille. Lue seuraavassa kappaleessa olevat tiedot ja ota ne huomioon ennen käyttöä. Lisätietoja ja henkilökohtaisia neuvoja voit saada osoitteesta [www.silkn.com](http://www.silkn.com) tai paikalliselta Silk'n™-siivustolta. Ihokarvoituksen poistaminen laserilla tai voimakkaalla valopulsilla saattaa aiheuttaa ihokarvoituksen kasvun lisääntymistä jollain henkilöllä. Tämän hetkisen saatavilla olevan tiedon mukaan tämän vasteen suurin riski on naisilla, jotka ovat perimältään Välimeren, Lähi-idän tai Etelä-Aasian maista ja jotka hoitavat kasvojen tai kaulan aluetta.

Suomi

| Varoitus                                                                                                                                                                                                              | Mahdolliset tulokset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Turvallisuusvinkki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Älä käytä Silk'n Glide™ -laitetta luonnollisesti tummimmalla iholla.</p> <p>Ei turvallis! </p> <p>Hiusten ja ihon värit on merkitty pakkauksessa olevaan taulukkoon.</p>                                           | <p>Tumman ihon käsittely Silk'n Glide™ -laitteella voi tuottaa haittavaikutuksia, kuten punaisuutta tai epämukavuutta iholle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Silk'n Glide™ -laitteessa on sisäänrakennettu ainutlaatuinen IHONVÄRISENSORI ihon värin mittaamista varten jokaisen käyttökerran alussa ja satunnaisesti sen aikana. IHONVÄRISENSORI varmistaa, että pulsseja laukaistaan vain sopivan väriselle iholle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Älä käytä Silk'n Glide™ -laitteen energiatasoja 2-5 hiljaitaisen auringonvalolle altistumisen jälkeen (koskee myös keinoitekoisia solarium-laitteita).</p> <p>Älä altista käsiteltyjä alueita auringonvalolle.</p> | <p>Silk'n Glide™ -laitteen käyttö energiatasolla 2-5 auringonvalolle altistumista ennen tai sen jälkeen voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten punoitusta tai epämukavuuden tunnetta ihossa. Varsinkin auringonvalolle altistumisen jälkeen ruskettunut iho sisältää suuria määriä melaniini-pigmenttiä. Tämä koskee kaikkia ihotyyppejä ja ihonvärejä, mukaan lukien myös ne, jotka eivät rusketu nopeasti. Suuret melaniinimäärät iholle altistavat sen suuremmalle riskille käytettäessä mitä tahansa valopohjaista ihokarvojen poistomenetelmää.</p> | <p>Jos käytät korkeampaa kuin alinta energiatasoa, vältä altistumista auringonvalolle 4 viikkoa ennen Silk'n Glide™ -käsitelyä ja 2 viikkoa sen jälkeen! Auringonvalolle altistuminen tarkoittaa suoran auringonvalon yhtäjaksoista ottamista yli 15 minuutin ajan ilman suojakerrointia, tai yli tunnin yhtäjaksoisen altistumisen heijastetulle auringonvalolle ilman suojakerrointia. Varmistaaksesi käsitellyn ihon suojaamisen auringonvalolta käytä iholle kattaaitaan aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on 30 tai korkeampi, kaksi viikkoa jokaisen ihokarvojen poistokerran jälkeen. Silk'n Gliden alin energiataso (1) on suunniteltu erityisesti turvalliseen käyttöön jopa auringolle altistumisen jälkeen. Auringolle altistumisen jälkeen voit jatkaa Silk'n Gliden käyttöä, mutta vain alimmalla energiatasolla.</p> |



| Varoitus                                                                                                                                                                                                                      | Mahdolliset tulokset                                                                                                                                                                                                             | Turvallisuusvinkki                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Älä koskaan käytä Silk'n Glide™ -laitetta silmien ympärillä tai lähistöllä.                                                                                                                                                   | Vaikka Silk'n Glide™ -laitetta voidaan käyttää kasvokarvojen käsittelyyn, erityistä varovaisuutta tulee noudattaa kasvojen alueella silmien suojaamiseksi.                                                                       | Silk'n Glide™ -laitteessa on sisäänrakennettu silmiä suojaava turvatoiminto. Se on suunniteltu niin, ettei pulssia voida tuottaa, kun KÄSITTELYPINTA osoittaa ilmaan. Pulssin käynnistimen ansiosta käsittely on mahdollista vain, kun KÄSITTELYPINTA koskettaa kudosta. |
| Älä käsittele tatuointeja tai pysyvää meikkausta, tummanruskeita tai mustia kohtia (kuten suuria pisamia, syntymämerkkejä, luomia tai syylä), nänniä, sukupuolielimiä tai huulia.                                             | Minkä tahansa väritään tumman tai enemmän pigmenttiä sisältävän alueen käsittely Silk'n Glide™ -laitteella voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita ja ihon värin muutoksia (hyper- tai hypopigmentaatio). | Peitä alue materiaalilla, joka ei ime auringonvaloa, kuten valkoinen kangas tai ihoiteippi.                                                                                                                                                                              |
| Älä käsittele, mikäli sinulla on ihottuma (ekseema), psoriasis, vamma, avoin haava tai tulehduksia (paleltuma) tai tavallisesta poikkea ihon tila, jonka aiheuttaa systeeminen tai metabolinen sairaus (esimerkiksi diabetes) | Valopohjaiset käsittelyt voivat aiheuttaa haittavaikutuksia aikaisemmin herkällä alueilla.                                                                                                                                       | Odota oireilevan alueen paranemista ennen Silk'n Glide™ -laitteen käyttöä.                                                                                                                                                                                               |
| Käsiteltävä alue, jolla on esiintynyt herpes-tartuntoja.                                                                                                                                                                      | Valopohjaiset käsittelyt voivat aiheuttaa haittavaikutuksia aikaisemmin herkällä alueilla.                                                                                                                                       | Kysy lääkäriltäsi ennaltaehkäisevää hoitoa ennen Silk'n Glide™ -laitteen käyttöä.                                                                                                                                                                                        |
| Älä käsittele Silk'n Glide™ -laitteella, jos olet raskaana tai imetät.                                                                                                                                                        | Hormonaaliset muutokset raskauden aikana voivat lisätä ihon herkkyyttä ja lisätä haittavaikutusten riskiä.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Älä käsittele alueita, joille saatat haluta karvojen kasvua.                                                                                                                                                                  | Tulokset ovat pysyviä.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pidä Silk'n Glide™ -laite poissa vedestä! Älä aseta tai säilytä Silk'n Glide™ -laitetta paikassa, josta se voidaan pudottaa, työntää tai asettaa ammeeseen, pesualtaaseen tai mihin tahansa vettä sisältävään astiaan.        | Tämä voi aiheuttaa vakavan sähköiskun.                                                                                                                                                                                           | Älä käytä Silk'n Glide™ -laitetta kylvyssä tai jos se kostuu tai tulee märäksi. Irrota johto pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen.                                                                                                                        |



| Varoitus                                                  | Mahdolliset tulokset                                                                                                                                                                                                                            | Turvallisuusvinkki                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Älä yritä avata tai korjata Silk'n Glide™ -laitetta itse. | Silk'n Glide™ -laitteen avaaminen voi altistaa sinut vaarallisille sähköosille ja pulssivaloenergialle, jotka voivat aiheuttaa vakavia ruumiillisia vaurioita ja/tai pysyvän silmävamman. Se voi myös vaurioittaa laitettasi ja mitätöi takuun. | Ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun, jos sinulla on rikkoontunut tai vaurioitunut laite, joka tarvitsee korjausta. |

## 5. Älä käytä Silk'n Glide™ -laitetta, jos:

|                                                                                                        |                                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Laitetta ei tule käyttää muilla kuin mukana toimitetuilla pistokkeilla, lisälaitteilla ja liitännöillä | InnoEssentials ei suosittele lisävarusteita tai lisätarvikkeita. | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |
| sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut.                                                                | Pidä sähköjohto poissa kuumilta pinnoilta.                       | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |
| näet tai haistat savua, kun laitetta käytetään.                                                        |                                                                  | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |
| laite ei toimi kunnollisesti tai näyttää vaurioituneelta.                                              |                                                                  | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |
| IHONVÄRISENSORI on haljennut tai rikkonainen.                                                          |                                                                  | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |
| ulkokuori on haljennut tai se on irtoamassa.                                                           |                                                                  | Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun. |





## 6. Vältä Silk'n Glide™ -laitteen käyttöä, mikäli mikä tahansa seuraavista toteutuu:

|                                                                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Taipumusta keloidisen arpikudoksen muodostumiseen.                                                                   | Kysy lääkäriltäsi ennen Silk'n Glide™-laitteen käyttöä. |
| jos sairastat epilepsiaa.                                                                                            |                                                         |
| Jos sinulla on valoherkkyyteen liittyvä sairaus, kuten porfyria, aurinkoihottuma, valonokkosihottuma, punahukka jne. |                                                         |
| Jos sinulla on aikaisemmin todettu ihosyöpä tai ihoalueita, joilla on potentiaalinen taipumus ihosyöpään.            |                                                         |
| Jos olet saanut säteilyhoitoa tai kemoterapiahoitoa viimeisten kolmen kuukauden aikana.                              |                                                         |
| Jos sinulla on mikä tahansa muu sairaus, joka lääkärin mielestä tekee käsittelyn vaaralliseksi.                      |                                                         |
| Jos ihoasi on hoidettu reseptilääkkeillä viimeisten kuuden kuukauden aikana, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.    |                                                         |



## 7. Silk'n Glide™ -laitteen mahdolliset sivuvaikutukset

Silk'n Glide™ -laitteen käytöstä aiheutuvat sivuvaikutukset ja haitat ovat epätavallisia, jos sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Siitä huolimatta kaikkiin kosmetiikkaan liittyviin laitteisiin, myös kotioloihin suunniteltuihin, sisältyy tiettyjä riskejä. Siksi on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä riskit ja haittavaikutukset, joita valopulssiin perustuva kotona käytettävä ihokarvojen poistojärjestelmä voi aiheuttaa.

| Haittavaikutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riskin suuruus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Vähäinen epämukavuus iholla</b> - Vaikka kotikäyttöistä pulssivaloon perustuvaa ihokarvojen poistoa siedetään yleensä hyvin, useimmat käyttäjät kokevat lievää epämukavuutta käytön aikana, jota yleensä kuvataan lievänä pistelyn tunteena käsiteltävillä ihoalueilla. Pistelevä tunne kestää yleensä käsittelyn ajan tai muutamia minuutteja sen jälkeen. Mikä tahansa tämän lievän epämukavuuden ylittävä tuntemus on epänormaalia, mikä voi tarkoittaa, että Silk'n Glide™ -laitteen käyttöä ei tule jatkaa, koska ihosi ei siedä ihokarvojen poistolaitetta, tai vaihtoehtoisesti energiataso on asetettu liian korkeaksi. | Vähäinen       |
| <b>Ihon punoitus</b> - Ihosi saattaa punoittaa heti Silk'n Glide™ -käyttökerran jälkeen tai 24 tunnin sisällä Silk'n Glide™ -käyttökerrasta. Punoitus katoaa yleensä 24 tunnin sisällä. Mene lääkärin vastaanotolle, jos punoitus ei ole kadonnut 2–3 päivän kuluessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vähäinen       |
| <b>Lisääntynyt ihon herkkyys</b> - Käsitellyn alueen iho on herkempi, joten saatat kokea ihon kuivuutta tai hilseilyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vähäinen       |
| <b>Pigmenttimuutoksia</b> - Silk'n Glide™ -laitteen vaikutus kohdistuu hiustuppeen, ja erityisesti hiustupen ja karvan pigmenttisoluihin. Tästä huolimatta on olemassa ympäröivän ihon väliaikaisen hyperpigmentaation (lisääntynyt pigmentti tai ruskea värjäytymä) tai hypopigmentaation (valkaistumisen) vaara. Riski ihon pigmentin muutoksiin on suurempi tummaihoisilla ihmisillä. Yleensä valkaistuminen tai ihon pigmentin muutokset ovat väliaikaisia, ja pysyvä hyper- tai hypopigmentaatiota tapahtuu harvoin.                                                                                                          | Harvinainen    |
| <b>Liiallinen punaisuus tai turpoaminen</b> - Harvinaisissa tapauksissa käsitelty iho voi tulla erittäin punaiseksi ja turvota. Tämä on yleisempää kehon herkillä alueilla. Punoituksen ja turvotuksen tulisi asettua 2–7 päivän kuluessa, ja sitä tulee hoitaa usein toistuvalla kylmähoidolla. Varovainen puhdistaminen on hyväksyttävä, mutta altistumista auringonvalolle tulisi välttää.                                                                                                                                                                                                                                      | Harvinainen    |





## 8. Pitkäkestoinen ihokarvojen poisto Silk'n Glide™ - tapaan

Tyypillinen karvojen kasvusykli voi kestää 18–24 kuukautta. Tänä aikana saatetaan tarvita useita Silk'n Glide™ -käsittelykertoja, jotta saavutetaan pitkäkestoinen karvanpoistotulos.

Karvojen poiston tehokkuus vaihtelee yksilöllisesti riippuen kehon alueesta, karvoituksen väristä ja siitä kuinka Silk'n Glide™ -laitetta käytetään.

Tyypillinen Silk'n Glide™ ihokarvojen poistosuunnitelma täydelle karvojen kasvusyklille:

Käsittelykerrat 1-4: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 5-7: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 8+: Käsittele tarvittaessa, kunnes haluttu tulos on saavutettu.

### Odotettu käsittelytulos ihokarvojen poistossa

| Ihon fototyyppi (Fitzpatrick-typpi) | Hiusväri             | Valovirrann määrä [J/cm²] | Kehon anatominen alue <sup>2</sup> | Keskimääräinen käsittelykertojen määrä <sup>1</sup> | Tehokkuus (% karvojen poisto/ uudelleenkasvu) <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| I-IV                                | Vaaleanruskea–ruskea | 3-4,5                     | Sääret tai reidet                  | Käsittelykerrat 10–12, noin neljän viikon välein    | 60% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Käsivarret                         |                                                     | 50% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Bikininiraja                       |                                                     | 60% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Kainalot                           |                                                     | 55% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
| I-IV                                | Ruskea–musta         | 3-4,5                     | Sääret tai reidet                  | Käsittelykerrat 8–10, noin neljän viikon välein     | 70% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Käsivarret                         |                                                     | 60% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Bikininiraja                       |                                                     | 70% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |
|                                     |                      |                           | Kainalot                           |                                                     | 65% prosentin ihokarvojen vähentyminen                     |

1. Yksilökohtaiset tulokset riippuvat karvoituksen tyyppistä sekä biologisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa karvoituksen kasvun kiertoon. Toiset potilaat voivat reagoida käsittelyyn keskeivertoa nopeammin toiset hitaammin.

2. Pysyvää karvojenpoistoa ei voi odottaa yhden tai kahden käsittelykerran jälkeen. Ihokarvojen lepoajan pituus riippuu myös kehon alueesta.



## 9. Käytön aloittaminen!

1. Poista Silk'n Glide™ -IHOKARVOJEN POISTOLAITE ja muut osat laatikosta.
2. Liitä ADAPTERIN johto Silk'n Glide™ -IHOKARVOJEN POISTOLAITTEEN liittimeen.
3. Kytke ADAPTERI sähköpistorasiaan. Kaikki OHJAUSPANEELIN merkkivalot alkavat vilkkua kehässä. Silk'n Glide™ -laitteesi on nyt valmiina käyttöön.

Suomi

### Käsittele turvallisesti ja oikein Silk'n Glide™ -laitteella!

Valitse käsiteltäväksi ihoalueita, jotka eivät ole äskettäin altistuneet auringonvalolle.

4. Käsiteltävien ihoalueiden tulisi olla ajeltuja, puhtaita, kuivia ja vapaita puutereista, antiperspiranteista tai deodoranteista. Älä poista karvoja vahauksella, nyppimällä tai pinsseillä. Ajelu on tärkeä vaihe, jonka avulla varmistat haluamasi tulokset!  
Parhaat tulokset saavutetaan, kun iho ajellaan 3 päivää ennen käsitelyä tai siinä vaiheessa, kun karvat ovat 1–2 mm:n pituisia.
5. Paina KESKIPAINIKETTA. Laite käynnistyy, energiatason 1 MERKKIVALO syttyy ja tuuletin käynnistyy.
6. Noin 1 sekunti KESKIPAINIKKEEN painamisen jälkeen VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO syttyy. Laite on nyt valmis ensimmäisen pulssin tuottamiseen energiatasolla 1.
7. Jos kyseessä on ensimmäinen käsitelykertasi - valitse alhaisin energiataso. Glide™ tarjoaa viisi energiatasoa 1 (alhaisin) - 5 (korkein). Testaa kaikki käsiteltävät alueet erikseen valitaksesi oikean energiatason ensimmäistä käsitelykertaa varten:

- Aseta KÄSITTELYPINTA iholle ja tuota yksi pulssi painamalla pulssin laukaisinta. Jos et tuntenut epänormaalia epämukavuutta, paina KESKIPAINIKETTA uudelleen. Tämä nostaa energiatasoa. Tuota yksi pulssi eri kohtaan energiatasolla 2.
- Jatka testaamista korotetuilla energiatasoilla, kunnes saavutat korkeimman energiatason, joka tuntuu mukavalta. Voit aloittaa varsinaisen käsittelyn tällä energiatasolla, jos et tunnin sisällä koe mitään haittavaikutuksia.
- Toista tämä testi kaikille kehon alueille, joita aiot käsitellä.

8. Aseta energiataso. Energiasoa nostetaan tai lasketaan painamalla toistuvasti KESKIPAINIKETTA energiatason nostamiseksi tasolta 1 tasolle 5 ja tasolta 5 suoraan takaisin tasolle 1, kunnes haluttu taso löytyy. ENERGIAASON MERKKIVALOT osoittavat asetetun energiatason. (Saat lisätietoja tämän käyttöoppaan kohdasta "Energiaso").





### Energiataso

Silk'n Glide™ -valopulssin voimakkuus riippuu energiatason valinnasta. Mitä korkeampi energiataso valitaan, sitä tehokkaammin saadaan tuloksia, mutta samalla myös mahdollisten haittavaikutusten riski kasvaa.

Glide™ tarjoaa 5 energiatasoa tasosta 1 (alhaisin) tasoon 5 (korkein), joita kuvaa 5 energiatason merkkivaloa: Aina kun Silk'n Glide™ -laite kytketään päälle, sen energiataso asettuu automaattisesti alimmalle tasolle. Vain yksi ENERGIATASON MERKKIVALO syttyy.

Energiatasoa nostetaan tai lasketaan painamalla toistuvasti KESKIPAINIKETTA energiatason nostamiseksi tasolta 1 tasolle 5 ja tasolta 5 suoraan takaisin tasolle 1.

9. Vie KÄSITTELYPINTA iholle ja varmista, että iho on tasainen. Heti kun KÄSITTELYPINTA koskettaa ihoa, VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO alkaa vilkkua hitaasti.

10. Paina PULSSIN LAUKAISINTA. Laite määrittää ensin ihosi värin. Jos ihosi on tarpeeksi vaalea turvalliseen käsittelyyn, laite tuottaa valopulssin ihollesi ja VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO sammuu. Huomaat kirkkaan valonvähädyksen ja kuulet samanaikaisesti heikon pokahtavan äänen, joka on normaali laitteen toimintaan kuuluva ääni. Voit tuntea lievää lämmön ja pistelyn tunnetta.

Silk'n Glide™ latautuu välittömästi seuraavaa pulssia varten.

Muutaman sekunnin jälkeen (riippuen asettamastasi energiatasosta) VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO syttyy uudelleen ja alkaa vilkkua laitteen koskettaessa ihoa.

11. Poista KÄSITTELYPINTA käsittelyltä ihoalueelta.

12. Valitse haluamasi käyttötapa. Laitetta voidaan käyttää kahdella tavalla: "Pulssina" ja "Liukuna" (Katso menetelmien yksityiskohdat alla olevasta taulukosta).

- Jos haluat käyttää PULSSI-menetelmää, toista edellä esitetyt vaiheet 9-11 toisessa kohdassa, kunnes koko alue on käsitelty.
- Jos haluat käyttää LIUKU-menetelmää, paina PULSSIN LAUKAISINTA jatkuvasti ja liu'uta laitetta tasaisesti käsiteltävällä alueella.



**Jos ihosi menee rakkuloille tai palaa, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI!**

### Käyttömenetelmät

#### PULSSI

LIUKU on paras tekniikka korkeampia energiatasoja käytettäessä, koska sen avulla on helpompi varmistaa kaikkien alueiden käsittely.

Pulssimenetelmässä pulssit tulee annostella riveissä, alkaen rivin yhästä päästä ja edeten järjestelmällisesti rivin toista päätä kohti. Tämä tekniikka mahdollistaa hallitsemaan paremmin ihoalueen kattamisen ja auttaa välttämään samojen alueiden käsittelyn useammin kuin kerran sekä välttämään limittäisten ihoalueiden





käsittelyn. Pulssimenetelmässä Silk'n Glide™ -laitteen KÄSITTELYPINTA jättää väliaikaisen painamisesta johtuvan jäljen käsittelylle alueelle. Asettaessasi KÄSITTELYPINTAA seuraavaan käsiteltävään kohtaa voit käyttää näitä jälkiä apunasi välttääksesi käsittelemästä samaa aluetta kahdesti tai jättämästä käsittelemätöntä aluetta.



**Yritä välttää päällekkäisiä pulsseja!**



**Älä käsittele samoja ihoalueita useammin kuin kerran yhden ihokarvojen poistosession aikana! Saman ihoalueen käsittely useammin kuin kerran ihokarvojen poistosession aikana lisää haittavaikutusten mahdollisuutta.**

## LIUKU

LIUKU on paras tapa käytettäessä matalia energiatasoja ja haettaessa nopeita tuloksia tehokkaasti. Käytettäessä liukumenetelmää, pidä PULSSIN LAUKAISIN jatkuvasti painettuna ja liu'uta laitetta hitaasti ihokosketus säilyttäen käsiteltävää aluetta pitkin. Matalammilla energiatasoilla laitteen latautuminen pulssien välillä kestää vain 1-1,5 sekuntia ja se tuottaa keskeytymättömän vähähdysten sarjan.



**Jos ihoosi ilmestyy rakkuloita tai palovammoja, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI!**

## Ihonvärisensori

Valopohjainen ihokarvojen poisto tummemmilla ihoilla voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita ja ihon värimuutoksia (hyper- tai hypopigmentaatiota).

Tällaisen väärinkäytön välttämiseksi ainutlaatuinen Silk'n Glide™ -laitteen IHONVÄRISENSORI mittaa käsiteltävän ihon värin jokaisen käyttökerran alussa ja säännöllisesti session kuluessa. Jos IHONVÄRISENSORI havaitsee liian tumman ihonvärin Silk'n Glide™ -käsittelyä varten, laite lopettaa valopulssien lähettämisen automaattisesti.

Jos valopulssia ei näy ja VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO vilkkuu nopeasti, tarkoittaa se, että ihon sävy on IHON VÄRITUNNISTIMELLA mitattuna liian tumma turvalliseen käsittelyyn. Kokeile laitteen käyttöä eri kohtaan tai ota yhteyttä Silk'n™ -asiakaspalveluun.





### 9.1. Mitä Silk'n Glide™ -laitteen käytöltä voi odottaa?

Monille ihmisille Silk'n Glide™ -laitteen käyttö voi olla ensimmäinen kokemus kotikäyttöön tarkoitetusta valopohjaisesta laitteesta. Silk'n Glide™ on helppo käyttää, ja ihokarvojen poistokerrat sujuvat nopeasti. Silk'n Glide™ -käytön aikana on tavallista kokea ja tuntea seuraavia asioita:

- **Tuuletinaani – Silk'n Glide™** -laitteen tuuletin tuottaa hiusuikuvaimen kaltaisen äänen. Tämä on normaalia.
- **Poksahtava ääni jokaisen pulssin yhteydessä** – kun HPL™ -valoa käytetään, on tavallista kuulla vaimea poksahtava ääni yhdessä välähtävän valon kanssa.
- **Lämmön ja pistelyn tunne** – jokaisen valopulssin aikana on tavallista tuntea lievää valoenergian aiheuttamaa lämmön ja pistelyn tunnetta.
- **Lievää punoitusta tai vaaleanpunaisuutta iholla** – Silk'n Glide™ -käyttökerran aikana tai juuri sen jälkeen on melko yleistä nähdä lievää vaaleanpunaisen kaltaista väriä iholla. Tämä on tavallisesti parhaiten nähtävissä ihokarvojen ympärillä.

Jos kuitenkin näet ihon täysin punaisena, rakkuloilla tai palaneena, lopeta Silk'n Glide™ -laitteen käyttö välittömästi.

### 9.2. Silk'n Glide™ -käyttökerran jälkeen

1. Kun Glide™ -käsittely on valmis, sammuta Glide™ -laite painamalla pitkään KESKIPAINIKETTA. Voit laittaa muistiin viimeksi käyttämäsi energiatason, sillä se ei ole tallentuneena Glide™ -laitteeseen käynnistäessäsi sen uudelleen.
2. Irrota VIRTÄ-ADAPTERIN johto pistorasiasta.
3. Jokaisen ihokarvojen poistokerran jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Glide™ -laite, erityisesti KÄSITTELYPINTA (Katso "Silk'n Glide™ -laitteen puhdistus").
4. Puhdistuksen jälkeen on suositeltavaa varastoida Silk'n Glide™ -laite alkuperäisessä pakkauksessa ja pitää se etäällä vedestä.



**Ihohoito ihokarvojen poistokerran jälkeen.**

Älä altista energiatasoilla 2-5 käsittelyjä alueita auringolle. Suojaa käsittely iho huolellisesti aurinkovoiteella koko ihokarvojen poistojakson ajan ja vähintään kaksi viikkoa viimeisen Silk'n Glide™ -käsittelyn jälkeen.

## 10. Silk'n Glide™ -laitteen ylläpito

### 10.1. Silk'n Glide™ -laitteen puhdistaminen

Ihokarvojen poistosession jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Glide™ -laite ja erityisesti KÄSITTELYPINTA.

1. Irrota Silk'n Glide™ -laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
  2. Käytä kuivaa ja puhdasta kangasta ja erityisesti sähkölaitteiden puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta ja pyyhi Silk'n Glide™ -laitteen pinta, erityisesti KÄSITTELYPINTA.
- Älä koskaan upota Silk'n Glide™ -laitetta tai mitään sen osista veteen!





## 11. Vianetsintä

### 11.1. “Silk’n Glide™ -laitteeni ei käynnisty.”

- Varmista että VIRTASOVITIN on yhdistetty kunnolla Glide™ -laitteeseen.
- Varmista että VIRTASOVITIN on yhdistetty verkkovirtaan.

### 11.2. “Valopulssi ei välity painessani PULSSIN LAUKAISINTA”

Varmista, että VALMIS/IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO vilkkuu hitaasti, leite koskettaa tiiviisti ihoa ja että KÄSITTELYPINTA on tasaisesti ja tiukasti ihossa kiinni. Oman turvallisuutesi vuoksi, PULSSIN LAUKAISIN tuottaa pulssin vain, jos KÄSITTELYPINTA on tiiviisti ihoa vasten.

- Tarkista IHON SÄVYN VAROITUSMERKKIVALO. Jos se vilkkuu nopeasti, on ihosi IHON SÄVYN TUNNISTIMELLA mitattuna liian tumma turvalliseen käsittelyyn. Kokeile laitteen käyttöä eri kohtaan tai ota yhteyttä Silk’n™ -asiakaspalveluun.
- Jos valo palaa jatkuvasti samanaikaisesti yhden tai usean merkkivalon kanssa, on tapahtunut järjestelmävirhe. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen Glide™ -asiakaspalvelukeskukseen.
- Jos nämä ongelmat eivät poistu, ota yhteyttä paikalliseen Silk’n™ -asiakaspalvelukeskukseen.
- Tarkista, palaako järjestelmävirhevalo ja vilkkuvatko muut valot. Jos näin on, irrota laite virtalähteestä. Laite on tullut käyttöikänsä päähän. Laite on hävitettävä asianmukaisesti. Vie vanhat laitteesi lähimpään elektroniikkajätteen keräyspisteeseen turvallisesti ja tehokkaasti hävitettäväksi.



Älä yritä avata tai korjata Silk’n Glide™ -laitetta itse. Vain valtuutetulla Silk’n Glide™ -huoltokeskuksella on lupa suorittaa korjauksia.

Silk’n Glide™ -laitteen avaaminen voi altistaa vaarallisille sähkökomponenteille ja valopulssienergialle, jotka voivat aiheuttaa vakavia ruumiillisia vammoja ja/tai pysyvän silmävamman.

Silk’n Glide™ -laitteen avaamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi sen takuun.

Ota yhteyttä Silk’n™ -asiakaspalveluun, jos laitteesi on rikkoutunut tai vaurioitunut ja tarvitsee korjausta.







## 12. Asiakaspalvelu

Saadaksesi lisätietoja Silk'n™-tuotteista, käy paikallisella Silk'n™-internetsivustolla [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) tai [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Jos laitteesi on rikki, vahingoittunut tai se tarvitsee korjausta, tai tarvitset mitä tahansa muuta käyttäjäneuvontaa, ota yhteyttä paikalliseen Silk'n™-asiakaspalveluun:

Yhdysvallat ja Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Asiakkaille muissa maissa: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

Suomi

## 13. Ominaisuudet

|                                    |             |                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jäljen koko                        |             | 1,3 cm x 3 cm [3,9 cm <sup>2</sup> ]                                                                     |
| Nopeus                             |             | energiataso 1 - 1 pulssi sekunnin välein                                                                 |
|                                    |             | energiataso 2 - 1 pulssi 1,5 sekunnin välein                                                             |
|                                    |             | energiataso 3 - 1 pulssi 2,3 sekunnin välein                                                             |
|                                    |             | energiataso 4 - 1 pulssi 3 sekunnin välein                                                               |
|                                    |             | energiataso 5 - 1 pulssi 3,4 sekunnin välein                                                             |
| Teknologia                         |             | Home Pulsed Light™                                                                                       |
| Maksimienergiataso                 |             | Maks. 5J/cm <sup>2</sup>                                                                                 |
| Aallonpituus                       |             | 475-1200nm                                                                                               |
| Latausaika/voimalähde              |             | Jatkuva toiminta                                                                                         |
| Sähköverkon vaatimukset            |             | 100-240VAC, 2A                                                                                           |
| Tarvittava aika säären käsittelyyn |             | 10 minuuttia                                                                                             |
| Käyttö ja turvallisuus             |             | Ilhon värin tunnistin varmistaa huomaamattomasti, että laitetta käytetään vain soveltuville ihotyypeille |
| Pakkauskoko                        |             | 180x180x100cm                                                                                            |
| Järjestelmän paino                 |             | 200 g                                                                                                    |
| Lämpötila                          | Toiminta    | 10°C - 35°C                                                                                              |
|                                    | Varastointi | -40 °C - +70 °C                                                                                          |
| Suhteellinen kosteus               | Toiminta    | 30-75 % rH                                                                                               |
|                                    | Varastointi | 10-90 % rH                                                                                               |
| Ilmanpaine                         | Toiminta    | 700-1060 hPa                                                                                             |
|                                    | Varastointi | 500-1060 hPa                                                                                             |
| Adaptor Rated Model                |             | KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A                                      |





Copyright 2013 © InnoEssentials Alla rättigheter förbehållna.  
Utskriftsdatum: juli 2014

InnoEssentials förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, pålitlighet eller tillverkningsmöjligheter. Information som lämnas genom InnoEssentials antas vara korrekt och pålitlig vid tidpunkten för publiceringen. InnoEssentials tar emellertid inget ansvar för dess användning. Ingen licens beviljas, varken underförstått eller på annat sätt, under någon som helst patent eller patenträttigheter som InnoEssentials besitter. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från InnoEssentials. Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

InnoEssentials har patent och patentansökningar, varumärken, copyrights, eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i det här dokumentet. Innehav av det här dokumentet ger inte någon licens till dessa patent, varumärken, copyrights eller andra immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal från InnoEssentials. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Innehållsförteckning

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Innan du startar</b> .....                                                | <b>107</b> |
| 1.1. Beskrivning av Silk'n Glide™ .....                                         | 107        |
| 1.2. Förpackningsinnehåll .....                                                 | 107        |
| <b>2. Användningsområde för Silk'n Glide™</b> .....                             | <b>108</b> |
| <b>3. Säkerhet med Silk'n Glide™</b> .....                                      | <b>108</b> |
| <b>4. Kontraindikationer</b> .....                                              | <b>109</b> |
| <b>5. Använd inte Silk'n Glide™ om:</b> .....                                   | <b>111</b> |
| <b>6. Undvik att använda Silk'n Glide om något av följande stämmer:</b> .....   | <b>112</b> |
| <b>7. Eventuella biverkningar av Silk'n Glide™</b> .....                        | <b>113</b> |
| <b>8. Varaktigt hårborttagning med Silk'n Glide™</b> .....                      | <b>114</b> |
| <b>9. Kom igång!</b> .....                                                      | <b>115</b> |
| <b>9.1. Vad kan man förvänta sig när man behandlar med Silk'n Glide?™</b> ..... | <b>118</b> |
| <b>9.2. Efter behandling med Silk'n Glide™</b> .....                            | <b>118</b> |
| <b>10. Underhåll av Silk'n Glide™</b> .....                                     | <b>118</b> |
| 10.1. Rengöring av Silk'n Glide™ .....                                          | 118        |
| <b>11. Felsökning</b> .....                                                     | <b>119</b> |
| 11.1. "Min Silk'n Glide™ startar inte." .....                                   | 119        |
| 11.2. "Den avger ingen ljuspuls när jag trycker på PULSKNAPPEN" .....           | 119        |
| <b>12. Kundenservice</b> .....                                                  | <b>120</b> |
| <b>13. Specifikationer</b> .....                                                | <b>120</b> |

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Silk'n Glide™ för första gången. Var särskilt uppmärksam på avsnitt om rutiner vid och efter användning. Vi rekommenderar att du återbekantar dig med den här bruksanvisningen före varje användning av Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ är en kraftfull elektrisk enhet. Som sådan, bör den användas med särskild uppmärksamhet på säkerheten. Läs alla varningar och säkerhetsföreskrifter innan användning och följ dem noga när du använder Silk'n Glide™!


## 1. Innan du startar

**Silk'n Glide™ är en ljusbaserad apparat för varaktig hårborttagning avsedd för hemmabruk.**

### 1.1 Beskrivning av Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ ENHET FÖR HÅRBORTTAGNING har en BEHANDLINGSYTA, en KONTROLLPLATTA och en PULSUTLÖSARE.

- ① Kontrollplatta
- ② Pulsutlösare
- ③ Hudfärg sensor
- ④ Applikator
- ⑤ Mittenknapp
- ⑥ Indikatorlampor för Energinivå
- ⑦ Indikatorlampor; Redo/Hud-ton varning



Svenska

### 1.2 Förpackningsinnehåll

När du öppnar Silk'n Glide™-förpackningen, hittar du följande delar:

- Enhet för Hårborttagning
- Adapter
- Den här bruksanvisningen
- Silk'n garantikort



## 2. Användningsområde för Silk'n Glide™

Glide™ är avsett för borttagning av oönskat hår. Glide™ är även avsett att åstadkomma permanent hårborttagning på lång sikt. Permanent hårborttagning definieras som en varaktig minskning av återkommande hårväxt efter en behandlingskur.

Silk'n Glide™ kan användas för att avlägsna oönskade kroppshår.

De perfekta områdena på kroppen för användning av Silk'n Glide™ omfattar armhålorna, bikinilinjén, armar, ben, ansikte, rygg axlar och bröst.

## 3. Säkerhet med Silk'n Glide™

Med Silk'n Glide™ kommer säkerheten först.

**HPL™-teknik i Silk'n Glide™ - Överlägsen säkerhet med lägre energinivå**

Tekniken Home Pulsed Light™ kan uppnå varaktiga hårborttagningsresultat med en bråkdel av den energi som används i annan utrustning för ljusbaserad hårborttagning. Den låga energin som används i Silk'n Glide™ minskar risken för skador eller komplikationer och bidrar till din säkerhet.

**Silk'n Glide™ skyddar din hud**

Ljusbaserad hårborttagning är inte lämplig för naturligt mörkare hudtoner eller solbränd hud. Silk'n Glide™ levereras med en inbyggd HUDFÄRGSENSOR som är utformad för att mäta hudtonen och tillåta applicering endast på lämpliga hudtoner. Denna unika säkerhetsfunktion tillåter dig inte att behandla områden där din hud är för mörk eller för solbränd.

Dessutom, BEHANDLINGSYTAN på 3cm<sup>2</sup> genom vilken ljuspulsarna levereras är infälld i enheten. Detta låter Glide™ att skydda din hud genom undvikande av direkt kontakt mellan BEHANDLINGSYTAN och huden.

**Silk'n Glide™ skyddar dina ögon**

Silk'n Glide™ har inbyggd säkerhetslösning för ögonskydd. Den har utformats så att en ljuspuls ej kan frigöras då BEHANDLINGSYTAN rikts mot öppen yta. Pulsutlösaren möjliggör behandling endast då BEHANDLINGSYTAN är i kontakt med duken.



## Kontraindikationer

### Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning!

Silk'n Glide™ är inte avsedd för användning av alla. Läs och överväg informationen i följande avsnitt före användning. För mer information och personliga råd kan du även besöka [www.silkn.com](http://www.silkn.com) eller din lokala Silk'n™-domän.

Hårborttagning med laser eller med källor som använder intensivt pulsat ljus kan orsaka hårväxt hos vissa individer. De som löper störst risk för detta är, enligt de senaste rönen, kvinnor med ursprung i medelhavsområdet, Mellanöstern och Sydasiern, som behandlas i ansiktet och på halsen.

| Varning                                                                                                                                                                                                                      | Möjliga resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Säkerhetstips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Använd inte Silk'n Glide på naturligt mörkast hudfärg.</p> <p>Inte säkert!</p>  <p>Se tabellen för hår- och hudfärg på förpackningen</p> | <p>Behandling med Silk'n Glide på mörk hud kan orsaka biverkningar såsom hudrodnad och obehag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>En unik HUDFÄRGSSSENSOR finns inbyggd i Silk'n Glide™ som mäter hudtonen i början av varje behandling och även emellanåt under själva behandlingen. HUDFÄRGSSSENSORN säkerställer att puls endast avges på lämpliga hudtoner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Använd inte Silk'n Glide™ energinivå 2-5 på solbränd hud eller direkt efter exponering i solen (Inklusive artificiella solkällor).</p> <p>Utsätt inte behandlade områden för solljus.</p>                                 | <p>Behandling med Silk'n Glide™ på energinivå 2-5 före eller efter solexponering kan resultera i negativ effekt så som rodnad och hudirritation. Solbränd hud som följer efter solexponering innehåller stora mängder av pigmentet Melanin.</p> <p>Detta gäller alla hud typer och hy, inklusive de som till synes inte tycks bli bruna så snabbt.</p> <p>Stora mängder Melanin utsätter huden för ökad risk vid behandling av ljusbaserad hårborttagning.</p> | <p>Vid behandling med en effektnivå som är högre än enhetens lägsta nivå bör du undvika sol i 4 veckor före behandling med Silk'n Glide™! Solexponering omfattar oskyddad exponering för direkt solljus i mer än 15 minuter på en gång, eller oskyddad exponering för diffust solljus i mer än en timme på en gång. För att skydda nyligen behandlad hud när du är ute i solen, använd solskyddsfaktor 30 eller högre i två veckor efter varje hårborttagningsbehandling.</p> <p>Silk'n Glides lägsta energinivå (1) är framtagna speciellt för säker användning även efter solexponering.</p> <p>Efter solexponering kan du fortsatt använda Silk'n Glide™, men endast på lägsta energinivå.</p> |



| Varning                                                                                                                                                                                        | Möjliga resultat                                                                                                                                                                 | Säkerhetstips                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd aldrig Silk'n Glide™ i närheten av ögonen!                                                                                                                                              | Även om Silk'n Glide™ kan användas för behandling av ansiktshår ska man iakttä största försiktighet vid behandling i ansiktet för att undvika ögonen.                            | Silk'n Glide™ har inbyggd säkerhetslösning för ögonskydd. Den har utformats så att en puls inte kan emitteras medan BEHANDLINGSYTAN riktas mot öppen yta. Pulsutlösaren möjliggör behandling endast då BEHANDLINGSYTAN är i kontakt med vävnaden. |
| Behandla inte på tatueringar eller permanent smink, mörkbruna eller svarta fläckar (exempelvis stora fräcknar, födelsemärken, leverfläckar eller vårtor), bröstvårtor, könsorgan eller läppar. | Behandling med Silk'n Glide™ på hud som är mörk eller som har mer pigment kan orsaka biverkningar såsom brännskador, blåsor och hudförändringar (hyper- eller hypopigmentering). | Täck området med material som inte absorberar ljus såsom ett vitt tyg eller vit medicintej                                                                                                                                                        |
| Behandla inte på aktivt eksem, psoriasis, öppna sår eller infektioner (munsår), onormala hudåkommor orsakade av systematiska eller metaboliska sjukdomar (exempelvis diabetes).                | Ljusbaserad behandling kan orsaka biverkningar på redan känsliga områden.                                                                                                        | Vänta till dess att det påverkade området har läkt innan du använder Silk'n Glide™.                                                                                                                                                               |
| Ett behandlingsområde med herpeshistorik.                                                                                                                                                      | Ljusbaserad behandling kan orsaka biverkningar på redan känsliga områden.                                                                                                        | Rådgör med din läkare för att få förebyggande behandling innan du börjar använda Silk'n Glide™.                                                                                                                                                   |
| Behandla inte med Silk'n Glide™ om du är gravid eller om du ammar.                                                                                                                             | Hormonförändringar under graviditet kan öka hudkänsligheten och risken för biverkningar.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Behandla inte på områden där du vill att hår skall kunna växa.                                                                                                                                 | Resultat är varaktiga.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Håll Silk'n Glide™ borta från vatten! Placera eller förvara inte Silk'n Glide™ där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller annan behållare med vatten.                     | Detta kan orsaka allvarliga elstötar.                                                                                                                                            | Använd inte Silk'n Glide™; när du badar eller om enheten blir fuktig eller våt. Koppla omedelbart ur sladden om den har fallit ned i vatten.                                                                                                      |





| Varning                                                   | Möjliga resultat                                                                                                                                                                                                                             | Säkerhetstips                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Försök inte öppna eller reparera din Silk'n Glide™-enhet. | Öppnar du Silk'n Glide™ kan du utsättas för farliga elektriska komponenter och för pulserande ljusenergi som kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller permanenta ögonskador. Enheten kan även komma till skada vilket upphäver garantin. | Kontakta Silk'n™ Kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras. |

## 5. Använd inte Silk'n Glide™ om:

|                                                                                                   |                                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Enheten drivs inte med pluggar, bilagor eller tillbehör förutom de som levererats med din Glide™. | tillbehören inte rekommenderas av InnoEssentials | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |
| den har en skadad sladd eller kontakt.                                                            | Håll strömsladden borta från heta ytor.          | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |
| du ser eller känner rökluft under användning.                                                     |                                                  | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |
| den inte fungerar som den ska eller om den verkar skadad.                                         |                                                  | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |
| om HUDFÄRGSENSORN är sprucken eller sönder.                                                       |                                                  | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |
| det yttre skalet är sprucket eller håller på att falla sönder.                                    |                                                  | Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice. |

## 6. Undvik att använda Silk'n Glide™ om något av följande stämmer:

|                                                                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Historik av kelodial ärrbildning.                                                                           | Rådgör med din läkare innan du använder Silk'n Glide™. |
| om du lider av epilepsi.                                                                                    |                                                        |
| om du har en sjukdom förknippad med ljuskänslighet såsom porfyri, soleksem, solarurtikaria, lupus, etc.     |                                                        |
| Om du har historik av hudcancer eller områden med potentiella hudmaligniteter.                              |                                                        |
| Om du har fått strålnings- eller cellgiftsbehandling under de senaste 3 månaderna.                          |                                                        |
| Om du har någon annan åkomma som, enligt läkare, gör behandlingen osäker för dig.                           |                                                        |
| Om din hud har behandlats med ett förskrivet läkemedel inom den senaste 6 månaderna, rådgör med din läkare. |                                                        |





## 7. Eventuella biverkningar av Silk'n Glide™

Används Silk'n Glide™ enligt instruktionerna, är biverkningar och komplikationer i samband med användningen ovanliga. Dock innebär varje kosmetiskt förfarande, inklusive produkter som är avsedda för hemmabruk, en viss grad av risk. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som kan inträffa i samband med hårborttagning med pulserande ljus avsedd för hemmabruk.

| Biverkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grad av risk |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Mindre hudobehag –</b><br>Även om de allra flesta tål hårborttagning med Home Pulsed Light väldigt bra, känner de flesta användare milt obehag under behandling som ofta beskrivs som en mild, stickande känsla på de behandlade hudområdena. Den stickande känslan varar vanligtvis under behandlingen och möjligtvis några minuter efteråt.<br>Allt utöver milt obehag är onormalt och innebär antingen att du inte bör fortsätta att använda Silk'n Glide™ eftersom du inte tål behandlingen, eller att energinivån är inställd på ett för högt läge. | Liten        |
| <b>Hudrodnad –</b><br>Din hud kan bli röd direkt eller inom 24 timmar efter behandling med Silk'n Glide™. Rodnaden försvinner vanligtvis inom 24 timmar. Uppsök läkare om rodnaden inte försvinner inom 2-3 dagar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liten        |
| <b>Ökad hudkänslighet –</b><br>Det behandlade hudområdet är mer känsligt och kan bli torrt eller börja flagna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liten        |
| <b>Pigmentförändringar –</b><br>Silk'n Glide™ siktar in sig på hårskaftet, i synnerhet de pigmenterade cellerna i hårsäckarna och själva hårsäcken. Men det finns ändå risk för tillfällig hyperpigmentering (ökad pigment eller brun missfärgning) eller hypopigmentering (förlust av pigment) på den omgivande huden. Risken för förändringar i hudens pigmentering är högre för personer med mörkare hudtoner. Oftast är missfärgning eller pigmentförändring tillfällig och permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering förekommer sällan.       | Ovanligt     |
| <b>Extrem rodnad och svullnad –</b><br>I ovanliga fall kan behandlad hud bli väldigt röd och svullen. Detta är vanligare på kroppens känsligare områden. Rodnad och svullnad bör avta inom 2-7 dagar och ska behandlas med kylklampar. Mild rengöring är OK men man bör undvika solexponering.                                                                                                                                                                                                                                                              | Ovanligt     |



## 8. Varaktig hårborttagning med Silk'n Glide™

En vanlig hårväxtsykel kan ta 18-24 månader. Under den här tiden kan det krävas flera behandlingar med Silk'n Glide™ för att uppnå varaktig hårborttagning. Effektiviteten på hårborttagningen varierar från person till person enligt kroppsområde, hårfärg och hur Silk'n Glide™ används.

Exempel på en Silk'n Glide™ hårborttagningsplan under en hel hårväxtsykel:

Behandlingar 1-4 - planera med två veckors mellanrum

Behandlingar 5-7 - planera med fyra veckors mellanrum

Behandlingar 8+ - behandla vid behov till dess att önskat resultat är uppnått.

### Förväntade behandlingsresultat för hårborttagning

| Fitzpatrick hudtyper | Hårfärg              | Ljus fluens [J/cm²] | Anatomiskt område på kroppen² | Genomsnittliga antal behandlingar¹               | Effektivitet (% hårborttagning/-återväxt)¹ |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I-IV                 | Ljusbrunt till brunt | 3-4.5               | Nedre eller övre ben          | Behandling 10-12, med ca fyra veckors mellanrum. | 60% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Armar                         |                                                  | 50% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Bikiniinje                    |                                                  | 60% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Underarmar                    |                                                  | 55% hårminskning                           |
| I-IV                 | Brunt till svart     | 3-4.5               | Nedre eller övre ben          | Behandling 8-10, med ca fyra veckors mellanrum.  | 70% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Armar                         |                                                  | 60% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Bikiniinje                    |                                                  | 70% hårminskning                           |
|                      |                      |                     | Underarmar                    |                                                  | 65% hårminskning                           |

¹ Hur man reagerar på behandlingen beror på hårtyp likväl som biologiska faktorer som kan påverka hårväxtmönster. Vissa användare kan svara snabbare eller långsammare än det genomsnittliga antalet behandlingar.

² Användaren kan inte förvänta sig permanent hårborttagning med endast en eller ett par behandlingar. Hur länge viloperioden för hårsäckar ska vara beror också på vilket kroppsområde behandlingen gäller.





## 9. Kom igång!

1. Plocka ur Silk'n Glide™ ENHET FÖR HÅRBORTTAGNING samt övriga komponenter från boxen.
2. Koppla in sladden från ADAPTERN till uttaget på Silk'n Glide™ ENHET FÖR HÅRBORTTAGNING.
3. Koppla in ADAPTERN till ett strömuttag. INDIKATORLAMPORNA FÖR VÄNTELÄGE slås på och av, en efter en, i cirkel.

Din Silk'n Glide™ är nu redo att användas.

### Behandling med Silk'n Glide™ bör ske på ett säkert och korrekt sätt!

Välj hud att behandla som inte nyligen varit utsatt för solljus.

4. Huden som behandlas bör vara rakad, ren, torr och fri från puder, antiperspirant eller deodorant. Vaxa eller plocka inte bort hårstrån med pincett. Rakning är ett viktigt steg för att få önskat resultat! Bäst resultat åstadkoms när du rakar dig 3 dagar före behandlingen, eller när håret är 1-2 mm långt.
5. Tryck på MITTKNAPPEN. Enheten slås på, INDIKATORLAMPORNA för Energinivå 1 aktiveras och ljudet från en fläkt hörs starta.
6. Ungefär 1 sekund efter tryck på MITTKNAPPEN aktiveras INDIKATIONS LAMPAN för REDO/HUD TON VARNING. Enheten är nu klar för att på lägsta energinivå låta dig utlösa den första pulsen.
7. Välj energinivå om detta är din första behandling. Glide™ har 5 energinivåer från 1 (lägst) till 5 (högst). För att välja rätt energinivå för din första behandling, testa varje behandlingsområde för sig.

- Placera BEHANDLINGSYTAN på huden och tryck på utlösaren för att leverera en puls. Om du inte upplevde ett onormalt obehag, tryck på MITTKNAPPEN en gång till. Detta kommer att öka energinivån. På en ny punkt, leverera nu en puls på energinivå 2.
- Fortsätt öka energinivån till dess att du har nått den högsta nivån som du känner dig bekväm med. Om du inte upplever några biverkningar inom en timme kan du påbörja hela din behandling på den energinivån.
- Repetera detta test för varje kroppsdel du ämnar behandla.

8. Inställning energinivå. För att ställa in energinivån högre eller lägre, tryck kort och uppreparande på MITTKNAPPEN för att öka energinivån från 1 till 5 och från 5 tillbaka till 1 till dess att önskad energinivå uppnås. De INDIKATORLAMPORNA för ENERGINIVÅ visar inställning för energinivå (För detaljerad beskrivning, se kapitlet om "ENERGINIVÅ" i denna användarmanual)





## Energinivå

Energinivån bestämmer intensiteten i de ljuspulser som emitteras mot din hud av Silk'n Glide™. När energinivån ökas, ökas även resultatet vid hårborttagning samt riskerna för möjliga biverkningar och komplikationer. Glide™ erbjuder 5 energinivåer från 1 (den lägsta) till 5 (den högsta) vilka representeras av 5 ljusindikatorer för Energinivå.

När Silk'n Glide™ sätts igång, ställer den automatiskt in sig på den lägsta energinivån. Endast en INDIKATORLAMPAN för ENERGINIVÅ tänds.

För inställning av Energinivå, tryck upprepat på MITTKNAPPEN för att öka energinivån från 1 till 5, och från 5 direkt tillbaka till 1.

9. Placera BEHANDLINGSYTAN mot huden och se till att huden fördelas jämnt och smidigt. Så snart BEHANDLINGSYTAN är i full kontakt med huden kommer INDIKATORLAMPAN för REDO/HUD TON VARNING, att börja blinka långsamt.

10. Tryck på PULSUTLÖSAREN. Enheten kommer först att bestämma din hudfärg. Ifall din hudfärg är ljus nog för säker applicering kommer enheten att skicka en ljuspuls till din hud och INDIKATORLAMPAN för REDO / HUD TON VARNING att släckas ned.

Du ser en klar ljusblxt och hör samtidigt ett litet poppande ljud, vilket är ett normalt ljud. Du kan känna en mild, varm och stickande känsla. Silk'n Glide™ laddas omgående för nästa puls.

Efter några sekunder (beroende på inställd energinivå) INDIKATORLAMPAN för REDO/HUD TON VARNING långsamt börja blinka då den åter igen placeras mot huden.

11. Avlägsna APPLIKATORN från det behandlade hudområdet.  
12. Välj appliceringsmetod för din session. Glide kan appliceras på två sätt: "Pulserande" och "Glidande" (för mer detaljer se rutan för appliceringsmetoder nedan).
- För Pulserings metoden, följ steg 9-11 ovan på ett annat ställe, repetera tills hela området är täckt.
  - För GLIDING metoden, håll ned PULSUTLÖSAREN konstant och glid med enheten utmed den behandlade ytan.



Om det uppstår blåsor eller brännskador på huden, STOPPA BEHANDLINGEN OMEDELBART!

## Appliceringsmetoder

### PULSERING

PULSERING är den bästa tekniken vid användande av högre energinivåer eftersom det möjliggör bättre kontroll över hudtäckning. Under pulsering, Glide™ pulsering bör administreras i rader, med början vid ena änden av varje rad och utvecklas sekventiellt mot den andra. Denna teknik möjliggör bättre kontroll av hudtäckning och hjälper dig att undvika behandling av samma område mer än en gång, eller överlappande av hudområden. Under pulsering, Silk'n Glide™ BEHANDLINGSYTA är utformad att skapa tillfälliga





tryckmärken på det behandlade området. Vid varje ompositionering av BEHANDLINGSYTAN, använd dig av dessa tryckmärken för att guida dig till bra positionering inför nästa puls, för undvikande av både mellanrum och överlappning mellan pulserna.



**Försök undvika att överlappa pulser!**



**Behandla inte samma hudområde mer än en gång per hårborttagning!**  
Behandling av samma hudområde mer än en gång per hårborttagningstillfälle ökar risken för biverkningar.

### GLIDING

GLIDING är det bästa sättet för arbete i de lägre energinivåerna och en snabb och mer effektiv session uppnås.

Vid Gliding, håll PULSUTLÖSAREN konstant nedtryckt samtidigt som du (med hudkontakt) gör en långsamt mjukt glidande rörelse över det behandlade området. Vid de lägre energinivåerna tar enheten bara 1-1,5 sekunder för uppladdning mellan pulserna och ger en kontinuerlig sekvens av blixtar.



**Om det uppstår blåsor eller brännskador på huden, STOPPA BEHANDLINGEN OMEDELBART!**

### Hudfärgssensorn

Ljusbaserad hårborttagning på mörkare hudtoner kan leda till negativa effekter såsom brännskador, blåsor och hudfärgsförändringar (hyper- eller hypopigmentering).

För att undvika det här, har Silk'n Glide™ en inbyggd HUDFÄRGSSENSOR som mäter den behandlade hudtonen i början av varje behandling och emellanåt under behandlingen. Om HUDFÄRGSSENSORN upptäcker hud som är för mörk för Silk'n Glide™-applicering, slutar enheten automatiskt att avge pulser.

Ifall du inte ser någon ljuspuls och INDKATORN för REDO/HUD\_TON VARNING blinkar snabbt så är detta en indikation på att din hudton, som mäts via SENSORN FÖR HUDFÄRG, är för mörk för en säker applicering. Försök använda enheten på annan kroppsdel eller kontakta supporten på Silk'n Glide™





### 9.1. Vad man kan förvänta sig när man behandlar med Silk'n Glide™

För många är Silk'n Glide™ deras första erfarenhet av en ljusbaserad enhet avsedd för hemmabruk. Silk'n Glide™ är enkel att använda och hårborttagningsbehandlingarna går fort. Under en behandling med Silk'n Glide™ är det normalt att uppleva och känna:

- **Ett fläktljud** – Kylfläkten i Silk'n Glide™ ger ifrån sig ett ljud som liknar en hårfön. Detta är normalt.
- **Ett poppande ljud med varje puls** – När en puls med HPL™-ljus aktiveras, är det normalt att höra ett svagt poppande ljud samtidigt som man ser ljusblixten.
- **En varm, stickande känsla** – Under varje ljuspuls är det normalt att känna en mild varm och stickande känsla från ljusenergin.
- **Mild röd eller rosa färg** – Under och direkt efter behandlingen med Silk'n Glide™ är det inte ovanligt att se en mycket mild rosaaktig färg på huden. Detta är oftast mest märkbart runt själva hårstråna.

Men om du ser en kraftigare rodnad av huden, blåsor eller brännskador, ska du omedelbart stoppa behandlingen med Silk'n Glide™.

### 9.2. Efter behandling med Silk'n Glide™

1. När Glide™ sessionen avslutats, stäng av Glide™ genom att hålla ned MITTKNAPPEN något längre än vanligt. Försäkra dig om att du mins den sista inställningen för energinivå då den inte återställs när du startar Glide™ igen.
2. Dra ut ADAPTER sladden från vägguttaget.
3. Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Glide™-enhet efter varje hårborttagningsbehandling, särskilt APPLIKATORN (Se: "Rengöring av Silk'n Glide™").
4. Det rekommenderas att du förvarar din Silk'n Glide™-enhet i sin ursprungliga förpackning, och att du håller den borta från vatten.



#### Hudvård efter en hårborttagningsbehandling

Exponera inte hudtorr behandlade med energinivå 2-5 för solen. Se till att noga skydda den behandlade huden med solskydd under hela hårborttagnings perioden och för minst 2 veckor efter den senaste sessionen med Silk'n Glide™.

## 10. Underhåll av Silk'n Glide™

### 10.1. Rengöring av Silk'n Glide™

Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Glide™-enhet efter varje hårborttagningsbehandling, särskilt APPLIKATORN.

1. Koppla ur Silk'n Glide™ före rengöring.
  2. Använd en torr, ren trasa och ett rengöringsmedel särskilt avsett för elektronisk utrustning för att försiktigt torka av Silk'n Glide™ och speciellt APPLIKATORN.
- Doppa aldrig Silk'n Glide™ eller någon av dess delar i vatten!





## 11. Felsökning

### 11.1. “Min Silk’n Glide™ startar inte.”

- Kontrollera om ADAPTERN är korrekt ansluten till Glide™ apparaten.
- Kontrollera om ADAPTERN är ansluten till vägguttaget.

### 11.2. “En ljuspuls emitteras inte då jag trycker på PULSUTLÖSAREN”

Se till att den INDIKATORLAMPAN för REDO/HUD TON blinkar långsamt för att försäkra dig om att du har god kontakt med huden och att BEHANDLINGSYTAN är jämt och stadigt pressad mot huden. För din säkerhet aktiveras PULSUTLÖSAREN endast då BEHANDLINGSYTAN hålles stadigt pressad mot huden.

- Kontrollera indikatorlampan för HUD TON VARNING. Om den blinkar snabbt är det en indikation på att din hud ton, vilken mäts via HUDFÄRGS SENSORN, är för mörk för en säker applicering. Försök använda enheten på annan kroppsdels eller kontakta supporten på Silk’n Glide™
- Om den lampan lyser konstant samtidigt med andra indikationslampor, så har du ett systemfel. Ifall problemet håller i sig, kontakta din lokala Silk’n™ kundtjänst.
- Om dessa problem håller i sig, kontakta din lokala Silk’n™ kundtjänst.
- Kontrollera ifall indikatorlampan för Systemfel lyser och alla övriga lampor blinkar. Om så är fallet, koppla från strömmen till enheten. Enheten har nått sitt slutskede. Denna enhet ska destrueras i enlighet med gällande förordning. Leverera din enhet till närmaste uppsamlingsplats för elektroniskt avfall för en säker och effektiv destruering.



Försök inte att öppna eller reparera din Silk’n Glide™. Endast behöriga Silk’n Glide™ reparationsverkstäder tillåts utföra reparationer.

En öppen Silk’n Glide™ kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och för pulserande ljusenergi som kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller permanenta ögonskador. Skadas enheten g.a. att du försöker öppna Silk’n Glide™ upphävs garantin. Kontakta Silk’n Glide™ kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras.





## 12. Kundservice

För mer information om Silk'n™-produkter, besök din lokala Silk'n™ webbplats, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) eller [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Om apparaten är trasig, skadad, behöver repareras eller annan användare hjälp, kontakta Silk'n™ Kundtjänst. Kunder i USA och Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)  
Kunder i andra länder: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifikationer

|                                           |           |                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Strålpunkt<br>Hastighet                   |           | 1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]                                   |
|                                           |           | Energinivå 1 - 1 puls var 1 sekund                                  |
|                                           |           | Energinivå 2 - 1 puls var 1,5 sekund                                |
|                                           |           | Energinivå 3 - 1 puls efter 2,3 sekunder                            |
|                                           |           | Energinivå 4 - 1 puls efter 3 sekunder                              |
|                                           |           | Energinivå 5 - 1 puls efter 3,4 sekunder                            |
| Teknik                                    |           | Home Pulsed Light™                                                  |
| Maximal energinivå                        |           | Max 5J/cm <sup>2</sup>                                              |
| Våglängd                                  |           | 475-1200nm                                                          |
| Laddningstid/Strömkälla                   |           | Kontinuerlig drift                                                  |
| Elektriska krav                           |           | 100-240VAC, 2A                                                      |
| Tid som behövs för att behandla nedre ben |           | 10 minuter                                                          |
| Drift och säkerhet                        |           | Hudfärg sensor ger sömlöst användande endast på lämpliga hudtyper   |
| Förpackningsstorlek                       |           | 180x180x100cm                                                       |
| System vikt                               |           | 200gr                                                               |
| Temperatur                                | Drift     | 10°C till 35°C                                                      |
|                                           | Förvaring | -40 till +70°C                                                      |
| Relativ fuktighet                         | Drift     | 30 till 75 %rH                                                      |
|                                           | Förvaring | 10 till 75 %rH                                                      |
| Lufttryck                                 | Drift     | 700 till 1060hPa                                                    |
|                                           | Förvaring | 500 till 1060hPa                                                    |
| Adaptor Rated Model                       |           | KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A |







Copyright 2013 © InnoEssentials Alle rettigheder forbeholdes.  
Trykdato: juli 2014

InnoEssentials forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine produkter eller specifikationer for at forbedre ydeevne, driftssikkerhed eller producerbarhed. Information fremlagt af InnoEssentials anses for at være nøjagtig og pålidelig på offentliggørelsestidspunktet. InnoEssentials påtager sig imidlertid intet ansvar for brugen deraf. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende InnoEssentials. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra InnoEssentials.

Data kan ændres uden varsel.

InnoEssentials har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra InnoEssentials.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Indholdsfortegnelse

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. Hvad er Silk'n Glide™</b>                                        | <b>122</b> |
| I.1. Beskrivelse af Silk'n Glide™                                      | 122        |
| I.2. /Eskens indhold                                                   | 122        |
| <b>2. Silk'n Glide™ tiltænkt anvendelse</b>                            | <b>123</b> |
| <b>3. Sikkerhedsregler for Silk'n Glide™</b>                           | <b>123</b> |
| <b>4. Kontraindikationer</b>                                           | <b>124</b> |
| <b>5. Hvornår bør man ikke bruge Silk'n Glide™</b>                     | <b>126</b> |
| <b>6. Forholdsregler - Sådan bruges Silk'n Glide™ forsvarligt</b>      | <b>126</b> |
| <b>7. Mulige bivirkninger ved brug af Silk'n Glide™</b>                | <b>127</b> |
| <b>8. Planlæg behandlingen med Glide™ og opnå de bedste resultater</b> | <b>128</b> |
| <b>9. Silk'n Glide™ trin for trin</b>                                  | <b>130</b> |
| 9.1. Hvad kan man forvente ved behandling med Silk'n Glide™?           | 133        |
| 9.2. Efter behandling med Silk'n Glide™                                | 133        |
| <b>10. Vedligeholdelse af Silk'n Glide™</b>                            | <b>133</b> |
| 10.1. Rengøring af Silk'n Glide™                                       | 133        |
| <b>11. Fejlfinding</b>                                                 | <b>134</b> |
| 11.1. "Min Silk'n Glide™ virker ikke."                                 | 134        |
| 11.2. "Der udsendes ingen lyspuls, når jeg trykker på PULSKNAPPEN"     | 134        |
| <b>12. Kundeservice</b>                                                | <b>135</b> |
| <b>13. Specifikationer</b>                                             | <b>135</b> |

Før brug af Silk'n Glide™ for første gang bedes du læse hele denne vejledning igennem. Vær særligt opmærksom på afsnittene om fremgangsmåder ved brug af apparatet, betjening af apparatet og fremgangsmåder efter behandlingen.

Forud for hver brug af Silk'n Glide™ anbefaler vi, at du konsulterer brugervejledningen igen.

Silk'n Glide™ er et kraftigt elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke.

Læs alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger inden brug, og overhold dem nøje ved brug af Silk'n Glide™


## 1. Før du begynder

**Silk'n Glide™ er en lysbaseret hårfjerner med langtidsvirkning beregnet til hjemmebrug.**

### 1.1 Silk'n Glide™ apparat beskrivelse

Silk'n Glide™ HÅRFJERNER har en BEHANDLINGSOVERFLADE, en KONTROL ENHED og en PULSKNA

- ① Kontrol enhed
- ② Pulsnap
- ③ Hudfarvesensor
- ④ Applikator
- ⑤ Midter knap
- ⑥ Indikator for Energieniveau
- ⑦ Klar/Hudfarve advarsel indikatorlampe



### 1.2 Æskens indhold

Silk'n Glide™ æsken indeholder følgende dele:

- Silk'n Glide™ Hårfjerner
- Adapter
- Denne brugermanual
- Silk'n garantibevis



## 2. Silk'n Glide™ tiltænkt anvendelse

Glide™ er beregnet til at fjerne uønsket hår. Glide™ er ligeledes beregnet til at resultere i langvarig eller blivende reduktion af hårvækst. Blivende reduktion af hårvækst defineres som en langsigtet holdbar formindskelse af tilbageværende hårvækst efter et behandlingsforløb.

Silk'n Glide™ er beregnet til fjernelse af uønsket kropsbehandling.

De ideelle områder for anvendelse af Silk'n Glide™ omfatter armhuler, bikinilinj, arme, ben, ansigt, ryg, skuldre og bryst

## 3. Sikkerhedsregler for Silk'n Glide™

Med Silk'n Glide™ kommer sikkerhed i første række.

**HPL™-teknologien i Silk'n Glide™ - Overlegen sikkerhed med lavere energiniveau**

Home Pulsed Light™-teknologi er i stand til at opnå holdbare hårfjerningsresultater med en brøkdel af det energiniveau, som bruges i andet lysbaseret hårfjerningsudstyr. Den lave energi der bruges i Silk'n Glide™, reducerer risikoen for at forvolde skade eller komplikationer og bidrager til din overordnede sikkerhed.

**Silk'n Glide™ beskytter huden**

Lysbaseret hårfjerning er ikke egnet til naturligt mørke hudfarver eller solbrændt hud. Silk'n Glide™ er udstyret med en indbygget HUDFARVESENSOR til måling af hudfarven på det hudområde, der ønskes behandlet og sikrer at kun egnede hudfarver behandles. Denne unikke sikkerhedsfunktion tillader ikke behandling af hudområder, hvor huden er for mørk eller for solbrændt.

Endvidere er 3 cm<sup>2</sup> BEHANDLINGSOVERFLADE hvorigennem lysimpulser leveres inde i enheden.

Dette gør det muligt for Silk'n Glide™ at beskytte din hud ved at undgå direkte kontakt mellem BEHANDLINGSOVERFLADE og huden.

**Silk'n Glide™ beskytter øjnene**

Silk'n Glide™ har en indbygget sikkerhedsfunktion for øjenbeskyttelse. Det er blevet udformet således, at en lyspuls ikke kan udsendes, når BEHANDLINGSOVERFLADEN vender ud i luften. Sikkerhedsfunktionen muliggør kun behandling, når BEHANDLINGSOVERFLADEN er i kontakt med vævet.





## 4. Kontraindikationer

### Vigtige sikkerhedsoplysninger - læs før brug!

Silk'n Glide™ er ikke egnet til alle. Læs og overvej oplysningerne i følgende afsnit inden brugen. For yderligere oplysninger og personlig rådgivning henvises til [www.silkn.com](http://www.silkn.com) eller det lokale Silk'n™-domæne. Hårfjerning med laser eller IPL kan forårsage øget hårvækst hos nogle mennesker. Baseret på nuværende tilgængelige oplysninger er det kvinder af middelhavs-, mellemøstlig og sydasiatisk herkomst, der behandles i ansigtet og på halsen, som har den største risiko for en sådan reaktion.

| Advarsel                                                                                                                                                                                     | Mulige resultater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sikkerheds tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Brug ikke Silk'n Glide™ på naturligt mørkt hud.</b></p> <p>Ikke sikkert!</p>                          | behandling af mørk hud med Silk'n Glide™ kan resultere i bivirkninger så som rød hud og ubehag i huden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En unik HUDFARVE SENSOR er indbygget i Silk'n Glide™ for at måle den behandlede huds farve ved begyndelsen af hver behandling og enkelte gange under behandlingen. HUDFARVE SENSOREN sikrer at pulsering kun udsendes på de passende hudfarver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Se kortet over hår- og hudfarver i bunden af æsken.</b></p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Brug ikke Silk'n Glide™ energiniveau 2-5 på solbrun hud, eller hud der for nyligt har været udsat for sol (gælder også solarier). Udsæt ikke behandlede hudområder for sollys.</b></p> | <p>Behandling med Silk'n Glide™ energiniveauer 2-5 før eller efter en eventuel udsættelse for sol kan resultere i bivirkninger såsom rødme og hud ubehag. Solbrændt hud specielt efter solen, indeholder store mængder af pigmentet melanin. Dette gælder for alle hudtyper og farver, også typer som tilsyneladende ikke bliver hurtigt solbrune. Tilstedeværelsen af store mængder Melanin udsætter huden for større risiko ved brug af enhver form for lys-baseret hårfjerningsmetode.</p> | <p>Hvis du bruger et energiniveau højere end det laveste, undgå eksponering for solen i 4 uger før og i 2 uger efter din Silk'n Glide™ behandling!</p> <p>Udsættelse for sol omfatter ubeskyttet udsættelse for direkte sollys uafbrudt i over 15 minutter, eller ubeskyttet udsættelse for diffunderet sollys uafbrudt i over 1 time. For at beskytte nybehandlet hud ved udsættelse for sollys, skal man smøre sig med solcreme faktor 30 eller højere i 2 uger efter hver hårfjerning. Det laveste energiniveau (1) for Silk'n Glide™ er designet specielt til sikker brug efter udsættelse for sol. Efter sol udsættelse kan du stadig bruge Silk'n Glide™ men kun med den laveste energiniveau indstilling.</p> |





| Advarsel                                                                                                                                                                                       | Mulige resultater                                                                                                                                                                   | Sikkerheds tips                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brug aldrig Silk'n Glide™ omkring eller nær øjnene.                                                                                                                                            | Selvom Silk'n Glide™ kan bruges til behandling af ansigtsbehåring, skal man her passe ekstra på at undgå øjnene.                                                                    | Silk'n Glide™ har en indbygget sikkerhedsfunktion for øjenbeskyttelse. Det er blevet udformet således, at en lyspuls ikke kan udsendes, når BEHANDLINGSOVERFLADEN vender ud i luften. PULSKNAPPEN muliggør behandling, når behandlingsflade er i kontakt med vævet. |
| Lad være med at behandle tatoveringer eller permanent makeup, mørkebrune eller sorte pletter, (som store fregner, modermærker eller vorter), brystvorter, genitaler eller læber.               | Behandling af ethvert mørkt eller stærkt pigmenteret område med Silk'n Glide™ kan give bivirkninger som forbrændinger, vabler og hudfarveændringer (hyper- eller hypopigmentation). | Dæk området med et ikke solabsorberende materiale, som hvidt stof eller hvidt plaster.                                                                                                                                                                              |
| Lad være med at behandle eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår eller infektioner (kolde sår), unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes)  | Lysbaseret behandling kan give bivirkninger på i forvejen følsomme områder.                                                                                                         | Vent til det angrebne område er helet før du bruger Silk'n Glide™                                                                                                                                                                                                   |
| Et behandlingsområde med tidligere herpesudbrud.                                                                                                                                               | Lysbaseret behandling kan give bivirkninger på i forvejen følsomme områder.                                                                                                         | Søg læge for forebyggende behandling før brugen af Silk'n Glide™                                                                                                                                                                                                    |
| Brug ikke Silk'n Glide™ hvis du er gravid eller ammer.                                                                                                                                         | Hormonale ændringer under graviditeten kan forøge hudfølsomhed og risikoen for bivirkninger.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lad være med at behandle områder, hvor du måske senere vil have hårvækst.                                                                                                                      | Resultaterne er permanente.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hold Silk'n Glide™ væk fra vand! Lad være med at anbringe Silk'n Glide™ på steder hvor den kan falde ned i, blive skubbet ned i eller anbragt i et badekar, håndvask eller anden vandbeholder. | Dette kan forårsage et alvorligt elektrisk stød.                                                                                                                                    | Brug ikke Silk'n Glide™: når du tager bad eller hvis den bliver fugtig eller våd. Træk straks stikket ud, hvis den falder i vandet.                                                                                                                                 |





| Advarsel                                                       | Mulige resultater                                                                                                                                                                                                                                   | Sikkerheds tips                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Silk'n Glide™ apparat. | Åbning af Silk'n Glide™ kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og for pulserende lysenergi. Begge dele kan forårsage store skader på kroppen og/eller permanente øjenskader. Dit apparat kan blive ødelagt og gøre din garanti ugyldig. | Kontakt venligst Silk'n™ kundeservice hvis dit apparat er i stykker eller har behov for reparation. |

## 5. Brug ikke Silk'n Glide™ hvis:

|                                                                                                           |                                                                |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Enheden betjenes af eventuelle stik, vedhæftninger, eller andet tilbehør end det der fulgte med produktet | monteringer eller tilbehør ikke er anbefalet af InnoEssentials | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |
| Den har en ødelagt ledning eller stik.                                                                    | Hold den elektriske ledning væk fra varme overflader           | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |
| du ser eller lugter røg når den er i brug.                                                                |                                                                | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |
| den ikke virker ordentligt eller virker skadet                                                            |                                                                | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |
| dens HUDFARVESENSOR er revnet eller ødelagt.                                                              |                                                                | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |
| den ydre skal er revnet eller ved at falde fra hinanden.                                                  |                                                                | Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice. |



## 6. Undgå at bruge Silk'n Glide™ hvis noget af det følgende gælder:

|                                                                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sygdomshistorie med dannelse af keloidale ar                                                                                | Søg råd hos din læge før du bruger Silk'n Glide™. |
| Hvis du lider af epilepsi                                                                                                   |                                                   |
| Hvis du har en sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, solar urticaria, lupus etc.        |                                                   |
| Hvis du har en sygdomshistorie med hudkræft eller områder med potentielle maligniteter.                                     |                                                   |
| Hvis du har modtaget strålebehandling eller kemoterapi indenfor de sidste 3 måneder.                                        |                                                   |
| Hvis du har andre sygdomme, som efter din læges mening gør behandlingen usikker for dig.                                    |                                                   |
| Hvis din hud er blevet behandlet med et lægeordineret middel indenfor de sidste 6 måneder skal du rådføre dig med din læge. |                                                   |

## 7. Mulige bivirkninger ved brug af Silk'n Glide™

Når Silk'n Glide™ bruges i henhold til vejledningen er bivirkninger og komplikationer forbundet med brugen af den ualmindelige. Imidlertid er enhver kosmetisk procedure forbundet med en vis risiko inklusive dem, der er beregnet til hjemmebrug. Derfor er det vigtigt at forstå og acceptere de risici og komplikationer, som kan optræde i forbindelse med brug af hårfjerningssystemer med pulserende lys beregnet til hjemmebrug

| Bivirkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risiko grad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ubetydeligt hud ubehag</b> – Selvom hårfjernelse med pulserende lys til hjemmebrug generelt tolereres godt, føler de fleste brugere et let ubehag under anvendelsen, som regel beskrevet som en svag stikkende fornemmelse i de behandlede hudområder. Den stikkende fornemmelse er til stede under selve behandlingen eller i et par minutter efter.<br>Alt udover dette ubetydelige ubehag er unormalt og betyder, at du enten ikke bør forsætte med brugen af Silk'n Glide™ fordi du ikke kan tåle hårfjernelsen, eller fordi energi indstillingen er for høj | Ubetydelig  |
| <b>Hud rødme</b> – Din hud kan blive rød efter brug af Silk'n Glide™ eller indenfor 24 timer efter brug af Silk'n Glide™. Rødmen forsvinder normalt i løbet af 24 timer. Søg læge hvis rødmen ikke forsvinder efter 2-3 dage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ubetydelig  |
| <b>Mere følsom hud</b> –<br>Det behandlede hudområde er mere følsomt, så du kan opleve tørhed og hudafskalning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ubetydelig  |
| <b>Pigment forandringer</b> – Silk'n Glide™ angriber hårskaftet, særligt de pigmenterede celler i hår follikelen og selve hår follikelen. Alligevel er der en risiko for midlertidig hyperpigmentation (forøget pigment eller brun misfarvning) eller hypopigmentation (hvid hud) i den omgivende hud. Denne risiko for ændring af hudens pigment er større for personer med mørkere hudfarver. Normalt er misfarvning eller pigmentforandringer midlertidige og permanent hyperpigmentation eller hypopigmentation forekommer sjældent.                            | Sjældent    |
| <b>Voldsom rødme og hævelse</b> – I sjældne tilfælde kan behandlet hud blive meget rød og hævet. Dette er mere almindeligt på kroppens følsomme områder. Rødmen og hævelsen bør fortage sig i løbet af 2 - 7 dage og bør behandles med hyppige is-omslag. Huden kan renses med varsomhed, men udsættelse for sol bør undgås.                                                                                                                                                                                                                                        | Sjældent    |



## 8. Langtids hårfjerning med Silk'n Glide™ metoden.

En typisk hel hårvækstcyklus kan tage 18-24 måneder. I denne periode kan det være nødvendigt med flere Silk'n Glide™-behandlinger for at opnå langtidsholdbar hårfjerning. Effektiviteten af hårfjerningen svinger fra person til person ud fra legemsområde, hårfarve, og hvordan Silk'n Glide™ bruges.

Typisk Silk'n Glide™ hårfjerningsprogram for en komplet hårvækstcyklus:

Behandlingerne 1-4 - planlæg med to ugers mellemrum

Behandlingerne 5-7 - planlæg med fire ugers mellemrum

Behandlingerne 8+ - behandling efter behov, indtil det ønskede resultat er opnået.

### Forventet behandlingsresultat for hårfjerning

| Fitzpatrick hudtype | Hårfarve        | Lysfluens [ $\text{J}/\text{cm}^2$ ] | Anatomisk område på kroppen <sup>2</sup> | Gennemsnitligt antal behandlinger <sup>1</sup>    | Effektivitet (% af hårfjerning/genvækst) <sup>1</sup> |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| I-IV                | Lys brun - brun | 3-4.5                                | Ben eller lår                            | Behandling 10-12, med cirka fire ugers mellemrum. | 60% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Arme                                     |                                                   | 50% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Bikiniilinje                             |                                                   | 60% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Underarme                                |                                                   | 55% hårreduktion                                      |
| I-IV                | Brun- sort      | 3-4.5                                | Ben eller lår                            | Behandling 8-10, med cirka fire ugers mellemrum.  | 70% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Arme                                     |                                                   | 60% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Bikiniilinje                             |                                                   | 70% hårreduktion                                      |
|                     |                 |                                      | Underarme                                |                                                   | 65% hårreduktion                                      |

<sup>1</sup> Individuel respons afhænger af hårtype såvel som biologiske faktorer, der kan påvirke hårvækstmønstre. Nogle patienter kan reagere hurtigere eller langsommere i forhold til det gennemsnitlige antal behandlinger.

<sup>2</sup> Man kan ikke forvente langtidsholdbar epilering med en enkelt eller endog to behandlinger. Varigheden af hårsækkens hvileperiode afhænger også af legemsområdet.



## 9. Første trin med Silk'n Glide™

1. Tag Silk'n Glide™ HÅRFJERNINGSENHED og de andre dele ud af æsken.
2. Sæt ADAPTER ledningen i Silk'n Glide™ HÅRFJERNINGSENHEDS kontakten.
3. Sæt ADAPTEREN i en stikkontakt. Alle indikatorer på KONTROL ENHEDEN vil tænde og slukke gentagne gange i en cirkulær bevægelse.

Din Silk'n Glide™ er nu klar til brug.

### Behandel med Silk'n Glide™ sikkert og korrekt!

Vælg områder til behandling, som ikke for nyligt har været udsat for sol.

4. Huden i de behandlede områder bør være barberet, ren tør; og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant. Brug ikke voks, udtrækning eller pincet til hårfjerning. Barbering er vigtigt for at opnå det ønskede resultat! Det bedste resultat opnås, når du barberer dig 3 dage før behandlingen eller når hårenes længde er 1-2 mm - 3/32 inch.
5. Tryk på knappen i MIDTEN. Enheden vil tænde, Energi Niveau 1 Indikator tændes, og en blæser lyd starter.
6. Ca. 1 sekund efter at trykke på DEN MIDTERSTE KNAK, vil KLAR/HUDFARVE ADVARSEL INDIKATOR tænde. Enheden er derefter klar til at udløse den første impuls på det laveste energiniveau.
7. Hvis dette er din første behandling - vælg dette energiniveau. Glide tilbyder 5 energiniveauer fra 1 (det laveste) til 5 (det højeste). For at vælge det rigtige energiniveau til din første behandling bør du teste hvert behandlingsområde separat.

- Placer APPLIKATOREN på huden og tryk på knappen for at udløse en pulsering. Hvis du ikke oplevede unormal ubehag tryk på den MIDTERSTE KNAK igen. Dette vil øge energiniveauet. Lever en impuls på en anden plet på energi niveau 2.
- Fortsæt med at afprøve højere energi niveau indtil du har nået det højeste niveau, hvor det stadig er behageligt. Hvis du ikke oplever nogen bivirkninger indenfor en time, kan du påbegynde den fulde behandling på dette energiniveau.
- Gentag denne test for hver del af kroppen du vil behandle.

8. Indstil energiniveau. For at indstille et energiniveau højere eller lavere, skal du trykke på knappen i MIDTEN flere gange for at øge energiniveauet fra 1 til 5 og fra 5 direkte tilbage til 1, indtil det ønskede energiniveau er indstillet. De ENERGINIVEAU INDIKATORLYS vil indikere energiniveau indstillingen. (For detaljer se "Energiniveau" kapitlet inde i denne brugsanvisning).





### Energyniveau

Energyniveauet bestemmer intensiteten for Silk'n Glide™ pulseringerne på din hud. Som energiniveau stiger, så gør hårfjernings resultater det samme, såvel som risikoen for mulige bivirkninger og komplikationer. Glide har 5 energiniveauer, som starter på 1 (laveste) og går til 5 (højeste), og som er vist med 5 energiniveau-indikatorlamper.

Når Silk'n Glide™ tændes, nulstilles energiniveauet automatisk til laveste energiniveau. Kun et INDIKATORLYS er tændt. For at indstille energiniveauet, skal du trykke på den MIDTERSTE KNAK flere gange for at øge energiniveauet fra 1 til 5 og fra 5 direkte tilbage til 1.

9. Anvend BEHANDLINGSOVERFLADEN på huden, og sørg for huden er spredt jævnt og glat. Så snart BEHANDLINGSOVERFLADE er i fuld kontakt med huden, vil indikator lyset KLAR/HUDFARVE ADVARSEL begynde at blinke langsomt.
10. Tryk på PULSKNAPPEN. Enheden vil først afgøre farven på din hud. Hvis farven af huden er lys nok til sikker anvendelse, vil enheden blinke en impuls med lys på huden, og indikator lampen KLAR/HUDFARVE ADVARSEL slukker. Du vil se et lysglimt og samtidig høre et svagt smæld. Det er apparatets normale lyd. Du vil mærke en svag varme og snurren. Silk'n Glide™ vil straks lade op til den næste pulsering. Efter nogle få sekunder (afhængig af det indstillede energiniveau) vil den indikator lampe KLAR/HUDFARVE ADVARSEL tænde igen, og begynde at blinke langsomt, når igen vedhæftet til huden.
11. Fjern APPLIKATOREN fra det behandlede hudområde.
12. Vælg en metode til anvendelse for din session. Glide kan anvendes på to måder: "Pulserende" og "Glidende" (for flere detaljer se påføringsmetoder nedenfor).
  - For den PULSERENDE metode, skal du følge trinene 9-11 ovenfor på et andet sted, indtil hele området er dækket helt.
  - For den GLIDENDE metode, skal du holde PULSKNAPPEN nede uafbrudt, og skubbe enheden jævnt langs det behandlede område.



Hvis din hud får vabler eller forbrændinger, STOP ØJEBLIKKELT!

Dansk

### Påføringsmetoder

#### PULSERING

PULSERENDE er den bedste teknik til at arbejde med højere energiniveauer, da det giver en bedre kontrol af hud dækning. Når der pulseres, bør Silk'n Glide™ arbejde i rækker, begynder i den ene ende af hver række og skrider sekventielt mod den anden ende, og hjælper dig med at undgå at behandle det





samme område mere end én gang eller overlappende hudområder.

Når der pulseres er Silk'n Glide™ BEHANDLINGSOVERFLADEN designet til at skabe midlertidige trykpunkter på det behandlede område. Ved enhver genplacering af BEHANDLINGSOVERFLADEN brug disse trykpunkter til at vejlede dig til korrekt placering for næste impuls, og dermed undgå pauser mellem pulseringerne.



**Forsøg at undgå overlappende pulse!**



**Det samme hudområde må ikke behandles mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling! Behandling af det samme hudområde mere end en gang pr. hårfjerning øger risikoen for bivirkninger.**

## GLIDENDE

GLIDENDE er den bedste måde at at arbejde på et lavt energiniveau og opnå en hurtig og mere effektiv session.

Når der glides, hold PULSKNAPPEN nede uafbrudt og benyt en langsom glidende bevægelse imens der holdes kontakt med huden, og bevæges let hen over det behandlede område. I de lavere energiniveauer tager enheden kun 1-1,5 sekunder at genoplade mellem impulser og giver en uafbrudt sekvens af blink.



**Hvis der udvikles blærer eller forbrændinger, SKAL BRUGEN STANDSES ØJEBLIKKELT!**

## Hudfarvesensoren

Lysbaseret hårfjerning på mørk hudfarve kan resultere i uønskede bivirkninger som f.eks. forbrændinger, blærer og ændringer i hudfarven (hyper- eller hypopigmentering).

For at forhindre forkert brug, måler en unik HUDFARVESENSOR i Silk'n Glide™ den behandlede hudfarve både ved starten af hver behandling og med jævne mellemrum under selve behandlingen. Hvis HUDFARVESENSOREN registrerer hudfarve, der er for mørk til behandling med Silk'n Glide™, stopper apparatet automatisk udløsningen af pulse.

Hvis du ikke ser en lys puls og KLAR/HUDFARVE ADVARSEL- INDIKATOREN BLINKER HURTIGT, er det et tegn på at din hudtone, målt med HUDFARVE SENSOR er for mørk for sikker anvendelse. Prøv at bruge enheden på en anden kropsdel eller kontakt Silk'n™ kundeservice.





## 9.1. Forventninger til behandling med Silk'n Glide™

For mange mennesker kan brugen af Silk'n Glide™ være første erfaring med et lysbaseret apparat designet til hjemmebrug. Silk'n Glide™ er enkel at bruge, og behandlingerne er hurtigt overstået. Under Silk'n Glide™-behandlingen er det normalt at opleve og mærke:

- **Blæserlyd** - ventilatoren i Silk'n Glide™ frembringer en lyd, der minder om en hårtørrer. Det er normalt.
- **Poplyd med hver puls** - når HPL™-lyspulsen aktiveres, er det normalt at høre en diskret poplyd samtidig med lysblinket.
- **Varmefornemmelse og prikken** - med hver lyspuls er det normalt at mærke varmekenning og prikken fra lysenergien.
- **En smule rød eller lysrød farve** - under og efter behandlingen med Silk'n Glide™ er det ikke ualmindeligt at se en smule lysrød farve på huden. Det ses som regel tydeligst omkring selve hårene.

Hvis huden imidlertid ser meget rød ud eller der forekommer blærer eller forbrændinger skal man straks indstille brugen af Silk'n Glide™.

## 9.2. Efter behandling med Silk'n Glide™

1. Når Silk'n Glide™ session er afsluttet, sluk for Silk'n Glide™ ved at give den MIDTERSTE KNAP et fast tryk. Vær sikker på at huske den sidste energiniveau indstilling, du brugte, da den ikke vil blive gendannet, når du tænder for Silk'n Glide™ igen.
2. Tag adapterledningen ud af elstikket.
3. Det anbefales at rengøre Silk'n Glide™ efter hver behandling, især APPLIKATOREN (se "Rengøring af Silk'n Glide™").
4. Efter rengøring anbefales det at opbevare Silk'n Glide™ i originalemballagen og undgå kontakt med vand.



### Hudpleje efter hårfjerningsbehandlingen

Udsæt ikke hudområder behandlet med energiniveauer 2-5 for solen. De behandlede hudområder må ikke udsættes for sol. Sørg for omhyggeligt at beskytte den behandlede hud med solcreme under hele hårfjerningsperioden og i mindst 2 uger efter den sidste Silk'n Glide™-behandling.

# 10. Vedligeholdelse af Silk'n Glide™

## 10.1. Rengøring af Silk'n Glide™

Det anbefales at rengøre Silk'n Glide™ efter hver behandling, især APPLIKATORENS MUNDSTYKKE & VINDUE.

1. Tag Silk'n Glide™ ud af stikket inden rengøring.
2. Anvend en ren og tør klud fugtet med specialrengøringsmiddel til elektronisk udstyr til forsigtigt at tørre Silk'n Glide™ af - herunder specielt APPLIKATOREN. Silk'n Glide™ eller dele deraf må aldrig komme i kontakt med vand!





## 11. Fejlfinding

### 11.1. “Min Silk’n Glide™ starter ikke.”

- Kontroller om ADAPTEREN er koblet ordentligt til Glide™.
- Kontroller om ADAPTEREN er koblet til stikkontakten på væggen.

### 11.2. “Når jeg trykker på PULSKNAPPEN, kommer der ingen lyspuls.”

Sørg for, at den advarsels indikatorlampe KLAR/HUDFARVE blinker langsomt for at sikre, at du har god kontakt med huden, og at BEHANDLINGSOVERFLADEN er jævnt og fast trykket imod huden. For din sikkerhed vil PULSKNAPPEN kun aktivere en impuls hvis BEHANDLINGSOVERFLADEN trykkes fast imod huden.

- Kontroller ADVARSELSLYSET FOR SYSTEMFEJL. Hvis den blinker hurtigt er dette et tegn på at din hudtone, målt af HUDFARVE SENSOR, er for mørk for sikker anvendelse. Prøv at bruge enheden på en anden kropsdel eller kontakt Silk’n™ kundeservice.
- Hvis det lys konstant er tændt, sammen med et vilkårligt antal indikatorlamper, har du en systemfejl. Hvis der fortsat er et problem, kontakt det lokale Silk’n Glide™ kundeservicecenter.
- Hvis der fortsat er et problem, kontakt det lokale Silk’n Glide™ kundeservicecenter.
- Undersøg om Systemfejl indikatorlampen lyser, og at alle andre lamper blinker. Hvis det er tilfældet, skal du tage enheden fra dens strømkilde. Enheden har nået slutningen af sin levetid. Denne enhed skal bortskaffes ordentligt. Aflever dit gamle udstyr til den nærmeste elektronisk affaldsindsamlingsvirksomhed til sikker og effektiv bortskaffelse.



Forsøg ikke på at åbne eller reparere Silk’n Glide™. Kun autoriserede Silk’n Glide™ værksteder må foretage reparationer.

Åbning af Silk’n Glide™ indebærer risiko for at blive udsat for farlige elektriske komponenter og pulserende lysenergi, som hver især kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og/eller permanent øjenskade.

Forsøg på at åbne Silk’n Glide™ kan også beskadige hårfjernerens og gøre garantien ugyldig.

Kontakt Silk’n Glide™ kundeservice, hvis hårfjernerens er defekt eller beskadiget og trænger til reparation.





## 12. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n™-produkter bedes du gå til den lokale Silk'n™-hjemmeside: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) eller [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Hvis hårfjerneren er i stykker, beskadiget, trænger til reparation eller anden bruger assistance bedes du kontakte den lokale Silk'n™kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

For kunder i andre lande: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifikationer

|                             |            |                                                                         |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Spot størrelse              |            | 1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]                                       |
| Hastighed                   |            | energiniveau 1 - 1 pulser hvert 1 sekund                                |
|                             |            | energiniveau 2 - 1 pulser hvert 1.5 sekunder                            |
|                             |            | energiniveau 3 - 1 pulser efter 2.3 sekunder                            |
|                             |            | energiniveau 4 - 1 pulser efter 3 sekunder                              |
|                             |            | energiniveau 5 - 1 pulser efter 3.4 sekunder                            |
| Teknologi                   |            | Home Pulsed Light™                                                      |
| Maks. energiniveau          |            | Maks. 5 J/cm <sup>2</sup>                                               |
| Bølgelængde                 |            | 475-1200nm                                                              |
| Opladningstid/strømkilde    |            | Uafbrudt drift                                                          |
| Elektriske krav             |            | 100-240VAC, 2A                                                          |
| Behandlingstid for underben |            | 10 minutter                                                             |
| Drift og sikkerhed          |            | Hudfarve sensor sikrer problemfrit kun anvendelse på passende hudtyper  |
| Ækestørrelse                |            | 180x180x100cm                                                           |
| Systemvægt                  |            | 200gr                                                                   |
| Temperatur                  | I drift    | 10°C til 35°C                                                           |
|                             | Opbevaring | -40 til +70 °C                                                          |
| Relativ fugtighed           | I drift    | 30 til 75 % rH                                                          |
|                             | Opbevaring | 10 til 90 % rH                                                          |
| Atmosfærisk tryk            | I drift    | 700 til 1060 hPa                                                        |
|                             | Opbevaring | 500 til 1060 hPa                                                        |
| Adaptor Rated Model         |            | KSA24A   200150HE In the UK KSA24A   200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A |





**Авторское право 2013 © InnoEssentials Все права защищены.  
Дата печати: июль 2014**

Компания InnoEssentials оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия и спецификации для улучшения работы, повышения надежности или технологичности. Информация, представленная компанией InnoEssentials, считается точной и надежной на момент публикации. Однако компания InnoEssentials не несет ответственности за ее использование. Эта информация не может считаться таковой, которая дает право на использование лицензии по патенту или патентным правам компании InnoEssentials. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения InnoEssentials. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания InnoEssentials имеет патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, охватывающие объект данного документа. Представление этого документа не дает вам никаких лицензий на такие патенты, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, если иное в письменной форме не оговорено компанией InnoEssentials. Спецификации могут изменяться без предупреждения. InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## **Содержание**

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Перед началом использования.....</b>                                           | <b>137</b> |
| 1.1. Описание прибора Silk'n Glide™ .....                                            | 137        |
| 1.2. Комплектация .....                                                              | 137        |
| <b>2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Glide™ .....</b>                           | <b>138</b> |
| <b>3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Glide™ .....</b>          | <b>138</b> |
| <b>4. Противопоказания .....</b>                                                     | <b>139</b> |
| <b>5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Glide™: .....</b>   | <b>141</b> |
| <b>6. Не используйте эпилятор Silk'n Glide™ в следующих случаях: .....</b>           | <b>142</b> |
| <b>7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Glide™ .....</b> | <b>143</b> |
| <b>8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n Glide™ .....</b>      | <b>144</b> |
| <b>9. Начало работы .....</b>                                                        | <b>145</b> |
| 9.1. Чего ожидать при использовании эпилятора Silk'n Glide™? .....                   | 148        |
| 9.2. После использования эпилятора Silk'n Glide™ .....                               | 148        |
| <b>10. Обслуживание эпилятора Silk'n Glide™ .....</b>                                | <b>148</b> |
| 10.1. Уход за эпилятором Silk'n Glide™ .....                                         | 148        |
| <b>11. Устранение неполадок .....</b>                                                | <b>149</b> |
| 11.1. "Мой эпилятор Silk'n Glide™ не включается" .....                               | 149        |
| 11.2. "Световой импульс не производится, когда я нажимаю КНОПКУ "ИМПУЛЬС" .....      | 149        |
| <b>12. Обслуживание клиентов .....</b>                                               | <b>150</b> |
| <b>13. Спецификации .....</b>                                                        | <b>150</b> |



Перед первым использованием эпилятора Silk'n Glide™ полностью прочтите Руководство пользователя. Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования эпилятора, его работе и действиям после использования. Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием эпилятора Silk'n Glide™. Эпилятор Silk'n Glide™ представляет собой мощный электроприбор. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и следуйте им при использовании эпилятора Silk'n Glide™!


## 1. Перед началом использования

**Silk'n Glide™ - это фотоэпилятор для долгосрочного удаления волос, предназначенный для использования в домашних условиях.**

### 1.1 Описание прибора Silk'n Glide™

ЭПИЛЯТОР Silk'n Glide™ имеет ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ.

- ① Панель управления
- ② Генератор импульсов
- ③ Датчик цвета кожи
- ④ Аппликатор
- ⑤ Центральная кнопка
- ⑥ Световые индикаторы уровня энергии
- ⑦ Готовность/Предупредительный световой индикатор цвета кожи



### 1.2 Комплектация

Открыв упаковку эпилятора Silk'n Glide™, вы найдете следующие детали:

- Эпилятор Silk'n Glide™
- Адаптер
- Данное "Руководство пользователя"
- Гарантийный талон Silk'n



## 2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Glide™

Эпилятор Glide™ предназначен для удаления нежелательных волос. Он разработан для достижения долгосрочных результатов эпиляции. Долгосрочное удаление волос подразумевает продолжительные стабильные результаты по количеству волос, отрастающих после курса эпиляции.

Эпилятор Silk'n Glide™ может использоваться для удаления нежелательных волос на теле. Эпилятор Silk'n Glide™ идеально подходит для использования на подмышках, линии бикини, руках, ногах, лице, лопатках и груди.

## 3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Glide™

Во время использования эпилятора Silk'n Glide™ главное - безопасность.

Технология HPL™ в эпиляторе Silk'n Glide™ - Повышенная безопасность с более низким уровнем энергии

Благодаря технологии Home Pulsed Light™ можно добиться долгосрочных результатов удаления волос, потратив лишь часть энергии, используемой в других фотоэпиляторах. Низкий уровень энергии в эпиляторе Silk'n Glide™ сокращает риск получения травмы или осложнений, и в целом повышает безопасность.

**Эпилятор Silk'n Glide™ защищает вашу кожу**

Фотоэпилятор не подходит для темной или загорелой кожи. В эпилятор Silk'n Glide™ встроен ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, предназначенный для оценки оттенка обрабатываемой поверхности, благодаря которому импульс срабатывает только на коже подходящего оттенка. Эта уникальная функция не позволяет обрабатывать участки со слишком темной или загорелой кожей. Помимо того, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ площадью 3см<sup>2</sup>, через которую проходят световые импульсы, находится в углублении аппарата. Это позволяет Glide™ защищать вашу кожу, избегая прямого контакта ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ с кожей.

**Эпилятор Silk'n Glide™ защищает ваши глаза**

Silk'n Glide™ имеет встроенную функцию для защиты глаз. Она была разработана таким образом, что световой импульс не срабатывает, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ направлена в воздух. Функция безопасности позволяет световому импульсу сработать, только когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ находится в контакте с тканью.





## 4. Противопоказания

### Важная информация о безопасности - Прочтите перед использованием!

Эпилятор Silk'n Glide™ подходит не всем. Перед использованием прочтите и запомните информацию в следующем разделе. Чтобы получить более подробную информацию и персональный совет, вы можете посетить [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com) или местный домен Silk'n™.

Удаление волос лазером или источниками яркого импульсного света может привести к более интенсивному росту волос у некоторых людей. На основании имеющихся данных, этот риск наиболее высок среди женщин Средиземноморья, Ближнего Востока и Южной Азии, которые проходят процедуры на шее и лице.

| Предупреждение                                                                                                                                                                                                                        | Возможные результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Рекомендации по безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Не используйте эпилятор Silk'n Glide™ на смуглой от природы коже. <b>Небезопасно</b></p>  <p>Смотрите таблицу цвета кожи и волос на упаковке.</p> | <p>Применение эпилятора Silk'n Glide™ на смуглой коже может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>В эпилятор Silk'n Glide™ встроен уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который определяет оттенок кожи перед каждым сеансом и периодически во время сеанса. ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ гарантирует, что импульсы будут производиться только на коже подходящего тона.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Не используйте уровни энергии Silk'n Glide™ 2-5 на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (включая аппараты искусственного загара). Не подвержайте обработанные зоны солнечному воздействию.</p>                  | <p>Обработка уровнями энергии Silk'n Glide™ 2-5 до или после пребывания на солнце может привести к побочным явлениям, таким как покраснение кожи и неприятные ощущения. Кожа темного цвета, особенно после пребывания на солнце, содержит большое количество пигмента меланина. Это касается всех типов и оттенков кожи, включая те, которые быстро не загорают. Наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску при использовании любого светового метода удаления волос.</p> | <p>Если вы используете любой уровень энергии выше самого низкого, избегайте пребывания на солнце в течение 4-х недель до и 2-х недель после процедуры с Silk'n Glide™. Под пребыванием на солнце подразумевается непрерывное пребывание под открытыми солнечными лучами более 15 минут или непрерывное незащищенное пребывание под рассеянными солнечными лучами более 1 часа. Чтобы защитить от солнечного воздействия кожу, которая недавно подвергалась процедуре удаления волос, в течение 2 недель после каждого сеанса удаления волос пользуйтесь солнцезащитным кремом с коэффициентом защиты 30 или выше. Низкий уровень энергии Silk'n Glide™ (1) разработан специально для безопасного использования даже после пребывания на солнце. После пребывания на солнце вы можете продолжать использовать Silk'n Glide™, но только с применением наиболее низкого уровня энергии.</p> |



| Предупреждение                                                                                                                                                                                                                                                     | Возможные результаты                                                                                                                                                                                            | Рекомендации по безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никогда не пользуйтесь эпилятором Silk'n Glide™ вокруг или возле глаз.                                                                                                                                                                                             | Хотя прибор Silk'n Glide™ можно использовать для удаления волос на лице, следует быть очень внимательным, чтобы не приближать его к глазам.                                                                     | Silk'n Glide™ имеет встроенную функцию для защиты глаз. Она была разработана таким образом, что световой импульс не срабатывает, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ направлена в воздух. Пусковое устройство позволяет световому импульсу сработать, только когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ находится в контакте с тканью. |
| Не используйте эпилятор на коже с татуировками, перманентным макияжем, темно-коричневыми или черными пятнами (например, большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках, гениталиях или губах.                                                  | Применение эпилятора Silk'n Glide на любом темном или содержащем больше пигмента участке может привести к нежелательным эффектам, таким как ожоги, волдыри и изменение цвета кожи (гипер- или гипопигментация). | Накройте область материалом, который не поглощает свет, таким как белая ткань или белая медицинская лента.                                                                                                                                                                                                                |
| Не используйте прибор на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет). | Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.                                                                                                                                  | Дождитесь излечения данной области перед тем, как применять прибор Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Обработка зоны, на которой в прошлом возникал герпес.                                                                                                                                                                                                              | Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.                                                                                                                                  | Проконсультируйтесь с врачом на предмет проведения профилактического лечения перед использованием устройства Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                               |
| Не используйте эпилятор Silk'n Glide™ в период беременности или кормления грудью.                                                                                                                                                                                  | Гормональные изменения во время беременности могут увеличить чувствительность кожи и риск возникновения нежелательных эффектов.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Не обрабатывайте участки, на которых, возможно, заходите, чтобы волосы выросли.                                                                                                                                                                                    | Результаты долгосрочны.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Храните прибор Silk'n Glide подальше от воды! Не кладите и не храните эпилятор Silk'n Glide там, где он может упасть, где его могут столкнуть или помять в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой.                                                       | Это может привести к серьезному поражению электротоком.                                                                                                                                                         | Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Glide™: во время купания или в сыром и мокром месте. Немедленно выньте вилку из розетки, если устройство упало в воду.                                                                                                                                         |





| Предупреждение                                                           | Возможные результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Рекомендации по безопасности                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить эпилятор Silk'n Glide™. | При вскрытии устройства Silk'n Glide™ вы можете коснуться опасных электрических деталей и подвергнуться воздействию импульсной световой энергии. Все это может причинить серьезные телесные повреждения и/или необратимые травмы глаз. Это также может привести к поломке аппарата и аннулированию гарантии. | Обратитесь в службу обслуживания клиентов Silk'n™, если вы сломали или повредили устройство и нуждаетесь в его починке. |

## 5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Glide™:

|                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство запрещено использовать с любыми заглушками, оборудованием или аксессуарами, кроме тех, которые были поставлены с Silk'n Glide™ | Компания InnoEssentials не рекомендует использование дополнительных приспособлений или аксессуаров. | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| в устройстве поврежден шнур или вилка.                                                                                                    | Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.                                              | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора.                                                                           |                                                                                                     | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| прибор плохо работает или поврежден.                                                                                                      |                                                                                                     | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ эпилятора поврежден или сломан.                                                                                         |                                                                                                     | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |
| внешний корпус поврежден или распадается на части.                                                                                        |                                                                                                     | Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™. |

## 6. Не используйте эпилятор Silk'n Glide™ в следующих случаях:

|                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Если в прошлом вы были предрасположены к образованию келоидных рубцов.                                                                               | Проконсультируйтесь с врачом перед началом использования устройства Silk'n Glide™. |
| Если страдаете эпилепсией.                                                                                                                           |                                                                                    |
| Если страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др. |                                                                                    |
| Если в прошлом у вас был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями.                                      |                                                                                    |
| Если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.                                                            |                                                                                    |
| Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно.                            |                                                                                    |
| Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.                                      |                                                                                    |



## 7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Glide™

При использовании эпилятора Silk'n Glide™ согласно инструкциям побочных эффектов и осложнений обычно не бывает. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые случаются во время фотоэпиляции в домашних условиях.

| Нежелательная реакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Степень риска |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Незначительный дискомфорт на коже</b> – Несмотря на то, что процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях обычно очень хорошо переносится, многие пользователи ощущают небольшой дискомфорт, который можно описать как незначительное покалывание в области обработки кожи. Ощущение покалывания обычно длится во время использования прибора или в течение нескольких минут после процедуры. Все ощущения, которые выходят за рамки незначительного дискомфорта, ненормальны и означают, что вы должны либо прекратить использование эпилятора Silk'n Glide™, поскольку плохо переносите процедуру удаления волос, либо установлен слишком высокий уровень энергии. | Низкая        |
| <b>Покраснение кожи</b> – Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения эпилятора Silk'n Glide™ или в течение 24 часов после процедуры. Краснота обычно проходит в течение 24 часов. Обратитесь к врачу, если краснота не проходит в течение 2-3 дней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Низкая        |
| <b>Повышенная чувствительность кожи</b> – Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете столкнуться с сухостью или шелушением кожи..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Низкая        |
| <b>Изменение пигмента</b> – Эпилятор Silk'n Glide™ воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневая депигментация) или гипопигментации (отбеливание) окружающих участков кожи. Данный риск изменений в пигментации кожи выше у людей с более темными оттенками кожи. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях.                                                                                | Редко         |
| <b>Чрезмерное покраснение и припухлость</b> – В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и припухнуть. Это чаще случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней. На эту область необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Редко         |

## 8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n Glide™

Стандартный цикл роста волос равен 18-24 месяцам. Во время этого периода для достижения долгосрочных результатов удаления волос может понадобиться несколько сеансов эпиляции с помощью эпилятора Glide™.

Эффективность эпиляции варьируется от человека к человеку в зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения эпилятора Silk'n Glide™.

Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора Silk'n Glide™ во время полного цикла роста волос:

Периоды между 1-4 процедурами составляют приблизительно две недели.

Периоды между 5-7 процедурами составляют приблизительно четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

### Ожидаемые результаты удаления волос

| Тип кожи по Фицпатрику | Цвет волос                           | Плотность светового потока [Дж/см²] | Анатомическая часть тела <sup>2</sup> | Среднее количество сеансов <sup>1</sup>           | Эффективность (% удаления волос/отросших волос) <sup>1</sup> |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| I-IV                   | От светло-коричневого до коричневого | 3-4.5                               | Голени или бедра                      | Сеансы 10-12, с интервалом примерно четыре недели | Сокращение количества волос на 60%                           |
|                        |                                      |                                     | Руки                                  |                                                   | Сокращение количества волос на 50%                           |
|                        |                                      |                                     | Линия бикини                          |                                                   | Сокращение количества волос на 60%                           |
|                        |                                      |                                     | Подмышечные впадины                   |                                                   | Сокращение количества волос на 55%                           |
| I-IV                   | От коричневого до черного            | 3-4.5                               | Голени или бедра                      | Сеансы 8-10, с интервалом примерно четыре недели  | Сокращение количества волос на 70%                           |
|                        |                                      |                                     | Руки                                  |                                                   | Сокращение количества волос на 60%                           |
|                        |                                      |                                     | Линия бикини                          |                                                   | Сокращение количества волос на 70%                           |
|                        |                                      |                                     | Подмышечные впадины                   |                                                   | Сокращение количества волос на 65%                           |

1. Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических факторов, которые могут повлиять на то, как растут волосы. У некоторых пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по сравнению со среднестатистическими показателями.

2. Нельзя ожидать стойкого удаления волос после одного или даже двух сеансов. Длительность периода покоя волосных фолликулов также зависит от части тела.





## 9. Начало работы

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk'n Glide™ и его части из коробки.
  2. Вставьте шнур АДАПТЕРА в разъем ЭПИЛЯТОРА Silk'n Glide™.
  3. Подключите АДАПТЕР к электрической розетке. Все индикаторы на ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ загорятся и потухнут по кругу.
- Теперь эпилятор Silk'n Glide™ готов к работе.

**Обращайтесь с эпилятором Silk'n Glide™ внимательно и осторожно!**

**Обрабатывайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.**

4. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их. Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата! Наилучших результатов можно достичь, если побрить кожу за 3 дня до обработки или когда длина волос составляет 1–2 мм (3/32 дюйма).
5. Нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Устройство включится, загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР энергетического уровня 1, и вы услышите звук вентилятора.
6. Примерно через 1 секунду после нажатия на ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ, включится индикатор ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ. Устройство готово к генерированию первого импульса на самом низком энергетическом уровне.
7. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии. Эпилятор Glide™ имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите кнопку запуска для генерирования одного импульса. Если вы не испытываете сильного дискомфорта, нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ еще раз. Это повысит уровень энергии. Примените один импульс на другое место на энергетическом уровне 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

8. Установите уровень энергии. Для того, чтобы отрегулировать уровень энергии выше или ниже, нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ несколько раз для увеличения энергетического уровня от 1 до 5 и от 5 непосредственно к 1, пока нужный уровень энергии не будет установлен. СВЕТОВЫЕ





ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ будут указывать на установленный уровень. (Подробнее см. главу "Уровень энергии", в данной инструкции).

**Уровень энергии** - Уровень энергии определяет интенсивность светового импульса Silk'n Glide™ в вашу кожу. По мере увеличения уровня энергии, повышается как эффективность эпиляции, так и риск возможных побочных явлений и осложнений. Эпилятор Silk'n Glide™ может работать на 5 уровнях энергии - от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий), которые отображаются с помощью 5-х световых индикаторов: Уровень энергии, установленный для процедур, устанавливает количество импульсов, производимых аппаратом. Каждый раз, когда эпилятор Silk'n Glide™ включен, уровень энергии автоматически настраивается на самый низкий. Горит только один СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЭНЕРГИИ. Для того, чтобы отрегулировать уровень энергии, нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ несколько раз для увеличения энергетического уровня от 1 до 5 и от 5 непосредственно к 1.

9. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу, убедившись в том, что кожа растянута равномерно и без складок. Как только ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ придет в полный контакт с кожей, ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ начнет медленно мигать.
10. Нажмите на ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ. Первым делом, устройство определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а световой индикатор ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ погаснет. Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание. Эпилятор Silk'n Glide™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса. Через несколько секунд (в зависимости от установленного уровня энергии) световой индикатор ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ загорится снова, и начнет медленно мигать, когда вы снова приложите его к коже.
11. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.
12. Выберите метод применения для вашей сессии. Glide™ можно применять двумя способами: "Пульсация" и "Скольжение" (подробнее см. рамку с методами применения ниже).
  - Для ПУЛЬСАЦИИ выполните шаги 9-11, которые описаны выше, на другом месте, пока вся область не будет полностью покрыта.
  - Для СКОЛЬЖЕНИЯ, непрерывно удерживая ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ, плавно двигайте устройство вдоль обрабатываемой области.



**Если на коже появились пузыри или ожоги, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!**

### **Метод применения пульсация**

ПУЛЬСАЦИЯ - наилучшая техника для работы с высокими уровнями энергии, так как она





позволяет лучше контролировать покрытие кожи. При пульсации, Glide™, пульсы следует проводить рядами, начиная с одного конца и продолжая поэтапно до другого конца, что помогает избежать обработки одного участка более одного раза или наложения импульсов. При пульсации, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Silk'n Glide™ создает временные следы давления на обработанном участке. При каждом перемещении ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ используйте эти следы для правильного размещения следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.



**Старайтесь не допускать перекрестных импульсов!**



**Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции! Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.**

**СКОЛЬЖЕНИЕ** - СКОЛЬЖЕНИЕ - наилучшая техника для работы с низкими уровнями энергии, так как она позволяет провести быстрый и более эффективный сеанс. При скольжении, непрерывно прижимайте ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ к коже, и, медленным и скользким движением, сохраняя при этом контакт с кожей, плавно перемещайте устройство вдоль обрабатываемой области. При низких уровнях энергии, перезарядка устройства занимает всего 1-1,5 секунды между импульсами и обеспечивает непрерывную последовательность вспышек.



**Если кожа покрывается волдырями, или вы чувствуете жжение, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!**

**Датчик цвета кожи** - Использование фотоэпилятора на темной коже может привести к таким нежелательным реакциям, как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гиперили гипопигментация). Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, в эпилятор Silk'n Glide™ встроены уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который оценивает оттенок обрабатываемой кожи в начале каждого сеанса и периодически во время сеанса. Если ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ определяет, что оттенок кожи слишком темный для использования эпилятора Silk'n Glide™, эпилятор автоматически перестает производить импульсы. Если вы не видите светового импульса и индикатор ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ быстро мигает, это означает, что ваш тон кожи, измеренный датчиком цвета кожи, слишком темный для безопасного применения. Попробуйте использовать устройство на другой части тела или обратитесь в службу поддержки Silk'n™.





### 9.1. Чего ожидать при использовании эпилятора Silk'n Glide™?

Для многих людей использование эпилятора Silk'n Glide™ станет первым опытом проведения фотозащипывания в домашних условиях. Эпилятор Silk'n Glide™ прост в использовании, сеансы эпиляции проходят быстро. Во время использования эпилятора Silk'n Glide™ нормально:

- **Слышать гул** - Охлаждающий вентилятор эпилятора Silk'n Glide™ издает звук, напоминающий шум фена. Это нормально.
- **Слышать хлопок при каждом импульсе** - Когда производится световой импульс HPL™, вы можете услышать легкий хлопок одновременно со вспышкой света.
- **Ощущать тепло и пощипывание** - Во время каждого светового импульса вы можете почувствовать тепло и легкое пощипывание от энергии света.
- **Небольшое покраснение или порозовение кожи** - Во время или сразу после сеанса эпиляции с помощью эпилятора Silk'n Glide™ можно наблюдать легкое покраснение кожи. Обычно оно заметно заметно вокруг самих волосков.

Однако если ваша кожа сильно покраснела, на ней появились волдыри, или вы чувствуете жжение, немедленно прекратите использование эпилятора Silk'n Glide™.

### 9.2. После использования эпилятора Silk'n Glide™

1. По завершении процедуры, выключите Glide™, посредством длительного нажатия ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНОПКИ. Обязательно запомните последнюю настройку уровня энергии, которую вы использовали, так как она не будет восстановлена при следующем включении Glide™.
2. Выньте шнур АДАПТЕРА из розетки.
3. Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Glide™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса (См. "Уход за эпилятором Silk'n Glide™").
4. После чистки рекомендуется положить эпилятор Silk'n Glide™ в заводскую коробку и хранить его подальше от воды.



#### Уход за кожей после эпиляции

Не подвергайте солнцу участки кожи, которые были обработаны с использованием уровней энергии 2-5. Защищайте кожу с помощью солнцезащитного крема во время курса эпиляции и по крайней мере в течение 2 недель после последнего использования эпилятора Silk'n Glide™.

## 10. Обслуживание эпилятора Silk'n Glide™

### 10.1. Уход за эпилятором Silk'n Glide™

Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Glide™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса.

1. Перед чисткой отключите эпилятор от сети электропитания.





2. С помощью сухой чистой ткани и специального чистящего моющего средства для электроприборов аккуратно протрите поверхность эпилятора Silk'n Glide™, в особенности АППЛИКАТОР. Никогда не погружайте эпилятор Silk'n Glide™ или его часть в воду!

## 11. Устранение неполадок

### 11.1. “Мой эпилятор Silk'n Glide™ не включается”.

- Убедитесь, что АДАПТЕР правильно подсоединен к эпилятору Glide™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР вставлен в электрическую розетку.

### 11.2. “Световой импульс не производится, когда я нажимаю на ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ”

Убедитесь в том, что индикатор ГОТОВНОСТЬ/ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ мигает медленно, чтобы убедиться в хорошем контакте с кожей и в том, что ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ равномерно и плотно прижата к коже. В целях вашей безопасности, ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ будет активировать импульс, только если ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ плотно прилегает к коже.

- Проверьте ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ. Если он быстро мигает, это означает, что ваш тон кожи, измеренный ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного применения. Попробуйте использовать устройство на другой части тела или обратитесь в службу поддержки Silk'n™.
- Если свет горит постоянно вместе с любым количеством других индикаторов, это указывает на системную ошибку. Если проблема продолжается, свяжитесь с вашим местным центром обслуживания клиентов Glide™.
- Если проблемы продолжаются, свяжитесь с вашим местным центром обслуживания клиентов Silk'n™.
- Проверьте, горит ли световой индикатор системной ошибки и мигают ли остальные индикаторы. Если да, отключите устройство от источника питания. Период эксплуатации устройства подошел к концу. Необходимо утилизировать его должным образом. Доставьте ваше старое оборудование до ближайшего электронного пункта сбора отходов для безопасной и эффективной утилизации.



**Не пытайтесь открывать или чинить эпилятор Silk'n Glide™. Только уполномоченные сервисные центры Silk'n™ могут производить ремонт.**

Вы можете подвергнуться опасному воздействию деталей под напряжением и светового импульса, что может вызвать серьезные телесные повреждения и/или неизлечимую травму глаз.

Попытка открыть эпилятор Silk'n Glide™ также может испортить эпилятор и аннулирует гарантию. Если ваш эпилятор поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.



## 12. Обслуживание клиентов

Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, [www.silkkn.eu](http://www.silkkn.eu) или [www.silkkn.com](http://www.silkkn.com).

Если ваш эпилятор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или вам нужна другая помощь, свяжитесь с вашим местным отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkkn.com](mailto:contact@silkkn.com)

Для клиентов в других странах: [info@silkkn.com](mailto:info@silkkn.com)

## 13. Спецификации

|                                |          |                                                                                   |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер пятна                   |          | 1,3 см x 3 см [3,9 см²]                                                           |
| Скорость                       |          | уровень энергии 1 - 1 импульс в секунду                                           |
|                                |          | уровень энергии 2 - 1 импульс каждые 1,5 секунды                                  |
|                                |          | уровень энергии 3 - 1 импульс каждые 2,3 секунды                                  |
|                                |          | уровень энергии 4 - 1 импульс каждые 3 секунды                                    |
|                                |          | уровень энергии 5 - 1 импульс каждые 3,4 секунды                                  |
| Технология                     |          | Home Pulsed Light™                                                                |
| Макс. уровень энергии          |          | Макс. 5 Дж/см²                                                                    |
| Длина волны                    |          | 475-1200нм                                                                        |
| Время зарядки/Источник питания |          | Непрерывная работа                                                                |
| Требования к электропитанию    |          | 100-240VAC, 2A                                                                    |
| Время на обработку голеней     |          | 10 минут                                                                          |
| Работа и безопасность          |          | Датчик цвета кожи гарантирует использование только на соответствующих типах кожи. |
| Размер упаковки                |          | 180x180x100 см                                                                    |
| Вес системы                    |          | 200 гр                                                                            |
| Температура                    | Работа   | 10°C до 35°C                                                                      |
|                                | Хранение | От -40 до +70°C                                                                   |
| Относительная влажность        | Работа   | От 30 до 75%                                                                      |
|                                | Хранение | От 10 до 90%                                                                      |
| Атмосферное давление           | Работа   | 700-1060 гПа                                                                      |
|                                | Хранение | 500-1060 гПа                                                                      |
| Adaptor Rated Model            |          | KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A               |

**Direitos de autor 2011 © InnoEssentials Todos os direitos reservados.**  
**Data de impressão: julho 2014**

A InnoEssentials reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, fiabilidade, ou fabricação. A InnoEssentials crê que as informações fornecidas por si são precisas e fiáveis aquando da sua publicação. Contudo, a InnoEssentials não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida nenhuma licença pelas suas consequências ou sob qualquer patente ou direitos de patente da InnoEssentials. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da InnoEssentials. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação.

A InnoEssentials possui patentes e aplicações pendentes de patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual que incluem o conteúdo deste documento. O fornecimento deste documento não lhe dá qualquer licença sobre esses direitos de autor, patentes, marcas comerciais, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto se expressamente fornecidos em qualquer acordo escrito da InnoEssentials. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

## Índice

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Antes de Começar</b>                                                             | <b>152</b> |
| 1.1. Descrição do dispositivo Silk'n Glide™                                            | 152        |
| 1.2. Conteúdos da Embalagem                                                            | 152        |
| <b>2. Finalidade do Silk'n Glide™</b>                                                  | <b>153</b> |
| <b>3. Segurança com o Silk'n Glide™</b>                                                | <b>153</b> |
| <b>4. Contra-indicações</b>                                                            | <b>154</b> |
| <b>5. Não utilize Silk'n Glide™ se:</b>                                                | <b>156</b> |
| <b>6. Evite utilizar o Silk'n Glide™ se alguma das seguintes condições se aplicar:</b> | <b>157</b> |
| <b>7. Possible Side Effects using Silk'n Glide™</b>                                    | <b>158</b> |
| <b>8. Modo de Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n Glide™</b>                   | <b>159</b> |
| <b>9. Primeiros passos com o Silk'n Glide™</b>                                         | <b>160</b> |
| 9.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Glide™?                      | 163        |
| 9.2. Após o tratamento com o Silk'n Glide™                                             | 163        |
| <b>10. Manutenção do Silk'n Glide™</b>                                                 | <b>163</b> |
| 10.1. Limpeza do Silk'n Glide™                                                         | 163        |
| <b>11. Resolução de Problemas</b>                                                      | <b>164</b> |
| 11.1. "O meu Silk'n Glide™ não funciona."                                              | 164        |
| 11.2. "Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o BOTÃO PULSO"                   | 164        |
| <b>12. Serviço de Apoio ao Cliente</b>                                                 | <b>165</b> |
| <b>13. Especificações</b>                                                              | <b>165</b> |

Antes de utilizar o Silk'n Glide™ pela primeira vez, por favor leia integralmente este Manual do Utilizador. Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização. Recomendamos que se re-familiarize com este Manual do Utilizador antes de cada utilização com o Silk'n Glide™.

O Silk'n Glide™ é um aparelho eficaz. Como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização do Silk'n Glide™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar!


## 1. Antes de Começar

**O Silk'n Glide™ é um aparelho para a remoção de pêlos a longo prazo baseado na luz, concebido para uso doméstico.**

### 1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n Glide™

O DISPOSITIVO DE DEPILAÇÃO Silk'n Glide™ possui uma SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO, um COMANDO e um DISPARADOR.

- ① Comando
- ② Disparador
- ③ Sensor da Cor de Pele
- ④ Superfície de Tratamento
- ⑤ Botão central
- ⑥ Luzes indicadoras do nível de energia
- ⑦ Luz indicadora de aviso de preparado/ tom de pele



### 1.2 Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n Glide™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- Dispositivo de depilação Silk'n Glide™
- Adaptador
- Este Manual do Utilizador
- Cartão de garantia Silk'n





## 2. Finalidade do Silk'n Glide™

O Silk'n Glide™ foi concebido para a remoção de pêlos indesejados. O Silk'n Glide™ também foi concebido para fazer efeito a longo-prazo ou para uma redução dos pêlos permanente. A redução de pêlos permanente é definida como uma redução estável a longo-prazo no número de pêlos que crescem depois.

O Silk'n Glide™ pode ser utilizado para remover os pêlos indesejados do corpo.

As zonas ideais para a utilização do Silk'n Glide™ incluem as axilas, as virilhas, os braços, pernas, rosto, costas e pescoço.

## 3. Segurança com o Silk'n Glide™

Com o Silk'n Glide™ a Segurança Está em Primeiro.

**A tecnologia HPL™ do Silk'n Glide™ - Segurança superior com um baixo nível de energia**

Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy. A tecnologia de Luz Pulsada de Uso Doméstico™ é capaz de obter os resultados de remoção de pêlos a longo prazo a uma fracção do nível de energia utilizada noutros equipamentos de remoção de pêlos baseados na luz. A baixa energia utilizada pelo Silk'n Glide™ reduz o seu potencial para provocar lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.

**O Silk'n Glide™ protege a sua pele**

A remoção de pêlos baseada na luz não é adequada para tons de pele naturalmente escuros ou em peles bronzeadas. O Silk'n Glide™ possui um SENSOR DA COR DE PELE integrado, que foi concebido para medir o tom da superfície a ser tratada e permitir a aplicação apenas em tons de pele adequadas. Esta característica única de segurança não lhe permitirá fazer o tratamento onde a sua pele estiver demasiado escura ou demasiado bronzeada.

Além disso, a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO de 3 cm<sup>2</sup> através da qual os disparos de luz são enviados está embutida no interior do dispositivo. Isso permite que o Glide™ proteja a sua pele evitando o contacto directo entre a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO e a pele.

**O Silk'n Glide™ protege os seus olhos**

O Silk'n Glide™ possui uma funcionalidade de segurança integrada para a protecção dos olhos. Foi concebida de forma a que um disparo de luz não possa ser emitido enquanto a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto com o ar livre. A funcionalidade de segurança permite o tratamento apenas quando a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto com tecido.



## 4. Contra-indicações

### Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!

O Silk'n Glide™ não foi concebido para todos. Por favor leia e tenha em conta a informação da próxima secção antes da utilização. Para mais informações e conselhos personalizados pode também visitar [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com) ou o seu domínio Silk'n™.

A depilação por laser ou fontes intensas de luz pulsada podem provocar um aumento do crescimento do pelo em algumas pessoas. Com base nos dados atualmente disponíveis, os grupos de maior risco para esta resposta são as populações femininas com raízes no Mediterrâneo, Médio Oriente e Sul da Ásia tratadas no rosto e pescoço.

| Aviso                                                                                                                                                                                                                              | Resultados possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dica de Segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Não utilize o Silk'n Glide na tez naturalmente mais escura.</p> <p>Inseguro</p>  <p>Consulte o quadros de cor de pelo e pele na embalagem.</p> | <p>Tratar pele escura com Silk'n Glide™ pode dar azo a efeitos adversos como por exemplo vermelhidão e desconforto dérmico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>O SENSOR DE COR DE PELE único vem embutido no Silk'n Glide™ para medir a tez da pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. O SENSOR DE COR DE PELE assegura que os pulsos só serão emitidos em tons de pele adequados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Não utilize os níveis de energia 2-5 do Silk'n Glide™ em pele bronzeada ou após uma exposição solar recente (incluindo solários). Não exponha as áreas tratadas à luz solar.</p>                                                | <p>O tratamento com os níveis de energia 2-5 do Silk'n Glide™ antes ou depois de qualquer exposição solar pode resultar em efeitos nocivos, tais como vermelhidão e desconforto da pele. A pele bronzeada, particularmente após uma exposição solar, contém grandes quantidades de melanina. Isso aplica-se a todos os tipos de pele e tezes, incluindo os que parecem não bronzear rapidamente.</p> <p>A presença grandes quantidades de Melanina expõem a pele a um maior risco aquando da utilização de qualquer método de remoção de pelo com base em luz.</p> | <p>Se estiver a utilizar qualquer nível de energia acima do mais baixo, evite a exposição ao sol durante 2 semanas após o seu tratamento com o Silk'n Glide™!</p> <p>A exposição solar inclui exposição não protegida à luz solar directa durante mais de 15 minutos constantemente, ou exposição não protegida à luz solar difundida por mais de 1 hora constantemente. Para proteger pele recentemente tratada quando exposta à luz solar, certifique-se que aplica, adequadamente, um Protector Solar de nível 30 ou superior, durante as 2 semanas que se seguem a cada sessão de remoção de pelos. O nível de energia mais baixo (1) do Silk'n Glide™ foi concebido especialmente para uma utilização segura mesmo após uma exposição solar. Após uma exposição solar, pode continuar a utilizar o Silk'n Glide™, mas apenas no nível de energia mais baixo.</p> |



| Aviso                                                                                                                                                                                                             | Resultados possíveis                                                                                                                                                                                                 | Dica de Segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nunca utilize Silk'n Glide™ à volta ou perto dos olhos.                                                                                                                                                           | Apesar de tudo, o Silk'n Glide™ pode ser utilizado para o tratamento de pêlos faciais, no entanto, deve ser tido um cuidado extra quando utilizado na cara para evitar os olhos.                                     | O Silk'n Glide™ possui uma funcionalidade de segurança integrada para a protecção dos olhos. Foi concebida de forma a que um disparo de luz não possa ser emitido enquanto a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto com o ar livre. O Disparador permite o tratamento apenas quando a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto com o tecido. |
| Não faça o tratamento em tatuagens ou em maquilhagem permanente, sinais pretos ou castanho escuros (como por exemplo sardas grandes, marcas de nascença, tecidos moles ou verrugas), mamilos, genitais ou lábios. | Tratar qualquer área com o Silk'n Glide™ que tenha uma cor escura ou mais pigmento poderá resultar em efeitos adversos como por exemplo queimaduras, bolhas e alterações de cor de pele (hiper ou Hipo pigmentação). | Cubra a área com material que não absorva a luz como por um exemplo um tecido branco ou adesivo médico branco.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Não trate em eczemas activos, psoríase, lesões, feridas abertas ou infecções (herpes), doenças da pele abdominal causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes por exemplo)                            | Tratamentos à base de luz podem causar efeitos adversos em áreas já de si sensíveis.                                                                                                                                 | Aguarde até que a área afectada fique curada antes de utilizar o Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uma área de tratamento que tenha um histórico de surto de herpes.                                                                                                                                                 | Tratamentos à base de luz podem causar efeitos adversos em áreas já de si sensíveis.                                                                                                                                 | Consulte o seu médico para receber tratamento preventivo antes de utilizar o Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Não faça tratamento com Silk'n Glide™ se estiver grávida ou for lactante.                                                                                                                                         | As alterações hormonais durante a gravidez poderão aumentar a sensibilidade da pele e o risco de efeitos adversos.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Não faça o tratamento em áreas onde queira que os pêlos cresçam.                                                                                                                                                  | Os resultados são permanentes.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mantenha o Silk'n Glide™ longe da água! Não coloque ou armazene o Silk'n Glide™ onde possa cair, ser empurrado ou ser colocado num lavatório, banheira ou outro recipiente que contenha água.                     | Isto poderá causar uma electrocussão grave.                                                                                                                                                                          | Não utilize o Silk'n Glide™: quando estiver a tomar banho ou se este ficar molhado ou húmido. Desligue de imediato se tiver caído em água.                                                                                                                                                                                                             |



| Aviso                                                       | Resultados possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dica de Segurança                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo Silk'n Glide™. | Abrir o Silk'n Glide™ poderá expô-lo/a a componentes eléctricos perigosos que à energia da luz pulsada; qualquer um deles poderá causar lesões físicas graves e/ou lesões oculares permanentes. Poderá também danificar o seu dispositivo e irá fazer com que a sua garantia seja inválida. | Por favor, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ se tiver um dispositivo danificado ou partido e este necessitar de reparação. |

## 5. Não utilize o Silk'n Glide™ se:

|                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| O dispositivo for utilizado com quaisquer fichas, adaptadores ou acessórios para além dos fornecidos com o seu Glide™. | os anexos ou acessórios não são recomendados pela InnoEssentials | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |
| se tiver o cabo ou a tomada danificados.                                                                               | Mantenha o cabo eléctrico longe de superfícies quentes.          | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |
| se vir ou sentir fumo aquando da utilização.                                                                           |                                                                  | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |
| se não estiver a funcionar adequadamente ou se aparentar estar danificado.                                             |                                                                  | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |
| se o SENSOR DE COR DE PELE estiver rachado ou danificado.                                                              |                                                                  | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |
| se a cobertura exterior estiver rachada ou se estiver a estragar.                                                      |                                                                  | Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ |



## 6. Evite utilizar o Silk'n Glide™ se qualquer uma das seguintes condições se aplicar:

|                                                                                                                                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Historial de formação de escaras quelodiais.                                                                                                | Consulte o seu médico antes de utilizar o Silk'n Glide™ |
| Se sofrer de epilepsia.                                                                                                                     |                                                         |
| Se tiver uma doença relacionada com fotossensibilidade, como por exemplo porfiria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc. |                                                         |
| Se tiver um historial de cancro de pele ou áreas de potenciais malignâncias dérmicas.                                                       |                                                         |
| Se tiver recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.                                                                 |                                                         |
| Se tiver outra doença que, na opinião do seu médico, poderia ser um factor de perigo se avançasse com o tratamento.                         |                                                         |
| Se a sua pele foi tratado com um medicamento receitado pelo médico nos últimos 6 meses, por favor, fale com o seu médico.                   |                                                         |

## 7. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Glide™

Quando o Silk'n Glide™ é utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e complicações que lhe estão associados são invulgares. Contudo cada procedimento cosmético, incluindo os concebidos para uso doméstico, envolve algum grau de risco. Por isso, é importante que compreenda e aceite os riscos e complicações que possam acontecer com os sistemas de remoção de pêlos por luz pulsada concebidos para uso doméstico.

| Reacção Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grau de Risco |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pequeno Desconforto na Pele</b> - Apesar de a remoção de pêlos através de luz pulsada ser geralmente bem tolerada, a maioria dos utilizador sente um pequeno desconforto durante a utilização, normalmente descrito como uma sensação suave de formigueiro nas áreas de pele tratada. A sensação de picada normalmente dura o tempo da própria aplicação ou alguns minutos após a mesma. Tudo o que vá para além deste pequeno desconforto é anormal e significa que ou não deve continuar a utilizar o Silk'n Glide™ uma vez que é incapaz de tolerar a aplicação de remoção de pêlos ou que a configuração do nível de energia é elevada demais. | Menor         |
| <b>Vermelhidão da Pele</b> - A sua pele pode ficar vermelha após a utilização do Silk'n Glide™ ou nas 24 horas seguintes à utilização do Silk'n Glide™. A vermelhidão normalmente desaparece nas 24 horas seguintes. Vá ao seu médico se a vermelhidão não desaparecer nos 2 ou 3 dias seguintes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menor         |
| <b>Sensibilidade Aumentada da Pele</b> -<br>A pele da área tratada é mais sensível portanto, poderá experienciar secura ou escamação da pele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menor         |
| <b>Alterações de Pigmento</b> - O Silk'n Glide™ dirige-se à haste do cabelo, em particular células pigmentadas no folículo do pêlo e no próprio folículo. No entanto, existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmento aumentado ou descoloração acastanhada) ou hipopigmentação (branqueamento) na pele circundante. O risco de alterações na pigmentação da pele é superior para pessoas com tons de pele mais escuros. Normalmente, a descoloração ou as alterações ao pigmento da pele são temporários e a hiperpigmentação ou hipopigmentação permanente ocorrem muito raramente.                                                         | Raro          |
| <b>Vermelhidão Excessiva e Inchaço</b> - Em casos raros a pele tratada pode ficar muito vermelha e inchada. Isto é mais normal em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem durar 2 a 7 dias, e devem ser tratados com frequentes aplicações de gelo. Pode ser feita uma limpeza suave mas deve ser evitada a exposição solar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raro          |

## 8. Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n Glide™

Um ciclo típico completo de crescimento de pêlos pode demorar 18-24 meses. Durante este tempo podem ser necessárias várias sessões com o Silk'n Glide™ para conseguir uma remoção de pêlos permanente.

A eficiência da remoção de pêlos depende de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o Silk'n Glide™ é utilizado.

Plano típico de remoção de pêlos com o Silk'n Glide™ durante um ciclo completo de crescimento de pêlos: Tratamentos 1-4 - planejar com duas semanas de intervalo

Tratamentos 5-7 - planejar com quatro semanas de intervalo

Tratamentos 8 + - tratar quando necessário, até que os resultados desejados sejam atingidos.

### Resultado Esperado do Tratamento para a Remoção de Pêlos

| Tipo de pele Fitzpatrick | Cor do pêlo                  | Fluência de Luz [J/cm²] | Área anatómica do corpo²             | Número Médio de Tratamentos¹                              | Eficiência (% de remoção de pêlos/novo crescimento) |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| I-IV                     | De castanho claro a castanho | 3-4.5                   | Parte superior e inferior das pernas | Sessão 10-12, aproximadamente quatro semanas de intervalo | 60% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Braços                               |                                                           | 50% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Virilhas                             |                                                           | 60% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Axilas                               |                                                           | 55% de Redução de pêlos                             |
| I-IV                     | De castanho a preto          | 3-4.5                   | Parte superior e inferior das pernas | Sessões 8-10, aproximadamente quatro semanas de intervalo | 70% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Braços                               |                                                           | 60% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Virilhas                             |                                                           | 70% de Redução de pêlos                             |
|                          |                              |                         | Axilas                               |                                                           | 65% de Redução de pêlos                             |

1 A reação individual depende do tipo de pêlos, bem como de factores biológicos que possam afectar os padrões de crescimento. Alguns pacientes podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.

2. Não se pode esperar uma depilação a longo prazo apenas numa ou, mesmo, em duas sessões de tratamento. A duração do período de descanso para os folículos dos pelos também depende da zona do corpo.

## 9. Primeiros Passos com o Silk'n™

1. Retire o DISPOSITIVO DE DEPILAÇÃO Silk'n Glide™ e os outros componentes da caixa.
  2. Encaixe o cabo ADAPTADOR na tomada do DISPOSITIVO DE DEPILAÇÃO Silk'n Glide™.
  3. Ligue o ADAPTADOR a uma tomada eléctrica. Todas as luzes indicadoras no COMANDO acendem-se e apagam-se repetidamente num movimento circular.
- O seu Silk'n Glide™ está agora pronto a utilizar.

### Cuide do seu Silk'n Glide™ de forma adequada e segura!

Escolha as áreas a tratar que não tenham sofrido qualquer tipo de exposição solar recente.

4. A pele das áreas de tratamento deverá ser rapada, limpa e seca e deve estar livre de pós ou desodorizantes. Não faça a depilação a cera, com pinça ou extraia pêlos. Rapar os pêlos é um passo importante para obter os resultados que deseja! Os melhores resultados são alcançados quando rapa os pelos 3 dias antes do tratamento ou quando os pelos tem 1 a 2 mm.
5. Prima o BOTÃO CENTRAL. O dispositivo liga-se, a LUZ INDICADORA do Nível de Energia 1 acende-se e começa a ouvir-se o som de uma ventoinha.
6. Aproximadamente 1 segundo depois de premir o BOTÃO CENTRAL, a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE acende-se. Nessa altura, o dispositivo está preparado para que efetue o primeiro disparo com o nível de energia mais baixo.
7. Se este é o seu primeiro tratamento - Escolha o nível de energia. O Glide™ dispõe de 5 níveis de energia do 1 (o mais baixo) ao 5 (o mais alto). Para escolher o nível de energia correcto para si no primeiro tratamento, teste cada área de tratamento em separado:

- Coloque a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO sobre a pele e prima o disparador para efetuar um disparo. Se não sentir um desconforto fora do normal, volte a premir o BOTÃO CENTRAL. Isso irá aumentar o nível de energia. Efetue um disparo num ponto diferente com o nível de energia 2.
- Continue a teste em níveis de energia aumentados até que tenha atingido o nível mais alto com o qual se sente confortável. Se dentro de uma hora não experienciar quaisquer efeitos adversos, pode começar o tratamento completo em qualquer nível de energia.
- Repita este teste para cada parte do corpo que deseja tratar.

8. Definir o nível de energia. Para definir um nível de energia mais alto ou mais baixo, prima repetidamente o BOTÃO CENTRAL para aumentar o nível de energia de 1 a 5 e de 5 directamente para 1, até que o nível de energia esteja definido. As LUZES INDICADORAS DO NÍVEL DE ENERGIA indicam a definição do nível de energia. (Para mais informações, consulte o capítulo "Nível de energia" deste manual de instruções).



## Nível de Energia

O nível de energia determina a intensidade do disparo de luz do Silk'n Glide™ aplicado à pele. À medida que o nível de energia vai aumentando, o mesmo sucede aos resultados da depilação, bem como aos possíveis efeitos secundários complicações. O Glide™ oferece 5 níveis de energia, desde o 1 (o mais baixo) até ao 5 (o mais alto), representados por 5 luzes indicadoras do nível de energia. O nível de Energia definido para os tratamentos determina o número de disparos que o dispositivo pode produzir. Sempre que o Silk'n Glide™ esteja ligado o seu nível de energia irá automaticamente ser redefinido para o nível de energia mais baixo. Apenas uma LUZ INDICADORA DO NÍVEL DE ENERGIA ficará acesa. Para definir o nível de energia, prima repetidamente o BOTÃO CENTRAL para aumentar o nível de energia de 1 a 5 e de 5 directamente para 1.

9. Encoste a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO à pele, certificando-se de que a pele está esticada de forma uniforme e suave. Assim que a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em pleno contacto com a pele, a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE começa a piscar lentamente.
10. Prima o DISPARADOR. O dispositivo irá determinar primeiro a cor da pele. Se a cor da pele for suficientemente clara para uma aplicação segura, o dispositivo irá efetuar um disparo de luz para a pele e a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE apaga-se. Irá ver uma luz brilhante a piscar e em simultâneo irá ouvir um som "pop" subtil, que é um som normal para o dispositivo. Irá sentir uma sensação suave de calor e de formigueiro. O Silk'n Glide™ irá recarregar imediatamente para o próximo pulso. Após alguns segundos (consoante o nível de energia definido) a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE volta a acender-se e começa a piscar lentamente quando voltar a estar encostada à pele.
11. Remova a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO da área de pele tratada.
12. Escolha o método de aplicação para a sua sessão. O Glide pode ser aplicado de duas formas: "Disparo" e "Deslize" (para mais informações, consulte o quadro dos métodos de aplicação abaixo).
  - Para o método de DISPARO, siga os passos 9-11 acima sobre outro ponto repetidamente até que toda a zona esteja totalmente coberta.
  - Para o método de DESLIZE, mantenha continuamente premido o DISPARADOR e deslize o dispositivo suavemente ao longo da zona tratada.



Se a sua pele fizer bolhas ou queimaduras **PARE DE FAZER O TRATAMENTO IMEDIATAMENTE!**

## Métodos de aplicação

### DISPARO

O DISPARO é a melhor técnica para trabalhar com níveis de energia mais altos, uma vez que permite um melhor controlo da cobertura da pele. Com o método de disparo, os disparos do Glide™ devem

ser administrados em filas. Começando numa extremidade de cada fila e progredindo sequencialmente em direcção à outra extremidade ajuda a evitar o tratamento da mesma zona mais do que uma vez ou a sobrepor zonas da pele. Com o método de disparo, a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO do Silk'n Glide™ foi concebida para criar marcas de pressão temporárias sobre a zona tratada. Em cada reposicionamento da SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO, utilize estas marcas de pressão como orientação para o posicionamento correcto do disparo seguinte, evitando espaços e sobreposições entre disparos.



**Tente evitar a sobreposição de pulsos!**



**Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos!**  
Tratar a mesma área de pele mais do que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

### DESLIZE

O DESLIZE é a melhor forma de trabalhar com os níveis de energia mais baixos e obter uma sessão rápida e mais eficiente. Com o método de Deslize, mantenha continuamente premido o DISPARADOR e, utilizando um movimento circular lento mantendo o contacto com a pele, movimente suavemente o dispositivo ao longo da zona tratada. Com os níveis de energia mais baixos, o dispositivo demora apenas 1-1,5 segundos a recarregar entre disparos e proporciona uma sequência ininterrupta de disparos.



**Se a sua pele ficar queimada ou com bolhas, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!**

### O Sensor da Cor de Pele

A remoção de pêlos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipo- pigmentação). Para evitar tal utilização incorrecta, um SENSOR DA COR DE PELE único do Silk'n Glide™ mede o tom de pele no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se o SENSOR DA COR DE PELE detectar um tom de pele que é demasiado escuro para a aplicação com Silk'n Glide™, o aparelho irá automaticamente parar de emitir pulsos. Se não vir qualquer disparo de luz e a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE estiver a piscar rapidamente, isso indica que o tom de pele, medido pelo SENSOR DE COR DA PELE, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Experimente utilizar o dispositivo numa parte do corpo diferente ou contacte a assistência da Silk'n™.



### 9.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Glide™?

Para muitas pessoas, utilizar o Silk'n Glide™ pode ser a sua primeira experiência com um aparelho baseado na luz, concebido para o uso doméstico. O Silk'n Glide™ é simples de utilizar, e as sessões de remoção de pêlos decorrem rapidamente. Durante uma sessão com o Silk'n Glide™ é normal aperceber-se de e sentir:

- **O Ruído de uma Ventoinha** – A ventoinha de arrefecimento do Silk'n Glide™ faz um ruído semelhante a um secador de cabelo. Isto é normal.
- **O Som Pop com Cada Pulso** – Quando o Pulso de uma luz HPL™ é activado, é normal ouvir o som subtil pop em simultâneo com o clarão de luz.
- **Uma Sensação de Calor e Formigueiro** – Durante cada pulso de luz é normal sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro vinda da energia de luz.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada** – Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n Glide™ não é invulgar detectar-se uma ligeira cor rosada da pele. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pêlos. Contudo, se detectar uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras pare imediatamente de utilizar o Silk'n Glide™.

### 9.2. Após o tratamento com o Silk'n Glide™

1. Quando a sessão do Glide™ estiver concluída, desligue o Glide™ premindo prolongadamente o BOTÃO CENTRAL. Não se esqueça da última definição do nível de energia que utilizou, uma vez que não será restaurado quando voltar a ligar o Glide™.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
3. Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Glide™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO (Consulte: "Limpeza do Silk'n Glide™").
4. Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Silk'n Glide™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.



Cuidados de pele após a sessão de remoção de pêlos

Não exponha ao sol as zonas de pele tratadas com os níveis de energia 2-5. Tenha o cuidado de proteger cuidadosamente a pele tratada com protector solar, ao longo do período de depilação e durante pelo menos 2 semanas após a última sessão com o Silk'n Glide™.

## 10. Manutenção do Silk'n Glide™

### 10.1. Limpeza do Silk'n Glide™

Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Glide™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.

1. Desligue o Silk'n Glide™ antes da limpeza.
2. Utilize um pano limpo e seco, e um produto de limpeza concebido especificamente para equipamento



electrónico, para limpar suavemente a superfície do Silk'n Glide™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.  
Nunca coloque o Silk'n Glide™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

## 11. Resolução de Problemas

### 11.1. “O meu Silk'n Glide™ não funciona.”

- Assegure-se de que o ADAPTADOR está correctamente ligado ao aparelho Silk'n Glide™
- Assegure-se que o ADAPTADOR está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

### 11.2. “Não é efectuado qualquer disparo de luz quando primo o DISPARADOR”

Certifique-se de que a LUZ INDICADORA DE AVISO DE PREPARADO/TOM DE PELE está a piscar lentamente para garantir que dispõe de um bom contacto com a pele e que a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO está encostada de forma firme e uniforme à pele. Para sua segurança, o DISPARADOR só irá efectuar um disparo se a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver firmemente encostada à pele.

- Verifique a LUZ INDICADORA DE AVISO DO TOM DE PELE. Se piscar rapidamente, isso indica que o tom de pele, medido pelo SENSOR DE COR DA PELE, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Experimente utilizar o dispositivo numa parte do corpo diferente ou contacte a assistência da Silk'n™.
- Se a luz estiver permanentemente acesa, juntamente com qualquer número de luzes indicadoras, há um erro do sistema. Se este problema persistir, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do Glide™ mais próximo.
- Se estes problemas persistirem, contacte o Centro de Assistência ao Cliente da Silk'n™ mais próximo.
- Verifique se a Luz Indicadora de Erro no Sistema está acesa e se todas as outras luzes estão a piscar. Em caso afirmativo, desligue o dispositivo da fonte de alimentação. O dispositivo atingiu a fase de Fim de Vida. O dispositivo deve ser eliminado correctamente. Entregue o seu equipamento antigo no ponto de recolha de resíduos electrónicos mais próximo para que seja eliminado de forma segura e eficiente.



**Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk'n Glide™. Apenas os centros de reparação autorizados do Silk'n™ podem efectuar reparações.**

Abrir o Silk'n Glide™ pode expô-lo a componentes eléctricos perigosos e à energia de luz pulsada, podendo qualquer um deles provocar lesões graves no corpo e/ou lesões permanentes nos olhos.

Tentar abrir o Silk'n Glide™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia.

Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk'n™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.

## 12. Serviço de Apoio ao Cliente

Para mais informações sobre o Silk'n Glide™ por favor entre no seu sítio local, em [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) ou [www.silkn.com](http://www.silkn.com)

Se o seu Silk'n Glide™ estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do Silk'n Glide™, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n Glide™: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Para clientes dos EUA e do Canadá: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Para clientes em outros países: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Especificações

|                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho da Mancha                                 | 1,3cm x 3cm [3,9cm <sup>2</sup> ]                                                                   |
| Velocidade                                        | nível de energia 1 - 1 disparo a cada 1 segundo                                                     |
|                                                   | nível de energia 2 - 1 disparo a cada 1,5 segundos                                                  |
|                                                   | nível de energia 3 - 1 disparo após 2,3 segundos                                                    |
|                                                   | nível de energia 4 - 1 disparo após 3 segundos                                                      |
|                                                   | nível de energia 5 - 1 disparo após 3,4 segundos                                                    |
| Tecnologia                                        | Home Pulsed Light™                                                                                  |
| Nível de Energia Máx.                             | Max 5J/cm <sup>2</sup>                                                                              |
| Comprimento de onda                               | 475-1200nm                                                                                          |
| Tempo de Carga/ Fonte de Alimentação              | Funcionamento contínuo                                                                              |
| Requisitos Eléctricos                             | 100-240VAC, 2A                                                                                      |
| Tempo para Tratar as Partes Inferiores das Pernas | 10 minutos                                                                                          |
| Funcionamento e Segurança                         | O Sensor de Cor da Pele garante de forma ininterrupta a utilização sobre os tipos de pele adequados |
| Tamanho da Embalagem                              | 180 x 180 x 100 cm                                                                                  |
| Sistema de peso                                   | 200 g                                                                                               |
| Temperatura                                       | Funcionamento 10°C a 35°C                                                                           |
|                                                   | Armazenamento -40 to +70°C                                                                          |
| Humidade Relativa                                 | Funcionamento 30 to 75%rH                                                                           |
|                                                   | Armazenamento 10 to 90%rH                                                                           |
| Pressão atmosférica                               | Funcionamento 700 to 1060hPa                                                                        |
|                                                   | Armazenamento 500 to 1060hPa                                                                        |
| Adaptor Rated Model                               | KSA24A 200 50HE In the UK KSA24A 200 50HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A                                 |



Copyright 2011 © InnoEssentials Tutti i diritti riservati.  
Data di stampa: luglio 2014

InnoEssentials si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidabilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da InnoEssentials sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, InnoEssentials non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di InnoEssentials. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di InnoEssentials. I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.

InnoEssentials possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da InnoEssentials. Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

InnoEssentials International Invention Works B.V. Donk 1B 2991 LE Barendrecht, The Netherlands

italiano

## Indice

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Prima di Cominciare</b> .....                                            | <b>167</b> |
| 1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Glide™ .....                          | 167        |
| 1.2. Contenuto della confezione .....                                          | 167        |
| <b>2. Uso Previsto di Silk'n Glide™</b> .....                                  | <b>168</b> |
| <b>3. Sicurezza usando Silk'n Glide™</b> .....                                 | <b>168</b> |
| <b>4. Controindicazioni</b> .....                                              | <b>169</b> |
| <b>5. Non usare Silk'n Glide™ se:</b> .....                                    | <b>171</b> |
| <b>6. Evita di usare Silk'n Glide™ nei casi seguenti:</b> .....                | <b>172</b> |
| <b>7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Glide™</b> .....             | <b>172</b> |
| <b>8. Depilazione a lungo termine usando Silk'n Glide™</b> .....               | <b>173</b> |
| <b>9. Primi passi!</b> .....                                                   | <b>174</b> |
| 9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Glide™? .....      | 174        |
| 9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Glide™ .....                               | 174        |
| <b>10. Manutenzione di Silk'n Glide™</b> .....                                 | <b>177</b> |
| 10.1. Pulizia di Silk'n Glide™ .....                                           | 177        |
| <b>11. Soluzione di problemi</b> .....                                         | <b>178</b> |
| 11.1. "Il mio Silk'n Glide™ non si accende." .....                             | 178        |
| 11.2. "Quando premo l'INTERRUTTORE di IMPULSO non viene emessa una luce" ..... | 178        |
| <b>12. Servizio di Assistenza Clienti</b> .....                                | <b>178</b> |
| <b>13. Specificazioni</b> .....                                                | <b>178</b> |





Prima di usare Silk'n Glide™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine. Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso. Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza. Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n Glide™.

## 1. Prima di cominciare


italiano

**Silk'n Glide™ è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.**

### 1.1 Descrizione dell'apparecchio Silk'n Glide™

Il DISPOSITIVO DI DEPILAZIONE Silk'n Glide™ è costituito da una SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, una PULSANTIERA DI COMANDO e un ATTIVATORE DI IMPULSI.

- ① Pulsantiera di comando
- ② Attivatore d'impulsi
- ③ Sensore del colore della pelle
- ④ Superficie di trattamento
- ⑤ Pulsante centrale
- ⑥ Luci indicatrici del livello di energia
- ⑦ Indicatore luminoso di avviso della tonalità di colore della pelle/dispositivo pronto



### 1.2 Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n Glide™, trovi le parti seguenti:

- Dispositivo di depilazione Silk'n Glide™
- Adattatore
- Questo Manuale per l'Utente
- Certificato di garanzia Silk'n





## 2. Uso Previsto di Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk'n Glide™ è destinato anche a portare a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.

Silk'n Glide™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo. Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n Glide™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, spalle posteriori e petto.

italiano

## 3. Sicurezza usando Silk'n Glide™

Con Silk'n Glide™ la Sicurezza è la cosa più importante.

**La tecnologia HPL™ di Silk'n Glide™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso**

La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n Glide™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.

**Silk'n Glide™ protegge la tua pelle**

La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n Glide™ arriva con un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata. Inoltre, la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di 3 cm<sup>2</sup>, attraverso la quale vengono erogati gli impulsi luminosi, è incassata all'interno del dispositivo. Questo accorgimento consente a Glide™ di proteggere la tua pelle, evitandone il contatto diretto con la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO.

**Silk'n Glide™ protegge i tuoi occhi**

Silk'n Glide™ è dotato di una funzione integrata di sicurezza per proteggere gli occhi. Tale funzione è stata progettata in modo tale che l'impulso luminoso non può essere emesso se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO viene orientata in campo libero. Perciò, il trattamento può essere avviato solo se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è a contatto con il tessuto cutaneo.







## 4. Controindicazioni

### Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Silk'n Glide™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere [www.silkn.com](http://www.silkn.com) o il tuo dominio locale di Silk'n™.

In taluni soggetti, la depilazione condotta con il laser o con l'applicazione di fonti di luce pulsante ad alta intensità può produrre un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i gruppi più a rischio per questo genere di risposta sono soggetti femmina di stirpe mediterranea, medio orientale o dell'Asia meridionale, per trattamenti su collo e viso.

Italiano

| Attenzione                                                                                                                                                                                                                             | Risultati possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consiglio di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Non usare Silk'n Glide su carnagione naturalmente scura.</b></p> <p>Non è sicuro!</p>                                                           | <p>Trattare pelle scura con Silk'n Glide™ può causare effetti collaterali negativi e fastidio alla pelle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Nel Silk'n Glide™ è incorporato un <b>SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE</b> unico progettato in modo che misuri la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il <b>SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE</b> assicura che gli impulsi siano emessi solo su tonalità di pelle idonee.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Non usare Silk'n Glide™ con livelli di energia tra 2 e 5 su pelli abbronzate o dopo recenti esposizioni al sole (inclusando i dispositivi di abbronzatura artificiale).</b></p> <p><b>Non esporre al sole zone trattate.</b></p> | <p>Il trattamento con Silk'n Glide™ a livelli di energia imposta tra 2 e 5 prima o dopo l'esposizione solare, può determinare effetti avversi, come arrossamenti e senso di fastidio cutaneo. La pelle abbronzata, principalmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento melanina.</p> <p>Questo vale per qualsiasi tipo di pelle o carnagione, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi rapidamente.</p> <p>La presenza di alte quantità di melanina espone la pelle a un rischio superiore quando viene usato qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.</p> | <p>Se si intendono usare livelli di energia più elevati rispetto a quelli minimi, evitare l'esposizione al sole nelle 4 settimane che precedono il trattamento con Silk'n Glide™, così come nelle 2 settimane successive all'applicazione. L'esposizione al sole comprende un'esposizione non protetta costante alla luce del sole diretta di più di 15 minuti, o un'esposizione non protetta costante a luce del sole soffusa di più di 1 ora. Per proteggere pelle trattata di recente quando esposta al sole, assicurati di spalmare minuziosamente un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione. Il livello di energia più basso di Silk'n Glide™ (1) è progettato per l'uso sicuro anche dopo esposizione al sole. Dopo esposizione al sole è possibile continuare ad usare Silk'n Glide™, impostando però il livello di energia più basso.</p> |





| Attenzione                                                                                                                                                                                                             | Risultati possibili                                                                                                                                                                                                                   | Consiglio di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non usare mai Silk'n Glide intorno o vicino agli occhi                                                                                                                                                                 | Nonostante sia possibile usare Silk'n Glide™ per il trattamento dei peli del viso, deve essere prestata particolare attenzione per evitare gli occhi                                                                                  | Silk'n Glide™ è dotato di una funzione integrata di sicurezza per proteggere gli occhi. Tale funzione non consente l'emissione di impulsi di luce quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO viene orientata in campo libero. L'Attivatore d'impulsi consente il trattamento solo se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è contatto con il tessuto cutaneo. |
| Non eseguire un trattamento su tatuaggi o trucco permanente, macchie scure nere o marron (come grandi lentiggini, voglie, nei o verruche), capezzoli, organi genitali o labbra.                                        | Il trattare con Silk'n Glide™ una zona di colore scuro o che ha una quantità maggiore di pigmento può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipopigmentazione). | Copri la zona con materiale che non assorba la luce, per esempio un panno bianco o nastro medico bianco.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Non eseguire un trattamento su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (febbri), condizioni anormali della pelle causate da malattie sistemiche o metaboliche (per esempio diabete)                       | I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.                                                                                                                                              | Attendi che la zona colpita guarisca prima di usare Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Una zona di trattamento con una storia di attacchi di herpes.                                                                                                                                                          | I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.                                                                                                                                              | Consulta il tuo medico per ricevere un trattamento preventivo prima di usare Silk'n Glide™.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Non eseguire un trattamento con Silk'n Glide se sei incinta o allatti.                                                                                                                                                 | I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza possono aumentare la sensibilità della pelle e il rischio di effetti collaterali negativi.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Non trattare zone nelle quali potresti desiderare che i peli ricrescano.                                                                                                                                               | I risultati sono permanenti.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenere Silk'n Glide™ lontano dall'acqua! Non appoggiare o conservare Silk'n Glide™ in un posto dal quale potrebbe cadere, essere spinto o messo in una vasca, lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua. | Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.                                                                                                                                                                                     | Non usare Silk'n Glide™ durante il bagno o se è umido o bagnato. Staccare immediatamente dall'elettricità se è caduto in acqua.                                                                                                                                                                                                               |





| Attenzione                                                        | Risultati possibili                                                                                                                                                                                                                                       | Consiglio di sicurezza                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Glide™. | Aprire Silk'n Glide™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia luminosa pulsata, e questi possono causare gravi danni al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Aprire l'apparecchio può anche danneggiarlo e annullerà la garanzia. | Contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato. |

italiano

## 5. Non usare Silk'n Glide™ nei casi seguenti:

|                                                                                                        |                                                       |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il dispositivo deve essere utilizzato soltanto con connettori, raccordi o accessori forniti con Glide™ | gli accessori non sono raccomandati da InnoEssentials | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |
| Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.  | Tieni il cavo elettrico lontano da superfici calde.   | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |
| vedi o senti odore di fumo durante l'uso.                                                              |                                                       | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |
| non funziona correttamente o appare danneggiato.                                                       |                                                       | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |
| il suo SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE è scheggiato o rotto.                                            |                                                       | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |
| l'involucro esterno è rotto.                                                                           |                                                       | Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™. |



## 6. Evita di usare Silk'n Glide™ nei casi seguenti:

italiano

|                                                                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Storia di formazione di cicatrici cheloidali.                                                                                       | Consulta il tuo medico prima di usare Silk'n Glide™. |
| Se soffri di epilessia.                                                                                                             |                                                      |
| Se soffri di una malattia collegata con fotosensibilità, come proferia, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc. |                                                      |
| Se hai una storia di cancro alla pelle o zone di malattie potenziali della pelle.                                                   |                                                      |
| Se hai ricevuto una terapia di radiazioni o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.                                 |                                                      |
| Se hai altri problemi che a parere del tuo medico rendono poco sicuro il trattamento nel tuo caso.                                  |                                                      |
| Se la tua pelle è stata trattata con una medicina che richiede ricetta medica durante gli ultimi 6 mesi, consulta il tuo medico.    |                                                      |

## 7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Glide™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n Glide™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

| Reazioni collaterali negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Livelli di rischio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Lieve fastidio alla pelle</b> — Nonostante la depilazione casalinga basata su impulsi luminosi sia generalmente molto ben tollerata, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulle zone di pelle trattate. La sensazione cessa generalmente al termine dell'applicazione stessa o pochi minuti dopo. Qualunque sensazione che superi questa lieve sensazione di fastidio è anormale e significa che non puoi continuare a usare Silk'n Glide™ perchè non puoi tollerare l'applicazione di depilazione, o che il livello di energia è troppo alto. | Minore             |





| Reazioni collaterali negative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Livelli di rischio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rossore della pelle</b> – La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n Glide™ o nel corso di 24 ore dopo l'uso di Silk'n Glide™. Il rossore scompare generalmente entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minore             |
| <b>Maggiore sensibilità della pelle</b> – La pelle della zona trattata è più sensibile cosicché è possibile che si secchi o si squami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minore             |
| <b>Cambiamenti di Pigmentazione</b> – L'obiettivo di Silk'n Glide™ è la radice del pelo, in particolare le cellule pigmentate nel follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è un rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Questo rischio di cambiamenti alla pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle più scure. Generalmente la decolorazione o i cambiamenti al pigmento della pelle sono temporanei e una iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente è molto rara. | Raro               |
| <b>Gonfiore e rossore eccessivo</b> – In casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone del corpo sensibili. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma è necessario evitare di esporsi al sole.                                                                                                                                                                                                                                               | Raro               |

italiano

## 8. Depilazione a lungo termine con Silk'n Glide™

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Glide™ per ottenere una depilazione permanente. L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n Glide™.

Programma tipico di depilazione con Silk'n Glide™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

Trattamenti 1-4 – programmarli a due settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 5-7 – programmarli a quattro settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 8 + – come necessario, fino a raggiungere i risultati desiderati.



## Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

| Tipo di pelle Fitzpatrick | Colore dei Peli           | Fluenza della Luce [J/cm <sup>2</sup> ] | Area anatomica del corpo <sup>2</sup> | Numero Medio di Trattamenti <sup>1</sup>                 | Efficacia (% di depilazione/ricrescita) <sup>1</sup> |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I-IV                      | Da marron chiaro a marron | 3-4,5                                   | Gambe superiori e inferiori           | Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza | 60% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Braccia                               |                                                          | 50% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Linea del Bikini                      |                                                          | 60% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Peli ascellari                        |                                                          | 55% di peli in meno                                  |
| I-IV                      | Da marron a nero          | 3-4,5                                   | Gambe superiori e inferiori           | Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza  | 70% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Braccia                               |                                                          | 60% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Linea del Bikini                      |                                                          | 70% di peli in meno                                  |
|                           |                           |                                         | Peli ascellari                        |                                                          | 65% di peli in meno                                  |

1. La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.
2. Non ci si può aspettare una depilazione permanente dopo sole una o due applicazioni. La durata della fase di riposo dei follicoli piliferi dipende anche dall'area in cui sono localizzati.

italiano

## 9. Primi passi!

1. Estrarre dalla confezione il DISPOSITIVO DI DEPILAZIONE Silk'n Glide™ e gli altri componenti.
  2. Inserire il cavo dell'ADATTATORE nel connettore presente sull'UNITÀ DI DEPILAZIONE Silk'n Glide™.
  3. Inserire l'ADATTATORE nella presa elettrica. Tutti gli indicatori luminosi sulla PULSANTIERA DI COMANDO si accendono e si spengono ripetutamente, in sequenza luminosa circolare.
- Il tuo Silk'n Glide™ è pronto per l'uso.

### Esegui trattamenti con Silk'n Glide™ in modo sicuro e corretto!

**Scegli zone da trattare che non sono state esposte recentemente al sole.**

4. La pelle delle zone da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti. Non fare la ceretta, strappare o depilare i peli. È importante rasare la zona per ottenere i risultati desiderati! È importante rasare la zona interessata! I migliori risultati si conseguono dopo aver rasato l'area 3 giorni prima del trattamento, o quando la lunghezza dei peli è di 1-2 mm (3/32 di pollice).
5. Premere il PULSANTE CENTRALE. Il dispositivo si accende, l'INDICATORE LUMINOSO di Livello di energia I si illumina, si avverte il sibilo della ventola che si avvia.
6. Circa 1 secondo dopo aver premuto il PULSANTE CENTRALE, si illumina l'INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO. Il dispositivo è ora pronto ed è possibile di attivare il primo impulso a livello di energia più basso.
7. Se questo è il tuo primo trattamento - scegli il livello di energia. Glide™ offre 5 livelli di energia da I (il più basso) a 5 (il più alto). Per scegliere il livello di energia giusto per il tuo primo trattamento, controlla separatamente ogni zona da trattare:



- Per emettere un impulso, appoggiare la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sulla pelle e premere l'attivatore. Se non si avverte un fastidio anormale, premere il PULSANTE CENTRALE. Questo innalzerà il livello di energia d'emissione. Cambiare punto sulla pelle e inviare un impulso con livello di energia 2.
- Continua a controllare a livelli di energia sempre più elevati fino a raggiungere il livello più alto con il quale ti senti a tuo agio. Se entro un'ora non provi effetti collaterali negativi, puoi cominciare il trattamento completo a questo livello di energia.
- Ripeti questo controllo per ogni parte del corpo che intendi trattare.

8. Impostazione del livello di energia Per impostare livelli di energia più alti o più bassi, premere ripetutamente il PULSANTE CENTRALE. In questo modo il livello di energia aumenta da 1 fino a 5 e, a 5, ritorna direttamente di nuovo a 1. Effettuare questa manovra, finché il livello desiderato non sia stato impostato. L'INDICATORE LUMINOSO DEL LIVELLO DI ENERGIA indicherà l'impostazione del livello di energia. (per i dettagli, consultare il capitolo "Livello di Energia", contenuto in questo manuale).

**Livello di Energia:** Il Livello di energia determina l'intensità degli impulsi che Silk'n Glide™ invia alla pelle. Man mano che il livello di energia aumenta, e con esso i risultati della depilazione, aumenta parimenti il possibile rischio di effetti collaterali e complicanze. Glide™ consente 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), segnalati da 5 indicatori di livello energetico: Il Livello di energia impostato per il trattamento determina il numero di impulsi che il dispositivo può erogare. Ogni volta che Silk'n Glide™ si accende, il livello di energia è azzerato automaticamente e riportato al livello minimo di energia. Si accenderà solo una LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA. Per impostare livelli di energia più alti o più bassi, premendo ripetutamente il PULSANTE CENTRALE il livello sale da 1 fino a 5 e da 5 direttamente di nuovo a 1, finché il livello desiderato non sia stato impostato.

9. Applicare la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sulla pelle assicurandosi che quest'ultima sia uniformemente distesa e scorrevole. Quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sarà a completo contatto con la pelle, l'INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO inizierà a lampeggiare lentamente.
10. Premere l'ATTIVATORE DI IMPULSI. Per prima cosa, il dispositivo determinerà il colore della pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per consentire l'applicazione in sicurezza, il dispositivo emetterà un impulso di luce sulla pelle, e l'INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO si spegnerà. Vedrai un lampo intenso di luce e contemporaneamente sentirai un suono come un piccolo scoppio; questo è un rumore normale per l'apparecchio. Proverai una sensazione delicata di calore e solletico. Silk'n Glide™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo.
- Dopo pochi secondi (secondo il livello di energia impostato) l'INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO si illuminerà di nuovo e, se il dispositivo venisse di nuovo posto a contatto con la pelle, ricomincerà a lampeggiare lentamente.
11. Rimuovi la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO dalla zona di pelle trattata.
12. Scegliere un metodo di applicazione per la sessione d'applicazione. Glide™ può essere applicato con due





- modalità: "Pulsante" e "A scorrimento" (per maggiori dettagli, leggere i metodi di applicazione indicati sotto).
- Per il metodo PULSANTE, eseguire ripetutamente i passaggi 9-11 sugli altri punti della pelle, finché non sia stata trattata completamente l'intera area.
  - Per il metodo A SCORRIMENTO, mantenere premuto l'ATTIVATORE DI IMPULSI e far scivolare il dispositivo, senza interruzioni, su tutta l'area da trattare.



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

italiano

## Metodi di applicazione

### PULSANTE

Il metodo PULSANTE è ottimale quando si impiegano livelli di energia più elevati, perché consente un miglior controllo di copertura dell'area cutanea. Quando si usa il metodo Pulsante, gli impulsi di Glide™ dovrebbero essere somministrati per file, cominciando da un'estremità della fila e procedendo, in sequenza, verso quella opposta. Questa tecnica permette di evitare il trattamento di quella stessa zona più volte o di sovrapporre aree cutanee. Con il metodo pulsante, la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di Silk'n Glide™ è progettato per creare temporanee impronte di pressione sull'area trattata. Ad ogni riposizionamento della SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, queste impronte di pressione possono essere utilizzate come punti di riferimento per ricollocare il dispositivo, evitando così spazi e sovrapposizioni tra impulsi successivi.



Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!



**Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!**  
Trattare la stessa zona più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.

### A SCORRIMENTO

Il metodo A SCORRIMENTO è ottimale quando si impiegano livelli di energia bassi, e consente sessioni più veloci ed efficienti. Quando si usa il metodo a Scorrimento, mantenere premuto l'ATTIVATORE DI IMPULSI e, con un lento movimento di scivolamento, senza interrompere il contatto con la pelle, far scorrere senza interruzione il dispositivo lungo l'area da trattare. A livello di energia più basso, il dispositivo impiega solo 1-1,5 secondi per ricaricarsi tra un impulso e l'altro, consentendo una sequenza ininterrotta di flash.



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**







**Il Sensore del Colore della Pelle:** Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione). Per evitare che Silk'n Glide™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un **SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE** unico di Silk'n Glide™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il **SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE** rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n Glide™, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi. Se il dispositivo non emette impulsi luminosi e l'**INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO** lampeggia rapidamente, vuol dire che la tonalità di colore della pelle, misurata dal **SENSORE DI COLORE DELLA PELLE**, è troppo scura per effettuare l'applicazione in sicurezza. Provare ad utilizzare il dispositivo su una diversa parte del corpo, o contattare il servizio di supporto di Silk'n™.

### 9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Glide™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n Glide™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n Glide™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n Glide™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n Glide™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n Glide™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi. Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n Glide™.

### 9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Glide™

1. Al termine della sessione, spegnere Glide™ premendo a lungo il **PULSANTE CENTRALE**. Ricordare il livello di energia impostato nell'ultima sessione perché non verrà automaticamente ripristinato alla riaccensione di Glide™.
2. Stacca il cavo dell'**ADATTATORE** dalla presa elettrica.
3. Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Glide™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la **SUPERFICIE DI TRATTAMENTO** (Vedi: "Pulizia di Silk'n Glide™").
4. Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n Glide™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.



#### Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.

Non esporre al sole aree della pelle trattate con livelli di energia tra 2 e 5. Durante il periodo di depilazione, e per almeno 2 settimane dopo l'ultima sessione di trattamento con Silk'n Glide™, proteggere con cura le aree trattate applicandovi uno schermo solare.





## 10. Manutenzione di Silk'n Glide™

### 10.1. Pulizia di Silk'n Glide™

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Glide™, e specialmente la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, dopo ogni seduta di depilazione.

1. Stacca Silk'n Glide™ dalla presa prima di pulirlo.

2. Pulire delicatamente la superficie di Silk'n Glide™, soprattutto la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, con un panno asciutto e pulito, servendosi di un detergente specificamente formulato per apparecchiature elettroniche. Non immergere mai Silk'n Glide™ o una delle sue parti nell'acqua!

italiano

## 11. Soluzione di problemi

### 11.1 “Il mio Silk'n Glide™ non si accende”

■ Accertarsi che l'ADATTATORE sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n Glide™.

■ Accertarsi che l'ADATTATORE sia inserito in una presa elettrica nel muro.

### 11.2. “Quando premo l'ATTIVATORE DI IMPULSI non viene emesso alcun impulso luminoso

Per essere certi di aver stabilito un buon contatto con la pelle e che la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO vi sia uniformemente e saldamente premuta contro, verificare che l'INDICATORE LUMINOSO DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE/DISPOSITIVO PRONTO lampeggi lentamente. Per sicurezza, l'ATTIVATORE DI IMPULSI innescherà l'impulso solo se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è ben premuta contro la pelle.

- Controllare l'INDICATORE DI AVVISO DELLA TONALITÀ DI COLORE DELLA PELLE. Se lampeggiasse velocemente ciò indicherebbe che la tonalità di colore della pelle, misurata dal SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE, è troppo scura per effettuare l'applicazione in sicurezza. Provare ad utilizzare il dispositivo su una diversa parte del corpo, o contattare il servizio di supporto di Silk'n™.
- Se l'indicatore luminoso restasse costantemente acceso insieme ad un numero variabile di altri indicatori luminosi, ciò segnalerebbe un errore di sistema. Se il problema persistesse, contattare il locale Centro di Assistenza Clienti di Glide™.
- Se il problema persistesse, contattare il locale Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™. Controllare se l'indicatore luminoso, che segnala errore di sistema, è acceso o se qualsiasi altra spia lampeggia.
- Se ciò accadesse, disconnettere il dispositivo dalla fonte d'alimentazione elettrica. Il dispositivo è ha concluso il proprio Ciclo di vita operativa. Questo dispositivo deve essere smaltito in modo appropriato. Consegnare il vecchio apparecchio al più vicino punto di raccolta per rifiuti elettronici, assicurandone lo smaltimento sicuro ed efficace.





Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Glide™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk'n Glide™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Provare a aprire Silk'n Glide™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia. Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

## 12. Servizio di Assistenza Clienti

Per ulteriori informazioni sui prodotti di Silk'n™, entra nel sito locale di Silk'n™, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) o [www.silkn.com](http://www.silkn.com). Se il tuo apparecchio è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per ricevere assistenza di altro tipo, contatta il tuo Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk'n. Per clienti in USA e Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com). Per clienti in altri Paesi: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

italiano

## 13. Specificazioni

|                                                              |               |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione della Luce                                        |               | 1,3cm x 3cm (3,9cm <sup>2</sup> )                                                                      |
| Velocità                                                     |               | livello di energia 1 - 1 pulsazione ogni secondo                                                       |
|                                                              |               | livello di energia 2 - 1 pulsazione ogni 1,5 secondi                                                   |
|                                                              |               | livello di energia 3 - 1 pulsazione ogni 2,3 secondi                                                   |
|                                                              |               | livello di energia 4 - 1 pulsazione ogni 3 secondi                                                     |
|                                                              |               | livello di energia 5 - 1 pulsazione ogni 3,4 secondi                                                   |
| Tecnologia                                                   |               | Home Pulsed Light™                                                                                     |
| Livello Massimo di Energia                                   |               | Max 3J/cm <sup>2</sup>                                                                                 |
| Lunghezza d'Onda                                             |               | 475-1200nm                                                                                             |
| Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente                        |               | Operazione continua                                                                                    |
| Requisiti Elettrici                                          |               | 100-240VAC, 2A                                                                                         |
| Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe |               | 10 minuti                                                                                              |
| Azionamento e Sicurezza                                      |               | Il Sensore di colore della pelle consente l'utilizzo del dispositivo solo su tipi di pell3 appropriati |
| Dimensioni della Confezione                                  |               | 180 x 180 x 100 cm                                                                                     |
| Peso del sistema                                             |               | 200 g                                                                                                  |
| Temperatura                                                  | Operazione    | Da 10 °C a 35 °C                                                                                       |
|                                                              | Conservazione | Da -40 a +70°C                                                                                         |
| Umidità relativa                                             | Operazione    | Da 30 a 75%RH                                                                                          |
|                                                              | Conservazione | Da 10 a 90%RH                                                                                          |
| Pressione atmosferica                                        | Operazione    | Da 700 a 1060hPa                                                                                       |
|                                                              | Conservazione | Da 500 a 1060hPa                                                                                       |
| Adaptor Rated Model                                          |               | KSA24A 200150HE In the UK KSA24A 200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A                                    |



**Telif Hakkı 2013 © InnoEssentials Her hakkı saklıdır.  
Baskı tarihi: Temmuz 2014**

InnoEssentials performans, güvenilirlik ve üretilebilirlik açısından iyileştirme sağlamak adına ürünlerinde ve şartnamelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. InnoEssentials tarafından temin edilen bilgilerin yayımlanma sırasında doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak InnoEssentials bu bilgilerin kullanılması açısından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. InnoEssentials patent veya patent hakları kapsamında bilgilerin uygulamaya konulması yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir lisans verilmemektedir.

Bu belgenin hiçbir parçası, InnoEssentials'ın açık yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

InnoEssentials'nın bu belgenin konuları ile ilgili patentleri, inceleme sürecinde patent başvuruları, ticari markaları, telif hakları ve başka fikri mülkiyet hakları bulunmaktadır. Size temin edilen bu belge ile bu patentler, ticari markalar, telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilişkili olarak InnoEssentials ile yapılan yazılı anlaşmalarda açıkça belirtilenler dışında hiçbir lisans almış olmanızın.

Teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.

InnoEssentials International Invention Works B.V.Donk 1B 299 1 LE Barendrecht, The Netherlands

## İçindekiler

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Başlamadan Önce</b>                                                                      | <b>181</b> |
| 1.1 Silk'n Glide™ cihaz açıklaması                                                             | 181        |
| 1.2 Paket içeriği                                                                              | 181        |
| <b>2. Silk'n Glide™ Kullanım Amacı</b>                                                         | <b>182</b> |
| <b>3. Silk'n Glide™ ile Güvenlik</b>                                                           | <b>182</b> |
| <b>4. Kontrendikasyonlar</b>                                                                   | <b>183</b> |
| <b>5. Şu durumlarda Silk'n Glide'ı kullanmayın:</b>                                            | <b>185</b> |
| <b>6. Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda Silk'n Glide'ı kullanmaktan kaçının:</b> | <b>186</b> |
| <b>7. Silk'n Glide™ kullanımı sonucu olası yan etkiler</b>                                     | <b>187</b> |
| <b>8. Uzun Süreli Tüy Gidermede Silk'n Glide™ Yöntemi</b>                                      | <b>188</b> |
| <b>9. Tedaviye başlayın!</b>                                                                   | <b>189</b> |
| 9.1. Silk'n Glide™ ile tedavi sırasında neler beklenmeli?                                      | 192        |
| 9.2. Silk'n Glide™ ile tedaviden sonra                                                         | 192        |
| <b>10. Silk'n Glide™ Bakımı</b>                                                                | <b>192</b> |
| 10.1. Silk'n Glide™'i Temizleme                                                                | 192        |
| <b>11. Sorun Giderme</b>                                                                       | <b>193</b> |
| 11.1. "Silk'n Glide™ cihazım çalışmıyor."                                                      | 193        |
| 11.2. "ATİŞ DÜĞMESİ'ne bastığımda ışık atımı gönderilmiyor"                                    | 193        |
| <b>12. Müşteri Hizmetleri</b>                                                                  | <b>194</b> |
| <b>13. Teknik Özellikler</b>                                                                   | <b>195</b> |



Silk'n Glide™'ı ilk kez kullanmadan önce, lütfen bu Kullanım Kılavuzunun tamamını okuyun. Cihaz kullanım prosedürleri, cihazın çalışması ve kullanım sonrası prosedürleri hakkındaki bölümlere özellikle dikkat edin.

Silk'n Glide™'ın her kullanımından önce bu Kullanım Kılavuzunu yeniden incelemeniz tavsiye edilir. Silk'n Glide™ güçlü bir elektrikli cihazdır. Bu nedenle güvenliğe özel dikkat gösterilerek kullanılmalıdır. Lütfen tüm uyarıları ve güvenlik önlemlerini okuyun ve Silk'n Glide™ kullanırken bunlara kesinlikle uyun


## 1. Başlamadan Önce

Silk'n Glide™ evde kullanım için tasarlanmış ışık atımlı bir kalıcı epilasyon cihazıdır.

### 1.1 Silk'n Glide™ cihaz açıklaması

Silk'n Glide™ EPİLASYON CİHAZINDA TEDAVİ YÜZEYİ, KONTROL PANELİ ve ATIŞ DÜĞMESİ bulunmaktadır.

- ① Kontrol paneli
- ② Atış Düğmesi
- ③ Ten Rengi Sensörü
- ④ Tedavi Yüzeyi
- ⑤ Kontrol paneli
- ⑥ Orta düğme
- ⑦ Enerji düzeyi göstergesi ışıkları  
Hazır/Cilt tonu uyarısı göstergesi ışığı



Türkçe

### 1.2 Paket içeriği

Silk'n Glide™ paketinde aşağıdaki parçalar bulunur:

- Silk'n Glide™ Epilasyon Cihazı
- Bir duvar montaj adaptörü
- Bu Kullanım Kılavuzu
- Silk'n Garanti Belgesi



## 2. Silk'n Glide™ Kullanım Amacı

Silk'n Glide™ istenmeyen tüylerin giderilmesi için tasarlanmıştır. Silk'n Glide™'ın kullanım amacı aynı zamanda tüylerin uzun süreli veya kalıcı olarak giderilmesidir. Tüylerin kalıcı olarak azaltılması, bir uygulama yüzeyinde uygulamadan sonra çıkan tüylerin sayısında uzun vadeli sabit bir azalma olarak tanımlanmaktadır.

Silk'n Glide™ istenmeyen vücut tüylerini gidermek için kullanılabilir. Silk'n Glide™ kullanımı için ideal vücut bölümleri koltuk altı, bikini bölgesi, kollar, bacaklar, yüz, arka omuz ve göğüstür.

Türkçe

## 3. Silk'n Glide™ ile Güvenlik

**Silk'n Glide™ ile Güvenlik Önce Gelir.**

**Silk'n Glide™'daki HPL™ teknolojisi - Düşük enerji düzeyiyle üstün güvenlik:**

Home Pulsed Light™ teknolojisi ile diğer ışık tabanlı tüy giderme cihazları tarafından kullanılan çok altında bir enerji düzeyiyle uzun süreli tüy giderme sonuçları elde edilir. Silk'n Glide™'da düşük enerji kullanılması, yaralanma veya komplikasyonlara neden olma olasılığını azaltır ve güvenliğinize katkıda bulunur.

**Silk'n Glide™ cildinizi korur:**

Işık tabanlı tüy giderme yönteminin doğal rengi koyu olan ya da bronzlaşmış ciltler için uygun değildir. Silk'n Glide™'da uygulama yüzeyinin rengini ölçmek ve sadece uygun olan ten renklerinde uygulamaya olanak sağlamak üzere tasarlanmış dahili bir TEN RENGİ SENSÖRÜ bulunmaktadır. Bu benzersiz güvenlik özelliği ile ten renginizin çok koyu ya da fazla bronzlaşmış olduğu bölgelerde uygulama yapmanıza izin verilmeyecektir.

Ayrıca ışık sinyallerinin gönderildiği 3cm'lik TEDAVİ YÜZEYİ cihazın içine gömülü durumdadır. Bu da TEDAVİ YÜZEYİ ile cildiniz arasında doğrudan teması önleyerek Glide™'ın cildinizi korumasını sağlamaktadır.

**Silk'n Glide™ gözlerinizi korur:**

Silk'n Glide™'ın gözlerin korunması için dahili bir güvenlik özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğin tasarımı, TEDAVİ YÜZEYİ'nin açıkta olduğu durumda ışık sinyalinin verilemeyeceği şekilde yapılmıştır. Güvenlik özelliği sayesinde TEDAVİ YÜZEYİ ancak doku ile temas halinde bulunduğu anda tedavi mümkün olmaktadır.





## 4. Kontrendikasyonlar

### Önemli Güvenlik Bilgileri – Kullanmadan Önce Okuyun!

Silk'n Glide™'in tasarımı herkes için uygun değildir. Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki bölümde verilen bilgileri okuyun ve dikkate alın. Daha fazla bilgi ve kişisel öneriler için [www.silkn.com](http://www.silkn.com) adresini ya da bölgenize özel Silk'n™ alanını ziyaret edebilirsiniz. Lazerle veya yoğun ışık kaynaklarıyla tüylerin alınması bazı kişilerde tüylerin fazla büyümesine neden olabilir. Mevcut verilere dayanarak, bu türden tepki için en yüksek risk grupları yüz ve boyunda uygulama yapan Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlardır.

| Uyarı                                                                                                                                                                                                                                                              | Olası sonuçlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Güvenlik İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Silk'n Glide'ı doğal olarak koyu renkli olan tenlerde kullanmayın. <small>Güvenli Değil!</small></p>  <p>Paketin alt tarafında yer alan tüy ve cilt rengi tablosuna bakın.</p> | <p>Koyu renkli cilde Silk'n Glide ile tedavi uygulanması kızarıklık ve ciltte rahatsızlık gibi yan etkilere neden olabilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Her seans başlangıcında ve seans sırasında belirli aralıklarla tedavi uygulanan cildin rengini ölçmek için Silk'n Glide™'a eşsiz bir TEN RENGİ SENSÖRÜ yerleştirilmiştir. TEN RENGİ SENSÖRÜ atımların sadece uygun cilt tonlarına gönderilmesini sağlar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Silk'n Glide'in 2-5 arası enerji seviyelerini bronzlaşmış cilt üzerinde veya güneşe maruz kaldıktan hemen sonra (yapay bronzlaşma makineleri de dahil) kullanmayın. Tedavi uygulanan bölgeleri güneşe maruz bırakmayın.</p>                                     | <p>Güneşe maruz kalmadan önce veya kaldıktan sonra Silk'n Glide'in 2-5 arası enerji seviyeleri ile tedavi uygulanması kızarıklık ve ciltte rahatsızlık gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle güneşe maruz kalma sonucu oluşan bronz ciltte çok miktarda Melanin pigmenti bulunmaktadır. Bu kural, çabuk bronzlaşmıyor gibi görünenler de dahil olmak üzere tüm cilt türleri ve renkleri için geçerlidir. Büyük miktarlarda Melanin, cildin herhangi bir ışık bazlı tüy giderme yöntemi kullanılırken daha yüksek riske maruz kalmasına neden olur.</p> | <p>En düşük enerji seviyesinden daha yüksek bir enerji seviyesi kullanıyorsanız Silk'n Glide™ tedavinizden önce 4 hafta boyunca güneşe maruz kalmaktan kaçının! Güneşe maruz kalma, doğrudan güneş korumasız olarak 15 dakikanın üzerinde sürekli maruz kalmayı veya dağılan güneş ışığına korunmasız olarak 1 saatin üzerinde sürekli maruz kalmayı içerir. Yakın zamanda tedavi uygulanan cildi güneşe maruz kaldığında korumak için, tüy giderme seansından sonra 2 hafta boyunca SPF 30 veya daha yüksek korumalı bir güneş kremi kullanın. Silk'n Glide'in en düşük enerji seviyesi (1) güneşe maruz kaldıktan sonra bile güvenli kullanım için özellikle tasarlanmıştır. Güneşe maruz kaldıktan sonra da Silk'n Glide'i kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sadece en düşük enerji düzeyinde olmak şartıyla.</p> |

Türkçe





| Uyarı                                                                                                                                                                                                | Olası sonuçlar                                                                                                                                                                                             | Güvenlik İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silk'n Glide'ı asla gözlerin çevresinde veya yakınında kullanmayın.                                                                                                                                  | Silk'n Glide™ yüzdeki tüylerin tedavisi için kullanılabilir olsa dahi, yüzde kullanılırken gözleri korumak için özellikle dikkat edilmelidir.                                                              | Silk'n Glide™'in gözlerin korunması için dahili bir güvenlik özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğin tasarımı, TEDAVİ YÜZEYİnin açıkta olduğu durumda ışık sinyalinin verilemeyeceği şekilde yapılmıştır. Atış Düğmesi özelliği sayesinde TEDAVİ YÜZEYİ ancak doku ile temas halinde bulunduğu anda tedavi mümkün olmaktadır. |
| Dövme, kalıcı makyaj, koyu kahverengi veya siyah benekler (büyük çiller, doğum lekesi, ben veya siğil gibi), meme uçları, genital bölge veya dudaklar üzerinde tedavi uygulamayın.                   | Koyu renkli veya pigment miktarı daha fazla olan cilde Silk'n Glide ile tedavi uygulanması yanık, su toplaması ve ten renginde değişiklik (hiper- veya hipopigmentasyon) gibi yan etkilere neden olabilir. | Bölgeyi, beyaz bir bez veya beyaz tıbbi bant gibi ışığı emmeyecek bir malzeme ile örtün.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aktif egzama, sedef hastalığı, lezyon, açık yaralar veya enfeksiyon (uçuk), sistemik ya da metabolik hastalıkların (örneğin diyabet) neden olduğu anormal cilt durumları üzerinde tedavi uygulamayın | Işık bazlı tedaviler zaten hassas olan bölgelerde yan etkilere neden olabilir.                                                                                                                             | Silk'n Glide™'ı kullanmadan önce etkilenen bölgenin iyileşmesini bekleyin.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tedavi edilecek bölgede geçmişte uçuk çıkmışsa.                                                                                                                                                      | Işık bazlı tedaviler zaten hassas olan bölgelerde yan etkilere neden olabilir.                                                                                                                             | Doktorunuza başvurmadan ve önleyici bir tedavi uygulamadan önce Silk'n Glide™'ı kullanmayın.                                                                                                                                                                                                                               |
| Hamileyseniz veya emziriyorsanız Silk'n Glide tedavisi uygulamayın.                                                                                                                                  | Hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler cilt hassasiyeti ve yan etki riskini artırabilir.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tüylerin büyümesini istediğiniz bölgelerde tedavi uygulamayın.                                                                                                                                       | Sonuçlar kalıcıdır.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |







| Uyarı                                                                                                                                                                                | Olası sonuçlar                                                                                                                                                                                                                                         | Güvenlik İpucu                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silk'n Glide'ı sudan uzak tutun! Silk'n Glide™'ı küvet, lavabo veya su içeren başka bir kaba düşebileceği veya su içine çekilebileceği yerlerde bulundurmayın veya muhafaza etmeyin. | Bu ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.                                                                                                                                                                                                           | Şu durumlarda Silk'n Glide™'ı kullanmayın: banyo yaparken veya nemlendiğinde ya da ıslandığında. Cihaz suya düşerse derhal prizden çekin. |
| Silk'n Glide™ cihazınızın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayın.                                                                                                                 | Silk'n Glide™'nın içini açmak ciddi bedensel yaralanma ve/veya kalıcı göz hasarına neden olabilecek tehlikeli elektrikli bileşenlere ve ışık atım enerjisine maruz kalmanıza neden olabilir. Cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılar. | Onarım gerektiren arızalı veya hasarlı bir cihazınız varsa lütfen Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.                          |

## 5. Şu durumlarda Silk'n Glide'ı kullanmayın:

|                                                                                                 |                                                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz Glide ile birlikte temin edilenlerden başka fiş, ek veya aksesuarlar ile çalıştırılıyorsa | ek ve aksesuar kullanımı InnoEssentials tarafından tavsiye edilmemektedir | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |
| hasar görmüş bir kablo veya fişe sahipse.                                                       | Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.                               | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |
| kullanılırken duman çıktığını görürseniz veya koku hissederseniz.                               |                                                                           | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |
| düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı görünüyorsa.                                                   |                                                                           | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |
| TEN RENGİ SENSÖRÜ çatlak veya kırıkta.                                                          |                                                                           | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |
| dış kaplama çatlaksa veya parçalarına ayrılıyorsa.                                              |                                                                           | Hemen kullanmayı bırakın ve Silk'n™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. |



## 6. Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda Silk'n Glide'ı kullanmaktan kaçının:

|                                                                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bir yara izi geçmişiniz varsa.                                                                                       | Silk'n Glide'ı kullanmadan önce doktorunuza danışın. |
| Epilepsi hastasıysanız.                                                                                              |                                                      |
| Porfiriya, polimorfik ışık eripsiyonu, solar ürtiker, lupus, vb. fotosensitiviteyle ilişkili bir hastalığınız varsa. |                                                      |
| Cilt kanseri geçmişiniz veya potansiyel cilt malinitesi bölgeleriniz varsa.                                          |                                                      |
| Son 3 ay içinde ışın tedavisi veya kemoterapi tedavisi gördüyseniz.                                                  |                                                      |
| Doktorunuzun görüşüne göre bu tedavinin güvenli olmamasına neden olacak diğer herhangi bir durumunuz varsa.          |                                                      |
| Son 6 ay içinde cildinize doktor reçeteli bir ilaç ile tedavi uyguladıysanız, lütfen doktorunuza danışın.            |                                                      |



## 7. Silk'n Glide™ kullanımı sonucu olası yan etkiler

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında Silk'n Glide™'in kullanımı ile ilişkili yan etki ve komplikasyon nadir görülür. Ancak evde kullanılmak üzere tasarlananlar dahil her kozmetik uygulamasında belirli bir risk düzeyi söz konusudur. Dolayısıyla evde kullanılmak üzere tasarlanan ışıktatımlı tüy giderme sistemlerinin risklerini ve komplikasyonlarını anlamamız ve kabul etmemiz önem arz etmektedir.

| Yan Etki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Derecesi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Önemsiz Cilt Rahatsızlığı</b> – Işıktatımlı ev tipi tüy giderme işlemi genellikle iyi tolere edilmesine rağmen, birçok kullanıcı kullanım sırasında genellikle tedavi edilen cilt bölgelerinde hafif batma hissi olarak tanımlanan, hafif rahatsızlık hisseder. Batma hissi genellikle uygulama sırasında veya bir kaç dakika sonra kendiliğinden geçer. Bu önemsiz rahatsızlığın ötesindeki herhangi bir şey anormaldir ve tüy giderme uygulamasına toleransız olmadığınızdan Silk'n Glide™ kullanmaya devam etmemeniz gerektiği veya enerji düzeyi ayarının çok yüksek olduğu anlamına gelir. | Önemsiz       |
| <b>Cilt Kızarıklığı</b> – Silk'n Glide™'i kullandıktan hemen sonra veya 24 saat içinde cildiniz kızarabilir. Kızarıklık genellikle 24 saat içinde geçer. Kızarıklık 2-3 günde geçmezse doktorunuza görünün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Önemsiz       |
| <b>Yüksek Cilt Hassasiyeti</b> – Tedavi uygulanan bölgedeki cilt daha hassas olur, bu nedenle ciltte kuruluk veya pul pul dökülme ile karşılaşılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Önemsiz       |
| <b>Renk Değişiklikleri</b> – Silk'n Glide™ kıl gövdesini, özellikle kıl kökündeki renkli hücreleri ve kıl kökünün kendisini hedef alır. Yine de etrafındaki ciltte geçici hiperpigmentasyon (pigment artışı ya da kahverengiye dönme) veya hipopigmentasyon (beyazlama) görülme riski bulunmaktadır. Deri pigmentasyonunda değişiklik riski cildi koyu renkli olan kişiler için daha fazladır. Renk bozulması veya deri pigment değişiklikleri genellikle geçici olup kalıcı hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon nadiren görülmektedir.                                                        | Nadir         |
| <b>Aşırı Kızarıklık ve Şişkinlik</b> – Nadir durumlarda tedavi uygulanan ciltte fazla kızarıklık ve şişme olabilir. Bu vücudun hassas bölgelerinde daha yaygın olarak görülebilir. Kızarıklık ve şişlik 2-7 gün arasında azalmalı ve etkilenen bölge sık sık buz koyularak tedavi edilmelidir. Nazıfık temizlenmesinde sorun yoktur ancak güneşe maruz kalınmamalıdır.                                                                                                                                                                                                                             | Nadir         |





## 8. Uzun Süreli Tüy Gidermede Silk'n Glide™ Yöntemi

Tipik tüy büyüme döngüsü 18-24 ay sürebilir. Kalıcı tüy gidermenin sağlanabilmesi için bu süre içinde birden fazla Glide™ seansı gerekebilir.

Tüy giderme işleminin verimliliği kişiden kişiye, vücut bölümüne, tüy rengine ve Silk'n™ Glide'in kullanılış biçimine göre değişir.

Tam bir tüy büyüme döngüsü sırasında kullanılan tipik Silk'n Glide™ tüy giderme planı:

1-4 tedavi seansları– iki hafta arayla planlayın

5-7 tedavi seansları– dört hafta arayla planlayın

8 + tedavi seansları – istenen etki elde edilinceye kadar gerektiğinde uygulayın.

### Tüy Giderme için Beklenen Tedavi Sonucu

| Fitzpatrick cilt tipi | Tüy Rengi                       | Işık Akışı [J/cm <sup>2</sup> ] | Vücudun anatomik alanı <sup>2</sup> | Ortalama Tedavi Sayısı <sup>1</sup>      | Verimlilik (tüy giderme %'si/yeniden büyüme) <sup>1</sup> |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I-IV                  | Açık kahverengiden kahverengiye | 3-4.5                           | Üst veya alt bacaklar               | 10-12 seans, yaklaşık dört hafta arayla. | 60% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Kollar                              |                                          | 50% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Bikini Bölgesi                      |                                          | 60% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Koltukaltıları                      |                                          | 55% Tüy giderme                                           |
| I-IV                  | Kahverengiden siyaha            | 3-4.5                           | Üst veya alt bacaklar               | 8-10 seans, yaklaşık dört hafta arayla.  | 70% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Kollar                              |                                          | 60% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Bikini Bölgesi                      |                                          | 70% Tüy giderme                                           |
|                       |                                 |                                 | Koltukaltıları                      |                                          | 65% Tüy giderme                                           |

1. Bireysel yanıt, tüy tipine ve tüy uzama şeklini etkileyebilecek biyolojik faktörlere bağlıdır. Bazı kullanıcılar ortalama tedavi sayısından daha hızlı veya daha yavaş yanıt verebilirler.

2. Kullanıcı bir veya iki tedavi seansında kalıcı epilasyon bekleyemez. Kil kökleri için dinlenme süresi vücut alanına da bağlıdır.





## 9. Tedaviye başlayın!

1. Silk'n Glide™ EPİLASYON CİHAZINI ve diğer bileşenleri kutudan çıkarın.
  2. ADAPTÖR kablосunu Silk'n Glide™ EPİLASYON CİHAZI soketine takın.
  3. ADAPTÖRÜ elektrik prizine takın. CONTROL PANELİNDEKİ bütün gösterge ışıkları dairesel hareketle sürekli yanıp sönecektir.
- Silk'n Glide™ çalışmaya hazırdır.

### Silk'n Glide ile tedavinizi güvenle ve sorunsuz olarak uygulayın!

#### Yakın zaman önce güneşe maruz kalmamış olan tedavi uygulanacak bölgeleri seçin.

4. Tedavi bölgelerindeki cilt tıraş edilmiş, temiz, kuru olmalı ve üzerinde pudra, ter önleyici veya deodorant bulunmamalıdır. Tüyleri ağdayla almayın, yolmayın veya cımbızla almayın. İstenilen sonuçları elde etmek için 'tıraş etme' önemli bir adımdır!
5. ORTA DÜĞMEYE basın. Cihaz açılacak, 1. Enerji Seviyesi GÖSTERGE IŞIĞI (yeşil) yanacak ve fan çalışmaya başlayacaktır.
6. ORTA DÜĞMEYE basıldıktan yaklaşık 1 saniye sonra HAZIR/CİLT TONU UYARISI GÖSTERGE IŞIĞI (sarı) yanacaktır. Cihaz, en düşük enerji seviyesinde ilk atışı yapmanız için hazır duruma gelmiştir.
8. Eğer bu ilk tedavi seansınız ise - Enerji düzeyini seçin. Glide'da 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) kadar 5 enerji düzeyi bulunur. İlk tedavi seansınızda doğru enerji düzeyini seçmek için, her bir tedavi bölgesini ayrı ayrı test edin:

- TEDAVİ YÜZEYİNİ cilt üzerine yerleştirin ve bir ışık atımı göndermek için tetik düğmesine basın. Anormal bir rahatsızlık hissetmediyseniz ORTA DÜĞMEYE yeniden basın. Enerji seviyesi yükselecektir. Farklı bir noktaya 2. enerji seviyesinde bir atış yapın.
- Kendinizi rahat hissettiğiniz en yüksek düzeye ulaşıncaya kadar enerji düzeyini artırarak teste devam edin. Bir saat içinde hiçbir yan etki hissetmezseniz, o enerji düzeyinde tüm tedavinizi yapmaya başlayabilirsiniz.
- Bu testi tedavi uygulamayı düşündüğünüz her vücut bölümü için tekrarlayın.

8. Enerji seviyesini ayarlayın. Daha yüksek ya da düşük bir enerji seviyesi ayarlamak için ORTA DÜĞMEYE istenen enerji seviyesine gelene kadar 1'den 5'e doğru ya da 5'ten 1'e doğru arka arkaya basın. Yeşil renkli ENERJİ SEVİYESİ GÖSTERGE IŞIKLARI enerji seviyesi ayarını gösterecektir. (Ayrıntılar için bu kullanımı kılavuzunda yer alan "Enerji Seviyesi" kısmına bakın).





## Enerji Düzeyi

Enerji seviyesi cilde gönderilen Silk'n Glide™ ışık sinyallerinin şiddetini belirler. Enerji seviyesi yükseldikçe tüy gidermede daha iyi sonuç alınır ancak olası yan etkilerin ve komplikasyonların görülme olasılığı da artar. Glide'da 1'den (en düşük) 5'e (en yüksek) 5 seviye bulunur, bunlar 5 adet enerji düzeyi gösterge ışığı ile gösterilir. Cihazın üretebileceği atış sayısı tedaviler için kullanılan enerji seviyesi ayarı ile belirlenir. Glide, uygulama için ayarlanan enerji seviyesine bağlı olarak 20.000-40.000 atış sağlayabilir. Silk'n Glide en yüksek enerji seviyesinde (5) 20.000 atış sağlarken en düşük enerji seviyesinde (1) 40.000 atış sağlayabilmektedir. Silk'n Glide™ çalıştırıldığında enerji düzeyi otomatik olarak en düşük enerji düzeyine sıfırlanır. Sadece bir adet ENERJİ DÜZEYİ GÖSTERGE IŞIĞI yanar. Enerji seviyesini ayarlamak için ORTA DÜĞMEYE istenen enerji seviyesine gelene kadar 1'den 5'e doğru ya da 5'ten 1'e doğru arka arkaya basın.

Türkçe

9. TEDAVİ YÜZEYİNİ cilde değdirin ve derinin eşit ve düzgün bir şekilde gerildiğinden emin olun. TEDAVİ YÜZEYİ deri ile tamamen temas edince HAZIR/CİLT TONU UYARISI GÖSTERGE IŞIĞI yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
10. ATIŞ DÜĞMESİNE basın. Cihaz ilk önce teninizin rengini belirleyecektir. Cildin rengi güvenli uygulama için yerinde açık renkliyse cihaz cildinize bir ışık atımı gönderecek ve HAZIR/CİLT TONU UYARISI GÖSTERGE IŞIĞI sönecektir.  
Parlak bir ışık görülmesi ve eşzamanlı olarak hafif bir pat sesi duyulması cihaz için normaldir. Hafif bir ısı ve karıncalanma hissi duyarsınız.  
Silk'n Glide™ hemen bir sonraki atım için yeniden şarj edilir.  
Birkaç saniye sonra (ayarlanan enerji seviyesine bağlı olarak) sarı renkli HAZIR/CİLT TONU UYARISI GÖSTERGE IŞIĞI yeniden yanacak ve cilde temas ettiğinde yine yavaşça yanıp sönmeye başlayacaktır.
11. TEDAVİ YÜZEYİNİ tedavi uygulanan cilt bölümünden kaldırın.
12. Kendi seansınız için bir uygulama yöntemi seçin. Glide iki şekilde uygulanabilir: "Atış" ve "Kaydırma" (daha fazla bilgi için aşağıdaki uygulama yöntemleri çerçevesine bakın).
  - ATIŞ yöntemi için yukarıda verilen 9-11 arasındaki adımları başka bir noktada alanın tamamı uygulamadan geçirilecek şekilde uygulayın.
  - KAYDIRMA yönteminde ise ATIŞ DÜĞMESİNİ basılı tutarak cihazı uygulama alanı üzerinde düzgün bir şekilde kaydırın.



**Cildiniz kabarırsa veya yanarsa, HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN!**

## Uygulama yöntemleri

### ATIŞ

ATIŞ yöntemi ile cilt üzerinde uygulama yapılan alanın kontrolü daha iyi sağlandığından yüksek enerji seviyelerinde uygulama için en iyi teknik budur.





Atış yaparken Silk'n Glide™ atımları sıralı olarak uygulanmalıdır; her bir sıranın bir ucundan başlayıp diğer ucuna doğru sürekli olarak ilerlemek aynı alana birden fazla tedavi uygulanmasını veya cilt alanlarının üst üste binmesini önler. Atış yönteminde Silk'n Glide™ TEDAVİ YÜZEYİ, uygulama bölgesinde geçici basınç işaretleri oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. TEDAVİ YÜZEYİNİN her yeri değiştirildiğinde, sonraki atımın uygun konumlandırılması için basınç işaretlerini kullanın, atımlar arasında boşluk ve üst üste binme olmasından kaçının.



**Atımların üst üste gelmesini önleyin!**



**Bir tüy giderme seansında aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulamayın! Bir seansta aynı cilt bölümüne bir defadan fazla tedavi uygulanması yan etki olasılığını artırır.**

#### **KAYDIRMA**

Düşük enerji seviyelerinde uygulamalar ile hızlı ve daha verimli bir seans için KAYDIRMA en iyi yöntemdir. Kaydırma işleminde ATİŞ DÜĞMESİNE sürekli basılı tutun ve ciltle teması kesmeden yavaş bir kaydırma hareketi ile cihazı uygulama bölgesi üzerinde düzgün bir şekilde hareket ettirin. Daha düşük enerji seviyelerinde cihazın atışlar arasında yeniden şarj olması sadece 1-1,5 saniye sürer ve kesintisiz bir sinyal gönderimi sağlar.



**Cildiniz kabarırsa veya yanarsa, HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN!**

#### **Ten Rengi Sensörü**

Koyu renkli cilde ışık tabanlı tüy giderme uygulanması yanık, su toplaması ve ten renginde değişiklik (hiper- veya hipo-pigmentasyon) gibi yan etkilere neden olabilir.

Hatalı kullanımı önlemek amacıyla Silk'n Glide™'in TEN RENGİ SENSÖRÜ her seans başlangıcında ve seans sırasında belirli aralıklarla tedavi uygulanan cildin rengini ölçer. TEN RENGİ SENSÖRÜ, cildin renginin Silk'n Glide™ uygulama için çok koyu olduğuna karar verirse cihaz otomatik olarak sinyal vermeyi durduracaktır.

Hiç ışık atımı görmezseniz ve HAZIR/CİLT TONU UYARI GÖSTERGE IŞIĞI hızla yanıp sönüyorsa, TEN RENGİ SENSÖRÜ tarafından ölçülen cilt tonunuz güvenli uygulama için çok koyu demektir. Cihazı vücudun farklı bir bölümünde kullanmayı deneyin veya Silk'n™ destek birimi ile iletişime geçin.





### 9.1. Silk'n Glide™ ile tedavi sırasında neler beklenmeli?

Birçok insan Silk'n Glide™'ı kullanarak evde kullanılmak üzere tasarlanmış ışık tabanlı bir cihazı ilk kez kullanıyor olabilir. Silk'n Glide™'ın kullanımı kolay olup tüy giderme seansları kısa sürer. Silk'n Glide™ seansı sırasında aşağıdakiler normaldir:

- **Fan Sesi** – Silk'n Glide™ içerisindeki soğutucu fan, saç kurutucusuna benzer bir ses çıkartır. Bu normaldir.
  - **Her Atım ile bir pat sesi:** – Bir HPL™ ışık atımı aktive edildiğinde ışık ile eşzamanlı olarak hafif bir pat sesi duymak normaldir.
  - **Isı ve karıncalanma hissi** – Her ışık atımı sırasında ışık enerjisinden kaynaklanan hafif bir ısı ve karıncalanma hissi duymak normaldir.
  - **Hafif Kızarma veya Morarma** – Silk'n Glide™ seanslarının sırasında veya sonrasında ciltte çok hafif kızarıklık veya morarma görülmesi nadir sayılmaz. Bu durum genellikle en fazla kolların etrafında görülür.
- Ancak, ciltte aşırı kızarıklık, kabaklılık veya yanık görürseniz Silk'n Glide™ kullanmayı derhal bırakın.

### 9.2. Silk'n Glide™ ile tedaviden sonra

1. Glide™ seansı tamamlandığında ORTA DÜĞMEYE uzun süre basarak Glide™'ı kapatın. Kullanılan son enerji düzeyi ayarını hatırlamaya çalışın, Glide™ tekrar açıldığında bu ayar geri yüklenmeyecektir.
2. ADAPTÖR kablosunu elektrik prizinden çekin.
3. Her tüy giderme seansından sonra Silk'n Glide™ HR2 cihazınızı, özellikle de TEDAVİ YÜZEYİNİ temizlemeniz önerilir (Bkz.: "Silk'n Glide™'ı Temizleme").
4. Temizledikten sonra, Silk'n Glide™ cihazınızı orijinal kutusunda saklamanız ve sudan uzak tutmanız önerilir.



**Tüy giderme seansından sonra cilt bakımı**  
2-5 arası enerji seviyeleri ile tedavi uygulanan bölgeleri güneşe maruz bırakmayın. Tüy giderme süreci boyunca ve son Silk'n Glide™ seansını takiben en az 2 hafta boyunca tedavi uygulanan cildi güneş kremiyle koruyun.

## 10. Silk'n Glide™ Bakımı

### 10.1. Silk'n Glide™'ı Temizleme

Her tüy giderme seansından sonra Silk'n Glide™ cihazınızı, özellikle de TEDAVİ YÜZEYİNİ temizlemeniz önerilir.

1. Temizlikten önce Silk'n Glide™'ın fişini prizden çekin.
  2. Kuru ve temiz bir bez ile elektronik cihazlar için özel formüllü bir temizleyici kullanarak Silk'n Glide™'ın yüzeyini ve özellikle de TEDAVİ YÜZEYİNİ hafifçe silin.
- Silk'n Glide™'ı veya herhangi bir parçasını asla suya daldırmayın!







## 11. Sorun Giderme

### 11.1. "Silk'n Glide™ cihazım çalışmıyor."

- GÜÇ ADAPTÖRÜ'nün Glide™ cihazına düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- GÜÇ ADAPTÖRÜ'nün duvardaki bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

### 11.2. "ATIŞ DÜĞMESİ'ne bastığımda ışık atımı gönderilmiyor"

Sarı renkli HAZIR/CILT TONU UYARI GÖSTERGE IŞIĞININ yavaşça yanıp sönerek cilt temasının uygun olduğuna işaret ettiğinden ve TEDAVİ YÜZEYİNİN cilde eşit ve sıkıca temas ettiğinden emin olun. Güvenliğiniz açısından ATIŞ DÜĞMESİ ancak TEDAVİ YÜZEYİ cilde sıkı bir şekilde temas ettiğinde sinyali etkinleştirecektir.

- CILT TONU UYARI GÖSTERGE IŞIĞINI kontrol edin. Hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa TEN RENGİ SENSÖRÜ ile ölçülen cilt tonunuz güvenli uygulama için fazla koyu demektir. Cihazı vücudun farklı bir bölümünde kullanmayı deneyin veya Silk'n™ destek birimi ile irtibata geçin.
- Sarı renkli ışık ile gösterge ışıklarının bazılarının sürekli yanıyorsa sistem hatası söz konusudur. Bu sorun devam ederse, yerel Glide™ Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayın.
- Bu sorunlar devam ederse, yerel Silk'n™ Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayın.
- Sistem Hatası Gösterge Işığının yanıp yanmadığını ve diğer bütün ışıkların yanıp sönme durumunda olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse cihazın fişini güç kaynağından çekin. Cihaz Ömrünün Sonu aşamasına gelmiştir. Cihaz usulüne uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Eskiyen cihazınızı güvenli ve verimli bertaraf işlemi için en yakın elektronik atık toplama noktasına teslim edin.



**Silk'n Glide™ cihazınızın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Sadece yetkili Silk'n™ onarım merkezlerinin tamirat işlerini yapmasına izin verilmektedir.**

Silk'n Glide™'in içini açmak ciddi bedensel yaralanma ve/veya kalıcı göz hasarına neden olabilecek tehlikeli elektrikli bileşenlere ve ışık atım enerjisine maruz kalmanıza neden olabilir.

Silk'n Glide™'in içini açmaya çalışmak cihaza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılar.

Onarım gerektiren arızalı veya hasarlı bir cihazınız varsa lütfen ProLite™ Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin.





## 12. Müşteri Hizmetleri

ProLite™ ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen yerel ProLite™ web sitesi ile [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) veya [www.silkn.com](http://www.silkn.com) sitelerini ziyaret edin.

Cihazınız arızalıysa, hasarlıysa, onarım gerektiriyorsa veya diğer herhangi bir kullanıcı desteği için, lütfen yerel ProLite™ Müşteri Hizmetlerini arayın:

ABD ve Kanada'daki müşterilerimiz için: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Diğer ülkelerdeki müşterilerimiz için: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Teknik Özellikler

Türkish

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşin Boyutu                            | 0,9cm x 3cm [2,7cm <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                        |
| Hız                                    | 1. enerji seviyesi - her 1 saniyede 1 atım<br>2. enerji seviyesi - her 1,5 saniyede 1 atım<br>3. enerji seviyesi - her 2,3 saniyede 1 atım<br>4. enerji seviyesi - her 3 saniyede 1 atım<br>5. enerji seviyesi - her 3,4 saniyede 1 atım |
| Teknoloji                              | Home Pulsed Light™                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. Enerji Seviyesi                  | Maks 5J/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Dalga boyu                             | 475-1200nm                                                                                                                                                                                                                               |
| Şarj Olma Süresi/Güç Kaynağı           | Sürekli çalışma                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektriksel Gereksinimler              | 100-240VAC, 2A                                                                                                                                                                                                                           |
| Yarım Bacak Tedavisi için Gereken Süre | 30 dakika                                                                                                                                                                                                                                |
| Çalıştırma ve Güvenlik                 | Ten Rengi Sensörü, cihazın sadece uygun cilt tiplerinde kullanılmasını sağlar.                                                                                                                                                           |
| Ambalaj Ebatları                       | 180x180x100cm                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistem ağırlığı                        | 200gr                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sıcaklık                               | Çalıştırma 10°C - 35°C arası<br>Saklama -40 - +70°C arası                                                                                                                                                                                |
| Bağıl Nem                              | Çalıştırma %30 - 75 rH<br>Saklama %10 - 90 rH                                                                                                                                                                                            |
| Atmosfer basıncı                       | Çalıştırma 700 - 1060hPa<br>Saklama 500 - 1060hPa                                                                                                                                                                                        |
| Elektrik adaptörü:                     | KSA24A1200150HE in the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A                                                                                                                                                                      |





Class II equipment



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Do not use this appliance in a wet surrounding

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

