



ENG	Caution! Do not use electrodes for stimulation if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator or any other implanted metallic or electrical device.	Clean and dry skin thoroughly prior to applying StimPads electrodes. Electrodes do not stick well if any lotion, oil, make-up, dirt & etc. are left on the skin.	Do not use StimPads over open wounds or over swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions. Apply StimPads only to a normal, intact and clean skin.	Gently pull off the StimPads electrodes from the protective film by lifting the edge of the electrodes.	Do not lift the electrodes from the protective film by pulling the wire.
GER	Achtung! Verwenden Sie die Elektroden nicht zur Stimulierung, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator oder andere implantierte, metallische oder elektrische Geräte, besitzen.	Reinigen und trocknen Sie ihre Haut gründlich, bevor Sie die StimPads Elektroden anbringen. Die Elektroden kleben schlecht, wenn Sie irgendwelche Lotionen, Öle, Make-up, Dreck, usw. auf der Haut haben.	Verwenden Sie die StimPads nicht auf offene Wunden, geschwollene, infizierte oder entzündete Bereiche oder bei Hautausschlag. Bringen Sie die StimPads nur auf eine normale, intakte und saubere Haut, an.	Ziehen Sie die StimPads Elektroden vorsichtig, durch anheben der Ecke der Elektroden von dem Schutzfilm, ab.	Ziehen Sie die Elektroden von dem Schutzfilm nicht am Kabel ab.
FRA	Attention! Ne pas utiliser les électrodes si vous avez un pacemaker, un défibrillateur cardiaque ou tout autre implant électronique, métallique ou électrique.	Bien nettoyer et sécher votre peau avant chaque utilisation des électrodes StimPad. Les électrodes n'adhèrent plus correctement à la peau en cas de présence des résidus de crème, de lotion, d'huile, de maquillage, de salissure etc.	Ne pas utiliser les électrodes StimPad sur des plaies ouvertes, gonflées, infectées, sur des zones enflammées ou des éruptions cutanées. Appliquer les StimPad sur une peau normale, saine, intacte et propre uniquement.	Retirez délicatement le film de protection des électrodes StimPads en soulevant le bord des électrodes.	Ne soulevez pas les électrodes de son film de protection en tirant sur le câble.
ESP	¡Atención! No utilices los electrodos para estimulación si llevas marcapasos, o si tienes implantado un desfibrilador o cualquier otro dispositivo metálico o electrónico.	Lava y seca bien la piel antes de aplicar los electrodos StimPads. Los electrodos no se adhieren correctamente sobre lociones, aceites, maquillaje u otras impurezas que puedan quedar sobre la piel.	No uses StimPads sobre heridas abiertas, zonas infectadas, hinchadas o inflamadas ni erupciones cutáneas. Aplica StimPads exclusivamente sobre la piel limpia y sana.	Separa con cuidado los electrodos StimPads de la película protectora levantando el borde del electrodo.	No retires la película protectora de los electrodos tirando del cable.
ITA	Attenzione! Non usate gli elettrodi per la stimolazione se avete un pacemaker al cuore, un defibrillatore impiantato o qualsiasi altro dispositivo metallico o elettrico impiantato.	Lavate e asciugate la pelle con cura prima dell'applicazione degli elettrodi StimPads. Gli elettrodi non si attaccano bene se sulla pelle ci sono residui di qualche lozione, olio, make-up, sporco, ecc.	Non utilizzate StimPads su ferite aperte, aree gonfie, infiammate o eruzioni cutanee. Applicare StimPads solo su pelli normali, intatte e pulite.	Rimuovete delicatamente gli elettrodi StimPads dalla pellicola protettiva sollevando il bordo degli elettrodi.	Non sollevate gli elettrodi dalla pellicola protettiva tirando il filo.
ENG	To connect; push the pin into the connector of the electrodes or press the connector over the clip. Always switch off your device before connecting or disconnecting StimPads electrodes.	After using StimPads electrodes always put the electrodes back on the "correct and readable side" of the protective film.	Always put the electrodes back in the sealable pack after use.	Store the electrodes in the resealable bag in a shady place. Ideal temperature: +5°~+27° and humidity 30%~80%. StimPads Shelf life is 2 years after date of production.	StimPads electrodes are intended for single person/patient use only.
GER	Zur Verbindung: Drücken Sie den Pin in den Stecker der Elektroden oder drücken Sie den Stecker über die Klammer. Schalten Sie immer ihr Gerät ab, bevor Sie die StimPads Elektroden verbinden oder trennen.	Nach der Nutzung der StimPads Elektroden legen Sie die Elektroden wieder auf die "richtige und lesbare Seite" des Schutzfilms.	Legen Sie die Elektroden nach der Nutzung wieder in die verschließbare Packung.	Lagern Sie die Elektroden an einem dunklen Ort, in die wiederverschließbare Tasche. Ideale Temperatur: +5°~+27° Feuchtigkeit: 30%~80%. Die Lagerfähigkeit der StimPads beträgt 2 Jahre nach Produktionsdatum.	Die StimPads Elektroden sind nur für die Anwendung an einer Person/einem Patienten beabsichtigt.
FRA	Pour connecter: pousser la fiche dans le connecteur des électrodes ou appuyer le connecteur sur le clip. Éteignez toujours votre appareil avant de brancher ou de débrancher les électrodes StimPads.	Après chaque utilisation, toujours remettre les électrodes StimPads sur le "bon côté et lisible" du film protecteur.	Après chaque utilisation, toujours remettre les électrodes dans son sachet refermable.	Conserver les électrodes dans le sachet refermable à l'abri de la lumière. La température idéale: +5°~+27° et l'humidité 30% ~ 80%. La durée de vie des électrodes StimPad est de 2 ans à partir de la date de production.	Les électrodes StimPads sont destinées pour une seule personne/utilisateur uniquement.
ESP	Para conectarlos: introduce el seguro en el conector de los electrodos o presiona el conector sobre el cierre. Desconecta siempre el dispositivo antes de conectar o desconectar los electrodos StimPads.	Después de usar los electrodos StimPads guárdalos siempre en su posición correcta por el lado "legible" de la película protectora.	Recoger siempre los electrodos en la bolsa con autocierre.	Almacenar los electrodos dentro de la bolsa con autocierre en un lugar oscuro. Temperatura ideal: +5°~+27° con una humedad entre 30%~80%. La vida útil es de dos años desde la fecha de producción.	Los electrodos StimPads están concebidos para uso exclusivo de una sola persona/paciente.
ITA	Per connetterli: spingete lo spillo nel connettore degli elettrodi o premete il connettore sulla chiusura. Spegnete sempre il vostro dispositivo prima di connettere o disconnettere gli elettrodi StimPads.	Dopo l'uso degli elettrodi StimPads rimettete sempre gli elettrodi sul "lato corretto e leggibile" della pellicola protettiva.	Rimettete sempre gli elettrodi nel pacchetto richiudibile dopo l'uso.	Conservate gli elettrodi nella busta richiudibile in un luogo asciutto. Temperatura ideale: +5°~+27° e umidità 30%~80%. La data di scadenza degli StimPads è di 2 anni dalla data di produzione.	Gli elettrodi StimPads sono stati pensati solo per l'uso della persona singola/ paziente.