




Combur⁶ Test

REF 11896962 257

cobas[®]

Σ 50



English Intended use

Six-patch test strip for the semi-quantitative determination of glucose, leukocytes, nitrite, protein, urobilinogen and blood in urine by visual reading.

For professional use only.

Summary

Urine test strips are used to measure certain constituents in urine which are significant of renal, urinary, hepatic and metabolic disorders.

Test principle

Leukocytes (LEU): The test reveals the presence of granulocyte esterases. These esterases cleave an indoxyl ester, and the indoxyl so liberated reacts with a diazonium salt to produce a violet dye. Bacteria, trichomonads or erythrocytes present in the urine do not affect the reaction.

Nitrite (NIT): The test is based on the principle of the Griess test and is specific for nitrite. The reaction reveals the presence of nitrite and hence indirectly nitrite-forming bacteria in the urine by a pink-to-red coloration of the test patch. Even a slight pink coloration is indicative of significant bacteruria.

Protein (PRO): The test is based on the principle of the protein error of a pH indicator. It is particularly sensitive to albumin. Quinine, quinidine, chloroquine, tolbutamide and an elevated pH (up to 9) do not affect the test.

Glucose (GLU): The glucose determination is based on the specific glucose-oxidase/peroxidase reaction (GOD/POD method). The test is independent of the pH and specific gravity of the urine and is not affected by the presence of ketone bodies.

Urobilinogen (UBG): A stable diazonium salt reacts almost immediately with urobilinogen to give a red azo dye. The test is specific for urobilinogen and is not susceptible to the interfering factors known to affect the Ehrlich's test.

Blood (ERY/Hb): The peroxidase-like action of hemoglobin and myoglobin specifically catalyzes the oxidation of the indicator by means of the organic hydroperoxide contained in the test paper to give a blue-green coloration.

Reagents

Each test contains per 1 cm² test patch area the following:

Leukocytes: Indoxylcarboxylic acid ester 15.5 µg; methoxymorpholinobenzene diazonium salt 5.5 µg

Nitrite: 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzquinoline 33.5 µg; sulfanilamide 29.1 µg

Protein: 3',3'',5'',5''-tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetramethylsulfophthalimide 13.9 µg

Glucose: 3',3'',5'',5''-tetramethylbenzidine 103.5 µg; GOD 6 U, POD 35 U

Urobilinogen: 4-methoxybenzene-diazonium-tetrafluoroborate 67.7 µg

Blood: 3',3'',5'',5''-tetramethylbenzidine 52.8 µg; 2,5-dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexane 297.2 µg

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use.

Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.

Safety data sheet available for professional user on request.

The stopper of the test strip vial contains a non-toxic silicate-based desiccant which must not be removed. If ingested by accident, drink large quantities of water.

Reagent handling

Test strips are ready for use.

Storage and stability

Store the package at 2-30 °C. The test strips are stable up to the expiration date specified on the box, when stored in the original container.

Do not use the test strip after the specified expiration date.

Tightly re-cap the container immediately after removing a test strip.

Specimen collection and preparation

For specimen collection and preparation only use suitable tubes or collection containers.

Use fresh urine that has not been centrifuged. The urine specimen should not stand for more than 2 hours before testing. In case of longer standing, mix before use.

Use only clean, well-rinsed vessels to collect urine.

Do not add preservatives to the urine.

Materials provided

- REF 11896962257, package with 50 test strips

Materials required (but not provided)

General laboratory equipment

Assay

For optimum performance of the assay follow the directions given in this document.

- Use fresh urine that has not been centrifuged. Thoroughly mix the urine sample. The sample should be at room temperature when the test is performed and should not have been standing for more than 2 hours.

- Take a test strip out of the container. Close the container again with the original desiccant stopper immediately after removal of the strip. This is important as otherwise the test areas may become discolored due to environmental influences such as moisture or nitrite gases in the air. Incorrect results may be obtained.

- Briefly (about 1 second) dip the test strip into the urine making sure that all test areas are moistened.

- When withdrawing the test strip, wipe the edge against the rim of the vessel to remove excess urine.

- After 60 seconds (60-120 seconds for the leukocyte test area), compare the reaction colors of the test areas with the colors on the label and assign always the value of the nearest color block.

- Compare the 6th (blood) test area with both color scales as separate color scales are given for erythrocytes and hemoglobin.

Any color changes appearing only along the edges of the test areas, or developing after more than 2 minutes, do not have any diagnostic significance.

Quality control

The control intervals and limits should be adapted to each laboratory's individual requirements. Values obtained should fall within the defined limits. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the defined limits.

Follow the applicable government regulations and local guidelines for quality control.

For quality control, use commercially available urine controls, or other suitable control material.

Important note for reporting results (for professional users): According to the regulations from the German Medical Association for quality assurance of medical laboratory analyses dated 11/23/2007, the decision to classify a laboratory test result to either part B1 or B2 depends on the way the test results are expressed in the report (scale level).

The specification in the report defines whether a determination is quantitative or qualitative and therefore which legal requirements for quality assurance (B1 for quantitative or B2 for qualitative) need to be followed. Examples of qualitative characteristics include titer levels, concentrations/color ranges (+ to +++) or a defined range of values. A characteristic of quantitative value is when the value has a corresponding measured unit value.

Limitations - Interference

Leukocytes: Formaldehyde (stabilizer) and medication with imipenem, meropenem and clavulanic acid may cause false-positive reactions. If the urine specimen has a pronounced intrinsic color (for example due to the presence of bilirubin or nitrofurantoin), the reaction color may be intensified due to an additive effect. Urinary protein excretions in excess of 500 mg/dL and urinary glucose excretions in excess of 1 g/dL may diminish the intensity of the reaction color, as can cephalaxin and gentamicin if administered in high daily doses, or boric acid if used as a preservative.

Nitrite: Prolonged urinary retention in the bladder (4-8 hours) is essential in order to obtain an accurate result. Administration of antibiotics or chemical drugs should be discontinued 3 days before the test. Large amounts of ascorbic acid decrease the sensitivity of the test. Attention: Nitrogen oxides present in the atmosphere may have an influence on the stability of the nitrite test pad.

Protein: False-positive readings may be found after infusion of polyvinylpyrrolidone (blood substitute), or when the urine collection vessel contains chlorhexidine or traces of disinfectants possessing quaternary ammonium groups.

Glucose: The effect of ascorbic acid has been largely eliminated so that at glucose concentrations of 100 mg/dL and above even high ascorbic acid concentrations are not likely to give false-negative results.

False-positive readings, particularly for glucose and protein can result from residues of detergent or strongly oxidizing disinfectants in the specimen collection vessel.

Urobilinogen: Nitrite concentrations above 5 mg/dL or formaldehyde (stabilizer) above 200 mg/dL may cause a decrease in the color reaction.

Do not expose urine specimens to sunlight as this induces oxidation of urobilinogen and hence leads to artificially low results for this parameter.

Blood: The values appearing on the printout refer to intact erythrocytes. At concentrations of about 5-50 Eryt./µL, significant hemolysis (such as may occur on prolonged standing of the urine) leads to values which are higher than the corresponding concentrations given for intact erythrocytes. Ascorbic acid has virtually no effect on the test. In women the test for blood may be falsified from 3 days before to 3 days after a period. It is therefore advisable not to perform the test during this time. After physical activity, e.g. strenuous jogging, raised values for erythrocytes and protein may occur without being signs of disease.

For diagnostic purposes, the results should always be assessed in conjunction with the patient's medical history, clinical examination and other findings.

Knowledge of the effects of drugs or their metabolites upon the individual tests is not yet complete. In doubtful cases, it is therefore advisable to repeat the test after discontinuing a particular drug.

Limits and ranges

By visual reading

Measuring range

Leukocytes: NEG ~ 500 LEU/µL (3+); **Nitrite:** NEG - POS (1+); **Protein:** NEG - 500 mg/dL (5 g/L; 3+); **Glucose:** NORM ~ 1000 mg/dL (55 mmol/L; 4+); **Urobilinogen:** NORM ~ 12 mg/dL (200 µmol/L; 4+); **Blood:** NEG ~ 250 ERY/µL (4+).

Lower limits of measurement

Lower detection limit

Leukocytes: 10-25 LEU/µL; **Nitrite:** 0.05 mg/dL (11 µmol/L); **Protein:** 6 mg albumin/dL; **Glucose:** 40 mg/dL (2.2 mmol/L); **Urobilinogen:** 0.4 mg/dL (7 µmol/L); **Blood:** intact erythrocytes: 5 ERY/µL, Hemoglobin or hemolyzed erythrocytes: corresponding to 10 ERY/µL.

Accuracy

Leukocytes: ≥ 90 % compared with counting chamber; **Nitrite:** ≥ 90 % for 10⁷ gram-positive organisms compared with Griess test; **Protein:** 90 % compared with radial immuno-diffusion; **Glucose:** ≥ 90 % compared with hexokinase method; **Urobilinogen:** ≥ 95 % compared with Watson & Henry method; **Blood:** ≥ 90 % compared with counting chamber.

Expected values

Each laboratory should investigate the transferability of the expected values to its own patient population and if necessary determine its own reference ranges.

For further information, please refer to the appropriate operator's manual for the instrument concerned, and the Method Sheets of all necessary components.

A point (period/stop) is always used in this Method Sheet as the decimal separator to mark the border between the integral and the fractional parts of a decimal numeral. Separators for thousands are not used.

Deutsch

Anwendungszweck

Siechfach-Teststreifen zur semiquantitativen Bestimmung von Glucose, Leukozyten, Nitrit, Protein, Urobilinogen und Blut im Urin mittels visueller Ablesung.

Nur für den Gebrauch durch Fachpersonal.

Zusammenfassung

Urinteststreifen dienen zur Messung bestimmter Urinbestandteile, die bei Nieren-, Harnwegs-, Leber- und Stoffwechselkrankheiten eine wesentliche Rolle spielen.

Testprinzip

Leukozyten (LEU): Der Test weist Esterasenaktivität von Granulozyten nach. Diese Esterasen spalten einen Indoxylester zu Indoxyl, das mit einem Diazoniumsalz zu einem violetten Farbstoff reagiert. Im Urin vorkommende Bakterien, Trichomonaden oder Erythrozyten beeinflussen die Reaktion nicht.

Nitrit (NIT): Der Test beruht auf dem Prinzip der Griess'schen Probe und ist spezifisch für Nitrit. Er weist Nitrit und damit indirekt nitritbildende Keime im Urin durch eine rosa bis rote Verfärbung des Testfeldes nach. Bereits eine schwache Rosafärbung zeigt eine signifikante Bakteriurie an.

Protein (PRO): Der Test beruht auf dem Prinzip des Proteinfehlers eines pH-Indikators. Er reagiert besonders empfindlich auf Albumin, Chinin, Chinidin, Chloroquin, Tolbutamid und ein hoher pH-Wert (bis pH 9) beeinflussen den Test nicht.

Glucose (GLU): Der Glucose-Nachweis erfolgt nach der spezifischen Glucose-Oxidase/Peroxidase-Reaktion (GOD/POD-Methode). Der Test reagiert unabhängig vom pH-Wert und dem spezifischen Gewicht des Urins und wird nicht durch Ketonkörper gestört.

Urobilinogen (UBG): Ein stabiles Diazoniumsalz reagiert nahezu sofort mit Urobilinogen zu einem roten Azofarbstoff. Der Test ist spezifisch für Urobilinogen und unterliegt nicht den bekannten Störungen der Probe nach Ehrlich.

Blut: Ähnlich wie die Peroxidase katalysieren Hämoglobin bzw. Myoglobin spezifisch die Oxidation des Indikators durch das im Testpapier enthaltene organische Hydroperoxid, wobei eine bau-grüne Färbung entsteht.

Grenzen und Bereiche

Visuelle Ablesung

Messbereich

Leukozyten: NEG ~ 500 LEU/µL (3+); **Nitrit:** NEG - POS (1+); **Protein:** NEG - 500 mg/dL (5 g/L; 3+); **Glucose:** NORM ~ 1000 mg/dL (55 mmol/L; 4+); **Urobilinogen:** NORM ~ 12 mg/dL (200 µmol/L; 4+); **Blut:** NEG ~ 250 ERY/µL (4+).

Untere Messgrenzen

Untere Nachweisgrenze

Leukozyten: 10-25 LEU/µL; **Nitrit:** 0.05 mg/dL (11 µmol/L); **Protein:** 6 mg Albumin/dL; **Glucose:** 40 mg/dL (2.2 mmol/L); **Urobilinogen:** 0.4 mg/dL (7 µmol/L); **Blut:** intakte Erythrozyten: 5 ERY/µL, Hämoglobin oder hämolyzierte Erythrozyten: entsprechend 10 ERY/µL.

Richtigkeit

Leukozyten: ≥ 90 % im Vergleich zur Kammerzählung; **Nitrit:** ≥ 90 % bei 10⁷ grampositiven Keimen bezogen auf die Griess'sche Probe; **Protein:** 90 % im Vergleich zur Radialimmundiffusion; **Glucose:** ≥ 90 % zur Hexokinasemethode; **Urobilinogen:** ≥ 95 % zur Watson & Henry-Methode; **Blut:** ≥ 90 % im Vergleich zur Kammerzählung

Referenzwerte

Jedes Labor sollte die Übertragbarkeit der Referenzbereiche für die eigenen Patientengruppen überprüfen und gegebenenfalls selbst ermitteln.

Weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes sowie die Methodenblätter aller erforderlichen Komponenten.

Reagenz-Handhabung

peut être atténuée par une protéinurie supérieure à 500 mg/dL ou une glucosurie supérieure à 1 g/dL, par de fortes doses journalières de céfalexine ou de gentamicine ou par l'acide borique (conservateur).

Nitrites: Pour obtenir un résultat fiable, il est indispensable que l'urine ait séjourné longtemps dans la vessie (4 à 8 heures). Tout antibiotique ou chimiothérapie doit être suspendue 3 jours avant l'analyse. De fortes concentrations en acide ascorbique diminuent la sensibilité du test. *Attention:* Les oxydes d'azote présents dans l'atmosphère peuvent avoir une influence sur la stabilité de la zone réactive des nitrites.

Protéines: Des résultats faussement positifs peuvent être obtenus à la suite de perfusions de polyvinylpyrrolidone (succédané du plasma sanguin) ou s'il reste des traces de chlorhexidine ou d'antiseptique à groupement ammonium quaternaire dans le récipient de recueil de l'urine.

Glycosurie: L'influence de l'acide ascorbique est largement éliminée. Il n'y a, pour des concentrations en glucose supérieures ou égales à 100 mg/dL, pratiquement pas de résultats faussement négatifs.

Des restes de détergent ou de désinfectant très oxydants dans le récipient de recueil de l'urine peuvent conduire à des résultats faussement positifs pour le glucose, et les protéines.

Urobilinochrome: Les concentrations en nitrites supérieures à 5 mg/dL ou en formaldéhyde (agent stabilisant) supérieures à 200 mg/dL peuvent conduire à une atténuation de la couleur de réaction.

Protéger l'urine des rayons solaires; l'obtention de résultats artificiellement bas pour la bilirubine et l'urobilinochrome suit une oxydation peut ainsi être évitée.

Sang: Les résultats donnés par l'analyseur sont des concentrations en érythrocytes intact. Une hémolyse importante d'environ 5-50 Ery/jL (pouvant se produire après conservation prolongée de l'urine), conduit à l'obtention de valeurs supérieures à celles que donnerait la concentration correspondante en érythrocytes intact. L'acide ascorbique n'a pratiquement aucune influence sur le résultat du test. Chez la femme, le test de détection du sang peut être fausse s'il est effectué entre 3 jours avant et 3 jours après la menstruation. Il est donc conseillé de ne pas effectuer le test durant cette période. Des taux élevés d'érythrocytes et de protéines peuvent être observés après une activité physique (jogging intensif, par ex.) et n'indiquent pas la présence d'une pathologie.

Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours être confrontés aux données de l'anamnèse du patient, au tableau clinique et aux résultats d'autres examens.

L'influence de médicaments ou de métabolites de médicaments sur le test n'est pas toujours connue. En cas de doute, il est recommandé de refaire le test après arrêt du traitement.

Limits et intervalles

Pour l'évaluation visuelle

Domaine de mesure

Leucocytes: NEG ~ 500 LEU/ μ L (3+), **Nitrites:** NEG - POS (1+), **Protéines:** NEG - 500 mg/dL (5 g/L; 3+), **Glycosurie:** NORM - 1000 mg/dL (55 mmol/L; 4+), **Urobilinochrome:** NORM - 12 mg/dL (200 μ mol/L; 4+), **Sang:** NEG ~ 250 ERY/ μ L (4+).

Limits inférieures de mesure

Limite inférieure de détection

Leucocytes: 0.05 mg/dL (11 μ mol/L), **Nitrites:** 0.05 mg/dL (11 μ mol/L), **Protéines:** 6 mg d'albumine/dL, **Glycosurie:** 40 mg/dL (2.2 mmol/L), **Urobilinochrome:** 0.4 mg/dL (7 μ mol/L), **Sang:** érythrocytes intact: 5 ERY/ μ L, hémoglobine ou érythrocytes lysés: 10 ERY/ μ L.

Exactitude

Leucocytes: ≥ 90 % par rapport à la numération cellulaire, **Nitrites:** ≥ 90 % pour 10⁷ de germes gram positifs par rapport au principe de Griess, **Protéines:** 90 % par rapport à l'immundiffusion radiale, **Glycosurie:** ≥ 90 % par rapport à la méthode à l'hexokinase, **Urobilinochrome:** ≥ 95 % par rapport à la méthode de Watson & Henry, **Sang:** ≥ 90 % par rapport à la numération cellulaire.

Valeurs de référence

Chaque laboratoire devra vérifier la validité de ces valeurs et établir au besoin ses propres domaines de référence selon la population examinée.

Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation de l'analyseur concerné et aux fiches techniques de tous les réactifs nécessaires.

Dans cette fiche technique, le séparateur décimal pour partager la partie décimale de la partie entière d'un nombre décimal est un point. Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.

Español

Uso previsto

Tira reactiva para la determinación simultánea semicuantitativa de seis parámetros en orina mediante lectura visual: glucosa, leucocitos, nitrato, proteína, urobilinochrome y sangre.

Destinado exclusivamente al uso profesional.

Características

Tiras reactivas de orina para la determinación de determinadas sustancias urinarias que desempeñan un papel importante en trastornos renales, urinarios, hepáticos y metabólicos.

Principio del test

Leucocitos (LEU): El test revela la existencia de esterasas de granulocitos. Estas esterasas segmentan un éster indoxilo cuyo indoxilo liberado reacciona con una sal de diazonio para producir un colorante violeta. Las bacterias, las tricomas y los eritrocitos presentes en la orina no afectan la reacción.

Nitrito (NIT): El test se basa en el principio del ensayo de Griess y es específico para el nitrato. La reacción revela la presencia de nitrato y por lo tanto indirectamente la existencia en orina de bacterias formadoras de nitrato tiñendo la zona reactiva de color rosa rojizo. La más leve coloración rosada indica una bacteriuria significativa.

Proteína (PRO): El test se basa en el principio de error proteico de un indicador del pH. De particular sensibilidad frente a la albumina. La quinina, quinidina, clorquina, tolbutamida y un pH elevado (hasta 9) no afectan el test.

Glycosurie (GLU): La determinación de glucosa se basa en la reacción específica de la glucosa-oxidasa/peroxidasa (método GOD/POD). El ensayo no depende del pH ni de la densidad específica de la orina ni se ve afectado por la presencia de cuerpos cetónicos.

Urobilinochrome (UBG): Una sal de diazonio estable reacciona casi inmediatamente con el urobilinochrome dando lugar a la formación de un colorante azulino rojo. La presente prueba es específica para el urobilinochrome y no se ve afectada por los factores interferentes que se sabe afectan el ensayo de Ehrlich.

Sang (ERY/Hb): La hemoglobina y la mioglobina actúan de forma similar a la peroxidasa catalizando específicamente la oxidación del indicador por el hidroperóxido orgánico contenido en la tira de papel que proporciona una coloración azul-verdosa.

Reactivos

Cada ensayo contiene por cm² de zona de test:

Leucocitos: 15.5 μ g de éster de ácido indoxilcarbónico; 5.5 μ g de sal de metoximorfolinobencenodiazonio

Nitrito: 33.5 μ g de 3-hidroxí-1,2,3,4-tetrahidro-7,8-benzoquinolina; 29.1 μ g de sulfanilamida

Proteína: 13.9 μ g de 3',3'',5,5''-tetraclorofeno-3,4,5,6-tetrabromosulfonftaleína

Glycosurie: 103.5 μ g de 3,3',5,5''-tetrametilbencidina; 6 U de GOD, 35 U de POD

Urobilinochrome: 67.7 μ g de tetrafluoroborato de 4-metoxibencenodiazonio

Sang: 52.8 μ g de 3,3',5,5''-tetrametilbencidina; 297.2 μ g de 2,5-dimetil-2,5-dihidroperoxihexano

Medidas de precaución y advertencias

Sólo para el uso diagnóstico in vitro.

Observe las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos.

Elimine los residuos según las normas locales vigentes.

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

El tapón del tubo de tiras de ensayo contiene un desecante no tóxico a base de silicato que no debe quitarse. En caso de ingestión accidental, beber agua en gran cantidad.

Preparación de los reactivos

Las tiras reactivas están listas para el uso.

Conservación y estabilidad

Conservar el tubo a una temperatura entre 2 °C y 30 °C. Las tiras reactivas permanecen estables en su envase original sin abrir hasta la fecha de caducidad especificada en la caja.

No emplear la tira reactiva expirada la fecha de caducidad.

Cerrar bien el tubo inmediatamente después de sacar una tira reactiva.

Obtención y preparación de las muestras

Emplear únicamente tubos o recipientes adecuados para recoger y preparar las muestras.

Use orina fresca sin centrifugar. No deben pasar más de 2 horas antes de analizar la muestra de orina. En caso de dejar reposar por más tiempo, mezclar bien antes de analizarla.

Emplear sólo recipientes limpios y bien enjuagados para recoger la orina.

No añadir conservantes a la orina.

Material suministrado

REF 11896962257 tubo con 50 tiras reactivas

Material requerido adicionalmente (no suministrado)

Equipo usual de laboratorio

Realización del test

Para asegurar el funcionamiento óptimo del test, siga atentamente las instrucciones dadas en la presente metódica.

1. Use orina fresca sin centrifugar. Mezcle bien la muestra de orina. Analice la muestra a temperatura ambiente y dentro de las dos horas posteriores a la extracción.
2. Saque una tira reactiva del tubo. Tape el tubo con el tapón desecante original inmediatamente después de sacar la tira reactiva para evitar que, debido a factores ambientales como humedad o gases nítricos, se obtengan resultados erróneos por zonas de test descoloridas.

3. Sumerja brevemente la tira en la orina (aproxadamente 1 segundo) asegurándose de mojar todas las zonas del test.
4. Al retirar la tira, escurra el exceso de orina en el borde del recipiente.
5. Al cabo de 60 segundos (60-120 segundos para la zona de test de leucocitos), compare los colores de reacción de las zonas de test reactiva con la escala cromática indicada en la etiqueta. Asigne al color de reacción observado el color más parecido del bloque de colores.

- Compare la 6^o zona reactiva (sangre) con ambas referencias cromáticas, puesto que para los eritrocitos y la hemoglobina se indican dos escalas cromáticas diferentes.

Cualquier cambio del color que se produce únicamente en un lado de la zona de test o solamente al cabo de 2 minutos no tiene ningún significado diagnóstico.

Control de calidad

Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del laboratorio. Los resultados deben hallarse dentro de los límites definidos. Cada laboratorio deberá establecer medidas correctivas a seguir en caso de que los valores se sitúen fuera de los límites definidos.

Cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas locales de control de calidad pertinentes.

Para el control de calidad se recomienda emplear controles comerciales de orina o material de control adecuado.

Nota importante para la indicación de los resultados (para usuarios profesionales):

Según la directiva de la asociación médica alemana del 23 de nov. de 2007 sobre la garantía de calidad de análisis de laboratorios médicos, la manera de indicar los resultados de test en el informe (escala de medida) depende de la clasificación de las pruebas de laboratorio en B1 o B2.

La especificación en el informe define si una determinación es cuantitativa o cualitativa y de esta manera decide sobre las normas de garantía de calidad a respetar (B1 para determinaciones cuantitativas y B2 para determinaciones cualitativas).

Las características cualitativas incluyen por ejemplo niveles del título, concentraciones/intervalos de color (+ a +++) o la indicación de un intervalo de valores. Un valor es cuantitativo si el valor corresponde a una escala métrica o cardinal.

Limitaciones del análisis - interacciones

Leucocitos: Se pueden obtener reacciones falsa-positivas por formaldehído (estabilizador) y por medicación con imipenem, meropenem y ácido clavulánico. Si la muestra de orina tiene un fuerte color propio (por ejemplo debido a la presencia de bilirrubina o nifurotrantoína), la reacción cromática puede ser más intensa debido a un efecto aditivo. Las excreciones de proteína urinaria que superen los 500 mg/dL, y las excreciones de glucosa en orina superiores a 1 g/dL, pueden reducir la intensidad de la reacción cromática, de la misma forma que lo hacen la céfalexina y la gentamicina si se administran en altas dosis diarias, o bien si se emplea el ácido bórico como conservante.

Proteína: Se pueden obtener lecturas falsa-positivas tras infusiones de sucedáneos de la sangre (polivinilpirrolidona), o bien si el recipiente de recolección de orina contiene clorhexidina o restos de desinfectantes que contienen grupos de amoniaco cuaternario.

Glycosurie: El efecto producido por el ácido ascorbico ha sido eliminado mayormente, de modo que con concentraciones de glucosa de 100 mg/dL y superiores, no se obtienen resultados falso-negativos, aún frente a altas concentraciones de ácido ascorbico.

Los restos de detergentes o de desinfectantes de gran poder oxidante en el recipiente de recolección de muestras pueden arrojar resultados falso-positivos, particularmente para la glucosa y la proteína.

Urobilinochrome: Las concentraciones de nitrato superiores a los 5 mg/dL o el formaldehído (estabilizador) superior a los 200 mg/dL pueden provocar una reducción en la reacción cromática.

No exponer las muestras de orina a la luz del sol ya que ésta induce la oxidación del urobilinochrome produciendo consecuentemente resultados falso-disminiuidos para este parámetro.

Sangre: Los valores impresos indican los eritrocitos intactos. Una hemólisis significativa de aproximadamente 5-50 eritrocitos/ μ L (que puede producirse en el caso de conservación prolongada de la orina) produce valores superiores a las concentraciones indicadas para eritrocitos intactos. El ácido ascorbico no afecta el test de forma relevante. En mujeres pueden obtenerse valores erróneos para el test de detección de sangre entre 3 días antes hasta 3 días después de la menstruación. Por esto se recomienda no efectuar el test durante este período de tiempo. Las actividades físicas extenuantes pueden incrementar los valores de eritrocitos y proteína sin que indiquen la presencia de una enfermedad.

Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, el análisis clínico así como los resultados de otros exámenes.

No se han concluido los estudios acerca de los efectos de fármacos y sus metabolitos sobre cada ensayo en particular. En caso de que surjan dudas, se recomienda repetir el análisis tras suspender la administración del fármaco en particular.

Limits e intervalos

Lectura visual

Intervalo de medición

Leucocitos: NEG ~ 500 LEU/ μ L (3+), **nitrato:** NEG - POS (1+), **proteína:** NEG - 500 mg/dL (5 g/L; 3+), **glucosa:** NORM - 1000 mg/dL (55 mmol/L; 4+), **urobilinochrome:** NORM - 12 mg/dL (200 μ mol/L; 4+), **sangre:** NEG ~ 250 ERY/ μ L (4+).

Limits inferiores de medición

Límite inferior de detección

Leucocitos: 10-25 LEU/ μ L, **nitrato:** 0.05 mg/dL (11 <math