

Application

MaxiTemp® 1:1 in the cartridge:

Insert **MaxiTemp® 1:1** cartridge into a suitable dispensing system. There may be a slight difference in the levels in each chamber. Remove the cap and dispense the material until it is evenly distributed from each chamber. Attach the mixing tip, ensuring that the notches are lined up and turn clockwise until the tip locks. Extrude the material through the mixing tip.


After use, do not remove the mixing tip, this will act as the cap. Change the tip when you are ready to use the product again. Check that the material can flow correctly from the cartridge.

min:s 0:00	min:s 0:30	min:s 1:00	min:s 1:30	min:s 4:00
application in the mouth	setting in the mouth	removal setting	complete	finishing

Indications/precautions:

- **MaxiTemp® 1:1** contains methacrylates, amines, terpenes, benzoylperoxide, BHT. **MaxiTemp® 1:1** should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to these ingredients.
- Before making the temporary, the prepared cores can be insulated for desensitisation (fluoride varnishes, core varnishes, etc.).
- In order to avoid fractures or injuries from debris the temporary should not be subjected to excessive loads (molar area).
- Linings and cores built up with resin-based materials (composites) should be sufficiently insulated (e.g. glycerine) to avoid removal with the temporary.
- Inadequate hygiene or intensive use of certain mouth rinses may lead to discolouration.
- Finishing can be completed once the material is fully set (approx. 4 mins after mixing).
- Restoration of defective temporaries:
In the rare occurrence that the temporary breaks the following procedures, the following procedures are recommended:
 - Air bubbles: fill with MaxiTemp® 1:1
 - In case of fracture immediately after the manufacturing of the temporary: re-connect the fracture with freshly mixed **MaxiTemp® 1:1**
 - Restoration of already used temporaries: Roughen the fracture with a bur and place undercuts. Apply bond on the prepared fractures and cure according to the respective instructions for use. Apply a flowable composite to the prepared areas. Reassemble the fractured pieces and cure according to the instructions for use.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/ or written information is given to the best of our knowledge.

Additional products:					
9000770	Universal Automix Dispenser 1:1				
9003022	Mixing canulas 1:1, light blue, 50 pcs				
9009069	A2 Starter kit	1		6	 blue 1:1
9009070	A3 Starter kit	1		6	 blue 1:1

ES Instrucciones de uso

Aplicación:
MaxiTemp® 1:1 en el cartucho:

Colocar el cartucho **MaxiTemp® 1:1** en un dispensador compatible. Por razones técnicas pueden existir pequeñas diferencias en el contenido de las dos cámaras del cartucho. Por eso, se recomienda retirar la tapa del cartucho y presionar el material hasta que salga homogéneamente de los dos orificios. A continuación, colocar la cánula de mezcla y girar 90°. El material se exprime presionando la palanca y se mezcla automáticamente en la proporción exacta. Dejar la cánula de mezcla utilizada sobre el cartucho después del uso. Sustituirla por una nueva cánula directamente antes de la próxima aplicación. Al cambiar las cánulas, verificar si el material puede salir libremente de los orificios.

min:s	min:s	min:s	min:s	min:s
0:00	0:30	1:00	1:30	4:00
Posicionar en la boca	Fraguado en la boca	Sacar de la boca	Fraguado completo	Terminación

Indicaciones/precauciones:

- **MaxiTemp® 1:1** contiene metacrilatos, aminos, terpenos, benzoilperóxido y BHT. **MaxiTemp® 1:1** no debe ser usado en caso de hipersensibilidades (alergias) contra estos ingredientes.
- Antes de hacer el trabajo provisional, los muñones preparados pueden ser aislados para evitar sensibilidades (lacas fluorídicas, lacas de muñones, etc.).
- Para evitar fracturas o heridas por fragmentos, el trabajo provisional no tendría que ser objeto de presión demasiado fuerte (sector molar).
- Aislar (p. ej. con glicerina) suficientemente los rellenos de base y reconstrucciones de muñones con materiales de composites para que no sean removidos juntos con el trabajo provisional.
- Higiene insuficiente o uso intensivo de unas aguas dentríficas pueden causar decoloraciones.
- Efectuar la terminación del provisional solamente después del fraguado completo (aprox. 4 min después del comienzo de la mezcla).
- Reparación de provisionales defectuosos: En caso de una fractura del provisional a pesar de la alta estabilidad de **MaxiTemp® 1:1**, se recomienda proceder como sigue:
 - Burbujas de aire: rellenar simplemente con **MaxiTemp® 1:1**
 - En caso de fracturas después de la fabricación:
juntar los puntos de fractura con **MaxiTemp® 1:1**
 - Reparación de provisionales ya utilizados:

Cardar con una fresa los puntos de fractura y hacer socavaduras. Aplicar el adhesivo en los puntos de fractura preparado y polimerizar según las respectivas instrucciones de uso. Aplicar el material Flow en las superficies preparadas. Juntar los puntos de fractura y polimerizar según las correspondientes instrucciones de uso.

Nuestros preparados se desarrollan para uso en el sector odontológico. En lo que se refiere a la aplicación de nuestros productos, se han dado nuestras indicaciones verbales y/o escritas y consejos sin compromiso según nuestro leal saber y entender. Nuestras indicaciones y/o consejos no les dispensan comprobar los preparados suministrados por nosotros respecto a su aptitud para la aplicación intencionada. Dado que la aplicación de nuestros preparados se efectúa fuera de nuestro control, la misma se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Naturalmente les aseguramos la calidad de nuestros preparados según las normas correspondientes y de acuerdo con el estándar establecido en nuestras condiciones generales de venta y entrega.

Accesorio productos:					
9000770	Pistola dispensadora 1:1				
9003022	Puntas de mezcla 1:1, azul claro, 50 piezas				
9009069	A2 Starter kit	1		6	 azul 1:1
9009070	A3 Starter kit	1		6	 azul 1:1

FR Mode d'emploi

Application:
MaxiTemp® 1:1 dans la cartouche:
 Insérer la cartouche **MaxiTemp® 1:1** dans un distributeur avec un piston adéquat. Pour des raisons techniques, de légères différences de remplissage des deux compartiments des cartouches peuvent se produire. Pour cette raison, ôter le capuchon de la cartouche et purger la cartouche jusqu'à l'obtention d'un débit égal par les deux orifices. Fixer ensuite l'embout mélangeur en le clipsant par rotation à 90°. En actionnant le levier, le matériau est extrait et mélangé automatiquement. Après l'utilisation laisser l'embout mélangeur sur la cartouche. Le remplacer uniquement avant la prochaine utilisation par un nouvel embout mélangeur. En changeant les embouts mélangeurs, vérifier si le matériau peut sortir librement des orifices de la cartouche.


min:s 0:00	min:s 0:30	min:s 1:00	min:s 1:30	min:s 4:00
Insertion en bouche	Prise en bouche	Désinsertion	Prise complète	Finition

Indications et précautions.

- **MaxiTemp® 1:1** contient méthacrylates, amines, térébènes, peroxyde de benzoyl, BHT. En cas d'hypersensibilités (allergies) aux composants du **MaxiTemp® 1:1** ne pas utiliser le produit.
- Des moignons taillés peuvent être isolés avant la fabrication du provisoire afin d'éviter des irritations (vernis fluoré, vernis de moignons ou similaires).
- Afin d'éviter des fractures ou des blessures par fragments, la pièce provisoire ne devrait pas être soumise aux charges trop importantes (molaires).
- Isoler suffisamment fonds de cavité et reconstitutions de moignons à base de résine afin de ne pas les enlever avec le provisoire.
- L'hygiène insuffisante ou l'utilisation intensive de certains bains de bouche peuvent causer un changement de la teinte.
- La finition du provisoire ne devra être effectuée qu'après la prise complète (environ 4 min après le début du mélange).
- Réparation de provisoires défectueux:

Nos préparations ont été développées pour une utilisation en dentisterie. Quant à l'utilisation des produits que nous livrons, les indications données verbalement et/ ou par écrit ont été données en connaissance de cause et sans engagement de notre part. Nos indications et/ou nos conseils ne vous déchargent pas de tester les préparations que nous livrons en ce qui concerne leur utilisation adaptée pour l'application envisagée. Puisque l'utilisation de nos préparations s'effectue en dehors de notre contrôle, elle se fait exclusivement sous votre propre responsabilité. Nous garantissons bien entendu la qualité de nos produits selon les normes existantes et les standards correspondants à nos conditions générales de vente et de livraison.

Accessoires:
9000770 Pistolet distributeur 1:1
9003022 Embouts-mélangeurs 1:1, bleu clair, le lot de 50

9009069	A2 Starter kit	1		6		bleu 1:1
9009070	A3 Starter kit	1		6		blue 1:1

