

SALON LASER TWEEZER™

user guide



This product **MUST**
be used responsibly

Read all instructions
thoroughly before
use and retain for
future reference



SVENSKA

NORSK


SUOMI

DANSK

If you have any questions, or if you experience any difficulties please call our
Rio Careline on: **01242 702345** or email us at: **online@riobeauty.com**

808nm wavelength

Wearing laser safety goggles is unnecessary as the product has been designed with inbuilt safety features.



INLEDNING

Vi gratulerar dig till ditt inköp. Laser hårbehandling är en långvarig lösning på permanent hårborttagning. Behandling av enskilda hårstrån för att döda roten permanent används framgångsrikt med bestående resultat. När du sköter behandlingen själv hemma, sparar du in en massa kostsamma salongbehandlingar. Laserbehandling är till sin natur en relativt långsam metod jämfört med mer övergående hårborttagningsmetoder, men det permanenta resultatet mer än rättfärdigar den tid du lägger ned på behandlingen. Det är viktigt att du förstår proceduren och speciellt hårets tillväxtcykel. Det här häftet hjälper dig att få den hårborttagning som du eftersträvar. Läs det noggrant.


Om du har några frågor eller förslag, ring våra kundtjänstrepresentanter på +44 (0)1242 702345. De hjälper dig gärna att nå bästa resultat med din Salon Laser Tweezer.



**Denna produkt MÅSTE användas på
ett ansvarsfullt sätt.**

**Läs anvisningarna noga innan användning
och spara dem för framtida referens.**

- 1 Stav
- 2 Likströmskontakt (på baksidan)
- 3 Nyckelbrytare
- 4 Aktiveringsknapp
- 5 Knapp för ökning av effekt (+)
- 6 Knapp för sänkning av effekt (-)
- 7 Effektnivålampor
- 8 Stav - behandlingsknapp
- 9 Laserhölje
- 10 Stav - Hudsensorer
- 11 Stav - Gul lampa
- 12 Stav - Vit lampa
- 13 Laseröppning
- 14 Nätadapter
- 15 Nycklar



VARNINGAR

- Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.
- Inte lämplig för afrokaribisk eller mörk hud. Lämpar sig inte för grått hår.
- Hårborttagning med laser ska inte orsaka obehag. Om du känner obehag eller smärta, kan inställningen vara för hög eller din hy (hudfärg) inte lämplig för denna produkt.
- Effektnivån ska väljas efter din hudtyp enligt definitionen under "Fitzpatricks hudtyper".
- Behandla INTE följande områden: Tatueringar, finnar, vårtor, leverfläckar, födelsemärken, brännmärken, bröstvårtor, eksem, ögonfransar eller hår nära ögonen.
- Behandla INTE samma hårstrån eller hårparti flera gånger under samma behandlingstillfälle.
- Visserligen har produkten inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att ögonen skyddas från att utsättas för laser, men staven får aldrig riktas mot ögonen eller nära ögonen.
- Använd INTE produkten när du har druckit alkohol eller om du känner dig sjuk eller trött.
- Använd INTE staven nära lättantändliga material.
- Reflexionsfara: Ta av alla smycken i närheten av behandlingsområdet innan du börjar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Ska inte användas på eller av barn under 14 år. Ska inte användas på eller av barn 14-17 år utan översikt från förälder.
- När du är klar måste du ta ur nyckeln och lägga den på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
- Felaktigt bruk av enheten kan orsaka skada.
- Förbigå INTE säkerhetsmekanismerna och öppna INTE enheten.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskaper, såvida de inte övervakas eller har instruerats i användningen av produkten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

HUR FUNGERAR LASERSTRÅLEN?

Lasern sänder ut en intensiv stråle av ljus som består av en enda våglängd eller färg. Huden är i grunden genomskinlig för ljus inom våglängdsområdet 600-1100 nm (nanometer), medan melanin innehåller strukturer som absorberar våglängdens laserenergi. Det är därför möjligt att nå hårsäcken, som har en koncentration av melanin, utan att det omgivande området påverkas.

Ljusets energi som absorberas av melaninpigmentet resulterar i snabb upphettning av hårsäcken. Denna värme förstör hårväxtcellerna (papillerna). Om värmen är tillräcklig, förstörs hårsäcken permanent vilket resulterar i permanent reduktion av hårväxten.

LÄMPLIGA HUDTYPER

Melanin i överhuden absorberar också energi och begränsar djupet på laserstrålens penetrering genom huden. En ljusvåglängd på 808 nm gör det möjligt att behandla relativt mörk hud och ljusa hudtyper. Laserbehandling av hår lämpar sig inte för afrokaribisk eller mörk hud. Laserbehandling fungerar inte heller effektivt vid borttagning av vita eller gråa hår. Elektrolys kan användas som alternativ behandling.

LAPPTTEST

I vägledande syfte klassificeras hudfärgerna enligt Fitzpatricks hudtyper såsom beskrivs i tabellen på motstående sida.

24 timmar före behandlingen, kontrollera din reaktion genom att testa på några hår i det område du vill behandla.

Knapparna (+) och (-) minskar eller ökar effektnivån. Behandla 2-3 hår på varje effektnivå upp till den maximala effektnivån för din hudtyp (se tabellen). Om du känner obehag, använd den föregående effektnivå som din maximala effektnivå.

Om några av testområdena efter 24 timmar är röda eller inflammerade, välj en lägre nivå för behandlingen än den du använde vid testet.

OBS! Hudfärgen varierar på olika delar av din kropp. Du kan behöva olika effektnivåer på olika områden. Varje område ska testas för att få fram en lämplig maximal effektnivå.


FITZPATRICKS HUDTYPER

Du väljer effektnivå baserat på din hudtyp, enligt definitionen nedan.


Hudtyp	Hudton	Solbrändhet	Maximal effektnivå
I	Mycket ljus, "genomskinlig"	Blir alltid bränd, aldrig brun	Om lapptestet är OK, kan alla 5 effektnivåerna användas  5 4 3 2 1
II	Ljus	Blir alltid bränd	
III	Ljus till lätt olivfärgad	Blir något bränd	Om lapptestet är OK, kan effektnivåerna 1, 2 och 3 användas  3 2 1
IV	Olivfärgad/brun	Blir sällan bränd utan lätt brun	
V	Mörkbrun	Blir sällan bränd	INTE lämplig för hårborttagning med laser
VI	Svart	Blir aldrig bränd	

BRUKSANVISNING

- Tillämpa inte någon epileringssmetod som drar ut hårstrået från hårsäcken eftersom det gör att behandlingen inte har någon effekt.
- Ta av alla smycken runt behandlingsområdet.
- Var noga med att utföra ett lapptest på det område som ska behandlas 24 timmar före behandlingen och du måste vara medveten om din maximala effektnivå.




Det kan vara praktiskt att använda en spegel när du behandlar partier som är svåra att se, såsom på ansiktet och under armarna. En idealisk spegel för detta är en som förstorar 5–10 gånger.



STEG 1


Hårstrået måste vara tillräckligt synligt för att lasern ska kunna riktas runt roten. Långa hårstrån kan vid behov klippas före behandlingen.



STEG 2

Sätt i adaptern i ingången på baksidan av enheten och i en väggkontakt.

BRUKSANVISNING




STEG 3

Lås upp nyckelomkopplaren med nyckeln.

Enheten piper tre gånger, och lampan för första effektnivån blinkar blått.


STEG 4

Ange säkerhetskoden genom att trycka på knapparna (markerade i svart) i följande ordning:



Obs! Enheten stänger av sig om fel kod matas in. Stäng av med nyckeln, vänta i ett par sekunder och slå sedan på den igen med nyckeln och mata in rätt säkerhetskod.

BRUKSANVISNING



STEG 5

Ställ in effektnivån med knapparna + och -.


Viktigt: Överskrid INTE den maximala effektnivån för din hudtyp.



STEG 7

Placera staven över det hårstrå du vill behandla. Säkerställ att båda hudsensorerna vidrör huden (du kanske måste trycka något).


Den vita lampan tänds för att visa att enheten är klar att användas.



STEG 6

Tryck på aktiveringsknappen en gång. Knappen eller knapparna för effektnivå och den gula lampan på staven lyser med fast sken.

Obs! Varje gång effektinställningen justeras måste du trycka på aktiveringsknappen för att gå vidare.



STEG 8

Tryck ner behandlingsknappen på staven TILL HÄLFTEN.

Då visas en röd lysande punkt.

Du kan flytta omkring staven medan du har kontakt med huden för att hitta det ställe där hårstrået möter huden. Se till att båda hudsensorerna fortfarande är i kontakt med huden.



BRUKSANVISNING




STEG 9

Tryck ner knappen på staven HELT för att behandla.



Då slocknar den vita lampan och den röda laserstrålen syns. Du hör en serie pip.

Obs! Flytta INTE staven under behandlingen.



STEG 10

När behandlingen upphör, lyser den gula lampan igen. Båda hudsensorerna måste kort lyftas upp från huden innan du behandlar nästa hårstrå. Gå tillbaka till steg 8 för ny behandling.




EFTER ANVÄNDNING

Lås enheten genom att vrida nyckeln moturs till det avslagna läget. Ta ut och förvara nyckeln på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.

Obs!

- Du kan uppleva en "nålsticks känsla" under behandlingen. De flesta känner ingenting.
- Ibland kan du känna en svag lukt av bränt eller till och med se en mycket smal rökstrimma när ditt hår behandlas.
- Hårstrån som har behandlats framgångsrikt faller inte alltid ut omedelbart utan bara så småningom allteftersom de lossnar från hårsäcken. Om du gnider lätt på huden, sker det fortare.
- Om ingen knapp trycks ner på 20 minuter går enheten in i energisparläge. Då blinkar den gula lampan och effektnivå 1 är fortfarande vald. Starta om genom att vrida nyckeln till det avslagna läget och sedan på igen och återgå till steg 4 i "Bruksanvisning".

HÅRETS TILLVÄXTCYKEL



VARFÖR BEHÖVS DET FLERA BEHANDLINGAR?

Olika personers hår växer i olika takt beroende på ålder, vikt, ämnesomsättning, hormoner, etniskt ursprung, medicinering och andra faktorer. Men alla hårstrån går igenom tre tydliga tillväxtfaser:

Aktiv tillväxtfas (anagen fas), övergångsfas (katagen fas), då hårstrået slutar växa men lossnar ännu inte, och **vilande fas (telogen fas),** då hårstrået börjar lossna och ett nytt hårstrå börjar bildas.

Laserbehandling fungerar när håret är i sin aktiva tillväxtfas. Vid en given tidpunkt är det bara en viss procent av håret som är i aktiv tillväxtfas (hur stor procent varierar från en del av kroppen till en annan). Vissa hårsäckar förstörs, andra kan ha övergått till att bara producera vellus (tunna fjunhår) och vissa är skadade, så att håret inte kan växa tillbaka.

För att alla hårstråna ska behandlas i sin aktiva tillväxtfas måste du upprepa behandlingen över flera månader (minst sex behandlingar över sex månader). Därefter kan du utföra en snabb behandling var 4:e till var 6:e vecka, för att skadade hårstrån ska stanna kvar i den vilande fasen och huden förbli fri från hår.

Kroppsdelen	Hårsäcksdensitet per kvcm	Vilofas	Vilofasens längd	Aktiv tillväxt
Huvud	350	15%	3 månader	83%
Armar	80	18%	5 månader	79%
Ben	60	18%	6 månader	79%
Skägg	500	68%	10 veckor	30%
Överläpp	350	64%	6 veckor	34%
Armhåla	65	28%	3 månader	69%
Bröstkorg/ rygg	70	28%	3 månader	69%
Könsområde	70	25%	3 månader	71%

FRÅGOR OCH SVAR

Hur ska jag förbereda min hud på hårborttagning med laser?

Hårborttagning med laser kräver ingen speciell förberedelse av huden, men du ska se till att huden är ren. Hårborttagning med laser är mest effektiv på blek hud, så vi rekommenderar att du undviker solbad, solarier och konstgjord solbränna, om möjligt.

Hur ska jag förbereda håren på hårborttagning med laser?

Hårstrået måste vara tillräckligt synligt för att lasern ska kunna riktas mot roten. Långa hårstrån kan vid behov klippas före behandlingen.

Hur kommer huden att se ut efter behandlingen?

Vanligen syns inga förändringar. En lätt rodnad kan uppträda efter behandlingen, men det försvinner normalt efter ett dygn. Eventuell lokaliserad rodnad efter behandling beror på att hårsäcken har förstörts, och är fullt normalt. Men om rodnad kvarstår efter ett dygn betyder det att du valt för hög effektnivå för din hudtyp. Se avsnittet "Lapptest". Observera att även en mer varaktig rodnad försvinner med tiden.

Finns det någonting man ska undvika efter hårborttagning med laser?

Direkt solljus eller mycket solande ska undvikas i minst en vecka. Använd solskydd om du utsätter dig för solljus. Undvik också att använda rengöringsmedel med slipande effekt eller hudpeeling. Undvik att bada i klorvatten eller använda bubbelbad under två dygn. Klorerat vatten kan orsaka klåda.

Finns det någon eftervårdsrutin jag bör följa?

Om du önskar kan du applicera en oparfymerad salva, en ispåse eller en våt handduk på det behandlade området för att hålla det svalt. Var särskilt noga med att hålla det behandlade området rent i tre dagar. Använd helst en antibakteriell tvål två gånger per dag. Undvik att använda deodorant i 2–3 dagar efter behandling under armarna.

Hur ofta kan jag upprepa laserbehandlingen?

Förutsatt att hårsäcken eller den omgivande huden inte är röd, öm eller inflammerad kan behandlingen upprepas efter ett dygn. De flesta väntar i 3 – 4 veckor mellan behandlingarna för att se vilka hår som har lossnat och var det finns ny återväxt. Tidpunkten för påföljande behandlingar är inte avgörande. Välj en tid som passar dig. Undvik för många behandlingar inom samma område samtidigt. Det kan leda till rodnad och svullnad.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur många behandlingar behöver jag?

Hårborttagning med laser anses vanligen vara verksamt och permanent efter 6 behandlingar över en 6-månadersperiod. Detta varierar från person till person och beror på vilket område som behandlas, hårtätheten, hårets tillväxtcykel och hårfärgen. Mörkt hår på ljus hud reagerar bäst på laserterapi, men för både mörkt och ljust hår kan det behövas flera behandlingar för långsiktiga resultat. En del behöver flera, andra färre behandlingar för att nå ett tillfredsställande resultat. I början kommer du att märka att hårtillväxten inom det behandlade området gradvis tunnas ut/reduceras för varje behandling. Kvinnor som har stark hårväxt på grund av manligt hormon behöver sannolikt regelbunden behandling.

Vilka områden kan jag behandla?

Kroppshår på de flesta ställen kan tas bort med laser. De vanligaste områdena är ansiktet, underarmarna, benen, bröstskorgen, ryggen och bikinilinen.

Kan jag ta bort hår med laser på känslig hud?

Ja, lasern inriktar sig på hårstråna, och den omgivande huden påverkas inte.

Hur känns det?

De flesta känner ingenting, men en del kan känna en eller flera lätta "nålstick".

Vilken del av håret ska jag sikta på?

Det är viktigt att du siktar på det ställe där hårstrået möter huden.

Kan jag använda andra epileringmetoder mellan behandlingarna?

Eftersom det måste finnas ett hårstrå i hårsäcken vid laserbehandling är det INTE lämpligt att använda epileringmetoder där hårstrået dras ut mellan behandlingarna, t.ex. vaxning, epilator eller pincett. Blekning av håret lämpar sig INTE heller, eftersom blekning avlägsnar pigmentet och gör lasern ineffektiv. Rakning, mikrodermabrasion och krämepilatorer passar för användning mellan behandlingarna.

FELSÖKNING

Jag har tappat bort nycklarna.

- Leta reda på produktens serienummer på enhetens undersida, och ring vår kundtjänst på +44 (0) 1242 702 345, så sänder vi dig en ny nyckel.

Lamporna på produkten fungerar, men det kommer ingen laserstråle när jag trycker på knappen.

- Se till att de båda hudsensorerna är i kontakt med huden.

Inga lampor lyser på enheten.

- Se till att nätadaptern är kopplad till vägguttaget och att kabeln sitter i ordentligt inkopplad på enhetens baksida.
- Om du inte rör kontrollerna på konsolen eller staven på 20 minuter, går enheten in i energisparläge. För att starta den igen, stänger du av med nyckeln och vrider på igen.

Enheten reagerar inte, och en av effektnivålamporna blinkar.

- Det betyder att enheten har låst sig. Om det händer, återställer du helt enkelt enheten genom att stänga av den med nyckeln. Vänta i 5 sekunder innan du kopplar på enheten igen.

UNDERHÅLL AV ENHETEN

- Dra ur adaptern efter användning och förvara den utom räckhåll för barn.
- Förvara alltid staven på konsolen och använd den bara för avsett ändamål.
- Reparera INTE enheten och ta INTE isär den. Om du stöter på problem när du använder produkten kan du kontakta vår kundtjänstavdelning.
- Felaktigt bruk av enheten kan orsaka skada. Förbikoppla INTE säkerhetsfunktionerna och öppna INTE konsolen eller staven.
- Använd produkten bara med den medföljande adaptern.
- För att skydda lasern, förvara inte i temperaturer som överstiger 40° C.
- Torka av staven med en något fuktig trasa efter användning. Konsolen kan också torkas av.
- Med enheten frånkopplad, rengör laserhöljet och hudsensorerna regelbundet med en bomullspinne för att garantera optimal lasereffekt.
- Doppa inte konsolen eller staven i vatten.
- Om produkten fungerar på ett oväntat sätt kan detta beror på yttre elektromagnetiska störningar. Avlägsna orsaken och starta om produkten så att den fungerar som den ska igen. Lasern kan inte avfyras oavsiktligt.

PRODUKTSÄKERHET

Tack vare den spridande laserstrålen finns det ingen risk för livshotande skada eller fysisk åkomma när laserstrålen riktas mot personer, förutsatt att linsen är intakt. Lasermekanismen får justeras endast av Dezac Group eller dess utsedda serviceagenter.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s säkerhetsstandarder.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor eller stöter på svårigheter med den här produkten kan du ringa vår kundtjänst på **+44 (0)1242 702345** eller kontakta oss per e-post på: **online@riobeauty.com**.

Registrera dig online för en två års garanti på:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm.

BORTSKAFFANDE



I WEEE-direktivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter (2002/96/EG) stadgas att produkter ska återvinnas enligt bästa tillgängliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minska verkningarna på miljön, oskadliggöra eventuella farliga ämnen och undvika att bidra till det växande avfallsberget.

Produkten har klassats som elektrisk eller elektronisk utrustning. När produkten har nått slutet av sin livslängd måste du därför se till att den bortskaffas på rätt sätt i enlighet med de krav som ställs av lokala myndigheter. Den får INTE slängas med hushållssoporna.

INNLEDNING

Gratulerer med den nye hårfjerner. Laserbehandling er en langsiktig løsning på permanent hårreduksjon. Behandling av hår for å drepe hårroten permanent har vist seg å være svært vellykket og gi varige resultater. Ved å behandle deg selv i ditt eget hjem sparer du mange dyre turer til skjønnhetssalongen. Laserbehandling tar relativt lang tid sammenlignet med midlertidige hårfjerningsmetoder, men tiden det tar mer enn veies opp av de permanente resultatene. Det er viktig at du forstår hvordan laserbehandling, og spesielt hårvekstsyklusen, fungerer. Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg med å oppnå den hårreduksjonen du ønsker, så vennligst les gjennom den grundig.


Hvis du har eventuelle spørsmål eller forslag, kan du ringe kundetjenesten på + 44 (0)1242 702345. De hjelper deg mer enn gjerne med å få best mulig resultater fra Salon Laser Tweezer.



Dette produktet MÅ brukes fornuftig.

Les alle instruksjoner grundig før bruk og ta vare på disse for fremtidige oppslag

- 1 Stav
- 2 DC-strømkontakt (på baksiden)
- 3 Nøkkelbryter
- 4 Aktiveringsknapp
- 5 Økningsknapp for effektnivå (+)
- 6 Reduksjonsknapp for effektnivå (-)
- 7 Indikatorer for effektnivå
- 8 Stav – behandlingsknapp
- 9 Laserdeksel
- 10 Stav – hudsensorer
- 11 Stav – oransje lys
- 12 Stav – hvitt lys
- 13 Laseråpning
- 14 Strømadapter
- 15 Nøkler



ADVARSEL

- Les alle instruksjer grundig og ta vare på disse for fremtidige oppslag.
- Ikke egnet til afro-karibiske eller mørke hudfarger. Ikke egnet til grått hår.
- Laserfjerning av hår skal ikke være ubehagelig. Hvis du kjenner ubehag eller er sår, er kanskje innstillingen for høy, eller hudfargen din er ikke egnet til bruk med denne laseren.
- Effektnivåene skal baseres på din hudtype som definert i avsnittet "Fitzpatricks hudtyper".
- Du må IKKE behandle følgende områder: Tatoveringer, kviser, vorter, svarte prikker, fødselsmerker, brannså, brystvorter, eksem, øyevipper eller hår nær øynene.
- Du må IKKE behandle samme hår/område gjentatte ganger i én og samme omgang.
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner beskytter øyet mot laseren. Du må imidlertid aldri rette staven mot eller nær øynene.
- Du må IKKE bruke laseren etter at du har nytt alkohol eller føler deg uvel eller trøtt.
- Du må IKKE bruke laseren nær brennbart materiale.
- Refleksjonsfare: Fjern alle smykker i nærheten av behandlingsområdet før bruk.
- Oppbevar laseren utilgjengelig for barn og husdyr.
- Må ikke brukes på eller av barn under 14 år. Må ikke brukes på eller av barn mellom 14 og 17 år uten tilsyn.
- Når laseren ikke er i bruk, må nøkkelen oppbevares på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
- Misbruk av enheten kan føre til skade.
- Du må IKKE forbikople sikkerhetsfunksjoner, eller åpne enheten.
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre det er blitt opplært og veiledet i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.

HVORDAN FUNGERER LASERE?

Lasere leverer en intens lysstråle som består av en enkelt bølgelengde eller farge. Hud er i alt vesentlig gjennomskinnelig for lys i bølgelengdeområdet 600–1100 nm (nanometer), mens strukturer som inneholder melanin absorberer laserenergi i denne bølgelengden. Det er derfor mulig å konsentrere seg om hårsekken som har melaninkonsentrasjon uten at det påvirker området rundt.

Lysenergien som absorberes av melaninpigmentet fører til hurtig oppvarming av hårsekken. Denne varmen ødelegger cellene (papilla) som er ansvarlige for hårvekst. Hvis det oppnås tilstrekkelig oppvarming, skades hårsekken permanent og oppvarmingen fører til permanent reduksjon av hårvekst.

EGNETE HUDTYPER

Melanin i epidermis (overhuden) absorberer også energien og begrenser hvor dypt laserlyset går ned i huden. Bruk av en lysbølgelengde på 808 nm gjør at relativt mørke samt lyse hudtyper kan behandles. Men laserbehandling er ikke egnet for afro-karibisk eller svart hud. Laserbehandling er heller ikke effektiv ved fjerning av hvitt eller grått hår. Elektrolyse må vurderes som alternativ behandling.

FLEKKTEST

Som en rettesnor klassifiseres hudfarger etter Fitzpatricks hudtyper, slik de er beskrevet i tabellen på neste side.

24 timer før behandling skal du sjekke eventuell reaksjon ved å teste noen få hårstrå i området som skal behandles.

Knappene (+) og (-) øker eller reduserer effektnivået. Behandle to til tre hårstrå på hvert effektnivå inntil maksimalt effektnivå for din hudtype (se tabellen). Hvis du kjenner ubehag, er forrige, lave effektnivå maksimalt effektnivå som du skal bruke.

Hvis noen av testområdene er røde eller betente for et bestemt effektnivå etter 24 timer, skal du velge et lavere nivå til behandling.

MERKNAD: Hudfargen varierer på forskjellige steder på kroppen. Du må kanskje bruke forskjellige effektnivåer på forskjellige områder. Hvert område må testes for relevant maksimalt effektnivå.


FITZPATRICKS HUDTYPER

Effektnivåene skal baseres på din hudtype som definert nedenfor.

Hudtype	Hudfarge	Bruning	Maksimalt strømnivå
I	Svært lys, "gjennomsiktig"	Brennes alltid, blir aldri brun	På grunnlag av flekktest kan alle fem effektnivåene brukes 
II	Lys	Brennes alltid	
III	Lys til lys oliven	Brennes litt	På grunnlag av flekktest kan effektnivåene 1, 2 og 3 brukes 
IV	Oliven/brun	Brennes sjelden, blir lett brun	
V	Mørkebrun	Brennes veldig sjeldent	IKKE egnet til hårfjerning med laserbehandling
VI	Svart	Brennes aldri	


BRUKERVEILEDNING

- Ikke bruk en hårfjerningsmetode som rykker håret ut av hårsekken, ettersom behandlingen da ikke har noen effekt.
- Ta av alle smykker som befinner seg nær behandlingssområdet.
- Kontroller at du har flekktestet området som skal behandles 24 timer før behandling, og at du har funnet ut hva som er det maksimale effektnivået for deg.




TRINN 1

Hårstrået må være synlig nok for at laseren skal kunne rettes på stedet der hårstrået stikker ut av huden. Lange hår må kanskje klippes før behandling.




Det kan være nyttig å bruke et speil for behandling av områder som er vanskelige å se, som ansiktet og underarmene. Et speil med 5–10 ganger forstørrelse er ideelt for dette formålet.



TRINN 2

Sett adapteren inn i kontakten på baksiden av enheten og i stikkkontakten.

BRUKERVEILEDNING




TRINN 3

Bruk nøkkelen til å låse opp nøkkelbryteren.

Enheten avgir tre pipelyder og den første effektnivåknappen blinker blått.


TRINN 4

Tast inn sikkerhetskoden ved å trykke på knappene (uthevet i svart) i denne rekkefølgen:



Merk: Enheten slås av hvis koden oppgis feil. Skru av nøkkelen, vent noen sekunder og skru deretter nøkkelen på igjen og oppgi riktig sikkerhetskode.

BRUKERVEILEDNING



TRINN 5

Bruk knappene + og - for å innstille effektnivået.


Viktig: IKKE overskrid det maksimale effektnivået for din hudtype.



TRINN 7

Sett staven over det hårstrået du vil behandle. Kontroller at begge hudsensorer er i kontakt med huden (det kan hende at du må trykke forsiktig).


Det hvite "klar"-lyset tennes.



TRINN 6

Trykk én gang på aktiveringsknappen. Effektnivåknapp(e) som velges lyser opp, og det oransje lyset på staven lyser.

Merk: Hver gang effektinnstillingen justeres, må du trykke på aktiveringsknappen for å kunne fortsette.



TRINN 8


Trykk behandlingsknappen på staven HALVEIS NED.

Et rødt ledelys vises.

Du kan bevege på staven samtidig som du opprettholder hudkontakten for å angripe området hvor håret kommer ut av huden. Sørg for at begge hudsensorene er i kontakt med huden.



BRUKERVEILEDNING




TRINN 9

Trykk behandlingsknappen på staven
HELT NED.




Det hvite lyset slukker og den røde laseren
blir synlig. Du hører en rekke pipelyder.

Merk: IKKE flytt på staven under
behandling.



TRINN 10

Når behandlingen avsluttes, kommer det
gule lyset på igjen. Begge hudsensorene
må fjernes fra huden en kort tid mellom
behandlingen av hvert hårstrå. Gå tilbake
til trinn 8 for neste behandling.




ETTER BRUK

Vri nøkkelen mot urviseren til AV-stillingen
for å låse. Ta ut sikkerhetsnøkkelen og
oppbevar den på et trygt sted som er
utilgjengelig for barn.

Merk:

- Du kjenner kanskje svake "nålestikk" mens behandlingen pågår, men de fleste kjenner ingenting.
- Noen ganger kan det lukte litt brent eller du ser litt røyk mens håret behandles.
- Hår som har fått vellykket behandling faller ikke alltid av med en gang, men faller av over tid da de løsner fra håarsekken. Du kan gni lett for å fremme dette.
- Hvis det ikke blir trykket på noen knapper i 20 minutter, går enheten inn i strømsparingsmodus. Det oransje lyset blinker, og effektnivå 1 forblir på. Hvis du vil starte på nytt, vrir du nøkkelen av og på igjen. Deretter går du til trinn 4 i "Brukerveiledning".

HÅRVEKSTSYKLUSEN



HVORFOR ER DET NØDVENDIG MED EN REKKE BEHANDLINGER?

Hår vokser forskjellig fra person til person, avhengig av alder, vekt, metabolisme, hormoner, etnisitet, medisiner og andre faktorer. Alt hår går imidlertid gjennom tre distinkte voksefaser:

aktiv vekstfase (kalt den anagene fasen), degradasjonsfase (katagen fase), der håret slutter å vokse men ikke har falt av enda, og **hvilefase (telogen fase)**, når håret faller ut og nytt hår begynner å vokse.

Laserbehandling er effektivt når håret er i den aktive voksefasen. Bare en brøkdel av hårstråene er i aktiv vekstfase om gangen (det faktiske prosenttallet varierer mellom de ulike områdene på kroppen). Noen hårsekker ødelegges, andre reduseres til kun å produsere vellushår (lyse, fine hår), og noen deaktiveres og bidrar dermed til å hindre at håret vokser tilbake.

For å fange opp alle hårene i den aktive fasen, må du gjennomgå en rekke behandlinger over mange måneder (minst seks behandlinger over seks måneder). Deretter gjennomføres en rask behandling hver 4. til 6. uke for å sikre at deaktiverte hår forblir i dvale, og for å opprettholde permanent hårfri hud.

Kroppssted	Hårsekk Tetthet per cm ²	Hvile- fase	Tid i hvilefase	Aktiv vekst
Hode	350	15%	3 måneder	83%
Armer	80	18%	5 måneder	79%
Ben	60	18%	6 måneder	79%
Skjegg	500	68%	10 uker	30%
Overleppe	350	64%	6 uker	34%
Armhule	65	28%	3 måneder	69%
Bryst/rygg	70	28%	3 måneder	69%
Kjønnsår	70	25%	3 måneder	71%

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan skal jeg forberede huden min på hårfjerning med laser?

Laserhårfjerning krever ingen spesielle forberedelser, men du må passe på at huden er ren. Laserhårfjerning er mest effektiv på blek hud, så vi anbefaler at du unngår soling, solsenger og bruningskremer, hvis mulig.

Hvordan skal jeg forberede hårene på hårfjerning?

Hårstrået må være synlig nok for at laseren skal kunne rettes på stedet der hårstrået stikker ut av huden. Lange hår må kanskje klippes før behandling.

Hvordan vil huden se ut etter behandlingen?

Som regel er det ingen synlige forandringer. Det kan oppstå lett rødhet etter behandlingen, men den vil normalt blekne i løpet av 24 timer. Lokal rødhet etter behandlingen oppstår fordi hårfolliklene ødelegges, og dette er helt normalt. Men hvis du fremdeles har rødhet etter 24 timer, er det et tegn på at strømnivået du valgte er for høyt for din hudtype. Vennligst se avsnittet "Flekktest". Vi gjør også oppmerksom på at rødhet som eventuelt varer lengre også vil forsvinne.

Er det noe jeg må unngå etter laserhårfjerning?

Sol eller langvarig soling må unngås i minst én uke. Hvis huden utsettes for sol, skal du bruke solkrem. Unngå dessuten å bruke slipende rensemidler eller hudpeeling. Unngå å bade i klorbehandlet vann eller bruke boblebad i 48 timer. Kloret i vannet kan føre til at huden klør.

Er det noe jeg skal gjøre etterpå?

Hvis du vil, kan du bruke en uparfymert, lindrende krem, ispakning eller et vått håndkle til å kjøle det behandlede området. Sørg for å holde det behandlede området særlig rent i tre dager. Helst skal du bruke antibakteriell såpe to ganger daglig. Når du behandler hår under armene, skal du unngå å bruke deodorant i to til tre dager.

Hvor ofte kan jeg gjenta laserbehandlingen?

Så sant hårsekken eller huden rundt ikke er rød, sår eller betent, kan behandlingen gjentas etter 24 timer. De fleste venter 3-4 uker mellom behandlingene for å se hvilke hår som har falt ut og identifisere ny vekst. Tiden for nye behandlinger er ikke kritisk. Velg en tid som passer for deg. Unngå for mye behandling på samme sted samme gang. Det kan føre til rødhet og hovenhet.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Hårreduksjon med laser anses generelt for å være effektiv og permanent etter seks behandlinger over en seks måneders periode. Dette varierer fra person til person, og avhenger av området du behandler, hårtetthet, hårets voksesyklus og hårets farge. Mørkt hår på lys hud reagerer best på laserbehandling, men både mørkt og lyst hår kan ta flere behandlinger for langvarig resultat. Noen personer krever flere behandlinger og noen krever færre behandlinger for å få godt resultat. I begynnelsen av hver behandling vil du merke en gradvis tynning/reduksjon av hårveksten i det behandlede området. Kvinner som lider av kraftig hårvekst pga. mannlige hormoner vil sannsynligvis kreve langsiktig vedlikehold.

Hvilke områder kan jeg behandle?

De fleste kroppshår kan fjernes med laseren. De vanligste områdene er ansikt, under armene, ben, bryst, rygg og bikinilinjé.

Kan jeg bruke laserhårfjerner på følsom hud?

Ja, laseren reagerer med håret, så huden omkring vil ikke påvirkes.

Hvordan kjennes det ut?

De fleste kjenner ingenting, selv om det er mulig at du kjenner en følelse av et og annet svakt nålestikk.

Hvilken del av håret skal jeg rette laseren mot?

Det er svært viktig å angripe stedet der håret stikker ut av huden.

Kan jeg bruke andre hårfjerningsmetoder mellom behandlingene?

Fordi hårfjerning med laser krever at det er et hår i hårsekken, er hårfjerningsmetoder som napper ut hår, f.eks. voksing, epilator og bruk av pinsett, IKKE egnet til bruk mellom behandlingene. Bleking av hår er heller IKKE egnet, da det fjerner pigmentet og laseren blir ueffektiv. Barbering, mikrodermabrasjon og hårfjerningskrem er ideelle til bruk mellom behandlinger.

FEILSØKING

Jeg har mistet nøklene.

- Skriv ned serienummeret på produktet (det står under enheten) og ring kundetjenesten på +44 (0)1242 702 345. De sender deg gjerne en ny nøkkel.

Lysene på enheten fungerer, men det sendes ikke ut noen laser når jeg trykker på knappen.

- Sørg for at de to hudsensorene er i kontakt med huden.

Ingen av lysene fungerer.

- Sørg for at adapteren er koblet til stikkontakten og at ledningen sitter godt i bak på enheten.
- Hvis kontrollene på enten hovedenheten eller staven ikke berøres på 20 minutter, går systemet i energisparemodus. For å starte på nytt, vri nøkkelen av og på igjen.

Enheten reagerer ikke, og et av effektnivålysene blinker.

- Dette tyder på sperring. Hvis enheten er sperret, skal du bare nullstille den ved å slå den av med nøkkelen. Vent i fem sekunder før du slår den på igjen.

VEDLIKEHOLD AV LASEREN

- Etter bruk skal du alltid trekke adapteren ut av kontakten og oppbevare den utilgjengelig for barn.
- Staven skal alltid oppbevares på hovedenheten, og ikke bruk den til annet enn tiltenkt bruk.
- Du må IKKE ta fra hverandre eller reparere enheten. Hvis du har problemer med bruken av produktet, skal du kontakte kundetjenesten.
- Misbruk av enheten kan føre til skade. Du må IKKE omgå sikkerhetsfunksjoner, og ikke åpne enheten eller staven.
- Laseren må kun brukes med adapteren som følger med.
- For å beskyttes laseren må den ikke oppbevares ved temperaturer over 40 °C.
- Etter bruk skal du tørke av staven med en litt fuktig klut. Du kan også tørke av hovedenheten.
- Når støpslet er trukket ut av kontakten, skal du regelmessig rengjøre laserdekselet og hudsensorene med en bomullspinne for å sikre maksimal lasereffekt.
- Ikke legg hovedenheten eller staven i vann.
- Hvis du får problemer med denne laseren, er det mulig at årsaken er ekstern elektromagnetisk forstyrrelse. Du må fjerne denne kilden og starte laseren igjen for å gjenopprette full drift. Laseren vil ikke på noe tidspunkt starte utilsiktet.

PRODUKTSIKKERHET

På grunn av den spredte laserstrålen er det ikke noen fare for liv eller fysisk tilstand ved å rette laserstrålen utilsiktet mot personer dersom ikke linsen er tuklet med. Lasermekanismen må kun justeres av Dezac Group eller deres utnevnte serviceagenter.

Dette produktet er i overensstemmelse med europeiske sikkerhetsstandarder.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørsmål, eller hvis du får problemer med dette produktet, vennligst ring vårt Rio Kundenummer på **+44 (0) 1242 702345**, eller send en e-post til **online@riobeauty.com**

For å registrere ditt produkt for en to års garanti, gå til: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

AVHENDING



WEEE-direktivet (2002/96/EF) er beregnet på å resirkulere produkter ved hjelp av de beste resirkulerings- og gjenvinningsteknikkene som finnes for å redusere miljøbelastningen, håndtere farlige substanser og unngå at søppelfyllingene vokser.

Produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr, så forsikre deg om at produktet avhendes på riktig måte og i samsvar med lokalt lovverk. Den må IKKE kastes i vanlig husholdningsavfall.

JOHDANTO

Olet tehnyt hyvän ostoksen. Karvojen käsittely laserilla vähentää karvoja pysyvästi. Karvojen käsittely ja juurien tuhoaminen onnistuu lähes aina ja antaa pysyviä tuloksia. Hoitamalla asian itse kotona välttyt todella kalliilta klinikkakäynneiltä. Laserkäsittely on hidasta verrattuna tilapäisiin karvojenpoistomenetelmiin, mutta pysyvät tulokset tekevät käytetystä ajasta todella sen arvoista. Käsittelyprosessin ja etenkin karvojen kasvusyklin ymmärtäminen on tärkeää. Tämän käyttöoppaan avulla pääset eroon ei-toivotuista karvoista, joten lue se huolellisesti.


Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, soita asiakaspalveluumme numeroon +44 (0) 1242 702345. Sieltä sinua neuvotaan, miten saat parhaita tuloksia Salon Laser Tweezer -tuotteella.



Tuotetta on KÄYTETTÄVÄ vastuuntuntoisesti.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

- 1 Puikko
- 2 Tasavirtaliitin (takapuolella)
- 3 Virta-avain
- 4 Käyttöönottopainike
- 5 Tehotason lisäyspainike (+)
- 6 Tehotason vähennyspainike (-)
- 7 Tehotason ilmaisimet
- 8 Puikko - käsittelypainike
- 9 Lasersuojus
- 10 Puikko - ihoanturit
- 11 Puikko - oranssi valo
- 12 Puikko - valkoinen valo
- 13 Laseraukko
- 14 Verkkolaite
- 15 Avaimet



VAROITUKSIA

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Ei sovi afrokaribialaiselle eikä mustalle iholle. Ei sovi harmaille hiuksille.
- Karvojen poisto laserilla ei yleensä aiheuta epämukavuutta. Jos tunnet epämukavuutta tai arkuutta, asetus saattaa olla liian korkea tai tämä tuote ei sovi ihonsävyillesi (-värillesi).
- Tehotasot tulee valita ihotyyppin perusteella, kuten kohdassa "Fitzpatrickin ihofototyyppit" on määritetty.
- ÄLÄ käsittele seuraavia alueita: tatuoinnit, pisamat, syylät, mustapäät, syntymämerkit, palovammat, nännit, rohtumat, silmäripset tai silmien ympärys.
- ÄLÄ käsittele samaa karvaa/aluetta useaan kertaan samalla käsittelykerralla.
- Sisäiset turvaominaisuudet suojaavat silmiä lasersäteeltä, mutta älä suuntaa puikkoa silmiisi tai niiden lähelle.
- ÄLÄ käytä juotuasi alkoholia tai jos tunnet olosi huonoksi tai väsyneeksi.
- ÄLÄ käytä syttyvien aineiden lähellä.
- Heijastumisvaara: poista kaikki käsiteltävän alueen lähellä olevat korut ennen laitteen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Ei sovellu alle 14-vuotiaiden lasten käyttöön tai käsittelyyn. Ei sovellu 14–17-vuotiaiden lasten käyttöön

ilman vanhempien valvontaa.

- Kun laite ei ole käytössä, säilytä avainta turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Laitteen väärinkäyttö voi olla vaarallista.
- ÄLÄ ohita turvaominaisuuksia äläkä avaa laitetta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen vamma, tai kokemuksen tai tiedon puute, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.

MITEN LASERIT TOIMIVAT?

Lasereista lähtee voimakas valonsäde, joka koostuu yksittäisestä aallonpituudesta tai väristä. Iho on läpinäkyvä valon aallonpituudella 600–1100 nm (nanometriä), kun taas melaniinia sisältävät rakenteet absorboivat laserenergiaa tällä aallonpituudella. Siten voimme käsitellä karvan juurituppea, jossa on tietty määrä melaniinia, ja välttyä vaikuttamasta ympäröivään alueeseen.

Melaniinipigmentin absorboima valoenergia saa karvan juuritupen lämpenemään nopeasti. Syntynyt lämpö tuhoaa karvankasvua aiheuttavia soluja (papillit). Jos juurituppi lämpiää riittävästi, sen kasvu lakkaa pysyvästi ja estää karvan kasvun.

SOPIVAT IHOTYYPIT

Myös orvaskedessä oleva melaniini absorboi energiaa ja rajoittaa ihon syvyyttä, jolle laservalo pystyy tunkeutumaan. Valon aallonpituutta 808 nm käyttävä tuote sopii sekä suhteellisen tummalle iholle että vaaleille ihotyypeille. Laseriin perustuva karvojenpoistokäsittely ei kuitenkaan sovi afrokaribialaiselle eikä hyvin tummalle iholle. Laser on jokseenkin tehoton valkoisten ja harmaiden karvojen poistamisessa. Tällöin vaihtoehtoisena käsittelynä kannattaa harkita elektrolyysiä.

PAIKKAKOE

Ihonvärit luokitellaan Fitzpatrickin ihofototyyppien mukaisesti, ja ne esitetään viereisessä taulukossa.

Tarkista ihoreaktio 24 tuntia ennen käsittelyn aloittamista testaamalla muutama karva käsiteltävältä alueelta.

Plus- (+) ja miinus (–) -painikkeet lisäävät tai vähentävät tehotasoja. Käsittele 2–3 karvaa kullakin tehotasolla ihotyyppisi enimmäistehotasoon saakka (katso seuraavaa taulukkoa). Jos tunnet vähänkään epämukavuutta, määritä edellinen tehotaso enimmäistasoksi.

Jos jokin testialueista näyttää punaiselta tai tulehtuneelta 24 tunnin kuluttua, valitse kyseistä tehotasoa alempi teho käsittelyä varten.

HUOMAA: Ihon väri vaihtelee kehon eri osissa, siksi saatat tarvita eri tehoasetuksia eri alueilla. Kullekin alueelle sopiva enimmäistehotaso on testattava erikseen.


FITZPATRICKIN IHOFOTOTYYPIT

Tehotasot tulee valita ihotyypin perusteella, kuten seuraavassa on määritetty.

Ihotyyppi	Ihonväri	Ruskettumistiedot	Enimmäistehataso
I	Hyvin vaalea, "läpikuultava"	Palaa aina, ei rusketu	Jos paikkakoe onnistuu, kaikkia 5 tehatasoa voidaan käyttää 
II	Vaalea	Palaa aina	
III	Vaaleasta vaalean oliivinruskeaan	Palaa lievästi	Jos paikkakoe onnistuu, tehatasoja 1, 2 ja 3 voidaan käyttää 
IV	Oliivinruskea/ ruskea	Palaa harvoin, ruskettuu helposti	
V	Tummanruskea	Palaa hyvin harvoin	Karvojen laserpoistokäsittely EI ole sopiva
VI	Musta	Ei pala koskaan	


KÄYTTÖOHJEET

- Älä käytä karvanpoistomenetelmää, joka nypii karvan juuritupista, koska tämä tekee käsittelystä tehottoman.
- Poista kaikki käsiteltävän alueen lähellä olevat korut.
- Varmista, että olet tehnyt paikkakokeen käsiteltävällä alueella 24 tuntia ennen käsittelyä ja tunnet enimmäistehotasosi.




VAIHE 1

Karvan on oltava riittävästi näkyvissä, jotta laser voidaan kohdistaa karvan tyviosan ympärille. Pitkät karvat voidaan tarvittaessa leikata ennen käsittelyä.




Peilin käytöstä saattaa olla apua vaikeasti käsiteltävillä alueilla, kuten kasvot ja kinalot. 5–10-kertaisesti suurentava peili sopii tähän hyvin.



VAIHE 2

Kytke verkkolaite laitteen takana olevaan liitimeen ja toinen pää seinän pistorasiaan.

KÄYTTÖOHJEET




VAIHE 3

Avaa virtalukko pakkauksessa olevalla avaimella.

Laitteesta kuuluu 3 äänimerkkiä ja ensimmäisen tehotason painike vilkkuu sinisenä.


VAIHE 4

Syötä turvakoodi painamalla painikkeita (korostettu mustina) seuraavassa järjestyksessä:



Huomaa: Laitteen virta sammuu, jos koodi syötetään väärin. Käännä avain pois, odota muutama sekunti ja käännä se sitten takaisin päälle ja syötä oikea turvakoodi.


KÄYTTÖOHJEET



VAIHE 5

Aseta tehotaso plus- (+) ja miinus (-) -painikkeilla.


Tärkeää: ÄLÄ ylitä ihotyyppillesi suositeltua suurinta tehotasoa.



VAIHE 7

Aseta puikko käsiteltävän karvan päälle. Varmista, että molemmat ihoanturit koskettavat ihoa (saatat joutua painamaan kevyesti).


Valkoinen 'valmis'-valo syttyy.



VAIHE 6

Paina käyttöönottopainiketta kerran. Valittujen tehotasopainikkeiden valo palaa täysin ja puikon oranssi valo syttyy.

Huomaa: joka kerta, kun tehotasoa muutetaan, on painettava käyttöönottopainiketta ennen jatkamista.



VAIHE 8


Paina puikon käsittelypainiketta PUOLIKSI ALAS.

Punainen ohjausvalo syttyy.

Voit liikuttaa puikkoa ylläpitämällä ihokosketusta ja kohdistaa käsittelyn kohtaan, jossa karva ja iho yhtyvät. Varmista, että molemmat ihoanturit koskettavat ihoa.



KÄYTTÖOHJEET




VAIHE 9

Paina puikon painike TÄYSIN ALAS käsittelyä varten.



Valkoinen valo sammuu ja punainen laser näkyy. Kuuluu sarja äänimerkkejä.

Huomaa: ÄLÄ poista puikkoa käsittelyn aikana.




KÄYTÖN JÄLKEEN

Lukitse kääntämällä avainta vastapäivään OFF-asentoon. Poista avain ja säilytä sitä turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Huomautuksia:


- Käsittelyn aikana voi tuntua "neulanpisto", mutta useimmat eivät tunne mitään.
- Joskus karvan käsittelyn aikana saattaa tuntua lievää palamisen hajua tai saatetaan nähdä hyvin pieni savujuova.
- Onnistuneesti käsitellyt karvat eivät aina putoa välittömästi, vaan ne irtoavat ajan mittaan niiden vapautuessa juuritupista; kevyt hieronta voi edistää tätä.
- Jos yhtään painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, laite siirtyy virransäästötilaan. Oranssi valo vilkkuu ja tehotaso 1 jää päälle. Voit käynnistää laitteen uudelleen kytkemällä virran pois ja sitten takaisin päälle ja palaamalla 'Käyttöohjeiden' vaiheeseen 4.



VAIHE 10

Kun käsittely lakkaa, oranssi valo syttyä jälleen. Molemmat ihoanturit on poistettava hetkeksi iholta ennen seuraavan karvan käsittelyä. Palaa vaiheeseen 8 seuraavaa käsittelyä varten.

KARVOJEN KASVUSYKLI



MIKSI TARVITAAN USEIDEN KÄSITTELYJEN SARJA?

Karvojen kasvu vaihtelee eri ihmisillä riippuen iästä, painosta, aineenvaihdunnasta, hormoneista, rodusta, lääkkeistä ja muista tekijöistä. Kaikkien karvojen kasvuun kuuluu kuitenkin kolme selvää vaihetta:

Aktiivisen kasvun vaihe (anageenivaihe), rappeutumisvaihe (katageenivaihe), jonka aikana karvat lakkaavat kasvamasta mutta eivät vielä lähde pois, ja **lepovaihe (telogeenivaihe)**, jonka aikana karva lähtee ja uutta karvaa alkaa muodostua.

Laserkäsitely tehoaa vain karvan aktiivisen kasvun vaiheessa. Kunakin aikana aktiivisen kasvun vaiheessa on vain tietty prosentti karvoista (prosenttimäärä vaihtelee kehon eri alueilla). Osa juuritupeista tuhotaan, osa pienennetään tuottamaan vain velluskarvoja (kevyitä, ohuita karvoja) ja osaa estetään tuottamasta lainkaan uutta karvaa.

Jotta kaikki aktiivisen kasvun vaiheessa olevat karvat voidaan hoitaa, tarvitaan useita käsitteilyjä useiden kuukausien ajan (vähintään kuusi käsitteilyä kuuden kuukauden aikana). Tämän jälkeen riittää nopea käsitely 4–6 viikon välein, millä varmistetaan, että estetut karvat pysyvät levossa ja iho pysyy jatkuvasti karvattomana.

Kehon alue	Juurituppi Tiheys /cm ²	Lepovaihe	Aika lepovaiheessa	Aktiivinen kasvu
Pää	350	15%	3 kuukautta	83%
Käsivarret	80	18%	5 kuukautta	79%
Sääret	60	18%	6 kuukautta	79%
Parta	500	68%	10 viikkoa	30%
Ylähuuli	350	64%	6 viikkoa	34%
Kainalo	65	28%	3 kuukautta	69%
Rinta/selkä	70	28%	3 kuukautta	69%
Häpykarvat	70	25%	3 kuukautta	71%

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Miten iho valmistellaan karvojen laserpoistotuotteen käyttöä varten?

Karvojen laserpoistotuotteen käyttö ei edellytä erityisiä ihovalmisteita, mutta ihon puhtaudesta on huolehdittava. Karvojen laserpoistotuote tuottaa tehokkainta jälkeä vaalealla iholla. Siksi suosittelemme auringonoton ja keinorusketuksen välttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Miten karvat valmistellaan karvojen laserpoistotuotteen käyttöä varten?

Karvan on oltava riittävästi näkyvässä, jotta laser voidaan kohdistaa karvan tyviosaan. Pitkät karvat voidaan tarvittaessa leikata ennen käsittelyä.

Miltä iho näyttää käsittelyn jälkeen?

Yleensä ihossa ei näy havaittavia muutoksia. Käsittelyn jälkeen voi ilmetä lievää punoitusta. Tämä häviää normaalisti 24 tunnissa. Paikallinen punoitus käsittelyn jälkeen johtuu juurituppien tuhoutumisesta ja on aivan normaalia. Jos punoitus ei kuitenkaan häviä 24 tunnissa, olet valinnut liian korkean tehotason ihotyypillesi. Katso osaa "Paikkakoe". Pitempään kestävä punoitus häviää myös.

Onko karvojen laserpoistokäsittelyn jälkeen vältettävä jotakin?

Aurinkoa ja syvärusketusta on vältettävä vähintään viikon ajan. Jos auringolle altistumista ei voi estää, käytä aurinkovoidetta. Vältä myös hankaavien puhdistusaineiden tai ihon kuorimiskäsittelyjen käyttöä. Vältä uimista klooratussa vedessä sekä kuuman kylpyaltaan käyttöä 48 tunnin ajan. Vedessä oleva kloori voi aiheuttaa kutinaa.

Millaista jälkihoitoa täytyisi noudattaa?

Halutessasi voit käyttää hajustamatonta rauhoittavaa voidetta, jäähaudetta tai märkää pyyhettä käsitellyn alueen viilentämiseen. Pidä käsitelty alue erityisen puhtaana kolmen päivän ajan. Käytä mieluiten bakteereja tappavaa saippuaa kaksi kertaa päivässä. Älä käytä antiperspiranttia sisältävää deodoranttia 2–3 päivään kainalokäsittelyn jälkeen.

Miten usein karvojen laserpoistokäsittely voidaan uusia?

Mikäli juurituppi tai sitä ympäröivä iho ei ole punainen, arka tai tulehtunut, käsittely voidaan uusia 24 tunnin kuluttua. Suurin osa käyttäjistä odottaa 3-4 viikkoa ennen seuraavaa käsittelyä nähdäkseen, mitkä karvat ovat lähteneet ja missä on uutta kasvua. Jatkokäsittelyn ajoituksella ei ole suurta merkitystä. Valitse itsellesi parhaiten sopiva aika. Vältä käsittelemästä samaa aluetta liian paljon kerrallaan. Seurauksena voi olla punoitusta ja turvotusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kuinka monta käsittelyä tarvitaan kaiken kaikkiaan?

Laseriin perustuvaa karvojen poistoa pidetään yleensä tehokkaana ja pysyvänä 6 kuukauden aikana tehtävän 6 käsittelykerran jälkeen. Tämä vaihtelee eri henkilöillä ja riippuu myös käsiteltävästä alueesta, karvojen tiheydestä, karvojen kasvusyklistä ja väristä. Laserkäsittely tehoaa parhaiten vaalealla iholla oleviin tummiin karvoihin, mutta pysyviä tuloksia saadaan yleensä sekä tummille että vaaleille karvoille vasta useiden käsittelykertojen jälkeen. Jotkut tarvitsevat enemmän ja toiset vähemmän käsittelyjä tyydyttävän tuloksen saamiseksi. Jokaisen käsittelykerran jälkeen havaitaan karvojen asteittaista ohenemista tai kasvun vähenemistä käsiteltävällä alueella. Naiset, joilla on mieshormonien aiheuttamaa liiallista karvankasvua, tarvitsevat todennäköisesti pitkäaikaista jatkokäsittelyä.

Mitkä alueet on mahdollista käsitellä?

Karvojen laserpoistotuote poistaa useimmat kehon karvat. Näistä yleisimpiä ovat kasvo-, kainalo-, sääri-, rinta-, selkä- ja bikinirajakarvat.

Voiko karvojen laserpoistotuotetta käyttää herkällä iholla?

Kyllä. Laser vaikuttaa vain karvoihin, ei ympärillä olevaan ihoon.

Miltä se tuntuu?

Useimmat eivät tunne mitään, toiset voivat tuntea pari lievää "neulanpiston" tunnetta.

Mihin karvan kohtaan laser suunnataan?

On erittäin tärkeää suunnata se karvan tyveen, jossa se yhtyy ihoon.

Voiko muita karvanpoistomenetelmiä käyttää käsittelyjen välissä?

Koska laserkäsittely edellyttää, että karva on juuritupissa, sellaisia karvojenpoistomenetelmiä, joissa karvat vedetään irti, kuten vahaus, epilaattorit ja pinsetit, EI saa käyttää käsittelyjen välissä. Karvojen vaalentaminen EI myöskään ole sopivaa, koska se poistaa pigmentin ja tekee siten laserista tehottoman. Karvojen ajelu, Dermabrasion-mikrohiontalevyt ja ihokarvoja poistavat voiteet sopivat erinomaisesti käytettäväksi käsittelyjen välissä.

VIANETSINTÄ

Olen kadottanut avaimeni.

- Pane merkille tuotteen pohjassa oleva sarjanumero ja soita asiakaspalveluumme numeroon +44 (0) 1242 702 345, josta sinulle lähetetään uusi avain.

Laitteen valot toimivat, mutta painiketta painettaessa ei näy laservaloa.

- Varmista, että 2 ihoanturia koskettavat ihoa.

Laitteen valot eivät toimi.

- Varmista, että verkkolaitteen pistoke on kytketty pistorasiaan ja että virtajohto on työnnetty paikalleen laitteen takaosaan.
- Jos päälaitteen tai puikon säätöjä ei kosketeta 20 minuuttiin, laite siirtyy virransäästötilaan. Se voidaan käynnistää uudelleen kääntämällä avain pois ja takaisin päälle.

Laite ei reagoi, ja yksi tehotasovaloista vilkkuu.

- Tämä on merkki lukitustilasta. Jos joudut "lukitustilaan", nollaa laite kääntämällä virta pois päältä avaimella. Odota 5 sekuntia ja käännä virta takaisin päälle.

LAITTEEN HUOLTO

- Kytke verkkolaite irti aina käytön jälkeen ja säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
- Säilytä puikkoa aina päälaitteessa äläkä käytä sitä muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen.
- ÄLÄ pura tai korjaa tuotetta. Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Laitteen väärinkäyttö voi olla vaarallista. ÄLÄ ohita turvaominaisuuksia äläkä avaa laitetta tai puikkoa.
- Käytä tuotetta vain pakkauksessa olevalla verkkolaitteella.
- Laserin suojaamiseksi laitetta ei saa säilyttää yli 40 °C:n lämpötilassa.
- Pyyhi puikko käytön jälkeen puhtaaksi hieman kostealla liinalla. Myös päälaitte voidaan pyyhkiä.
- Kun laitteen virtajohto on kytketty irti, puhdista lasersuojus ja ihoanturit säännöllisesti puuvillapuikolla, jotta laserteho pysyy mahdollisimman hyvänä.
- Älä upota päälaitetta tai puikkoa veteen.
- Jos tuote toimii odottamattomalla tavalla, se voi johtua ulkoisesta sähkömagneettisesta häiriöstä. Poista kyseinen häiriö ja käynnistä laite uudelleen. Laser ei käynnisty koskaan vahingossa.

TUOTETURVALLISUUS

Lasersäde ei aiheuta kuoleman eikä vammautumisen riskiä, jos se suunnataan vahingossa ihmisiä kohti, mikäli linssiä ei ole näpelöity luvattomasti. Lasermekanismia saa säätää vain Dezac Group tai sen nimeämät huoltoliikkeet.

Tämä tuote täyttää eurooppalaisten turvastandardien vaatimukset.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on kysyttävää tai jos kohtaat vaikeuksia tämän tuotteen kanssa, soita Rion asiakaspalvelunumeroon **+44 (0) 1242 702345** tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: **online@riobeauty.com**

Voit rekisteröidä kahden vuoden takuusi verkossa osoitteessa **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

HÄVITYS



Sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) kierrätysdirektiiviä (2002/96/EY) noudatetaan tuotteiden kierrättämiseksi käyttäen parhaita talteenotto- ja kierrätysmenetelmiä. Näin vähennetään niiden vaikutusta ympäristöön, käsitellään mahdolliset vaaralliset aineet ja vältetään lisääntyvältä jätemaan täytöltä.

Tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi; varmista, että tuote hävitetään sen elinkaaren lopussa paikallisten säädösten mukaisesti. Sitä EI SAA hävittää kotitalousjätteen mukana.

INTRODUKTION

Tillykke med dit køb. Hårbehandling med laser udgør en langsigtet løsning til permanent hårreduktion. Hvis man behandler de hår for at dræbe hårroden permanent, kan man opnå en høj succesrate, der giver varige resultater. Ved at behandle dig selv hjemme vil du spare en række dyre besøg på en salon. Laserbehandling er i sigens natur forholdsvis langsom sammenlignet med midlertidige hårfjerningsmetoder, men den tid du bruger på det betaler sig, da resultaterne er permanente. Det er vigtigt at forstå processen og især hårvækstcyklussen. Denne brugsvejledning vil hjælpe dig med at fjerne de hår, du ønsker, så du bedes læse den grundigt.


Hvis du har spørgsmål eller forslag bedes du ringe til vores kundeservicepersonale på +44 (0)1242 702345. De vil med glæde hjælpe dig med at få de bedste resultater fra Salon Laser Tweezer.



Dette produkt SKAL bruges på ansvarlig vis

Læs vejledningen grundigt før brug, og gem den til senere brug

- 1 Stav
- 2 DC-stikdåse (bagpå)
- 3 Nøglekontakt
- 4 Aktiveringsknap
- 5 Strømforøgelsesknop (+)
- 6 Strømformindskelsesknop (-)
- 7 Kontrollamper for strømstyrke
- 8 Stav - behandlingsknop
- 9 Laserafskærmning
- 10 Stav - Hudfølere
- 11 Stav - Orange lampe
- 11 Stav - Hvid lampe
- 13 Laseråbning
- 14 Eladapter
- 15 Nøgler



ADVARSLER

- Læs vejledningen grundigt, og gem den til senere brug.
- Egner sig ikke til afro-caribiske eller negroide hudfarver. Egner sig ikke til gråt hår.
- Hårfjerning med laser skulle ikke give ubehag. Hvis du føler ubehag eller ømhed, er indstillingen evt. for høj, eller din hudtone (farve) egner sig ikke til brug med dette produkt.
- Strømniveauer skal vælges, så de passer til din hudtype som defineret i afsnittet 'Fitzpatrick hudtyper'.
- Du må IKKE behandle følgende områder: Tatoveringer, filipenser, vorter, hudorme, modernmærker, forbrændinger, brystvorter, eksem, øjenvipper eller hår tæt på øjnene.
- Du må IKKE behandle det samme hår/område flere gange i en og samme session.
- Indbyggede sikkerhedsfunktioner beskytter øjnene mod laseren, men du må dog aldrig rette staven mod eller i nærheden af øjnene.
- Må IKKE bruges, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du føler dig utilpas eller træt.
- Må IKKE bruges i nærheden af brændbare materialer.
- Refleksionsfare: Du bedes fjerne alle smykker i nærheden af behandlingsområdet, før du påbegynder behandlingen.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke anvendes på eller af børn under 14 år. Må ikke anvendes på eller af børn mellem 14 og 17 år uden en forældres opsyn.
- Når du ikke bruger enheden, skal nøglen opbevares forsvarligt på et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.
- Misbrug af enheden kan medføre læsioner.
- Du må IKKE søge at omgå sikkerhedsfunktioner eller åbne enheden.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, med mindre de overvåges eller er blevet givet anvisninger i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

HVORDAN FUNGERER LASER?

Lasere giver en intens lysstråle, som består af en enkelt bølgelængde eller farve. Huden er i sit inderste væsen gennemsigtig for lys i bølgelængdeområdet fra 600-1100 nm (nanometer), mens strukturer, der indeholder melanin, vil absorbere laserenergi ved denne bølgelængde. Det er derfor muligt at skyde ind på hårfolliklen, der har en koncentration af melanin uden at påvirke det omgivende område.

Den lysenergi, der absorberes af melaninpigmentet medfører en hurtig opvarmning af hårfolliklen. Denne varme tilintetgør cellen (papillen), der er ansvarlig for hårvækst. Hvis der opnås tilstrækkelig opvarmning, er folliklen permanent beskadiget, hvilket resulterer i en permanent reduktion af hårvæksten.

EGNEDE HUDTYPER

Melanin i overhuden absorberer også energien og sætter grænser for, hvor dybt laserlyset trænger ned i huden. Når der anvendes en bølgelængde på 808 nm bliver det muligt at behandle forholdsvis mørk hud så vel som lyse hudtyper. Hårfjerning med laser egner sig dog ikke til afro-caribiske eller negroide hudfarver. Laserbehandling er også ineffektiv til fjernelse af hvide eller grå hår. Elektrolyse bør overvejes som en alternativ behandling.

TEST ET OMRÅDE

Som en vejledning klassificeres hudfarver efter Fitzpatrick hudtyper som beskrevet i tabellen overfor.

24 timer før behandling, skal du tjekke, om der er en reaktion ved at afprøve et par hår i det område, der skal behandles.

(+) og (-) knapperne øger eller reducerer strømniveauerne. Behandl 2-3 hår på hvert enkelt strømniveau op til maks. strømniveau for din hudtype (se tabellen). Hvis du føler ubehag, er det foregående lavere strømniveau det maksimale strømniveau for dig.

Hvis nogen af testområderne efter 24 timer ser røde eller betændte ud for et bestemt strømniveau, skal du vælge et lavere niveau til behandling.

BEMÆRK: Hudfarven varierer forskellige steder på kroppen, så det kan nemt vise sig, at du skal bruge forskellige strømniveauindstillinger på forskellige steder. Hvert område bør testes for det rette maksimale strømniveau.


FITZPATRICK HUDTYPER

Strømniveauer skal vælges, så de passer til din hudtype. Se herunder.

Hudtype	Hudfarve	Bruningshistorie	Maks. strømniveau
I	Meget lys, "gennemskinlig"	Bliver altid forbrændt uden at blive brun	Hvor du har udført en prøve kan alle 5 strømniveauer bruges 
II	Lys	Bliver altid forbrændt	
III	Lys til lys oliven	Bliver kun let forbrændt	Hvor prøve er udført kan strømniveau 1, 2 og 3 bruges 
IV	Oliven/brun	Bliver sjældent forbrændt og nemt brun	
V	Mørkebrun	Bliver sjældent forbrændt	IKKE egnet til hårfjerning med laserhårfjerning
VI	Negroid	Bliver aldrig forbrændt	


BRUGSVEJLEDNING

- Du må ikke bruge hårfjernermetoder, der trækker håret ud af hårroden, da behandlingen så ikke længere vil være effektiv.
- Fjern alle smykker i nærheden af behandlingsområdet.
- Sørg for at foretage en lille test på området, der skal behandles, 24 timer før behandling, og at du ved hvilket maksimale strømniveau, du kan klare.




TRIN 1

Hårene skal være synlige nok til, at laseren kan rettes mod hårets basis. Lange hår kan klippes kortere, før behandling efter behov.




Det kan være en hjælp at bruge et spejl til at behandle områder, der er svære at se, som f.eks. ansigtet og under armene. Et spejl med 5-10 gange forstørrelse er ideelt til dette.



TRIN 2

Sæt adapterens stik i stikdåsen bag på enheden og i stikkontakten.

BRUGSVEJLEDNING




TRIN 3

Brug nøglen til at låse nøglekontakten op.

Enheden vil udsende 3 bip, og knappen for første strømniveau vil blinke blå.


TRIN 4

Indtast sikkerhedskoden ved at trykke på knapperne (fremhævet med sort) i følgende rækkefølge:



Bemærk: Enheden vil slukke, hvis koden indtastes forkert. Drej nøglen til slukket, vent nogle sekunder, og drej så nøglen til tændt igen. Indtast den korrekte sikkerhedskode.

BRUGSVEJLEDNING



TRIN 5

Brug + og - knapperne til at indstille strømiveauet.


Vigtigt: Du må IKKE overskride maks. strømiveau for din hudtype.



TRIN 7

Anbring staven over det hår som du ønsker at behandle. Sørg for, at begge hudfølere berører huden (det kan blive nødvendigt at presse let ned).


Den hvide 'klar' lampe tændes.



TRIN 6

Tryk på aktiveringsknappen én gang. De valgte strømiveauknapper tændes, og den orange lampe på staven tændes.

Bemærk: Hver gang strømindstillingen justeres, er du nødt til at trykke på aktiveringsknappen for at fortsætte.



TRIN 8


Trykbehandlingsknappen på staven HALVEJS ind.

En rød ledelampe tændes.

Du kan flytte staven mens du bibeholder kontakt med huden, for at rette den mod området omkring der, hvor håret møder huden. Sørg for, at begge hudfølere forbliver i kontakt med huden.



BRUGSVEJLEDNING



TRIN 9

Tryk knappen på staven for behandling HELT ned.



Den hvide lampe slukkes, og den røde laser bliver synlig. Du vil kunne høre en række bip.

Bemærk: Staven må IKKE flyttes under behandlingen.




EFTER BRUG

Drej nøglen mod uret til slukket indstilling for at låse. Tag nøglen ud og opbevar den på et sikkert sted utilgængeligt for børn.

Noter:


- Du vil evt. kunne føle et 'nålestik' under behandlingen, men de fleste mærker intet.
- Sommetider vil du kunne lugte noget brændt eller endda se en meget lille røgstreg, når håret behandles.
- Hår der har gennemgået en vellykket behandling, falder ikke altid ud med det samme, men fældes efterhånden når de løsnes fra hårfolliklen. Det kan hjælpe at gnide let på håret.
- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 20 minutter vil enheden skifte til energisparefunktion. Den orange lampe vil blinke, og strømniveau 1 vil forblive tændt. Du kan starte igen ved at dreje nøglen til slukket og tilbage til tændt igen. Vend tilbage til trin 4 i brugsvejledningen.



TRIN 10

Når laserbehandlingen ophører, tændes den ravgule lampe igen. Begge hudfølere skal fjernes kort fra huden før det næste hår behandles. Vend tilbage til trin 8 for næste behandling.

HÅRVÆKSTCYKLUSSEN



HVORFOR ER DER BEHOV FOR EN RÆKKE BEHANDLINGER?

Alles hår vokser forskelligt afhængig af alder, vægt, stofskifte, hormoner, etnisk oprindelse, medicinindtagelse og andre faktorer. Alle hår gennemgår dog tre klare vækstfaser:

Aktiv vækstfase (kaldet den anagene fase), nedbrydningsfasen (den katagene fase), hvor håret holder op med at vokse, men endnu ikke fældes, **og hvilefasen (den telogene fase)**, hvor håret falder ud og et nyt hår begynder af danne sig.

Laserbehandling er effektiv, når håret er i den aktive vækstfase. Til enhver tid er der kun en procentdel af alle hårene i den aktive vækstfase (den faktiske procentdel varierer fra det ene kropsområde til det andet). Nogle follikler destrueres, andre vil blive reduceret til kun at producere vellushår (lette, fine hår) og nogle deaktiveres, hvilket hjælper med at forhindre håret i at vokse igen.

For at kunne fange alle hår i den aktive vækstfase er det nødvendigt med adskillige behandlinger i mange måneder (mindst 6 i en periode på 6 måneder). Derefter gennemføres en hurtig behandling hver 4. til 6. uge for at sikre at deaktiverede hår forbliver passive, og huden forbliver permanent uden hår.

Stedet på kroppen	Follikel Tæthed pr. kvadratom	Hvile-fase	Tid i hvilefasen	Aktiv vækst
Hovedet	350	15%	3 måneder	83%
Arme	80	18%	5 måneder	79%
Ben	60	18%	6 måneder	79%
Skæg	500	68%	10 uger	30%
Overlæbe	350	64%	6 uger	34%
Armhule	65	28%	3 måneder	69%
Brystkasse/ ryg	70	28%	3 måneder	69%
Kønshår	70	25%	3 måneder	71%

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvordan skal jeg forberede min hud til hårfjerning med laser?

Hårfjerning med laser kræver ingen særlig forberedelse af huden, du skal blot sørge for at holde huden ren. Hårfjerning med laser er mest effektiv på lys hud, så vi anbefaler, at du undgår solbadning, solarier og brug af bruningsmidler.

Hvordan skal jeg forberede hårene til hårfjerning med laser?

Hårene skal være synlige nok til, at laseren kan rettes mod hårets basis. Lange hår kan klippes kortere, før behandling efter behov.

Hvordan vil min hud se ud efter behandlingen?

Generelt vil der ikke kunne ses nogen tydelige forandringer. Der kan opstå en let rødmen efter behandling, men det vil som regel falme i løbet af 24 timer. Evt. lokal rødmen efter behandling skyldes at hårsækken destrueres, og er helt normalt. Hvis der stadig kan ses rødmen efter 24 timer, angiver dette dog, at det valgte strømniveau var for højt for din hudtype. Læs også afsnittet "Prøveområde". Det bør også bemærkes, at selv langvarig rødmen vil forsvinde.

Er der noget jeg bør undgå efter hårfjerning med laser?

Du bør undgå sol eller stærk solbruning i mindst en uge. Hvis din hud udsættes for sol, skal du bruge en solcreme. Du bør også

undlade at bruge slibende renseprodukter eller behandlinger, der fjerner død hud. Undlad at svømme i klorholdigt vand eller tage et varmt bad i 48 timer. Kloret i vandet kan give kløe.

Er der en rutine efter behandlingen som jeg bør følge?

Hvis du ønsker det, kan du påføre en uparfumeret, lindrende lotion, et isomslag eller et vådt håndklæde for at afkøle det behandlede område. Sørg for at holde det behandlede område ekstra rent i 3 dage. Det bedste er at bruge en antibakteriel sæbe to gange daglig. Når du behandler under armene, skal du undlade at bruge antiperspirerende deodorant i 2-3 dage.

Hvor ofte kan jeg gentage hårfjerningsbehandlingen med laser?

Så længe hårfolliklen eller den omgivende hud ikke er rød, øm eller betændt, kan behandlingen gentages efter 24 timer. De fleste venter 3-4 uger mellem behandlingerne for at se, hvilke hår der er fældet, og hvilke nye hår, der er begyndt at vokse igen. Tidspunktet for opfølgende behandling er ikke væsentligt. Du kan simpelt hen vælge det tidspunkt, der passer dig. Undlad at behandle det samme område for meget på noget tidspunkt. Det kan nemlig give rødme og hævelse.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor mange behandlinger har jeg brug for?

Hårfjerning med laser anses generelt for at være effektivt og permanent efter 6 behandlinger i løbet af 6 måneder. Dette varierer fra person til person og afhænger af, hvilket område du behandler, hårtætheden, din hårvækstcyklus og farve. Mørkt hår på lys hud reagerer bedst på laserbehandling, men både mørkt og lyst hår kan kræve adskillige behandlinger, før der opnås langvarige resultater. Nogle mennesker behøver flere, og nogle færre behandlinger for at opnå et tilfredsstillende resultat. I begyndelsen vil du efter hver behandling kunne se en gradvis udtynding/reduktion af hårvækst på det behandlede område. Kvinder, der lider af kraftig hårvækst på grund af hormoner af den mandlige type, vil sandsynligvis have brug for langsigtet vedligeholdelse.

Hvilke områder kan jeg behandle?

De fleste kropshår kan fjernes med laser. De mest almindelige områder er ansigtet, under armene, benene, brystkassen, ryggen og bikinilinen.

Kan jeg bruge hårfjerning med laser på følsom hud?

Ja, laseren reagerer med håret, så den omgivende hud vil ikke blive påvirket.

Hvordan føles det?

De fleste kan ikke mærke noget, selvom en eller flere lette nålestiksfornemmelser kan føles.

Hvilken del af håret skal jeg sigte efter?

Det er vigtigt at sigte mod det sted, hvor håret møder huden.

Kan jeg bruge andre hårfjerningsmetoder mellem behandlingerne?

Da laserbehandling kræver, at der er et hår til stede i folliklen, er hårfjerningsmetoder, der plukker håret som f.eks. voksbehandling, epilatorer og pincetter IKKE velegnet til brug mellem behandlingerne. Blegning af hår er HELLER IKKE velegnet, da det fjerner pigmentet og gør laserbehandling ineffektiv. Barbering, mikrohudafslibningsskive og cremehårfjerningsmidler er ideelle at anvende mellem behandlingerne.

PROBLEMLØSNING

Jeg har mistet mine nøgler.

- Noter serienummeret på produktet nederst på enheden og ring til vores kundeservice på +44 (0) 1242 702 345, som med glæde vil sende dig en ny nøgle.

Lysene på enheden fungerer, men der er intet laserlys, når jeg trykker på knappen.

- Sørg for, at de 2 hudfølere er i kontakt med huden.

Ingen af lysene virker på enheden.

- Sørg for, at adapteren er tændt på vægkontakten, og at ledningen sidder helt på plads bag på enheden.
- Hvis kontrolknapperne på enten hovedenheden eller staven ikke betjenes i 20 minutter, går systemet i energisparetilstand. Du kan starte igen ved at dreje nøglen til slukket og tilbage til tændt igen.

Enheden reagerer ikke, og en af strømniveaulamperne blinker.

- Dette tyder på en udlåsning. Hvis du støder på en 'udlåsning', skal du blot nulstille enheden ved at slukke for den med nøglen. Vent 5 sekunder, før du tænder for enheden igen.

VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

- Efter brug skal du altid tage adapterstikket ud og opbevare det utilgængeligt for børn.
- Du skal altid opbevare staven på hovedenheden, og ikke bruge det til noget andet formål end det, det er beregnet til.
- Du må IKKE adskille eller reparere enheden. Hvis du har problemer med brugen af produktet, skal du henvend dig til kundeserviceafdelingen
- Misbrug af enheden kan medføre læsioner. Du må IKKE søge at omgå sikkerhedsfunktioner eller åbne enheden eller staven.
- Du må kun bruge dette produkt med den medfølgende adapter.
- Beskyt laseren ved ikke at opbevare den ved temperaturer over 40°C.
- Efter brug tørres staven ren med en let fugtig klud. Hovedenheden kan også aftørres.
- Mens enheden ikke er tilsluttet forsyningsnettet, skal du regelmæssigt rense laserafskærmningen og berøringstapperne med en bomuldspind for at sikre optimal lasereffekt.
- Hverken hovedenheden eller staven må nedsænkes i vand.
- Hvis du oplever, at produktet opfører sig på en uventet måde, skyldes det muligvis ekstern elektromagnetisk interferens. Du bør da fjerne kilden til dette og starte produktet igen for at genoprette fuld funktion. Laseren kan ikke affyres utilsigtet.

PRODUKTSIKKERHED

Da laserstrålen er spredt, er der ingen livsfare eller risiko for fysisk lidelse, hvis laserstrålen ved et uheld rettes mod personer, med mindre der er blevet pillet ved laseren. Lasermekanismen må kun justeres af Dezac Group eller deres udnævnte serviceagenter.

Dette produkt opfylder europæiske sikkerhedsstandarder.

KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du støder på problemer med dette produkt, bedes du ringe til Rio Careline på tlf. **+44 (0)1242 702345** eller sende en e-mail til os på: **online@riobeauty.com**

Du kan registrere din toårs garanti online ved at besøge: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

BORTSKAFFELSE



WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2002/96/EF) er kommet i stand med det formål at genbruge produkter ved brug af de bedste indvindings- og genanvendelsesmetoder der er til rådighed med henblik på at minimere indvirkningen på miljøet, behandle evt. sundhedsfarlige stoffer og undgå at øge affaldsmængder til deponering.

Produktet klassificeres som elektrisk eller elektronisk udstyr, så du bedes sørge for, at dette produkt efter endt funktionstid kasseres på den rette måde i henhold til de lokale myndigheders krav. De må IKKE smides ud sammen med husholdningsaffald.



SC



www.riobeauty.com

Rio, Dezac and Salon Laser Tweezer are trademarks of The Dezac Group Ltd. © The Dezac Group Ltd 2011
Manufactured by The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

PATENTS PENDING

1-IN-LATW-SC/1.0