



Professional Care™

7000 DLX series
série





English	4
Français	10
Español	15

Thank you for purchasing an Oral-B Professional Care™ which is designed and engineered by Braun.

If you have any questions, please call:

US residents 1-800-984-9668

Canadian residents 1 800 387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'une brosse à dents Oral-B Professional Care™, conçue et mise au point par Braun


Si vous avez des questions, veuillez appeler :
Braun Canada: 1 800 387-6657

Gracias por haber comprado un cepillo de dientes Oral-B Professional Care™ que es diseñado y fabricado por Braun.

Si Ud. tiene alguna duda, por favor, en México, llame al: 01 (800) 508-5800

Type 4729





IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using.

DANGER

To reduce the risk of electrocution:

1. Do not place or store charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Do not place charger in or drop into water or other liquid.
3. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the charger has been dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Oral-B Professional Care™ has been developed together with leading dental professionals to effectively remove plaque from all areas of your teeth. It adds a gentle pulsating action to its oscillation to create a deep-cleaning 3D brushing action. It has been designed for daily use for the whole family.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

Periodically check the cord for any damage. Should this be the case, take the charging unit (e) to a Braun Service Center. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.

Description

- a Brushhead
- b Switch
- c Handle
- d Charge indicator
- e Charging unit
- f Roll-stop
- g Brushhead compartment
- h Wall holder
- i Power Tip®

Specifications

Power supply: see bottom of charging unit

Handle voltage: 1.2 V


Connecting and charging

The toothbrush is electrically safe and can be used in the bathroom without hesitation.

- Plug the charging unit into an electrical outlet. Place the handle on the charging unit
- The charge indicator (d) flashes while the handle is being charged.
- When the handle is fully charged, the charge indicator lights permanently. A full charge takes at least 16 hours and provides an operation time of approximately 45 minutes.
- For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the toothbrush at full power. Overcharging is impossible.

Battery maintenance



To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, you must discharge it at least once every 6 months. To do this, unplug the charging unit and allow the battery to run down with normal use.



Using the toothbrush

This product can be used with any toothpaste.

To avoid splashing, guide the brushhead to your teeth before switching the appliance on.



Operating the switch






The toothbrush features two speed options, the lower speed being optimal for sensitive areas in the mouth.

- Press the switch to operate with normal speed,
- Press a second time to operate with reduced speed,
- Press a third time to switch the unit off.

Removing plaque

Guide the brushhead slowly from tooth to tooth. Hold the brushhead in place for a few seconds before moving on to the next tooth.

Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces. Do not press too hard or scrub, simply let the brush do all the work.



Professional timer

With a signal you can hear and feel, the timer invites you to brush quadrant by quadrant. After every 30 seconds, it signals by a very short stutter that it is time to move to the next quadrant. After two minutes – which is the recommended brushing time – the timer signals by a longer stutter.



Pressure Sensor

For safety and optimum brushing results, the toothbrush has a pressure control system: If too much pressure is applied, the oscillating movement of the brushhead will continue, but the pulsation will stop. In addition to feeling it, you can also hear the difference.

INDICATOR® bristles

The INDICATOR® bristles help you monitor and improve your brushing performance. With proper brushing, twice a day for two minutes, the blue color on the INDICATOR® bristles will disappear half-way down within 3 months, signaling it is time to change the brushhead.

Power Tip®

The Power Tip® brushhead is designed for cleaning between teeth as well as around bridges, crowns and implants. To use, position brushhead at 45 degree angle to gumline. Slowly guide the brushhead along the gumline, pausing between teeth for optimal results.

Replacement brushheads

Available at retail stores or Braun Service Centers.

During the first few days of using the toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or hygienist.

Cleaning

- Rinse the brushhead thoroughly under running water for several seconds with the handle switched on.
- Switch off the appliance and remove the brushhead from the handle. Clean both parts separately under running water, then wipe them dry.
- From time to time, also clean the charging unit and the brushhead compartment with a damp cloth.
- For cleaning purposes, the brushhead compartment is removable.

The environment





For environmental reasons, your toothbrush uses an «environmentally sound» nickel-hydrate rechargeable battery. The battery does not contain any poisonous heavy metals that can damage the environment.



In the interest of recycling, please do not dispose of this appliance in the household waste at the end of its useful life. Instead dispose of it at an authorized Braun Service Center or at an appropriate collection site.

However, if you prefer to dispose of the battery yourself, please refer to the section «Battery removal» on page 20.

Subject to change without notice.



FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Braun warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail.

If the appliance exhibits such a defect, Braun will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Braun Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Braun.

This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611) to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Braun Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Braun Service Center of your choice.
Pack the product well.
Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Braun replacement parts and accessories:

Contact an authorized Braun Service Center.
Please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611) to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

To order original Braun replacement parts and accessories (including replacement brushheads) by phone:

Please call 1-800-892-8534.

To speak to a Braun Consumer Service Representative:
Please call 1-800-984-9668.

For Canada only

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service centre, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages.

The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-387-6657 to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Braun Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Braun Service Center of your choice.
Pack the product well.
Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Braun replacement parts & accessories:

Contact an authorized Braun Service Center.
Please call 1-800-387-6657 to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you.

To speak to a Braun Service Representative:
Please call 1-800-387-6657.

24 Month Performance Guarantee

For USA only

Use the Oral-B Professional Care™ daily until you are fully familiar with this mechanical plaque removal instrument. If you are not convinced that the Oral-B Professional Care™ significantly reduces plaque, send it back for a full refund.

If not satisfied please send the Oral-B Professional Care™ within 24 months, post-paid and insured along with your name and address filled in below and the original sales slip indicating the purchase price and the date of purchase to:

24 Month Performance Guarantee

Braun Division,
The Gillette Company,
Sobin Park and A Street, MS 1F
South Boston, MA 02127

Sorry: No refunds will be made for any appliance damaged by accident, neglect or unreasonable use.

The Oral-B Professional Care™ must be shipped in its original packaging and be postmarked no later than 24 months after the date of purchase.

Please allow 6–8 weeks for handling.

Name of Regular Toothbrush

Your Name

Street

City

State

Zip Code

24 Month Performance Guarantee

For Canada only

Use the Oral-B Professional Care™ daily until you are fully familiar with this mechanical plaque removal instrument. If you are not convinced that the Oral-B Professional Care™ significantly reduces plaque, send it back for a full refund.

If not satisfied please send the Oral-B Professional Care™ within 24 months, post-paid and insured along with your name and address filled in below and the original sales slip indicating the purchase price and the date of purchase to:

24 Month Performance Guarantee

Braun Products
Gillette Canada Company
4 Robert Speck Parkway
Mississauga, ON
L4Z 4C5

Sorry: No refunds will be made for any appliance damaged by accident, neglect or unreasonable use.

The Oral-B Professional Care™ must be shipped in its original packaging and be postmarked no later than 24 months after the date of purchase.

Please allow 6–8 weeks for handling.

Name of Regular Toothbrush

Your Name

Street

City

State

Zip Code

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, certaines précautions élémentaires doivent être observées, dont les suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution, suivre les directives suivantes :

1. Ne pas placer ni ranger le chargeur à un endroit où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo.
2. Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.
3. Éviter de toucher le chargeur s'il est entré en contact avec de l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser pendant le bain.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Exercer une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou près de ceux-ci.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou si le chargeur a été mis en contact avec de l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service après-vente pour inspection et réparation.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
5. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les orifices de l'appareil.

CONSERVER CES DIRECTIVES

La brosse à dents Oral-B Professional Care™ a été mis au point par d'éminents professionnels des soins dentaires pour enlever efficacement la plaque dentaire sur toutes les surfaces des dents.

Lire attentivement les directives avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Important

Vérifier régulièrement le cordon. Si celui-ci est endommagé, apporter la base de charge (e) à un centre de service après-vente Braun. Ne pas utiliser un appareil endommagé ou qui ne fonctionne plus.

Description

- a Tête de brosse
- b Interrupteur
- c Poignée
- d Indicateur de charge
- e Base de charge
- f Bague d'arrêt
- g Compartiment pour têtes de brosse
- h Support mural
- i Tête de brosse Power Tip®

Caractéristiques techniques

Bloc d'alimentation : voir sous la base de charge

Tension de la poignée : 1,2 V


Branchement et chargement

La brosse à dents peut être utilisée en toute sécurité dans la salle de bain.

- Brancher l'appareil sur une prise de courant. Placer la poignée de la brosse à dents (c) sur la base de charge (e).
- L'indicateur de charge (d) clignote lorsque la poignée est en cours de charge.
- Lorsque la poignée est chargée à pleine capacité, l'indicateur s'allume de façon permanente. Il faut prévoir un délai d'au moins 16 heures pour une charge complète qui assure une durée d'utilisation d'environ 45 minutes.
- Pour une utilisation quotidienne, la poignée peut rester en position de charge pour que l'appareil conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

Entretien de la pile.


Pour maintenir la pleine capacité de la pile rechargeable, débrancher la base de charge, décharger la poignée en utilisant régulièrement, puis recharger complètement. Cette procédure devrait être répétée au moins tous les six mois.



Utilisation de la brosse à dents électrique

Ce produit peut être utilisé avec toute marque de dentifrice.


Pour éviter des éclaboussures, poser la tête de brosse sur les dents avant de mettre l'appareil en marche.



Fonctionnement de l'interrupteur

La brosse à dents dispose de deux vitesses de brosse, la vitesse la plus lente étant la vitesse optimale pour les régions sensibles de la bouche.

- Appuyer sur l'interrupteur pour faire fonctionner l'appareil à vitesse normale,
- appuyer une deuxième fois pour réduire la vitesse,
- appuyer une troisième fois pour arrêter l'appareil.








Enlèvement de la plaque

Déplacer doucement la tête de brosse d'une dent à l'autre.

Tenir la tête de brosse en place quelques secondes avant de passer à la dent suivante.

Brosser les gencives aussi bien que les dents, en commençant par les surfaces extérieures, ensuite intérieures, et enfin les surfaces de mastication. Ne pas appuyer ni frotter trop fort. Laisser tout simplement la brosse agir.



Minuterie professionnelle

La minuterie émet un signal que l'on peut entendre et sentir pour favoriser un brossage allant d'un quadrant à l'autre. Toutes les 30 secondes, elle émet un signal à brèves répétitions pour indiquer qu'il est temps de passer au quadrant suivant. Après deux minutes – la durée de brossage recommandée – la minuterie émet un signal à répétitions plus longues.



Capteur de pression

Par mesure de sécurité et pour optimiser les résultats du brossage, l'appareil est muni d'un système de contrôle de la pression. En cas d'excès de pression, le mouvement oscillatoire de la tête de brosse se poursuit mais les pulsations cessent. La différence peut se sentir mais également s'entendre.

Soies INDICATOR®

Les soies INDICATOR® aident à contrôler et à perfectionner le brossage. Lorsque le brossage est fait correctement, deux fois par jour pendant deux minutes, la couleur des soies INDICATOR® bleues s'estompe à mi-hauteur sur une période de 3 mois indiquant qu'il est temps de remplacer la tête de brosse.

Tête de brosse Power Tip®

La tête de brosse Power Tip® est conçue pour nettoyer entre les dents et autour des ponts, couronnes et implants dentaires. Mode d'emploi : Positionner la tête de brosse à un angle de 45 degrés par rapport à la ligne des gencives. Assurer le passage en douceur de la tête de brosse le long de la ligne des gencives, en insistant sur la région entre les dents pour obtenir des résultats optimaux.

Têtes de brosse de recharge

Offertes chez les distributeurs ou à un centre de service après-vente Braun.

Lors des premières utilisations de l'appareil, les gencives peuvent saigner légèrement. Ce saignement devrait s'arrêter après quelques jours. S'il persiste après deux semaines, consulter le dentiste ou l'hygiéniste.

Entretien





- Mettre l'appareil en marche et rincer minutieusement la tête de brosse sous l'eau courante pendant plusieurs secondes.
- Arrêter l'appareil et enlever la tête de brosse de la poignée. Nettoyer les deux parties séparément sous l'eau courante, puis les sécher.
- De temps en temps, nettoyer également la base de charge et le compartiment pour têtes de brosse à l'aide d'un linge humide.
- Pour faciliter l'entretien, le compartiment pour têtes de brosse est amovible.

L'environnement

Ce produit est livré avec une pile à l'hydrure de nickel. Cette pile ne contient aucun métal lourd polluant. Néanmoins, pour aider au recyclage de matières premières, ne jetez pas cet appareil dans les ordures ménagères lorsqu'il arrive en fin de vie. Vous pouvez vous en faire auprès d'un centre de collecte approprié.

Cependant, si vous préférez procéder vous-même à la mise au rebut de la pile, veuillez vous reporter à la section «Extraction de la pile» à la page 20.

Sous réserve de modifications sans préavis.



Pour le Canada seulement

Garantie restreinte de deux ans

En l'occurrence d'un défaut à cet appareil au cours de la période de garantie mentionnée, soit par suite d'un vice de matière ou de fabrication, et du renvoi de l'appareil par le consommateur à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de réparer ou remplacer l'appareil sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur. Cette garantie devient invalide si le produit est endommagé par une chute, une modification, un abus, une utilisation incorrecte ou s'il a été soumis à un entretien ou à des tentatives d'entretien par des centres de service après-vente non agréés. Cette garantie exclut les appareils modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada n'est pas responsable pour une perte d'utilisation, une perte de temps, un inconvénient, une perte commerciale, un dommage spécial ou indirect, causés par l'appareil.

Les clauses de cette garantie constituent une addition et non une modification ou soustraction aux garanties statutaires et autres droits et recours contenus dans la législation provinciale applicable.

Service après-vente au Canada

Pour obtenir des services après-vente pour ce produit, veuillez composer le 1 800 387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche.

Pour obtenir des services après-vente :

- A. Veuillez remettre le produit au centre de service après-vente agréé Braun de votre choix; ou
- B. Veuillez expédier le produit au centre de service après-vente agréé Braun de votre choix. Assurez-vous de bien emballer le produit. Expédiez le produit, port payé et assuré (recommandé). N'oubliez pas d'inclure une copie de votre preuve d'achat afin de confirmer la couverture de la garantie, le cas échéant.

Pour obtenir des pièces et accessoires de rechange Braun d'origine :

Communiquez avec un centre de service après-vente agréé Braun.
Veuillez composer le 1 800 387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche.

Pour communiquer avec un représentant du Service à la clientèle Braun :

Veuillez composer le 1 800 387-6657.

Garantie de rendement de 24 mois

Pour le Canada seulement

Utilisez la brosse à dents électrique Oral-B Professional Care quotidiennement jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé(e) avec cet instrument. Si vous n'êtes pas d'avis que la brosse à dents réduit la plaque de façon significative, veuillez nous la retourner et nous vous ferons parvenir un remboursement intégral.

Si vous n'êtes pas satisfait(e), veuillez nous retourner votre appareil d'ici 24 mois, dans un colis affranchi et assuré, accompagné du formulaire ci-dessous où vous aurez inscrit votre nom et votre adresse, ainsi que du reçu de caisse d'origine indiquant le prix et la date de l'achat, à l'adresse suivante :

Garantie de rendement de 24 mois

Braun Products
Gillette Canada Company
4 Robert Speck Parkway
Mississauga, ON
L4Z 4C5

Désolés : Nous n'autoriserons aucun remboursement si votre appareil a été endommagé par accident, négligence ou usage abusif.

L'appareil doit être expédié dans son emballage d'origine et doit nous parvenir au plus tard 24 mois après la date de l'achat, le cachet de la poste faisant foi. Veuillez prévoir un délai de six à huit semaines pour le traitement de votre demande.

Marque de la brosse à dents employée le plus souvent

Nom

Adresse

Ville

Province

Code postal

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice productos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, existen ciertas precauciones de seguridad que siempre hay que observar, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de electrocución:

1. No coloque o guarde el cargador en algún lugar de donde pueda caerse al lavabo o a la tina.
2. No introduzca el aparato al agua ni a ningún otro tipo de líquido.
3. No tome el cargador si éste se a caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
4. No lo utilice mientras se esta bañando.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o algún daño:

1. Se debe supervisar detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por o cerca de niños pequeños o inválidos.
2. Este aparato debe ser utilizado solo y únicamente para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
3. Nunca use este aparato si el cable ha sufrido algún daño, si no está funcionando adecuadamente, si el aparato esta dañado o lo ha dejado caer, o si lo ha sumergido en agua. Lleve su aparato a cualquier Centro de Servicio Braun para su revisión y reparación.
4. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
5. Nunca inserte ningún tipo de objetos en las ranuras del aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Oral-B Professional Care™ ha sido desarrollado conjuntamente con dentistas de primera línea para reducir la placa dental eficazmente en todas las áreas de los dientes. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo por primera vez.

Importante

Verifique periódicamente que el cable se encuentre en buenas condiciones. En caso de que éste se encuentre dañado, desconecte inmediatamente el cargador (e) y llévalo a un Centro de Servicio Autorizado Braun. Una unidad dañada o con mal funcionamiento no deberá ser usada.

Descripción

- a Cabezal
- b Interruptor (encendido/apagado)
- c Unidad recargable
- d Luz indicadora de carga
- e Cargador
- f Paro giratorio
- g Compartimento portacabezales
- h Soporte de pared
- i Repuesto Power Tip®

Especificaciones

Cargador:

Tensión de alimentación: 120 V (~)

Frecuencia de operación: 60 Hz

Potencia nominal: 1 W

Voltaje de la unidad recargable: 1,2 V


Conexión y carga

El cepillo de dientes es eléctricamente seguro y, por lo tanto, se puede mantener o usar en el baño sin ningún peligro.

- Conecte el cargador a cualquier salida de corriente. Coloque la unidad recargable (c) en el cargador (e).
- La luz indicadora de carga (d) parpadea mientras la unidad recargable se está cargando.
- Cuando la unidad de carga esté totalmente cargada, la luz indicadora de carga permanecerá encendida. Se tarda al menos 16 horas en alcanzar una carga completa, que proporciona un tiempo de funcionamiento de unos 45 minutos.
- La unidad recargable podrá seguir conectada permanentemente de forma que de mantenga con la carga completa para su utilización diaria. La sobrecarga es imposible.

Mantenimiento de la batería

Para mantener la capacidad de la batería recargable, desconecte el cargador y deje que el cepillo se descargue con el uso diario y luego cargue nuevamente para máxima capacidad. Este proceso se debe realizar cada 6 meses.





Uso del cepillo de dientes

Este producto puede ser usado con cualquier pasta dental. Para evitar salpicaduras, el aparato deberá ser encendido después de colocarlo dentro de la boca.

Operación del interruptor






El cepillo de dientes tiene dos velocidades, siendo la menor de ellas idónea para las áreas sensibles de la boca.

- Presione el interruptor para encender la velocidad normal,
- presione por segunda vez el interruptor para reducir la velocidad,
- presione por tercera vez para apagar la unidad.



Eliminación de placa

Guíe el cabezal lentamente diente por diente. Sostenga el cabezal por unos segundos en cada diente, antes de pasar al siguiente. Cepille las encías así como los dientes, primero por fuera, luego por dentro y finalmente las superficies de masticado. No presione con mucha fuerza ni talle, simplemente deje al cepillo realizar su función.




Temporizador profesional

Con un señal que puede oír y sentir, el temporizador le invita a cepillarse cuadrante por cuadrante. Cada 30 segundos suena un sonido corto, indicándole que pase al siguiente cuadrante. Después de dos minutos - tiempo recomendado de cepillado - el temporizador le avisará con un sonido más largo.




Sensor de presión

Por seguridad y para obtener los resultados óptimos de cepillado, el cepillo de dientes cuenta con un sistema de control de presión: si se aplica mucha presión, los movimientos oscilatorios del cabezal continuarán, pero las pulsaciones se detendrán. Usted sentirá y escuchará la diferencia.



Filamentos INDICATOR®

Los filamentos INDICATOR® le ayudan a monitorear y mejorar su técnica de cepillado. Con el cepillado adecuado, dos veces al día por dos minutos, el color azul de los filamentos INDICATOR® bajará hasta la mitad en un período de 3 meses, indicando que es momento de cambiar de cabezal.



Repuesto Power Tip®

El repuesto Power Tip® está diseñado para limpiar entre los dientes y alrededor de puentes, coronas e implantes.

Para usarlo, posicione el repuesto a un ángulo de 45 grados de tu encía.



Suavemente guíe el repuesto alrededor de la encía, parando entre los dientes para un óptimo resultado.

Cabezales de repuesto

Están disponibles en tiendas de Supermercados en cualquier Centro de Servicio Braun.

Durante los primeros días de estar usando el cepillo de dientes, sus encías podrán sangrar ligeramente. Después de pocos días, el sangrado generalmente se detiene. Si persistir después de 2 semanas, deberá consultar a su dentista o higienista.

Limpieza



- Enjuague completamente por varios segundos con la unidad recargable encendido bajo el chorro del agua.
- Apague la unidad recargable y retire el cabezal de este. Limpie ambas partes por separado bajo el chorro del agua y séquelas.
- Periódicamente limpie el cargador y el compartimento portacabezales con un paño húmedo.
- Con fines de limpieza, el compartimento portacabezales es desmontable.

Aviso ecológico

Este producto contiene una batería de níquel-hidruro. No contiene metales pesados dañinos. Sin embargo, para reciclar las materias primas, no arroje este producto a la basura al final de su vida útil. Puede entregarlo en un Centro de Servicio Braun o en lugares de recogida apropiados.



No obstante, Si Ud. prefiere retirar la batería, vea la sección «Extracción de la batería» en la pág. 20.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Solo para México

Garantía

Braun concede a este producto dos años de garantía desde la fecha de compra. Dentro del período de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. Cualquier otra reclamación por daños queda excluida. Esta garantía sólo será válida dentro del período amparado por la misma. Las reclamaciones sólo serán validas en los países donde se venden oficialmente y siempre y cuando la garantía este sellada y fechada. Cualesquiera otras reclamaciones no especificadas están excluidas a menos que la ley prevea otra cosa con caracter obligatorio.

Importado y/o distribuido por:

Gillette Manufactura, S.A. de C.V. /

Gillette Distribuidora, S.A. de C.V.

Atomo No. 03

Parque Industrial Naucalpan

Naucalpan de Juarez

Estado de México

C.P. 53370

R.F.C. GMA 940301 MV7 /

R.F.C. GDI 930 706 NZ1

GARANTÍA DE REEMBOLSO

Sólo para México

Use el Oral-B Professional Care™ diariamente hasta que esté familiarizado con este instrumento. Si no está convencido que el Oral-B Professional Care™ reduce el sarro y mejora su salud bucal en forma significativa, basta devolverlo para obtener la devolución total de su dinero.

Si no está satisfecho, sirvanse enviar el Oral-B Professional Care™ dentro de los 24 meses de su compra, con el flete prepagado y asegurado, junto con su nombre y dirección debidamente llenado en el talón de abajo y la factura o nota de compra en la que se indique el precio y fecha de compra, a la siguiente dirección:

Gillette Distribuidora, S.A. de C.V.

Atomo No. 03

Parque Industrial Naucalpan

Naucalpan de Juarez

Estado de México

C.P. 53370

Lo sentimos pero no se hará ningún reembolso de Oral-B Professional Care™ dañado por accidente, negligencia o uso inadecuado. Oral-B Professional Care™ deberá ser enviado en su empaque original y con sus accesorios completos. La fecha de envío sellada no debe exceder 24 meses a la fecha de compra. Por favor considere de 6 a 8 semanas de envíos.

Aparato	Modelo
---------	--------

Nombre y/o razón social del distribuidor
--

Dirección y teléfono

Fecha de entrega

Selo o firma

Motivo de la devolución


Nombre del cliente

Calle	Número	Interior
-------	--------	----------

Colonia	Municipio/Delegación
---------	----------------------

Población	Código postal	Estado
-----------	---------------	--------

Teléfono (con clave Lada)



English

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

Caution: Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the guarantee.

Note: You will not be able to place new batteries in the handle.

Français

Extraction de la pile à la fin de durée de vie du produit

Ouvrez la poignée comme illustré, retirez la pile et la jeter conformément aux règlements environnementaux locaux.

Attention : en ouvrant la poignée vous détruisez l'appareil et la garantie est invalidée.

Remarque: Il est impossible de mettre de nouvelles piles dans la poignée.

Español

Extracción de la batería al final de la vida útil del producto

Abra el aparato como se muestra, extraiga la batería y deshágase de ella de acuerdo con las regulaciones locales de protección medioambiental y reciclaje de materias primas.

¡ Atención ! La apertura de la unidad recargable supone su destrucción.

La garantía no tendrá validez para el caso de una unidad recargable abierta.

Nota: Usted no podrá reemplazar baterías nuevas en la unidad recargable.

