

Deluxe Automatic Inflate Blood Pressure Monitor with Heart Sense®



Made in Taiwan

Walgreens c/o SAI

105 CHALLENGER ROAD, 6FL
RIDGEFIELD PARK, NJ 07660

Toll Free Customer Service

1.800.261.0130

- Large Three Row Digital Display
- 3 Zones of 30 Memory - 90 Memory Total
- Time and Date
- Pulse Display
- Memory Average of last 3 Measurements
- AC Capability and Adapter



Distributor: Walgreen Co.
Deerfield, IL 60015



In This Manual

Important Warnings/Medical Disclaimer	1
Healthy Living®	2-3
Commonly Asked Questions	4-7
Intended Use	7
Accuracy	8
Measurement Method	8
Special Conditions	9
Special Features	9
Main Unit and Accessories	10
Digital Display Symbols	11
Battery Installation	11
AC Capability and Adapter	12
Selecting Time and Date	13
Important Reminders	14-15
Applying the Cuff	16
Taking a Blood Pressure Measurement	17-18
Storing Measurements	19
Recalling Stored Measurements	19-20
Reset Function	20
Taking Care of Your Monitor	21
Troubleshooting	22-23
Limited Lifetime Warranty	24-25
Specifications	26
Blood Pressure Diary	27-29

Important Warnings/Medical Disclaimer

Before using your blood pressure monitor, you should read and understand all instructions and follow all warnings.

Information in this manual is provided for informational purposes only. This manual and product are not meant to be a substitute for the advice provided by your own physician or other medical professional. You should not use the information contained herein or this product for diagnosing or treating a health problem or disease, or prescribing any medication. If you have or suspect that you have a medical problem, promptly contact your healthcare provider.

This blood pressure monitor is the first step to living a healthier life. But monitoring your blood pressure at home is just the beginning, it's also important to:

EXERCISE REGULARLY - Start out by taking a short walk each day. Before you know it, you'll feel energized. That's because along with being an easy way to shed a few pounds, walking also helps bones and hearts to become stronger.

EAT RIGHT - Remember, you are what you eat! So when you reach for a snack, try grabbing a piece of fruit or a vegetable. When cooking meals at home try to use fats and oils sparingly. Sometimes a healthy diet is the best medicine of all! It's also a good idea to monitor your sodium intake because about one-third of individuals who have high blood pressure are also sodium sensitive.

BE HAPPY! - A positive attitude is a big part of a healthy body. Try not to get too stressed out over things. Daily relaxation techniques such as gentle yoga or even quiet time by yourself can do a lot of good for the mind and body. Stay focused on the good things in life. Begin by congratulating yourself for that short walk you just took or the smart food choice you made. It's your first step to a healthier life!

KEEP AN EYE ON YOUR WEIGHT! - Surprisingly, losing even a small amount of weight can often times help control high blood pressure. Talk with your doctor to find a "healthy" weight for you and strive to come within a range of it.

Remember to consult your physician prior to beginning exercise, vitamin/mineral/dietary changes or programs and blood pressure monitoring.

Commonly Asked Questions

Why Should I Monitor My Blood Pressure At Home?


By monitoring at home, you can manage your health between doctor visits. Home monitoring also provides you with a record of blood pressure measurements over time to give to your doctor - a valuable tool in monitoring hypertension.

Home monitoring may also help alleviate *White Coat Hypertension*. This term refers to the medical phenomena which causes many individuals' blood pressure to be higher when taken in a medical office setting. That's because many times the stress of being in the doctor's office may cause blood pressure to rise as much as 20-50 points higher than normal. When monitoring at home, you can get a truer indication of your blood pressure in a normal, relaxed state.

What Is Blood Pressure?

The commonly used term "blood pressure" refers to the force or *pressure* that is exerted on the body's arteries as blood flows through them. Each time the heart beats or *contracts* it produces pressure in the arteries.

This blood pressure is what moves blood through the body, supplying oxygen and nutrients to every organ.



Commonly Asked Questions



When the heart contracts it sends blood out into the body. This force of blood within the arteries is called **systolic** pressure.

The pressure that remains as the heart relaxes between beats is called **diastolic** pressure.




systolic

diastolic

pulse

What Is Considered Normal Blood Pressure?

The well-respected World Health Organization (WHO) has set forth the following guidelines regarding high (commonly referred to as hypertension), low and borderline blood pressure.



Commonly Asked Questions

Why Does My Blood Pressure Fluctuate?

Because blood pressure changes with every beat of the heart it is in constant fluctuation throughout any given day. In addition to these natural changes there are other factors that may affect blood pressure such as:

- Temperature (too hot or cold)
- Humidity
- Restlessness
- Lack of sleep
- Physical exercise
- Constipation
- Stress
- Fear
- Anger
- Anxiety
- Food and beverage consumption
- Individual physical conditions

In addition to these factors you should talk with your physician to see what may be affecting you.

How Do I Know I Have High Blood Pressure?

It's nearly impossible to know if your blood pressure is elevated without having it checked. People have the common misconception that one can "feel" their blood pressure rise. It is because of this mystery that hypertension has been named "the silent killer." Don't let it sneak up on you! Start monitoring your blood pressure every day with your new Walgreens monitor.

Commonly Asked Questions

Why Is It Important To Control My Blood Pressure?

Left uncontrolled, hypertension can place an incredible amount of stress on your heart and arteries, both of which become forced to work harder to keep blood flowing in a healthy manner throughout the body. Over time, this stress may result in health problems including over-enlargement of the heart, loss of elasticity of the arteries, heart disease, stroke, and even death. Making some simple lifestyle changes now may help you to stay healthy in the future.

Intended Use

Walgreens blood pressure monitors are intended for home use. They are noninvasive, meaning no part of the monitor enters your body, and provide systolic, diastolic and pulse measurements. Walgreens monitors are recommended for use by people over the age of 18 and are not suitable for clinical use.

Accuracy

Walgreens monitors have been clinically tested against a scientific device called a *sphygmomanometer*, considered the gold standard in blood pressure measurement. All Walgreens monitors have performed equivalent to measurements taken with this scientific device and are within the accuracy limits prescribed by the American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers.

Measurement Method

Walgreens monitors measure blood pressure and pulse by using what's called an *oscillometric* method, meaning they measure the fluctuations in pressure. This is done by first wrapping a fitted cuff around the upper arm. The monitor then automatically fills the cuff with air creating pressure around the arteries inside of the arm. Mounted inside of the cuff is a special gauge that is capable of sensing the small *oscillations* (fluctuations) in pressure. These fluctuations are produced as a result of the pressure the cuff has placed around the arm and are, in a basic sense, the arteries pulsing (getting larger and smaller) with each heart beat. The monitor then measures how high and how quickly these pulses occur and converts that information into a digital value. A special valve, called an *electrode*, deflates the monitor automatically when the measurement is complete.

Special Conditions

All Walgreens blood pressure monitors are safe and accurate to use with arrhythmias such as atrial or ventricular premature beats and atrial fibrillation.

Special Features

This Walgreens monitor with Heart Sense® technology senses your blood pressure before the measurement is complete - the monitor then adjusts the air pressure amount according to your individual level. The results are quick, comfortable measurements each time you check your blood pressure.

Large Three Row Display

A large LCD displays the time, date and your blood pressure - systolic over diastolic - to make measuring your blood pressure easy to read.

Memory Feature

Your Walgreens Deluxe Automatic Inflate monitor features a 3 party memory capability or 3 "zones" - each zone stores 30 measurements for a total storage capacity of 90 measurements. This unique feature allows 3 users to use and store their blood pressure readings separately all on one monitor!

Time and Date


This monitor automatically keeps track of the time and date and remains on when the monitor is not in use for easy reference.

Main Unit and Accessories


Main Unit
Date




Accessories




4 "AA" Alkaline Batteries



Storage Pouch




9"~13"
Regular Cuff




AC Adapter

Digital Display Symbols





Battery Installation

When the display shows , it's time to replace the batteries. This monitor uses 4 "AA" alkaline batteries.

Insert the batteries into the monitor making certain to align the polarities correctly.

Close the battery cover securely. It will snap into place when it is fully closed.

* It's a good idea to remove the batteries if you know you will not be using your batteries for an extended amount of time.




AC Capability and Adapter

This Walgreens blood pressure monitor is equipped with AC capability should you choose to use electric power instead of batteries to operate your unit.

Use only the authorized AC adapter included with your monitor. Use of any other adapter may cause damage to the monitor and will void the user warranty. For warranty or replacement information refer to pages 24-25.

AC Adapter Output: 6V DC 1A



*It is suggested that you remove the batteries from the compartment if you are going to use an AC adapter for an extended amount of time.

Selecting Time and Date

Your Walgreens monitor will keep track of the time and date unless the batteries have run down or are removed from the monitor.


- Press the MODE button on the unit. The month will begin to flash. Press the ▲ (Up) or ▼ (Down) button until the correct month appears on the display.
- Press the MODE button once again to store and now the day will begin to flash. Press the ▲ (Up) or ▼ (Down) button until the correct day appears on the display.
- Press the MODE button to store and the hour will begin to flash. Follow the same process as setting the month and day to set the hour and minute.
- Once you have selected the minute, press the MODE button. The unit will now display the time and date.

Important Reminders

Here are some important reminders:

Before Taking a Measurement

- ✓ Sit quietly for about 10 minutes. This will allow your body to return to its normal, resting state.
- ✓ Take your blood pressure in a comfortable environment - not too cold, not too hot - as temperature may affect your measurement.
- ✓ If you've just consumed beverages containing caffeine such as coffee, non-herbal tea, or cola wait about 30-45 minutes. Also, don't smoke just before taking a measurement.




- ✓ Insert the cuff plug into the monitor before taking a measurement.
- ✓ Make sure the cuff is properly assembled before use. To assemble, insert the end of the cuff marked INDEX into the metal ring with the velcro side facing out. The smooth material should be on the inside of the cuff loop.

Important Reminders

While Taking a Measurement


- ✓ Sit with your legs uncrossed and your feet flat on the floor.
- ✓ For consistency, it's a good idea to measure your blood pressure using the same arm and at about the same time each day. If possible, we suggest using the left arm.
- ✓ Relax. Sit still and quietly while measuring. Talking or moving may elevate measurements. Do not touch the cuff or monitor during the measurement.
- ✓ When taking multiple measurement right after each other, make to wait at least 8-10 minutes in between. Waiting allows your blood vessels to return to their normal state.




Applying the Cuff

1. If your arm measures 9"-13" around, use the regular cuff included with your monitor. If your arm measures 13"-17" around, please use a Walgreens Large Cuff (Model #BC-200W).

2. Before taking a measurement, read the Important Reminders on pages 14-15. Make certain the cuff plug is inserted securely in the monitor and the cuff is assembled properly. Remove any constricting or thick clothing from your upper arm.




3. Slide your arm through the cuff loop. The cuff should be positioned on your bicep about 1/2" above the elbow. With your palm facing up, the red arterial marker should be in the center of your arm over the brachial artery. The cuff tube should run down the center of your arm. Instructions are also printed on the cuff for reference.



4. Secure the cuff around your arm using the velcro so it fits securely but is not too tight. You should be able to place 2 fingers in between the cuff and your arm.



5. The velcro tab should fall within the "OK" range printed on the cuff for proper use. If your arm is larger than 13" around and the cuff does not fall within the "OK" range, please use a Walgreens Large Cuff (Model #BC-200W).




6. Relax your arm and place your elbow on the table.

Taking a Blood Pressure Measurement

1. Once the cuff is properly applied and you are seated with your feet flat on the floor you are ready to take a measurement.


2. Press the ▲ (Up) or ▼ (Down) button and you will see a number appear: 1, 2, or 3. These are each of the 3 party memory zones explained on page 9 (Special Features).



*If you select zone No. 1 your blood pressure will be recorded as one of the 30 readings available for that zone. The same is true for zones 2 and 3. When taking measurements, be sure and select the correct zone number so that the measurement is stored in the appropriate zone.

3. Press the START/STOP button. The monitor will begin to inflate to the level that's right for you. An upwards facing arrow on the digital display indicates the monitor is inflating. Remain still and do not talk during the measurement process.


4. You will feel the cuff get tighter around your arm - this is normal. It should not inflate to the point of discomfort. If this occurs, the cuff may be secured too tightly. To stop the inflation, press START/STOP. The cuff will deflate automatically. Rewrap the cuff allowing more room between your arm and the cuff.



Inflation


Taking a Blood Pressure Measurement

5. Inflation will stop automatically to begin the measurement process. You will see a downward facing arrow and the numbers decreasing as the cuff is deflating. You will also see a flashing heart to indicate the measurement is taking place.



Deflation

Note: Occasionally, to get an appropriate measurement, the monitor may reinflate the cuff to 30mmHg higher than the previous inflation and begin the measurement process again.



6. When your measurement is complete the monitor will deflate automatically, releasing the air pressure in the cuff.

7. The entire measurement process should take less than a minute. Your blood pressure and pulse readings are displayed and automatically stored in the memory.

* The monitor will automatically power off after about one minute.

NOTE: Blood pressure constantly changes during the course of a day. Occasionally, high or low readings do not necessarily mean your monitor is malfunctioning or that you are ill. It is important to speak with your doctor to learn what your normal blood pressure is if you experience abnormal measurements.

Storing Measurements

When you take a measurement the monitor automatically stores it in memory space number one. As you continue to take measurements the monitor will push the previous measurement back one space. In other words, the value in space one will always be the most recent blood pressure measurement taken.

Your monitor features a 3 party memory capability or 3 "zones" - each zone stores 30 measurements a for a total memory capacity of 90 readings. This unique feature allows 3 users to use and store their blood pressure measurements separately all on one monitor. This feature is also useful for one user to track their blood pressure throughout the day: morning, afternoon, and evening.

Recalling Stored Measurements

1. Press the ▲ (Up) or ▼ (Down) button to select a user zone. You will see a number appear: 1, 2, or 3. (Fig. 1)
2. Press the MEMORY button and the average of the last 3 readings will be displayed for that zone. For example, if you select zone No. 1 and you press MEMORY, the average of the last 3 measurements stored in zone No. 1 will appear on the display.
3. Press ▼ (Down) to view the next stored measurement; press ▲ (Up) to go back to the previous measurement.
4. To go back to the main screen for "Recalling Stored Measurements" and to choose another zone, press ▲ (Up) to scroll through the measurements until you reach the most recent measurement and press once more. You can also press START/STOP to return to the main screen.

Recalling Stored Measurements

5. Follow steps 1-3 once again to review measurements in another zone.



*Fig.1



*Fig.2

Reset Function

Your Walgreens monitor will not lose the data stored in the memory even when you change the batteries. To erase all of the data in memory zone, refer to the instructions below.

Note: Single measurements cannot be erased.

Warning: Resetting the memory will permanently erase all of the stored data in the memory zone that you select.

- Press ▲ (Up) ▼ (Down) to choose a zone: 1, 2, or 3.
- Press the MEMORY button. (Fig. 3)
- Press the MODE and ▲ (Up) button at the same time to clear all of the stored data. (Fig. 4)





*Fig.3



*Fig.4

Taking Care of Your Monitor

It's important to treat your monitor with care. Here are some basic tips:

- ✓ Keep the monitor out of direct sunlight, high humidity and extreme temperature changes. 
- ✓ Try not to drop it on the floor.
- ✓ Do not take the monitor or the cuff apart. None of the monitor's parts are fixable at home. If your monitor needs repair, see details in the warranty section of this manual.
- ✓ Keep the monitor free of dust and other materials. Avoid getting any part of the monitor or cuff extremely wet. If the monitor needs cleaning it's best to wipe it with a cloth slightly dampened with water. We recommend that you clean your monitor about once a month.
- ✓ Do not harshly fold or bend the cuff as  this may damage it on the inside.
- ✓ Do not inflate the monitor's cuff if it is not wrapped around your arm.
- ✓ Always remove the cuff tube from the monitor with care.
- ✓ For your safety, do not wrap the cuff around any other body part other than your arm.



Troubleshooting

Error/Symbol What Does It Mean? How To Fix It

Error/Symbol	What Does It Mean?	How To Fix It
ERROR	Monitor may have been inflated without the cuff around the arm <i>OR</i> Cuff may not be positioned correctly on the arm.	Read page 16 (Applying the Cuff).
	The cuff tube may be folded <i>OR</i> You may have moved while the cuff was inflating.	Read pages 14 & 15 (Important Reminders).
	You may have moved or spoken during the measurement process.	Remember that it is important not to move and speak as it may elevate measurements.
	You may have been startled by a noise or vibration while measuring.	Make sure you are in a quiet and comfortable place when taking a measurement.

Troubleshooting

Error/Symbol What Does It Mean? How To Fix It

Error/Symbol	What Does It Mean?	How To Fix It
ERROR	You have been ignoring the flashing replace battery symbol ().	Replace with four new "AA" alkaline batteries. Make sure the polarities are positioned correctly in the battery compartment before continuing to measure your blood pressure.
	The batteries have run down.	Replace with 4 "AA" batteries so you may continue to measure your blood pressure without any interruptions.
Blood pressure value seems too high or too low	Cuff may not be aligned correctly.	Read page 16 (Applying the Cuff).
Blood pressure value seems too high or too low	Circuitry locked.	Remove then reinsert the batteries and then proceed to take measurement again.
Unable to take a measurement after receiving an error symbol.	The cuff may not be positioned correctly.	Read page 16 (Applying the Cuff).

Limited Lifetime Warranty

Manufacturer warrants to the original purchaser that this Deluxe Blood Pressure Monitor (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for the life of the original owner under normal use. This Product is for home use only and is not intended for commercial or clinical use. If the Product does not work properly because of defects in material or workmanship, Manufacturer will, at its option, repair or replace the Product, including the cuff, with the same or a comparable model free of charge (excluding shipping & insurance charges). This warranty only extends to the original retail purchaser. Purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty performance.

This warranty extends solely to failures due to defects in materials or workmanship occurring during normal use. It does not cover normal wear of the Product. This warranty is void if: the Product housing has been removed, the Product's label, logo or serial number have been removed or if the Product fails to function properly as a result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, defective batteries, faulty installation, setup, adjustments, improper maintenance, alteration, maladjustment of controls, modification, power surges, commercial or clinical use of the product, service by anyone other than an authorized service center or acts beyond the manufacturer's or distributor's control.

The warranty and remedy provided herein are exclusive and in lieu of all other express and implied warranties and unless stated herein, any statements or representations made by any other person or entity are void. NEITHER THE MANUFACTURER, DISTRIBUTOR NOR THEIR AFFILIATES SHALL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, INJURY, OR DAMAGE INCLUDING DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR

Limited Lifetime Warranty

CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE, IMPROPER USE, FAILURE TO HEED ANY WARNING, DISCLAIMER OR INSTRUCTION OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, WHETHER ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Manufacturer and Distributor assume no responsibility for injuries, damages or penalties incurred or suffered resulting from the use of this product in an improper manner or manner or location other than for that for which it is intended or from failure to heed any warning, disclaimer or instruction.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives your specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Should your Product prove defective under this warranty, please return the Product in the original carton prepaid to:

Walgreens c/o SAI
105 Challenger Road, 6th Floor
Ridgefield Park, NJ 07660

Your dated register receipt or other proof of purchase is required along with your returned unit. Also include your name, address, daytime phone and detailed description of the problem. Sorry we cannot deliver to PO Boxes.

Include US\$8.95 check or money order (NON-REFUNDABLE) for return shipping & insurance within the continental U.S. (\$19.95 outside the continental U.S.)

Specifications

Model	BD-7181W
Monitor Type	Deluxe Automatic Inflate
Measurement Method	Oscillometric
Display	Liquid crystal digital display
Measurement Range	Pressure: 0-260 mm Hg Pulse: 40-199 beats/Minute
Accuracy	Pressure: within \pm 3mm Hg Pulse: within \pm 5%
Memory	Stores up to 30 measurements for each zone (90 memory total)
Automatic Power Off	About 1 minute after measurement is complete
Battery Type	4 AA batteries (Alkaline)
Battery Life	About 6 months when used once a day, less when using a large cuff
Storage Temperature	Temperature: -4°F to 140°F Relative Humidity: less than 95%
Operating Temperature	Temperature: 50°F to 104°F Relative Humidity: less than 95%
Dimensions (approx.)	Monitor: 4 $\frac{3}{4}$ " (w) x 5 $\frac{1}{8}$ " (d) x 2 $\frac{7}{8}$ " (h) Regular Cuff: fits arms 9"-13" around
Weight (approx.)	14 oz (including batteries)

For purposes of improvement, specifications are subject to change without notice.

Blood Pressure Diary

Date	Time	Systolic/Diastolic	Pulse
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Blood Pressure Diary

Date	Time	Systolic/Diastolic	Pulse
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Blood Pressure Diary

Date	Time	Systolic/Diastolic	Pulse
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

En este Manual

Aviso Importante/Invalidación médica _____	1
Healthy Living® (Vida Saludable) _____	2-3
Preguntas más frecuentes sobre la presión arterial _____	4-7
Propósito del uso _____	7
Precisión _____	8
Método de Medición _____	8
Condiciones especiales _____	9
Características especiales _____	9
Unidad principal y accesorios _____	10
Símbolos de la pantalla digital _____	11
Instalación de las baterías _____	11
Capacidad de adaptador de energía AC _____	12
Selección de la fecha y hora _____	13
Consejos importantes _____	14-15
Colocación de la banda ergométrica _____	16
Medición de la presión arterial _____	17-18
Guardando las medidas _____	19
Buscando las medidas guardadas _____	19
Reinicializar las funciones _____	20
Cuidados de su medidor de presión arterial _____	21
Solución de problemas _____	22-23
Garantía de Limitada de por Vida _____	24-25
Especificaciones _____	26
Diario de presión arterial _____	27-31

Aviso Médico Importante

Antes de utilizar su medidor de presión arterial, debe leer y comprender todas las instrucciones y atender a todos los avisos.

La información contenida en este manual y producto no sirve como sustituto a los consejos ofrecidos por su médico de cabecera o por otros profesionales médicos. No debe utilizár esta información o este producto como medio de diagnóstico, para tratar un problema de salud o enfermedad o para prescribir medicación alguna. Si tiene, o sospecha que tiene un problema médico, consulte cuanto antes a su médico.

Healthy Living[®] / Vida Saludable

Este medidor de presión arterial es el primer paso a una vida Sana. Sin embargo, el control de su presión arterial en casa es sólo el primer paso para una vida sana. También es importante:

PERMANECER ACTIVO: Comience con un corto paseo diario. Con el tiempo comenzará a sentirse con más energía. ¡El andar no sólo le ayuda a perder peso, sino también a cimentar unos huesos más fuertes y un corazón más sano!

COMA SANO: Un buen comienzo sería agregar más frutas y verduras a su dieta. ¡Los estudios han demostrado que la mejor medicina es atenerse a una dieta alta en estos alimentos, además de cereales integrales, pescado y productos bajos en grasa. También es importante controlar el consumo de sodio, pues un tercio de la gente con la tensión alta es sensible a este mineral.

Healthy Living[®] / Vida Saludable

SEA POSITIVO. Una mente sana está íntimamente ligada a un cuerpo sano. Las técnicas de relajación diaria como la meditación y el yoga pueden ser lo que necesite para aliviar el estrés diario. Centre su mente hacia las cosas positivas de la vida y antes dé que se de cuenta de los aspectos negativos no parecerán tan malos. Comience con esos paseos cortos o con esa buena alimentación que acaba de elegir para una mejor salud.

¡VIGILE EL PESO! Sorpresivamente si pierde un poco de peso, puede ayudarle a controlar la presión arterial. Si ya ha comenzado a comer sano y a permanecer activo, ya puede despedirse de su peso!

RECUERDE: Consultar a su médico antes de comenzar con el ejercicio, tomar vitaminas/minerales, realizar cambios de dieta o programas de control de presión arterial.

Preguntas más Frecuentes Sobre la Presión Arterial

¿Porque medir mi presión arterial en casa?

Al comprobar su presión arterial en casa, puede controlar su salud entre las visitas al médico. La medición en casa también le proporciona los datos de sus controles a lo largo de los días para entregárselos a su médico-una gran herramienta para el control de personas hipertensas. El control en casa también ayuda a aliviar la Hipertensión de la bata blanca. Esta expresión se refiere al fenómeno médico que sufren muchas personas, dando como resultado una presión arterial mayor cuando se comprueba en una consulta. Por ello muchas veces el estrés que causa la consulta del médico puede provocar que suba la tensión hasta unos 20-50 puntos más de lo normal. Al medirse la presión en casa, obtendrá un resultado más verídico de su presión arterial en un estado normal de relajación.

¿Qué es la presión arterial?

El término común "Presión arterial " se refiere a la fuerza o presión que la sangre ejerce al fluir por las arterias del cuerpo humano. Cada vez que el corazón palpita o se contrae, produce una presión en las arterias. Esta presión arterial es lo que mueve la sangre por todo el cuerpo, suministrando oxígeno y nutrientes a todo el organismo.



Preguntas más Frecuentes Sobre la Presión Arterial




Cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre hacia el cuerpo. Esta presión se denomina **sistólica**.

La presión creada cuando el corazón recibe la sangre se denomina **díastólica**.




La presión arterial se graba como sistólica y díastólica tal y como se muestra en la figura.



sistólica
díastólica
pulso

¿Qué es considerada una presión arterial normal?

La bien reconocida World Health Organization (WHO) ha establecido las siguientes pautas relativas a la presión arterial alta (más conocida como hipertensión), baja y estable.



Preguntas más Frecuentes Sobre la Presión Arterial

¿Por qué varía mi presión arterial?

Puesto que la presión arterial cambia con cada latido del corazón, varía constantemente a lo largo de un día. Además de estos cambios naturales, existen otros factores que pueden afectar a la presión arterial como:

- Temperatura (mucho calor o frío)
- Humedad
- Cansancio
- Humedad
- Ejercicio físico
- Resfriado
- Estrés
- Miedo
- Enojo
- Ansiedad
- Consumo de comida y bebida
- Condiciones físicas individuales

Además de estos factores, debe consultar con su médico para comprobar qué más podría afectarle.

¿Cómo sé si tengo la presión arterial alta?

Es prácticamente imposible saber si su presión arterial es alta sin haberlo comprobado. La gente generalmente piensa que uno puede "sentir" sus subidas de tensión arterial. Es por este misterio que la hipertensión se ha llamado "el asesino silencioso". ¡No deje que se acerque silenciosamente a usted! Comience a controlar la presión arterial a diario con su nuevo medidor Walgreens.

Preguntas más Frecuentes Sobre la Presión Arterial

¿Por qué es importante controlar la presión arterial?

Si no se controla, la hipertensión puede provocar una increíble cantidad de estrés en su corazón y arterias, los cuales se ven forzados a trabajar más para que la sangre fluya de manera normal por todo el cuerpo. Con el tiempo este estrés puede causar problemas de salud como en el aumento del tamaño del corazón, pérdida de elasticidad en las arterias, problemas de corazón, ataques o incluso la muerte. Unos simples cambios en el estilo de vida pueden ayudarle a mantenerse sano en el futuro.

Propósito del uso

Los medidores de presión arterial de Walgreen's ofrecen un uso doméstico y cómodo. No son penetrantes, lo que significa que ninguna parte del medidor entra en su cuerpo y ofrecen las mediciones sistólicas, diastólicas y del pulso. Los medidores Walgreen's se recomiendan para personas mayores de 18 años y no son aptos para uso clínico.

Precision

Los medidores Walgreens han sido clinicamente probados con un dispositivo científico llamado esfigmómetro, considerado como el estandar de oro para la medición de la presión arterial. Todos los medidores Walgreens han dado resultados equivalentes a los tomados con este dispositivo científico y se encuentran dentro de los límites establecidos por el estandar Nacional Americano para Esfigmómetros Electronicos o Automatizados.

Metodo de Medición

Los medidores Walgreens miden la presión arterial y el pulso con el metodo denominado oscilométrico, lo que significa que miden las variaciones en la presión. En primer lugar, debe ponerse la banda ergométrica en el brazo. La banda se llenará de aire creando presión en las arterias del brazo. En la parte interior de la banda ergométrica hay un medidor capaz de detectar las más minimas oscilaciones (variaciones) en la presión. Estas variaciones se producen como resultado de la presión que ejerce la banda alrededor del brazo y se trata de las arterias pulsando (aumentando y disminuyendo) con cada latido del corazon. El medidor comprueba entonces la magnitud y rapidéz con que ocurren las pulsaciones y convierte esa información en un valor digital. Una válvula especial, denominada electródo, desinfla el medidor automaticamente cuando finalice la medición.

Condiciones Especiales

Todos los medidores de presión arterial Walgreens son seguros y precisos para el uso con arritmias como latidos prematuros, arteriales ó ventriculares y fibrilación arterial.

Características Especiales

Este monitor de Walgreens con Sensor del Corazon tecnologicamente percibe la presión de la sangre antes que la medición sea completada. El medidor luego ajusta la cantidad de la presión de aire necesaria conforme al nivel de cada individuo. Los resultados son rapidos, medidas comodas cada vez que se mide su presión sanguinea.

Trés largas hileras en la pantalla

Un largo LCD exhibe el tiempo, día y su medida de presión - sistólica sobre distólica - para hacer que la medida de su presión sea más facil de leer.

Características de la memoria

Su Monitor Walgreens para la presión sanguinea inflable Ultra Lujosa muestra 3 partes de memoria con la capacidad de 3 "Zonas"- cada zona guarda 30 medidas con la capacidad total de almacenar 90 medidas. Esta característica única permite que tres personas usen y guarden sus medidas separadamente en un solo monitor!

Tiempo y Día

Este monitor automaticamente mantiene el transcurso del tiempo y día y se mantiene encendido cuando el monitor no está en uso para una referencia fácil.


Unidad Principal y Accesorios

Unidad Principal


Día




Accesorios




4 Baterías Alcalinas tipo "AA"



Bolsa de Almacenaje




Banda Ergométrica Regular 9"-13"




Adaptador de Energía AC

Simbolos de la Pantalla Digital




Instalación de las Baterías

Cuando la pantalla muestre , debe cambiar las baterías. Este medidor utiliza 4 baterías tipo AA.

Introduzca las baterías en el medidor y asegúrese de respetar la posición de polaridad.

Cierre la tapa de las baterías. Encajará en su posición cuando se cierre por completo.

*Si no va a utilizar el medidor durante mucho tiempo, lo mejor es quitar las baterías.




Capacidad de Adaptador de Energía AC

El medidor de presión Walgreens está equipado con un adaptador de energía AC en caso que quiera usar electricidad en vez de baterías para operar su unidad.

Use solo su adaptador AC autorizado para su monitor. El uso de otro adaptador puede causar daños al monitor y invalidará el uso de la garantía. Para garantía o reemplazos vea la página 24-25.

Enchufe del Adaptador AC: 6V DC 1A



*Se le sugiere que remueva las baterías de su compartimiento si va a usar el adaptador AC por una cantidad extensa de tiempo.

Selección de la Fecha y la Hora

Su monitor de Walgreens mantendrá el transcurso del tiempo, más y días a no ser que las baterías hayan expirado o se hayan removido del monitor.

- Presione el botón MODE en la unidad. El más empezará a saltar intermitentemente. Presione ▲ (arriba) o ▼ (abajo) hasta que el más correcto aparezca en la pantalla.
- Presione el botón MODE una vez más para guardar y ahora el día empezará a saltar intermitentemente. Presione ▲ (arriba) o ▼ (abajo) hasta que el día correcto aparezca en la pantalla.
- Presione el botón MODE para guardar y la hora empezará a brincar intermitentemente. Siga los mismos pasos para guardar el más y día para cambiar la hora y minutos.
- Una vez que haya seleccionado los minutos, presione el botón MODE. La unidad ahora mostrará el tiempo y el día.

Consejos Importantes

Siga los consejos de su médico sobre cómo y cuándo tomarse la presión arterial. Estas son algunas sugerencias:


- ✓ Siéntese tranquilo durante unos 10 minutos. Esto hará que su cuerpo vuelva a su estado normal de descanso.
- ✓ Tómese la presión arterial en un entorno cómodo y no muy frío o caluroso, pues la temperatura puede afectar el resultado.
- ✓ No debe haber tomado ninguna bebida con cafeína como café, té o herbal o refrescos de cola. Tampoco fume antes de tomarse la presión. Debería esperar unos 30-45 minutos.
- ✓ Asegúrese de enchufar la banda al monitor antes de tomarse la presión.
- ✓ Asegúrese que la banda esté en su posición apropiada, introduzca las puntas de la banda marcada con INDEX entre el anillo metálico con el lado del velcro hacia afuera. El material sedoso debe quedar dentro del cierre de la banda.



Consejos Importantes

Durante la medición

- ✓ Siéntese callado y quietamente al tomarse la presión. El hablar o moverse puede elevar las medidas de su presión.
- ✓ Para mejores resultados, es recomendable tomarse la presión siempre en el mismo brazo y a la misma hora todos los días. Si es posible, le sugerimos que use su brazo izquierdo.
- ✓ Cuando realice varias mediciones una tras otra, asegúrese de esperar al menos 3 minutos entre una y otra. Esto hará que los vasos sanguíneos vuelvan a su estado normal.
- ✓ Siéntese con las piernas sin cruzar y los pies apoyados en el suelo. No toque la banda o el monitor en ningún momento durante la medición. Relájese.



Aplicando la banda ergométrica


1. Si su brazo mide 9"-13" alrededor, use la banda ergométrica regular incluida con su monitor. Si su brazo mide 13"-17" alrededor, use la banda ergométrica larga de Walgreens (Modelo #BC-200W)..




2. Antes de tomarse su medida, lea los consejos importantes en la página 14-15. Asegurese que el conector de la banda sea introducido aseguradamente en el monitor. Remueva obstrucciones o ropa gruesa de su ante brazo.



3. Coloque la palma de su mano hacia arriba. La banda debe de ser posicionada en el bíceps y la marca arterial roja debe de estar en el centro adentro de su brazo y sobre la marca arterial. El tubo de la banda tiene que desplazarse hacia abajo al centro de su brazo. Instrucciones también son impresas directamente dentro de la banda para referencias.



4. Coloque la banda curvada en su bíceps y asegurela firmemente alrededor de su brazo usando el Vélcro.



5. El cierre del Vélcro tiene que caer en el área impresa con "OK" dentro de la banda para un mayor uso. Si su brazo es más grande de 13" alrededor de la banda y no cae en el alcance "OK" use la banda larga de Walgreens (Modelo #BC-200W).

6. Relaje su brazo y ponga su codo en la mesa.

Medición de la Presión Arterial

1. Una vez la banda haya sido apropiadamente puesta y este sentado con sus pies separados y tocando el suelo, usted está listo para tomarse la medida.


2. Presione ▲ (arriba) o ▼ (abajo) y verá los números aparecer: 1, 2 o 3. Estos son cada una de las 3 partes de la zona de la memoria explicado en la página 9 (características especiales).



*Si usted selecciona la zona No. 1 sus medidas de la presión serán grabadas como la primera de 30 lecturas disponibles para esa zona. Lo mismo pasará para las zonas 2 y 3. Cuando se tome las medidas, asegurese de seleccionar la zona de números correcta para que sus medidas sean guardadas en la zona apropiada.

3. Presione START/STOP (el botón comenzar/detener). El monitor comenzará a inflarse al nivel que sea correcto para usted. Una flecha hacia arriba en la pantalla digital indica que el monitor se está inflando. Manténgase quieto y no hable durante el proceso de medición.


4. Cuando sienta que la banda le aprieta fuertemente, esto es muy normal. No infla la banda a un punto de incomodidad. Si esto ocurriese la banda puede estar muy tallada, presione el botón comenzar/parar, afloje la banda dejando más espacio entre su brazo y la banda.




Inflation

Medición de la Presión Arterial

5. La inflación se detendrá automáticamente para comenzar el proceso de su primer medida. Usted verá una flecha hacia abajo y los números disminuirán cuando la banda vaya desinflándose. Usted también observará un corazón intermitente indicando que las medidas están en progreso.



Nota: Ocasionalmente, para obtener una medida apropiada, el monitor puede re-inflar la banda a 30 mmhg más arriba de la inflación prevista y comenzar el proceso de medición otra vez.



6. Cuando la medida haya sido completada el monitor se desinflará automáticamente, soltando la presión de aire de la banda.

7. El proceso completo de la medida debe de tomar menos de un minuto. Su presión arterial y lectura de pulso serán mostrados automáticamente y guardados en la memoria.

* El monitor se apagará automáticamente después de un minuto.

Nota: La presión arterial cambia constantemente durante el transcurso del día. Ocasionalmente, las lecturas altas o bajas no necesariamente significan que su monitor está en mal estado ó que usted esté enfermo. Es importante que hable con su médico para aprender cuál es su presión arterial normal para saber si su experiencia le da mediciones anormales.

Guardando las Medidas

Cuando usted se toma una medida el monitor automáticamente lo guardará en el espacio de la memoria número uno. A medida que se tome las mediciones el monitor irá empujando la más reciente medida un espacio hacia atrás. En otras palabras, el valor del espacio número uno será siempre la más reciente medición de su presión arterial tomada.

Su monitor muestra capacidad para 3 partes en la memoria o 3 "Zonas"- cada zona almacenará 30 lecturas para una capacidad de memoria total de 90 lecturas. Esta característica única permite a 3 personas usar y guarda sus medidas separadamente todas en un monitor. Esta característica es también de gran uso para que una sola persona mantenga tres lecturas diferentes durante todo el día: mañana, tarde y noche.

Buscando las Medidas Guardadas

1. Presión ▲ (arriba) o ▼ (abajo) para seleccionar la zona. Vera unos números aparecer : 1, 2 o 3 (Fig. 1)
2. Presione el botón de la MEMORY y el average de las 3 últimas lecturas será mostrado para esa zona. Por ejemplo, si usted selecciona la zona no. 1 y apreta MEMORY, el average de las tres lecturas guardadas en la zona no 1 aparecerán en la pantalla.
3. Presione ▼ (abajo) para revisar la próxima medida guardada; presione (arriba) para volver a la medida previamente tomada.
4. Para regresar a la pantalla principal para "Buscando Medidas Guardadas" y para elegir otra zona, presione ▲ (arriba) para bajar hacia las medidas y llegar a la recientemente tomada y presione una vez más. Usted también puede presionar 19

Buscando las Medidas Guardadas

START/STOP (comenzar/detener) para regresar a la pantalla principal.

5. Siga los pasos 1-3 otra vez para revisar sus medidas en las otras zonas.



*Fig.1



*Fig.2

Reinicializar las Funciones

Su monitor de Walgreens no perderá los datos guardados en la memoria aun y cuando cambie las baterías. Para borrar todos los datos guardados en la zona de la memoria, refiérase a las instrucciones de abajo.


Nota: Medidas individuales no pueden ser borradas.

Advertencia: Reinicializando la memoria permanentemente borrará todos los datos de la zona en la memoria que usted seleccionó.

- Presión ▲ (arriba) ▼ (abajo) para elegir la zona: 1, 2 o 3
- Presión el botón de la MEMORY (Fig. 3)
- Presión el botón MODE y ▲ (arriba) al mismo tiempo para limpiar todo los datos guardados (Fig. 4)





*Fig.3



*Fig.4

Cuidados de su Medidor de Presión Arterial

Es importante manejar con cuidado el medidor. A continuación se detallan algunos consejos:

- ✓ Mantenga el medidor alejado de la luz directa del sol, mucha humedad y cambios bruscos de temperatura. 
- ✓ Procure que no se caiga al suelo
- ✓ No intente desmontar el medidor y la banda. Ninguno de sus componentes pueden repararse en casa. Si necesita reparar su medidor, consulte los detalles en la sección de garantía.
- ✓ Mantenga el medidor alejado del polvo y otros materiales. Evite que se moje cualquier parte del medidor o de la banda. Si tiene que limpiar el medidor, lo mejor es hacerlo con un trapo humedecido en agua. Walgreens recomienda que se limpie el medidor una vez al mes. 
- ✓ Siempre desconecte con cuidado la banda del monitor.
- ✓ Para su seguridad no amarre la banda ergométrica a ninguna otra parte de su cuerpo que no sea el brazo.
- ✓ No doble asperamente la banda ergométrica pues esto podría dañarla por dentro.
- ✓ No infle la banda del monitor sino está amarrada alrededor de su brazo.



Solución de Problemas

Error/Símbolo **¿Qué significa?** **¿Cómo arreglarlo?**

ERROR	El medidor se pudo haber inflado sin estar puesto en su brazo o puede que la banda no este bien colocada.	Vuelva a leer la página 16 (Colocacion de la banda ergométrica).
	Puede que se haya movido mientras la banda se estaba inflando y ahora intenta volver a inflarse. Asegúrese que la banda este bien colocada.	Vuelva a leer las páginas 14 y 15 (Consejos importantes).
	Puede que se haya movido o hablado con alguien durante el proceso de medición.	Recuerde que es importante no moverse o hablar mientras realiza una medición.
	Puede que se haya sobresaltado por un ruido o vibración durante la medición.	Asegúrese de estar en un lugar cómodo y tranquilo cuando realice una medición.

Solución de Problemas

Error/Símbolo **¿Qué significa?** **¿Cómo arreglarlo?**

ERROR	Ha ignorado el símbolo  (parpadeante para) cambiar las baterías.	Reemplace cuatro nuevas baterías estilo doble A (AA) asegurandose que las polaridades esten correctamente colocadas en el compartimento de las baterías antes de iniciar la medida de presión arterial.
	Se han acabado las baterías.	Cámbielas rápidamente para poder continuar midiéndose la presión arterial sin problemas.
El valor de la presión arterial es muy alto o bajo	Puede que la banda esté situada demasiado alta o baja en el brazo.	Vuelva a leer la página 16(Colocación de la) Banda.
El medidor sigue inflándose	Circuito cerrado.	Saque y reemplace las baterías para proceder nuevamente a tomarse la presión arterial.
No se puede realizar una medición tras otra puede aparecer un símbolo de error.	Puede que la muñequera no esté bien colocada.	Vuelva a leer la página 16 (Colocación de la Banda).

Garantía de Limitada de por Vida

El fabricante garantiza que la compra original del medidor de Tensiómetro de Lujo (el producto) estará libre de defectos en el material o mano de obra por la vida del dueño original de un uso normal. Este producto es para el uso en casa solamente y no es para uso comercial ó clínico. Si el producto no trabaja apropiadamente por el material o la mano de obra, el fabricante, a su propia opción, reparará ó reemplazará el producto, incluyendo la banda, con el mismo o un modelo comparable libre de pago (excluyendo el envío seguro de este). Esta garantía sólo es válida para el comprador original. Necesitará la factura de compra u otra prueba de la fecha de compra original antes de utilizar la garantía.

Esta garantía es válida sólo contra fallos debidos a defectos materiales o de mano de obra que ocurran en un uso normal. No cubre su uso diario y continuado. Esta garantía quedara anulada si: se ha desmontado la carcasa del producto, si se ha quitado la etiqueta del fabricante, el logotipo o el número de serie o si el producto no funciona bien por accidente, mal uso, abuso, negligencia, mal trato, mala colocación, pilas defectuosas, una mala instalación, configuración, ajustes, mal mantenimiento, alteración, mal ajuste de los controles, modificación, cambios de tensión eléctrica, uso comercial ó clínico del producto, intento de arreglo por un servicio no autorizado o actos fuera del control del fabricante.

La garantía y el remedio incluidos aquí son exclusivos y están ligados a otras garantías expresas e implícitas y a menos que se especifique queda anulada cualquier afirmación o representación realizada por otra persona o entidad. NI EL FABRICANTE, EL DISTRIBUIDOR NI SUS AFILIADOS SE HARÁN RESPONSABLES POR LA PÉRDIDA, MOLESTIA, LESIÓN O DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO, USO

Garantía de Limitada de por Vida

IMPROPIO, FALTA DE ATENCIÓN A UN AVISO, UNA NEGATIVA O UNA INSTUCCION O POR NO PODER UTILIZAR ESTE PRODUCTO, POR INFRINGIR CUALQUIER PARTE DE ESTA GARANTÍA O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO LEGAL. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE MERCANTIBILIDAD, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DE GARANTÍA APÑICABLE ESTABLECIDO MÁS ARRIBA. El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna por lesiones, daños o penas provocadas o sufridas como resultado del uso de este producto de manera no apropiada o de manera o destinación distinta para la que fue diseñado o por no seguir los avisos negaciones o instrucciones. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales a las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que puede que en su caso las exclusiones o limitaciones anteriores no se le apliquen a usted. Esta garantía le ofrece sus derechos legales específicos y tal vez posea otros derechos que pueden variar de estado en estado.

Si su producto presenta defectos durante su período de garantía, devuélvalo en su embalaje original franqueado a:

Walgreens c/o SAI
105 Challenger Road, 6th Floor
Ridgefield Park, NJ 07660

Deberá enviar el recibo con la fecha de compra o cualquier otro comprobante de compra junto con la unidad. También incluya su nombre, dirección, teléfono de contacto durante el día y una descripción detallada acerca del problema. Lamentamos no poder realizar envíos a casillas postales.

Incluya \$8.95 dólares en cheque ó giro postal (NO REEMBOLSABLES) para el envío de vuelta y el seguro. (Fuera del continente de Estados Unidos es \$19.95).

Especificaciones

Modelo	BD-7181W
Tipo de Medidor	Inflado de Lujo Automatico
Metodo de Medicion	Oscilométrico
Pantalla	Pantalla digital de crystal líquido
Alcance de Medición	Presión: 0-260mmHg Pulso: 40-199 pulsaciones/minutos
Precisión	Presión: entre 3mm Hg Pulso: entre 5%
Memoria	Guarda hasta 30 mediciones por cada zona (total de 90 memoria)
Apagado Automático	Cerca de 1 minuto tras completar la medición.
Tipo de Baterías	4 Baterías tipo "AA" (Alcalinas)
Duración de las Baterías	Unos 6 meses con el uso diario y menos con el uso de banda ergométrica larga
Almacenaje de Temperatura	Temperatura: -4°F a 140°F Humedad relativa: menos de 95%
Operación de Temperatura	Temperatura : 50°F a 104°F Humedad relativa: menos de 95%
Dimensiones (aprox)	Monitor: 4 3/4" (w) x 5 1/8" (d) x 2 7/8" (h) Banda ergométrica: para un brazo de 9" - 13" alrededor
Peso (aprox)	14oz (incluyendo las baterías)

Por propósitos de mejorar el producto, las especificaciones están destinadas a cambiar sin previo aviso.

Diario de Presión Arterial

Fecha	Hora	Sistólica/Distólica	Pulso
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Diario de Presión Arterial

Fecha	Hora	Sistólica/Diastólica	Pulso
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Diario de Presión Arterial

Fecha	Hora	Sistólica/Diastólica	Pulso
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Diario de Presión Arterial

Fecha	Hora	Sistólica/Distólica	Pulso
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	

Diario de Presión Arterial

Fecha	Hora	Sistólica/Distólica	Pulso
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	