



DreamStar™ Intro Evolve com reservatório



DreamStar™ Intro

DreamStar™ Intro DreamStar™ Intro *Evolve*

DreamStar™ Intro foi concebida para melhorar a aderência terapêutica dos pacientes. O resultado é um aparelho que adapta-se facilmente ao quotidiano dos utilizadores, garantindo desempenho, conforto e facilidade de utilização.

MUITO COMPACTO

Na sua configuração Evolve, este aparelho de Pressão Positiva Contínua dispõe também de um humidificador aquecido totalmente integrado para um melhor conforto respiratório, permanecendo ao mesmo tempo um dos aparelhos mais compactos do mercado. O humidificador e o seu reservatório de água estão discretamente situados na parte traseira do aparelho. O reservatório e o filtro de entrada de ar podem ser facilmente removidos para limpeza. Qualquer que seja a configuração, DreamStar™ requer uma única alimentação eléctrica. Ligeira e compacta, DreamStar™ Intro assegura um conforto de utilização óptimo durante as viagens e em casa.

CONFIGURAÇÕES

Como todos os aparelhos da gama DreamStar™, DreamStar™ Intro existe uma configuração sem humidificadores e uma configuração Evolve com um humidificador aquecido integrado. Esta configuração Evolve pode ser utilizada com um reservatório de humidificação e igualmente sem humidificação, o reservatório podendo ser substituído por uma tampa.

TECNOLOGIA AVANÇADA DreamStar™ water & Humid Control

A gama DreamStar™ Evolve associa um design inovador do reservatório " DreamStar™ Water Control " e o sistema de humidificação automática "Humid Control" . Este novo conceito previne o risco de retorno de água no aparelho e minimiza a condensação no circuito de ventilação do paciente a fim de manter um nível de humidificação estável toda a noite, para uma terapêutica que combina conforto e eficácia óptima.

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

As numerosas funcionalidades de DreamStar™ Intro contribuem para facilitar a utilização do aparelho. Elas compreendem lembretes automáticos, um funcionamento silencioso, um ecrã frontal com botões retro-iluminados, uma extinção automática da retro-iluminação e a configuração do aparelho através do cartão de memória DreamStar™. Os dados da aderência terapêutica são armazenados durante 365 dias na memória interna da máquina para uma análise simples com o software DreamStar™ Analyze.

Pressão positiva contínua

FUNCIONALIDADES :

FÁCIL A UTILIZAR :

- Ecrã de afixação frontal
- Funções de lembretes automáticos
- Largos botões retro-iluminados
- Afixação multilínguas
- Possibilidade de funcionamento com uma bateria externa (sem função de humidificação aquecida)
- Telecarregamento dos dados através do cartão DreamStar™
- Telecarregamento das configurações através do cartão DreamStar™
- Software completo de análise DreamStar™ Analyze

TECNOLOGIAS :

- DreamStar™ Water Control
- Humid Control

DESIGN INTEGRADO :

- Humidificador aquecido integrado
- Alimentação integrada e cabo de alimentação único para o aparelho e para o humidificador aquecido

AUTOMATIZADA :

- Compensação automática de variação de altitude e de pressão atmosférica
- Alimentação universal interna
- Compensação automática de fuga

ESPECIFICAÇÕES :

Características :

Pressão emitida : 4 cm H₂O à 20 cm H₂O (+/- 0,6 cm H₂O)

Débito máximo para uma queda de pressão de 1cmH₂O no orifício para o paciente : 160 lpm a 20 cmH₂O sem humidificador

Nível sonoro : 26 dBA medidos com uma incerteza de 2 dBA de acordo com norma ISO 17510-1: 2002

Modo operacional : Pressão constante

Tempo de rampa : 0 a 45 minutos ajustáveis por períodos de 5 minutos

Pressão de conforto : 4 cm H₂O até a pressão prescrita

Capacidade do reservatório de água do humidificador : 300 ml no nível máximo de água

Configuração do elemento aquecido e potência : 0 a 10 ajustável (40 Watts em posição 10)

Características Materiais :

Dimensão : Comprimento 20 cm X largura 23 cm X altura 12 cm

Peso : 1,5 Kg com o humidificador; 1,4 Kg sem humidificador

Filtros : Filtro standard lavável ou filtro HEPA descartável

Características Eléctricas :

Alimentação eléctrica : Gama de entrada 100-240 V, 50-60 Hz

Alimentação por bateria : 13 V

Consumo de energia : 50 VA máximo sem humidificador e 90 VA máximo com humidificador para uma configuração a 10

Classificação IEC 60601-1 : Classe II (isolaçãodupla) Tipo BF

Exigências Ambientais :

Temperatura de exploração :

5°C a 35°C, 10% a 95% de humidade relativa (HR), sem condensação

Temperatura de stockagem :

-20°C a 60°C, humidade relativa (HR) ≤95%, sem condensação

Altitude de funcionamento : ao nível do mar a 2700 metros

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAR :

Produtos e acessórios :

DreamStar™ Intro
(inclui circuito de ventilação do paciente de 1,8 m e saco de transporte)

DreamStar™ Intro Evolve com reservatório
(inclui circuito de ventilação do paciente de 1,8 m e saco de transporte)

DreamStar™ Intro Evolve com tampa
(inclui circuito de ventilação do paciente de 1,8 m e saco de transporte)

Reservatório equipado DreamStar™
(inclui base, tampa et junta de estanque)

Tampa DreamStar™

Kit Porta filtro 27X42

96 Filtros de entrada de ar 27x42

100 filtros de alta eficácia 27x42

Saco de transporte DreamStar™

Cabo de alimentação 2 polos UE

Cabo de bateria acendedor de cigarros 3A

Cabo de bateria com terminais 3A

Circuito do paciente de 1,80 m / 22mm de diâmetro

Manual paciente DreamStar™ Intro, Info, Auto

Manual praticante DreamStar™ Intro, Info, Auto Evolve

Gestão dos dados da aderência terapêutica :

Software DreamStar™ Analyze

Kit Clínico DreamStar™ Analyze

Cartão de memória Dreamstar™

Leitor de cartão de memória

Manual do utilizador

Referência :

M-115500-EU

M-115520- EU

M-115510- EU

M-315510-14

M-315530-19

M-314820-02

M-414840-06

M-414841-07

M-815505-00

M-660601-04

M-214530-01

M-214530-00

M-261000-04

M-155DFU03-40

M-155DFU04-00

M-215630-00

M-215630-01

M-215530-00

M-214830-03

M-156DFU01-00



Para mais informação pode contactar-nos através dos endereços seguintes:
customerservice@sefam-medical.com
marketing@sefam-medical.com

Dreamstar™ é uma marca registrada da SEFAM

CE 0459