## RESMED

## **Swift<sup>™</sup> LT**

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS



# RESMED



#### Como funciona

Swift LT — combinação única:

- Almofadas nasais de dupla parede numa base almofadada flexível para minimizar o contacto com o rosto do utilizador
- Sistema de ajuste por encaixe e elementos de estabilização para fixação da base almofadada e das almofadas numa posição confortável e estável
- As almofadas nasais podem mover-se vertical e lateralmente sem comprometer a vedação
- As almofadas de dupla parede possuem uma membrana exterior fina e macia para maior conforto e uma membrana interior mais espessa para maior estabilidade

#### Vantagens

- Mantém a vedação com um contacto facial mínimo
- Adapta-se rapidamente aos movimentos
- Oferece estabilidade com o utilizador parado ou em movimento
- A máscara não necessita de estar demasiado apertada para obter uma vedação eficaz — funciona melhor quando as almofadas nasais e a base almofada estão apenas em ligeiro contacto com o rosto

## **VANTAGENS PARA O UTILIZADOR**

#### Liberdade de movimentos com estabilidade

- As almofadas de dupla parede e a base almofadada flexível permitem manter a vedação, ao mesmo tempo que se adaptam aos movimentos.
- A tubagem flexível e leve reduz a pressão provocada pelo peso na máscara, aumentando a estabilidade
- Sensação de liberdade reforçada pelo minimalismo — procura-se não só o conforto do utilizador, mas também o aspecto estético da máscara no seu rosto.

### Ajuste personalizado

 O sistema de ajuste por encaixe permite ao utilizador seleccionar o ângulo das almofadas nasais que mais se adequa ao seu tipo de rosto.

#### Escolha das posições para dormir

 Os utilizadores da Swift LT podem deitarse de lado ou de costas, podendo utilizar o retentor do tubo para posicionar o tubo conforme desejarem.

#### Desempenho silencioso para um sono calmo

 O desenho inovador dos orifícios de ventilação permite um desempenho super-silencioso da máscara — apenas 25 decibéis.\*

## VANTAGENS PROFISSIONAIS Colocação rápida

 A Swift LT coloca-se rápida e facilmente, permitindo aos médicos e aos profissionais do sono economizar tempo.

## Redução do stock, gama de ajustes a 95%\*\*

 O sistema é fornecido embalado com três tamanhos de almofadas para adequação à maioria dos utilizadores, permitindo reduzir os stocks.

## Manuseamento fácil do produto

• Composta por um número reduzido de peças, a Swift LT é fácil de limpar e de montar.

### Recomendação ou prescrição prática

 O manual do utilizador e o apoio on-line simplificam a formação dos utilizadores e dos profissionais.

#### Aceitação pelo paciente

- Concebida tendo em vista a satisfação e o conforto do paciente e a facilidade de utilização para uma melhor aceitação.
- \* Testes realizados em conformidade com a ISO 3744:1994 a 10 cm H<sub>2</sub>0
- \*\* Com base nos estudos antropométricos da ResMed

## CÓDIGOS DOS PRODUTOS Sistema de almofadas nasais Swift LT

Europa<sup>3</sup> 60563

ResMed Europe, Basileia, Suíça, +41 61 564 7000 , ResMed Corp Poway, CA, EUA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (número gratuito), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Austrália +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (número gratuito). Austria, Bélgica, Brasil, China, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong, India, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Singapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido (consulte o sítio da Internet para obter mais pormenores). Protegida por patentes: AU 785376, DE 20321469.2, DE 20321470.6, DE 20321471.4, DE 20321472.2, CP 314445, NZ 553756, NZ 553757, NZ 553825, NZ 553825, US 6581594, US 6823865, US 7159587. US 6881594, US 6823865, US 7159587. US 6881594,

Inglês, Checo, Holandês (Bélgica), Francês (Bélgica), Alemão (Bélgica), Grego, Húngaro, Italiano, Polaco, Português, Russo, Eslovaco. Espanhol. Turco