

## DIAMANTE PLUS-CORP

Versão 1.00.00

*(Compatível com o PRODOCTOR PLUS e PRODOCTOR CORP)*

***Esta orientação é para clientes que vão iniciar a utilização do DIAMANTE PLUS – CORP.***

### **SERVIDOR**

Acesse o site [www.pacotediamante.com.br](http://www.pacotediamante.com.br). Em PROGRAMAS, clique sobre "INSTALAÇÃO COMPLETA DIAMANTE PLUS-CORP". Salve o arquivo na pasta **ProdoctorPlus\Módulos** ou **ProdoctorPlus\Módulos** do servidor.

Só inicie a instalação abaixo, após fazer um backup (cópia de segurança) de seu PRODOCTOR PLUS. Lembramos que existe uma ferramenta própria para este backup. Consulte o suporte do PRODOCTOR caso tenha alguma dúvida.

Clique sobre o SetupFull010000.exe. Execute a instalação.

Concluída a instalação, deixe marcado o "Executar DIAMANTE PLUS/CORP (Instalação completa) V01.00.00". Clique no botão "Concluir".

**Será executado automaticamente o "Configurador.exe".**

- # Marque a opção PLUS ou CORP, conforme seu caso. Clique no botão GRAVA.
- # Clique no botão "CRIAR TABELAS".
- # Se a validação do número de série ainda não foi efetuada, informe o CNPJ para validá-lo via INTERNET. Caso contrário prossiga normalmente.
- # Responda "SIM" à pergunta "Deseja configurar permissões iniciais ... ?"
- # Configure agora o acesso do DIAMANTE dentro do PRODOCTORPLUS ou CORP. (Ver orientação abaixo).
- # Concluída a instalação no SERVIDOR.

## **ESTAÇÕES**

Coloque o arquivo "SetupFull010000.exe" na pasta PRODOCTORPLUS / MODULOS / DIAMANTEPLUS de cada estação. Execute a instalação.

Concluída a instalação, deixe marcado o "Executar DIAMANTE PLUS/CORP (Instalação completa) V01.00.00". Clique no botão "Concluir".

**Será executado automaticamente o "Configurador.exe".**

# Configure agora o acesso do DIAMANTE dentro do PRODOCTORPLUS ou CORP da estação.

# Marque a opção PLUS ou CORP, conforme seu caso. Clique no botão GRAVA.

# Clique em "Sair".

# A instalação da estação está concluída.

## **CONFIGURAÇÃO DO DIAMANTE NO PRODOCTOR**

# Abra o ProDoctosPlus.

# Clique no ícone (Cruz verde) localizado no canto superior esquerdo.

# Clique em "Opções"

# Clique na aba "2 – Favoritos"

# Na primeira linha, em "Descrição" coloque "DIAMANTE". No lado direito clique no ícone e selecione o caminho ProdoctorPlus/Módulos/DiamantePlus. Clique sobre o programa "Diamante.exe". Clique GRAVA.

# Clique na aba "3 – Módulos"

# Na segunda linha "Modulo de impressão em Paciente/Contas", em "Descrição" coloque "PLANSERV". No lado direito clique no ícone e selecione o caminho ProdoctorPlus/Módulos/DiamantePlus. Clique sobre o programa "OSAbramge.exe". Clique GRAVA.

**Obs: Na orientação acima utilizamos a expressão "ProDoctorPlus". Substituir por "ProDoctorCorp" se for o seu caso.**