



PRO RETRACT

Manual de Instruções Português

Fio retrator gengival

“Somente para uso Profissional”

“Leia com atenção todas as informações desta bula antes de utilizar o produto. Guarde-a para consulta, no mínimo, até total consumo do produto e/ou até não haver mais interação do produto com seu último paciente”.

Descrição do Produto

Pro Retract é um fio de afastamento gengival confeccionado com fibras de algodão não impregnadas, com alto poder de absorção, fibras únicas dispostas paralelamente, garantindo também absorção por capilaridade. Após tecidas, as fibras passam por processo de amaciamento, conferindo menor atrito junto ao epitélio interno da gengiva, promovendo menor sangramento. Os fios retratores de algodão não impregnados com substâncias químicas consistem, de modo geral, na maneira mais segura e fácil de obter afastamento gengival temporário. O fio retrator, por si só, é seguro quanto ao fato de não alterar condições sistêmicas e locais (recessão gengival), sendo questionável apenas em detrimento ao mau uso em situações de pressão exagerada na colocação do fio no sulco gengival e tempo de permanência. Cabe ao cirurgião dentista utilizar o fio de forma coerente e respeitando os padrões de uso.

O produto é apresentado em 06 espessuras diferentes para facilitar o procedimento do profissional:

Pro Retract 000 (Ultra Extra Fino): Branco com Preto

Pro Retract 00 (Extra Fino): Amarelo com Preto

Pro Retract 0 (Fino): Violeta com Preto

Pro Retract 1 (Médio): Azul com Preto

Pro Retract 2 (Grosso): Verde com Preto

Pro Retract 3 (Extra Grosso): Vermelho com Preto

Indicação e finalidade:

A manobra de afastamento gengival é um método físico de se realizar a retração gengival e são apenas para retração de gengiva saudável. Pode ser requisitada em situações tais como: em prótese na realização de facetas indiretas de preparos protéticos e seu refinamento (bordos do término cervical), bem como na moldagem final pós preparo para que se obtenha modelos otimizados de perfeito assentamento da peça protética. Na área de Dentística é útil em caso de preparos subgengivais facilitando o acesso e visibilidade dos tecidos aos quais estamos operando além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival.

Pode ser utilizado nos seguintes casos:

- **Fraturas de coroa:** permite visualização adequada do dente.
- **Controle de fluidos bucais:** tem por finalidade eliminar ou diminuir a umidade para a realização dos tratamentos dentais em condições assépticas e restaurar os dentes de acordo com as indicações do material. A utilização de Pro Retract visa controlar a umidade durante os procedimentos clínicos. Esta umidade pode ser proveniente de fluidos do sulco gengival, saliva e sangramento gengival.



- *Retração e acesso*: os detalhes dos procedimentos restauradores são dificilmente controlados se não houver uma retração gengival apropriada e um afastamento das estruturas presentes na cavidade bucal que permita o acesso ao tratamento.
- *Moldagens de preparos protéticos*: São utilizados os fios retratores para facilitar a exposição das margens cervicais do preparo.
- *Lesões Cervicais não Cariosas*: o fio deve ser inserido antes do preparo cavitário. O fio deve permanecer cerca de 3 a 5 minutos para obter um afastamento satisfatório.

Composição básica

100% Fios de algodão trançados.

Instruções de Uso

1. Selecione e corte os fios no comprimento desejado para que possa circundar o preparo. Determine a espessura desejada de acordo a largura e profundidade do sulco;
2. A colocação do fio deve ser feita com a gengiva previamente desidratada com leve jato de ar para melhorar eficiência e facilidade de inserção;
3. Circunde o fio ao redor do preparo e utilizando um instrumento adequado insira para dentro do sulco gengival. Inicie por palatino ou proximal, com a espátula inclinada por volta de 45° e sempre pressionando o fio contra o dente durante a inserção.
4. Deixe o fio no local de 3 a 5 minutos, controlando visualmente o aspecto de afastamento da gengiva. A remoção ou não do fio antes de uma moldagem depende da técnica a ser utilizada.

Notas: Não recomendamos utilizar espátula serrilhada. Podem lesionar o epitélio.

Podem ser utilizadas soluções hemostáticas em conjunto com o fio, conforme a necessidade.

Precauções e Contra Indicações

- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido
- Manter fora do alcance de crianças
- Somente para uso odontológico
- Manipular o produto de acordo com as instruções de uso.
- Controle o tempo de aplicação e evite deixar o fio no sulco além do tempo indicado.
- Não se recomenda o uso de espátulas serrilhadas para a inserção do fio. Estas podem lesionar o epitélio
- Não é recomendado para pessoas com relatada sensibilidade ao algodão.

Advertências

Controle o tempo de aplicação e evite deixar o fio no sulco além do tempo indicado. Tempos de permanência excessivamente longos podem causar retração gengival.

Não utilizar o produto se este estiver fora do prazo de validade. Para descarte do produto siga a legislação de seu país. Não reaproveitar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças.

Conservação e Armazenamento

Armazene o produto sempre em sua embalagem original, fechada, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C).



Fabricado por:

DENTSCARE LTDA

Av. Edgar Nelson Meister, 474

Bairro Distrito Industrial

CEP 89219-501 – Joinville – SC

Autorização de Funcionamento:

MS P5X44XY0XX28

CNPJ: 05.106.945/0001-06

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico:

Friedrich Georg Mittelstadt

CRQ 13100147 – SC

Registro na ANVISA nº 80172310034

Marca: FGM Produtos Odontológicos LTDA



Av. Ressano Garcia,41 - 1º F

1070234 Lisboa Portugal

Fone: +351 21 3867321

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disto, o usuário está obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação.

Rev: 00



Date: 09-10-2007
MSDS # 00
Revision Date:
Revision # 00

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECTION I – IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION / MANUFACTURER

Material name: PRO RETRACT

Material use: Braided Displacement Cord

Prepared by: Friedrich Georg Mittelstadt, Chemist, Technical director.

Manufactured by: Dentscare Ltda, Avenida Edgar Nelson Meister, 474, Joinville, Brazil.

Contact if there is an emergency: xx 55 47 3441 6100

SECTION II – COMPOSITION / INFORMATION OF THE INGREDIENTS

Substance:	C.A.S. #-----	% bv Wt 100%
Cotton Wool		

SECTION III – RISK IDENTIFICATION

Adverse Human Effects and Symptoms: None.

SECTION IV – FIRST AID MEASURES

Inhalation: None.

Skin contact: None.

Eye contact: None.

Ingestion: None

SECTION V – FIRE FIGHTING MEASURES

Flammability: Yes No

If yes, under which conditions:

Means of Extinction: N/A

Protective Equipment for fire-fighters: N/A

SECTION VI – ACCIDENTAL PROTECTION MEASURES

Environmental and Personal Precautions: None.

Methods for cleaning: None.

SECTION VII – HANDLING AND STORAGE

Handling precautions: None.

Storage conditions: Store at room temperature.

SECTION VIII – EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION

Breathing protection: N/A

Hand protection: N/A

Eye protection: None.

Skin protection: N/A

SECTION IX – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: knitted cotton.

Smell: None

Solubility in water: None

Melting point: N/A

pH: N/A



SECTION X – STABILITY AND REACTIVITY

Chemical stability: Yes.

SECTION XI – TOXICOLOGICAL INFORMATION

Route of Entry:

Skin contact: N/A

Skin Absorption: N/A

Eye Contact: N/A

Inhalation Acute: N/A

Inhalation Chronic: N/A

Ingestion: Yes.

SECTION XII – ECOLOGICAL INFORMATION

Biodegradability: Yes.

Additional details: None.

SECTION XIII – DISPOSAL CONSIDERATIONS

Method of waste disposal: In accordance with the governmental regulations of your country.

SECTION XIV – TRANSPORT INFORMATION

Not regulated.

SECTION XV – REGULATORY INFORMATION

Not defined.

SECTION XVI – OTHER INFORMATION

Professional use only. The information and recommendations are based on the MSDS and information of the raw material manufacturers. Dentscare Ltda, Tax ID 05.106.945/0001-06, takes no responsibility for the accuracy of this information or for the need for further information.